

7 Nature de l'incident ayant motivé la déclaration (un seul choix possible) :

| | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> Anomalie à l'ETS | <input type="radio"/> identification donneur | <input type="radio"/> sélection homonyme à l'accueil collecte <input type="radio"/> sélection homonyme à l'entretien pré-don <input type="radio"/> non vérification identité par le préleveur <input type="radio"/> lien don-donneur en collecte <input type="radio"/> lien tube-poche en collecte <input type="radio"/> tube sans N° don <input type="radio"/> tube avec 2 N° de dons différents <input type="radio"/> Même N° collé sur tubes de 2 donneurs <input type="radio"/> poche sans N° don <input type="radio"/> poche avec 2 N° de dons différents <input type="radio"/> Même N° collé sur poches de 2 donneurs <input type="radio"/> tubes et poches sans N° don <input type="radio"/> tube et poches avec 2 N° de dons différents <input type="radio"/> Même N° collé sur tubes et poches de 2 donneurs <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> prélèvement sang total | <input type="radio"/> non respect critères admission donneur (poids, âge, Hb, intervalle, voyage, risque receveur etc.) précisez <input type="radio"/> volume maximal dépassé <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> prélèvement aphérèse | <input type="radio"/> non respect critères admission donneur (poids, âge, Hb, intervalle voyage, risque receveur, etc.) précisez <input type="radio"/> volume maximal dépassé <input type="radio"/> non respect conditions de montage kits prélèvement <input type="radio"/> non respect conditions de montage solutés <input type="radio"/> anomalie de vitesse de prélèvement <input type="radio"/> non vérification conditions fonctionnement machine après maintenance <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> information post-don | <input type="radio"/> absence de consignes claires de prise en compte IPD dans l'ETS <input type="radio"/> absence pour le donneur de consignes claires de signalement IPD à l'ETS <input type="radio"/> absence de prise en compte IPD par l'ETS <input type="radio"/> retard de prise en compte IPD par l'ETS <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> préparation de PSL | <input type="radio"/> non respect procédures préparation/transformation (déleucocytation, irradiation, déplasmatisation etc.) précisez <input type="radio"/> erreur lien contrôle ABO-poche-donneur <input type="radio"/> indisponibilité provisoire de l'activité de préparation <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> QBD | <input type="radio"/> non respect procédures (technique, conduite à tenir etc.) BD IH, précisez <input type="radio"/> erreur lien résultat IH-tube-donneur <input type="radio"/> indisponibilité provisoire de l'activité de QBD IH <input type="radio"/> non respect procédures (technique, conduite à tenir etc.) QBD sérologie (autre que IH) (virus, parasite, bactérie), précisez <input type="radio"/> indisponibilité provisoire de l'activité de QBD sérologie autre que IH <input type="radio"/> indisponibilité provisoire de l'activité de QBD DGV <input type="radio"/> erreur lien résultat autre que IH (virus, parasite, bactérie)-tube-donneur <input type="radio"/> autre précisez |

| | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Anomalie à l'ETS | <input type="radio"/> résultats CQ de PSL | <input type="radio"/> erreur lien résultat CQ-don-donneur |
| | | <input type="radio"/> absence transmission électronique résultat CQ vers autres secteurs ETS |
| | | <input type="radio"/> saisie manuelle non contrôlée résultat CQ |
| | | <input type="radio"/> autre précisez |
| | | |
| | <input type="radio"/> résultats IH clinique | <input type="radio"/> erreur lien résultat IHC-patient |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat phénotypage ABO |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat phénotypage ABO RH1 |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat phénotypage RHKEL |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat autre phénotypage érythrocytaire, précisez |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat phénotypage HLA |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat phénotypage plaquettaire (HPA) |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat RAI dépistage |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat RAI identification |
| | | <input type="radio"/> défaut épreuve de compatibilité au laboratoire |
| <input type="radio"/> défaut de compte rendu de résultat | | |
| <input type="radio"/> absence ou retard de compte rendu de résultat | | |
| <input type="radio"/> compte rendu de résultat non conforme | | |
| <input type="radio"/> défaut de transmission électronique de résultat | | |
| <input type="radio"/> autre précisez | | |
| <input type="radio"/> conservation de PSL | <input type="radio"/> défaillance/panne dispositif conservation CGR | |
| | <input type="radio"/> défaillance/panne dispositif conservation plasma congelé | |
| | <input type="radio"/> défaillance/panne dispositif conservation plaquettes | |
| | <input type="radio"/> panne électrique | |
| | <input type="radio"/> défaillance/panne alarme locale (visuelle, sonore), précisez | |
| | <input type="radio"/> absence alarme locale (visuelle, sonore), précisez | |
| | <input type="radio"/> défaillance/panne alarme déportée (visuelle, sonore), précisez | |
| | <input type="radio"/> absence alarme déportée (visuelle, sonore), précisez | |
| | <input type="radio"/> défaillance/absence de contrôle du fonctionnement des équipements après réparation/maintenance | |
| | <input type="radio"/> autre précisez | |
| <input type="radio"/> gestion des stocks de PSL | <input type="radio"/> anomalie gestion entrée en stock | |
| | <input type="radio"/> anomalie gestion sortie du stock | |
| | <input type="radio"/> anomalie gestion des statuts de PSL (quarantaine, libéré, attente remise en stock etc.) | |
| | <input type="radio"/> anomalie gestion des statuts des péremptions | |
| | <input type="radio"/> autre précisez | |
| <input type="radio"/> libération des PSL | <input type="radio"/> libération PSL Non conforme | |
| | <input type="radio"/> libération PSL périmé | |
| | <input type="radio"/> autre précisez | |
| <input type="radio"/> distribution de PSL | <input type="radio"/> défaut dans la sélection des PSL | |
| | <input type="radio"/> non respect de la commande | |
| | <input type="radio"/> modification de la commande | |
| | <input type="radio"/> défaut de qualité des PSL | |
| | <input type="radio"/> erreur d'établissement destinataire des PSL | |
| | <input type="radio"/> défaut de transmission informatique des fichiers PSL | |
| | <input type="radio"/> erreur d'établissement destinataire des PSL | |
| | <input type="radio"/> non concordance PSL livrés et fichiers informatiques | |
| <input type="radio"/> autre précisez | | |

| | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Anomalie à l'ETS | <input type="radio"/> délivrance de PSL | <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription (PSL homologue au lieu autologue) <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription (erreur produit délivré, plasma au lieu de CGR etc.) <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel phénotypé <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel compatibilisé <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel phénotypé et compatibilisé <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel irradié <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel déplasmatisé <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel CMV négatif <input type="radio"/> modification de la prescription sans concertation <input type="radio"/> délivrance de PSL de groupe sanguin ABO non compatible <input type="radio"/> erreur d'ES destinataire des PSL <input type="radio"/> erreur de service clinique destinataire des PSL <input type="radio"/> erreur de patient destinataire des PSL <input type="radio"/> discordance N° poche délivrée et N° sur FD <input type="radio"/> anomalie de décongélation de PSL <input type="radio"/> délivrance de PSL périmé <input type="radio"/> délivrance de plasma non décongelé <input type="radio"/> anomalie de prise en compte à la délivrance du délai d'acheminement PSL vers un ES éloigné <input type="radio"/> retard à la délivrance <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> transport de PSL | <input type="radio"/> non respect conditions et durées de transport entre sites de l'ETS <input type="radio"/> non respect conditions et durées de transport entre ETS <input type="radio"/> non respect conditions et durées de transport ETS-dépôt de sang <input type="radio"/> non respect conditions et durées de transport ETS-service de soins en situation d'urgence <input type="radio"/> non respect conditions et durées de transport ETS-service de soins hors situation d'urgence <input type="radio"/> retard de transport <input type="radio"/> absence de preuve de maîtrise de la chaîne du froid <input type="radio"/> coordonnées transporteurs, hors urgence, non mises à jour <input type="radio"/> coordonnées transporteurs, contexte d'urgence, non mises à jour <input type="radio"/> transport par personnel non habilité <input type="radio"/> anomalie de transport automatisé (pneumatique, convoyeur etc.) précisez <input type="radio"/> erreur d'adresse par réseau de transport automatisé <input type="radio"/> rupture intégrité poche par réseau de transport automatisé <input type="radio"/> anomalie de traçabilité des conditions et durées de transport <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> rappel de PSL | <input type="radio"/> absence de preuve de mise en quarantaine/destruction de PSL rappelé du dépôt <input type="radio"/> absence de preuve de mise en quarantaine/destruction de PSL rappelé d'un service de soins d'un ES |

| | | |
|-------------------|---|---|
| ○ Anomalie à l'ES | ○ identification patient | ○ vérification partielle identité patient à réception PSL |
| | | ○ non vérification pré-transfusionnelle identité au lit du patient |
| | | ○ vérification partielle pré-transfusionnelle identité au lit du patient |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ prescription analyses IH clinique | ○ non-conformité de prescription IHC (date, heure, identification préleveur, prescripteur, analyses demandées, degré d'urgence, etc.), précisez |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ prélèvement IH clinique | ○ non respect conditions techniques de prélèvement (hémodilution, volume insuffisant, prélèvement coagulé etc.), précisez |
| | | ○ non respect règles de prélèvement pour groupage sanguin, précisez |
| | | ○ non respect règles de prélèvement pour RAI (conservation prélèvement au réfrigérateur plus de 48h etc.), précisez |
| | | ○ pré-étiquetage tubes en salle de soins infirmiers |
| | | ○ erreur patient prélevé |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ transport tubes analyses IH clinique | ○ oubli tubes IHC dans le service de soins |
| | | ○ perte de tubes IHC dans le circuit de transport |
| | | ○ retard de transport |
| | | ○ non respect conditions et durées de transport |
| | | ○ coordonnées transporteurs, hors urgence, non mises à jour |
| | | ○ coordonnées transporteurs, contexte d'urgence, non mises à jour |
| | | ○ anomalie de transport automatisé (pneumatique, convoyeur etc.) précisez |
| | | ○ erreur d'adresse par réseau de transport automatisé |
| | | ○ rupture intégrité tubes par réseau de transport automatisé |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ résultats IH clinique | ○ erreur lien résultat IHC-patient |
| | | ○ erreur résultat de phénotypage ABO |
| | | ○ erreur résultat de phénotypage ABO RH1 |
| | | ○ double résultats phénotypage ABO discordants sur même document |
| | | ○ erreur résultat de phénotypage RH-KEL |
| | | ○ double résultats phénotypage RH-KEL discordants sur même document |
| | | ○ erreur résultat phénotypage HLA |
| | | ○ erreur résultat phénotypage plaquettaire (HPA) |
| | | ○ erreur résultats de RAI dépistage |
| | | ○ erreur résultat RAI identification |
| | | ○ défaut épreuve de compatibilité au laboratoire |
| | | ○ défaut de compte rendu de résultat |
| | | ○ absence ou retard de compte rendu de résultat |
| | | ○ compte rendu de résultat non conforme |
| | | ○ défaut de transmission électronique de résultat |
| | | ○ discordance résultats transmis en documents papier et transmis en électronique |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ résultats autres analyses biologiques | ○ erreur résultat Hb patient |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| <input type="radio"/> Anomalie à l'ES | | <input type="radio"/> erreur résultat plaquettes patient |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat hémostase patient, précisez |
| | | <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> prescription de PSL | <input type="radio"/> non-conformité de prescription PSL (date, heure prescription, identification prescripteur, service demandeur, degré d'urgence, date, heure transfusion prévue, etc.), précisez |
| | | <input type="radio"/> non respect protocole transfusionnel patient (phénotypé, compatibilisé, irradié etc.), précisez |
| | | <input type="radio"/> erreur de produit prescrit (homologue au lieu autologue etc.) |
| | | <input type="radio"/> erreur de produit prescrit (plasma au lieu de CGR etc.) |
| | | <input type="radio"/> absence de consultation du dossier transfusionnel |
| | | <input type="radio"/> prescription par excès |
| | | <input type="radio"/> retard de prescription |
| | | <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> transport de PSL | <input type="radio"/> non respect conditions et durées de transport dépôt-service de soins en situation d'urgence |
| | | <input type="radio"/> non respect conditions et durées de transport dépôt-service de soins hors situation d'urgence |
| | | <input type="radio"/> retard de transport |
| | | <input type="radio"/> absence de preuve de maîtrise de la chaîne du froid |
| | | <input type="radio"/> coordonnées transporteurs, hors urgence, non mises à jour |
| | | <input type="radio"/> coordonnées transporteurs, contexte d'urgence, non mises à jour |
| | | <input type="radio"/> transport par personnel non habilité |
| | | <input type="radio"/> anomalie de transport automatisé (pneumatique, convoyeur etc.) précisez |
| | | <input type="radio"/> erreur d'adresse par réseau de transport automatisé |
| | | <input type="radio"/> rupture intégrité poche par réseau de transport automatisé |
| | | <input type="radio"/> anomalie de traçabilité des conditions et durées de transport |
| | | <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> conservation de PSL au dépôt | <input type="radio"/> défaillance/panne dispositif conservation CGR |
| | | <input type="radio"/> défaillance/panne dispositif conservation plasma congelé |
| | | <input type="radio"/> défaillance/ panne dispositif conservation plaquettes |
| | | <input type="radio"/> panne électrique |
| | | <input type="radio"/> défaillance/panne alarme locale (visuelle, sonore), précisez |
| | | <input type="radio"/> absence alarme locale (visuelle, sonore), précisez |
| | | <input type="radio"/> défaillance/panne alarme déportée (visuelle, sonore), précisez |
| | | <input type="radio"/> absence alarme déportée (visuelle, sonore), précisez |
| | | <input type="radio"/> défaillance/absence de contrôle du fonctionnement des équipements après réparation/maintenance |
| | | <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> gestion des stocks de PSL au dépôt | <input type="radio"/> anomalie gestion entrée en stock |
| | | <input type="radio"/> anomalie gestion sortie du stock (retour vers ETS) |
| | | <input type="radio"/> anomalie gestion des statuts de PSL (libéré, attente envoi pour remise en stock, quarantaine, etc.) |
| | | <input type="radio"/> anomalie gestion des péremptions |
| | | <input type="radio"/> autre précisez |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> Anomalie à l'ES | <input type="radio"/> rappel de PSL par dépôt | <input type="radio"/> absence de preuve de mise en quarantaine/destruction de PSL rappelé par ETS <input type="radio"/> absence de preuve de mise en quarantaine/destruction de PSL rappelé du service de soins de l'ES <input type="radio"/> absence de prise en compte par le dépôt d'un message ETS de rappel de PSL <input type="radio"/> erreur de PSL mis en quarantaine <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> délivrance de PSL par dépôt de délivrance | <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription (PSL homologue au lieu autologue) <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription (erreur produit délivré, plasma au lieu de CGR etc.) <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel phénotypé <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel compatibilisé <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel phénotypé et compatibilisé <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel irradié <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel déplasmatisé <input type="radio"/> délivrance non conforme à prescription sur protocole transfusionnel CMV négatif <input type="radio"/> modification de la prescription sans concertation <input type="radio"/> délivrance de PSL de groupe sanguin ABO non compatible <input type="radio"/> erreur de service clinique destinataire de PSL <input type="radio"/> erreur de patient destinataire de PSL <input type="radio"/> discordance N° poche délivrée et N° sur FD <input type="radio"/> anomalie de décongélation de PSL <input type="radio"/> délivrance de PSL périmé <input type="radio"/> délivrance de plasma non décongelé <input type="radio"/> retard à la délivrance <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> délivrance de PSL par dépôt d'urgence | <input type="radio"/> prise de PSL en stock par personnel non habilité <input type="radio"/> délivrance de PSL périmé <input type="radio"/> retard à la délivrance <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> transfert de PSL par dépôt relais | <input type="radio"/> réception de PSL ne correspondant pas à la prescription (PSL non phénotypé au lieu de phénotypé, plasma au lieu de CGR etc.) <input type="radio"/> erreur de produit transféré <input type="radio"/> erreur de patient destinataire du produit transféré <input type="radio"/> ré-attribution du produit transféré sans accord ETS <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> entreposage de PSL | <input type="radio"/> entreposage sans preuve de maîtrise de la chaîne du froid <input type="radio"/> entreposage simultané de PSL pour plusieurs patients <input type="radio"/> désolidarisation des PSL entreposés et des documents de vérification correspondants (prescription, FD, document IHC etc.), précisez <input type="radio"/> durée d'entreposage non conforme <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> gestion du dossier transfusionnel | <input type="radio"/> absence de gestion du dossier transfusionnel <input type="radio"/> dossier transfusionnel non mis à jour <input type="radio"/> existence de 2 ou plusieurs dossiers transfusionnels pour le même patient |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| ○ Anomalie à l'ES | | ○ autre précisez |
| | ○ systèmes d'information de l'ES | ○ anomalie de qualification du serveur d'identité patient de l'ES (fusion, collision d'identités patients etc.), précisez |
| | | ○ anomalie de qualification du logiciel de pilotage des automates d'analyse au laboratoire |
| | | ○ anomalie de qualification du logiciel du laboratoire |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ système d'information du dépôt | ○ anomalie de qualification du logiciel de gestion du dépôt |
| | | ○ anomalie de qualification du logiciel de délivrance de PSL du dépôt |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ communication entre systèmes d'information ES | ○ anomalie de communication entre serveur d'identité ES et logiciel délivrance PSL dépôt |
| | | ○ anomalie de communication entre serveur d'identité ES et logiciel du laboratoire |
| | | ○ anomalie de communication entre logiciel de pilotage des automates d'analyse au laboratoire et logiciel du laboratoire |
| | | ○ anomalie de communication entre logiciel du laboratoire et logiciel délivrance PSL dépôt |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ communication entre systèmes d'information ES et ETS | ○ anomalie de communication entre logiciels délivrance PSL dépôt et ETS |
| | | ○ anomalie de communication entre logiciels de gestion de stock du dépôt et ETS |
| | | ○ anomalie de communication entre logiciels de traçabilité de PSL ES et ETS |
| | | ○ anomalie de communication entre logiciel d'échange des résultats d'analyses et logiciel laboratoire ES et ETS |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ communication intra-ES | ○ anomalie de communication de consignes dans l'équipe de soins (entre médecin et IDE, entre IDE en changement d'équipe etc.), précisez |
| | | ○ anomalie de communication (orale) de résultats d'analyses entre laboratoire et service de soins |
| | | ○ anomalie de communication (orale) entre service de soins et transporteur (brancardier) |
| | | ○ anomalie de communication entre services d'urgence et services de soins |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ communication inter-ES | ○ anomalie de communication entre ES lors transfert patient |
| | | ○ absence de mise en commun de dossier transfusionnel à jour entre ES |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ communication ES-ETS | ○ anomalie de communication de consignes transfusionnelles entre ETS et ES |
| | | ○ anomalie de communication ES-ETS sur le degré d'urgence d'une prescription de PSL |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ Non respect des procédures de transfusion | ○ transfusion au-delà des 6 heures après réception dans le service de soins |
| | | ○ transfusion de poches percées de PSL |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ Anomalie ES autre | |
| ○ Anomalie à l'ES ou à l'ETS | ○ Non transfusion | ○ défaillances combinées prescription, communication, délivrance, transport etc. |
| | | ○ retard d'information sur transfert patient à un autre ES |
| | | ○ constat d'EIR |
| | | ○ autre précisez |
| | ○ Retard à la transfusion | ○ défaillances combinées prescription, communication, délivrance, transport etc. |

| | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Anomalie à l'ES ou à l'ETS | <input type="radio"/> Retard à la transfusion | <input type="radio"/> retard d'information sur le degré d'urgence |
| | | <input type="radio"/> discordance identité patient entre ES et ETS |
| | | <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> Erreur receveur de PSL | |
| | <input type="radio"/> Anomalie ES et/ou ETS autre | |

| | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Anomalie chez un tiers | <input type="radio"/> Etapes du processus d'analyses IH clinique | <input type="radio"/> erreur identification patient sur tube IHC |
| | | <input type="radio"/> défaut lien patient-tube échantillon IHC |
| | | <input type="radio"/> erreur de résultats de phénotypage ABO |
| | | <input type="radio"/> erreur de résultats de phénotypage ABO RH1 |
| | | <input type="radio"/> discordance de résultat de phénotypage ABO édités sur un même document |
| | | <input type="radio"/> erreur de résultat de phénotypage RH-KEL |
| | | <input type="radio"/> discordance de résultat de phénotypage RH-KEL édités sur un même document |
| | | <input type="radio"/> erreur de résultats de RAI dépistage |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat RAI identification |
| | | <input type="radio"/> discordance inexplicquée de résultat de RAI avec antériorité patient |
| | | <input type="radio"/> erreur résultats phénotypage HLA |
| | | <input type="radio"/> erreur résultat phénotypage plaquettaire (HPA) |
| | | <input type="radio"/> défaut épreuve de compatibilité au laboratoire |
| | | <input type="radio"/> défaut de compte rendu de résultat |
| | | <input type="radio"/> absence ou retard de compte rendu de résultat |
| | | <input type="radio"/> compte rendu de résultat non conforme |
| | | <input type="radio"/> défaut de transmission électronique de résultat entre logiciel d'automate d'analyses et logiciel de laboratoire |
| | | <input type="radio"/> anomalie de fusion de dossiers d'archivage d'analyses de laboratoire |
| | | <input type="radio"/> défaut de transmission électronique de résultat entre logiciel laboratoire et ETS (échange de résultat d'analyse) |
| | | <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> Transport de PSL | <input type="radio"/> non respect conditions et durées de transport par le transporteur |
| | | <input type="radio"/> retard de transport |
| | | <input type="radio"/> absence de preuve de maîtrise de la chaîne du froid |
| | | <input type="radio"/> coordonnées transporteurs, hors urgence, non mises à jour |
| | | <input type="radio"/> coordonnées transporteurs, contexte d'urgence, non mises à jour |
| | | <input type="radio"/> transport par personnel non habilité |
| | | <input type="radio"/> anomalie de traçabilité des conditions et durées de transport |
| | | <input type="radio"/> autre précisez |
| | <input type="radio"/> Anomalie Tiers autre | |