


Valeurs cibles toutes techniques

hGH (mUI/l)

Nature de l'échantillon envoyé lors de l'opération 11GPV1 : Matrice sérique non surchargée

Echantillon	Nombre de résultats	Médiane	Interquartile	Min	Max
GH201	79	20,6	18,3 – 22,7	14,3	27,3

Diagramme « boîte et moustaches * » des résultats toutes techniques



La « boîte » représente l'espace interquartile (percentile 75 - percentile 25) avec la position médiane (point), les « moustaches » positionnent les valeurs maximales et minimales obtenues.


PTH (ng/l)

Nature de l'échantillon envoyé lors de l'opération 11GPV1 : Matrice sérique non surchargée

Echantillon	Nombre de résultats	Moyenne toutes techniques	CV toutes techniques
PTH111	652	221,0*	18,40

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.

Histogramme des résultats toutes techniques



25 OH-Vitamine D (nmol/l)

Nature de l'échantillon envoyé lors de l'opération 11GPV1 : Matrice sérique surchargée en 25 OH-Vitamine D3 (Sigma).

Echantillon	Nombre de résultats	Moyenne toutes techniques	CV toutes techniques
VIT111	485	118,8	11,30

Histogramme des résultats toutes techniques

