

Information destinée aux professionnels de santé des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination anti-marielle

04 Février 2019

INFORMATION IMPORTANTE

*Difficultés d'approvisionnement de la spécialité **STAMARIL (Vaccin de la fièvre jaune (Vivant))** et mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de la même spécialité initialement destinée à l'export*
Format multidose

Cher Confrère, Chère Consoeur,

Le laboratoire Sanofi Pasteur Europe souhaite vous informer de la rupture d'approvisionnement de la spécialité **STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de la fièvre jaune (Vivant)**.

Dans ce contexte, et afin d'assurer la continuité de la prise en charge des patients dans les situations pour lesquelles l'utilisation du vaccin contre la fièvre jaune est indispensable, il est mis à disposition à compter du 08 Février 2019, à titre exceptionnel et transitoire en accord avec l'ANSM une **présentation multidose** du vaccin STAMARIL®.

Informations complémentaires :

Cette présentation est sous la forme :

- d'une boîte comprenant 10 flacons de poudre
- et d'une boîte contenant 10 ampoules de solvant nécessaire à la reconstitution de 10 doses (NaCl à 0,9%) :

	<i>STAMARIL unidose</i>	<i>STAMARIL multidose</i>
Nombre de doses par seringue/flacon	1 dose de Poudre dans 1 flacon + 0,5 mL de solvant en seringue préremplie	10 doses de poudre dans 1 flacon +5 mL solvant en ampoule nécessaire à la reconstitution de 10 doses
Posologie	0,5mL : Injection de la totalité de la seringue	0,5mL : à prélever à partir du flacon multidose et injecter à l'aide d'une seringue de 1 mL

Nous attirons particulièrement votre attention :


- **Sur le fait qu'il s'agit d'une présentation multidose et qu'une vigilance accrue est nécessaire pour éviter tout risque de surdosage : après reconstitution, chaque flacon contient 10 doses de 0,5mL de vaccin**
- **sur le fait que, après reconstitution, le vaccin doit être conservé au réfrigérateur et doit être utilisé dans les 6 heures, et que tout produit non utilisé après ce délai doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.**

Dans ce contexte, nous vous remercions dans la mesure du possible, d'aménager vos plannings de vaccination afin d'optimiser l'utilisation des doses de vaccin STAMARIL sous conditionnement multi-dose.

Notre service d'information médicale reste à votre disposition pour toute information complémentaire au 0800 55 56 58 ou pour les départements d'Outre-Mer au 0800 626 626.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que le vaccin STAMARIL dans sa présentation habituelle sera de nouveau disponible.

Tout à fait conscients des désagréments engendrés par cette situation, nous vous remercions par avance de votre compréhension et nous vous prions de croire, Cher Confrère, Chère Consœur, en l'assurance de nos salutations distinguées.



Géraldine MENIN
Pharmacien Responsable
Sanofi Pasteur Europe