

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61880063	HAEMACCEL, solution pour perfusion	THERASELECT	3173818	3400931738183	1 flacon(s) en verre de 500 ml
61880063	HAEMACCEL, solution pour perfusion	THERASELECT	5512503	3400955125037	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
61880063	HAEMACCEL, solution pour perfusion	THERASELECT	5613144	3400956131440	14 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
69470963	HALCION 0,125 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	3281519	3400932815197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69470963	HALCION 0,125 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	3344510	3400933445102	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
69470963	HALCION 0,125 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	3344527	3400933445270	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69470963	HALCION 0,125 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	5551822	3400955518228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61490049	HALDOL 1 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	3047143	3400930471432	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
61490049	HALDOL 1 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	5532977	3400955329770	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 400 comprimé(s)
62237643	HALDOL 2 mg/ml, solution buvable en gouttes	JANSSEN CILAG	3047172	3400930471722	1 flacon(s) polyéthylène de 15 ml - avec compte-gouttes
62237643	HALDOL 2 mg/ml, solution buvable en gouttes	JANSSEN CILAG	5533008	3400955330080	4 flacon(s) polyéthylène de 195 ml
62237643	HALDOL 2 mg/ml, solution buvable en gouttes	JANSSEN CILAG	5533014	3400955330141	50 flacon(s) polyéthylène de 15 ml - avec compte-gouttes
62370615	HALDOL 20 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	3237659	3400932376599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69333167	HALDOL 20 mg/ml, solution buvable	JANSSEN CILAG	3237665	3400932376650	1 flacon(s) compte-gouttes de 30 ml
61697400	HALDOL 5 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	3208250	3400932082506	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61697400	HALDOL 5 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	5519853	3400955198536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65374654	HALDOL 5 mg/ml, solution injectable en ampoule	JANSSEN CILAG	3047189	3400930471890	5 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
65374654	HALDOL 5 mg/ml, solution injectable en ampoule	JANSSEN CILAG	5532983	3400955329831	50 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
61505095	HALDOL DECANOAS, solution injectable	JANSSEN CILAG	3263510	3400932635108	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
61505095	HALDOL DECANOAS, solution injectable	JANSSEN CILAG	3269932	3400932699322	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
64463840	HALDOL FAIBLE 0,5 mg/ml, solution buvable en gouttes	JANSSEN CILAG	3047166	3400930471661	1 flacon(s) polyéthylène de 30 ml - avec compte-gouttes
62966857	HALFAN 100 mg/5 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3312562	3400933125622	1 flacon(s) en verre avec cuillère-mesure polystyrène de 45 ml
62966857	HALFAN 100 mg/5 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3312579	3400933125790	1 flacon(s) polyéthylène avec cuillère-mesure polystyrène de 45 ml
62966857	HALFAN 100 mg/5 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3312585	3400933125851	1 flacon(s) en verre avec cuillère-mesure polystyrène de 30 ml
62966857	HALFAN 100 mg/5 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3312591	3400933125912	1 flacon(s) polyéthylène avec cuillère-mesure polystyrène de 30 ml
65020374	HALFAN 250 mg, comprimé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3308833	3400933088330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 6 comprimé(s)
65020374	HALFAN 250 mg, comprimé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3313768	3400933137687	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 120 comprimé(s)
65020374	HALFAN 250 mg, comprimé sécable	GLAXOSMITHKLINE	5560749	3400955607496	1 flacon(s) polypropylène de 120 comprimé(s)
63750595	HALIVITE 5 POUR CENT, crème	WYETH SANTE FAMILIALE	3047120	3400930471203	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
67005684	HALLS MENTHO LYPTUS, pastille	JOUEVINAL	3304203	3400933042035	1 sachet(s) papier de 18 pastille(s)
62324062	HALOG 0,1 POUR CENT, crème	BRISTOL MYERS SQUIBB	3181953	3400931819530	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
62324062	HALOG 0,1 POUR CENT, crème	BRISTOL MYERS SQUIBB	3181976	3400931819769	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
62324062	HALOG 0,1 POUR CENT, crème	BRISTOL MYERS SQUIBB	3181982	3400931819820	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
64207047	HALOG NEOMYCINE, crème	BRISTOL MYERS SQUIBB	3222126	3400932221264	1 tube(s) aluminium de 10 g
64207047	HALOG NEOMYCINE, crème	BRISTOL MYERS SQUIBB	3222132	3400932221325	1 tube(s) aluminium de 15 g
64207047	HALOG NEOMYCINE, crème	BRISTOL MYERS SQUIBB	3222149	3400932221493	1 tube(s) aluminium de 30 g
60708388	HALOPERIDOL RATIOPHARM 5 mg/1 ml, solution injectable (I.M.-I.V.) en ampoule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3436057	3400934360572	5 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
62513038	HALOPERIDOL RENAUDIN 0,05 POUR CENT (0,5 mg/ml), solution buvable en gouttes	RENAUDIN	3463700	3400934637001	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) en verre de 30 ml
60027614	HALOPROL RATIOPHARM 0,2 POUR CENT, solution buvable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3260316	3400932603169	1 flacon(s) en verre de 15 ml avec compte-gouttes polyéthylène
69722040	HALOTESTIN 5 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3047203	3400930472033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69722040	HALOTESTIN 5 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3390622	3400933906221	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69372597	HALOTHANE BELAMONT, liquide pour inhalation par vapeur	NICHOLAS PIRAMAL INDIA (GRANDE-BRETAGNE)	5521583	3400955215837	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
66941082	HALOTHANE TROFIELD, liquide pour inhalation par vapeur	BELAMONT	3238802	3400932388028	6 flacon(s) en verre de 250 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
6877272	HAMAMELIS BOIRON, pommade	BOIRON	3146856	3400931468561	1 tube(s) de 20 g
62051083	HAMAMELIS COMPOSE (DOLISOS), comprimé	BOIRON	3091960	3400930919606	tube(s) de 120 comprimé(s)
62051083	HAMAMELIS COMPOSE (DOLISOS), comprimé	BOIRON	3257998	3400932579983	plaquette(s) thermoformée(s) de 50 comprimé(s)
68302770	HAMAMELIS COMPOSE (DOLISOS), solution buvable, gouttes	BOIRON	3157825	3400931578253	1 flacon(s) de 15 ml
68302770	HAMAMELIS COMPOSE (DOLISOS), solution buvable, gouttes	BOIRON	3157831	3400931578314	1 flacon(s) de 30 ml
60030304	HAMAMELIS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146388	3400931463887	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
60030304	HAMAMELIS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146394	3400931463948	tube(s) de 120 comprimé(s)
63001838	HAMAMELIS COMPOSE BOIRON, granules	BOIRON	3146371	3400931463719	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
68443034	HAMAMELIS COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146359	3400931463597	1 flacon(s) de 15 ml
68443034	HAMAMELIS COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146365	3400931463658	1 flacon(s) de 30 ml
67392512	HAMAMELIS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600315	3400936003156	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 30 gélule(s)
67392512	HAMAMELIS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600321	3400936003217	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 45 gélule(s)
67392512	HAMAMELIS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600338	3400936003385	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 50 gélule(s)
67392512	HAMAMELIS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600344	3400936003446	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 60 gélule(s)
67392512	HAMAMELIS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600350	3400936003507	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 90 gélule(s)
69769905	HAMAMELIS INFUSETTE LES BONS PRODUCTEURS, plante sèche pour tisane en sachet-dose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3333541	3400933335410	24 sachet(s)-dose(s) cellophane
67402230	HARMONET, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3392207	3400933922078	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
67402230	HARMONET, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3392213	3400933922139	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
66461585	HARPACINE, gélule	PHARMATOP	3339199	3400933391997	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
63942962	HARPADOL ARKOGELULES, gélule	ARKOPHARMA	3463516	3400934635168	1 flacon(s) PVC brun de 45 gélule(s)
63942962	HARPADOL ARKOGELULES, gélule	ARKOPHARMA	3463522	3400934635229	1 flacon(s) PVC brun de 150 gélule(s)
63942962	HARPADOL ARKOGELULES, gélule	ARKOPHARMA	3486256	3400934862564	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 45 gélule(s)
63942962	HARPADOL ARKOGELULES, gélule	ARKOPHARMA	3486262	3400934862625	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
63942962	HARPADOL ARKOGELULES, gélule	ARKOPHARMA	3486279	3400934862793	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 gélule(s)
61617596	HARPAGESIC, gel pour application cutanée	PLANTES ET MEDECINES	3390088	3400933900885	1 tube(s) polyéthylène de 50 g
61617596	HARPAGESIC, gel pour application cutanée	PLANTES ET MEDECINES	3421251	3400934212512	1 tube(s) polyéthylène de 100 g
64144223	HARPAGON, comprimé pelliculé	DUOPHARM (ALLEMAGNE)	3600278	3400936002784	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
63181464	HARPAGOPHYTON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3587454	3400935874542	pilulier(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
63181464	HARPAGOPHYTON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3587460	3400935874603	pilulier(s) polyéthylène de 45 gélule(s)
63181464	HARPAGOPHYTON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3587477	3400935874771	pilulier(s) polyéthylène de 50 gélule(s)
63181464	HARPAGOPHYTON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3587483	3400935874832	pilulier(s) polyéthylène de 60 gélule(s)
63181464	HARPAGOPHYTON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600261	3400936002616	pilulier(s) polyéthylène de 90 gélule(s)
68669097	HARPAGOPHYTON R & D PHARMA, comprimé enrobé gastro-résistant	R&D PHARMA	3756069	3400937560696	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s)
68669097	HARPAGOPHYTON R & D PHARMA, comprimé enrobé gastro-résistant	R&D PHARMA	3756075	3400937560757	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 60 comprimé(s)
68669097	HARPAGOPHYTON R & D PHARMA, comprimé enrobé gastro-résistant	R&D PHARMA	3756081	3400937560818	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 90 comprimé(s)
67974345	HARPAGOPHYTUM BOIRON, gélule	BOIRON	3327463	3400933274634	1 pilulier(s) PVC brun de 200 gélule(s)
67974345	HARPAGOPHYTUM BOIRON, gélule	BOIRON	3420524	3400934205248	1 pilulier(s) PVC brun de 50 gélule(s)
68247651	HARPAGOPHYTUM PONROY, gélule	PONROY PHARMA	3444140	3400934441400	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
61402298	HARPAGOREL, gélule	DIETETIQUE ET SANTE	3358564	3400933585648	1 pilulier(s) en plastique brun de 50 gélule(s)
61402298	HARPAGOREL, gélule	DIETETIQUE ET SANTE	3358570	3400933585709	1 pilulier(s) en plastique brun de 80 gélule(s)
63112888	HARPASALEN, gélule	DEXO	3587336	3400935873361	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 42 gélule(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
69071035	HAVLANE, comprimé sécable	AVENTIS	3248781	3400932487813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60386414	HAVRIX 1440 U/1 ml ADULTES, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3377515	3400933775155	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
60386414	HAVRIX 1440 U/1 ml ADULTES, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3377521	3400933775216	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
66600889	HAVRIX ADULTES 1440 U/1 ml, suspension injectable en unidose. vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3377509	3400933775094	20 flacon(s) en verre de 1 ml avec seringue(s) polypropylène
66600889	HAVRIX ADULTES 1440 U/1 ml, suspension injectable en unidose. vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3377946	3400933779467	1 flacon(s) en verre de 1 ml avec seringue(s) polypropylène
60152436	HAVRIX NOURRISSONS ET ENFANTS 720 U/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3476045	3400934760457	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60152436	HAVRIX NOURRISSONS ET ENFANTS 720 U/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3476051	3400934760518	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66110038	HAXIFAL 250 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA	3606275	3400936062757	1 pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
66110038	HAXIFAL 250 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA	3606281	3400936062818	2 pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
66110038	HAXIFAL 250 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA	3627596	3400936275966	1 pilulier(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
68995424	HAXIFAL 500 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA	3607889	3400936078895	1 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68995424	HAXIFAL 500 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA	3607895	3400936078956	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64646891	HBVAXPRO 10 microgrammes/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3567641	3400935676412	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
64646891	HBVAXPRO 10 microgrammes/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692441	3400936924413	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec 1 aiguille(s)
64646891	HBVAXPRO 10 microgrammes/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692458	3400936924581	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec 10 aiguille(s)
64646891	HBVAXPRO 10 microgrammes/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692464	3400936924642	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec 2 aiguille(s)
64646891	HBVAXPRO 10 microgrammes/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692470	3400936924703	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec 20 aiguille(s)
64646891	HBVAXPRO 10 microgrammes/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	5621385	3400956213856	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
67633301	HBVAXPRO 10 microgrammes/ml, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3594721	3400935947215	1 flacon(s) en verre de 1 ml
64757607	HBVAXPRO 40 microgrammes/ml, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3567658	3400935676580	1 flacon(s) en verre de 1 ml
69352630	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3567635	3400935676351	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69352630	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692381	3400936923812	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69352630	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692398	3400936923980	50 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69352630	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692406	3400936924062	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 1 aiguille(s)
69352630	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692412	3400936924123	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 10 aiguille(s)
69352630	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692429	3400936924291	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
69352630	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3692435	3400936924352	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 20 aiguille(s)
69352630	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	5621379	3400956213795	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
65402616	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3539633	3400935396334	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
65402616	HBVAXPRO 5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	SANOFI PASTEUR MSD	3640846	3400936408463	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67214577	HEAFUSINE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MELSUNGEN	3522710	3400935227102	10 flacon(s) en verre de 250 ml
67214577	HEAFUSINE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MELSUNGEN	3522727	3400935227270	10 flacon(s) en verre de 500 ml
67214577	HEAFUSINE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MELSUNGEN	3522733	3400935227331	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
60323638	HEAFUSINE 10 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3463775	3400934637759	10 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 500 ml
60323638	HEAFUSINE 10 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3463781	3400934637810	10 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 1000 ml
60323638	HEAFUSINE 10 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	5630970	3400956309702	20 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée/surpochée de 100 ml
60323638	HEAFUSINE 10 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	5630987	3400956309870	20 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée/surpochée de 250 ml
60323638	HEAFUSINE 10 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	5630993	3400956309931	20 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée/surpochée de 500 ml
60323638	HEAFUSINE 10 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	5631001	3400956310012	10 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée/surpochée de 1000 ml
67305450	HEAFUSINE 6 POUR CENT, solution pour perfusion en flacon	B BRAUN MELSUNGEN	3507780	3400935077806	10 flacon(s) en verre de 250 ml
67305450	HEAFUSINE 6 POUR CENT, solution pour perfusion en flacon	B BRAUN MELSUNGEN	3507797	3400935077974	10 flacon(s) en verre de 500 ml
67305450	HEAFUSINE 6 POUR CENT, solution pour perfusion en flacon	B BRAUN MELSUNGEN	3507805	3400935078056	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
69490859	HEAFUSINE 6 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3466360	3400934663604	10 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 500 ml
69490859	HEAFUSINE 6 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3466377	3400934663772	10 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 1000 ml
69490859	HEAFUSINE 6 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	5630935	3400956309351	20 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée/surpochée de 100 ml
69490859	HEAFUSINE 6 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	5630941	3400956309412	20 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée/surpochée de 250 ml
69490859	HEAFUSINE 6 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	5630958	3400956309580	20 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée/surpochée de 500 ml
69490859	HEAFUSINE 6 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	5630964	3400956309641	10 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée/surpochée de 1000 ml
67500468	HEC, pommade pour application cutanée et nasale	CHAUVIN	3047031	3400930470312	1 tube(s) aluminium verni de 25 g
63783855	HEC, pommade rectale	CHAUVIN	3453305	3400934533051	1 tube(s) aluminium verni de 25 g avec 5 canules polypropylène à usage unique
61250424	HEGOR MEDIKER ANTIPOUX, shampooing	INCOMEX	3375137	3400933751371	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
64739751	HEGOR SHAMPOOING ANTIPARASITAIRE, shampooing	INCOMEX	3245707	3400932457076	1 flacon(s) PVC de 150 ml
64739751	HEGOR SHAMPOOING ANTIPARASITAIRE, shampooing	INCOMEX	3333908	3400933339081	1 flacon(s) PVC de 300 ml
61404858	HELICIDINE 10 POUR CENT, sirop	THERABEL LUCIEN PHARMA	3047657	3400930476574	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
61404858	HELICIDINE 10 POUR CENT, sirop	THERABEL LUCIEN PHARMA	3403158	3400934031588	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
61404858	HELICIDINE 10 POUR CENT, sirop	THERABEL LUCIEN PHARMA	3403164	3400934031649	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
67854641	HELICOBACTER TEST INFAL, poudre pour solution buvable	INFAL & NMR IMAGING (ALLEMAGNE)	3483950	3400934839504	1 pot(s) polystyrène de 75 mg avec kit de diagnostic
69494455	HELIKIT 75 mg, poudre pour solution buvable	MAYOLY-SPINDLER	3431321	3400934313219	1 flacon(s) en verre de 75 mg - 1 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1,4 g
61878735	HELIONAS COMPOSE, comprimé	BOIRON	3091977	3400930919774	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
63264287	HELIXATE NEXGEN 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	BAYER HEALTHCARE AG	5620983	3400956209835	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec nécessaire
63073136	HELIXATE NEXGEN 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable	BAYER HEALTHCARE AG	5620960	3400956209606	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec nécessaire
66223751	HELIXATE NEXGEN 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable	BAYER HEALTHCARE AG	5620977	3400956209774	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec nécessaire
65360722	HELMIN 100 mg, gélule	DEXO	3302397	3400933023973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
68276514	HELMINTOX 125 mg, comprimé pelliculé sécable	INNOTECH INTERNATIONAL	3305645	3400933056452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
67669621	HELMINTOX 125 mg/2,5 ml, suspension buvable	INNOTECH INTERNATIONAL	3305622	3400933056223	1 flacon(s) de 15 ml en verre avec cuillère-mesure polystyrène de 2,5 ml
64047571	HELMINTOX 250 mg, comprimé pelliculé sécable	INNOTECH INTERNATIONAL	3305639	3400933056391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 3 comprimé(s)
69324702	HELONIAS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146431	3400931464310	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
69324702	HELONIAS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146448	3400931464488	tube(s) de 120 comprimé(s)
65352889	HELONIAS COMPOSE BOIRON, granulé	BOIRON	3146425	3400931464259	1 tube(s) de 80 UP
60754243	HELONIAS COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146402	3400931464020	1 flacon(s) de 15 ml
60754243	HELONIAS COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146419	3400931464198	1 flacon(s) de 30 ml
62239690	HELONIAS COMPOSE, solution buvable, gouttes	BOIRON	3157713	3400931577133	1 flacon(s) de 15 ml
62239690	HELONIAS COMPOSE, solution buvable, gouttes	BOIRON	3157736	3400931577362	1 flacon(s) de 30 ml
64526187	HEMAGENE TAILLEUR 200 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3399267	3400933992675	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64526187	HEMAGENE TAILLEUR 200 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3399273	3400933992736	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
64526187	HEMAGENE TAILLEUR 200 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3399735	3400933997359	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69516154	HEMATOCIS. Trousse pour la préparation du pyrophosphate d'étain utilisé pour le marquage in vitro des hématies au technétium-99m	CIS BIO INTERNATIONAL	5545626	3400955456261	5 flacon(s) en verre de 15 ml
64229314	HEMEDONINE 0,5 POUR CENT, solution buvable en gouttes	L C O (CREME D'ORIENT)	3047806	3400930478066	1 flacon(s) en verre brun de 20 ml avec mesurette graduée polystyrène
63793746	HEMICORT 20 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	CARDEL	3357091	3400933570910	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
63793746	HEMICORT 20 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	CARDEL	5578293	3400955782933	10 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 10 ampoule(s) en verre de 2 ml
60459129	HEMICORT 40 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	CARDEL	3357116	3400933571160	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
60459129	HEMICORT 40 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	CARDEL	3357122	3400933571221	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
60459129	HEMICORT 40 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	CARDEL	5578301	3400955783015	10 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 10 ampoule(s) en verre de 2 ml
61380058	HEMI-DAONIL 2,5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3165026	3400931650263	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
61380058	HEMI-DAONIL 2,5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3723928	3400937239288	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 180 comprimé(s)
61380058	HEMI-DAONIL 2,5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	5589782	3400955897828	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
63593820	HEMIGOXINE NATIVELLE 0,125 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3348904	3400933489045	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63593820	HEMIGOXINE NATIVELLE 0,125 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3349364	3400933493646	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63593820	HEMIGOXINE NATIVELLE 0,125 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	5592399	3400955923992	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63075774	HEMIPRALON L P, gélule à libération prolongée	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3328540	3400933285401	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
63075774	HEMIPRALON L P, gélule à libération prolongée	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3715202	3400937152020	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
63075774	HEMIPRALON L P, gélule à libération prolongée	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3715219	3400937152198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
63075774	HEMIPRALON L P, gélule à libération prolongée	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3715225	3400937152259	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
62818449	HEMOBIEF 2, solution injectable en poche pour hémofiltration	BAXTER	5593795	3400955937951	1 poche(s) (CLEARFLEX) PE/Polyamide 6/Polypropylène de 5000 ml
69200761	HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème	SANOFI AVENTIS OTC	3047930	3400930479308	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
65089662	HEMOFIL M 1000 UI/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5593737	3400955937371	1 flacon(s) en verre de 1000 UI - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec double aiguille avec aiguille(s) avec seringue(s) de 10 ml avec matériel de perfusion
69405232	HEMOFIL M 250 UI/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5593714	3400955937142	1 flacon(s) en verre de 250 UI - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec double aiguille avec aiguille(s) avec seringue(s) de 10 ml avec matériel de perfusion
63063761	HEMOFIL M 500 UI/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5593720	3400955937203	1 flacon(s) en verre de 500 UI - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec double aiguille avec aiguille(s) avec seringue(s) de 10 ml avec matériel de perfusion

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60741986	HEMOLEVEN 1000 U/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	LFB-BIOMEDICAMENTS	5611317	3400956113170	1 flacon(s) en verre avec dispositif de transfert avec aiguille(s) - 1 flacon(s) en verre de 10 ml
65105807	HEMOR PHARM, pommade	MCNEIL	3273170	3400932731701	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
60851767	HEMOR PHARM, suppositoire	MCNEIL	3281175	3400932811755	4 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium de 5 suppositoire(s)
69197824	HEMORROGEL, gel	ARKOPHARMA	3354939	3400933549398	4 tube(s) polyéthylène de 5 g
61475677	HEMOSOL B0, solution pour hémofiltration et hémodialyse	GAMBRO LUNDIA	3517821	3400935178213	1 poche(s) PVC bicompartimentée de 4750 ml et de 250 ml
69536616	HEPACHOLINE, solution buvable	SANOFI AVENTIS OTC	3450979	3400934509797	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 140 ml avec gobelet(s) doseur(s)
68204778	HEPACLEM, comprimé pelliculé	CLEMENT (THONVILLE)	3351817	3400933518172	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68842670	HEPADIAL 50 mg, comprimé enrobé	BIOCODEX	3136036	3400931360360	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68842670	HEPADIAL 50 mg, comprimé enrobé	BIOCODEX	5524529	3400955245292	10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
62914675	HEPAGRUME, solution buvable en ampoule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3048266	3400930482667	18 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
62914675	HEPAGRUME, solution buvable en ampoule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5537615	3400955376156	50 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
63714072	HEPANEPHROL, solution buvable en ampoule	ZAMBON FRANCE	3048295	3400930482957	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
61033965	HEPAREXINE 750 mg, granulé en sachet dose	SHIRE FRANCE	3048378	3400930483787	30 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène de 5 g
61033965	HEPAREXINE 750 mg, granulé en sachet dose	SHIRE FRANCE	3125156	3400931251569	20 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène de 5 g
67939789	HEPARGITOL, poudre orale en sachet bipoche	ELERTE	3048384	3400930483848	20 sachet(s) bi-poches papier aluminium polyéthylène
67939789	HEPARGITOL, poudre orale en sachet bipoche	ELERTE	3597375	3400935973757	10 sachet(s) bi-poches papier aluminium polyéthylène
63548572	HEPARINE 666 UI/ml, solution injectable pour perfusion en flacon	SOLUDIA	3165316	3400931653165	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63243446	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 12.500 U.I./0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	3246316	3400932463169	2 ampoule(s) de 0,5 ml avec aiguille(s) avec seringue(s)
63243446	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 12.500 U.I./0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5528622	3400955286226	10 ampoule(s) de 0,5 ml avec seringue(s)
63243446	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 12.500 U.I./0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5530659	3400955306597	100 ampoule(s) de 0,5 ml avec seringue(s) - avec aiguille(s)
63243446	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 12.500 U.I./0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5561329	3400955613299	25 ampoule(s) de 0,5 ml avec seringue(s)
63243446	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 12.500 U.I./0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5561335	3400955613350	50 ampoule(s) de 0,5 ml avec seringue(s)
63243446	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 12.500 U.I./0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5566404	3400955664048	30 ampoule(s) de 0,5 ml avec seringue(s)
63243446	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 12.500 U.I./0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5566410	3400955664109	40 ampoule(s) de 0,5 ml avec seringue(s)
68577186	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 20.000 U.I./0,8 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	3246291	3400932462919	2 ampoule(s) de 0,8 ml avec aiguille(s) avec seringue(s)
68577186	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 20.000 U.I./0,8 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5528616	3400955286165	10 ampoule(s) de 0,8 ml avec seringue(s)
68577186	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 20.000 U.I./0,8 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5530665	3400955306658	100 ampoule(s) de 0,8 ml avec seringue(s) - avec aiguille(s)
68577186	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 20.000 U.I./0,8 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5561341	3400955613411	25 ampoule(s) de 0,8 ml avec seringue(s)
68577186	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 20.000 U.I./0,8 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5561358	3400955613589	50 ampoule(s) de 0,8 ml avec seringue(s)
68577186	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 20.000 U.I./0,8 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5566427	3400955664277	30 ampoule(s) de 0,8 ml avec seringue(s)
68577186	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 20.000 U.I./0,8 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5566433	3400955664338	40 ampoule(s) de 0,8 ml avec seringue(s)
61367139	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 25.000 U.I./1 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	3246285	3400932462858	2 ampoule(s) de 1 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)
61367139	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 25.000 U.I./1 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5528591	3400955285915	10 ampoule(s) de 1 ml avec seringue(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61367139	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 25.000 U.I./1 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5530671	3400955306719	100 ampoule(s) de 1 ml
61367139	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 25.000 U.I./1 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5561306	3400955613060	25 ampoule(s) de 1 ml avec seringue(s)
61367139	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 25.000 U.I./1 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5561312	3400955613121	50 ampoule(s) de 1 ml avec seringue(s)
61367139	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 25.000 U.I./1 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5566456	3400955664567	30 ampoule(s) de 1 ml avec seringue(s)
61367139	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 25.000 U.I./1 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5566462	3400955664628	40 ampoule(s) de 1 ml avec seringue(s)
61086117	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 5 000 UI/0,2 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	3324677	3400933246778	10 ampoule(s) en verre de 0,2 ml avec seringue(s) polypropylène
61086117	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 5 000 UI/0,2 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5567993	3400955679936	100 ampoule(s) en verre de 0,2 ml
61086117	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 5 000 UI/0,2 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5568053	3400955680536	25 ampoule(s) en verre de 0,2 ml avec seringue(s) polypropylène
61086117	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 5 000 UI/0,2 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5568076	3400955680765	50 ampoule(s) en verre de 0,2 ml avec seringue(s) polypropylène
68524194	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 5.000 U.I./0,2ML, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	3246339	3400932463398	2 seringue(s) préremplie(s) de 0,2 ml avec aiguille(s)
68524194	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 5.000 U.I./0,2ML, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	3300872	3400933008727	5 seringue(s) préremplie(s) de 0,2 ml avec aiguille(s)
68524194	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 5.000 U.I./0,2ML, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	5528645	3400955286455	10 seringue(s) pré-remplie(s) de 0,2 ml avec aiguille(s)
68524194	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 5.000 U.I./0,2ML, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	5560086	3400955600862	20 seringue(s) préremplie(s) de 0,2 ml avec aiguille(s)
68524194	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 5.000 U.I./0,2ML, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	5560092	3400955600923	50 seringue(s) préremplie(s) de 0,2 ml avec aiguille(s)
68136964	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 7 500 UI/0,3 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	3324720	3400933247201	10 ampoule(s) en verre de 0,3 ml avec seringue(s) polypropylène
68136964	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 7 500 UI/0,3 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5566982	3400955669821	25 ampoule(s) en verre de 0,3 ml avec seringue(s) polypropylène
68136964	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 7 500 UI/0,3 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5567987	3400955679875	100 ampoule(s) en verre de 0,3 ml
68136964	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 7 500 UI/0,3 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	DAKOTA PHARM	5568082	3400955680826	50 ampoule(s) en verre de 0,3 ml avec seringue(s) polypropylène
69247412	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 75000 U.I./0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	3246322	3400932463220	2 seringue(s) préremplie(s) de 0,3 ml avec aiguille(s)
69247412	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 75000 U.I./0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	3300895	3400933008956	5 seringue(s) préremplie(s) de 0,3 ml avec aiguille(s)
69247412	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 75000 U.I./0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	5528639	3400955286394	10 seringue(s) pré-remplie(s) de 0,3 ml avec aiguille(s)
69247412	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 75000 U.I./0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	5560100	3400955601005	20 seringue(s) préremplie(s) de 0,3 ml avec aiguille(s)
69247412	HEPARINE CALCIQUE DAKOTA PHARM 75000 U.I./0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.)	DAKOTA PHARM	5560117	3400955601173	50 seringue(s) préremplie(s) de 0,3 ml avec aiguille(s)
66346693	HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 12.500 UI/0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	PANPHARMA	3219590	3400932195909	2 ampoule(s) de 0,5 ml
66346693	HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 12.500 UI/0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	PANPHARMA	3225202	3400932252022	2 ampoule(s) de 0,5 ml avec seringue(s)
66346693	HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 12.500 UI/0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	PANPHARMA	5522335	3400955223351	10 ampoule(s) de 0,5 ml
66346693	HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 12.500 UI/0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	PANPHARMA	5524920	3400955249207	10 ampoule(s) de 0,5 ml avec seringue(s)
66346693	HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 12.500 UI/0,5 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	PANPHARMA	5564902	3400955649021	100 ampoule(s) de 0,5 ml
65476933	HEPARINE CHOAY 25 000 UI/5 ml, solution injectable (I.V.) en flacon	SANOVI AVENTIS FRANCE	3048450	3400930484500	1 flacon(s) en verre de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65476933	HEPARINE CHOAY 25 000 UI/5 ml, solution injectable (I.V.) en flacon	SANOFI AVENTIS FRANCE	5524363	3400955243632	10 flacon(s) en verre de 5 ml
65822577	HEPARINE CHOAY 5000 UI/ml, solution injectable IV	SANOFI AVENTIS FRANCE	3048444	3400930484449	3 ampoule(s) en verre de 1 ml
65822577	HEPARINE CHOAY 5000 UI/ml, solution injectable IV	SANOFI AVENTIS FRANCE	5524386	3400955243861	20 ampoule(s) en verre de 1 ml
61551484	HEPARINE LEO 25 000 UI/5 ml, solution injectable (IV) en flacon	LEO FRANCE	3199120	3400931991205	1 flacon(s) en verre de 5 ml
61551484	HEPARINE LEO 25 000 UI/5 ml, solution injectable (IV) en flacon	LEO FRANCE	5525115	3400955251156	10 flacon(s) en verre de 5 ml
61551484	HEPARINE LEO 25 000 UI/5 ml, solution injectable (IV) en flacon	LEO FRANCE	5572020	3400955720201	25 flacon(s) de 5 ml
61551484	HEPARINE LEO 25 000 UI/5 ml, solution injectable (IV) en flacon	LEO FRANCE	5595699	3400955956990	50 flacon(s) en verre de 5 ml
69296690	HEPARINE LEO 5000 UI/1 ml, solution injectable (IV) en ampoule	LEO FRANCE	3361885	3400933618858	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
69296690	HEPARINE LEO 5000 UI/1 ml, solution injectable (IV) en ampoule	LEO FRANCE	3361891	3400933618919	25 ampoule(s) en verre de 1 ml
69296690	HEPARINE LEO 5000 UI/1 ml, solution injectable (IV) en ampoule	LEO FRANCE	3361916	3400933619169	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
69296690	HEPARINE LEO 5000 UI/1 ml, solution injectable (IV) en ampoule	LEO FRANCE	3361922	3400933619220	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
61235600	HEPARINE SODIQUE DAKOTA PHARM 5 000 UI/1 ml, solution injectable IV en ampoule	DAKOTA PHARM	5569785	3400955697855	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
61235600	HEPARINE SODIQUE DAKOTA PHARM 5 000 UI/1 ml, solution injectable IV en ampoule	DAKOTA PHARM	5569791	3400955697916	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
61235600	HEPARINE SODIQUE DAKOTA PHARM 5 000 UI/1 ml, solution injectable IV en ampoule	DAKOTA PHARM	5569816	3400955698166	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
64251499	HEPARINE SODIQUE LEURQUIN MEDIOLANUM 25 000 UI/5 ml, solution injectable (IV)	LEURQUIN MEDIOLANUM	5569756	3400955697565	10 flacon(s) en verre de 5 ml
64251499	HEPARINE SODIQUE LEURQUIN MEDIOLANUM 25 000 UI/5 ml, solution injectable (IV)	LEURQUIN MEDIOLANUM	5632638	3400956326389	25 flacon(s) en verre de 5 ml
64251499	HEPARINE SODIQUE LEURQUIN MEDIOLANUM 25 000 UI/5 ml, solution injectable (IV)	LEURQUIN MEDIOLANUM	5632644	3400956326440	50 flacon(s) en verre de 5 ml
64395923	HEPARINE SODIQUE PANPHARMA 25 000 UI/5 ml, solution injectable en flacon (I.V.)	PANPHARMA	3206392	3400932063925	1 flacon(s) de 5 ml
64395923	HEPARINE SODIQUE PANPHARMA 25 000 UI/5 ml, solution injectable en flacon (I.V.)	PANPHARMA	5520508	3400955205081	10 flacon(s) de 5 ml
64219996	HEPASANE, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3048591	3400930485910	1 boîte(s) de 100 g
60484869	HEPATO DRAINOL, solution buvable, gouttes	BOIRON	3191762	3400931917625	1 flacon(s) de 30 ml
60888908	HEPATOCIS, solution injectable. Trousse pour la préparation de la solution injectable de sulfure de rhénium colloïdal et de technétium [99m Tc] (macro-colloïdes)	CIS BIO INTERNATIONAL	5529952	3400955299523	5 flacon(s) en verre de 6 ml - 5 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 1 ml - 5 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 2 ml
61038439	HEPATOCYNESINE, comprimé	BOIRON	3049024	3400930490242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
67807079	HEPATOFLORINE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	LEHNING	3126397	3400931263975	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
60574206	HEPATOFLORINE, mélange de plantes pour tisane en vrac	LEHNING	3427153	3400934271533	1 boîte(s) carton de 75 g
63427460	HEPATOPAN, solution buvable, gouttes	BOIRON	3048823	3400930488232	1 flacon(s) de 30 ml
67892866	HEPATOREX, solution buvable	COOPER	3049053	3400930490532	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml
64588655	HEPATO-SOLUTIONES, solution buvable en flacon	TISANE PROVENCEALE	3048740	3400930487402	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml
61364748	HEPATOSTIMULINE, comprimé enrobé	SODEPHAR	3048875	3400930488751	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
61364748	HEPATOSTIMULINE, comprimé enrobé	SODEPHAR	3396702	3400933967024	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64501547	HEPATOUM BRULURES D'ESTOMAC, comprimé à croquer	HEPATOUM	3365127	3400933651275	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67658226	HEPATOUM, solution buvable	HEPATOUM	3233762	3400932337620	1 flacon(s) en verre de 550 ml
69900525	HEPATRAN, gélule	PHARMATOP	3294108	3400932941087	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69444534	HEPAX, solution buvable en flacon	TRADIPHAR	3049113	3400930491133	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml
60954219	HEPSERA 10 mg, comprimé	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL (ANGLETERRE)	3615676	3400936156760	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
61941979	HEPT A MYL 187,8 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3049159	3400930491591	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
61941979	HEPT A MYL 187,8 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5579401	3400955794011	15 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60122980	HEPT A MYL 30,5 POUR CENT, solution buvable en flacon	SANOFI AVENTIS FRANCE	3049165	3400930491652	1 flacon(s) en verre brun de 20 ml avec compte-gouttes



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60122980	HEPT A MYL 30,5 POUR CENT, solution buvable en flacon	SANOVI AVENTIS FRANCE	5513419	3400955134190	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec compte-gouttes
60496348	HEPTAMINOL RICHARD 30,5 POUR CENT, solution buvable en gouttes	RICHARD	5604872	3400956048724	1 flacon(s) de 20 ml en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène
60496348	HEPTAMINOL RICHARD 30,5 POUR CENT, solution buvable en gouttes	RICHARD	5604889	3400956048892	1 flacon(s) de 100 ml en verre brun avec seringue doseuse polyéthylène
69242963	HEPTYLATE DE TESTOSTERONE S.E.R.P. 100 mg/1 ml, solution injectable (I.M)	SERP	3627219	3400936272194	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
68919063	HEPTYLATE DE TESTOSTERONE S.E.R.P. 250 mg/1 ml, solution injectable (I.M)	SERP	3627202	3400936272026	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
66121700	HEPTYLATE DE TESTOSTERONE S.E.R.P. 50 mg/1 ml, solution injectable (I.M)	SERP	3627194	3400936271944	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
64230811	HERBESAN, mélange de plantes pour tisane, sachets-dose	OMEGA PHARMA FRANCE	3646286	3400936462861	10 sachet(s)-dose(s) papier
61276045	HERCEPTIN 150 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	ROCHE REGISTRATION	5621037	3400956210374	1 flacon(s) en verre de 15 ml
62711109	HERPEVIR 5%, crème	OMEGA PHARMA FRANCE	3780174	3400937801744	1 tube(s) de 2 g avec pompe(s) doseuse(s) polypropylène avec piston(s) polyéthylène
65456852	HERVEA, plantes pour tisane	BIOLAND PHARMA	3049277	3400930492772	1 sachet(s) polypropylène de 100 g
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517086	3400935170866	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée de 250 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517100	3400935171009	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517123	3400935171238	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée de 500 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517152	3400935171528	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517264	3400935172648	1 flacon(s) en verre de 250 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517270	3400935172709	1 flacon(s) en verre de 500 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3537083	3400935370839	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3537114	3400935371140	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène de 250 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3537137	3400935371379	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3537166	3400935371669	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène de 500 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3674070	3400936740709	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
62274111	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3674087	3400936740877	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3516997	3400935169976	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée de 250 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517011	3400935170118	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517034	3400935170347	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée de 500 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517057	3400935170576	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517241	3400935172419	1 flacon(s) en verre de 250 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3517258	3400935172587	1 flacon(s) en verre de 500 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3537002	3400935370020	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée de 250 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3537025	3400935370259	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3537048	3400935370488	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée de 500 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3537060	3400935370600	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3674058	3400936740587	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
62724170	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3674064	3400936740648	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
67332401	HESTERIL 6 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3514142	3400935141422	1 poche(s) PVC (PERFUFLEX) de 500 ml
67332401	HESTERIL 6 POUR CENT, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3522555	3400935225559	1 poche(s) PVC (PERFUFLEX) de 250 ml
64158746	HEXABRIX 160, solution injectable	GUERBET	3274732	3400932747320	1 flacon(s) en verre de 20 ml
64158746	HEXABRIX 160, solution injectable	GUERBET	3274749	3400932747498	1 flacon(s) en verre de 50 ml
64158746	HEXABRIX 160, solution injectable	GUERBET	3274755	3400932747559	1 flacon(s) en verre de 100 ml
64158746	HEXABRIX 160, solution injectable	GUERBET	3290694	3400932906949	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62532227	HEXABRIX 200, solution injectable	GUERBET	3274761	3400932747610	1 flacon(s) en verre de 20 ml
62532227	HEXABRIX 200, solution injectable	GUERBET	3274778	3400932747788	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62532227	HEXABRIX 200, solution injectable	GUERBET	3274784	3400932747849	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62532227	HEXABRIX 200, solution injectable	GUERBET	3274790	3400932747900	1 flacon(s) en verre de 200 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3230404	3400932304042	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3230410	3400932304103	1 flacon(s) en verre de 30 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3230427	3400932304271	1 flacon(s) en verre de 40 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3230433	3400932304332	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue(s) et microperfuseur
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3230456	3400932304561	1 flacon(s) en verre de 60 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3230462	3400932304622	1 flacon(s) en verre de 80 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3230479	3400932304790	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3230485	3400932304851	1 flacon(s) en verre de 200 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3239138	3400932391387	1 flacon(s) en verre de 20 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3333920	3400933339203	1 flacon(s) en verre de 150 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3607530	3400936075306	1 flacon(s) en verre de 10 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	5604636	3400956046362	25 flacon(s) en verre de 50 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	5604642	3400956046423	10 flacon(s) en verre de 100 ml
63914482	HEXABRIX 320 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	5639103	3400956391035	25 flacon(s) en verre de 10 ml
68356355	HEXABRIX 350 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3349312	3400933493127	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68356355	HEXABRIX 350 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3349329	3400933493295	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68356355	HEXABRIX 350 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3349335	3400933493356	1 flacon(s) en verre de 150 ml
68356355	HEXABRIX 350 mg d'l./ml, solution injectable	GUERBET	3349341	3400933493417	1 flacon(s) en verre de 200 ml
69211925	HEXAGRIP VITAMINE C, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3118618	3400931186182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
61698694	HEXALENSE 23,21 mg/0,65 ml, collyre en récipient unidose	IOLTECH	3398517	3400933985172	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,65 ml
61698694	HEXALENSE 23,21 mg/0,65 ml, collyre en récipient unidose	IOLTECH	3398523	3400933985233	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,65 ml
61698694	HEXALENSE 23,21 mg/0,65 ml, collyre en récipient unidose	IOLTECH	3398546	3400933985462	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,65 ml
61698694	HEXALENSE 23,21 mg/0,65 ml, collyre en récipient unidose	IOLTECH	3398552	3400933985523	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,65 ml
61698694	HEXALENSE 23,21 mg/0,65 ml, collyre en récipient unidose	IOLTECH	3398569	3400933985691	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,65 ml
61698694	HEXALENSE 23,21 mg/0,65 ml, collyre en récipient unidose	IOLTECH	3398575	3400933985752	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,65 ml
61698694	HEXALENSE 23,21 mg/0,65 ml, collyre en récipient unidose	IOLTECH	3398581	3400933985813	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,65 ml
66542133	HEXALENSE 3,57 POUR CENT, collyre	IOLTECH	3317660	3400933176600	2 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
66542133	HEXALENSE 3,57 POUR CENT, collyre	IOLTECH	3357464	3400933574642	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
62794329	HEXALYSE, comprimé à sucer	BOUCHARA RECORDATI	3132529	3400931325291	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
62794329	HEXALYSE, comprimé à sucer	BOUCHARA RECORDATI	3609411	3400936094116	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62794329	HEXALYSE, comprimé à sucer	BOUCHARA RECORDATI	3638499	3400936384996	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 comprimé(s)
62676455	HEXAMIDINE GILBERT 0,1 POUR CENT, solution pour application cutanée	GILBERT	3444370	3400934443701	1 flacon(s) polyéthylène de 45 ml
63017543	HEXAMIDINE URGO 0,1 POUR CENT, solution pour application cutanée	URGO	3489208	3400934892080	1 flacon(s) polyéthylène de 45 ml
63017543	HEXAMIDINE URGO 0,1 POUR CENT, solution pour application cutanée	URGO	3491381	3400934913815	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml
63017543	HEXAMIDINE URGO 0,1 POUR CENT, solution pour application cutanée	URGO	3491398	3400934913983	1 flacon(s) polyéthylène de 70 ml
63017543	HEXAMIDINE URGO 0,1 POUR CENT, solution pour application cutanée	URGO	3491406	3400934914065	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
66127190	HEXAPHLOGIN 15 mg/1,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3539780	3400935397805	1 ampoule(s) en verre de 1,5 ml
66127190	HEXAPHLOGIN 15 mg/1,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3539797	3400935397973	2 ampoule(s) en verre de 1,5 ml
66127190	HEXAPHLOGIN 15 mg/1,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3539805	3400935398055	3 ampoule(s) en verre de 1,5 ml
66127190	HEXAPHLOGIN 15 mg/1,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3539811	3400935398116	5 ampoule(s) en verre de 1,5 ml
66127190	HEXAPHLOGIN 15 mg/1,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5628134	3400956281343	30 ampoule(s) en verre de 1,5 ml
66127190	HEXAPHLOGIN 15 mg/1,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5628140	3400956281404	50 ampoule(s) en verre de 1,5 ml
66127190	HEXAPHLOGIN 15 mg/1,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5670225	3400956702251	25 ampoule(s) en verre de 1,5 ml
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775411	3400937754118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775428	3400937754286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775434	3400937754347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775440	3400937754408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775457	3400937754576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775463	3400937754637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775486	3400937754866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775492	3400937754927	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775500	3400937755009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775517	3400937755177	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775523	3400937755238	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775546	3400937755467	flacon(s) en verre de 7 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775552	3400937755528	flacon(s) en verre de 10 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775569	3400937755696	flacon(s) en verre de 14 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775575	3400937755757	flacon(s) en verre de 15 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775581	3400937755818	flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775598	3400937755986	flacon(s) en verre de 28 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775606	3400937756068	flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775612	3400937756129	flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775629	3400937756297	flacon(s) en verre de 60 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775635	3400937756358	tube(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775641	3400937756419	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775658	3400937756587	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775664	3400937756648	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775670	3400937756709	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775687	3400937756877	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775693	3400937756938	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775701	3400937757010	tube(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3775718	3400937757188	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702445	3400957024451	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702451	3400957024512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 140 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702468	3400957024680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 280 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702474	3400957024741	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 300 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702480	3400957024802	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 500 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702497	3400957024970	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1000 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702505	3400957025052	flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702511	3400957025113	flacon(s) en verre de 280 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702528	3400957025281	flacon(s) en verre de 300 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702534	3400957025342	flacon(s) en verre de 500 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702540	3400957025403	flacon(s) en verre de 1000 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702557	3400957025571	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702563	3400957025632	tube(s) polypropylène de 280 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702586	3400957025861	tube(s) polypropylène de 300 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702592	3400957025922	tube(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
63149363	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5702600	3400957026004	tube(s) polypropylène de 1000 comprimé(s)
60224330	HEXAPHLOGIN 7,5 mg/5 ml, suspension buvable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3559222	3400935592224	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure en polystyrène de 5 ml
61501816	HEXAPNEUMINE ADULTES, sirop	BOUCHARA RECORDATI	3272615	3400932726158	1 flacon(s) PVC brun de 200 ml
69195549	HEXAPNEUMINE ADULTES, suppositoire	BOUCHARA RECORDATI	3049449	3400930494493	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 6 suppositoire(s)
64406451	HEXAPNEUMINE ENFANTS, sirop	BOUCHARA RECORDATI	3272621	3400932726219	1 flacon(s) PVC brun de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
64406451	HEXAPNEUMINE ENFANTS, sirop	BOUCHARA RECORDATI	3433455	3400934334559	1 flacon(s) PVC brun de 100 ml avec cuillère-mesure polystyrène
65343655	HEXAPNEUMINE ENFANTS, suppositoire	BOUCHARA RECORDATI	3049455	3400930494554	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 6 suppositoire(s)
68847482	HEXAPNEUMINE NOURRISSONS, sirop	BOUCHARA RECORDATI	3130039	3400931300397	1 flacon(s) PVC brun de 100 ml avec cuillère-mesure polystyrène
64121865	HEXAPNEUMINE NOURRISSONS, suppositoire	BOUCHARA RECORDATI	3049461	3400930494615	plaque(s) thermoformée(s) PVC de 6 suppositoire(s)
68147590	HEXAPNEUMINE, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3380569	3400933805692	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62087357	HEXAQUINE ADULTES, suppositoire	GOMENOL	3049484	3400930494844	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 6 suppositoire(s)
62976723	HEXAQUINE, comprimé enrobé	GOMENOL	3049478	3400930494783	2 plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 9 comprimé(s)
63242337	HEXARHUME, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3773062	3400937730624	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
68360040	HEXASEPTINE 0,1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	GIFRER BARBEZAT	3375752	3400933757526	1 flacon(s) polyéthylène de 75 ml
69228426	HEXASPRAY, collutoire en flacon pressurisé	BOUCHARA RECORDATI	3338981	3400933389819	1 flacon(s) en verre pressurisé(e)(s) de 10 g
69228426	HEXASPRAY, collutoire en flacon pressurisé	BOUCHARA RECORDATI	3338998	3400933389987	1 flacon(s) en verre pressurisé(e)(s) de 15 g
69228426	HEXASPRAY, collutoire en flacon pressurisé	BOUCHARA RECORDATI	3339006	3400933390068	1 flacon(s) en verre pressurisé(e)(s) de 20 g
69228426	HEXASPRAY, collutoire en flacon pressurisé	BOUCHARA RECORDATI	3339236	3400933392369	1 flacon(s) en verre pressurisé(e)(s) de 8 g
69228426	HEXASPRAY, collutoire en flacon pressurisé	BOUCHARA RECORDATI	3348459	3400933484590	1 flacon(s) en verre pressurisé(e)(s) de 30 g
69985098	HEXASTAT, gélule	PROSTRAKAN PHARMA	3224740	3400932247400	plaque(s) thermoformée(s) papier aluminium polyéthylène de 25 gélule(s)
69985098	HEXASTAT, gélule	PROSTRAKAN PHARMA	3224757	3400932247578	plaque(s) thermoformée(s) papier aluminium polyéthylène de 30 gélule(s)
69985098	HEXASTAT, gélule	PROSTRAKAN PHARMA	3224763	3400932247639	plaque(s) thermoformée(s) papier aluminium polyéthylène de 100 gélule(s)
62232169	HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire)	DAIICHI SANKYO FRANCE	3184124	3400931841241	1 ampoule(s) en verre avec seringue(s) polypropylène avec aiguille(s) de 1 ml
62232169	HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire)	DAIICHI SANKYO FRANCE	3184130	3400931841302	1 ampoule(s) en verre avec seringue(s) polypropylène avec aiguille(s) de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68412220	HEXAVAC, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé	SANOFI PASTEUR MSD	3549577	3400935495778	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
68412220	HEXAVAC, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé	SANOFI PASTEUR MSD	3607760	3400936077607	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
68412220	HEXAVAC, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé	SANOFI PASTEUR MSD	3691996	3400936919969	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 1 aiguille(s) séparée
68412220	HEXAVAC, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé	SANOFI PASTEUR MSD	3692004	3400936920040	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s) séparées
68412220	HEXAVAC, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé	SANOFI PASTEUR MSD	3692010	3400936920101	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 1 aiguille(s) séparée
68412220	HEXAVAC, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé	SANOFI PASTEUR MSD	3692027	3400936920279	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s) séparées
68412220	HEXAVAC, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé	SANOFI PASTEUR MSD	5621089	3400956210893	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
68412220	HEXAVAC, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé	SANOFI PASTEUR MSD	5621095	3400956210954	25 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
68412220	HEXAVAC, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant) et de l'Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé	SANOFI PASTEUR MSD	5621103	3400956211036	50 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69417996	HEXICALM, pastille à sucer	BAYER SANTE FAMILIALE	3351214	3400933512149	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
69884544	HEXOMEDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale	THERAPLIX	3356217	3400933562175	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
69323760	HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale	THERAPLIX	3049538	3400930495384	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
69323760	HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale	THERAPLIX	3049544	3400930495445	1 flacon(s) polyéthylène de 45 ml
69323760	HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale	THERAPLIX	3049550	3400930495506	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 60 ml
69323760	HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale	THERAPLIX	5547370	3400955473701	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
65490819	HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour pulvérisation cutanée en flacon pressurisé	THERAPLIX	3501292	3400935012920	1 flacon(s) pulvérisateur(s) aluminium de 60 ml
65490819	HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour pulvérisation cutanée en flacon pressurisé	THERAPLIX	3501300	3400935013002	1 flacon(s) pulvérisateur(s) aluminium de 75 ml
65490819	HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour pulvérisation cutanée en flacon pressurisé	THERAPLIX	3501317	3400935013170	1 flacon(s) pulvérisateur(s) aluminium de 100 ml
69578992	HEXOMEDINE 200 mg, poudre pour solution pour application locale, sachet-dose	THERAPLIX	3049521	3400930495216	6 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier de 0,2 g
69578992	HEXOMEDINE 200 mg, poudre pour solution pour application locale, sachet-dose	THERAPLIX	5533764	3400955337645	100 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier de 0,2 g
69555100	HEXOMEDINE TRANSCUTANEE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale	THERAPLIX	3049567	3400930495674	1 flacon(s) en verre de 45 ml
63651540	HEXOMEDINE, collutoire	THERAPLIX	3179956	3400931799566	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 g avec pompe doseuse polyéthylène polypropylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67376038	HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3049604	3400930496046	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s)
67376038	HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3303959	3400933039592	1 flacon(s) en verre de 30 ml
67376038	HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3390496	3400933904968	1 flacon(s) en verre de 200 ml
67376038	HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3447612	3400934476129	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec gobelet doseur
67376038	HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3547325	3400935473257	1 flacon(s) PETP : copolymère de polytéraphta.d'éthylè.glycol et de diéthylè.glycol avec gobelet(s) doseur(s) de 400 ml
60095056	HEXTRIL 0,1 POUR CENT, pâte dentifrice	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3390390	3400933903909	1 tube(s) aluminium verni de 5 g
60095056	HEXTRIL 0,1 POUR CENT, pâte dentifrice	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3392561	3400933925611	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
60095056	HEXTRIL 0,1 POUR CENT, pâte dentifrice	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3392590	3400933925901	1 tube(s) aluminium verni de 80 g
60095056	HEXTRIL 0,1 POUR CENT, pâte dentifrice	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3392615	3400933926151	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
65705175	HEXTRIL 0,5 POUR CENT, gel gingival	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3386247	3400933862473	1 tube(s) aluminium verni de 5 g avec canule(s) polyéthylène haute densité (PEHD)
65705175	HEXTRIL 0,5 POUR CENT, gel gingival	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3386253	3400933862534	1 tube(s) aluminium verni de 10 g avec canule(s) polyéthylène haute densité (PEHD)
65705175	HEXTRIL 0,5 POUR CENT, gel gingival	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3390384	3400933903848	1 tube(s) aluminium verni de 20 g avec canule(s) polyéthylène haute densité (PEHD)
67768847	HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3597056	3400935970565	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
67768847	HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3597062	3400935970626	1 flacon(s) PETP : copolymère de polytéraphta.d'éthylè.glycol et de diéthylè.glycol de 400 ml avec gobelet doseur polypropylène
67768847	HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3597961	3400935979612	1 flacon(s) en verre de 30 ml avec gobelet doseur polypropylène
61196720	HEXVIX 85 mg, poudre et solvant pour solution pour administration intravésicale	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3694977	3400936949775	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
61196720	HEXVIX 85 mg, poudre et solvant pour solution pour administration intravésicale	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3694983	3400936949836	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 50 ml
62216574	HIBERIX 10 microgrammes/0,5 ml, poudre et solvant pour suspension injectable (IM) en seringue préremplie. Vaccin de l'Haemophilus influenzae type b (conjugué)	GLAXOSMITHKLINE	3437708	3400934377082	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62216574	HIBERIX 10 microgrammes/0,5 ml, poudre et solvant pour suspension injectable (IM) en seringue préremplie. Vaccin de l'Haemophilus influenzae type b (conjugué)	GLAXOSMITHKLINE	3437714	3400934377143	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60665862	HIBIDIL, solution pour application locale, stérile	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3378727	3400933787271	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
60665862	HIBIDIL, solution pour application locale, stérile	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3411732	3400934117329	5 récipient(s) unidose(s) de 15 ml
60665862	HIBIDIL, solution pour application locale, stérile	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3411749	3400934117497	10 récipient(s) unidose(s) de 15 ml
60665862	HIBIDIL, solution pour application locale, stérile	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3411755	3400934117558	25 récipient(s) unidose(s) de 15 ml
60665862	HIBIDIL, solution pour application locale, stérile	REGENT MEDICAL OVERSEAS	5639327	3400956393275	240 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
63652560	HIBISCRUB 4 POUR CENT, solution moussante	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3201673	3400932016730	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 125 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
63652560	HIBISCRUB 4 POUR CENT, solution moussante	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3209143	3400932091430	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 ml
67004365	HIBISPRINT, solution pour application locale	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3288527	3400932885275	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 125 ml
67004365	HIBISPRINT, solution pour application locale	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3288533	3400932885336	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 ml
67004365	HIBISPRINT, solution pour application locale	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3288556	3400932885565	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 1000 ml
69682927	HIBITANE 5 POUR CENT, solution pour application locale à diluer	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3201667	3400932016679	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 125 ml
69682927	HIBITANE 5 POUR CENT, solution pour application locale à diluer	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3209120	3400932091201	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 1000 ml
69682927	HIBITANE 5 POUR CENT, solution pour application locale à diluer	REGENT MEDICAL OVERSEAS	5517392	3400955173922	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 5 l
63105833	HIBITANE CHAMP 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3244464	3400932444649	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 122,5 ml de solution A - 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml de solution B
63105833	HIBITANE CHAMP 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	REGENT MEDICAL OVERSEAS	3244470	3400932444700	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 980 ml de solution A - 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml de solution B
63105833	HIBITANE CHAMP 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	REGENT MEDICAL OVERSEAS	5508306	3400955083061	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 245 ml de solution A - 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml de solution B
63105833	HIBITANE CHAMP 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	REGENT MEDICAL OVERSEAS	5508312	3400955083122	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 490 ml de solution A - 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml de solution B
63105833	HIBITANE CHAMP 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	REGENT MEDICAL OVERSEAS	5510585	3400955105855	10 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 980 ml de solution A - 10 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml de solution B
69004990	HICONCIL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3176142	3400931761426	1 flacon(s) en verre de 30 g
68518476	HICONCIL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3176159	3400931761594	1 flacon(s) de 30 g
68648758	HICONCIL 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3161212	3400931612124	plaque(s) thermoformée(s) de 8 gélule(s)
68648758	HICONCIL 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3161229	3400931612292	plaque(s) thermoformée(s) de 12 gélule(s)
68648758	HICONCIL 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3161235	3400931612353	plaque(s) thermoformée(s) de 16 gélule(s)
68648758	HICONCIL 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3422434	3400934224348	plaque(s) thermoformée(s) de 500 gélule(s)
68648758	HICONCIL 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	5534456	3400955344568	plaque(s) thermoformée(s) de 100 gélule(s)
68648758	HICONCIL 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	5543461	3400955434610	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 gélule(s)
66596960	HICONCIL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3202661	3400932026616	1 flacon(s) de 30 g
62625998	HIPPOPHAN, sirop	WELEDA	3049716	3400930497166	1 flacon(s) en verre vert de 500 ml
62625998	HIPPOPHAN, sirop	WELEDA	3049722	3400930497227	1 flacon(s) en verre vert de 200 ml
61349454	HIRUCREME, crème	BAYER SANTE FAMILIALE	3049745	3400930497456	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
61349454	HIRUCREME, crème	BAYER SANTE FAMILIALE	3242637	3400932426379	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
67960826	HIRUDOL, crème dermatique	BAYER SANTE FAMILIALE	3318760	3400933187606	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67960826	HIRUDOL, crème dermatique	BAYER SANTE FAMILIALE	3318777	3400933187774	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
67960826	HIRUDOL, crème dermatique	BAYER SANTE FAMILIALE	3325576	3400933255763	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
60801141	HIRUPROCT, crème pour application locale	BAYER SANTE FAMILIALE	3348241	3400933482411	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
60801141	HIRUPROCT, crème pour application locale	BAYER SANTE FAMILIALE	3349789	3400933497897	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
65256499	HISTOFLUINE P, solution buvable en gouttes	RICHARD	3352975	3400933529758	1 flacon(s) en verre brun de 50 ml avec compte-gouttes polyéthylène
66455657	HIVERNUM, solution buvable en gouttes	ARKOPHARMA	3020718	3400930207185	1 flacon(s) de 15 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66455657	HIVERNUM, solution buvable en gouttes	ARKOPHARMA	3308098	3400933080983	1 flacon(s) de 20 ml
68555407	HIVID 0,375 mg, comprimé péliculé	ROCHE	3437128	3400934371288	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
68555407	HIVID 0,375 mg, comprimé péliculé	ROCHE	3437134	3400934371349	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68555407	HIVID 0,375 mg, comprimé péliculé	ROCHE	3597599	3400935975997	1 flacon(s) en verre de 90 comprimé(s)
68819593	HIVID 0,750 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3437105	3400934371059	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
68819593	HIVID 0,750 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3437111	3400934371110	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68819593	HIVID 0,750 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3597607	3400935976079	1 flacon(s) en verre de 90 comprimé(s)
61215334	HOLGYEME 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé	EFFIK	3602656	3400936026568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
61215334	HOLGYEME 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé	EFFIK	3602662	3400936026629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
61215334	HOLGYEME 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé	EFFIK	3602679	3400936026797	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
61215334	HOLGYEME 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé	EFFIK	3602685	3400936026858	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
61848140	HOLOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3691772	3400936917729	1 flacon(s) en verre
61848140	HOLOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3691789	3400936917897	5 flacon(s) en verre
61848140	HOLOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3691795	3400936917958	10 flacon(s) en verre
61848140	HOLOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3691803	3400936918030	50 flacon(s) en verre
69622218	HOLOXAN 2000 mg, poudre pour usage parentéral	BAXTER	5584342	3400955843429	1 flacon(s) en verre de 2000 mg
69622218	HOLOXAN 2000 mg, poudre pour usage parentéral	BAXTER	5584359	3400955843597	5 flacon(s) en verre de 2000 mg
69622218	HOLOXAN 2000 mg, poudre pour usage parentéral	BAXTER	5584365	3400955843658	10 flacon(s) en verre de 2000 mg
69622218	HOLOXAN 2000 mg, poudre pour usage parentéral	BAXTER	5584371	3400955843719	20 flacon(s) en verre de 2000 mg
61618641	HOLOXAN 500 mg, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5607451	3400956074518	1 flacon(s) en verre de 500 mg - 1 ampoule(s) en verre de 7 ml
61618641	HOLOXAN 500 mg, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5607468	3400956074686	5 flacon(s) en verre de 500 mg - 5 ampoule(s) en verre de 7 ml
61618641	HOLOXAN 500 mg, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5607474	3400956074747	10 flacon(s) en verre de 500 mg - 10 ampoule(s) en verre de 7 ml
69040495	HOMEOAFTYL, comprimé à sucer	BOIRON	3587508	3400935875082	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61815247	HOMEOCOUP, pommade	BOIRON	3014474	3400930144749	1 tube(s) de 30 g
66862215	HOMEOCUTANE, pommade	BOIRON	3014445	3400930144459	1 tube(s) de 10 g
62501089	HOMEODOSE No 24, solution en gouttes	BOIRON	3289314	3400932893140	1 flacon(s) de 30 ml
62803155	HOMEODOSE No18, solution en gouttes	BOIRON	3288898	3400932888986	1 flacon(s) de 30 ml
68613974	HOMEODOSE No19, SOLUTION(GOUTTES)	BOIRON	3050174	3400930501740	1 flacon(s) en verre de 15 ml
61059419	HOMEODOSE No2, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3369964	3400933699642	1 flacon(s) en verre de 30 ml
62894557	HOMEODOSE No20, solution en gouttes	BOIRON	3281761	3400932817610	1 flacon(s) de 30 ml
60310199	HOMEODOSE No28, SOLUTION(gouttes)	BOIRON	3288817	3400932888177	1 boîte(s) de 30 UP
60310199	HOMEODOSE No28, SOLUTION(gouttes)	BOIRON	3288906	3400932889068	1 flacon(s) de 30 ml
61479978	HOMEODOSE No3, solution buvable, gouttes	BOIRON	3276748	3400932767489	1 flacon(s) de 30 ml
65287046	HOMEODOSE No4, SOLUTION(gouttes)	BOIRON	3320455	3400933204556	1 flacon(s) de 30 ml
63806873	HOMEODOSE No8, SOLUTION(gouttes)	BOIRON	3336315	3400933363154	1 flacon(s) en verre de 30 ml
63056208	HOMEODOSE, pommade	BOIRON	3050197	3400930501979	1 tube(s) de 30 g
63369886	HOMEOFORTIL, comprimé sublingual	BOIRON	3564766	3400935647665	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60803103	HOMEOGENE 14, comprimé	BOIRON	3050228	3400930502280	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64496705	HOMEOGENE 20, comprimé	BOIRON	3050234	3400930502341	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63553676	HOMEOGENE 21, comprimé	BOIRON	3050240	3400930502402	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66998699	HOMEOGENE 22, comprimé	BOIRON	3050257	3400930502570	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60769633	HOMEOGENE 41, comprimé	BOIRON	3050292	3400930502921	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63291925	HOMEOGENE 45, comprimé	BOIRON	3050317	3400930503171	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63849650	HOMEOGENE 46, comprimé	BOIRON	3050323	3400930503232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64307268	HOMEONE 9, comprimé	BOIRON	3050346	3400930503461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68431808	HOMEONEGRIPPE, comprimé dragéifié	BOIRON	3156990	3400931569909	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68431808	HOMEONEGRIPPE, comprimé dragéifié	BOIRON	3219182	3400932191826	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69172162	HOMEOMUNYL, granules en récipient unidose	BOIRON	3574753	3400935747532	4 récipient(s) unidose(s) polypropylène polyéthylène de 1 g
61237035	HOMEOPASMINE, pommade	BOIRON	3050375	3400930503751	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
61237035	HOMEOPASMINE, pommade	BOIRON	3050381	3400930503812	1 tube(s) aluminium verni de 18 g
60925192	HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose	BOIRON	3587514	3400935875143	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
60925192	HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose	BOIRON	3587520	3400935875204	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
68099829	HOMEOTABAC, comprimé	BOIRON	3774297	3400937742979	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 40 comprimé(s)
68099829	HOMEOTABAC, comprimé	BOIRON	3774305	3400937743051	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 120 comprimé(s)
63241491	HOMEOVOX, comprimé enrobé	BOIRON	3050429	3400930504291	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68268617	HOSPASOL145 mmol/l, solution pour perfusion	GAMBRO LUNDIA	3608707	3400936087071	3 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 3000 ml
68268617	HOSPASOL145 mmol/l, solution pour perfusion	GAMBRO LUNDIA	3608713	3400936087132	2 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 5000 ml
62542196	HOSPASOL167 mmol/l, solution pour perfusion	GAMBRO LUNDIA	3608736	3400936087361	3 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 3000 ml
62542196	HOSPASOL167 mmol/l, solution pour perfusion	GAMBRO LUNDIA	3615334	3400936153349	2 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 5000 ml
69861830	HUBERIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785674	3400937856744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
69861830	HUBERIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785680	3400937856805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
69861830	HUBERIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785697	3400937856973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69861830	HUBERIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785705	3400937857055	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69861830	HUBERIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785711	3400937857116	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
69861830	HUBERIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785728	3400937857284	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
69861830	HUBERIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785734	3400937857345	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69861830	HUBERIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	5705219	3400957052195	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 200 comprimé(s)
67296706	HUBERIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785846	3400937858465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
67296706	HUBERIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785852	3400937858526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
67296706	HUBERIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785869	3400937858694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67296706	HUBERIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785875	3400937858755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67296706	HUBERIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785881	3400937858816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
67296706	HUBERIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3785898	3400937858984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
67296706	HUBERIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	5705225	3400957052256	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67296706	HUBERIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	5705231	3400957052317	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 200 comprimé(s)
63760504	HUBERIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3784568	3400937845687	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
63760504	HUBERIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3784574	3400937845748	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
63760504	HUBERIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3784580	3400937845809	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63760504	HUBERIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3784597	3400937845977	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63760504	HUBERIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3784605	3400937846059	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
63760504	HUBERIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3784611	3400937846110	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
63760504	HUBERIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3784628	3400937846288	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66626866	HUILE CAMPHREE GIFRER, liniment	GIFRER BARBEZAT	3241483	3400932414833	1 flacon(s) en verre de 60 ml
66626866	HUILE CAMPHREE GIFRER, liniment	GIFRER BARBEZAT	3241508	3400932415083	1 flacon(s) en verre de 90 ml
66626866	HUILE CAMPHREE GIFRER, liniment	GIFRER BARBEZAT	3241514	3400932415144	1 flacon(s) en verre de 125 ml
66626866	HUILE CAMPHREE GIFRER, liniment	GIFRER BARBEZAT	3241520	3400932415205	1 flacon(s) en verre de 250 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65618514	HUILE DE FOIE DE MORUE COOPER, solution buvable	COOPER	3050808	3400930508084	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68089895	HUILE DE PARAFFINE A L'ESSENCE DE BASILIC GIFRER	GIFRER BARBEZAT	3243424	3400932434244	1 flacon(s) de 250 ml
68089895	HUILE DE PARAFFINE A L'ESSENCE DE BASILIC GIFRER	GIFRER BARBEZAT	3243430	3400932434305	1 flacon(s) de 500 ml
68998922	HUILE DE PARAFFINE COOPER, solution buvable en flacon	COOPER	3437217	3400934372179	1 flacon(s) en verre de 250 ml
68998922	HUILE DE PARAFFINE COOPER, solution buvable en flacon	COOPER	3437223	3400934372230	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63407479	HUILE DE PARAFFINE GIFRER, solution buvable	GIFRER BARBEZAT	3129510	3400931295105	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63407479	HUILE DE PARAFFINE GIFRER, solution buvable	GIFRER BARBEZAT	3129527	3400931295273	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63407479	HUILE DE PARAFFINE GIFRER, solution buvable	GIFRER BARBEZAT	3261758	3400932617586	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
68592416	HUILE DE PARAFFINE GILBERT, solution buvable en flacon	GILBERT	3324499	3400933244996	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
68592416	HUILE DE PARAFFINE GILBERT, solution buvable en flacon	GILBERT	3338969	3400933389697	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
60414319	HUILE DE RICIN COOPER, solution buvable	COOPER	3437246	3400934372469	1 flacon(s) en verre de 30 ml
67714963	HUILE DE RICIN DU LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE, solution buvable en récipient unidose	TISANE PROVENCALE	3050903	3400930509036	1 flacon(s) en verre de 30 ml
68104315	HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE SERVIER 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale	SERVIER	3653079	3400936530799	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 8 ml avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) avec embout(s) buccal(aux) avec embout(s) nasal(aux)
66633017	HUILE GOMENOLEE 2 POUR CENT, solution pour instillation nasale	GOMENOL	3050814	3400930508145	1 flacon(s) en verre de 22 ml avec compte-gouttes polyéthylène PVC
68105513	HUILE GOMENOLEE 5 POUR CENT, solution pour instillation nasale	GOMENOL	3050820	3400930508206	1 flacon(s) en verre de 22 ml avec compte-gouttes polyéthylène PVC
64052173	HUMALOG 100 UI/ml, solution injectable en cartouche	ELI LILLY (PAYS BAS)	3437393	3400934373930	5 cartouche(s) en verre de 3 ml pour stylo
65228400	HUMALOG 100 UI/ml, solution injectable en flacon	ELI LILLY (PAYS BAS)	3414268	3400934142680	1 flacon(s) en verre de 10 ml
66754862	HUMALOG MIX 25 100 UI/ml PEN, suspension injectable	ELI LILLY (PAYS BAS)	3494735	3400934947353	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
69304169	HUMALOG MIX 25 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	ELI LILLY (PAYS BAS)	3494451	3400934944512	5 cartouche(s) en verre de 3 ml pour stylo
63801118	HUMALOG MIX 25 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	ELI LILLY (PAYS BAS)	3494422	3400934944222	1 flacon(s) en verre de 10 ml
61842753	HUMALOG MIX 50 100 UI/ml PEN, suspension injectable	ELI LILLY (PAYS BAS)	3494741	3400934947414	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
61650831	HUMALOG MIX 50 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	ELI LILLY (PAYS BAS)	3494468	3400934944680	5 cartouche(s) en verre de 3 ml pour stylo
66747953	HUMALOG MIX 50 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	ELI LILLY (PAYS BAS)	3494439	3400934944390	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67274510	HUMALOG NPL 100 UI/ml PEN, suspension injectable	ELI LILLY (PAYS BAS)	3494758	3400934947582	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
69018367	HUMALOG NPL 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	ELI LILLY (PAYS BAS)	3494474	3400934944741	5 cartouche(s) en verre de 3 ml pour stylo
65728626	HUMALOG PEN 100 UI/ml, solution injectable	ELI LILLY (PAYS BAS)	3443057	3400934430572	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
65894651	HUMALOG-HUMAJECT 100 UI/ml, solution injectable	ELI LILLY (PAYS BAS)	3437401	3400934374012	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
60485896	HUMEX ADULTES EXPECTORANT, sirop	URGO	3538160	3400935381606	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
60485896	HUMEX ADULTES EXPECTORANT, sirop	URGO	3538177	3400935381774	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
60485896	HUMEX ADULTES EXPECTORANT, sirop	URGO	3538208	3400935382085	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
60485896	HUMEX ADULTES EXPECTORANT, sirop	URGO	3538214	3400935382146	1 flacon(s) en verre brun de 300 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
69928058	HUMEX ADULTES TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE, sirop	URGO	3277848	3400932778485	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
69928058	HUMEX ADULTES TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE, sirop	URGO	3563057	3400935630575	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
62640929	HUMEX ADULTES TOUX SECHE PHOLCODINE, sirop	URGO	3562112	3400935621122	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
62640929	HUMEX ADULTES TOUX SECHE PHOLCODINE, sirop	URGO	3562129	3400935621290	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec gobelet doseur polypropylène
69835020	HUMEX ALLERGIE CETIRIZINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable	URGO	3768836	3400937688369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
68518661	HUMEX ENFANTS TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE, sirop	URGO	3567405	3400935674050	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
66131114	HUMEX ENFANTS TOUX SECHE PHOLCODINE, sirop	URGO	3562106	3400935621061	flacon(s) en verre brun de 125 ml avec cuillère-mesure polypropylène
67153811	HUMEX EXPECTORANT SANS SUCRE 100 mg, comprimé à sucer	URGO	3538183	3400935381835	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 20 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
66443911	HUMEX FOURNIER 0,04 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	URGO	3415888	3400934158889	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polypropylène de 15 ml avec embout nasal
66443911	HUMEX FOURNIER 0,04 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	URGO	3482577	3400934825774	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec pompe doseuse polypropylène
62091918	HUMEX FOURNIER, capsule molle pour inhalation par fumigation	URGO	3405631	3400934056314	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 capsule(s)
62091918	HUMEX FOURNIER, capsule molle pour inhalation par fumigation	URGO	3405648	3400934056482	1 flacon(s) polystyrène de 12 capsule(s)
62091918	HUMEX FOURNIER, capsule molle pour inhalation par fumigation	URGO	3408799	3400934087998	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 capsule(s)
62091918	HUMEX FOURNIER, capsule molle pour inhalation par fumigation	URGO	3408807	3400934088070	1 flacon(s) polystyrène de 10 capsule(s)
60979090	HUMEX FOURNIER, collutoire en flacon pulvérisateur	URGO	3312349	3400933123499	1 flacon(s) pulvérisateur(s) aluminium verni de 15 ml avec tube plongeur polypropylène avec valve doseuse
62302190	HUMEX FOURNIER, collutoire, flacon pressurisé	URGO	3132765	3400931327653	1 flacon(s) aluminium verni pressurisé(e)(s) avec tube plongeur polypropylène de 35 ml
66725405	HUMEX FOURNIER, gélule	URGO	3165173	3400931651734	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
67221632	HUMEX FOURNIER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation	URGO	3050984	3400930509845	1 tube(s) polypropylène de 1 tampon(s)
62999750	HUMEX MAL DE GORGE FRUITS ROUGES 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt et à l'acésulfame potassique	URGO	3635242	3400936352421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 pastille(s)
62999750	HUMEX MAL DE GORGE FRUITS ROUGES 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt et à l'acésulfame potassique	URGO	3635259	3400936352599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
62999750	HUMEX MAL DE GORGE FRUITS ROUGES 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt et à l'acésulfame potassique	URGO	3635265	3400936352650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
62999750	HUMEX MAL DE GORGE FRUITS ROUGES 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt et à l'acésulfame potassique	URGO	3635271	3400936352711	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 pastille(s)
61750778	HUMEX MAL DE GORGE MENTHE 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt	URGO	3635288	3400936352889	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 pastille(s)
61750778	HUMEX MAL DE GORGE MENTHE 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt	URGO	3635294	3400936352940	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
61750778	HUMEX MAL DE GORGE MENTHE 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt	URGO	3635302	3400936353022	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
61750778	HUMEX MAL DE GORGE MENTHE 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt	URGO	3635319	3400936353190	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 pastille(s)
68652429	HUMEX MAL DE GORGE MENTHE 20 mg, pastille	URGO	3392905	3400933929053	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 pastille(s)
62524127	HUMEX MAL DE GORGE ORANGE 20 mg, pastille	URGO	3392911	3400933929114	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 pastille(s)
60421178	HUMEX MAL DE GORGE SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au cyclamate de sodium	URGO	3538154	3400935381545	tube(s) polypropylène de 25 comprimé(s)
63327481	HUMEX RHUME DES FOINS A LA BECLOMETASONE 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale en flacon	URGO	3432131	3400934321313	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre brun de 100 dose(s) avec pompe(s) doseuse(s) avec embout nasal
63713344	HUMEX RHUME, comprimé et gélule	URGO	3447463	3400934474637	12 comprimés et 4 gélules sous plaquette thermoformée (PVC/Aluminium)
65344586	HUMIRA 40 mg, solution injectable	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622280	3400936222809	1 flacon(s) en verre de 0,8 ml avec 1 seringue(s) avec 2 tampon(s) alcoolisé(s)
62235902	HUMIRA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622297	3400936222977	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec 1 tampon(s) alcoolisé(s)
62235902	HUMIRA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622305	3400936223059	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec 2 tampon(s) alcoolisé(s)
62235902	HUMIRA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622311	3400936223110	4 seringue(s) préremplie(s) en verre 0,8 ml avec 4 tampon(s) alcoolisé(s)
62235902	HUMIRA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622328	3400936223288	6 seringue(s) préremplie(s) en verre 0,8 ml avec 6 tampon(s) alcoolisé(s)
62235902	HUMIRA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622334	3400936223349	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec protège-aiguille avec 1 tampon(s) alcoolisé(s)
63364686	HUMIRA 40 mg, solution injectable en stylo préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3780139	3400937801393	1 stylo prérempli en verre de 0,8 ml avec tampon(s) alcoolisé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63364686	HUMIRA 40 mg, solution injectable en stylo préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3780145	3400937801454	2 stylo prérempli en verre de 0,8 ml avec tampon(s) alcoolisé(s)
63364686	HUMIRA 40 mg, solution injectable en stylo préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	5703752	3400957037529	4 stylo prérempli en verre de 0,8 ml avec tampon(s) alcoolisé(s)
63364686	HUMIRA 40 mg, solution injectable en stylo préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	5703769	3400957037697	6 stylo prérempli en verre de 0,8 ml avec tampon(s) alcoolisé(s)
66760573	HUMORYL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3215511	3400932155118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
66760573	HUMORYL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3215528	3400932155286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
66760573	HUMORYL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3215534	3400932155347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
69448162	HUMOXAL, solution nasale	URGO	3237903	3400932379033	1 flacon(s) en verre pulvérisateur(s) de 15 ml avec pompe doseuse
69448162	HUMOXAL, solution nasale	URGO	3386425	3400933864255	1 flacon(s) en verre pulvérisateur(s) de 10 ml avec pompe(s) doseuse(s) polypropylène
63320782	HYALGAN 20 mg/2 ml, solution injectable pour voie intra-articulaire en flacon	EXPANSCIENCE	3356588	3400933565886	1 flacon(s) en verre de 2 ml
64052038	HYALGAN 20 mg/2 ml, solution injectable pour voie intra-articulaire en seringue pré-remplie	EXPANSCIENCE	3356571	3400933565718	1 seringue(s) pré-remplie(s) en verre de 2 ml
68950831	HYALURONIDASE CHOAY 250 UI, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3051179	3400930511794	1 flacon(s) en verre de 5 ml - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
68950831	HYALURONIDASE CHOAY 250 UI, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5524446	3400955244462	10 flacon(s) en verre de 5 ml
64173157	HYALURONIDASE CHOAY 500 U.I., solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3051185	3400930511855	1 flacon(s) en verre de 5 ml - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
64173157	HYALURONIDASE CHOAY 500 U.I., solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5558043	3400955580430	10 flacon(s) en verre de 5 ml
64867427	HYCAMTIN 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	SMITHKLINE BEECHAM (ANGLETERRE)	5627123	3400956271238	5 flacon(s) en verre
64867427	HYCAMTIN 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	SMITHKLINE BEECHAM (ANGLETERRE)	5627146	3400956271467	1 flacon(s) en verre
61126871	HYCAMTIN 4 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	SMITHKLINE BEECHAM (ANGLETERRE)	5601980	3400956019809	5 flacon(s) en verre
61126871	HYCAMTIN 4 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	SMITHKLINE BEECHAM (ANGLETERRE)	5605452	3400956054527	1 flacon(s) en verre
66122396	HYDERGINE 0,3 mg/1 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	3051191	3400930511916	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
60529809	HYDERGINE 1 mg/ml, solution buvable en gouttes	NOVARTIS PHARMA	3051222	3400930512227	1 flacon(s) en verre brun de 50 ml avec mesurette(s) graduée(s)
69501953	HYDERGINE 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3252802	3400932528028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69501953	HYDERGINE 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3252819	3400932528196	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
65702916	HYDRACORT 0,5 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3297236	3400932972364	1 tube(s) polypropylène de 30 g
65702916	HYDRACORT 0,5 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3297242	3400932972425	1 tube(s) polypropylène de 50 g
69862925	HYDRAFUCA, poudre pour solution buvable en sachet-dose	FUCA	3547868	3400935478689	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 5 g
67780098	HYDRALIN 0,5 POUR CENT, savon	BAYER SANTE FAMILIALE	3051251	3400930512517	1 boîte(s) papier de 90 g
67780098	HYDRALIN 0,5 POUR CENT, savon	BAYER SANTE FAMILIALE	3338001	3400933380014	1 boîte(s) papier de 150 g
67780098	HYDRALIN 0,5 POUR CENT, savon	BAYER SANTE FAMILIALE	3338018	3400933380182	1 boîte(s) papier de 200 g
65815312	HYDRALIN, poudre pour solution locale	BAYER SANTE FAMILIALE	3051245	3400930512456	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 9 g
60361845	HYDRARGYRI CYANIDUM LEHNING COMPLEXE N 43, solution buvable	LEHNING	3059790	3400930597903	1 flacon(s) de 20 ml
66054486	HYDRASTIS CALENDULA BOIRON, OVULE	BOIRON	3146483	3400931464839	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 ovule(s)
61800291	HYDRASTIS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146460	3400931464600	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
61800291	HYDRASTIS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146477	3400931464778	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
60573990	HYDRASTIS COMPOSE BOIRON, granulé	BOIRON	3146454	3400931464549	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
63067158	HYDRASTIS COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3061841	3400930618417	1 flacon(s) de 15 ml
63067158	HYDRASTIS COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3061858	3400930618585	1 flacon(s) de 30 ml
67951040	HYDRASTIS COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), comprimé	DOLISOS	3157860	3400931578604	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69420647	HYDRASTIS COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable, gouttes	DOLISOS	3157848	3400931578482	1 flacon(s) de 15 ml
69420647	HYDRASTIS COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable, gouttes	DOLISOS	3157854	3400931578543	1 flacon(s) de 30 ml
69680118	HYDRASTIS COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3148217	3400931482178	tube(s) en verre de 50 comprimé(s)
63809086	HYDRASTIS COMPOSE DOLISOS, granules	BOIRON	3148200	3400931482000	1 tube(s) en verre de 80 UP
68362002	HYDRASTIS COMPOSE DOLISOS, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3148192	3400931481928	1 flacon(s) de 15 ml
69700567	HYDREA 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3051268	3400930512685	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
61675261	HYDROCLONAZONE 12,2 mg, comprimé pour solution buvable	CLS PHARMA	3051297	3400930512975	1 boîte(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 1000 comprimé(s)
61675261	HYDROCLONAZONE 12,2 mg, comprimé pour solution buvable	CLS PHARMA	3304108	3400933041083	tube(s) polypropylène de 180 comprimé(s)
66330098	HYDROCORTANCYL 2,5 POUR CENT, suspension injectable	AVENTIS	3051558	3400930515587	1 flacon(s) en verre de 5 ml
66330098	HYDROCORTANCYL 2,5 POUR CENT, suspension injectable	AVENTIS	3051564	3400930515648	1 flacon(s) en verre de 1 ml
65849072	HYDROCORTANCYL 5 mg, comprimé	AVENTIS	3051506	3400930515068	2 plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 15 comprimé(s)
68243813	HYDROCORTISONE JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE 1%, crème	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE	3653234	3400936532342	1 tube(s) aluminium de 30 g
68243813	HYDROCORTISONE JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE 1%, crème	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE	3695310	3400936953109	1 tube(s) aluminium de 15 g
62735380	HYDROCORTISONE LEURQUIN 100 mg, lyophilisat (flacon) et solution pour usage parentéral	LEURQUIN MEDIOLANUM	3357234	3400933572341	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
62735380	HYDROCORTISONE LEURQUIN 100 mg, lyophilisat (flacon) et solution pour usage parentéral	LEURQUIN MEDIOLANUM	3357240	3400933572402	10 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 10 ampoule(s) en verre de 2 ml
65616794	HYDROCORTISONE LEURQUIN 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	LEURQUIN MEDIOLANUM	3357257	3400933572570	1 ampoule(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
65616794	HYDROCORTISONE LEURQUIN 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	LEURQUIN MEDIOLANUM	3357263	3400933572631	10 ampoule(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 2 ml
67045458	HYDROCORTISONE LEURQUIN 500 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	LEURQUIN MEDIOLANUM	3368433	3400933684334	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
67045458	HYDROCORTISONE LEURQUIN 500 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	LEURQUIN MEDIOLANUM	3368456	3400933684563	10 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 10 ampoule(s) en verre de 5 ml
64124103	HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg, comprimé	AVENTIS	3051417	3400930514177	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyacétate de vinyle de 25 comprimé(s)
64752987	HYDROCORTISONE ROUSSEL 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable	AVENTIS	3051392	3400930513927	1 flacon(s) en verre - ampoule(s) en verre de 2 ml
64752987	HYDROCORTISONE ROUSSEL 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable	AVENTIS	5505621	3400955056218	10 flacon(s) en verre - ampoule(s) en verre de 2 ml
67988494	HYDROCORTISONE ROUSSEL 2,5 POUR CENT, suspension injectable	AVENTIS	3051452	3400930514528	1 flacon(s) en verre de 1 ml
67988494	HYDROCORTISONE ROUSSEL 2,5 POUR CENT, suspension injectable	AVENTIS	3051475	3400930514757	1 flacon(s) en verre de 5 ml
68867613	HYDROCORTISONE ROUSSEL 500 mg, poudre et solvant pour solution injectable	AVENTIS	5505644	3400955056447	10 flacon(s) en verre de 24 ml - 10 ampoule(s) en verre de 10 ml
61581417	HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg, préparation injectable	SERB	3214115	3400932141159	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
61581417	HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg, préparation injectable	SERB	3214121	3400932141210	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 2 ml
61581417	HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg, préparation injectable	SERB	3373121	3400933731212	1 flacon(s) en verre
61581417	HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg, préparation injectable	SERB	3373138	3400933731380	10 flacon(s) en verre
66773332	HYDROCORTISONE UPJOHN 500 mg, préparation injectable	SERB	3214090	3400932140909	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
66773332	HYDROCORTISONE UPJOHN 500 mg, préparation injectable	SERB	3214109	3400932141098	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 5 ml
66773332	HYDROCORTISONE UPJOHN 500 mg, préparation injectable	SERB	3373167	3400933731670	1 flacon(s) en verre
66773332	HYDROCORTISONE UPJOHN 500 mg, préparation injectable	SERB	3373173	3400933731731	10 flacon(s) en verre
60823593	HYDROLISP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745232	3400937452328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60823593	HYDROLISP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745249	3400937452496	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)
69106924	HYDROS G 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3373374	3400933733742	1 flacon(s) en verre de 500 ml
69106924	HYDROS G 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3373380	3400933733803	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
69106924	HYDROS G 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5581585	3400955815853	12 flacon(s) en verre de 500 ml
69106924	HYDROS G 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5581616	3400955816164	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
64545725	HYDROS G 5 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3373351	3400933733513	1 flacon(s) en verre de 500 ml
64545725	HYDROS G 5 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3373368	3400933733681	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
64545725	HYDROS G 5 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5581533	3400955815334	12 flacon(s) en verre de 500 ml
64545725	HYDROS G 5 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5581562	3400955815624	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
68497060	HYDROSARPAN 711, comprimé enrobé	SERVIER	3051860	3400930518601	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66823739	HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N, solution buvable en gouttes	BOUCHARA RECORDATI	3051914	3400930519141	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 20 ml avec compte-gouttes en verre
66823739	HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N, solution buvable en gouttes	BOUCHARA RECORDATI	5523116	3400955231165	10 flacon(s) en verre jaune(brun) de 20 ml avec compte-gouttes en verre
68973837	HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N., capsule	BOUCHARA RECORDATI	3051908	3400930519080	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 capsule(s)
68973837	HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N., capsule	BOUCHARA RECORDATI	5523151	3400955231516	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 capsule(s)
62582618	HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N., solution injectable	BOUCHARA RECORDATI	3051883	3400930518830	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
62582618	HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N., solution injectable	BOUCHARA RECORDATI	3051920	3400930519202	1 flacon(s) en verre de 20 ml
62582618	HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N., solution injectable	BOUCHARA RECORDATI	5523122	3400955231226	20 flacon(s) en verre de 20 ml
62582618	HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N., solution injectable	BOUCHARA RECORDATI	5533787	3400955337874	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
66705623	HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMADEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes	PHARMA DEVELOPPEMENT	3771488	3400937714884	1 flacon(s) en verre brun de 20 ml avec compte-gouttes
61205589	HYDROSOL POLYVITAMINE ROCHE, lyophilisat et solution pour usage parentéral	ROCHE	3051943	3400930519431	6 flacon(s) en verre brun - 6 ampoule(s) en verre de 2 ml
61205589	HYDROSOL POLYVITAMINE ROCHE, lyophilisat et solution pour usage parentéral	ROCHE	5533480	3400955334804	60 flacon(s) en verre brun - 60 ampoule(s) en verre de 2 ml
61205589	HYDROSOL POLYVITAMINE ROCHE, lyophilisat et solution pour usage parentéral	ROCHE	5548145	3400955481454	30 flacon(s) en verre brun - 30 ampoule(s) en verre de 2 ml
67979189	HYDROTALCITE BAYER 1 g/10 ml, suspension buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3438010	3400934380105	20 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 10 ml
67979189	HYDROTALCITE BAYER 1 g/10 ml, suspension buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3438027	3400934380273	50 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 10 ml
63036052	HYDROTALCITE BAYER 500 mg, comprimé à croquer	BAYER PHARMA	3437973	3400934379734	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63036052	HYDROTALCITE BAYER 500 mg, comprimé à croquer	BAYER PHARMA	3437996	3400934379963	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
63036052	HYDROTALCITE BAYER 500 mg, comprimé à croquer	BAYER PHARMA	3438004	3400934380044	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63036052	HYDROTALCITE BAYER 500 mg, comprimé à croquer	BAYER PHARMA	3438895	3400934388958	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 20 comprimé(s)
63036052	HYDROTALCITE BAYER 500 mg, comprimé à croquer	BAYER PHARMA	3438903	3400934389030	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
63036052	HYDROTALCITE BAYER 500 mg, comprimé à croquer	BAYER PHARMA	3438926	3400934389269	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
66789703	HYDROXYDES D'ALUMINIUM ET DE MAGNESIUM SANDOZ CONSEIL 400 mg/400 mg, comprimé à croquer	ELAIAPHARM	3530069	3400935300690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 36 comprimé(s)
66789703	HYDROXYDES D'ALUMINIUM ET DE MAGNESIUM SANDOZ CONSEIL 400 mg/400 mg, comprimé à croquer	ELAIAPHARM	3771123	3400937711234	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68309028	HYDROXYPROGESTERONE RETARD THERAMEX, solution injectable (IM)	THERAMEX	3052003	3400930520031	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
63999867	HYDROXYZINE RENAUDIN 100 mg /2 ml, solution injectable	RENAUDIN	3613559	3400936135598	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
63999867	HYDROXYZINE RENAUDIN 100 mg /2 ml, solution injectable	RENAUDIN	3613565	3400936135659	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
63999867	HYDROXYZINE RENAUDIN 100 mg /2 ml, solution injectable	RENAUDIN	3614808	3400936148086	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
63999867	HYDROXYZINE RENAUDIN 100 mg /2 ml, solution injectable	RENAUDIN	3614814	3400936148147	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
63999867	HYDROXYZINE RENAUDIN 100 mg /2 ml, solution injectable	RENAUDIN	5643033	3400956430338	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
67647703	HYGROTON 25 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3368806	3400933688066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64475561	HYPERAMINE 20, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571291	3400955712916	1 flacon(s) en verre de 100 ml
64475561	HYPERAMINE 20, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571316	3400955713166	1 flacon(s) en verre de 125 ml
64475561	HYPERAMINE 20, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571322	3400955713227	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64475561	HYPERAMINE 20, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571339	3400955713395	1 flacon(s) en verre de 500 ml
64475561	HYPERAMINE 20, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571345	3400955713456	1 flacon(s) en verre de 750 ml
64475561	HYPERAMINE 20, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571351	3400955713517	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
64325540	HYPERAMINE 25, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571227	3400955712275	1 flacon(s) en verre de 100 ml
64325540	HYPERAMINE 25, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571233	3400955712336	1 flacon(s) en verre de 125 ml
64325540	HYPERAMINE 25, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571256	3400955712565	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64325540	HYPERAMINE 25, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571262	3400955712626	1 flacon(s) en verre de 500 ml
64325540	HYPERAMINE 25, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571279	3400955712794	1 flacon(s) en verre de 750 ml
64325540	HYPERAMINE 25, solution injectable pour perfusion en flacon	B BRAUN MEDICAL	5571285	3400955712855	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66849602	HYPERAMINE 30, solution injectable pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3252647	3400932526475	1 flacon(s) en verre de 125 ml
66849602	HYPERAMINE 30, solution injectable pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3252653	3400932526536	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66849602	HYPERAMINE 30, solution injectable pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3252676	3400932526765	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66849602	HYPERAMINE 30, solution injectable pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3252682	3400932526826	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
60606497	HYPERHES, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3605175	3400936051751	1 poche(s) polyoléfine de 250 ml
60606497	HYPERHES, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3605181	3400936051812	10 poche(s) polyoléfine de 250 ml
60606497	HYPERHES, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3605198	3400936051980	20 poche(s) polyoléfine de 250 ml
69565895	HYPERICUM COMPLEXE N°26, solution buvable	LEHNING	3059666	3400930596661	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69565895	HYPERICUM COMPLEXE N°26, solution buvable	LEHNING	3370269	3400933702694	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) de 30 ml
67541600	HYPERIUM 1 mg, comprimé	SERVIER	3294226	3400932942268	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67541600	HYPERIUM 1 mg, comprimé	SERVIER	3294232	3400932942329	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
67541600	HYPERIUM 1 mg, comprimé	SERVIER	3294686	3400932946860	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67541600	HYPERIUM 1 mg, comprimé	SERVIER	3294692	3400932946921	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67541600	HYPERIUM 1 mg, comprimé	SERVIER	3722573	3400937225731	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67541600	HYPERIUM 1 mg, comprimé	SERVIER	5583383	3400955833833	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 100 comprimé(s)
67666625	HYPNASMINE ADULTES, suppositoire	ELERTE	3052061	3400930520611	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 6 suppositoire(s)
61645414	HYPNEINE, solution pour usage dentaire	ATO ZIZINE	3242123	3400932421237	12 ampoule(s) - compresse(s) de 1,5 ml
63444171	HYPNOMIDATE 2 mg/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	5606919	3400956069194	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
65358251	HYPNOVEL 1 mg/ ml, solution injectable	ROCHE	5575490	3400955754909	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
65358251	HYPNOVEL 1 mg/ ml, solution injectable	ROCHE	5575509	3400955755098	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
64168402	HYPNOVEL 5 mg/ml, solution injectable	ROCHE	5563699	3400955636991	6 ampoule(s) en verre de 3 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64168402	HYPNOVEL 5 mg/ml, solution injectable	ROCHE	5563707	3400955637073	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
64168402	HYPNOVEL 5 mg/ml, solution injectable	ROCHE	5577477	3400955774778	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
64168402	HYPNOVEL 5 mg/ml, solution injectable	ROCHE	5577661	3400955776611	6 ampoule(s) en verre de 10 ml
64168402	HYPNOVEL 5 mg/ml, solution injectable	ROCHE	5639066	3400956390663	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
60310007	HYPOLOC 5 mg, comprimé quadriséable	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3416994	3400934169946	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60310007	HYPOLOC 5 mg, comprimé quadriséable	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3417002	3400934170027	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60310007	HYPOLOC 5 mg, comprimé quadriséable	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3742050	3400937420501	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60310007	HYPOLOC 5 mg, comprimé quadriséable	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3742067	3400937420679	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65313402	HYPOPHYSIS COMPLEXE N°31, solution buvable	LEHNING	3059695	3400930596951	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67175601	HYPOSTAMINE 100 mg, comprimé	CHIESI	3052109	3400930521090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
64224979	HYPOSULFENE, comprimé enrobé	TORLAN	3052150	3400930521502	1 pilulier(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3553751	3400935537515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 7 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3553768	3400935537683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3553774	3400935537744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 15 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3555678	3400935556783	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3555684	3400935556844	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3555690	3400935556905	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3555709	3400935557094	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 56 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720261	3400937202619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720278	3400937202787	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720284	3400937202848	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 91 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	5629381	3400956293810	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 98 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	5629398	3400956293988	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	5629406	3400956294060	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 300 comprimé(s)
69025080	HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	5629412	3400956294121	1 flacon(s) polyéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3539113	3400935391131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 28 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3539136	3400935391360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 50 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3539142	3400935391421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 98 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3539159	3400935391599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 100 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3539165	3400935391650	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3539171	3400935391711	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3539188	3400935391889	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3539194	3400935391940	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 98 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3539202	3400935392022	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720172	3400937201728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 30 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720189	3400937201896	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 84 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720195	3400937201957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 90 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720203	3400937202039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 91 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720226	3400937202268	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720232	3400937202329	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720249	3400937202497	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64027704	HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé	ASTRAZENECA	3720255	3400937202558	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 91 comprimé(s)
60376815	HYTRINE 1 mg, comprimé	AMDIPHARM	3301104	3400933011048	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60376815	HYTRINE 1 mg, comprimé	AMDIPHARM	3404376	3400934043765	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
60376815	HYTRINE 1 mg, comprimé	AMDIPHARM	3404761	3400934047619	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62223729	HYTRINE 10 mg, comprimé	AMDIPHARM	3301133	3400933011338	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60301652	HYTRINE 2 mg, comprimé	AMDIPHARM	3301110	3400933011109	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66297890	HYTRINE 5 mg, comprimé	AMDIPHARM	3301127	3400933011277	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66297890	HYTRINE 5 mg, comprimé	AMDIPHARM	3413027	3400934130274	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63972222	HYZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3508609	3400935086099	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
63972222	HYZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3508615	3400935086150	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63972222	HYZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3714510	3400937145107	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63972222	HYZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3714527	3400937145275	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
63972222	HYZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3714533	3400937145336	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
63972222	HYZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5616208	3400956162086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64539188	HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3385207	3400933852078	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
64539188	HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3714444	3400937144445	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64539188	HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3714450	3400937144506	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64539188	HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3714467	3400937144674	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64539188	HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5584537	3400955845379	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
65933346	IASO <sub>dopa</sub> , solution injectable	IASON	5668978	3400956689781	1 flacon(s) en verre de 25 ml
63612352	IBECOR 10 mg, comprimé	ALTER	3765453	3400937654531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63612352	IBECOR 10 mg, comprimé	ALTER	3765476	3400937654760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62719383	IBECOR 20 mg, comprimé	ALTER	3765418	3400937654180	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62719383	IBECOR 20 mg, comprimé	ALTER	3765430	3400937654302	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63517751	IBECOR 40 mg, comprimé	ALTER	3765393	3400937653930	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63517751	IBECOR 40 mg, comprimé	ALTER	5698146	3400956981465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68511250	IBIS, crème	IBIOS	3147577	3400931475774	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
61687694	IBUALGIC 200 mg, comprimé effervescent	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3419544	3400934195440	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61687694	IBUALGIC 200 mg, comprimé effervescent	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3419550	3400934195501	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709012	3400937090124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709029	3400937090292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 4 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709035	3400937090353	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709041	3400937090414	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 8 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709058	3400937090582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709064	3400937090643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709070	3400937090704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709087	3400937090872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709093	3400937090933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709101	3400937091015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
66604745	IBUCAPS 200 mg, capsule molle	BANNER PHARMACAPS (PAYS-BAS)	3709118	3400937091183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 capsule(s)
60588259	IBUFEN 200 mg, comprimé enrobé	PHARMACHEMIE BV	3355608	3400933556082	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
60588259	IBUFEN 200 mg, comprimé enrobé	PHARMACHEMIE BV	3355614	3400933556143	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
60588259	IBUFEN 200 mg, comprimé enrobé	PHARMACHEMIE BV	3355620	3400933556204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63006632	IBUFEN 400 mg, comprimé enrobé	PHARMACHEMIE BV	3355637	3400933556372	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
63006632	IBUFEN 400 mg, comprimé enrobé	PHARMACHEMIE BV	3355643	3400933556433	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
63006632	IBUFEN 400 mg, comprimé enrobé	PHARMACHEMIE BV	3355666	3400933556662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65538783	IBUHEXAL 200 mg, comprimé enrobé	G GAM	3632002	34009336320024	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63365973	IBUPROFENE 400 mg, comprimé enrobé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3318636	3400933186364	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63365973	IBUPROFENE 400 mg, comprimé enrobé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3321561	3400933215613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63365973	IBUPROFENE 400 mg, comprimé enrobé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3321578	3400933215781	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68396517	IBUPROFENE AGI PHARMA 200 mg, comprimé enrobé	AGI PHARMA	3606074	3400936060746	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68396517	IBUPROFENE AGI PHARMA 200 mg, comprimé enrobé	AGI PHARMA	3606080	3400936060807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68979726	IBUPROFENE AGI PHARMA 5 %, gel	AGI PHARMA	3774937	3400937749374	1 tube(s) aluminium de 50 g
61478851	IBUPROFENE ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3769327	3400937693271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61478851	IBUPROFENE ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3769333	3400937693332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62611169	IBUPROFENE ALMUS 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3766398	3400937663984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62611169	IBUPROFENE ALMUS 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3766406	3400937664066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61249824	IBUPROFENE ARROW 200 mg, comprimé enrobé	ARROW GENERIQUES	3571507	3400935715074	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61249824	IBUPROFENE ARROW 200 mg, comprimé enrobé	ARROW GENERIQUES	3571513	3400935715135	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61249824	IBUPROFENE ARROW 200 mg, comprimé enrobé	ARROW GENERIQUES	5636582	3400956365821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67539962	IBUPROFENE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3665591	3400936655911	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 15 comprimé(s)
67539962	IBUPROFENE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3665616	3400936656161	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 20 comprimé(s)
67539962	IBUPROFENE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3665622	3400936656222	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
67539962	IBUPROFENE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5660362	3400956603626	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 50 comprimé(s)
67539962	IBUPROFENE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5660379	3400956603794	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68337369	IBUPROFENE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3381764	3400933817640	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68337369	IBUPROFENE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3484168	3400934841682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61000075	IBUPROFENE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3765631	3400937656313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61000075	IBUPROFENE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3765648	3400937656481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67280919	IBUPROFENE BOEHRINGER INGELHEIM 200 mg, comprimé pelliculé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3351148	3400933511487	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67280919	IBUPROFENE BOEHRINGER INGELHEIM 200 mg, comprimé pelliculé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3432579	3400934325793	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
68598981	IBUPROFENE CEDIAT MEDIFFUSION 5 %, gel	CEDIAT MEDIFFUSION	3555796	3400935557964	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
63691015	IBUPROFENE CHEMINEAU 5%, gel	CHEMINEAU	3762265	3400937622653	1 tube(s) aluminium de 60 g
60569860	IBUPROFENE CHEMINEAU 5%, solution pour application cutanée	CHEMINEAU	3762242	3400937622424	1 flacon(s) polypropylène de 35 g avec pompe(s) doseuse(s)
64000632	IBUPROFENE CHEMINEAU 5%, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	CHEMINEAU	3762259	3400937622592	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 50 g
67913552	IBUPROFENE EG 200 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3647593	3400936475939	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60550988	IBUPROFENE EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3368195	3400933681951	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60550988	IBUPROFENE EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3368203	3400933682033	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
60550988	IBUPROFENE EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5581898	3400955818984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
60550988	IBUPROFENE EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5581906	3400955819066	1 flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
66092818	IBUPROFENE ELAIAPHARM 200 mg, comprimé pelliculé	ELAIAPHARM	3638648	3400936386488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66092818	IBUPROFENE ELAIAPHARM 200 mg, comprimé pelliculé	ELAIAPHARM	3638654	3400936386549	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67283573	IBUPROFENE ETHYPHARM 100 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3375798	3400933757984	6 sachet(s) de 500 mg
67283573	IBUPROFENE ETHYPHARM 100 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3375806	3400933758066	12 sachet(s) de 500 mg
64010288	IBUPROFENE ETHYPHARM 200 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3375812	3400933758127	6 sachet(s) de 1000 mg
64010288	IBUPROFENE ETHYPHARM 200 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3375829	3400933758295	12 sachet(s) de 1000 mg
67754153	IBUPROFENE ETHYPHARM 5 %, gel	ETHYPHARM	3577013	3400935770134	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
65316487	IBUPROFENE ETHYPHARM L.P.300 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	ETHYPHARM	3369177	3400933691776	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
65316487	IBUPROFENE ETHYPHARM L.P.300 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	ETHYPHARM	3369183	3400933691837	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
65316487	IBUPROFENE ETHYPHARM L.P.300 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	ETHYPHARM	3369208	3400933692087	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 gélule(s)
68834111	IBUPROFENE G GAM 200 mg, comprimé enrobé	G GAM	3606051	3400936060517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68834111	IBUPROFENE G GAM 200 mg, comprimé enrobé	G GAM	3606068	3400936060685	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69655061	IBUPROFENE GALEPHAR 200 mg, gélule	GALEPHAR	3515325	3400935153258	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
69655061	IBUPROFENE GALEPHAR 200 mg, gélule	GALEPHAR	3515331	3400935153319	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
63521372	IBUPROFENE GIBAUD 200 mg, comprimé enrobé	GIBAUD PHARMA	3559386	3400935593863	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63521372	IBUPROFENE GIBAUD 200 mg, comprimé enrobé	GIBAUD PHARMA	3559392	3400935593924	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65997181	IBUPROFENE GIBAUD 5 %, solution pour pulvérisation cutanée	GIBAUD PHARMA	3566305	3400935663054	1 flacon(s) polyéthylène avec pompe doseuse de 50 ml
69804295	IBUPROFENE IPRAD 200 mg, comprimé enrobé	IPRAD	3602828	3400936028289	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69804295	IBUPROFENE IPRAD 200 mg, comprimé enrobé	IPRAD	3602834	3400936028340	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63605055	IBUPROFENE IVAX 200 mg, comprimé enrobé	IVAX PHARMACEUTICALS	3606016	3400936060166	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63605055	IBUPROFENE IVAX 200 mg, comprimé enrobé	IVAX PHARMACEUTICALS	3606022	3400936060227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61750290	IBUPROFENE JOLLY JATEL 5 %, solution pour pulvérisation cutanée	JOLLY JATEL	3532134	3400935321343	1 flacon(s) polyéthylène de 50 ml avec pompe doseuse
62689698	IBUPROFENE MEDIFFUSION 5 %, gel	CEDIAT MEDIFFUSION	3583120	3400935831200	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
62689698	IBUPROFENE MEDIFFUSION 5 %, gel	CEDIAT MEDIFFUSION	3638453	3400936384538	1 tube(s) aluminium verni de 100 g

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
60233913	IBUPROFENE MENARINI 5 %, gel	MENARINI FRANCE	3545792	3400935457929	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
60233913	IBUPROFENE MENARINI 5 %, gel	MENARINI FRANCE	3552898	3400935528988	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
68527443	IBUPROFENE MERCK 200 mg, comprimé enrobé	MERCK GENERIQUES	3582327	3400935823274	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68527443	IBUPROFENE MERCK 200 mg, comprimé enrobé	MERCK GENERIQUES	3583137	3400935831378	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65205177	IBUPROFENE MERCK 400 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3749916	3400937499163	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65205177	IBUPROFENE MERCK 400 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3749922	3400937499224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64565560	IBUPROFENE MERCK 5 %, solution pour pulvérisation cutanée	MERCK GENERIQUES	3532128	3400935321282	1 flacon(s) polyéthylène de 50 ml avec pompe doseuse
61788736	IBUPROFENE NOR 200 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3769304	3400937693042	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61788736	IBUPROFENE NOR 200 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3769310	3400937693103	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64362001	IBUPROFENE QUALIMED 200 mg, comprimé enrobé	QUALIMED (LYON)	3602805	3400936028050	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64362001	IBUPROFENE QUALIMED 200 mg, comprimé enrobé	QUALIMED (LYON)	3602811	3400936028111	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63720253	IBUPROFENE RATIOPHARM 200 mg, comprimé enrobé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3593035	3400935930354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63720253	IBUPROFENE RATIOPHARM 200 mg, comprimé enrobé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3593041	3400935930415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63720253	IBUPROFENE RATIOPHARM 200 mg, comprimé enrobé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5638316	3400956383160	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67927242	IBUPROFENE RATIOPHARM CONSEIL 5 %, gel	RATIOPHARM	3414765	3400934147654	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
67927242	IBUPROFENE RATIOPHARM CONSEIL 5 %, gel	RATIOPHARM	3501056	3400935010568	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 50 g avec pompe doseuse
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686469	3400936864696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686475	3400936864757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686481	3400936864818	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686498	3400936864986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686506	3400936865068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686512	3400936865129	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 12 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686529	3400936865297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686535	3400936865358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686541	3400936865419	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686558	3400936865587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686564	3400936865648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686570	3400936865709	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 16 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686587	3400936865877	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686593	3400936865938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
64911902	IBUPROFENE RECKITT BENCKISER 400 mg, comprimé enrobé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3686601	3400936866010	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
63819778	IBUPROFENE REF 200 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3769250	3400937692502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63819778	IBUPROFENE REF 200 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3769267	3400937692670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3330100	3400933301002	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3330117	3400933301170	1 flacon(s) en verre brun de 10 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3330123	3400933301231	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3330146	3400933301460	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3330152	3400933301521	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3330169	3400933301699	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3768612	3400937686129	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 10 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3768629	3400937686297	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 20 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3768635	3400937686358	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5569414	3400955694144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5569420	3400955694205	1 flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
63243656	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5699513	3400956995134	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 100 comprimé(s)
63592234	IBUPROFENE RPG 200 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3367988	3400933679880	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
63592234	IBUPROFENE RPG 200 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3367994	3400933679941	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
69427129	IBUPROFENE RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3330175	3400933301750	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69427129	IBUPROFENE RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3330181	3400933301811	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
69427129	IBUPROFENE RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3781742	3400937817424	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69427129	IBUPROFENE RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5569437	3400955694373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69427129	IBUPROFENE RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5569443	3400955694434	1 flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
69427129	IBUPROFENE RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5704680	3400957046804	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 100 comprimé(s)
61834404	IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé enrobé	SANDOZ	3571482	3400935714824	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
61834404	IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé enrobé	SANDOZ	3658303	3400936583030	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
61009793	IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3764399	3400937643993	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
61009793	IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3764413	3400937644136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61009793	IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3764436	3400937644365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61009793	IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5698100	3400956981007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61009793	IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5698117	3400956981175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60129665	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé	SANDOZ	3659550	3400936595507	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 15 comprimé(s)
60129665	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé	SANDOZ	3659567	3400936595675	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 24 comprimé(s)
60129665	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé	SANDOZ	3659573	3400936595736	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
64573315	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3665562	3400936655621	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 15 comprimé(s)
64573315	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3665579	3400936655799	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 20 comprimé(s)
64573315	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3665585	3400936655850	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
64573315	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5660333	3400956603336	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 50 comprimé(s)
64573315	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5660356	3400956603565	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
60961886	IBUPROFENE SANDOZ CONSEIL 200 mg, comprimé enrobé	SANDOZ	3766530	3400937665308	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61968976	IBUPROFENE SANOFI SYNTHELABO OTC 200 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS OTC	3637293	3400936372931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61968976	IBUPROFENE SANOFI SYNTHELABO OTC 200 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS OTC	3637301	3400936373013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60073914	IBUPROFENE SET 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3766317	3400937663175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60073914	IBUPROFENE SET 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3766323	3400937663236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64948936	IBUPROFENE TEVA 200 mg, comprimé enrobé	TEVA CLASSICS	3606039	3400936060395	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64948936	IBUPROFENE TEVA 200 mg, comprimé enrobé	TEVA CLASSICS	3606045	3400936060456	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65132925	IBUPROFENE TEVA CLASSICS 200 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3647831	3400936478312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65132925	IBUPROFENE TEVA CLASSICS 200 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3647848	3400936478480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67951542	IBUPROFENE UNION INTERPHARMACEUTIQUE ATLANTIQUE 200 mg, comprimé pelliculé	CARDEL	3391343	3400933913434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66199802	IBUPROFENE UNION INTERPHARMACEUTIQUE ATLANTIQUE 400 mg, comprimé pelliculé	CARDEL	3351177	3400933511777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67700508	IBUPROFENE UPJOHN 200 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3391337	3400933913373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65124280	IBUPROFENE ZYDUS 200 mg, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3550646	3400935506467	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65124280	IBUPROFENE ZYDUS 200 mg, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3550652	3400935506528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68945421	IBUTOP 5 POUR CENT, gel pour application cutanée	DOLORGIET	3406228	3400934062285	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
63513297	ICAVEX 10 mg, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracarveuse) en flacon	MEDA PHARMA (FRANCE)	3355442	3400933554422	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
67556812	ICAVEX 20 mg, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaverneuse) en flacon	MEDA PHARMA (FRANCE)	3355459	3400933554590	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec 1 seringue et 2 aiguille(s)
67966754	ICAZ LP 2,5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3334061	3400933340612	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
67966754	ICAZ LP 2,5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3334078	3400933340780	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67966754	ICAZ LP 2,5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3334084	3400933340841	film(s) thermosoudé(s) PVC aluminium polyamide de 10 gélule(s)
67966754	ICAZ LP 2,5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3334090	3400933340902	film(s) thermosoudé(s) PVC aluminium polyamide de 20 gélule(s)
67966754	ICAZ LP 2,5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3334109	3400933341091	film(s) thermosoudé(s) PVC aluminium polyamide de 30 gélule(s)
67966754	ICAZ LP 2,5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3739378	3400937393782	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67966754	ICAZ LP 2,5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3739384	3400937393843	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65664910	ICAZ LP 5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3333340	3400933333409	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
65664910	ICAZ LP 5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3333357	3400933333577	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
65664910	ICAZ LP 5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3333363	3400933333638	film(s) thermosoudé(s) PVC aluminium polyamide de 10 gélule(s)
65664910	ICAZ LP 5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3333386	3400933333867	film(s) thermosoudé(s) PVC aluminium polyamide de 20 gélule(s)
65664910	ICAZ LP 5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3333392	3400933333928	film(s) thermosoudé(s) PVC aluminium polyamide de 30 gélule(s)
65664910	ICAZ LP 5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3739390	3400937393904	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65664910	ICAZ LP 5 mg, gélule à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3739409	3400937394093	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62060029	ICODIAL, solution pour dialyse péritonéale en poche	ML LABORATORIES PLC	5602258	3400956022588	4 poche(s) PVC de 1,5 l
62060029	ICODIAL, solution pour dialyse péritonéale en poche	ML LABORATORIES PLC	5602264	3400956022649	4 poche(s) PVC de 2 l
61531656	IDARAC 200 mg, comprimé	AVENTIS	3188033	3400931880332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
69770003	IDEOLAXYL, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3292500	3400932925001	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69770003	IDEOLAXYL, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3409379	3400934093791	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69770003	IDEOLAXYL, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3409385	3400934093852	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69770003	IDEOLAXYL, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3409391	3400934093913	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69562970	IDEOS 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	INNOTECH INTERNATIONAL	3380960	3400933809607	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69562970	IDEOS 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	INNOTECH INTERNATIONAL	3380977	3400933809775	4 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69562970	IDEOS 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	INNOTECH INTERNATIONAL	3425332	3400934253324	5 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69562970	IDEOS 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	INNOTECH INTERNATIONAL	3425349	3400934253492	10 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69562970	IDEOS 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	INNOTECH INTERNATIONAL	3473383	3400934733833	6 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69562970	IDEOS 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	INNOTECH INTERNATIONAL	3607524	3400936075245	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69562970	IDEOS 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	INNOTECH INTERNATIONAL	5637498	3400956374984	12 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
67817529	IDROCOL 3 g/10 ml, solution buvable, ampoule	CEPHALON FRANCE	3000012	3400930000120	20 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
60292267	IFOSFAMIDE EG 40 mg/ml, solution pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC	5665371	3400956653713	1 flacon(s) en verre de 25 ml
60292267	IFOSFAMIDE EG 40 mg/ml, solution pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC	5665388	3400956653881	1 flacon(s) en verre de 50 ml
61896377	IKARAN 5 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3241141	3400932411412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61896377	IKARAN 5 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3241158	3400932411580	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 gélule(s)
61896377	IKARAN 5 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3241164	3400932411641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62000313	IKARAN L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3392874	3400933928742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62000313	IKARAN L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3392880	3400933928803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
62000313	IKARAN L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3392897	3400933928971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62000313	IKARAN L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3396659	3400933966591	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
62000313	IKARAN L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3396665	3400933966652	1 flacon(s) en verre de 40 comprimé(s)
62000313	IKARAN L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3396671	3400933966713	1 flacon(s) en verre de 60 comprimé(s)
64688292	IKARAN, solution buvable en gouttes	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3210637	3400932106370	1 flacon(s) de 45 ml avec compte-gouttes
64688292	IKARAN, solution buvable en gouttes	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3210643	3400932106431	1 flacon(s) de 50 ml avec compte-gouttes
64688292	IKARAN, solution buvable en gouttes	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3210666	3400932106660	1 flacon(s) de 90 ml avec compte-gouttes
61615759	IKARAN, solution injectable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3210672	3400932106721	6 ampoule(s) de 1 ml
61613167	IKOREL 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3354810	3400933548100	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61786176	IKOREL 20 mg, comprimé	AVENTIS	3354827	3400933548278	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62386427	ILOMEDINE 0,1 mg/1 ml, solution injectable pour perfusion	SCHERING (FRANCE)	5575550	3400955755500	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
62386427	ILOMEDINE 0,1 mg/1 ml, solution injectable pour perfusion	SCHERING (FRANCE)	5575567	3400955755678	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
62386427	ILOMEDINE 0,1 mg/1 ml, solution injectable pour perfusion	SCHERING (FRANCE)	5578896	3400955788966	5 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
69783189	IMEGUL, gélule	ARKOPHARMA	3335215	3400933352158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
69783189	IMEGUL, gélule	ARKOPHARMA	3458828	3400934588280	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
67153334	IMIGRANE 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3433828	3400934338281	1 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
67153334	IMIGRANE 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3433834	3400934338342	2 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
67153334	IMIGRANE 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3433840	3400934338403	6 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
67153334	IMIGRANE 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3559989	3400935599896	12 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
67153334	IMIGRANE 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3559995	3400935599957	18 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
67876328	IMIGRANE 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3433797	3400934337970	1 ampoule(s) en verre avec embout nasal polypropylène de 0,1 ml
67876328	IMIGRANE 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3433805	3400934338052	2 ampoule(s) en verre avec embout nasal polypropylène de 0,1 ml
67876328	IMIGRANE 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3433811	3400934338113	6 ampoule(s) en verre avec embout nasal polypropylène de 0,1 ml
67876328	IMIGRANE 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3560001	3400935600011	12 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
67876328	IMIGRANE 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	GLAXOSMITHKLINE	3560018	3400935600189	18 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
64676030	IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3473667	3400934736674	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 2 comprimé(s)
64676030	IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3473673	3400934736735	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 3 comprimé(s)
64676030	IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3473696	3400934736964	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 4 comprimé(s)
64676030	IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3473704	3400934737046	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 6 comprimé(s)
64676030	IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3561489	3400935614896	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 12 comprimé(s)
64676030	IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3561495	3400935614957	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 18 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69485328	IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3338739	3400933387396	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69485328	IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3338745	3400933387457	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69485328	IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3338751	3400933387518	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69485328	IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3338768	3400933387686	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec injecteur(s) automatique(s)
69485328	IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3338774	3400933387747	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec injecteur(s) automatique(s)
69485328	IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3338780	3400933387808	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec injecteur(s) automatique(s)
66276750	IMIJECT 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	PAUCOURT	3378242	3400933782429	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66276750	IMIJECT 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	PAUCOURT	3378259	3400933782597	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66276750	IMIJECT 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	PAUCOURT	3378265	3400933782658	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66276750	IMIJECT 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	PAUCOURT	3378271	3400933782719	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec injecteur automatique
66276750	IMIJECT 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	PAUCOURT	3378288	3400933782887	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec injecteur automatique
66276750	IMIJECT 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	PAUCOURT	3378294	3400933782948	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec injecteur automatique
61438967	IMIZINE 10 POUR CENT, pâte pour usage dentaire	ATO ZIZINE	3497774	3400934977749	1 tube(s) métalloplastique de 4,5 g
66989351	IMMUCYST 81 mg, poudre et solvant pour solution pour administration intravésicale	SANOPI PASTEUR	3497478	3400934974786	1 flacon(s) en verre brun de 81 mg - 1 flacon(s) en verre de 3 ml
65393793	IMMUGRIP, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3338550	3400933385507	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69403879	IMMUNOGLOBULINE EQUINE TETANIQUE PASTEUR 1500 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	SANOPI PASTEUR MSD	3214776	3400932147762	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
69403879	IMMUNOGLOBULINE EQUINE TETANIQUE PASTEUR 1500 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	SANOPI PASTEUR MSD	5521382	3400955213826	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
68492533	IMMU-PHILUS, lyophilisat et solution pour usage parentéral (IM) avec seringue et aiguille	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3348063	3400933480639	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec seringue(s)
68492533	IMMU-PHILUS, lyophilisat et solution pour usage parentéral (IM) avec seringue et aiguille	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3355123	3400933551230	2 flacon(s) en verre - 2 flacon(s) en verre de 0,5 ml
69522794	IMODIUM 0,2 mg/ml ENFANTS, solution buvable	JANSSEN CILAG	3188659	3400931886594	1 flacon(s) en verre de 90 ml avec seringue(s) pour administration orale en polyéthylène
69522794	IMODIUM 0,2 mg/ml ENFANTS, solution buvable	JANSSEN CILAG	3373842	3400933738426	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec seringue(s) pour administration orale en polyéthylène
61651634	IMODIUM 2 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3188607	3400931886075	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61651634	IMODIUM 2 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3399304	3400933993047	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
61651634	IMODIUM 2 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3621978	3400936219786	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
65272215	IMODIUMLINGUAL 2 mg, lyophilisat oral	MCNEIL	3595985	3400935959850	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 5 lyophilisat(s)
65272215	IMODIUMLINGUAL 2 mg, lyophilisat oral	MCNEIL	3595991	3400935959911	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 lyophilisat(s)
65272215	IMODIUMLINGUAL 2 mg, lyophilisat oral	MCNEIL	3596016	3400935960160	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 lyophilisat(s)
65272215	IMODIUMLINGUAL 2 mg, lyophilisat oral	MCNEIL	3666679	3400936666795	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 lyophilisat(s)
66661251	IMOGAM RAGE 150 UI/ml, solution injectable	SANOPI PASTEUR	3482318	3400934823183	1 flacon(s) en verre de 2 ml
66661251	IMOGAM RAGE 150 UI/ml, solution injectable	SANOPI PASTEUR	3482324	3400934823244	1 flacon(s) en verre de 10 ml
68074224	IMONOGAS 240 mg, capsule molle	MCNEIL	3712770	3400937127707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 capsule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68074224	IMONOGAS 240 mg, capsule molle	MCNEIL	3717187	3400937171878	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 capsule(s)
68074224	IMONOGAS 240 mg, capsule molle	MCNEIL	3717193	3400937171939	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
68834556	IMOSSEL 2 mg, comprimé	MCNEIL	3477613	3400934776137	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
68834556	IMOSSEL 2 mg, comprimé	MCNEIL	3675253	3400936752535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
61203061	IMOSSEL 2 mg, gélule	MCNEIL	3342238	3400933422387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
61203061	IMOSSEL 2 mg, gélule	MCNEIL	3484174	3400934841743	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
67741355	IMOSSELDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3480584	3400934805844	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 2 comprimé(s)
67741355	IMOSSELDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3480590	3400934805905	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 4 comprimé(s)
67741355	IMOSSELDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3480609	3400934806094	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 5 comprimé(s)
67741355	IMOSSELDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3480615	3400934806155	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 6 comprimé(s)
67741355	IMOSSELDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3522319	3400935223197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 8 comprimé(s)
61435939	IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3605241	3400936052413	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
61435939	IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3605258	3400936052581	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
61435939	IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3605264	3400936052642	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61435939	IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3605270	3400936052703	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61435939	IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	5642648	3400956426485	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68508795	IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3274206	3400932742066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68508795	IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3284989	3400932849895	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
68508795	IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3396122	3400933961220	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68508795	IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3474856	3400934748561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
68508795	IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5552164	3400955521648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63661513	IMOVAX OREILLONS, poudre et solvant pour préparation injectable. vaccin à virus vivants atténués contre les oreillons	SANOFI PASTEUR	3264567	3400932645671	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
63661513	IMOVAX OREILLONS, poudre et solvant pour préparation injectable. vaccin à virus vivants atténués contre les oreillons	SANOFI PASTEUR	3264573	3400932645732	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
63661513	IMOVAX OREILLONS, poudre et solvant pour préparation injectable. vaccin à virus vivants atténués contre les oreillons	SANOFI PASTEUR	3264596	3400932645961	10 flacon(s) en verre de 10 dose(s) - 10 flacon(s) en verre de 5 ml
60558497	IMOVAX POLIO, suspension injectable en multidose vaccin poliomyélique (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3257573	3400932575732	1 flacon(s) en verre de 10 dose(s)
60558497	IMOVAX POLIO, suspension injectable en multidose vaccin poliomyélique (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3257596	3400932575961	1 flacon(s) en verre de 20 dose(s)
60558497	IMOVAX POLIO, suspension injectable en multidose vaccin poliomyélique (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3257604	3400932576043	1 flacon(s) en verre de 50 dose(s)
60558497	IMOVAX POLIO, suspension injectable en multidose vaccin poliomyélique (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3612206	3400936122062	10 flacon(s) en verre de 10 dose(s)
63513354	IMOVAX POLIO, suspension injectable en seringue préremplie vaccin poliomyélique (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3257550	3400932575503	1 seringue(s) pré-remplie(s) en verre de 0,5 ml
63513354	IMOVAX POLIO, suspension injectable en seringue préremplie vaccin poliomyélique (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3257567	3400932575671	20 seringue(s) pré-remplie(s) en verre de 0,5 ml
63513354	IMOVAX POLIO, suspension injectable en seringue préremplie vaccin poliomyélique (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3699265	3400936992658	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) séparée
63513354	IMOVAX POLIO, suspension injectable en seringue préremplie vaccin poliomyélique (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3699271	3400936992719	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s) séparées
66845924	IMPLANON 68 mg, implant pour usage sous-cutané	ORGANON	3515443	3400935154439	plaquette(s) thermoformée(s) PETG (polyéthyl.téréphtalate de glycol) de 1 implant(s) avec applicateur acrylonitrile butadiène styrène avec aiguille(s) acier
66100784	IMPORTAL 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3306998	3400933069988	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10 g
66100784	IMPORTAL 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3307213	3400933072131	60 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66100784	IMPORTAL 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3307236	3400933072360	100 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10 g
66100784	IMPORTAL 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3307242	3400933072421	400 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10 g
66100784	IMPORTAL 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3358630	3400933586300	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10 g
60209798	IMPORTAL 10 g/15 ml, solution buvable en récipient unidose	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3398492	3400933984922	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
69785279	IMPORTAL 20 g/30 ml, solution buvable en récipient unidose	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3398500	3400933985004	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 30 ml
64782998	IMPORTAL 5 g, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3397038	3400933970383	10 récipient(s) unidose(s) papier de 2 comprimé(s)
64782998	IMPORTAL 5 g, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3397044	3400933970444	20 récipient(s) unidose(s) papier de 2 comprimé(s)
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388105	3400933881054	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml - avec mesurette graduée - polyéthylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388111	3400933881115	1 flacon(s) en verre brun de 500 ml - avec mesurette graduée - polyéthylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388128	3400933881283	1 flacon(s) en verre brun de 1000 ml - avec mesurette graduée - polyéthylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388134	3400933881344	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml - avec mesurette graduée - polyéthylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388140	3400933881405	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml - avec mesurette graduée - polyéthylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388157	3400933881573	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml - avec mesurette graduée - polyéthylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388571	3400933885717	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml - avec mesurette graduée - polypropylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388588	3400933885885	1 flacon(s) en verre brun de 500 ml - avec mesurette graduée - polypropylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388594	3400933885946	1 flacon(s) en verre brun de 1000 ml - avec mesurette graduée - polypropylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388602	3400933886028	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml - avec mesurette graduée - polypropylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388619	3400933886196	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml - avec mesurette graduée - polypropylène
65571961	IMPORTAL 66,67 POUR CENT, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3388625	3400933886257	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml - avec mesurette graduée - polypropylène
63342202	IMPORTAL ENFANTS 5 g, poudre orale en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3352627	3400933526276	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 5 g
63342202	IMPORTAL ENFANTS 5 g, poudre orale en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3358647	3400933586478	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 5 g
62794521	IMPORTAL JEUNES ENFANTS 2,5 g, poudre orale en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3352610	3400933526108	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,5 g
62794521	IMPORTAL JEUNES ENFANTS 2,5 g, poudre orale en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3358653	3400933586539	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,5 g
69749977	IMPORTAL, poudre pour solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3307259	3400933072599	1 flacon(s) polyéthylène poudreur(se)(s) de 200 g
69749977	IMPORTAL, poudre pour solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3307265	3400933072650	1 flacon(s) polyéthylène poudreur(se)(s) de 500 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69749977	IMPORTAL, poudre pour solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3307271	3400933072711	1 flacon(s) polyéthylène poudreur(se)(s) de 1000 g
67401121	IMUKIN 100 microgrammes/0,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5577678	3400955776789	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
67401121	IMUKIN 100 microgrammes/0,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5577684	3400955776840	3 flacon(s) en verre de 0,5 ml
67401121	IMUKIN 100 microgrammes/0,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5577690	3400955776901	12 flacon(s) en verre de 0,5 ml
67401121	IMUKIN 100 microgrammes/0,5 ml, solution injectable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5583182	3400955831822	6 flacon(s) en verre de 0,5 ml
64841852	IMUREL 25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3641426	3400936414266	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
64841852	IMUREL 25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3641432	3400936414327	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
64841852	IMUREL 25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3641449	3400936414495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 75 comprimé(s)
64841852	IMUREL 25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3641455	3400936414556	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64204250	IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3641461	3400936414617	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
64204250	IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3641478	3400936414785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
64204250	IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3641484	3400936414846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 75 comprimé(s)
64204250	IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3641490	3400936414907	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66288336	IMUREL 50 mg, comprimé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3052500	3400930525005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66288336	IMUREL 50 mg, comprimé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3466058	3400934660580	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66288336	IMUREL 50 mg, comprimé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3466064	3400934660641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63935487	IMUREL 50 mg, poudre pour solution injectable (IV)	GLAXOSMITHKLINE	5619365	3400956193653	1 flacon(s) en verre de 57,2 mg
64138195	INDAMIREX 2,5 mg, comprimé pelliculé	DAKOTA PHARM	3487020	3400934870200	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64138195	INDAMIREX 2,5 mg, comprimé pelliculé	DAKOTA PHARM	3487037	3400934870378	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60342439	INDAPAMIDE ARDIX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SERVIER	3497685	3400934976858	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60342439	INDAPAMIDE ARDIX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SERVIER	3497691	3400934976919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
60342439	INDAPAMIDE ARDIX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SERVIER	3497716	3400934977169	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60342439	INDAPAMIDE ARDIX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SERVIER	3497722	3400934977220	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60342439	INDAPAMIDE ARDIX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SERVIER	3497739	3400934977398	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60342439	INDAPAMIDE ARDIX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SERVIER	3497745	3400934977459	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60342439	INDAPAMIDE ARDIX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SERVIER	3578159	3400935781598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
60342439	INDAPAMIDE ARDIX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SERVIER	3578165	3400935781659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
65353005	INDAPAMIDE ARDIX 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3448014	3400934480140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65353005	INDAPAMIDE ARDIX 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3448020	3400934480201	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
65353005	INDAPAMIDE ARDIX 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3448037	3400934480379	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65353005	INDAPAMIDE ARDIX 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3448043	3400934480430	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65353005	INDAPAMIDE ARDIX 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3448066	3400934480669	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
65353005	INDAPAMIDE ARDIX 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3448072	3400934480720	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69740017	INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3382775	3400933827755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69740017	INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3382781	3400933827816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
69740017	INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3383220	3400933832209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69740017	INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3383237	3400933832377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69740017	INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3383243	3400933832438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69740017	INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3383266	3400933832667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69740017	INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3578171	3400935781710	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
69740017	INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3578188	3400935781888	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
69740017	INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3620223	3400936202238	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67031711	INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3298000	3400932980000	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67031711	INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3298017	3400932980178	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
67031711	INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3298023	3400932980239	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67031711	INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3298046	3400932980468	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67031711	INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3298052	3400932980529	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67031711	INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3298069	3400932980697	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3397682	3400933976828	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3397699	3400933976996	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3397707	3400933977078	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3397713	3400933977139	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3397736	3400933977368	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3397742	3400933977429	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3397759	3400933977597	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3397765	3400933977658	1 flacon(s) polyéthylène de 250 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3397771	3400933977719	1 flacon(s) polyéthylène de 500 comprimé(s)
64935974	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3738321	3400937383219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63354261	INDAPAMIDE MURAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	SHIRE FRANCE	3443933	3400934439339	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63354261	INDAPAMIDE MURAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	SHIRE FRANCE	3443956	3400934439568	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
63354261	INDAPAMIDE MURAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	SHIRE FRANCE	3444186	3400934441868	tube(s) polypropylène de 250 comprimé(s)
63354261	INDAPAMIDE MURAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	SHIRE FRANCE	3444192	3400934441929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
63354261	INDAPAMIDE MURAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	SHIRE FRANCE	3444200	3400934442001	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
63354261	INDAPAMIDE MURAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	SHIRE FRANCE	3444217	3400934442179	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 comprimé(s)
63354261	INDAPAMIDE MURAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	SHIRE FRANCE	3444223	3400934442230	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
63672883	INDIARAL 2 mg, gélule	GIFRER BARBEZAT	3399250	3400933992507	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
63672883	INDIARAL 2 mg, gélule	GIFRER BARBEZAT	3496705	3400934967054	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
61458788	INDIARAZID 200 mg, gélule	GIFRER BARBEZAT	3595873	3400935958730	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
67313397	INDOBIOTIC, collyre en solution	CHAUVIN	3511327	3400935113276	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
69668450	INDOBIOTIC, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3545898	3400935458988	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
69668450	INDOBIOTIC, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3545906	3400935459060	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
69668450	INDOBIOTIC, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3545912	3400935459121	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
64295702	INDOCID 1 POUR CENT, collyre en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3330376	3400933303761	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,6 ml
64295702	INDOCID 1 POUR CENT, collyre en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3330382	3400933303822	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,6 ml
64295702	INDOCID 1 POUR CENT, collyre en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3330399	3400933303990	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,6 ml
68142440	INDOCID 100 mg, suppositoire	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3052575	3400930525753	2 film(s) thermosoudé(s) polypropylène PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
66664685	INDOCID 25 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3052569	3400930525692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61516152	INDOCID 50 mg INJECTABLE, préparation injectable pour voie I.M. (poudre lyophilisée + solvant)	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3256697	3400932566976	2 flacon(s) en verre de 50 mg - 2 ampoule(s) en verre de 2 ml
61516152	INDOCID 50 mg INJECTABLE, préparation injectable pour voie I.M. (poudre lyophilisée + solvant)	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3256705	3400932567058	10 flacon(s) en verre de 50 mg - 10 ampoule(s) en verre de 2 ml
61516152	INDOCID 50 mg INJECTABLE, préparation injectable pour voie I.M. (poudre lyophilisée + solvant)	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3260871	3400932608713	2 flacon(s) en verre de 50 mg - 2 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)
61516152	INDOCID 50 mg INJECTABLE, préparation injectable pour voie I.M. (poudre lyophilisée + solvant)	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3260888	3400932608881	10 flacon(s) en verre de 50 mg - 10 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)
61196784	INDOCID 50 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3224214	3400932242146	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60227892	INDOCID 50 mg, suppositoire	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3052581	3400930525814	2 film(s) thermosoudé(s) polypropylène PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
63749123	INDOCID, collyre	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3271337	3400932713370	1 flacon(s) en verre de 3 ml
63749123	INDOCID, collyre	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3271343	3400932713431	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml
60921824	INDOCOLLYRE 0,1 POUR CENT, collyre	CHAUVIN	3419538	3400934195389	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
61914124	INDOCOLLYRE 0,1 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3464668	3400934646683	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
61914124	INDOCOLLYRE 0,1 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3540984	3400935409843	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
61914124	INDOCOLLYRE 0,1 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	5606730	3400956067305	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
63280003	INDOCOLLYRE 0,1 POUR CENT, lyophilisat et solution pour collyre	CHAUVIN	3283464	3400932834648	1 flacon(s) en verre de 1,15 ml - 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 3,85 ml
63906471	INDOCONTIN L P 75 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3319529	3400933195298	1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65078395	INDOLACINE 100 mg, capsule rectale	NEGMA LERADS	3282588	3400932825882	1 flacon(s) en verre de 10 capsule(s)
66719936	INDOLACINE 25 mg, capsule	NEGMA LERADS	3284311	3400932843114	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
66201484	INDOMET RATIOPHARM 25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3267749	3400932677498	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
64354563	INDOMETACINE MSD 100 mg, suppositoire	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3626680	3400936266803	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium polyéthylène de 5 suppositoire(s)
60621620	INDOMETACINE MSD 25 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3549956	3400935499561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68391559	INDOMETACINE MSD 50 mg, suppositoire	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3626674	3400936266742	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium polyéthylène de 5 suppositoire(s)
64586063	INDOMETACINE PIERRE FABRE MEDICAMENT 25 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3265880	3400932658800	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69735283	INDOMETAN 25 mg, gélule	MCNEIL	3265897	3400932658978	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69735283	INDOMETAN 25 mg, gélule	MCNEIL	5547447	3400955474470	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 1000 gélule(s)
62227859	INDORMYL 0,25 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3280649	3400932806492	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
62227859	INDORMYL 0,25 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3280655	3400932806553	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62227859	INDORMYL 0,25 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3280661	3400932806614	1 flacon(s) en verre de 10 comprimé(s)
62227859	INDORMYL 0,25 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3280678	3400932806782	1 flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
60897889	INDUCTOS 12 mg, kit pour implant	WYETH EUROPA	5645115	3400956451159	1 flacon(s) en verre de 12 mg - 1 flacon(s) en verre de 8,4 ml - plaquette(s) thermoformée(s) PVC avec 2 aiguille(s) avec 2 seringue(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60098084	INEGY 10 mg/10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696108	3400936961081	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
60098084	INEGY 10 mg/10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696114	3400936961142	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
60098084	INEGY 10 mg/10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5671377	3400956713776	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 50 comprimé(s)
60371679	INEGY 10 mg/20 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696120	3400936961203	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60371679	INEGY 10 mg/20 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696137	3400936961371	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60371679	INEGY 10 mg/20 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5671383	3400956713837	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65057814	INEGY 10 mg/40 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696143	3400936961432	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65057814	INEGY 10 mg/40 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696166	3400936961661	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65057814	INEGY 10 mg/40 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5671408	3400956714087	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68846672	INERPAN 2,5/1500 cm2, film médicamenteux	SANOFI AVENTIS FRANCE	3347419	3400933474195	1 sachet(s) papier kraft aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène
68846672	INERPAN 2,5/1500 cm2, film médicamenteux	SANOFI AVENTIS FRANCE	3347425	3400933474256	10 sachet(s) papier kraft aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène
68846672	INERPAN 2,5/1500 cm2, film médicamenteux	SANOFI AVENTIS FRANCE	3347431	3400933474317	1 sachet(s) papier kraft aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène
68846672	INERPAN 2,5/1500 cm2, film médicamenteux	SANOFI AVENTIS FRANCE	3347448	3400933474485	10 sachet(s) papier kraft aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène
68846672	INERPAN 2,5/1500 cm2, film médicamenteux	SANOFI AVENTIS FRANCE	3347454	3400933474546	1 sachet(s) papier kraft aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène
68846672	INERPAN 2,5/1500 cm2, film médicamenteux	SANOFI AVENTIS FRANCE	3347460	3400933474607	10 sachet(s) papier kraft aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène
68846672	INERPAN 2,5/1500 cm2, film médicamenteux	SANOFI AVENTIS FRANCE	3347477	3400933474775	1 sachet(s) papier kraft aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène
68846672	INERPAN 2,5/1500 cm2, film médicamenteux	SANOFI AVENTIS FRANCE	3347483	3400933474836	10 sachet(s) papier kraft aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène
64578892	INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553283	3400935532831	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s) en pochette
64578892	INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553308	3400935533081	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
64578892	INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553314	3400935533142	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64578892	INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553320	3400935533203	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
64578892	INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553337	3400935533371	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
64578892	INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553343	3400935533432	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64578892	INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	5628281	3400956282814	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62824142	INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553366	3400935533661	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium/aluminium de 14 comprimé(s) en pochette
62824142	INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553372	3400935533722	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62824142	INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553389	3400935533890	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62824142	INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3553395	3400935533951	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62824142	INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	5628298	3400956282982	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
64742740	INEXIUM 40 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion	ASTRAZENECA	3644399	3400936443990	1 flacon(s) en verre
64742740	INEXIUM 40 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion	ASTRAZENECA	3644407	3400936444072	10 flacon(s) en verre
62966063	INFANRIX hexa, pdre et susp pour susp injectable. Vaccin diphtérique(D), tétanique(T), coquelucheux (accellulaire, multicomposé)(Ca), de l'hépatite B (ADNr)(HepB), poliomyélitique(inactivé)(P) et de l'Haemophilus influenzae type b(Hib) conjugué (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3549583	3400935495839	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml + 2 aiguilles



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
62966063	INFANRIX hexa, pdre et susp pour susp injectable. Vaccin diphtérique(D), tétanique(T), coquelucheux (acellulaire, multicomposé)(Ca), de l'hépatite B (ADNr)(HepB), poliomyélitique(inactivé)(P) et de l'Haemophilus influenzae type b(Hib) conjugué (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3549608	3400935496089	1 flacon(s) en verre avec capuchon BIOSET- 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml - 1 aiguille
62966063	INFANRIX hexa, pdre et susp pour susp injectable. Vaccin diphtérique(D), tétanique(T), coquelucheux (acellulaire, multicomposé)(Ca), de l'hépatite B (ADNr)(HepB), poliomyélitique(inactivé)(P) et de l'Haemophilus influenzae type b(Hib) conjugué (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	5621126	3400956211265	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml + 20 aiguilles
62966063	INFANRIX hexa, pdre et susp pour susp injectable. Vaccin diphtérique(D), tétanique(T), coquelucheux (acellulaire, multicomposé)(Ca), de l'hépatite B (ADNr)(HepB), poliomyélitique(inactivé)(P) et de l'Haemophilus influenzae type b(Hib) conjugué (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	5621132	3400956211326	10 flacon(s) en verre avec capuchon BIOSET- 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml - 10 aiguilles
69543678	INFANRIXQUINTA, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, adsorbé, poliomyélitique inactivé, vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	GLAXOSMITHKLINE	3437683	3400934376832	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69543678	INFANRIXQUINTA, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, adsorbé, poliomyélitique inactivé, vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	GLAXOSMITHKLINE	3552473	3400935524737	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69543678	INFANRIXQUINTA, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, adsorbé, poliomyélitique inactivé, vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	GLAXOSMITHKLINE	3612181	3400936121812	1 flacon(s) en verre avec dispositif Bioset - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69543678	INFANRIXQUINTA, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, adsorbé, poliomyélitique inactivé, vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	GLAXOSMITHKLINE	3612198	3400936121980	10 flacon(s) en verre avec dispositif Bioset - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69777706	INFANRIXTETRA, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3416758	3400934167584	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69777706	INFANRIXTETRA, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3552467	3400935524676	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
61294723	INFANRIXTETRA, suspension injectable. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3416764	3400934167645	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
61294723	INFANRIXTETRA, suspension injectable. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3416770	3400934167706	20 flacon(s) en verre de 0,5 ml
65623924	INFIBRAN, comprimé	TRADIPHAR	3260954	3400932609543	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 60 comprimé(s)
63549585	INFIBRAN, granulés	TRADIPHAR	3248166	3400932481668	1 flacon(s) en verre de 190 g
63549585	INFIBRAN, granulés	TRADIPHAR	3248172	3400932481729	1 flacon(s) en verre de 370 g
61921040	INFLACED 10 mg, gélule	DEXO	3371286	3400933712860	1 pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
61921040	INFLACED 10 mg, gélule	DEXO	3383349	3400933833497	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62601506	INFLACED 20 mg, gélule	DEXO	3371263	3400933712631	1 pilulier(s) polypropylène de 15 gélule(s)
62601506	INFLACED 20 mg, gélule	DEXO	3383355	3400933833558	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 15 gélule(s)
62746964	INFLACED 20 mg, poudre effervescente en sachet	DEXO	3383556	3400933835569	15 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 5 g
69075090	INFLUDO, solution buvable	WELEDA	3052658	3400930526583	1 flacon(s) de 30 ml
62027876	INFLUVAC, suspension injectable en seringue pré-remplie, vaccin grippal inactivé à antigènes de surface	SOLVAY PHARMA	3365216	3400933652166	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62027876	INFLUVAC, suspension injectable en seringue pré-remplie, vaccin grippal inactivé à antigènes de surface	SOLVAY PHARMA	5589687	3400955896876	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
65910283	INFRACTANINE 25 mg/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	SERB	3608417	3400936084179	1 flacon(s) en verre de 25 mg - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
61993716	INFUSANE AU SENE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	PLANTES ET MEDECINES	3352001	3400933520014	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
63113869	INFUSANES ORTHOSIPHON, plante pour tisane en sachet-dose	PLANTES ET MEDECINES	3346207	3400933462079	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
69208391	INFUSEX D, mélange de plantes pour tisane en sachet dose	ARKOPHARMA	3335646	3400933356460	20 sachet(s)-dose(s) papier
67019513	INFUSEX E, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	ARKOPHARMA	3205694	3400932056941	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
63060459	INFUSEX K, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	ARKOPHARMA	3205719	3400932057191	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
69010057	INFUSEX L, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	ARKOPHARMA	3205725	3400932057252	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
61514895	INFUSEX O, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	ARKOPHARMA	3213179	3400932131792	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
68773644	INFUSEX P, mélange de plantes pour tisane en sachet dose	ARKOPHARMA	3335623	3400933356231	20 sachet(s)-dose(s) papier
69540632	INFUSEX S, mélange de plantes pour tisane en sachet dose	ARKOPHARMA	3335652	3400933356521	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
65927813	INFUSEX T, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	ARKOPHARMA	3213222	3400932132225	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
67157005	INHALESSENS AU MENTHOL, solution pour inhalation	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3262775	3400932627752	1 flacon(s) en verre de 90 ml
68760682	INHALEUR, solution pour inhalation buccale et nasale sur tampon	COMPAGNIE FRANCO AMERICAINE	3359078	3400933590789	1 boîte(s) polypropylène de 2,3 g
65220275	INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3496378	3400934963780	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
65220275	INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3496384	3400934963841	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
65220275	INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3499980	3400934999802	1 flacon(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
65220275	INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3499997	3400934999970	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
65220275	INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3558441	3400935584410	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65220275	INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3597441	3400935974419	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65220275	INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3646346	3400936463462	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
65220275	INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5619477	3400956194773	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 140 comprimé(s)
65220275	INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5637506	3400956375066	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67560860	INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3383987	3400933839871	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
67560860	INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3383993	3400933839932	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
67560860	INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3447575	3400934475757	1 flacon(s) polyéthylène de 7 comprimé(s)
67560860	INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3447581	3400934475818	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
67560860	INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3558470	3400935584700	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
67560860	INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3558487	3400935584878	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67560860	INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5589629	3400955896296	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
67560860	INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5591402	3400955914020	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
68729174	INIPOMP 40 mg, poudre pour solution injectable (IV)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3460618	3400934606182	1 flacon(s) en verre de 42,3 mg
68729174	INIPOMP 40 mg, poudre pour solution injectable (IV)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3460624	3400934606243	5 flacon(s) en verre de 42,3 mg
68729174	INIPOMP 40 mg, poudre pour solution injectable (IV)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3460630	3400934606304	10 flacon(s) en verre de 42,3 mg
68729174	INIPOMP 40 mg, poudre pour solution injectable (IV)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3460647	3400934606472	20 flacon(s) en verre de 42,3 mg
65154188	INITIA 0,06 POUR CENT, gel pour application cutanée en flacon avec pompe doseuse	BESINS INTERNATIONAL	3400220	3400934002205	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 80 g avec pompe(s) doseuse(s)
65154188	INITIA 0,06 POUR CENT, gel pour application cutanée en flacon avec pompe doseuse	BESINS INTERNATIONAL	3691430	3400936914308	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 40 g avec pompe(s) doseuse(s)
60961007	INNOBRANDUO, poudre et solvant pour solution injectable	LFB-BIOMEDICAMENTS	5634086	3400956340866	poudres en flacons (verre) + solvants en flacons (verres) avec systèmes de transfert munis d'un event à filtre stérilisant et de 2 aiguilles-filtre, boîte de 1
67167017	INNOHEP 10 000 U.I. anti-Xa/0,5 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3397239	3400933972394	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
67167017	INNOHEP 10 000 U.I. anti-Xa/0,5 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3397245	3400933972455	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
67167017	INNOHEP 10 000 U.I. anti-Xa/0,5 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3397251	3400933972516	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65547106	INNOHEP 14 000 U.I. anti-Xa/0,7 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3397268	3400933972684	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,7 ml
65547106	INNOHEP 14 000 U.I. anti-Xa/0,7 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3397274	3400933972745	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,7 ml
65547106	INNOHEP 14 000 U.I. anti-Xa/0,7 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3397280	3400933972806	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,7 ml
63252648	INNOHEP 18 000 U.I. anti-Xa/0,9 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3397297	3400933972974	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,9 ml
63252648	INNOHEP 18 000 U.I. anti-Xa/0,9 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3397305	3400933973056	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,9 ml
63252648	INNOHEP 18 000 U.I. anti-Xa/0,9 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3397311	3400933973117	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,9 ml
62849220	INNOHEP 2 500 U.I. anti-Xa/0,25 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	LEO FRANCE	3343309	3400933433093	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
62849220	INNOHEP 2 500 U.I. anti-Xa/0,25 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	LEO FRANCE	3343315	3400933433154	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
62849220	INNOHEP 2 500 U.I. anti-Xa/0,25 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	LEO FRANCE	3358245	3400933582456	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
65872345	INNOHEP 20 000 U.I. ANTI-Xa/2 ml, solution injectable (S.C.) en flacon	LEO FRANCE	5620670	3400956206704	1 flacon(s) en verre de 2 ml
65872345	INNOHEP 20 000 U.I. ANTI-Xa/2 ml, solution injectable (S.C.) en flacon	LEO FRANCE	5620687	3400956206872	2 flacon(s) en verre de 2 ml
65872345	INNOHEP 20 000 U.I. ANTI-Xa/2 ml, solution injectable (S.C.) en flacon	LEO FRANCE	5620693	3400956206933	10 flacon(s) en verre de 2 ml
62007966	INNOHEP 3 500 U.I. anti-Xa/0,35 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	LEO FRANCE	3343321	3400933433215	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,35 ml
62007966	INNOHEP 3 500 U.I. anti-Xa/0,35 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	LEO FRANCE	3343338	3400933433383	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,35 ml
62007966	INNOHEP 3 500 U.I. anti-Xa/0,35 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	LEO FRANCE	3358216	3400933582166	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,35 ml
63108338	INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3421699	3400934216992	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,45 ml
63108338	INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3421707	3400934217074	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,45 ml
63108338	INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	LEO FRANCE	3421713	3400934217135	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,45 ml
68619856	INNOHEP 40 000 U.I. anti-Xa/ 2 ml, solution injectable (S.C.) en flacon	LEO FRANCE	5587292	3400955872924	1 flacon(s) en verre de 2 ml
68619856	INNOHEP 40 000 U.I. anti-Xa/ 2 ml, solution injectable (S.C.) en flacon	LEO FRANCE	5587300	3400955873006	10 flacon(s) en verre de 2 ml
69891663	INNOLYRE 1 POUR CENT, collyre en flacon compte-gouttes	INNOTECH INTERNATIONAL	3342669	3400933426699	1 flacon(s) en verre brun de 5 ml avec compte-gouttes polyéthylène
60355778	INOCOR, solution injectable IV	SANOFI AVENTIS FRANCE	5551673	3400955516736	3 ampoule(s) de 20 ml
60355778	INOCOR, solution injectable IV	SANOFI AVENTIS FRANCE	5551696	3400955516965	10 ampoule(s) de 20 ml
61181597	INOD'AIL, gélule gastro-résistante	ARKOPHARMA	3328184	3400933281847	1 flacon(s) PVC de 45 gélule(s)
61181597	INOD'AIL, gélule gastro-résistante	ARKOPHARMA	3328190	3400933281908	1 flacon(s) PVC de 150 gélule(s)
68037368	INOFER, comprimé pelliculé	LISA PHARM	3352969	3400933529697	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68037368	INOFER, comprimé pelliculé	LISA PHARM	3355117	3400933551179	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
68037368	INOFER, comprimé pelliculé	LISA PHARM	3635383	3400936353831	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 25 comprimé(s)
65795991	INOMAX 400 ppm mole/mole, gaz pour inhalation	INO THERAPEUTICS	5634028	3400956340286	1 bouteille aluminium de 10 l
65795991	INOMAX 400 ppm mole/mole, gaz pour inhalation	INO THERAPEUTICS	5658023	3400956580231	1 bouteille(s) aluminium de 2 l
63263986	INONGAN, crème	SOFIBEL	3415894	3400934158940	1 tube(s) aluminium verni de 55 g
60130386	INOTYOL, pommade	FOURNIER	3053155	3400930531556	1 tube(s) aluminium de 50 g
63189607	INSADOL 2,5 POUR CENT, solution buvable	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3053215	3400930532157	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
61294164	INSADOL 35 mg, comprimé enrobé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3053190	3400930531907	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
61294164	INSADOL 35 mg, comprimé enrobé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3053209	3400930532096	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
65094175	INSIDON 50 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3053238	3400930532386	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65094175	INSIDON 50 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3053244	3400930532447	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66335558	INSPIRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3661707	3400936617070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66335558	INSPIRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3661713	3400936617131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66335558	INSPIRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3661736	3400936617360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66335558	INSPIRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3665705	3400936657052	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66335558	INSPIRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5661574	3400956615742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66335558	INSPIRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5661580	3400956615803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66335558	INSPIRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5661597	3400956615971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 200 comprimé(s)
65681906	INSPIRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3665711	3400936657113	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65681906	INSPIRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3665728	3400936657281	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65681906	INSPIRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3665734	3400936657342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65681906	INSPIRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3665740	3400936657403	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65681906	INSPIRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5661605	3400956616053	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65681906	INSPIRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5661611	3400956616114	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65681906	INSPIRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5661628	3400956616282	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 200 comprimé(s)
62686809	INSTILLAGEL, gel urétral en seringue préremplie	FARCO PHARMA (ALLEMAGNE)	3431396	3400934313967	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 11 ml
62686809	INSTILLAGEL, gel urétral en seringue préremplie	FARCO PHARMA (ALLEMAGNE)	3431404	3400934314049	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 11 ml
62686809	INSTILLAGEL, gel urétral en seringue préremplie	FARCO PHARMA (ALLEMAGNE)	5605558	3400956055586	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 11 ml
62686809	INSTILLAGEL, gel urétral en seringue préremplie	FARCO PHARMA (ALLEMAGNE)	5605564	3400956055647	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 11 ml
69704932	INSULATARD 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	NOVO NORDISK (DANEMARK)	3612028	3400936120280	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67248825	INSULATARD FLEXPEN 100 U.I./ml, suspension injectable en stylo prérempli	NOVO NORDISK (DANEMARK)	3612092	3400936120921	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
62457123	INSULATARD INNOLET 100 UI/ml, suspension injectable en stylo prérempli	NOVO NORDISK (DANEMARK)	3611997	3400936119970	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
65352348	INSULATARD NOVOLET 100 UI/ml, suspension injectable en stylo prérempli	NOVO NORDISK (DANEMARK)	3611922	3400936119222	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
60423446	INSULATARD PENFILL 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	NOVO NORDISK (DANEMARK)	3611833	3400936118331	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
68243350	INSUMAN BASAL 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548069	3400935480699	3 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylos pré-remplis jetables
68243350	INSUMAN BASAL 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548075	3400935480750	4 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylos pré-remplis jetables
68243350	INSUMAN BASAL 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548081	3400935480811	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylos pré-remplis jetables
68243350	INSUMAN BASAL 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548098	3400935480989	10 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylos pré-remplis jetables
68076727	INSUMAN BASAL 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493345	3400934933455	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
61988128	INSUMAN BASAL 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493322	3400934933226	1 flacon(s) en verre de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61988128	INSUMAN BASAL 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493339	3400934933394	5 flacon(s) en verre de 5 ml
67406969	INSUMAN BASAL 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493351	3400934933516	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67406969	INSUMAN BASAL 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493368	3400934933684	5 flacon(s) en verre de 10 ml
62700422	INSUMAN COMB 15 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548106	3400935481061	3 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
62700422	INSUMAN COMB 15 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548112	3400935481122	4 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
62700422	INSUMAN COMB 15 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548129	3400935481290	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
62700422	INSUMAN COMB 15 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548135	3400935481351	10 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
64080297	INSUMAN COMB 15 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493397	3400934933974	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
63337187	INSUMAN COMB 15 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493374	3400934933745	1 flacon(s) en verre de 5 ml
63337187	INSUMAN COMB 15 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493380	3400934933806	5 flacon(s) en verre de 5 ml
69749443	INSUMAN COMB 15 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493405	3400934934056	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69749443	INSUMAN COMB 15 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493411	3400934934117	5 flacon(s) en verre de 10 ml
61623389	INSUMAN COMB 25 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548141	3400935481412	3 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
61623389	INSUMAN COMB 25 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548158	3400935481580	4 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
61623389	INSUMAN COMB 25 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548164	3400935481641	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
61623389	INSUMAN COMB 25 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548170	3400935481702	10 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
69446528	INSUMAN COMB 25 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493440	3400934934407	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
64286557	INSUMAN COMB 25 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493428	3400934934285	1 flacon(s) en verre de 5 ml
64286557	INSUMAN COMB 25 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493434	3400934934346	5 flacon(s) en verre de 5 ml
69569203	INSUMAN COMB 25 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493457	3400934934575	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69569203	INSUMAN COMB 25 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493463	3400934934636	5 flacon(s) en verre de 10 ml
64180568	INSUMAN COMB 50 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548187	3400935481870	3 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
64180568	INSUMAN COMB 50 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548193	3400935481931	4 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
64180568	INSUMAN COMB 50 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548201	3400935482013	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
64180568	INSUMAN COMB 50 100 UI/ml OPTISET, suspension injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548218	3400935482181	10 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69367689	INSUMAN COMB 50 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493500	3400934935008	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
68163961	INSUMAN COMB 50 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493486	3400934934865	1 flacon(s) en verre de 5 ml
68163961	INSUMAN COMB 50 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493492	3400934934926	5 flacon(s) en verre de 5 ml
68760472	INSUMAN COMB 50 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493517	3400934935176	1 flacon(s) en verre de 10 ml
68760472	INSUMAN COMB 50 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493523	3400934935237	5 flacon(s) en verre de 10 ml
62424027	INSUMAN INFUSAT 100 UI/ml, solution injectable en cartouches	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493552	3400934935527	5 cartouche(s) en verre de 3,15 ml
61438077	INSUMAN INFUSAT 100 UI/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493546	3400934935466	3 flacon(s) en verre de 10 ml
68228334	INSUMAN RAPID 100 UI/ml OPTISET, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548017	3400935480170	3 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylos pré-remplis jetables
68228334	INSUMAN RAPID 100 UI/ml OPTISET, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548023	3400935480231	4 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylos pré-remplis jetables
68228334	INSUMAN RAPID 100 UI/ml OPTISET, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548046	3400935480460	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylos pré-remplis jetables
68228334	INSUMAN RAPID 100 UI/ml OPTISET, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3548052	3400935480521	10 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylos pré-remplis jetables
62072070	INSUMAN RAPID 100 UI/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493285	3400934932854	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
63451582	INSUMAN RAPID 100 UI/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493262	3400934932625	1 flacon(s) en verre de 5 ml
63451582	INSUMAN RAPID 100 UI/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493279	3400934932793	5 flacon(s) en verre de 5 ml
65515838	INSUMAN RAPID 40 UI/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493291	3400934932915	1 flacon(s) en verre de 10 ml
65515838	INSUMAN RAPID 40 UI/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3493316	3400934933165	5 flacon(s) en verre de 10 ml
65369326	INSUPLANT 400 U.I./1 ml, solution pour perfusion	PROSTRAKAN PHARMA	5610996	3400956109968	3 flacon(s) en verre de 10 ml
65369326	INSUPLANT 400 U.I./1 ml, solution pour perfusion	PROSTRAKAN PHARMA	5611004	3400956110049	25 flacon(s) en verre de 10 ml
65369326	INSUPLANT 400 U.I./1 ml, solution pour perfusion	PROSTRAKAN PHARMA	5645109	3400956451098	1 flacon(s) en verre de 10 ml
66506404	INTEGRILIN 0,75 mg/ml, solution pour perfusion	GLAXO GROUP	5621770	3400956217700	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60124020	INTEGRILIN 2 mg/ml, solution injectable	GLAXO GROUP	5621787	3400956217878	1 flacon(s) en verre de 10 ml
63448764	INTELAXINE, gélule	ELERTE	3410833	3400934108334	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61678880	INTELOR 376 mg, gélule	MAYOLY-SPINDLER	3415463	3400934154638	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
64433473	INTERCRON, solution buvable en ampoules	ZAMBON FRANCE	3275708	3400932757084	30 ampoule(s) en verre de 5 ml
64433473	INTERCRON, solution buvable en ampoules	ZAMBON FRANCE	3275714	3400932757145	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
63496168	INTERCYTON 200 mg, gélule	UCB PHARMA	3342675	3400933426750	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
63496168	INTERCYTON 200 mg, gélule	UCB PHARMA	3342681	3400933426811	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 gélule(s)
63496168	INTERCYTON 200 mg, gélule	UCB PHARMA	3342698	3400933426989	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
63496168	INTERCYTON 200 mg, gélule	UCB PHARMA	3342706	3400933427061	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 45 gélule(s)
63496168	INTERCYTON 200 mg, gélule	UCB PHARMA	3342712	3400933427122	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
63496168	INTERCYTON 200 mg, gélule	UCB PHARMA	3342729	3400933427290	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 gélule(s)
65723700	INTERCYTON PROCTO 300 mg, gélule	UCB PHARMA	3342793	3400933427931	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 6 gélule(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
65723700	INTERCYTON PROCTO 300 mg, gélule	UCB PHARMA	3342801	3400933428013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 7 gélule(s)
65723700	INTERCYTON PROCTO 300 mg, gélule	UCB PHARMA	3342818	3400933428181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 10 gélule(s)
65723700	INTERCYTON PROCTO 300 mg, gélule	UCB PHARMA	3342824	3400933428242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 12 gélule(s)
65723700	INTERCYTON PROCTO 300 mg, gélule	UCB PHARMA	3342830	3400933428303	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 15 gélule(s)
65723700	INTERCYTON PROCTO 300 mg, gélule	UCB PHARMA	3342847	3400933428471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 20 gélule(s)
62516059	INTETRIX, gélule	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3053534	3400930535349	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
62516059	INTETRIX, gélule	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3053540	3400930535400	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 40 gélule(s)
67047270	INTRACEF 2 g, poudre pour solution pour perfusion	SUBSTIPHARM	3666449	3400936664494	1 flacon(s) en verre de 2,158 g
67047270	INTRACEF 2 g, poudre pour solution pour perfusion	SUBSTIPHARM	5660706	3400956607068	10 flacon(s) en verre de 2,158 g
67047270	INTRACEF 2 g, poudre pour solution pour perfusion	SUBSTIPHARM	5662705	3400956627059	5 flacon(s) en verre de 2,158 g
64285619	INTRAIT DE MARRON D'INDE 'P', solution buvable en gouttes	H3 (HCUBE) SANTE	3183461	3400931834618	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec mesurette(s) graduée(s) polystyrène polyéthylène basse densité (PEBD)
66738484	INTRALGIS 200 mg, comprimé effervescent	URGO	3494971	3400934949715	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66738484	INTRALGIS 200 mg, comprimé effervescent	URGO	3495864	3400934958649	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 20 comprimé(s)
66738484	INTRALGIS 200 mg, comprimé effervescent	URGO	3536770	3400935367709	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69074768	INTRALGIS 200 mg, comprimé pelliculé	URGO	3356594	3400933565947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
69074768	INTRALGIS 200 mg, comprimé pelliculé	URGO	3432510	3400934325106	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
68299826	INTRALGIS 5 POUR CENT, gel pour application locale	URGO	3396990	3400933969905	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
68299826	INTRALGIS 5 POUR CENT, gel pour application locale	URGO	3436666	3400934366666	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
61732488	INTRALIPIDE 10 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3119368	3400931193685	1 flacon(s) en verre de 500 ml
61732488	INTRALIPIDE 10 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3258911	3400932589111	1 flacon(s) en verre de 100 ml
61732488	INTRALIPIDE 10 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478162	3400934781629	1 poche(s) polyéthylène polypropylène de 500 ml
61732488	INTRALIPIDE 10 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3550959	3400935509598	1 poche(s) polyéthylène polypropylène de 100 ml
67173618	INTRALIPIDE 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3119380	3400931193807	1 flacon(s) en verre de 500 ml
67173618	INTRALIPIDE 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478179	3400934781797	1 poche(s) polyéthylène polypropylène de 500 ml
67173618	INTRALIPIDE 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3550965	3400935509659	1 poche(s) polyéthylène polypropylène de 100 ml
67173618	INTRALIPIDE 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3550971	3400935509710	1 poche(s) polyéthylène polypropylène de 250 ml
67173618	INTRALIPIDE 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5530079	3400955300793	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67173618	INTRALIPIDE 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5530085	3400955300854	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67173618	INTRALIPIDE 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5607422	3400956074228	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
62551291	INTRALIPIDE 30 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3482241	3400934822414	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62551291	INTRALIPIDE 30 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3482258	3400934822582	1 flacon(s) en verre de 350 ml
62551291	INTRALIPIDE 30 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3482264	3400934822643	1 flacon(s) en verre de 500 ml
62551291	INTRALIPIDE 30 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3482270	3400934822704	12 flacon(s) en verre de 250 ml
62551291	INTRALIPIDE 30 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3482287	3400934822872	12 flacon(s) en verre de 350 ml
62551291	INTRALIPIDE 30 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3482293	3400934822933	12 flacon(s) en verre de 500 ml
62551291	INTRALIPIDE 30 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3482301	3400934823015	1 poche(s) polyéthylène polypropylène de 333 ml
62551291	INTRALIPIDE 30 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3550988	3400935509888	1 poche(s) polyéthylène polypropylène de 250 ml
63167525	INTRINSA 300 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3767038	3400937670388	2 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 dispositif(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
63167525	INTRINSA 300 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3767044	3400937670449	8 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 dispositif(s)
63167525	INTRINSA 300 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	5698726	3400956987269	24 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 dispositif(s)
65874759	INTRONA 1 Million d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3289946	3400932899463	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
65874759	INTRONA 1 Million d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546372	3400935463722	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
62939002	INTRONA 10 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3289900	3400932899005	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
62939002	INTRONA 10 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3495479	3400934954795	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 10 seringue(s) avec 20 aiguille(s) avec 10 tampon(s) nettoyant(s)
62939002	INTRONA 10 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531123	3400935311238	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 1 ml
67821132	INTRONA 10 millions d'UI/ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3495628	3400934956287	1 flacon(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 1 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
67821132	INTRONA 10 millions d'UI/ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3495634	3400934956348	12 flacon(s) en verre de 1 ml avec 12 seringue(s) avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
67821132	INTRONA 10 millions d'UI/ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531181	3400935311818	1 flacon(s) en verre de 1 ml
67821132	INTRONA 10 millions d'UI/ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531198	3400935311986	6 flacon(s) en verre de 1 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 6 tampon(s) nettoyant(s)
65169293	INTRONA 18 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3596542	3400935965424	1 cartouche(s) en verre dans 1 stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
65169293	INTRONA 18 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3596559	3400935965592	2 cartouche(s) en verre dans 2 stylos pré-rempli avec 24 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
65169293	INTRONA 18 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3596565	3400935965653	8 cartouche(s) en verre dans 8 stylos pré-rempli avec 96 aiguille(s) avec 96 tampon(s) nettoyant(s)
66949175	INTRONA 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3497490	3400934974908	1 flacon(s) en verre de 3 ml
66949175	INTRONA 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531206	3400935312068	1 flacon(s) en verre de 3 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
66949175	INTRONA 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531212	3400935312129	2 flacon(s) en verre de 3 ml
66949175	INTRONA 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531229	3400935312297	12 flacon(s) en verre de 3 ml
66949175	INTRONA 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546389	3400935463890	2 flacon(s) en verre de 3 ml avec 12 seringue(s) avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
66949175	INTRONA 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546395	3400935463951	12 flacon(s) en verre de 3 ml avec 72 seringue(s) avec 72 aiguille(s) avec 144 tampon(s) nettoyant(s)
68643348	INTRONA 18 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3495568	3400934955686	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
63686541	INTRONA 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3497484	3400934974847	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml
63686541	INTRONA 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531235	3400935312358	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
63686541	INTRONA 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531241	3400935312419	2 flacon(s) en verre de 2,5 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63686541	INTRONA 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531258	3400935312587	12 flacon(s) en verre de 2,5 ml
63686541	INTRONA 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546403	3400935464033	2 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec 12 seringue(s) avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
63686541	INTRONA 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546426	3400935464262	12 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec 72 seringue(s) avec 72 aiguille(s) avec 144 tampon(s) nettoyant(s)
60557153	INTRONA 3 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3497403	3400934974038	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 1 seringue(s) avec 1 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
60557153	INTRONA 3 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3497432	3400934974328	12 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 12 seringue(s) avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
60557153	INTRONA 3 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531146	3400935311467	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
60557153	INTRONA 3 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531152	3400935311528	6 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 6 tampon(s) nettoyant(s)
60185781	INTRONA 3 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3289923	3400932899234	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
60185781	INTRONA 3 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3376556	3400933765569	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 1 ml
67760284	INTRONA 30 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3596571	3400935965714	1 cartouche(s) en verre dans 1 stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
67760284	INTRONA 30 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3596588	3400935965882	2 cartouche(s) en verre dans 2 stylos pré-rempli avec 24 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
67760284	INTRONA 30 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3596594	3400935965943	8 cartouche(s) en verre dans 8 stylos pré-rempli avec 96 aiguille(s) avec 96 tampon(s) nettoyant(s)
61847818	INTRONA 30 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3289892	3400932898923	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
69200487	INTRONA 5 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3495605	3400934956058	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 1 seringue(s) avec 1 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
69200487	INTRONA 5 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3495611	3400934956119	12 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 12 seringue(s) avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
69200487	INTRONA 5 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531169	3400935311696	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
69200487	INTRONA 5 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531175	3400935311757	6 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 6 tampon(s) nettoyant(s)
67407284	INTRONA 5 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3289917	3400932899173	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
67407284	INTRONA 5 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable ou perfusion	SCHERING PLOUGH EUROPE	3531117	3400935311177	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 1 ml
69176036	INTRONA 60 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3596602	3400935966025	1 cartouche(s) en verre dans 1 stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
69176036	INTRONA 60 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3596619	3400935966193	2 cartouche(s) en verre dans 2 stylos pré-rempli avec 24 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
69176036	INTRONA 60 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3596625	3400935966254	8 cartouche(s) en verre dans 8 stylos pré-rempli avec 96 aiguille(s) avec 96 tampon(s) nettoyant(s)
65077051	INVANZ 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5643412	3400956434121	10 flacon(s) en verre
65077051	INVANZ 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5649165	3400956491650	1 flacon(s) en verre
60585996	INVIRASE 200 mg, gélule	ROCHE REGISTRATION	3420843	3400934208430	1 flacon(s) en verre brun de 270 gélule(s)
60186043	INVIRASE 500 mg, comprimé pelliculé	ROCHE REGISTRATION	3659403	3400936594036	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 120 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
64886840	IOBENGUANE [123 I] POUR DIAGNOSTIC, MALLINCKRODT France, solution injectable	MALLINCKRODT FRANCE	5644506	3400956445066	1 flacon(s) en verre de 74 MBq/ml
62309402	IOBENGUANE [131 I] POUR THERAPIE MALLINCKRODT FRANCE, solution injectable	MALLINCKRODT FRANCE	5612305	3400956123056	1 flacon(s) en verre de 37 MBq/ml
66372720	IOBENGUANE [131 I] pour thérapie, CIS bio international, solution injectable. [Référence : MIBG-131-T]	CIS BIO INTERNATIONAL	5599881	3400955998815	1 flacon(s) en verre de 370 MBq/ml
67038481	IODAPS 2,5 %, gel	QUALIMED (LYON)	3647825	3400936478251	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
64804583	IODAPS 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3606306	3400936063068	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
64804583	IODAPS 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3606312	3400936063129	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707148	3400937071482	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 20 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707154	3400937071543	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 25 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707160	3400937071604	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 28 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707177	3400937071772	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707183	3400937071833	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707208	3400937072083	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707214	3400937072144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707220	3400937072205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3717230	3400937172301	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3717247	3400937172479	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676498	3400956764983	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676506	3400956765065	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676512	3400956765126	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 250 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676529	3400956765294	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 500 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676535	3400956765355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676541	3400956765416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676558	3400956765584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 250 comprimé(s)
69752496	IODENCE 100 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676564	3400956765645	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707237	3400937072373	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 20 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707243	3400937072434	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 25 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707266	3400937072663	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 28 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3707272	3400937072724	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3712563	3400937125635	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3712586	3400937125864	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3712592	3400937125925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3712600	3400937126007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3717253	3400937172530	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	3717276	3400937172769	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676570	3400956765706	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676587	3400956765874	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676593	3400956765935	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 250 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676601	3400956766017	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 500 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676618	3400956766185	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676624	3400956766246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676630	3400956766307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 250 comprimé(s)
63739816	IODENCE 200 microgrammes, comprimé	MERCK SANTE	5676647	3400956766475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 comprimé(s)
66411625	Iodhippurate [131 I] de sodium CIS bio international, solution injectable. [Référence : HIPPI-131]	CIS BIO INTERNATIONAL	5623639	3400956236398	1 flacon(s) en verre de 20 MBq/ml
65627328	ODOHIPPURATE DE SODIUM [131 I], MALLINCKRODT FRANCE, solution injectable	MALLINCKRODT FRANCE	5644446	3400956444465	1 flacon(s) en verre de 18,5 MBq/ml
62134629	IODOPENGHA, pâte pour usage dentaire	BIODICA	3483281	3400934832819	1 pot(s) en verre de 12 g
60625490	IODUM COMPLEXE N°118, solution buvable	LEHNING	3059525	3400930595251	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66078195	IODURE [123 I] DE SODIUM, CIS bio international, précurseur radiopharmaceutique [référence : I-123-S-1]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545750	3400955457503	flacon(s) en verre de 25 microlitres à 80 microlitres
60578852	IODURE [123 I] DE SODIUM, CIS bio international, solution injectable. [Référence : I-123-S-2]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545744	3400955457442	1 flacon(s) en verre
68038922	IODURE [131 I] DE SODIUM CIS BIO INTERNATIONAL, solution buvable [Référence : I-131-S-1]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545879	3400955458791	flacon(s) en verre de 1110 MBq/ml
67297263	IODURE [131 I] DE SODIUM CIS BIO INTERNATIONAL, solution injectable [Référence : I-131-S-2]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545891	3400955458913	1 flacon(s) en verre de 111 MBq/ml
62425289	IODURE [131 I] DE SODIUM POUR DIAGNOSTIC, CIS BIO INTERNATIONAL, en gélule. [Référence : I-131-D-B]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545951	3400955459514	1 flacon(s) en verre de 1 à 20 gélule(s)
67041506	IODURE [131 I] DE SODIUM POUR THERAPIE MALLINCKRODT FRANCE, gélule	MALLINCKRODT FRANCE	5612280	3400956122806	1 flacon(s) polyéthylène de 1 gélule(s)
68268275	IODURE DE POTASSIUM PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES 130 mg, comprimé sécable	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3430095	3400934300950	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68268275	IODURE DE POTASSIUM PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES 130 mg, comprimé sécable	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3430103	3400934301032	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1000 comprimé(s)
60860951	IOHEXOL INTERPHARMA PRAHA 350 mg l/ml, solution injectable	INTERPHARMA PRAHA	3705244	3400937052443	1 flacon(s) en verre de 20 ml
60860951	IOHEXOL INTERPHARMA PRAHA 350 mg l/ml, solution injectable	INTERPHARMA PRAHA	3705250	3400937052504	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68543173	IOMERON 150 (150 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379112	3400933791124	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68543173	IOMERON 150 (150 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379129	3400933791292	1 flacon(s) en verre de 75 ml
68543173	IOMERON 150 (150 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379135	3400933791353	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68543173	IOMERON 150 (150 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379141	3400933791414	1 flacon(s) en verre de 150 ml
68543173	IOMERON 150 (150 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379158	3400933791582	1 flacon(s) en verre de 200 ml
68543173	IOMERON 150 (150 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379164	3400933791643	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66121860	IOMERON 200 (200 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379170	3400933791704	1 flacon(s) en verre de 50 ml
66121860	IOMERON 200 (200 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379187	3400933791872	1 flacon(s) en verre de 75 ml
66121860	IOMERON 200 (200 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379193	3400933791933	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66121860	IOMERON 200 (200 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379201	3400933792015	1 flacon(s) en verre de 150 ml
66121860	IOMERON 200 (200 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379218	3400933792183	1 flacon(s) en verre de 200 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66121860	IOMERON 200 (200 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379224	3400933792244	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66121860	IOMERON 200 (200 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3546886	3400935468864	1 flacon(s) en verre de 20 ml
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379230	3400933792305	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379247	3400933792473	1 flacon(s) en verre de 50 ml
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379253	3400933792534	1 flacon(s) en verre de 75 ml
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379276	3400933792763	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379282	3400933792824	1 flacon(s) en verre de 150 ml
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379299	3400933792992	1 flacon(s) en verre de 200 ml
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379307	3400933793074	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3399149	3400933991494	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue(s) polypropylène avec matériel(s) de perfusion(s) avec nécessaire(s)
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3546892	3400935468925	1 flacon(s) en verre de 20 ml
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3546900	3400935469007	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec TRIPAQUE avec seringue injecteur AN
63392333	IOMERON 250 (250 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3551108	3400935511089	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec TRIPAQUE avec seringue injecteur ME
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379313	3400933793135	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379336	3400933793364	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379342	3400933793425	1 flacon(s) en verre de 30 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379359	3400933793593	1 flacon(s) en verre de 50 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379365	3400933793654	1 flacon(s) en verre de 75 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379371	3400933793715	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379388	3400933793883	1 flacon(s) en verre de 150 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379394	3400933793944	1 flacon(s) en verre de 200 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379402	3400933794026	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3399132	3400933991326	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue(s) polypropylène avec matériel de perfusion avec nécessaire avec aiguille(s) acier
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3546917	3400935469175	1 flacon(s) en verre de 10 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3546923	3400935469236	1 flacon(s) en verre de 20 ml
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3546946	3400935469465	flacon(s) en verre de 150 ml avec seringue(s) polypropylène avec canule avec cathéter avec aiguille(s) acier
63625015	IOMERON 300 (300 mg Iode par mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3551114	3400935511140	flacon(s) en verre de 150 ml avec seringue(s) polypropylène avec canule avec cathéter avec aiguille(s) acier
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379419	3400933794194	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379425	3400933794255	1 flacon(s) en verre de 30 ml
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379431	3400933794316	1 flacon(s) en verre de 50 ml
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379448	3400933794484	1 flacon(s) en verre de 75 ml
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379454	3400933794545	1 flacon(s) en verre de 100 ml
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379460	3400933794606	1 flacon(s) en verre de 150 ml
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379477	3400933794774	1 flacon(s) en verre de 200 ml
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379483	3400933794835	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3399126	3400933991265	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue(s) polypropylène avec matériel de perfusion avec nécessaire avec aiguille(s) acier
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3546952	3400935469526	1 flacon(s) en verre de 20 ml
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3546969	3400935469694	flacon(s) en verre de 150 ml avec seringue(s) polypropylène avec canule avec cathéter avec aiguille(s) acier

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64747367	IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3551120	3400935511201	flacon(s) en verre de 150 ml avec seringue(s) polypropylène avec canule avec cathéter avec aiguille(s) acier
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379508	3400933795085	1 flacon(s) en verre de 30 ml
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379514	3400933795146	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379520	3400933795207	1 flacon(s) en verre de 75 ml
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379537	3400933795375	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379543	3400933795436	1 flacon(s) en verre de 150 ml
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379566	3400933795665	1 flacon(s) en verre de 200 ml
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3379572	3400933795726	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3399103	3400933991036	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue(s) polypropylène avec matériel de perfusion avec nécessaire avec aiguille(s) acier
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3616173	3400936161733	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec seringue(s) polypropylène de marque Liebel & Flarsheim avec cathéter(s)
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3616196	3400936161962	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec seringue(s) polypropylène de marque Medrad avec cathéter(s)
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3619800	3400936198005	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec seringue(s) polypropylène de marque Liebel & Flarsheim avec cathéter(s)
60495132	IOMERON 400 (400 mg d'Iode/mL), solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3619817	3400936198173	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec seringue(s) polypropylène de marque Medrad avec cathéter(s)
64565788	IONARTHROL, poudre pour solution buvable en sachet-dose	TRADIPHAR	3054083	3400930540831	45 sachet(s) papier PVDC de 1 g
64565788	IONARTHROL, poudre pour solution buvable en sachet-dose	TRADIPHAR	3459130	3400934591303	30 sachet(s) papier PVDC de 1 g
65135234	IONIMAG 1g, comprimé effervescent	MADAUS	3282795	3400932827954	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
65135234	IONIMAG 1g, comprimé effervescent	MADAUS	3463338	3400934633386	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
65135234	IONIMAG 1g, comprimé effervescent	MADAUS	3463344	3400934633447	4 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
65135234	IONIMAG 1g, comprimé effervescent	MADAUS	3463350	3400934633508	4 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
65135234	IONIMAG 1g, comprimé effervescent	MADAUS	3463367	3400934633676	6 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
62551149	IONITAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3217792	3400932177929	1 flacon(s) unidosé(s) de 40 ml
62551149	IONITAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3217823	3400932178230	1 flacon(s) multidosé(s) de 500 ml
67249731	IONOKA G 5, solution pour perfusion	BAXTER	3225722	3400932257225	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67249731	IONOKA G 5, solution pour perfusion	BAXTER	3225739	3400932257393	1 flacon(s) en verre de 500 ml
67249731	IONOKA G 5, solution pour perfusion	BAXTER	3225745	3400932257454	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
68623057	IONSYS 40 microgrammes par dose, dispositif transdermique iontophorétique	JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV	5662088	3400956620883	1 sachet(s) nylon aluminium de 1 dispositif(s)
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509282	3400935092823	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509299	3400935092991	5 flacon(s) en verre de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509307	3400935093073	10 flacon(s) en verre de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509313	3400935093134	20 flacon(s) en verre de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509336	3400935093363	50 flacon(s) en verre de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509342	3400935093424	1 flacon(s) en verre de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509359	3400935093592	5 flacon(s) en verre de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509365	3400935093653	10 flacon(s) en verre de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509371	3400935093714	20 flacon(s) en verre de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509388	3400935093882	50 flacon(s) en verre de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509394	3400935093943	1 flacon(s) en verre de 100 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509402	3400935094025	5 flacon(s) en verre de 100 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509419	3400935094193	10 flacon(s) en verre de 100 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509425	3400935094254	20 flacon(s) en verre de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509431	3400935094315	50 flacon(s) en verre de 100 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509448	3400935094483	1 flacon(s) en verre de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509454	3400935094544	5 flacon(s) en verre de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509460	3400935094605	10 flacon(s) en verre de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509477	3400935094773	20 flacon(s) en verre de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509483	3400935094834	50 flacon(s) en verre de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509508	3400935095084	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509514	3400935095145	5 flacon(s) polypropylène de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509520	3400935095206	10 flacon(s) polypropylène de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509537	3400935095374	20 flacon(s) polypropylène de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509543	3400935095435	50 flacon(s) polypropylène de 20 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509566	3400935095664	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509572	3400935095725	5 flacon(s) polypropylène de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509589	3400935095893	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509595	3400935095954	20 flacon(s) polypropylène de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509603	3400935096036	50 flacon(s) polypropylène de 50 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509626	3400935096265	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509632	3400935096326	5 flacon(s) polypropylène de 100 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509649	3400935096494	10 flacon(s) polypropylène de 100 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509655	3400935096555	20 flacon(s) polypropylène de 100 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509661	3400935096616	50 flacon(s) polypropylène de 100 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509678	3400935096784	1 flacon(s) polypropylène de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509684	3400935096845	5 flacon(s) polypropylène de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509690	3400935096906	10 flacon(s) polypropylène de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509709	3400935097095	20 flacon(s) polypropylène de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509715	3400935097156	50 flacon(s) polypropylène de 200 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509796	3400935097965	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509804	3400935098047	10 flacon(s) en verre de 10 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509810	3400935098108	1 flacon(s) polypropylène de 10 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509827	3400935098276	10 flacon(s) polypropylène de 10 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509833	3400935098337	1 flacon(s) en verre de 15 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509856	3400935098566	10 flacon(s) en verre de 15 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509862	3400935098627	1 flacon(s) polypropylène de 15 ml
69126962	IOPAMIDOL BRACCO 200 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509879	3400935098795	10 flacon(s) polypropylène de 15 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509885	3400935098856	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509891	3400935098917	10 flacon(s) en verre de 10 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509916	3400935099167	1 flacon(s) en verre de 50 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509922	3400935099228	10 flacon(s) en verre de 50 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509939	3400935099396	1 flacon(s) en verre de 100 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509945	3400935099457	10 flacon(s) en verre de 100 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509951	3400935099518	1 flacon(s) en verre de 200 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509968	3400935099686	10 flacon(s) en verre de 200 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509974	3400935099747	1 flacon(s) polypropylène de 10 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509980	3400935099808	10 flacon(s) polypropylène de 10 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3509997	3400935099976	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510003	3400935100030	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510026	3400935100269	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510032	3400935100320	10 flacon(s) polypropylène de 100 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510049	3400935100498	1 flacon(s) polypropylène de 200 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510055	3400935100559	10 flacon(s) polypropylène de 200 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510523	3400935105233	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510546	3400935105462	10 flacon(s) en verre de 20 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510552	3400935105523	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml
69869229	IOPAMIDOL BRACCO 300 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510569	3400935105691	10 flacon(s) polypropylène de 20 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510061	3400935100610	1 flacon(s) en verre de 20 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510078	3400935100788	10 flacon(s) en verre de 20 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510084	3400935100849	1 flacon(s) en verre de 50 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510090	3400935100900	10 flacon(s) en verre de 50 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510109	3400935101099	1 flacon(s) en verre de 100 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510115	3400935101150	10 flacon(s) en verre de 100 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510121	3400935101211	1 flacon(s) en verre de 200 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510138	3400935101389	10 flacon(s) en verre de 200 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510144	3400935101440	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510150	3400935101501	10 flacon(s) polypropylène de 20 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510167	3400935101679	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510173	3400935101730	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510196	3400935101969	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510204	3400935102041	10 flacon(s) polypropylène de 100 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510210	3400935102102	1 flacon(s) polypropylène de 200 ml
64901865	IOPAMIDOL BRACCO 370 mg/ml, solution injectable	BRACCO (ITALIE)	3510227	3400935102270	10 flacon(s) polypropylène de 200 ml
64682720	IOPAMIRON 200 (200 mg d'iode par mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3245877	3400932458776	1 flacon(s) en verre de 10 ml
64682720	IOPAMIRON 200 (200 mg d'iode par mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3255522	3400932555222	1 flacon(s) en verre de 15 ml
64682720	IOPAMIRON 200 (200 mg d'iode par mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592092	3400955920922	10 flacon(s) en verre de 10 ml
64682720	IOPAMIRON 200 (200 mg d'iode par mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592100	3400955921004	10 flacon(s) en verre de 15 ml
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3245883	3400932458837	1 flacon(s) en verre de 10 ml
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3245908	3400932459087	1 flacon(s) en verre de 50 ml
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3245914	3400932459148	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3245920	3400932459209	1 flacon(s) en verre de 200 ml
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3335304	3400933353049	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue(s) polypropylène avec cathéter(s) polymère de tétrafluoroéthylène avec prolongateur PVC
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3398351	3400933983512	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec seringue(s) polypropylène avec cathéter(s) polymère de tétrafluoroéthylène, tubulure(s) PVC et nécessaire de prélèvement polyéthylène
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3507308	3400935073082	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec seringue(s) polyéthylène téréphtalate polyisomère polybutadiène, nécessaire de prélèvement polyéthylène, cathéter(s) polymère de tétrafluoroéthylène et tubulure(s) PVC
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3588206	3400935882066	1 flacon(s) en verre de 150 ml
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3588212	3400935882127	1 flacon(s) de 150 ml avec seringue(s) polyéthylène téréphtalate polyisomère polybutadiène, tubulure(s) PVC, nécessaire de prélèvement polyéthylène et cathéter(s) polymère de tétrafluoroéthylène
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5591974	3400955919742	10 flacon(s) en verre de 10 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5591980	3400955919803	10 flacon(s) en verre de 50 ml
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5591997	3400955919971	10 flacon(s) en verre de 100 ml
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592005	3400955920052	10 flacon(s) en verre de 200 ml
66694372	IOPAMIRON 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5638552	3400956385522	10 flacon(s) de 150 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3245937	3400932459377	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3245943	3400932459438	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3245966	3400932459667	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3245972	3400932459728	1 flacon(s) en verre de 200 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3335296	3400933352967	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue(s) polypropylène stérile à usage unique et cathéter (polymère de tétrafluoroéthylène) couplé à un prolongateur (PVC)
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3398368	3400933983680	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec seringue(s) polyéthylène téréphtalate polyisomère polybutadiène, avec nécessaire de prélèvement (polyéthylène), tubulure(s) PVC et cathéter(s) (polymère de tétrafluoroéthylène)
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3507320	3400935073204	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec seringue polyéthylène téréphtalate polyisomère polybutadiène, tubulure(s) PVC, cathéter(s) polymère de tétrafluoroéthylène et nécessaire de prélèvement polyéthylène
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3588229	3400935882295	1 flacon(s) en verre de 150 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3588235	3400935882356	1 flacon(s) de 150 ml avec seringue(s) polyéthylène téréphtalate polyisomère polybutadiène, tubulure(s) PVC, nécessaire de prélèvement polyéthylène et cathéter(s) polymère de tétrafluoroéthylène
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5591939	3400955919391	10 flacon(s) en verre de 20 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5591945	3400955919452	10 flacon(s) en verre de 50 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5591951	3400955919513	10 flacon(s) en verre de 100 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5591968	3400955919681	10 flacon(s) en verre de 200 ml
67237394	IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5638569	3400956385690	10 flacon(s) en verre de 150 ml
60941378	IOPIDINE 0,5 POUR CENT, collyre en solution	ALCON	3383898	3400933838980	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
60941378	IOPIDINE 0,5 POUR CENT, collyre en solution	ALCON	3383906	3400933839062	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
63218293	IOPIDINE 1 % m/V, collyre en solution	ALCON	3410543	3400934105432	2 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,25 ml
63218293	IOPIDINE 1 % m/V, collyre en solution	ALCON	3410566	3400934105661	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,25 ml
63218293	IOPIDINE 1 % m/V, collyre en solution	ALCON	3410572	3400934105722	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,25 ml
63218293	IOPIDINE 1 % m/V, collyre en solution	ALCON	3410589	3400934105890	24 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,25 ml
63218293	IOPIDINE 1 % m/V, collyre en solution	ALCON	3410595	3400934105951	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,25 ml
63218293	IOPIDINE 1 % m/V, collyre en solution	ALCON	3410603	3400934106033	40 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,25 ml
63218293	IOPIDINE 1 % m/V, collyre en solution	ALCON	3410626	3400934106262	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,25 ml
63295464	IPECA COMPLEXE N° 65, solution buvable	LEHNING	3060008	3400930600085	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66563686	IPECA COMPOSE (DOLISOS), comprimé	BOIRON	3091983	3400930919835	tube(s) de 120 comprimé(s)
69432044	IPECA COMPOSE (DOLISOS), solution buvable, gouttes	BOIRON	3157877	3400931578772	1 flacon(s) de 15 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69432044	IPECA COMPOSE (DOLISOS), solution buvable, gouttes	BOIRON	3157883	3400931578833	1 flacon(s) de 30 ml
69648572	IPECA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146537	3400931465379	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
69648572	IPECA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146543	3400931465430	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
62470996	IPECA COMPOSE BOIRON, granules	BOIRON	3146520	3400931465201	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
65453945	IPECA COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3146508	3400931465089	1 flacon(s) de 15 ml
65453945	IPECA COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3146514	3400931465140	1 flacon(s) de 30 ml
60456948	IPERTEN 10 mg, comprimé	CHIESI	3591906	3400935919069	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60456948	IPERTEN 10 mg, comprimé	CHIESI	3591912	3400935919120	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60456948	IPERTEN 10 mg, comprimé	CHIESI	3668431	3400936684317	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
60456948	IPERTEN 10 mg, comprimé	CHIESI	3668448	3400936684485	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
60456948	IPERTEN 10 mg, comprimé	CHIESI	3668454	3400936684546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 112 comprimé(s)
60456948	IPERTEN 10 mg, comprimé	CHIESI	3748242	3400937482424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60456948	IPERTEN 10 mg, comprimé	CHIESI	3748259	3400937482592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60456948	IPERTEN 10 mg, comprimé	CHIESI	3748265	3400937482653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65728537	IPERTEN 20 mg, comprimé	CHIESI	3591929	3400935919298	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
65728537	IPERTEN 20 mg, comprimé	CHIESI	3591935	3400935919359	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65728537	IPERTEN 20 mg, comprimé	CHIESI	3668402	3400936684027	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
65728537	IPERTEN 20 mg, comprimé	CHIESI	3668419	3400936684195	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
65728537	IPERTEN 20 mg, comprimé	CHIESI	3668425	3400936684256	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 112 comprimé(s)
65728537	IPERTEN 20 mg, comprimé	CHIESI	3748271	3400937482714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65728537	IPERTEN 20 mg, comprimé	CHIESI	3748288	3400937482882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65728537	IPERTEN 20 mg, comprimé	CHIESI	3748294	3400937482943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
67445267	IPRATROGEN 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	UNITHER	3758915	3400937589154	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
67445267	IPRATROGEN 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	UNITHER	3758921	3400937589215	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
65959572	IPRATROGEN 0,5 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	UNITHER	5654261	3400956542611	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
65959572	IPRATROGEN 0,5 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	UNITHER	5654278	3400956542789	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
60175716	IPRATROPIUM AGUETTANT ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	AGUETTANT	3658177	3400936581777	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
60175716	IPRATROPIUM AGUETTANT ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	AGUETTANT	3658183	3400936581838	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
67136858	IPRATROPIUM AGUETTANT ENFANT 0,25 mg/1 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	AGUETTANT	3658154	3400936581548	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
67136858	IPRATROPIUM AGUETTANT ENFANT 0,25 mg/1 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	AGUETTANT	3658160	3400936581609	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
60482665	IPRATROPIUM ARROW 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3671491	3400936714915	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 ml
60482665	IPRATROPIUM ARROW 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3671516	3400936715165	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 ml
60482665	IPRATROPIUM ARROW 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3671522	3400936715226	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60482665	IPRATROPIUM ARROW 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3671539	3400936715394	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 ml
60482665	IPRATROPIUM ARROW 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3671545	3400936715455	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 ml
60482665	IPRATROPIUM ARROW 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	5666703	3400956667031	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 ml
67446853	IPRATROPIUM ARROW ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657841	3400936578418	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) polyester aluminium polyéthylène de 2 ml
67446853	IPRATROPIUM ARROW ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657858	3400936578586	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) polyester aluminium polyéthylène de 2 ml
67446853	IPRATROPIUM ARROW ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657864	3400936578647	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) polyester aluminium polyéthylène de 2 ml
67446853	IPRATROPIUM ARROW ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	5646847	3400956468478	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) polyester aluminium polyéthylène de 2 ml
66966420	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ADULTES 0,50 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5654172	3400956541720	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
66966420	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ADULTES 0,50 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5654189	3400956541898	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
66966420	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ADULTES 0,50 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5654195	3400956541959	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
66966420	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ADULTES 0,50 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5654203	3400956542031	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
64858894	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ADULTES 0,50 mg/ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5650228	3400956502288	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
64858894	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ADULTES 0,50 mg/ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5650234	3400956502349	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
64858894	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ADULTES 0,50 mg/ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5650240	3400956502400	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
64858894	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ADULTES 0,50 mg/ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5650257	3400956502578	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
60491408	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ENFANTS 0,25 mg/1 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5650180	3400956501809	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
60491408	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ENFANTS 0,25 mg/1 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5650197	3400956501977	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
60491408	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ENFANTS 0,25 mg/1 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5650205	3400956502059	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
60491408	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ENFANTS 0,25 mg/1 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5650211	3400956502110	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
64091564	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ENFANTS 0,25 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5654120	3400956541201	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
64091564	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ENFANTS 0,25 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5654137	3400956541379	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
64091564	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ENFANTS 0,25 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5654143	3400956541430	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
64091564	IPRATROPIUM BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ENFANTS 0,25 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5654166	3400956541669	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
61260984	IPRATROPIUM MERCK 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3658059	3400936580596	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
61260984	IPRATROPIUM MERCK 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3658065	3400936580657	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
61260984	IPRATROPIUM MERCK 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3695238	3400936952386	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69293057	IPRATROPIUM MERCK ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3658036	3400936580367	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
69293057	IPRATROPIUM MERCK ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3658042	3400936580428	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
69293057	IPRATROPIUM MERCK ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3695244	3400936952447	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
69615444	IPRAVENT 0,06 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3508555	3400935085559	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec embout nasal avec pompe doseuse
67395743	IRICLAIR 0,05 POUR CENT, collyre	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3176219	3400931762195	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
64522107	IRICLAIR 0,05 POUR CENT, collyre en récipient unidose	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3315709	3400933157098	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64522107	IRICLAIR 0,05 POUR CENT, collyre en récipient unidose	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3316092	3400933160920	12 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
61978867	IRRI POS 0,1 POUR CENT, collyre	URSAPHARM	3423675	3400934236754	flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
69677969	ISEPALLINE 500 mg/2 ml, solution injectable (I.V., I.M.) en ampoule	SCHERING PLOUGH	5593080	3400955930808	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69677969	ISEPALLINE 500 mg/2 ml, solution injectable (I.V., I.M.) en ampoule	SCHERING PLOUGH	5593097	3400955930976	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
69677969	ISEPALLINE 500 mg/2 ml, solution injectable (I.V., I.M.) en ampoule	SCHERING PLOUGH	5593105	3400955931058	25 ampoule(s) en verre de 2 ml
61179863	ISKEDYL FORT, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3412370	3400934123702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61179863	ISKEDYL FORT, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3412387	3400934123870	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
62656381	ISKEDYL, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3221836	3400932218363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67768740	ISKEDYL, solution buvable en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3054255	3400930542552	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec mesurette(s) graduée(s) polyéthylène
67768740	ISKEDYL, solution buvable en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3331631	3400933316310	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml avec mesurette(s) graduée(s) polyéthylène
67768740	ISKEDYL, solution buvable en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3335238	3400933352387	1 flacon(s) en verre brun de 70 ml avec mesurette(s) graduée(s) polyéthylène
67768740	ISKEDYL, solution buvable en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3339957	3400933399573	1 flacon(s) en verre brun de 140 ml avec mesurette(s) graduée(s) polyéthylène
65838631	ISKEDYL, solution injectable en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3141830	3400931418306	6 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
65838631	ISKEDYL, solution injectable en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3348749	3400933487492	2 ampoule(s) en verre de 2,5 mg
65838631	ISKEDYL, solution injectable en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5544957	3400955449577	60 ampoule(s) en verre de 2,5 mg
63028269	ISOBAR, comprimé sécable	CHIESI	3285049	3400932850495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63028269	ISOBAR, comprimé sécable	CHIESI	5577052	3400955770527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60172339	ISOCARD, solution sublinguale en flacon pulvérisateur	SCHWARZ PHARMA	3291274	3400932912742	1 flacon(s) pulvérisateur(s) aluminium verni de 20 ml avec valve doseuse
65316850	ISOCHRON 20 mg A ACTION PROLONGEE, comprimé	MERCK LIPHA SANTE	3278109	3400932781096	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
65316850	ISOCHRON 20 mg A ACTION PROLONGEE, comprimé	MERCK LIPHA SANTE	5549280	3400955492801	1 flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
60673745	ISOCHRON 40 mg A ACTION PROLONGEE, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3265408	3400932654086	flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
60673745	ISOCHRON 40 mg A ACTION PROLONGEE, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	5542355	3400955423553	flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
67920130	ISODRIL PHENYLEPHRINE, collyre en récipient unidose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3363281	3400933632816	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
67920130	ISODRIL PHENYLEPHRINE, collyre en récipient unidose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3363298	3400933632984	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
61070419	ISOFLURANE BELAMONT, gaz anesthésique pour inhalation en flacon	NICHOLAS PIRAMAL INDIA (GRANDE-BRETAGNE)	5573901	3400955739012	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml
61070419	ISOFLURANE BELAMONT, gaz anesthésique pour inhalation en flacon	NICHOLAS PIRAMAL INDIA (GRANDE-BRETAGNE)	5585548	3400955855484	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
62727832	ISOFLURANE NICHOLAS PIRAMAL INDIA, liquide pour inhalation par vapeur	NICHOLAS PIRAMAL INDIA (GRANDE-BRETAGNE)	5621907	3400956219070	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml
62727832	ISOFLURANE NICHOLAS PIRAMAL INDIA, liquide pour inhalation par vapeur	NICHOLAS PIRAMAL INDIA (GRANDE-BRETAGNE)	5621913	3400956219131	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3687196	3400936871960	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3687204	3400936872042	10 flacon(s) en verre de 250 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3687210	3400936872103	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3687227	3400936872271	10 flacon(s) en verre de 500 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3687233	3400936872332	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3687256	3400936872561	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3687262	3400936872622	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 250 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692530	3400936925304	10 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 250 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692547	3400936925472	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 500 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692553	3400936925533	10 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 500 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692576	3400936925762	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 1000 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692582	3400936925823	10 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 1000 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692599	3400936925991	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692607	3400936926073	20 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692613	3400936926134	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692636	3400936926363	20 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692642	3400936926424	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
66312310	ISOFUNDINE, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3692659	3400936926592	10 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
63652546	ISO-LARMES, collyre	ALCON	3286623	3400932866236	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
68966999	ISONIAZIDE LAVOISIER 5 POUR CENT (250 mg/ 5 ml), solution injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3058744	3400930587447	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
68966999	ISONIAZIDE LAVOISIER 5 POUR CENT (250 mg/ 5 ml), solution injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5534775	3400955347750	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
65872516	ISOPRENALINE A 0,002 POUR CENT B. BRAUN, solution injectable en cartouche + seringue MIN-I-JET	B BRAUN MEDICAL	5549311	3400955493112	1 cartouche(s) en verre de 10 ml avec seringue(s) polyéthylène avec aiguille(s)
65872516	ISOPRENALINE A 0,002 POUR CENT B. BRAUN, solution injectable en cartouche + seringue MIN-I-JET	B BRAUN MEDICAL	5549328	3400955493280	10 cartouche(s) en verre de 10 ml avec seringue(s) polyéthylène avec aiguille(s)
60367111	ISOPRENALINE A 0,02 POUR CENT B. BRAUN, solution injectable I.V. cartouche + seringue pour perfusion SELECT-A-JET	B BRAUN MEDICAL	5549334	3400955493341	1 cartouche(s) en verre de 5 ml avec seringue(s) polyéthylène avec aiguille(s)
60367111	ISOPRENALINE A 0,02 POUR CENT B. BRAUN, solution injectable I.V. cartouche + seringue pour perfusion SELECT-A-JET	B BRAUN MEDICAL	5549340	3400955493402	10 cartouche(s) en verre de 5 ml avec seringue(s) polyéthylène avec aiguille(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65044585	ISOPRINOSINE, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3222735	3400932227358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
65044585	ISOPRINOSINE, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3222741	3400932227419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
66814925	ISOPTINE 120 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3132386	3400931323860	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 gélule(s)
66814925	ISOPTINE 120 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3547791	3400935477910	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66814925	ISOPTINE 120 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3714042	3400937140423	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
69865024	ISOPTINE 40 mg, comprimé enrobé	ABBOTT FRANCE	3054580	3400930545805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 75 comprimé(s)
60614889	ISOPTINE 5 mg/2 ml, solution injectable	ABBOTT FRANCE	3309146	3400933091460	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
63803877	ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3286741	3400932867417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63803877	ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3715248	3400937152488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62685162	ISOPTO CARBACHOL 1,5 POUR CENT, collyre	ALCON	3325808	3400933258085	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml - avec compte-gouttes
66736661	ISOPTO CARBACHOL 3 POUR CENT, collyre	ALCON	3326699	3400933266998	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml - avec compte-gouttes
63675299	ISOPTO PILOCARPINE 0,5 POUR CENT, collyre	ALCON	3325783	3400933257835	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
60207555	ISOPTO PILOCARPINE 1 POUR CENT, collyre	ALCON	3325754	3400933257545	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
66997501	ISOPTO PILOCARPINE 2 POUR CENT, collyre	ALCON	3325760	3400933257606	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
68641023	ISOPTO PILOCARPINE 3 POUR CENT, collyre	ALCON	3325748	3400933257484	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml - avec compte-gouttes
62377727	ISOPTO PILOCARPINE 4 POUR CENT, collyre	ALCON	3325777	3400933257774	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
62569649	ISOPTO-HOMATROPINE 1 POUR CENT, collyre	ALCON	3085391	3400930853917	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
64851469	ISORYTHM 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3302581	3400933025816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 gélule(s)
64851469	ISORYTHM 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	5567154	3400955671541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
66198796	ISORYTHM L.P. 125 mg, gélule à libération prolongée	MERCK LIPHA SANTE	3298939	3400932989393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
66198796	ISORYTHM L.P. 125 mg, gélule à libération prolongée	MERCK LIPHA SANTE	5567160	3400955671602	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
66308461	ISORYTHM L.P. 250 mg, gélule à libération prolongée	MERCK LIPHA SANTE	3298945	3400932989454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
66308461	ISORYTHM L.P. 250 mg, gélule à libération prolongée	MERCK LIPHA SANTE	5567177	3400955671770	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
64883132	ISOSORBIDE (DINITRATE D') RATIOPHARM 20 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3282542	3400932825424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
63794182	ISOSORBIDE (DINITRATE D') RATIOPHARM 40 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3282559	3400932825592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
68508069	ISOSORBIDE (DINITRATE D') RPG 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407251	3400934072512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68508069	ISOSORBIDE (DINITRATE D') RPG 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407268	3400934072680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
66251373	ISOSORBIDE (DINITRATE D') RPG 20 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3407274	3400934072741	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60195163	ISOSORBIDE RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3431373	3400934313738	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69617107	ISOSORBIDE TEVA LP 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489496	3400934894961	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69617107	ISOSORBIDE TEVA LP 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489504	3400934895043	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69617107	ISOSORBIDE TEVA LP 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489510	3400934895104	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
69617107	ISOSORBIDE TEVA LP 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3491435	3400934914355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
69617107	ISOSORBIDE TEVA LP 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3611336	3400936113367	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
61087831	ISOSORBIDE TEVA LP 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489533	3400934895333	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
61087831	ISOSORBIDE TEVA LP 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489556	3400934895562	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61087831	ISOSORBIDE TEVA LP 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489562	3400934895623	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
61087831	ISOSORBIDE TEVA LP 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3491441	3400934914416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61087831	ISOSORBIDE TEVA LP 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3611342	3400936113428	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
67303442	ISOSORBIDE TEVA LP 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489585	3400934895852	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
67303442	ISOSORBIDE TEVA LP 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489616	3400934896163	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
67303442	ISOSORBIDE TEVA LP 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489622	3400934896224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
67303442	ISOSORBIDE TEVA LP 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3491458	3400934914584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
67303442	ISOSORBIDE TEVA LP 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3611359	3400936113596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
65464849	ISOSORBIDE TEVA LP 80 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489639	3400934896392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
65464849	ISOSORBIDE TEVA LP 80 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489651	3400934896514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
65464849	ISOSORBIDE TEVA LP 80 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3489668	3400934896682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
65464849	ISOSORBIDE TEVA LP 80 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3491464	3400934914645	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
65464849	ISOSORBIDE TEVA LP 80 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3611365	3400936113657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69237717	ISOTONYL BETAINE, comprimé effervescent	THERATECH	3169461	3400931694618	tube(s) aluminium de 40 comprimé(s)
69237717	ISOTONYL BETAINE, comprimé effervescent	THERATECH	3308721	3400933087210	2 tube(s) polypropylène de 13 comprimé(s)
68116196	ISOTRETINOINE BIOGARAN 10 mg, capsule molle	BIOGARAN	3576137	3400935761378	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
68116196	ISOTRETINOINE BIOGARAN 10 mg, capsule molle	BIOGARAN	3576143	3400935761439	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 capsule(s)
68116196	ISOTRETINOINE BIOGARAN 10 mg, capsule molle	BIOGARAN	3576166	3400935761668	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 capsule(s)
68116196	ISOTRETINOINE BIOGARAN 10 mg, capsule molle	BIOGARAN	3576172	3400935761729	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 capsule(s)
67251725	ISOTRETINOINE BIOGARAN 20 mg, capsule molle	BIOGARAN	3576189	3400935761897	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
67251725	ISOTRETINOINE BIOGARAN 20 mg, capsule molle	BIOGARAN	3576195	3400935761958	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 capsule(s)
67251725	ISOTRETINOINE BIOGARAN 20 mg, capsule molle	BIOGARAN	3576203	3400935762030	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 capsule(s)
67251725	ISOTRETINOINE BIOGARAN 20 mg, capsule molle	BIOGARAN	3576226	3400935762269	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 capsule(s)
61625689	ISOTRETINOINE EG LABO 10 mg, capsule molle	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3664769	3400936647695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
61625689	ISOTRETINOINE EG LABO 10 mg, capsule molle	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3664775	3400936647756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 capsule(s)
61625689	ISOTRETINOINE EG LABO 10 mg, capsule molle	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3664781	3400936647817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 capsule(s)
65035294	ISOTRETINOINE EG LABO 20 mg, capsule molle	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3664798	3400936647985	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
65035294	ISOTRETINOINE EG LABO 20 mg, capsule molle	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3664806	3400936648067	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 capsule(s)
65035294	ISOTRETINOINE EG LABO 20 mg, capsule molle	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3664812	3400936648128	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 capsule(s)
64940804	ISOTRETINOINE MERCK 10 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3578432	3400935784322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 capsule(s)
64940804	ISOTRETINOINE MERCK 10 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3578449	3400935784490	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 capsule(s)
64940804	ISOTRETINOINE MERCK 10 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3581003	3400935810038	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 capsule(s)
64940804	ISOTRETINOINE MERCK 10 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3581026	3400935810267	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 capsule(s)
64940804	ISOTRETINOINE MERCK 10 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3581032	3400935810328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 capsule(s)
67786806	ISOTRETINOINE MERCK 20 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3578455	3400935784551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 capsule(s)
67786806	ISOTRETINOINE MERCK 20 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3579377	3400935793775	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 capsule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67786806	ISOTRETINOINE MERCK 20 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3580972	3400935809728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 capsule(s)
67786806	ISOTRETINOINE MERCK 20 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3580989	3400935809896	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 capsule(s)
67786806	ISOTRETINOINE MERCK 20 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3580995	3400935809957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 capsule(s)
60416334	ISOTRETINOINE MERCK 5 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3579383	3400935793836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 capsule(s)
60416334	ISOTRETINOINE MERCK 5 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3579408	3400935794086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 capsule(s)
60416334	ISOTRETINOINE MERCK 5 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3580937	3400935809377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 capsule(s)
60416334	ISOTRETINOINE MERCK 5 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3580943	3400935809438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 capsule(s)
60416334	ISOTRETINOINE MERCK 5 mg, capsule molle	MERCK GENERIQUES	3580966	3400935809667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 capsule(s)
66839355	ISOTRETINOINE QUALIMED 10 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3579578	3400935795786	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 capsule(s)
66839355	ISOTRETINOINE QUALIMED 10 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580771	3400935807717	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 capsule(s)
66839355	ISOTRETINOINE QUALIMED 10 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580848	3400935808486	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 capsule(s)
66839355	ISOTRETINOINE QUALIMED 10 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580854	3400935808547	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 capsule(s)
66839355	ISOTRETINOINE QUALIMED 10 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580860	3400935808608	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 capsule(s)
61581495	ISOTRETINOINE QUALIMED 20 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580788	3400935807885	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 capsule(s)
61581495	ISOTRETINOINE QUALIMED 20 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580794	3400935807946	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 capsule(s)
61581495	ISOTRETINOINE QUALIMED 20 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580819	3400935808196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 capsule(s)
61581495	ISOTRETINOINE QUALIMED 20 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580825	3400935808257	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 capsule(s)
61581495	ISOTRETINOINE QUALIMED 20 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580831	3400935808318	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 capsule(s)
67055527	ISOTRETINOINE QUALIMED 5 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3579555	3400935795557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 capsule(s)
67055527	ISOTRETINOINE QUALIMED 5 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3579561	3400935795618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 capsule(s)
67055527	ISOTRETINOINE QUALIMED 5 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580877	3400935808776	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 capsule(s)
67055527	ISOTRETINOINE QUALIMED 5 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580883	3400935808837	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 capsule(s)
67055527	ISOTRETINOINE QUALIMED 5 mg, capsule molle	QUALIMED (LYON)	3580908	3400935809087	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 capsule(s)
69000472	ISOTRETINOINE RATIOPHARM 10 mg , capsule molle	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3578248	3400935782489	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
69000472	ISOTRETINOINE RATIOPHARM 10 mg , capsule molle	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3578254	3400935782540	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 capsule(s)
69000472	ISOTRETINOINE RATIOPHARM 10 mg , capsule molle	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3578260	3400935782601	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 capsule(s)
69000472	ISOTRETINOINE RATIOPHARM 10 mg , capsule molle	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3578277	3400935782779	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 capsule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64192645	ISOTRETINOINE RATIOPHARM 20 mg, capsule molle	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3576309	3400935763099	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
64192645	ISOTRETINOINE RATIOPHARM 20 mg, capsule molle	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3576315	3400935763150	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 capsule(s)
64192645	ISOTRETINOINE RATIOPHARM 20 mg, capsule molle	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3576321	3400935763211	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 capsule(s)
64192645	ISOTRETINOINE RATIOPHARM 20 mg, capsule molle	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3576338	3400935763389	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 capsule(s)
62121489	ISOTRETINOINE TEVA 10 mg, capsule molle	TEVA CLASSICS	3579526	3400935795267	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 capsule(s)
62121489	ISOTRETINOINE TEVA 10 mg, capsule molle	TEVA CLASSICS	3580914	3400935809148	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 capsule(s)
62121489	ISOTRETINOINE TEVA 10 mg, capsule molle	TEVA CLASSICS	3611477	3400936114777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
60265569	ISOTRETINOINE TEVA 20 mg, capsule molle	TEVA CLASSICS	3579549	3400935795496	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 capsule(s)
60265569	ISOTRETINOINE TEVA 20 mg, capsule molle	TEVA CLASSICS	3580920	3400935809209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 capsule(s)
60265569	ISOTRETINOINE TEVA 20 mg, capsule molle	TEVA CLASSICS	3611483	3400936114838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
67444208	ISOTREX 0,05 POUR CENT, gel pour application locale	STIEFEL	3347187	3400933471873	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67444208	ISOTREX 0,05 POUR CENT, gel pour application locale	STIEFEL	3375982	3400933759827	1 tube(s) aluminium verni de 25 g
67444208	ISOTREX 0,05 POUR CENT, gel pour application locale	STIEFEL	3375999	3400933759995	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
68367615	ISOVIST 280 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	SCHERING (FRANCE)	3395660	3400933956608	1 flacon(s) en verre de 10 ml
68367615	ISOVIST 280 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	SCHERING (FRANCE)	3395677	3400933956776	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68367615	ISOVIST 280 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	SCHERING (FRANCE)	3395683	3400933956837	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68367615	ISOVIST 280 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	SCHERING (FRANCE)	3395708	3400933957087	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68367615	ISOVIST 280 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	SCHERING (FRANCE)	3395714	3400933957148	1 flacon(s) en verre de 150 ml
68367615	ISOVIST 280 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	SCHERING (FRANCE)	3395720	3400933957209	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65055293	ISOVIST 300 (300 mg d'iode par mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3383438	3400933834388	1 flacon(s) en verre de 10 ml
65055293	ISOVIST 300 (300 mg d'iode par mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3383444	3400933834449	1 flacon(s) en verre de 20 ml
65055293	ISOVIST 300 (300 mg d'iode par mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592146	3400955921462	10 flacon(s) en verre de 20 ml
67175583	ISPAGHUL TROUETTE PERRET, graines desséchées	AMIDO	3054723	3400930547236	1 boîte(s) polystyrène de 200 g
67175583	ISPAGHUL TROUETTE PERRET, graines desséchées	AMIDO	3247793	3400932477937	1 boîte(s) polystyrène de 250 g
66469977	ISTAMYL 0,75 POUR CENT, gel	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3004524	3400930045244	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
67047815	ISTAMYL 12 mg ADULTES, comprimé enrobé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3004530	3400930045305	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
67047815	ISTAMYL 12 mg ADULTES, comprimé enrobé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3458461	3400934584619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
69798091	ISUDRINE, suspension buvable en flacon	PLURIPHARM	3357205	3400933572051	1 flacon(s) en verre de 250 g
64962099	ISUDRINE, suspension buvable en sachet	PLURIPHARM	3357197	3400933571979	12 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 20 g
64962099	ISUDRINE, suspension buvable en sachet	PLURIPHARM	3406984	3400934069840	26 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 20 g
68886179	ISUPREL 0,20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5529739	3400955297390	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
68886179	ISUPREL 0,20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5529745	3400955297451	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
63663304	ITAX MALATHION, lotion pour application locale en flacon pressurisé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3391320	3400933913205	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 125 ml
63345807	ITAX, shampooing	DUCRAY	3332406	3400933324063	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
63345807	ITAX, shampooing	DUCRAY	3332412	3400933324124	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
63345807	ITAX, shampooing	DUCRAY	3332429	3400933324292	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml
63345807	ITAX, shampooing	DUCRAY	3364429	3400933644291	1 flacon(s) polyéthylène de 300 ml
67768053	ITAX, solution pour application locale	PIERRE FABRE SANTE	3266543	3400932665433	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 24,8 g
60580383	ITEM, lotion	CORYNE DE BRUYNES	3316117	3400933161170	1 flacon(s) PVC pulvérisateur(s) de 150 ml
67987481	ITEM, shampooing	CORYNE DE BRUYNES	3316100	3400933161002	1 flacon(s) PVC de 150 ml
67987481	ITEM, shampooing	CORYNE DE BRUYNES	3344875	3400933448752	1 flacon(s) polypropylène PVC de 1000 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3773085	3400937730853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 4 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3773091	3400937730914	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3773116	3400937731164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3773122	3400937731225	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3773139	3400937731393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3773145	3400937731454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5702095	3400957020958	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5702103	3400957021030	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5702126	3400957021269	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5702132	3400957021320	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 240 gélule(s)
60738303	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5702149	3400957021498	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 300 gélule(s)
66188581	ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule	SANDOZ	3672912	3400936729124	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 gélule(s)
66188581	ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule	SANDOZ	3672929	3400936729292	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s)
66188581	ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule	SANDOZ	3672935	3400936729353	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 gélule(s)
66188581	ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule	SANDOZ	3672941	3400936729414	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66188581	ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule	SANDOZ	5662496	3400956624966	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 gélule(s)
66188581	ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule	SANDOZ	5662504	3400956625048	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 120 gélule(s)
64125372	ITRIZOLE 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346319	3400933463199	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 4 gélule(s)
64125372	ITRIZOLE 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346325	3400933463250	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 6 gélule(s)
64125372	ITRIZOLE 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346331	3400933463311	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 10 gélule(s)
64125372	ITRIZOLE 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346348	3400933463489	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 15 gélule(s)
64125372	ITRIZOLE 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346354	3400933463540	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 gélule(s)
64125372	ITRIZOLE 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346360	3400933463601	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 gélule(s)
64125372	ITRIZOLE 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346377	3400933463779	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 120 gélule(s)
63281183	IVELIP 10 POUR CENT, émulsion injectable pour perfusion en flacon	CLINTEC PARENTERAL	3356737	3400933567378	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63281183	IVELIP 10 POUR CENT, émulsion injectable pour perfusion en flacon	CLINTEC PARENTERAL	3356743	3400933567439	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63281183	IVELIP 10 POUR CENT, émulsion injectable pour perfusion en flacon	CLINTEC PARENTERAL	3356766	3400933567668	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63281183	IVELIP 10 POUR CENT, émulsion injectable pour perfusion en flacon	CLINTEC PARENTERAL	3356772	3400933567729	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66687164	IVELIP 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3356683	3400933566838	24 flacon(s) en verre de 100 ml
66687164	IVELIP 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3356708	3400933567088	12 flacon(s) en verre de 250 ml
66687164	IVELIP 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3356714	3400933567149	12 flacon(s) en verre de 500 ml
66687164	IVELIP 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3356720	3400933567200	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
66687164	IVELIP 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3593489	3400935934895	24 poche(s) en plastique suremballée/surpochée EP : époxydes SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate PCCE : poly(cyclohexylène diméthylène) cyclohexane dicarboxylate / tétraméthylglycol de 100 ml
66687164	IVELIP 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3593495	3400935934956	20 poche(s) en plastique suremballée/surpochée EP : époxydes SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate PCCE : poly(cyclohexylène diméthylène) cyclohexane dicarboxylate / tétraméthylglycol de 250 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
66687164	IVELIP 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3593503	3400935935038	10 poche(s) en plastique suremballée/surpochée EP : époxydes SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate PCCE : poly(cyclohexylène diméthylène) cyclohexane dicarboxylate / tétraméthylglycol de 500 ml
66687164	IVELIP 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3593526	3400935935267	6 poche(s) en plastique suremballée/surpochée EP : époxydes SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate PCCE : poly(cyclohexylène diméthylène) cyclohexane dicarboxylate / tétraméthylglycol de 1000 ml
60843756	IVEPAQUE 150 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334262	3400933342623	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60843756	IVEPAQUE 150 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334279	3400933342791	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60843756	IVEPAQUE 150 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571368	3400955713685	10 flacon(s) en verre de 50 ml
60843756	IVEPAQUE 150 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571374	3400955713746	10 flacon(s) en verre de 100 ml
66984870	IVEPAQUE 200 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334285	3400933342852	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66984870	IVEPAQUE 200 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334291	3400933342913	1 flacon(s) en verre de 50 ml
66984870	IVEPAQUE 200 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571380	3400955713807	10 flacon(s) en verre de 20 ml
66984870	IVEPAQUE 200 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571397	3400955713975	10 flacon(s) en verre de 50 ml
65092509	IVEPAQUE 250 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334316	3400933343163	1 flacon(s) en verre de 20 ml
65092509	IVEPAQUE 250 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334322	3400933343224	1 flacon(s) en verre de 50 ml
65092509	IVEPAQUE 250 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571405	3400955714057	10 flacon(s) en verre de 20 ml
65092509	IVEPAQUE 250 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571411	3400955714118	10 flacon(s) en verre de 50 ml
63279549	IVEPAQUE 300 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334339	3400933343392	1 flacon(s) en verre de 20 ml
63279549	IVEPAQUE 300 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334345	3400933343453	1 flacon(s) en verre de 50 ml
63279549	IVEPAQUE 300 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334351	3400933343514	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63279549	IVEPAQUE 300 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3357760	3400933577605	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml avec seringue(s) microperfuseur
63279549	IVEPAQUE 300 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3365475	3400933654757	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
63279549	IVEPAQUE 300 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571428	3400955714286	10 flacon(s) en verre de 20 ml
63279549	IVEPAQUE 300 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571434	3400955714347	10 flacon(s) en verre de 50 ml
63279549	IVEPAQUE 300 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571440	3400955714408	10 flacon(s) en verre de 100 ml
63279549	IVEPAQUE 300 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5576093	3400955760931	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
60960528	IVEPAQUE 350 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334368	3400933343682	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60960528	IVEPAQUE 350 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334374	3400933343743	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60960528	IVEPAQUE 350 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3357777	3400933577773	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml avec seringue(s) microperfuseur
60960528	IVEPAQUE 350 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3365481	3400933654818	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
60960528	IVEPAQUE 350 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571457	3400955714576	10 flacon(s) en verre de 50 ml
60960528	IVEPAQUE 350 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5571463	3400955714637	10 flacon(s) en verre de 100 ml
60960528	IVEPAQUE 350 mg I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5576101	3400955761013	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
61189195	IVHEBEX 5000 UI/100 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5621362	3400956213627	1 flacon(s) en verre de 5000 UI - 1 flacon(s) en verre avec matériel de perfusion de 100 ml
67682501	IXEL 25 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419751	3400934197512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 gélule(s)
67682501	IXEL 25 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419768	3400934197680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
67682501	IXEL 25 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419774	3400934197741	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
67682501	IXEL 25 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419780	3400934197802	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 112 gélule(s)
67682501	IXEL 25 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419797	3400934197970	1 flacon(s) polypropylène de 14 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67682501	IXEL 25 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419805	3400934198052	1 flacon(s) polypropylène de 28 gélule(s)
67682501	IXEL 25 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419811	3400934198113	1 flacon(s) polypropylène de 56 gélule(s)
67682501	IXEL 25 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419828	3400934198281	1 flacon(s) polypropylène de 112 gélule(s)
69663841	IXEL 50 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419834	3400934198342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 gélule(s)
69663841	IXEL 50 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419840	3400934198403	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
69663841	IXEL 50 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419857	3400934198571	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
69663841	IXEL 50 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419863	3400934198632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 112 gélule(s)
69663841	IXEL 50 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419886	3400934198861	1 flacon(s) polypropylène de 14 gélule(s)
69663841	IXEL 50 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419892	3400934198922	1 flacon(s) polypropylène de 28 gélule(s)
69663841	IXEL 50 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419900	3400934199004	1 flacon(s) polypropylène de 56 gélule(s)
69663841	IXEL 50 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3419917	3400934199172	1 flacon(s) polypropylène de 112 gélule(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	3585739	3400935857392	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 20 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	3592283	3400935922830	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 2 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	3592308	3400935923080	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 10 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5635996	3400956359967	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5636056	3400956360567	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5636062	3400956360628	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5636145	3400956361458	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 40 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5636151	3400956361519	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5636168	3400956361687	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 70 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5636174	3400956361748	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 80 comprimé(s)
61137241	IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5636180	3400956361809	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
69531658	IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	3575770	3400935757708	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s)
69531658	IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	3575787	3400935757876	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 5 comprimé(s)
69531658	IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	3575793	3400935757937	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 7 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69531658	IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	3575801	3400935758019	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 10 comprimé(s)
69531658	IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	5635298	3400956352982	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 25 comprimé(s)
69531658	IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	5635306	3400956353064	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
69531658	IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	5635312	3400956353125	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 70 comprimé(s)
69531658	IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	5635329	3400956353293	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 80 comprimé(s)
69531658	IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	5635335	3400956353354	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
68443504	JADELLE 2 x 75 mg, implant	SCHERING (FRANCE)	3595494	3400935954947	plaquette(s) thermoformée(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène de 2 implants avec applicateur
68486676	JAMYLENE 50 mg, comprimé enrobé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3054835	3400930548356	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
68486676	JAMYLENE 50 mg, comprimé enrobé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	5531653	3400955316534	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 400 comprimé(s)
64392076	JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3560550	3400935605504	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
64392076	JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3560567	3400935605672	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
65052799	JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3763980	3400937639804	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
65052799	JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3764005	3400937640053	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
60096076	JECOPEPTOL, poudre pour suspension buvable en flacon	ZYDUS FRANCE	3054893	3400930548936	1 boîte(s) polyéthylène de 200 g
67414446	JECOPEPTOL, poudre pour suspension buvable en sachet dose	ZYDUS FRANCE	3351929	3400933519292	15 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène
63681658	JENOVERINE, granules	BOIRON	3054901	3400930549018	1 boîte(s) polystyrène de 125 g
69912748	JONCTUM 10 POUR CENT, crème	CS	3205228	3400932052288	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
69292603	JONCTUM 200 mg, gélule	CS DERMATOLOGIE (GROUPE)	3371955	3400933719555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 gélule(s)
69292603	JONCTUM 200 mg, gélule	CS DERMATOLOGIE (GROUPE)	3371961	3400933719616	1 flacon(s) en verre brun de 45 gélule(s)
69972097	JOSACINE 1000 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	3287410	3400932874101	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 1500 mg
69972097	JOSACINE 1000 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	5555895	3400955558958	100 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 1500 mg
62082004	JOSACINE 125 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	BAYER PHARMA	3230628	3400932306282	1 flacon(s) en verre de 15 g avec seringue pour administration orale
62082004	JOSACINE 125 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	BAYER PHARMA	3230634	3400932306343	1 flacon(s) en verre de 20 g avec seringue pour administration orale
62082004	JOSACINE 125 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	BAYER PHARMA	3230640	3400932306404	1 flacon(s) en verre de 25 mg avec seringue pour administration orale
65272293	JOSACINE 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	3309620	3400933096205	8 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 375 mg
65272293	JOSACINE 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	3310965	3400933109653	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 375 mg
65272293	JOSACINE 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	3310971	3400933109714	16 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 375 mg
65272293	JOSACINE 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	3310988	3400933109882	50 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 375 mg
65272293	JOSACINE 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	5563417	3400955634171	100 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 375 mg
65272293	JOSACINE 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	5563423	3400955634232	200 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 375 mg
66113600	JOSACINE 250 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	BAYER PHARMA	3230700	3400932307005	1 flacon(s) en verre de 15 g avec seringue pour administration orale
66113600	JOSACINE 250 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	BAYER PHARMA	3230717	3400932307173	1 flacon(s) en verre de 20 g avec seringue pour administration orale
66113600	JOSACINE 250 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	BAYER PHARMA	3230723	3400932307234	1 flacon(s) en verre de 25 g avec seringue pour administration orale
64877364	JOSACINE 500 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	3230657	3400932306572	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
64877364	JOSACINE 500 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	3230663	3400932306633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
64877364	JOSACINE 500 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	3230686	3400932306862	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
64877364	JOSACINE 500 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	3230692	3400932306923	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64877364	JOSACINE 500 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	3475844	3400934758447	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 32 comprimé(s)
64877364	JOSACINE 500 mg, comprimé pelliculé	BAYER PHARMA	5566309	3400955663096	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
66563615	JOSACINE 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	3309577	3400933095772	8 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 750 mg
66563615	JOSACINE 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	3309583	3400933095833	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 750 mg
66563615	JOSACINE 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	3309608	3400933096083	16 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 750 mg
66563615	JOSACINE 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	3309614	3400933096144	50 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 750 mg
66563615	JOSACINE 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	5563392	3400955633921	100 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 750 mg
66563615	JOSACINE 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	BAYER PHARMA	5563400	3400955634003	200 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 750 mg
67559559	JOSACINE 500 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	BAYER PHARMA	3236016	3400932360161	1 flacon(s) en verre de 20 g avec seringue pour administration orale
60212424	JOSACINE DISPERSIBLE 1000 mg ADULTES, comprimé dispersible	BAYER PHARMA	3394117	3400933941178	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61827915	JOSACINE DISPERSIBLE 125 mg NOURRISSONS, comprimé dispersible	BAYER PHARMA	3394086	3400933940867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
64068633	JOSACINE DISPERSIBLE 500 mg, comprimé dispersible	BAYER PHARMA	3394100	3400933941000	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
67634645	JOSACINE DISPERSIBLE ENFANTS 250 mg, comprimé dispersible	BAYER PHARMA	3394092	3400933940928	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
66968873	JOSAMYCINE PROPIONATE BAYER 1000 mg ADULTES, comprimé dispersible	BAYER PHARMA	3395111	3400933951115	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63652749	JOSAMYCINE PROPIONATE BAYER 125 mg NOURRISSONS, comprimé dispersible	BAYER PHARMA	3394407	3400933944070	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
63321197	JOSAMYCINE PROPIONATE BAYER 250 mg ENFANTS, comprimé dispersible	BAYER PHARMA	3394436	3400933944360	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
64244309	JOSAMYCINE PROPIONATE BAYER 500 mg, comprimé dispersible	BAYER PHARMA	3394413	3400933944131	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
68187446	JOSIR L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3399824	3400933998240	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 30 gélule(s)
69840188	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, comprimé pelliculé	OMEGA PHARMA FRANCE	3160477	3400931604778	1 flacon(s) polyéthylène de 42 comprimé(s)
69840188	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, comprimé pelliculé	OMEGA PHARMA FRANCE	3334049	3400933340490	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 42 comprimé(s)
69840188	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, comprimé pelliculé	OMEGA PHARMA FRANCE	3334055	3400933340551	1 flacon(s) polyéthylène de 180 comprimé(s)
69840188	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, comprimé pelliculé	OMEGA PHARMA FRANCE	3334931	3400933349318	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 180 comprimé(s)
69840188	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, comprimé pelliculé	OMEGA PHARMA FRANCE	3390065	3400933900656	1 flacon(s) en verre de 42 comprimé(s)
69840188	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, comprimé pelliculé	OMEGA PHARMA FRANCE	3390071	3400933900717	1 flacon(s) en verre de 180 comprimé(s)
64834605	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel	OMEGA PHARMA FRANCE	3421179	3400934211799	1 tube(s) polyéthylène de 100 g
64834605	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, gel	OMEGA PHARMA FRANCE	3564789	3400935647894	1 flacon(s) polyéthylène de 100 g avec dispositif applicateur polypropylène
61397837	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, plantes pour tisane en sachet-dose	OMEGA PHARMA FRANCE	3544781	3400935447814	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8 g
63301515	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution à diluer pour application locale	CHEFARO ARDEVAL	3527311	3400935273116	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
67034180	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon	OMEGA PHARMA FRANCE	3054976	3400930549766	1 flacon(s) en verre de 210 ml
67034180	JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon	OMEGA PHARMA FRANCE	3334032	3400933340322	1 flacon(s) téréphtalate de polyéthylène de 210 ml
66951411	JUNIPERUS LEHNING COMPLEXE N 6, solution buvable	LEHNING	3059933	3400930599334	1 flacon(s) de 20 ml
68058017	JUSTOR 0,5 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3331559	3400933315597	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68058017	JUSTOR 0,5 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3352018	3400933520182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68024310	JUSTOR 1 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3331565	3400933315658	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68024310	JUSTOR 1 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3352024	3400933520243	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68024310	JUSTOR 1 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3736718	3400937367189	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
68024310	JUSTOR 1 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3736724	3400937367240	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
66804856	JUSTOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3331571	3400933315719	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66804856	JUSTOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3737669	3400937376693	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66804856	JUSTOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3737675	3400937376754	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66804856	JUSTOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3737681	3400937376815	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
66804856	JUSTOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	5569727	3400955697275	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 98 comprimé(s)
66804856	JUSTOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	5577603	3400955776031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
66804856	JUSTOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	5577626	3400955776260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3526300	3400935263001	1026 ml en poche à trois compartiments (PE/Polypropylène) ; boîte de 1
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3526317	3400935263179	1540 ml en poche à trois compartiments (PE/Polypropylène) ; boîte de 1
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3526323	3400935263230	2053 ml en poche à trois compartiments (PE/Polypropylène) ; boîte de 1
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3526346	3400935263469	2566 ml en poche à trois compartiments (PE/Polypropylène) ; boîte de 1
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3578194	3400935781949	1026 ml en poche à trois compartiments (PE/Polypropylène) ; boîte de 4
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3578202	3400935782021	1540 ml en poche à trois compartiments (PE/Polypropylène) ; boîte de 4
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3578219	3400935782199	2053 ml en poche à trois compartiments (PE/Polypropylène) ; boîte de 2
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3578225	3400935782250	2566 ml en poche à trois compartiments (PE/Polypropylène) ; boîte de 2
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777516	3400937775168	1026 ml en poche à trois compartiments (Polypropylène-co-éthylène) ; boîte de 1
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777522	3400937775229	1026 ml en poche à trois compartiments (Polypropylène-co-éthylène) ; boîte de 4
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777539	3400937775397	1540 ml en poche à trois compartiments (Polypropylène-co-éthylène) ; boîte de 1
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777551	3400937775519	1540 ml en poche à trois compartiments (Polypropylène-co-éthylène) ; boîte de 4
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777568	3400937775687	2053 ml en poche à trois compartiments (Polypropylène-co-éthylène) ; boîte de 1
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777574	3400937775748	2053 ml en poche à trois compartiments (Polypropylène-co-éthylène) ; boîte de 4
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777580	3400937775809	2566 ml en poche à trois compartiments (Polypropylène-co-éthylène) ; boîte de 1
63337059	KABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777597	3400937775977	2566 ml en poche à trois compartiments (Polypropylène-co-éthylène) ; boîte de 3
65415186	KACELRIC SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée au cyclamate de sodium	RICHARD	3408977	3400934089770	1 flacon(s) en verre de 250 ml
61223053	KACELRIC SANS SUCRE, solution buvable en sachet édulcorée au cyclamate de sodium	RICHARD	3408983	3400934089831	20 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium polyester de 15 ml
61223053	KACELRIC SANS SUCRE, solution buvable en sachet édulcorée au cyclamate de sodium	RICHARD	3409008	3400934090080	100 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium polyester de 15 ml
61614988	KADRIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786917	3400937869171	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
61614988	KADRIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786923	3400937869232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
61614988	KADRIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786946	3400937869461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61614988	KADRIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786952	3400937869522	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61614988	KADRIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786969	3400937869690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
61614988	KADRIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786975	3400937869751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
61614988	KADRIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786981	3400937869812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
61614988	KADRIGINE 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	5705478	3400957054786	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 200 comprimé(s)
61065105	KADRIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786828	3400937868280	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
61065105	KADRIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786834	3400937868341	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
61065105	KADRIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786840	3400937868402	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61065105	KADRIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786857	3400937868570	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61065105	KADRIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786863	3400937868631	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
61065105	KADRIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786886	3400937868860	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
61065105	KADRIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	5705455	3400957054557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61065105	KADRIGINE 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	5705461	3400957054618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 200 comprimé(s)
60561924	KADRIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787064	3400937870641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
60561924	KADRIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787070	3400937870702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
60561924	KADRIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787087	3400937870870	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60561924	KADRIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787093	3400937870931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60561924	KADRIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787101	3400937871013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
60561924	KADRIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787118	3400937871181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
60561924	KADRIGINE 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787124	3400937871242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63382862	KALEORID LP 1000 mg, comprimé à libération prolongée	LEO FRANCE	3327782	3400933277826	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
63382862	KALEORID LP 1000 mg, comprimé à libération prolongée	LEO FRANCE	5570044	3400955700449	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
61958925	KALEORID LP 600 mg, comprimé à libération prolongée	LEO FRANCE	3055154	3400930551547	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
61958925	KALEORID LP 600 mg, comprimé à libération prolongée	LEO FRANCE	3321733	3400933217334	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69859103	KALETRA 133,3 mg/33,3 mg, capsule molle	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3566794	3400935667946	2 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 capsule(s)
69859103	KALETRA 133,3 mg/33,3 mg, capsule molle	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3566802	3400935668028	30 plaquette(s) thermoformée(s) PVC fluoropolymère de 6 capsule(s)
67969992	KALETRA 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3760993	3400937609937	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 120 comprimé(s)
67969992	KALETRA 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3761001	3400937610018	15 plaquette(s) thermoformée(s) PVC fluoropolymère de 8 comprimé(s)
69474926	KALETRA 80 mg/20 mg, solution buvable	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3566819	3400935668196	5 flacon(s) multidose(s) jaune(brun) polytéraphthalate (PET) de 60 ml avec seringue pour administration orale
67941726	KALIALE 100 mg, comprimé sécable	EFFIK	3693512	3400936935129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67941726	KALIALE 100 mg, comprimé sécable	EFFIK	3693529	3400936935297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67941726	KALIALE 100 mg, comprimé sécable	EFFIK	3693535	3400936935358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67941726	KALIALE 100 mg, comprimé sécable	EFFIK	3693541	3400936935419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s)
63896881	KALIALE 50 mg, comprimé sécable	EFFIK	3668158	3400936681583	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63394779	KALII CHLORIDUM COMPLEXE N° 41, solution buvable	LEHNING	3059778	3400930597781	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68278508	KALII IODATUM COMPLEXE N°84, solution buvable	LEHNING	3060178	3400930601785	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67577233	KALINOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5621623	3400956216239	1 bouteille acier ou aluminium de 5 l
67577233	KALINOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5621646	3400956216468	1 bouteille acier ou aluminium de 20 l
67577233	KALINOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5633968	3400956339686	1 bouteille aluminium de 15 l

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67577233	KALINOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5645227	3400956452279	1 bouteille(s) aluminium de 2 l
67577233	KALINOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5645233	3400956452330	1 bouteille(s) aluminium de 5 l
67577233	KALINOX 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5645256	3400956452569	1 bouteille(s) aluminium de 15 l
69176431	KALMIA COMPLEXE N°18, solution buvable	LEHNING	3059608	3400930596081	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67824819	KAMILLO, solution buvable en gouttes	MEDA PHARMA (FRANCE)	3458774	3400934587740	flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène haute densité (PEHD)
68528164	KAMILLOSAN, collutoire	MEDA PHARMA (FRANCE)	3458768	3400934587689	1 flacon(s) en verre de 30 ml brun avec pompe doseuse polypropylène polyoxyméthylène
65342083	KAMILLOSAN, solution à diluer pour bain de bouche et gargarisme	MEDA PHARMA (FRANCE)	3458751	3400934587511	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure
61950298	KAMYCINE 1 g, solution injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3055415	3400930554159	1 flacon(s) de 4 ml
61950298	KAMYCINE 1 g, solution injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5539169	3400955391692	25 flacon(s) de 4 ml
60074980	KAMYCINE 500 mg, solution injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3055378	3400930553787	2 ampoule(s) de 2 ml
60074980	KAMYCINE 500 mg, solution injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5539152	3400955391524	100 ampoule(s) de 2 ml
65328906	KANEURON 5,4 POUR CENT, solution buvable en gouttes	SERB	3055496	3400930554968	flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène avec pipette doseuse polystyrène polyéthylène basse densité (PEBD)
67256761	KAOBROL, comprimé à croquer	VENIPHARM	3308690	3400933086909	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
67256761	KAOBROL, comprimé à croquer	VENIPHARM	3308715	3400933087159	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62381191	KAOLOGEAIS, granulés	CHIESI	3216835	3400932168354	1 boîte(s) de 100 g avec cuillère-mesure
62381191	KAOLOGEAIS, granulés	CHIESI	3216841	3400932168415	1 boîte(s) de 250 g avec cuillère-mesure
62381191	KAOLOGEAIS, granulés	CHIESI	3216858	3400932168583	1 boîte(s) de 500 g avec cuillère-mesure
62381191	KAOLOGEAIS, granulés	CHIESI	5540741	3400955407416	1 boîte(s) de 1000 g avec cuillère-mesure
62787523	KAOMUTH, poudre orale en sachet	BAILLY CREAT	3294479	3400932944798	20 sachet(s) PVDC papier de 11 g
62787523	KAOMUTH, poudre orale en sachet	BAILLY CREAT	3344705	3400933447052	1 boîte(s) aluminium de 90 g
66457327	KAPANOL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439943	3400934399435	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 7 gélule(s)
66457327	KAPANOL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439966	3400934399664	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 gélule(s)
66457327	KAPANOL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439972	3400934399725	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
66457327	KAPANOL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439989	3400934399893	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
63725040	KAPANOL L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439854	3400934398544	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 7 gélule(s)
63725040	KAPANOL L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439860	3400934398605	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 gélule(s)
63725040	KAPANOL L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439877	3400934398773	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
63725040	KAPANOL L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439883	3400934398834	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
65749321	KAPANOL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439908	3400934399084	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 7 gélule(s)
65749321	KAPANOL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439914	3400934399145	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 gélule(s)
65749321	KAPANOL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439920	3400934399206	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
65749321	KAPANOL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3439937	3400934399374	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
61026643	KARAYAL, granulés	CHIESI	3224728	3400932247288	1 boîte(s) carton aluminium de 500 g avec cuillère-mesure
61026643	KARAYAL, granulés	CHIESI	3224734	3400932247349	1 boîte(s) carton aluminium de 1 kg avec cuillère-mesure
61026643	KARAYAL, granulés	CHIESI	3328729	3400933287290	1 boîte(s) carton aluminium de 250 g avec cuillère-mesure
61348441	KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet	SANOFI AVENTIS FRANCE	3324737	3400933247379	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 327,4 mg
61348441	KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet	SANOFI AVENTIS FRANCE	5567591	3400955675914	100 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 327,4 mg
68815221	KARDEGIC 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	SANOFI AVENTIS FRANCE	3322655	3400933226558	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
68815221	KARDEGIC 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	SANOFI AVENTIS FRANCE	5566864	3400955668640	100 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
67980049	KARDEGIC 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3523750	3400935237507	1 flacon(s) en verre de 1 g - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
67980049	KARDEGIC 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3523767	3400935237675	6 flacon(s) en verre de 1 g - 6 ampoule(s) en verre de 5 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67980049	KARDEGIC 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3523810	3400935238108	20 flacon(s) en verre de 1 g - 20 ampoule(s) en verre de 5 ml
62018101	KARDEGIC 500 mg/5 ml, poudre pour solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3537462	3400935374622	1 flacon(s) en verre de 1 g
62018101	KARDEGIC 500 mg/5 ml, poudre pour solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3537479	3400935374790	6 flacon(s) en verre de 1 g
62018101	KARDEGIC 500 mg/5 ml, poudre pour solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3537485	3400935374851	20 flacon(s) en verre de 1 g
64755969	KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3474419	3400934744198	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 153,45 mg
67247470	KAREGUL, poudre pour suspension buvable	ARKOPHARMA	3348502	3400933485023	1 boîte(s) polypropylène de 150 g
60693801	KARELYNE, gel pour application locale	URGO	3286652	3400932866526	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
60693801	KARELYNE, gel pour application locale	URGO	3299525	3400932995257	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60693801	KARELYNE, gel pour application locale	URGO	3303907	3400933039073	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
60693801	KARELYNE, gel pour application locale	URGO	3303913	3400933039134	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
60693801	KARELYNE, gel pour application locale	URGO	3303936	3400933039363	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
69583434	KASKADIL, poudre et solvant pour solution injectable	LFB-BIOMEDICAMENTS	5621066	3400956210664	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec système de transfert avec aiguille filtre
69583434	KASKADIL, poudre et solvant pour solution injectable	LFB-BIOMEDICAMENTS	5621072	3400956210725	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 20 ml avec système de transfert avec aiguille filtre
67499717	KAYEXALATE, poudre pour suspension orale et rectale	SANOFI AVENTIS FRANCE	3235086	3400932350865	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 454 g avec cuillère-mesure
69428971	KEAL 1 g, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3285500	3400932855001	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
69428971	KEAL 1 g, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3285517	3400932855179	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
69428971	KEAL 1 g, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3288450	3400932884506	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69428971	KEAL 1 g, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3288467	3400932884674	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69428971	KEAL 1 g, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5552690	3400955526902	1 flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
69428971	KEAL 1 g, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5554128	3400955541288	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68928009	KEAL 1 g, suspension buvable en sachet	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3339756	3400933397562	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 5 ml
68928009	KEAL 1 g, suspension buvable en sachet	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3344384	3400933443849	60 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 5 ml
66562004	KEAL 1g/5 ml, suspension buvable en flacon	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3339710	3400933397104	1 flacon(s) en verre de 150 ml - avec cuillère-mesure
66562004	KEAL 1g/5 ml, suspension buvable en flacon	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3339727	3400933397272	1 flacon(s) en verre de 250 ml - avec cuillère-mesure
66562004	KEAL 1g/5 ml, suspension buvable en flacon	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3339733	3400933397333	1 flacon(s) en verre de 300 ml - avec cuillère-mesure
60602431	KEAL 2 g, suspension buvable en sachet	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3339762	3400933397623	15 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 10 ml
60602431	KEAL 2 g, suspension buvable en sachet	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3339779	3400933397791	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 10 ml
60602431	KEAL 2 g, suspension buvable en sachet	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3339785	3400933397852	60 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 10 ml
62896704	KEFANDOL 750 mg, poudre pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3220943	3400932209439	1 flacon(s)
62896704	KEFANDOL 750 mg, poudre pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3220966	3400932209668	5 flacon(s)
62896704	KEFANDOL 750 mg, poudre pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3220972	3400932209729	10 flacon(s)
62896704	KEFANDOL 750 mg, poudre pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3220989	3400932209897	20 flacon(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62896704	KEFANDOL 750 mg, poudre pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3220995	3400932209958	30 flacon(s)
62896704	KEFANDOL 750 mg, poudre pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3221003	3400932210039	40 flacon(s)
62896704	KEFANDOL 750 mg, poudre pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3221026	3400932210268	50 flacon(s)
64064987	KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé	SCIENCEX	3198296	3400931982968	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64064987	KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé	SCIENCEX	3198304	3400931983040	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64064987	KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé	SCIENCEX	3198310	3400931983101	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64064987	KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé	SCIENCEX	3198327	3400931983279	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64064987	KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé	SCIENCEX	3198333	3400931983330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
64064987	KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé	SCIENCEX	3198652	3400931986522	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
64064987	KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé	SCIENCEX	5537503	3400955375036	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
67515064	KEFORAL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon	SCIENCEX	3129591	3400931295914	1 flacon(s) polyéthylène de 38,1 g
67515064	KEFORAL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon	SCIENCEX	3201549	3400932015498	1 flacon(s) polyéthylène de 63,5 g
61113105	KEFORAL 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	SCIENCEX	3171423	3400931714231	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
61386381	KEFORAL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon	SCIENCEX	3212139	3400932121397	1 flacon(s) polyéthylène de 66 g avec cuillère-mesure
61386381	KEFORAL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon	SCIENCEX	3212145	3400932121458	1 flacon(s) polyéthylène de 39,6 g avec cuillère-mesure
68446571	KEFORAL 500 mg, comprimé pelliculé	SCIENCEX	3135752	3400931357520	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
68446571	KEFORAL 500 mg, comprimé pelliculé	SCIENCEX	5537495	3400955374954	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64401931	KEFORAL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable	SCIENCEX	3272070	3400932720705	1 flacon(s) polyéthylène de 42,7 g
69802337	KEFZOL 1 g, poudre et solution pour préparation injectable (IM)	LILLY FRANCE	3180712	3400931807124	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 4 ml
66089715	KEFZOL 1 g, poudre et solution pour préparation injectable (IV)	LILLY FRANCE	3172730	3400931727309	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 3 ml
60677213	KEFZOL 2 g, poudre pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3193229	3400931932291	10 flacon(s) en verre
60585462	KEFZOL 250 mg I.V., poudre et solution pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3183604	3400931836049	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69322594	KEFZOL 500 mg I M, poudre et solution pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3183573	3400931835738	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
61951069	KEFZOL 500 mg I V, poudre et solution pour préparation injectable	LILLY FRANCE	3183596	3400931835967	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
62614400	KELOCYANOR 1,5 POUR CENT, solution injectable I.V.	SERB	3055792	3400930557921	6 ampoule(s) en verre de 20 ml
69352420	KELSEF 250 mg, granulé pour suspension buvable en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	3346118	3400933461188	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 dose(s)
69352420	KELSEF 250 mg, granulé pour suspension buvable en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	5574964	3400955749646	100 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 dose(s)
68744315	KELSEF 500 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3346093	3400933460938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 gélule(s)
68744315	KELSEF 500 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	5574958	3400955749585	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
65061047	KENACORT RETARD 40 mg/1 ml, suspension injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3055875	3400930558751	1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec seringue(s) polypropylène avec aiguille(s)
62899127	KENACORT RETARD 80 mg/2 ml, suspension injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3158457	3400931584575	1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) polypropylène avec aiguille(s)
67626292	KENALCOL, solution pour application cutanée	BRISTOL MYERS SQUIBB	3189127	3400931891277	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 25 ml avec pompe doseuse polyéthylène basse densité (PEBD) résine(s) acétal
63735593	KENDIX 5 POUR CENT, crème	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3494882	3400934948824	1 tube(s) aluminium de 2 g
66488746	KENTERA 3,9 mg/24 heures, dispositif transdermique	NICOBRAND	3651436	3400936514362	8 sachet(s)-dose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) papier
66488746	KENTERA 3,9 mg/24 heures, dispositif transdermique	NICOBRAND	5658247	3400956582471	24 sachet(s)-dose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) papier
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3508561	3400935085610	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3508578	3400935085788	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3508584	3400935085849	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3508590	3400935085900	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720427	3400937204279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720433	3400937204330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720456	3400937204569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720462	3400937204620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 91 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5616177	3400956161775	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 140 comprimé(s)
65430708	KENZEN 16 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5616183	3400956161836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 280 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3686995	3400936869950	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 7 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687003	3400936870031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687026	3400936870260	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 14 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687032	3400936870321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687049	3400936870499	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 20 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687055	3400936870550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687061	3400936870611	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 28 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687078	3400936870789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687084	3400936870840	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687090	3400936870901	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687109	3400936871090	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 56 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3687115	3400936871151	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3695095	3400936950955	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3695103	3400936951037	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5668174	3400956681747	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 98 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5668180	3400956681808	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5668197	3400956681976	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 140 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5668205	3400956682058	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 140 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5668211	3400956682119	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 280 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5668228	3400956682287	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 280 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671259	3400956712595	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 84 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671265	3400956712656	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671271	3400956712717	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671288	3400956712885	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671294	3400956712946	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 91 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671302	3400956713028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 91 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671319	3400956713196	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671325	3400956713257	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671331	3400956713318	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 300 comprimé(s)
69641318	KENZEN 32 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5671348	3400956713486	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 300 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3456930	3400934569302	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3456947	3400934569470	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3456953	3400934569531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3456976	3400934569760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3456982	3400934569821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 140 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720338	3400937203388	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720344	3400937203449	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720350	3400937203500	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720367	3400937203678	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 91 comprimé(s)
60323969	KENZEN 4 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5609154	3400956091546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 280 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3456999	3400934569999	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3457007	3400934570070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3457013	3400934570131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3457036	3400934570360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3457042	3400934570421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 140 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720373	3400937203739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720396	3400937203968	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720404	3400937204040	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	3720410	3400937204101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 91 comprimé(s)
61315306	KENZEN 8 mg, comprimé sécable	TAKEDA	5609160	3400956091607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 280 comprimé(s)
69817346	KEPIVANCE 6,25 mg, poudre pour solution injectable	AMGEN EUROPE	3702263	3400937022637	6 flacon(s) en verre
61901995	KEPPRA 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	UCB BELGIQUE	3758938	3400937589383	10 flacon(s) en verre de 5 ml
60132330	KEPPRA 100 mg/ml, solution buvable	UCB BELGIQUE	3702381	3400937023818	1 flacon(s) en verre brun de 300 ml avec 1 seringue(s) pour administration orale polyéthylène polystyrène
68719194	KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	3560219	3400935602190	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68719194	KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	3560225	3400935602251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68719194	KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	5632584	3400956325849	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65586187	KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	3560113	3400935601131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65586187	KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	3560136	3400935601360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65586187	KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	5632555	3400956325559	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68596770	KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	3560159	3400935601599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68596770	KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	3560165	3400935601650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68596770	KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	5632561	3400956325610	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68754537	KEPPRA 750 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	3560188	3400935601889	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68754537	KEPPRA 750 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	3560194	3400935601940	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68754537	KEPPRA 750 mg, comprimé pelliculé	UCB BELGIQUE	5632578	3400956325788	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69061176	KERAFILM, solution pour application locale	DUCRAY	3259520	3400932595204	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec applicateur polyéthylène et avec 6 disques protecteurs

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
69061176	KERAFILM, solution pour application locale	DUCRAY	3401403	3400934014031	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec applicateur polyéthylène et avec 10 disques protecteurs
67559107	KERATOCYNESINE, pommade	BOIRON	3055941	3400930559413	1 tube(s) de 20 g
65583102	KERATYL 1 POUR CENT, collyre en solution	CHAUVIN	3149300	3400931493006	1 flacon(s) en verre brun de 5 ml avec embout avec compte-gouttes PVC
61385938	KERLIDEX, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3287491	3400932874910	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61385938	KERLIDEX, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3287516	3400932875160	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 28 comprimé(s)
67675364	KERLOCAL 0,05 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3375947	3400933759476	1 tube(s) aluminium de 30 g
68825475	KERLOCAL 0,1 POUR CENT, lotion	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3376639	3400933766399	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec compte-gouttes
67702384	KERLONE 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3254942	3400932549429	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67702384	KERLONE 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3714645	3400937146456	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
67702384	KERLONE 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3714651	3400937146517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67702384	KERLONE 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5547246	3400955472469	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)
69073584	KESSAR 10 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	3290369	3400932903696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 30 comprimé(s)
69073584	KESSAR 10 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	3290375	3400932903757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 100 comprimé(s)
60479053	KESSAR 20 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	3290346	3400932903467	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 30 comprimé(s)
60479053	KESSAR 20 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	3290352	3400932903528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 100 comprimé(s)
63951694	KESTIN 10 mg, comprimé pelliculé	ALMIRALL	3403520	3400934035203	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63951694	KESTIN 10 mg, comprimé pelliculé	ALMIRALL	3403537	3400934035371	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
63951694	KESTIN 10 mg, comprimé pelliculé	ALMIRALL	3403543	3400934035432	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63951694	KESTIN 10 mg, comprimé pelliculé	ALMIRALL	3403566	3400934035661	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63951694	KESTIN 10 mg, comprimé pelliculé	ALMIRALL	5595860	3400955958604	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64579019	KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral	ALMIRALL	3675885	3400936758858	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 10 lyophilisat(s)
64579019	KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral	ALMIRALL	3675891	3400936758919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 20 lyophilisat(s)
64579019	KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral	ALMIRALL	3675916	3400936759169	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 30 lyophilisat(s)
64579019	KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral	ALMIRALL	5661835	3400956618354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 50 lyophilisat(s)
64579019	KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral	ALMIRALL	5661841	3400956618415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 100 lyophilisat(s)
69687625	KETAMINE PANPHARMA 250 mg/2,5 ml, solution injectable (I.M.-I.V.)	PANPHARMA	5562702	3400955627029	50 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
69687625	KETAMINE PANPHARMA 250 mg/2,5 ml, solution injectable (I.M.-I.V.)	PANPHARMA	5566367	3400955663676	25 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
69278297	KETAMINE PANPHARMA 250 mg/5 ml, solution injectable (I.V.-I.M.)	PANPHARMA	5562688	3400955626886	25 ampoule(s) en verre de 5 ml
62768665	KETAMINE PANPHARMA 50 mg/5 ml, solution injectable (I.V.-I.M.)	PANPHARMA	5562694	3400955626947	25 ampoule(s) en verre de 5 ml
69470123	KETEK 400 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS PHARMA	3575592	3400935755926	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69470123	KETEK 400 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS PHARMA	3575600	3400935756008	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
69470123	KETEK 400 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS PHARMA	3575617	3400935756176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69470123	KETEK 400 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS PHARMA	3640651	3400936406513	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
69470123	KETEK 400 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS PHARMA	5635246	3400956352463	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69576201	KETESSE 12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3461753	3400934617539	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69576201	KETESSE 12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3461776	3400934617768	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62128284	KETESSE 25 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3461782	3400934617829	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60205458	KETESSE 50 mg/2 ml, solution injectable ou solution à diluer pour perfusion	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3618864	3400936188648	6 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
60205458	KETESSE 50 mg/2 ml, solution injectable ou solution à diluer pour perfusion	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	5643352	3400956433520	100 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
62019705	KETOCONAZOLE McNEIL 1 POUR CENT, shampoing en flacon	MCNEIL	3476200	3400934762000	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml
62019705	KETOCONAZOLE McNEIL 1 POUR CENT, shampoing en flacon	MCNEIL	3476217	3400934762178	1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
65210103	KETOCONAZOLE McNEIL 1 POUR CENT, shampoing en sachet-dose	MCNEIL	3476223	3400934762239	6 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 6 ml
65210103	KETOCONAZOLE McNEIL 1 POUR CENT, shampoing en sachet-dose	MCNEIL	3476246	3400934762468	8 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 6 ml
65210103	KETOCONAZOLE McNEIL 1 POUR CENT, shampoing en sachet-dose	MCNEIL	3476252	3400934762529	10 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 6 ml
65210103	KETOCONAZOLE McNEIL 1 POUR CENT, shampoing en sachet-dose	MCNEIL	3476269	3400934762697	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 6 ml
67555436	KETODERM 2 %, gel en récipient unidose	JANSSEN CILAG	3330666	3400933306663	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 20 g
66873350	KETODERM 2 %, gel en sachet-dose	JANSSEN CILAG	3330689	3400933306892	4 sachet(s)-dose(s) aluminium polyester polyéthylène de 6 g
66873350	KETODERM 2 %, gel en sachet-dose	JANSSEN CILAG	3330695	3400933306953	8 sachet(s)-dose(s) aluminium polyester polyéthylène de 6 g
60557096	KETODERM 2 POUR CENT, crème	JANSSEN CILAG	3284357	3400932843572	1 tube(s) aluminium de 30 g
60557096	KETODERM 2 POUR CENT, crème	JANSSEN CILAG	3292492	3400932924929	1 tube(s) aluminium de 15 g
67684737	KETODERM 2 POUR CENT, gel pour application locale en flacon (gel moussant)	JANSSEN CILAG	3330672	3400933306724	1 flacon(s) polyéthylène de 100 g
62503880	KETOPROFENE ARROW L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	3601639	3400936016392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
62503880	KETOPROFENE ARROW L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	3601645	3400936016453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
62503880	KETOPROFENE ARROW L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	3601651	3400936016514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
62503880	KETOPROFENE ARROW L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	3601668	3400936016682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62503880	KETOPROFENE ARROW L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	5639942	3400956399420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
63778153	KETOPROFENE BIOGALENIQUE 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3395329	3400933953294	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
63778153	KETOPROFENE BIOGALENIQUE 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3395335	3400933953355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 gélule(s)
63778153	KETOPROFENE BIOGALENIQUE 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3395341	3400933953416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
63778153	KETOPROFENE BIOGALENIQUE 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3395358	3400933953584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61381943	KETOPROFENE BIOGARAN 2,5 %, gel	BIOGARAN	3530201	3400935302014	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
67613804	KETOPROFENE CEDIAT MEDIFFUSION 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)	CEDIAT MEDIFFUSION	3742848	3400937428484	2 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
67613804	KETOPROFENE CEDIAT MEDIFFUSION 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)	CEDIAT MEDIFFUSION	3742854	3400937428545	6 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
61832054	KETOPROFENE EG 2,5 %, gel	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3616724	3400936167247	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
61832054	KETOPROFENE EG 2,5 %, gel	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3616730	3400936167308	1 tube(s) aluminium verni de 120 g
67196061	KETOPROFENE ETHYPHARM LP 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3509023	3400935090232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
67196061	KETOPROFENE ETHYPHARM LP 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3509046	3400935090461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67196061	KETOPROFENE ETHYPHARM LP 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3509052	3400935090522	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
67196061	KETOPROFENE ETHYPHARM LP 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3509069	3400935090690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60732649	KETOPROFENE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3501932	3400935019325	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
60732649	KETOPROFENE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3501949	3400935019493	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
60732649	KETOPROFENE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3501955	3400935019554	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
60732649	KETOPROFENE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3501961	3400935019615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61287159	KETOPROFENE G GAM LP 100 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3509112	3400935091123	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
61287159	KETOPROFENE G GAM LP 100 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3509129	3400935091291	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
61287159	KETOPROFENE G GAM LP 100 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3509135	3400935091352	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
61287159	KETOPROFENE G GAM LP 100 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3509141	3400935091413	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
65523564	KETOPROFENE G GAM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3508986	3400935089861	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
65523564	KETOPROFENE G GAM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3508992	3400935089922	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
65523564	KETOPROFENE G GAM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3509000	3400935090003	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
65523564	KETOPROFENE G GAM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3509017	3400935090171	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
64607842	KETOPROFENE GNR LP 100 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3509075	3400935090751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
64607842	KETOPROFENE GNR LP 100 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3509081	3400935090812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
64607842	KETOPROFENE GNR LP 100 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3509098	3400935090980	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
64607842	KETOPROFENE GNR LP 100 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3509106	3400935091062	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60187953	KETOPROFENE GONNON 2,5 %, gel	MERCK GENERIQUES	3647819	3400936478190	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
60187953	KETOPROFENE GONNON 2,5 %, gel	MERCK GENERIQUES	3675000	3400936750005	1 tube(s) aluminium verni de 120 g
63723317	KETOPROFENE IVAX 2,5 %, gel	IVAX PHARMACEUTICALS	3588608	3400935886088	1 tube(s) aluminium de 60 g
65106204	KETOPROFENE IVAX L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3626792	3400936267923	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
65106204	KETOPROFENE IVAX L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3626800	3400936268005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 gélule(s)
65106204	KETOPROFENE IVAX L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3626817	3400936268173	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
65106204	KETOPROFENE IVAX L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3626823	3400936268234	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
64566057	KETOPROFENE MEDIFFUSION 2,5 %, gel	CEDIAT MEDIFFUSION	3647162	3400936471627	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
64566057	KETOPROFENE MEDIFFUSION 2,5 %, gel	CEDIAT MEDIFFUSION	3647179	3400936471795	1 tube(s) aluminium verni de 120 g
68992780	KETOPROFENE MENARINI 2,5 POUR CENT, gel	MENARINI FRANCE	3485883	3400934858833	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
68992780	KETOPROFENE MENARINI 2,5 POUR CENT, gel	MENARINI FRANCE	3485908	3400934859083	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
68992780	KETOPROFENE MENARINI 2,5 POUR CENT, gel	MENARINI FRANCE	3485914	3400934859144	1 tube(s) aluminium verni de 70 g
68481597	KETOPROFENE MERCK 2,5 POUR CENT, gel	MERCK GENERIQUES	3381770	3400933817701	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
68481597	KETOPROFENE MERCK 2,5 POUR CENT, gel	MERCK GENERIQUES	3649333	3400936493339	1 tube(s) aluminium verni de 120 g
60589222	KETOPROFENE MERCK LP 100 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3533056	3400935330567	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
60589222	KETOPROFENE MERCK LP 100 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3533062	3400935330628	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
60589222	KETOPROFENE MERCK LP 100 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3533079	3400935330796	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
60589222	KETOPROFENE MERCK LP 100 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3533085	3400935330857	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
65249953	KETOPROFENE MERCK LP 200 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3533091	3400935330918	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
65249953	KETOPROFENE MERCK LP 200 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3533116	3400935331168	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
65249953	KETOPROFENE MERCK LP 200 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3533122	3400935331229	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
65249953	KETOPROFENE MERCK LP 200 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3533139	3400935331397	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68210642	KETOPROFENE RATIOPHARM 2,5 %, gel	RATIOPHARM	3616718	3400936167186	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
68210642	KETOPROFENE RATIOPHARM 2,5 %, gel	RATIOPHARM	3622067	3400936220676	1 tube(s) aluminium verni de 120 g

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
60554125	KETOPROFENE RPG 100 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3411459	3400934114595	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60554125	KETOPROFENE RPG 100 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5597333	3400955973331	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68151560	KETOPROFENE RPG 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.)	AVENTIS	3429198	3400934291982	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
68151560	KETOPROFENE RPG 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.)	AVENTIS	3429206	3400934292064	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 5 ml
68284984	KETOPROFENE RPG 100 mg, suppositoire	AVENTIS	3411442	3400934114427	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 12 suppositoire(s)
65289499	KETOPROFENE RPG 150 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3349714	3400933497149	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65289499	KETOPROFENE RPG 150 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3349720	3400933497200	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65657766	KETOPROFENE RPG 2,5 POUR CENT, gel	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3310959	3400933109592	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
61712279	KETOPROFENE RPG 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407311	3400934073113	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 gélule(s)
62013467	KETOPROFENE RPG LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3349737	3400933497378	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
62013467	KETOPROFENE RPG LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3783451	3400937834513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60573392	KETOPROFENE RPG LP 200 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3414050	3400934140501	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
60123979	KETOPROFENE SANDOZ 2,5 %, gel	SANDOZ	3661860	3400936618602	1 tube(s) aluminium de 60 g avec spatule(s) polystyrène
60123979	KETOPROFENE SANDOZ 2,5 %, gel	SANDOZ	3661877	3400936618770	1 tube(s) aluminium de 120 g avec spatule(s) polystyrène
60123979	KETOPROFENE SANDOZ 2,5 %, gel	SANDOZ	3676413	3400936764132	1 tube(s) doseur polypropylène de 120 g
61285247	KETOPROFENE SANDOZ LP 200 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3508940	3400935089403	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
61285247	KETOPROFENE SANDOZ LP 200 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3508957	3400935089571	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
61285247	KETOPROFENE SANDOZ LP 200 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3508963	3400935089632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61285247	KETOPROFENE SANDOZ LP 200 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3681880	3400936818804	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
69445611	KETOPROFENE TEVA 2,5 %, gel	TEVA CLASSICS	3611164	3400936111646	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
61585013	KETOPROFENE TEVA 25 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3394301	3400933943011	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 20 comprimé(s)
61781478	KETOPROFENE TEVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3538792	3400935387929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
61781478	KETOPROFENE TEVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3538800	3400935388001	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
61781478	KETOPROFENE TEVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3538817	3400935388179	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61781478	KETOPROFENE TEVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3611170	3400936111707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
69988190	KETOPROFENE THERAPLIX LP 150 mg, comprimé sécable à double noyau et à libération prolongée	THERAPLIX	3349743	3400933497439	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60099325	KETOPROFENE THERAPLIX LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	THERAPLIX	3349766	3400933497668	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
67229127	KETOPROFENE WINTHROP 2,5 %, gel	WINTHROP MEDICAMENTS	3674590	3400936745902	1 tube(s) aluminium de 60 g
67229127	KETOPROFENE WINTHROP 2,5 %, gel	WINTHROP MEDICAMENTS	5640000	3400956400003	50 tube(s) aluminium de 60 g
66534581	KETOSTERIL, comprimé enrobé	FRESENIUS KABI FRANCE	3360874	3400933608743	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61744679	KETOTIFENE G GAM 1 mg, gélule	G GAM	3515354	3400935153548	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 gélule(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60552619	KETREL 0,050 POUR CENT, crème	BIORGA	3408836	3400934088360	1 tube(s) aluminium de 30 g
69159834	KETUM 100 mg, comprimé pelliculé	MENARINI FRANCE	3392791	3400933927912	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63736058	KETUM 2,5 POUR CENT, gel	MENARINI FRANCE	3335497	3400933354978	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
63736058	KETUM 2,5 POUR CENT, gel	MENARINI FRANCE	3335505	3400933355050	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
63736058	KETUM 2,5 POUR CENT, gel	MENARINI FRANCE	3358363	3400933583637	1 tube(s) aluminium verni de 70 g
63736058	KETUM 2,5 POUR CENT, gel	MENARINI FRANCE	3444447	3400934444470	1 tube(s) polyéthylène polypropylène polyacétal de 60 g
63736058	KETUM 2,5 POUR CENT, gel	MENARINI FRANCE	3444453	3400934444531	1 tube(s) polyéthylène polypropylène polyacétal de 70 g
63736058	KETUM 2,5 POUR CENT, gel	MENARINI FRANCE	3444476	3400934444760	1 tube(s) polyéthylène polypropylène polyacétal de 120 g
64175336	KETUM L P 200 mg, gélule à libération prolongée	MENARINI FRANCE	3392816	3400933928162	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
60880103	KIDARGOL 0,005 POUR CENT, solution nasale pour pulvérisation	ZYDUS FRANCE	3056107	3400930561072	1 ampoule(s) en verre brun de 10 ml avec flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène
60880103	KIDARGOL 0,005 POUR CENT, solution nasale pour pulvérisation	ZYDUS FRANCE	3397021	3400933970215	1 ampoule(s) en verre brun de 10 ml avec flacon(s) pulvérisateur(s) en verre brun
67313600	KIDROLASE 10 000 U.I., poudre et solvant pour solution injectable	OPI	3118104	3400931181040	1 flacon(s) en verre de 7 ml - 1 ampoule(s) en verre de 3 ml
67313600	KIDROLASE 10 000 U.I., poudre et solvant pour solution injectable	OPI	5525204	3400955252047	10 flacon(s) en verre de 7 ml
61917985	KINERET 100 mg, solution injectable en flacon	AMGEN EUROPE	3594684	3400935946843	1 flacon(s) en verre de 0,67 ml
63948972	KINERET 100 mg, solution injectable en seringue préremplie	AMGEN EUROPE	3594655	3400935946553	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,67 ml avec aiguille(s) acier
63948972	KINERET 100 mg, solution injectable en seringue préremplie	AMGEN EUROPE	3594661	3400935946614	7 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,67 ml avec aiguille(s) acier
63948972	KINERET 100 mg, solution injectable en seringue préremplie	AMGEN EUROPE	3594678	3400935946782	28 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,67 ml avec aiguille(s) acier
67893480	KINOCYSTON, solution buvable	PLANTES ET MEDECINES	3372328	3400933723286	1 flacon(s) en verre de 90 ml
67893480	KINOCYSTON, solution buvable	PLANTES ET MEDECINES	3396205	3400933962050	1 flacon(s) en verre de 120 ml
69399740	KINOX 225 pmm mole/mole, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5651009	3400956510092	1 bouteille(s) acier ou aluminium de 5 l
69399740	KINOX 225 pmm mole/mole, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5651015	3400956510153	1 bouteille(s) acier ou aluminium de 20 l
66393084	KINOX 450 ppm mole/mole, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5651021	3400956510214	1 bouteille(s) acier ou aluminium de 5 l
66393084	KINOX 450 ppm mole/mole, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5651038	3400956510382	1 bouteille(s) acier ou aluminium de 20 l
64692091	KINTUXIL 0,25 POUR CENT, sirop	PALBIAN	3442359	3400934423598	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
64010594	KINUREA-H, solution injectable	ALEPT	3056171	3400930561713	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
64010594	KINUREA-H, solution injectable	ALEPT	3329835	3400933298357	2 ampoule(s) en verre de 5 ml
64010594	KINUREA-H, solution injectable	ALEPT	5532032	3400955320326	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
67898029	KIOVIG 100 mg/ml, solution pour perfusion	BAXTER (AUTRICHE)	3732726	3400937327268	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67898029	KIOVIG 100 mg/ml, solution pour perfusion	BAXTER (AUTRICHE)	3732732	3400937327329	1 flacon(s) en verre de 25 ml
67898029	KIOVIG 100 mg/ml, solution pour perfusion	BAXTER (AUTRICHE)	3732749	3400937327497	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67898029	KIOVIG 100 mg/ml, solution pour perfusion	BAXTER (AUTRICHE)	3732755	3400937327558	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67898029	KIOVIG 100 mg/ml, solution pour perfusion	BAXTER (AUTRICHE)	3732844	3400937328449	1 flacon(s) en verre de 200 ml
66024009	KIPOS 400 UI, capsule molle	IPRAD	3535842	3400935358424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 capsule(s)
66024009	KIPOS 400 UI, capsule molle	IPRAD	3535859	3400935358592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 capsule(s)
66024009	KIPOS 400 UI, capsule molle	IPRAD	3535865	3400935358653	piilulier(s) polyéthylène de 30 capsule(s)
66024009	KIPOS 400 UI, capsule molle	IPRAD	3535871	3400935358714	piilulier(s) polyéthylène de 60 capsule(s)
66024009	KIPOS 400 UI, capsule molle	IPRAD	5624142	3400956241422	piilulier(s) polyéthylène de 120 capsule(s)
61981984	KIPOS 800 UI, capsule molle	IPRAD	3535888	3400935358882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 capsule(s)
61981984	KIPOS 800 UI, capsule molle	IPRAD	3535894	3400935358943	piilulier(s) polyéthylène de 60 capsule(s)
61981984	KIPOS 800 UI, capsule molle	IPRAD	5624159	3400956241590	piilulier(s) polyéthylène de 120 capsule(s)
69855489	KIVEXA 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3657284	3400936572843	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69855489	KIVEXA 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3657290	34009336572904	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
69706253	KLEAN PREP, poudre pour solution buvable en sachet	NORGINE PHARMA	3360213	3400933602130	2 sachet(s) polyéthylène aluminium papier de 68,95 g - 2 sachet(s) aluminium papier polyéthylène de 0,6 g
69706253	KLEAN PREP, poudre pour solution buvable en sachet	NORGINE PHARMA	3366635	3400933666354	4 sachet(s) polyéthylène aluminium papier de 68,58 g - 4 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 0,6 g
68216773	KLIOGEST, comprimé pelliculé	NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE	3314555	3400933145552	1 distributeur journalier polystyrène polypropylène de 28 comprimé(s)
64471029	KLIPAL 500 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3283783	3400932837830	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
64471029	KLIPAL 500 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3283814	3400932838141	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
64471029	KLIPAL 500 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3283820	3400932838202	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 32 comprimé(s)
61462142	KLIPAL 60 mg/2 ml, solution buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3263852	3400932638529	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml avec cuillère-mesure de 2 ml
62110311	KLIPAL CODEINE 300 mg/25 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3361046	3400933610463	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
62110311	KLIPAL CODEINE 300 mg/25 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3561561	3400935615619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
62110311	KLIPAL CODEINE 300 mg/25 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3574865	3400935748652	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
69722236	KLIPAL CODEINE 600 mg/50 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3574871	3400935748713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
69722236	KLIPAL CODEINE 600 mg/50 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5569549	3400955695493	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69722236	KLIPAL CODEINE 600 mg/50 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5583495	3400955834953	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
60317208	KLYSTON, solution rectale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3441437	3400934414374	6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml avec canule polyéthylène basse densité (PEBD)
60317208	KLYSTON, solution rectale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3441443	3400934414435	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml avec canule polyéthylène basse densité (PEBD)
60317208	KLYSTON, solution rectale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3441466	3400934414664	12 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml avec canule polyéthylène basse densité (PEBD)
60796281	KOGENATE BAYER 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	BAYER HEALTHCARE AG	5620954	3400956209545	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec nécessaire
60796281	KOGENATE BAYER 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	BAYER HEALTHCARE AG	5661924	3400956619245	1 flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert Bio-Set - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2,5 ml avec nécessaire(s)
65079682	KOGENATE BAYER 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable	BAYER HEALTHCARE AG	5620931	3400956209316	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec nécessaire
65079682	KOGENATE BAYER 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable	BAYER HEALTHCARE AG	5661901	3400956619016	1 flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert Bio-Set - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2,5 ml avec nécessaire(s)
63518458	KOGENATE BAYER 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable	BAYER HEALTHCARE AG	5620948	3400956209484	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec nécessaire
63518458	KOGENATE BAYER 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable	BAYER HEALTHCARE AG	5661918	3400956619184	1 flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert Bio-Set- 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2,5 ml avec nécessaire(s)
67747917	KOLA ASTIER, comprimé enrobé	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3056248	3400930562482	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
64105843	KOLA BOIRON, gélule	BOIRON	3420530	3400934205309	1 flacon(s) en verre de 50 gélule(s)
69702066	KOLATON, gélule	PHARMATOP	3309778	3400933097783	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60467236	KOREC 20 mg, comprimé enrobé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3317298	3400933172985	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
60467236	KOREC 20 mg, comprimé enrobé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3317306	3400933173067	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60467236	KOREC 20 mg, comprimé enrobé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3723667	3400937236676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 90 comprimé(s)
60467236	KOREC 20 mg, comprimé enrobé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3736612	3400937366120	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 84 comprimé(s)
68500485	KOREC 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3317275	3400933172756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 28 comprimé(s)
68500485	KOREC 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3317281	3400933172817	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
68500485	KOREC 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3723650	3400937236508	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 90 comprimé(s)
68500485	KOREC 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3736635	3400937366359	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 84 comprimé(s)
65283215	KORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3364748	3400933647483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 28 comprimé(s)
65283215	KORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3364754	3400933647544	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
65283215	KORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3723673	3400937236737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 90 comprimé(s)
65283215	KORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3736629	3400937366298	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 84 comprimé(s)
61271735	KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable	ROCHE	3423451	3400934234514	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimé(s)
61271735	KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable	ROCHE	3423468	3400934234682	film(s) thermosoudé(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61271735	KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable	ROCHE	3423474	3400934234743	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68296050	KREDEX 25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3342416	3400933424169	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68296050	KREDEX 25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3426395	3400934263958	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68296050	KREDEX 25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3441992	3400934419928	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimé(s)
68296050	KREDEX 25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3442000	3400934420009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide aluminium de 28 comprimé(s)
68296050	KREDEX 25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3442023	3400934420238	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 28 comprimé(s)
63273037	KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable	ROCHE	3487675	3400934876752	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
63273037	KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable	ROCHE	3487681	3400934876813	film(s) thermosoudé(s) PVC aluminium polyamide de 14 comprimé(s)
63273037	KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable	ROCHE	3487698	3400934876981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s)
63273037	KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable	ROCHE	3487706	3400934877063	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63273037	KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable	ROCHE	3487712	3400934877124	film(s) thermosoudé(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
63273037	KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable	ROCHE	3487729	3400934877292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
64233832	KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3423385	3400934233852	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 14 comprimé(s)
64233832	KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3423391	3400934233913	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimé(s)
64233832	KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3423416	3400934234163	film(s) thermosoudé(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
64233832	KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3423422	3400934234224	film(s) thermosoudé(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
64233832	KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3423439	3400934234392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s)
64233832	KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3423445	3400934234453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
60710318	KRENOSIN 6 mg/2 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5611688	3400956116881	6 flacon(s) en verre de 2 ml
65771200	KREOSOTUM COMPLEXE N°62, solution buvable	LEHNING	3059979	3400930599792	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66799366	KRYPTOSCAN, générateur de rubidium [81 Rb]/ krypton [81m Kr] pour l'éluion par l'air	MALLINCKRODT FRANCE	5599680	3400955996804	générateur(s) de 70 à 740 MBq avec valve(s) respiratoire
66714316	KWAI, comprimé enrobé	LICHTWER PHARMA	3318257	3400933182571	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69717584	KYNO 100 mg, gélule	ETHYPHARM	3566535	3400935665355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
69717584	KYNO 100 mg, gélule	ETHYPHARM	3566541	3400935665416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 9 gélule(s)
69717584	KYNO 100 mg, gélule	ETHYPHARM	3566558	3400935665584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
69717584	KYNO 100 mg, gélule	ETHYPHARM	3566564	3400935665645	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
69717584	KYNO 100 mg, gélule	ETHYPHARM	3566570	3400935665706	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69717584	KYNO 100 mg, gélule	ETHYPHARM	5634620	3400956346202	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
62840260	KYNO 50 mg, gélule	ETHYPHARM	3564192	3400935641922	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
62840260	KYNO 50 mg, gélule	ETHYPHARM	3564200	3400935642004	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
62840260	KYNO 50 mg, gélule	ETHYPHARM	3564217	3400935642172	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
67592694	KYTRIL 1 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3371576	3400933715762	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
67592694	KYTRIL 1 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3371582	3400933715823	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
67592694	KYTRIL 1 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3371599	3400933715991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
63420868	KYTRIL 2 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3430155	3400934301551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 1 comprimé(s)
63420868	KYTRIL 2 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3430161	3400934301612	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 5 comprimé(s)
69240421	KYTRIL 200 microgrammes/ml ENFANTS ET NOURRISSONS, solution buvable	ROCHE	3484547	3400934845475	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec pipette doseuse polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant
69000764	KYTRIL 3 mg/3 ml, solution injectable pour voie intraveineuse	ROCHE	3393543	3400933935436	1 ampoule(s) en verre de 3 ml
69000764	KYTRIL 3 mg/3 ml, solution injectable pour voie intraveineuse	ROCHE	3393566	3400933935665	5 ampoule(s) en verre de 3 ml
69000764	KYTRIL 3 mg/3 ml, solution injectable pour voie intraveineuse	ROCHE	3393572	3400933935726	10 ampoule(s) en verre de 3 ml
62782070	L 114, solution buvable en gouttes	LEHNING	3060296	3400930602966	1 flacon(s) de 30 ml
67690537	L 25, solution buvable en gouttes	LEHNING	3060304	3400930603048	1 flacon(s) de 30 ml
60177628	L 28, solution buvable en gouttes	LEHNING	3060310	3400930603109	1 flacon(s) de 30 ml
68789050	L 52, solution buvable en gouttes	LEHNING	3060327	3400930603277	1 flacon(s) de 30 ml
60202031	L 72, solution buvable en gouttes	LEHNING	3060333	3400930603338	1 flacon(s) de 30 ml
62818755	L 8, solution buvable, gouttes	LEHNING	3060356	3400930603567	1 flacon(s) de 30 ml
61333521	L THYROXINE ROCHE 0,2 mg/ml, solution injectable	ROCHE	3106408	3400931064084	6 ampoule(s) de 1 ml
61333521	L THYROXINE ROCHE 0,2 mg/ml, solution injectable	ROCHE	3253894	3400932538942	6 ampoule(s) de 1 ml
60380219	L THYROXINE ROCHE, comprimé sécable	ROCHE	3253919	3400932539192	tube(s) de 30 comprimé(s)
65532702	L THYROXINE ROCHE, solution buvable en gouttes	ROCHE	3253902	3400932539024	1 flacon(s) en verre de 15 ml avec compte-gouttes
65184587	LACCODERME A L'HUILE DE CADE, pommade	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3061054	3400930610541	1 tube(s) aluminium verni de 38 g
65088966	LACCODERME ACIDE SALICYLIQUE, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3056395	3400930563953	1 tube(s) aluminium verni de 48 g
69904484	LACCODERME DALIBOUR, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3056403	3400930564035	1 tube(s) aluminium verni de 48 g
64502325	LACHESIS LEHNING COMPLEXE N 122, solution buvable	LEHNING	3059554	3400930595541	1 flacon(s) de 20 ml
64502325	LACHESIS LEHNING COMPLEXE N 122, solution buvable	LEHNING	3401656	3400934016561	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) de 30 ml
65928573	LACRIFLUID 0,13 %, collyre en solution	EUROPHTA	3552869	3400935528698	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 g
62590216	LACRIGEL 0,2 POUR CENT (0,001 g/0,5 g), gel ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3411821	3400934118210	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 g
62590216	LACRIGEL 0,2 POUR CENT (0,001 g/0,5 g), gel ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3411838	3400934118388	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 g
62590216	LACRIGEL 0,2 POUR CENT (0,001 g/0,5 g), gel ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3411844	3400934118449	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 g
67560255	LACRIGEL, gel ophtalmique	EUROPHTA	3319328	3400933193287	1 tube(s) aluminium polyéthylène de 5 g
67560255	LACRIGEL, gel ophtalmique	EUROPHTA	3352113	3400933521134	1 tube(s) aluminium polyéthylène de 10 g
67560255	LACRIGEL, gel ophtalmique	EUROPHTA	3404726	3400934047268	1 tube(s) aluminium polyéthylène de 15 g
63378013	LACRINORM 0,2 %, gel ophtalmique en récipient unidose	CHAUVIN	3552846	3400935528469	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
63378013	LACRINORM 0,2 %, gel ophtalmique en récipient unidose	CHAUVIN	3552852	3400935528520	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 g
69320390	LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique	CHAUVIN	3366658	3400933666583	1 tube(s) aluminium polyéthylène de 5 g
69320390	LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique	CHAUVIN	3366664	3400933666644	1 tube(s) aluminium polyéthylène de 10 g
60428518	LACRISERT, insert ophtalmique	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3288510	3400932885107	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-SAB de 60 insert(s) avec applicateur(s)
67361965	LACRYPOS 15 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	3345277	3400933452773	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67361965	LACRYPOS 15 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	3345283	3400933452834	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67361965	LACRYPOS 15 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	3378710	3400933787103	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67361965	LACRYPOS 15 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	5573396	3400955733966	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67361965	LACRYPOS 15 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	5573404	3400955734048	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
69071327	LACRYPOS, collyre	ALCON	3243281	3400932432813	1 flacon(s) matière plastique de 10 ml
69998640	LACRYVISC, gel ophtalmique	ALCON	3347017	3400933470173	1 tube(s) polyéthylène aluminium avec canule de 5 g
69998640	LACRYVISC, gel ophtalmique	ALCON	3347023	3400933470234	1 tube(s) polyéthylène aluminium avec canule de 10 g
69998640	LACRYVISC, gel ophtalmique	ALCON	3376562	3400933765620	1 tube(s) polyéthylène aluminium avec canule de 15 g
61768865	LACRYVISC, gel ophtalmique en récipient unidose	ALCON	3347158	3400933471583	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 g
61768865	LACRYVISC, gel ophtalmique en récipient unidose	ALCON	3347164	3400933471644	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 g
61768865	LACRYVISC, gel ophtalmique en récipient unidose	ALCON	3419515	3400934195150	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 g
61768865	LACRYVISC, gel ophtalmique en récipient unidose	ALCON	3425289	3400934252891	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 g
66952196	LACTECON 3,335 g/5 ml, solution buvable	SOLVAY PHARMA	3737379	3400937373791	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
66952196	LACTECON 3,335 g/5 ml, solution buvable	SOLVAY PHARMA	3737385	3400937373852	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 300 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
66952196	LACTECON 3,335 g/5 ml, solution buvable	SOLVAY PHARMA	3737391	3400937373913	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
66952196	LACTECON 3,335 g/5 ml, solution buvable	SOLVAY PHARMA	3737416	3400937374163	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 1000 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
60535484	LACTEOL 170 mg, gélule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3220707	3400932207077	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 gélule(s)
60535484	LACTEOL 170 mg, gélule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3272408	3400932724086	1 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
60535484	LACTEOL 170 mg, gélule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3382692	3400933826925	film(s) thermosoudé(s) de 20 gélule(s)
60535484	LACTEOL 170 mg, gélule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	5539815	3400955398158	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 gélule(s)
60535484	LACTEOL 170 mg, gélule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	5631231	3400956312313	film(s) thermosoudé(s) de 100 gélule(s)
67911779	LACTEOL 340 mg, gélule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3484783	3400934847837	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 gélule(s)
67911779	LACTEOL 340 mg, gélule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3484808	3400934848087	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 10 gélule(s)
67911779	LACTEOL 340 mg, gélule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	5620782	3400956207824	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 100 gélule(s)
67911779	LACTEOL 340 mg, gélule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	5620799	3400956207992	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 100 gélule(s)
61957392	LACTEOL 340 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3307360	3400933073602	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène
61957392	LACTEOL 340 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	AXCAN PHARMA (FRANCE)	5560637	3400955606376	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène
61526716	LACTEOL, comprimé	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3056627	3400930566275	12 tube(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
61526716	LACTEOL, comprimé	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3056633	3400930566336	3 tube(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
61526716	LACTEOL, comprimé	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3056656	3400930566565	6 tube(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
62368895	LACTEOL, suspension buvable en ampoule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3056596	3400930565964	14 ampoule(s) en verre brun
62368895	LACTEOL, suspension buvable en ampoule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3056604	3400930566046	7 ampoule(s) en verre brun
62368895	LACTEOL, suspension buvable en ampoule	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3056610	3400930566107	28 ampoule(s) en verre brun
61601325	LACTOMORRHUOL, poudre orale	DELPECH	3056745	3400930567456	1 flacon(s) de 100 g
64844738	LACTUFLOL 67 POUR CENT (10 g/15 ml), solution buvable en sachet	CHEPHASAAR	3429152	3400934291524	10 sachet(s) polyéthylène aluminium de 15 ml
64844738	LACTUFLOL 67 POUR CENT (10 g/15 ml), solution buvable en sachet	CHEPHASAAR	3429169	3400934291692	20 sachet(s) polyéthylène aluminium de 15 ml
69782888	LACTUFLOL 67 POUR CENT, solution buvable en flacon	CHEPHASAAR	3382114	3400933821142	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69782888	LACTUFLO 67 POUR CENT, solution buvable en flacon	CHEPHASAAR	3382120	3400933821203	1 flacon(s) en verre brun de 500 ml
69782888	LACTUFLO 67 POUR CENT, solution buvable en flacon	CHEPHASAAR	3382137	3400933821371	1 flacon(s) en verre brun de 1000 ml
69782888	LACTUFLO 67 POUR CENT, solution buvable en flacon	CHEPHASAAR	3382143	3400933821432	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
69782888	LACTUFLO 67 POUR CENT, solution buvable en flacon	CHEPHASAAR	3382166	3400933821661	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
69782888	LACTUFLO 67 POUR CENT, solution buvable en flacon	CHEPHASAAR	3382172	3400933821722	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
62270586	LACTULOSE ALMUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	BIOGARAN	3581664	3400935816641	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
62270586	LACTULOSE ALMUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	BIOGARAN	3581670	3400935816702	16 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
62270586	LACTULOSE ALMUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	BIOGARAN	3581687	3400935816870	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
62270586	LACTULOSE ALMUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	BIOGARAN	3581693	3400935816931	24 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
62270586	LACTULOSE ALMUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	BIOGARAN	3582942	3400935829429	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
62270586	LACTULOSE ALMUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	BIOGARAN	5637311	3400956373116	100 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63352029	LACTULOSE ARROW 10 g, solution buvable en sachet-dose	ARROW GENERIQUES	3598334	3400935983343	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63352029	LACTULOSE ARROW 10 g, solution buvable en sachet-dose	ARROW GENERIQUES	3598340	3400935983404	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63352029	LACTULOSE ARROW 10 g, solution buvable en sachet-dose	ARROW GENERIQUES	3598357	3400935983572	16 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63352029	LACTULOSE ARROW 10 g, solution buvable en sachet-dose	ARROW GENERIQUES	3598363	3400935983633	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63352029	LACTULOSE ARROW 10 g, solution buvable en sachet-dose	ARROW GENERIQUES	3599842	3400935998422	24 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63352029	LACTULOSE ARROW 10 g, solution buvable en sachet-dose	ARROW GENERIQUES	3599859	3400935998590	30 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
68168321	LACTULOSE BIOGALENIQUE 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3413777	3400934137778	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 15 ml
68168321	LACTULOSE BIOGALENIQUE 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3413783	3400934137839	60 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 15 ml
68168321	LACTULOSE BIOGALENIQUE 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3413808	3400934138089	400 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 15 ml
68168321	LACTULOSE BIOGALENIQUE 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3565240	3400935652409	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 15 ml
61479412	LACTULOSE BIOGALENIQUE 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3413642	3400934136429	1 flacon(s) en verre brun de 300 ml
61479412	LACTULOSE BIOGALENIQUE 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3413659	3400934136597	1 flacon(s) en verre brun de 600 ml
61479412	LACTULOSE BIOGALENIQUE 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3413760	3400934137600	1 flacon(s) en verre brun de 1000 ml
61479412	LACTULOSE BIOGALENIQUE 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3565257	3400935652577	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
64405125	LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	BIOGARAN	3473006	3400934730061	20 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène 50 µm de 15 ml
64405125	LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	BIOGARAN	3473012	3400934730122	20 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène 75 µm de 15 ml
62608575	LACTULOSE BIOGARAN 50 POUR CENT, solution buvable	BIOGARAN	3283808	3400932838080	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62608575	LACTULOSE BIOGARAN 50 POUR CENT, solution buvable	BIOGARAN	5552388	3400955523888	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66632634	LACTULOSE BIPHAR 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	SOLVAY PHARMA	3263705	3400932637058	20 sachet(s) aluminium polyéthylène polyester
66632634	LACTULOSE BIPHAR 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	SOLVAY PHARMA	3337987	3400933379872	8 sachet(s) aluminium polyester polyéthylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66632634	LACTULOSE BIPHAR 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	SOLVAY PHARMA	5552997	3400955529972	1 sachet(s) de 500 g
66524441	LACTULOSE BOUCHARA RECORDATI 10 g/16 ml, solution buvable en sachet-dose	BOUCHARA RECORDATI	3444246	3400934442469	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
66524441	LACTULOSE BOUCHARA RECORDATI 10 g/16 ml, solution buvable en sachet-dose	BOUCHARA RECORDATI	3444252	3400934442520	14 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
66524441	LACTULOSE BOUCHARA RECORDATI 10 g/16 ml, solution buvable en sachet-dose	BOUCHARA RECORDATI	3444269	3400934442698	16 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
66524441	LACTULOSE BOUCHARA RECORDATI 10 g/16 ml, solution buvable en sachet-dose	BOUCHARA RECORDATI	3444275	3400934442759	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
66524441	LACTULOSE BOUCHARA RECORDATI 10 g/16 ml, solution buvable en sachet-dose	BOUCHARA RECORDATI	3444281	3400934442810	24 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
69801317	LACTULOSE BOUCHARD 10 g, gelée orale en récipient unidose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3371033	3400933710330	10 récipient(s) unidose(s) PVC de 24,7 g
69801317	LACTULOSE BOUCHARD 10 g, gelée orale en récipient unidose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3371056	3400933710569	15 récipient(s) unidose(s) PVC de 24,7 g
69801317	LACTULOSE BOUCHARD 10 g, gelée orale en récipient unidose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3371062	3400933710620	100 récipient(s) unidose(s) PVC de 24,7 g
67427970	LACTULOSE BOUCHARD 40,5 POUR CENT, gelée orale en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3371079	3400933710798	1 pot(s) en verre de 300 g
60337036	LACTULOSE EG 10 g, solution buvable en sachet-dose	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3582882	3400935828828	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
60337036	LACTULOSE EG 10 g, solution buvable en sachet-dose	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3582899	3400935828996	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
60337036	LACTULOSE EG 10 g, solution buvable en sachet-dose	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3582907	3400935829078	16 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
60337036	LACTULOSE EG 10 g, solution buvable en sachet-dose	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3582913	3400935829139	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
60337036	LACTULOSE EG 10 g, solution buvable en sachet-dose	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3582936	3400935829368	24 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
67567367	LACTULOSE EG 66 %, solution buvable en flacon	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3532401	3400935324016	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
67567367	LACTULOSE EG 66 %, solution buvable en flacon	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3532418	3400935324184	1 flacon(s) en verre brun de 300 ml
67567367	LACTULOSE EG 66 %, solution buvable en flacon	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3532424	3400935324245	1 flacon(s) en verre brun de 600 ml
67567367	LACTULOSE EG 66 %, solution buvable en flacon	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3532430	3400935324306	1 flacon(s) en verre brun de 1000 ml
61781389	LACTULOSE EG 66,5 %, solution buvable en flacon	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3627113	3400936271135	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
61781389	LACTULOSE EG 66,5 %, solution buvable en flacon	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3627142	3400936271425	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
64652346	LACTULOSE G GAM 10 g, solution buvable en sachet-dose	G GAM	3581552	3400935815521	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
64652346	LACTULOSE G GAM 10 g, solution buvable en sachet-dose	G GAM	3581569	3400935815699	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
64652346	LACTULOSE G GAM 10 g, solution buvable en sachet-dose	G GAM	3582712	3400935827128	16 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
64652346	LACTULOSE G GAM 10 g, solution buvable en sachet-dose	G GAM	3582729	3400935827296	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
64652346	LACTULOSE G GAM 10 g, solution buvable en sachet-dose	G GAM	3582735	3400935827357	24 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
68232247	LACTULOSE GIFRER 10,2 g/15 ml, solution buvable en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3386632	3400933866327	10 récipient(s) unidose(s) PVC de 15 ml
68232247	LACTULOSE GIFRER 10,2 g/15 ml, solution buvable en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3386649	3400933866495	15 récipient(s) unidose(s) PVC de 15 ml
68232247	LACTULOSE GIFRER 10,2 g/15 ml, solution buvable en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3386655	3400933866556	20 récipient(s) unidose(s) PVC de 15 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62679063	LACTULOSE GIFRER 64 POUR CENT, solution buvable en flacon	GIFRER BARBEZAT	3386626	3400933866266	1 flacon(s) en verre de 150 ml
61491891	LACTULOSE H3 SANTE 10 g/16 ml, solution buvable en sachet	H3 (HCUBE) SANTE	3444298	3400934442988	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
61491891	LACTULOSE H3 SANTE 10 g/16 ml, solution buvable en sachet	H3 (HCUBE) SANTE	3444306	3400934443060	14 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
61491891	LACTULOSE H3 SANTE 10 g/16 ml, solution buvable en sachet	H3 (HCUBE) SANTE	3444312	3400934443121	16 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
61491891	LACTULOSE H3 SANTE 10 g/16 ml, solution buvable en sachet	H3 (HCUBE) SANTE	3444329	3400934443299	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
61491891	LACTULOSE H3 SANTE 10 g/16 ml, solution buvable en sachet	H3 (HCUBE) SANTE	3444335	3400934443350	24 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 16 ml
68503378	LACTULOSE H3 SANTE 66,5 %, solution buvable en flacon	H3 (HCUBE) SANTE	3627076	3400936270763	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
68503378	LACTULOSE H3 SANTE 66,5 %, solution buvable en flacon	H3 (HCUBE) SANTE	3627099	3400936270992	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
63337917	LACTULOSE IVAX 66,5 %, solution buvable en flacon	IVAX PHARMACEUTICALS	3631416	3400936314160	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
63337917	LACTULOSE IVAX 66,5 %, solution buvable en flacon	IVAX PHARMACEUTICALS	3631439	3400936314399	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
65739081	LACTULOSE LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	SOLVAY PHARMA	3388720	3400933887209	10 sachet(s) aluminium papier de 10 g
65739081	LACTULOSE LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	SOLVAY PHARMA	3388737	3400933887377	20 sachet(s) aluminium papier de 10 g
63302706	LACTULOSE LTM, poudre pour solution buvable en pot	SOLVAY PHARMA	3388677	3400933886776	1 pot(s) polypropylène de 150 g
63302706	LACTULOSE LTM, poudre pour solution buvable en pot	SOLVAY PHARMA	3388683	3400933886837	1 pot(s) polypropylène de 200 g
63302706	LACTULOSE LTM, poudre pour solution buvable en pot	SOLVAY PHARMA	3388708	3400933887087	1 pot(s) polypropylène de 350 g
63302706	LACTULOSE LTM, poudre pour solution buvable en pot	SOLVAY PHARMA	3388714	3400933887148	1 pot(s) polypropylène de 700 g
62358050	LACTULOSE MARCOFINA 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	IPRAD	3530388	3400935303882	20 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 15 ml
62358050	LACTULOSE MARCOFINA 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	IPRAD	3530394	3400935303943	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 15 ml
62358050	LACTULOSE MARCOFINA 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	IPRAD	3532387	3400935323873	60 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 15 ml
62358050	LACTULOSE MARCOFINA 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	IPRAD	3532393	3400935323934	400 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 15 ml
65533971	LACTULOSE MERCK 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	MERCK GENERIQUES	3398405	3400933984052	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
65533971	LACTULOSE MERCK 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	MERCK GENERIQUES	5608143	3400956081431	400 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
62829919	LACTULOSE MERCK 66 POUR CENT (10 g/15 ml), solution buvable en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3429175	3400934291753	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
62829919	LACTULOSE MERCK 66 POUR CENT (10 g/15 ml), solution buvable en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3429181	3400934291814	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
62404601	LACTULOSE MERCK 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	MERCK GENERIQUES	3398374	3400933983741	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62404601	LACTULOSE MERCK 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	MERCK GENERIQUES	3398380	3400933983802	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62404601	LACTULOSE MERCK 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	MERCK GENERIQUES	3398397	3400933983970	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63925817	LACTULOSE MERCK GENERIQUES 10 g, solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3583829	3400935838292	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63925817	LACTULOSE MERCK GENERIQUES 10 g, solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3583835	3400935838353	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63925817	LACTULOSE MERCK GENERIQUES 10 g, solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3583841	3400935838414	16 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63925817	LACTULOSE MERCK GENERIQUES 10 g, solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3583858	3400935838582	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63925817	LACTULOSE MERCK GENERIQUES 10 g, solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3583864	3400935838643	24 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63925817	LACTULOSE MERCK GENERIQUES 10 g, solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	5637280	3400956372805	100 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
67269837	LACTULOSE O.P.I.H. FRANCE 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	OPIH FRANCE	3530750	3400935307507	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 15 ml
67269837	LACTULOSE O.P.I.H. FRANCE 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	OPIH FRANCE	3530767	3400935307675	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 15 ml
67269837	LACTULOSE O.P.I.H. FRANCE 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	OPIH FRANCE	3530773	3400935307736	60 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 15 ml
67269837	LACTULOSE O.P.I.H. FRANCE 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	OPIH FRANCE	3530796	3400935307965	400 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 15 ml
61182222	LACTULOSE O.P.I.H. FRANCE 66 %, solution buvable en flacon	OPIH FRANCE	3530804	3400935308047	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
61182222	LACTULOSE O.P.I.H. FRANCE 66 %, solution buvable en flacon	OPIH FRANCE	3530810	3400935308108	1 flacon(s) en verre brun de 300 ml
61182222	LACTULOSE O.P.I.H. FRANCE 66 %, solution buvable en flacon	OPIH FRANCE	3530827	3400935308276	1 flacon(s) en verre brun de 600 ml
61182222	LACTULOSE O.P.I.H. FRANCE 66 %, solution buvable en flacon	OPIH FRANCE	3530833	3400935308337	1 flacon(s) en verre brun de 1000 ml
68816782	LACTULOSE PHARMEXOR 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3383295	3400933832957	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10,4 g
68816782	LACTULOSE PHARMEXOR 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3383303	3400933833039	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10,4 g
68816782	LACTULOSE PHARMEXOR 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3383326	3400933833268	60 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10,4 g
68816782	LACTULOSE PHARMEXOR 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5589457	3400955894575	400 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10,4 g
64787116	LACTULOSE QUALIMED 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	QUALIMED (LYON)	3419426	3400934194269	20 sachet(s) aluminium polyester polyéthylène de 15 ml
62873666	LACTULOSE QUALIMED 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	QUALIMED (LYON)	3419389	3400934193897	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62873666	LACTULOSE QUALIMED 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	QUALIMED (LYON)	3419395	3400934193958	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62873666	LACTULOSE QUALIMED 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	QUALIMED (LYON)	3419403	3400934194030	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63260577	LACTULOSE RATIOPHARM 10 g, solution buvable en sachet-dose	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3583870	3400935838704	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63260577	LACTULOSE RATIOPHARM 10 g, solution buvable en sachet-dose	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3583887	3400935838872	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63260577	LACTULOSE RATIOPHARM 10 g, solution buvable en sachet-dose	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3583893	3400935838933	16 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63260577	LACTULOSE RATIOPHARM 10 g, solution buvable en sachet-dose	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3583901	3400935839015	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63260577	LACTULOSE RATIOPHARM 10 g, solution buvable en sachet-dose	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3583918	3400935839183	24 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63260577	LACTULOSE RATIOPHARM 10 g, solution buvable en sachet-dose	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3583924	3400935839244	30 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63260577	LACTULOSE RATIOPHARM 10 g, solution buvable en sachet-dose	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5637297	3400956372973	100 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
67613099	LACTULOSE RPG 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3347649	3400933476496	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10,4 g
67613099	LACTULOSE RPG 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3347655	3400933476557	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10,4 g
67613099	LACTULOSE RPG 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3347661	3400933476618	60 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10,4 g
67613099	LACTULOSE RPG 10 g, poudre pour solution buvable en sachet	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5575194	3400955751946	400 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10,4 g
68000003	LACTULOSE RPG 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3548951	3400935489517	20 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 15 ml
68000003	LACTULOSE RPG 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3548968	3400935489685	30 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 15 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68000003	LACTULOSE RPG 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3548974	3400935489746	60 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 15 ml
68000003	LACTULOSE RPG 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3548980	3400935489807	400 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 15 ml
68206996	LACTULOSE RPG 66,5 %, solution buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3548916	3400935489166	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec gobelet doseur polypropylène de 200 ml
68206996	LACTULOSE RPG 66,5 %, solution buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3548922	3400935489227	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec gobelet doseur polypropylène de 300 ml
68206996	LACTULOSE RPG 66,5 %, solution buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3548939	3400935489395	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec gobelet doseur polypropylène de 500 ml
68206996	LACTULOSE RPG 66,5 %, solution buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3548945	3400935489456	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec gobelet doseur polypropylène de 1000 ml
61208902	LACTULOSE SANDOZ 10 g, solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3582758	3400935827586	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
61208902	LACTULOSE SANDOZ 10 g, solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3582764	3400935827647	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
61208902	LACTULOSE SANDOZ 10 g, solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3582770	3400935827708	16 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
61208902	LACTULOSE SANDOZ 10 g, solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3582793	3400935827937	24 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
61208902	LACTULOSE SANDOZ 10 g, solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3582801	3400935828019	30 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
61208902	LACTULOSE SANDOZ 10 g, solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3679771	3400936797710	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
61486474	LACTULOSE SANDOZ 66,5 %, solution buvable en flacon	SANDOZ	3627024	3400936270244	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
61486474	LACTULOSE SANDOZ 66,5 %, solution buvable en flacon	SANDOZ	3627047	3400936270473	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
68528367	LACTULOSE TEVA 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	TEVA CLASSICS	3386603	3400933866037	10 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
68528367	LACTULOSE TEVA 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	TEVA CLASSICS	3611520	3400936115200	20 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
68528367	LACTULOSE TEVA 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	TEVA CLASSICS	5589463	3400955894636	100 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
65512799	LACTULOSE WINTHROP 10 g, solution buvable en sachet-dose	WINTHROP MEDICAMENTS	3583769	3400935837691	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
65512799	LACTULOSE WINTHROP 10 g, solution buvable en sachet-dose	WINTHROP MEDICAMENTS	3583775	3400935837752	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
65512799	LACTULOSE WINTHROP 10 g, solution buvable en sachet-dose	WINTHROP MEDICAMENTS	3583781	3400935837813	16 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
65512799	LACTULOSE WINTHROP 10 g, solution buvable en sachet-dose	WINTHROP MEDICAMENTS	3583812	3400935838124	24 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
65512799	LACTULOSE WINTHROP 10 g, solution buvable en sachet-dose	WINTHROP MEDICAMENTS	3674609	3400936746091	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
65512799	LACTULOSE WINTHROP 10 g, solution buvable en sachet-dose	WINTHROP MEDICAMENTS	5637274	3400956372744	100 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
65423425	LACTULOSE WINTHROP 66,5 %, solution buvable en flacon	WINTHROP MEDICAMENTS	3674615	3400936746152	1 flacon(s) en verre brun avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène de 200 ml
65423425	LACTULOSE WINTHROP 66,5 %, solution buvable en flacon	WINTHROP MEDICAMENTS	3677298	3400936772984	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
69145553	LACTULOSE ZYDUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	3583350	3400935833501	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
69145553	LACTULOSE ZYDUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	3583367	3400935833679	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
69145553	LACTULOSE ZYDUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	3583373	3400935833730	16 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
69145553	LACTULOSE ZYDUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	3583396	3400935833969	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
69145553	LACTULOSE ZYDUS 10 g, solution buvable en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	3583404	3400935834041	24 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
61120128	LAFAMME 2 mg/2 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3575563	3400935755636	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61120128	LAFAMME 2 mg/2 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3575586	3400935755865	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61179151	LAIT DE MAGNESIE PHILLIPS 8,5 POUR CENT, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3064348	3400930643488	1 flacon(s) PVC de 225 ml
68272010	LAKA 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477062	3400934770623	1 flacon(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
68272010	LAKA 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477079	3400934770791	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
68272010	LAKA 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477085	3400934770852	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
68272010	LAKA 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477091	3400934770913	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 20 comprimé(s)
68272010	LAKA 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477116	3400934771163	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68272010	LAKA 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477122	3400934771224	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 50 comprimé(s)
68272010	LAKA 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5610134	3400956101344	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
68272010	LAKA 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5610140	3400956101405	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477139	3400934771392	1 flacon(s) polyéthylène de 12 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477145	3400934771453	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477151	3400934771514	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477168	3400934771682	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477174	3400934771743	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 12 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477180	3400934771804	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 14 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477197	3400934771972	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3477205	3400934772054	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5610157	3400956101573	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
67471290	LAKA 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5610163	3400956101634	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
62689634	LAMALINE, gélule	SOLVAY PHARMA	3515489	3400935154897	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 gélule(s)
62689634	LAMALINE, gélule	SOLVAY PHARMA	3515495	3400935154958	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 gélule(s)
62672962	LAMALINE, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3517293	3400935172938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
62672962	LAMALINE, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3517301	3400935173010	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
62672962	LAMALINE, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3517318	3400935173188	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 5 suppositoire(s)
62672962	LAMALINE, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3517324	3400935173249	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 10 suppositoire(s)
66584709	LAMICSTART 25 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3661914	3400936619142	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
69352363	LAMICSTART 50 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3661920	3400936619203	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 42 comprimé(s)
60539575	LAMICTAL 100 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3389895	3400933898953	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69658075	LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	GLAXOSMITHKLINE	3389866	3400933898663	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
61043653	LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible	GLAXOSMITHKLINE	3545817	3400935458179	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
61180335	LAMICTAL 200 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3389903	3400933899035	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
65667034	LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	GLAXOSMITHKLINE	3414736	3400934147364	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67995916	LAMICTAL 25 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3389872	3400933898724	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68080063	LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	GLAXOSMITHKLINE	3389843	3400933898434	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 15 comprimé(s)
68058063	LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer	GLAXOSMITHKLINE	3448356	3400934483561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65800495	LAMICTAL 50 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3389889	3400933898892	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67326619	LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer	GLAXOSMITHKLINE	3414713	3400934147135	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60418851	LAMIDERM 0,67 POUR CENT, émulsion pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3544054	3400935440549	1 tube(s) aluminium de 100 ml
60418851	LAMIDERM 0,67 POUR CENT, émulsion pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3544060	3400935440600	1 tube(s) aluminium de 200 ml
60418851	LAMIDERM 0,67 POUR CENT, émulsion pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3617095	3400936170957	tube(s) aluminium de 140 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61612243	LAMISIL 1 %, solution pour application cutanée	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3456829	3400934568299	1 flacon(s) polyéthylène de 30 ml avec embout applicateur
66102835	LAMISIL 1 %, solution pour pulvérisation cutanée	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3456812	3400934568121	1 flacon(s) polyéthylène de 30 ml avec dispositif pulvérisateur
66102835	LAMISIL 1 %, solution pour pulvérisation cutanée	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3558553	3400935585530	1 flacon(s) polyéthylène de 15 ml avec dispositif pulvérisateur
65054729	LAMISIL 1 POUR CENT, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3349588	3400933495886	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
65054729	LAMISIL 1 POUR CENT, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3349594	3400933495947	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
65054729	LAMISIL 1 POUR CENT, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3349602	3400933496029	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
65054729	LAMISIL 1 POUR CENT, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3349619	3400933496197	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66387487	LAMISIL 250 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3349559	3400933495596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
66387487	LAMISIL 250 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3349565	3400933495657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
66387487	LAMISIL 250 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3349571	3400933495718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
62128850	LAMISILATE 1 POUR CENT, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3349625	3400933496258	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
62128850	LAMISILATE 1 POUR CENT, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3570293	3400935702937	1 tube(s) aluminium verni de 7,5 g
67758027	LAMISILATE MONODOSE 1%, solution	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3770684	3400937706841	1 tube(s) polyéthylène aluminium de 4 g
65918216	LAMISILDERMGEL 1 %, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3500163	3400935001634	1 tube(s) aluminium verni de 5 g
65918216	LAMISILDERMGEL 1 %, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3500186	3400935001863	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
65918216	LAMISILDERMGEL 1 %, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3500192	3400935001924	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
65386749	LAMOTRIGINE BIOGARAN 100 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762762	3400937627627	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 21 comprimé(s)
65386749	LAMOTRIGINE BIOGARAN 100 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762779	3400937627795	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
65386749	LAMOTRIGINE BIOGARAN 100 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762785	3400937627856	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 42 comprimé(s)
65386749	LAMOTRIGINE BIOGARAN 100 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762791	3400937627917	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
65386749	LAMOTRIGINE BIOGARAN 100 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	5697336	3400956973361	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
64681216	LAMOTRIGINE BIOGARAN 200 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762816	3400937628167	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 21 comprimé(s)
64681216	LAMOTRIGINE BIOGARAN 200 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762822	3400937628228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
64681216	LAMOTRIGINE BIOGARAN 200 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762839	3400937628396	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 42 comprimé(s)
64681216	LAMOTRIGINE BIOGARAN 200 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	5697359	3400956973590	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
64681216	LAMOTRIGINE BIOGARAN 200 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	5697365	3400956973651	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62897973	LAMOTRIGINE BIOGARAN 25 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762615	3400937626156	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 21 comprimé(s)
62897973	LAMOTRIGINE BIOGARAN 25 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762621	3400937626217	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
62897973	LAMOTRIGINE BIOGARAN 25 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762638	3400937626385	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 42 comprimé(s)
62897973	LAMOTRIGINE BIOGARAN 25 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762644	3400937626446	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
62897973	LAMOTRIGINE BIOGARAN 25 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	5697342	3400956973422	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
60659891	LAMOTRIGINE BIOGARAN 50 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762710	3400937627108	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 21 comprimé(s)
60659891	LAMOTRIGINE BIOGARAN 50 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762727	3400937627276	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
60659891	LAMOTRIGINE BIOGARAN 50 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762733	3400937627337	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 42 comprimé(s)
60659891	LAMOTRIGINE BIOGARAN 50 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	3762756	3400937627566	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
60659891	LAMOTRIGINE BIOGARAN 50 mg, comprimé dispersible	BIOGARAN	5697313	3400956973132	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
66121974	LAMOTRIGINE GSK 100 mg, comprimé dispersible	GLAXOSMITHKLINE	3685961	3400936859616	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64527741	LAMOTRIGINE GSK 2 mg, comprimé dispersible	GLAXOSMITHKLINE	3685748	3400936857483	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
63747948	LAMOTRIGINE GSK 200 mg, comprimé dispersible	GLAXOSMITHKLINE	3685926	3400936859265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66797867	LAMOTRIGINE GSK 25 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3685866	3400936858664	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63497804	LAMOTRIGINE GSK 25 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT	GLAXOSMITHKLINE	3768486	3400937684866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
61631037	LAMOTRIGINE GSK 25 mg, comprimé dispersible	GLAXOSMITHKLINE	3685990	3400936859906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61676751	LAMOTRIGINE GSK 5 mg, comprimé dispersible	GLAXOSMITHKLINE	3685820	3400936858206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64375194	LAMOTRIGINE GSK 50 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT	GLAXOSMITHKLINE	3768440	3400937684408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 42 comprimé(s)
60060728	LAMOTRIGINE GSK 50 mg, comprimé dispersible	GLAXOSMITHKLINE	3685895	3400936858954	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67829684	LAMOTRIGINE IVAX 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786998	3400937869980	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
67829684	LAMOTRIGINE IVAX 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787006	3400937870061	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
67829684	LAMOTRIGINE IVAX 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787012	3400937870122	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67829684	LAMOTRIGINE IVAX 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787029	3400937870290	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67829684	LAMOTRIGINE IVAX 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787035	3400937870351	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
67829684	LAMOTRIGINE IVAX 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787041	3400937870412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
67829684	LAMOTRIGINE IVAX 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787058	3400937870580	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67829684	LAMOTRIGINE IVAX 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	5705484	3400957054847	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 200 comprimé(s)
62578192	LAMOTRIGINE IVAX 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786768	3400937867689	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
62578192	LAMOTRIGINE IVAX 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786774	3400937867740	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
62578192	LAMOTRIGINE IVAX 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786780	3400937867801	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62578192	LAMOTRIGINE IVAX 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786797	3400937867979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62578192	LAMOTRIGINE IVAX 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786805	3400937868051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
62578192	LAMOTRIGINE IVAX 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3786811	3400937868112	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
62578192	LAMOTRIGINE IVAX 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	5705432	3400957054328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62578192	LAMOTRIGINE IVAX 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	5705449	3400957054496	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 200 comprimé(s)
65529193	LAMOTRIGINE IVAX 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787130	3400937871303	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
65529193	LAMOTRIGINE IVAX 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787147	3400937871471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
65529193	LAMOTRIGINE IVAX 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787153	3400937871532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65529193	LAMOTRIGINE IVAX 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787176	3400937871761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65529193	LAMOTRIGINE IVAX 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787182	3400937871822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
65529193	LAMOTRIGINE IVAX 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787199	3400937871990	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
65529193	LAMOTRIGINE IVAX 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer	IVAX PHARMACEUTICALS	3787207	3400937872072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64146110	LAMOTRIGINE IVAX 50 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3688876	3400936888760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64146110	LAMOTRIGINE IVAX 50 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3688882	3400936888821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
64146110	LAMOTRIGINE IVAX 50 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3694279	3400936942790	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
64146110	LAMOTRIGINE IVAX 50 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	5668837	3400956688371	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61204779	LAMOTRIGINE PAUCOURT 100 mg, comprimé dispersible	PAUCOURT	3685949	3400936859494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64178880	LAMOTRIGINE PAUCOURT 2 mg, comprimé dispersible	PAUCOURT	3685731	3400936857315	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
63236932	LAMOTRIGINE PAUCOURT 200 mg, comprimé dispersible	PAUCOURT	3685903	3400936859036	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67001611	LAMOTRIGINE PAUCOURT 25 mg, comprimé	PAUCOURT	3685837	3400936858374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64543471	LAMOTRIGINE PAUCOURT 25 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT	PAUCOURT	3768457	3400937684576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
65345396	LAMOTRIGINE PAUCOURT 25 mg, comprimé dispersible	PAUCOURT	3685978	3400936859784	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61000762	LAMOTRIGINE PAUCOURT 5 mg, comprimé dispersible	PAUCOURT	3685808	3400936858084	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62506951	LAMOTRIGINE PAUCOURT 50 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT	PAUCOURT	3768428	3400937684286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 42 comprimé(s)
66230190	LAMOTRIGINE PAUCOURT 50 mg, comprimé dispersible	PAUCOURT	3685872	3400936858725	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61467036	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 50 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT	SAINT GERMAIN	3768434	3400937684347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 42 comprimé(s)
65909217	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 100 mg, comprimé dispersible	SAINT GERMAIN	3685955	3400936859555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69964104	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 2 mg, comprimé dispersible	SAINT GERMAIN	3685754	3400936857544	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
61038802	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 200 mg, comprimé dispersible	SAINT GERMAIN	3685932	3400936859326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61016948	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 25 mg, comprimé	SAINT GERMAIN	3685843	3400936858435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66279426	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 25 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT	SAINT GERMAIN	3768463	3400937684637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
61410373	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 25 mg, comprimé dispersible	SAINT GERMAIN	3685984	3400936859845	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61568747	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 5 mg, comprimé dispersible	SAINT GERMAIN	3685814	3400936858145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69052615	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 50 mg, comprimé dispersible	SAINT GERMAIN	3685889	3400936858893	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68403716	LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696781	3400936967816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68403716	LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696798	3400936967984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
68403716	LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696806	3400936968066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68403716	LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696812	3400936968127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68403716	LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696829	3400936968295	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
68403716	LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696835	3400936968356	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
68403716	LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	5672253	3400956722532	pilulier(s) polypropylène de 200 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63079979	LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696841	3400936968417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63079979	LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696858	3400936968585	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63079979	LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	5672276	3400956722761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
63079979	LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	5672282	3400956722822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63079979	LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	5672299	3400956722990	piulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
63079979	LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	5672307	3400956723072	piulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63079979	LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	5672313	3400956723133	piulier(s) polypropylène de 200 comprimé(s)
60355931	LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696717	3400936967175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60355931	LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696723	3400936967236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
60355931	LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696746	3400936967465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60355931	LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696752	3400936967526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60355931	LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696769	3400936967694	piulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
60355931	LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3696775	3400936967755	piulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60355931	LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3698107	3400936981072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
60355931	LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	5672247	3400956722471	piulier(s) polypropylène de 200 comprimé(s)
67948731	LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3727889	3400937278898	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67948731	LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3727895	3400937278959	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
67948731	LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3727903	3400937279031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
67948731	LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3727926	3400937279260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67948731	LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3727932	3400937279321	piulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
67948731	LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	3727949	3400937279499	piulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67948731	LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, comprimé dispersible	SANDOZ	5682292	3400956822928	piulier(s) polypropylène de 200 comprimé(s)
67132888	LAMPRENE 100 mg, capsule molle	NOVARTIS PHARMA	5602821	3400956028214	1 flacon(s) polyéthylène de 100 capsule(s)
62768220	LAMPRENE 50 mg, capsule molle	NOVARTIS PHARMA	5602815	3400956028153	1 flacon(s) polyéthylène de 100 capsule(s)
61119179	LANGORAN INJECTABLE, solution injectable	MARION MERRELL	5547045	3400955470458	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
61119179	LANGORAN INJECTABLE, solution injectable	MARION MERRELL	5552187	3400955521877	30 ampoule(s) en verre de 10 ml
69131735	LANGORAN L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	MARION MERRELL	3234052	3400932340521	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69131735	LANGORAN L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	MARION MERRELL	3234069	3400932340699	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
69131735	LANGORAN L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	MARION MERRELL	5557196	3400955571964	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
61355763	LANGORAN L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	MARION MERRELL	3234023	3400932340231	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61355763	LANGORAN L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	MARION MERRELL	3234046	3400932340460	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
61355763	LANGORAN L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	MARION MERRELL	5557204	3400955572046	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium prédécoupées de 60 gélule(s)
64490684	LANGORAN L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	MARION MERRELL	3315454	3400933154547	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
64578974	LANGORAN LP 120 mg, gélule à libération prolongée	MARION MERRELL	3315448	3400933154486	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61750301	LANOFENE 5 POUR CENT, pommade	NATUR & PHARM	3415227	3400934152276	1 tube(s) aluminium verni de 35 g
65515642	LANSOYL FRAMBOISE, gel oral en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3057035	3400930570357	1 pot(s) en verre de 225 g
65515642	LANSOYL FRAMBOISE, gel oral en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3190604	3400931906049	1 pot(s) en verre de 90 g
65515642	LANSOYL FRAMBOISE, gel oral en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3449947	3400934499470	1 pot(s) en verre de 375 g
65515642	LANSOYL FRAMBOISE, gel oral en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3449953	3400934499531	1 pot(s) en verre de 600 g
65515642	LANSOYL FRAMBOISE, gel oral en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3455847	3400934558474	1 pot(s) en verre de 180 g
63745833	LANSOYL FRAMBOISE, gel oral en récipient unidose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3449901	3400934499012	100 récipient(s) unidose(s) PVC de 15 g
63745833	LANSOYL FRAMBOISE, gel oral en récipient unidose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3544462	3400935444622	9 récipient(s) unidose(s) PVC de 15 g
63745833	LANSOYL FRAMBOISE, gel oral en récipient unidose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3544479	3400935444790	220 récipient(s) unidose(s) PVC de 15 g
63745833	LANSOYL FRAMBOISE, gel oral en récipient unidose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3544485	3400935444851	10 récipient(s) unidose(s) PVC de 15 g
65503533	LANSOYL ORANGE, gel oral en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3203838	3400932038381	1 pot(s) en verre de 90 g
65503533	LANSOYL ORANGE, gel oral en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3203844	3400932038442	1 pot(s) en verre de 220 g
65503533	LANSOYL ORANGE, gel oral en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3203850	3400932038503	1 pot(s) en verre de 600 g
65503533	LANSOYL ORANGE, gel oral en pot	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3541073	3400935410733	1 pot(s) en verre de 225 g
68118044	LANSOYL ORANGE, gel oral en récipient unidose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3302635	3400933026356	10 récipient(s) unidose(s) PVC-aluminium de 15 g
68118044	LANSOYL ORANGE, gel oral en récipient unidose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3541067	3400935410672	9 récipient(s) unidose(s) PVC-aluminium de 15 g
68731467	LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3323459	3400933234591	10 récipient(s) unidose(s) PVC de 15 g
68731467	LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3449924	3400934499241	9 récipient(s) unidose(s) de 15 g
68731467	LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3449930	3400934499302	220 récipient(s) unidose(s) de 15 g
62679978	LANSOYL SANS SUCRE 78,23 g POUR CENT, gel oral en pot édulcoré à la saccharine sodique	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3323407	3400933234072	1 pot(s) en verre de 215 g
62679978	LANSOYL SANS SUCRE 78,23 g POUR CENT, gel oral en pot édulcoré à la saccharine sodique	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3455853	3400934558535	1 flacon(s) en verre de 180 g
60755929	LANSOYL SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ADULTES	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3274442	3400932744428	sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 25 suppositoire(s)
60755929	LANSOYL SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ADULTES	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3274465	3400932744657	sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 50 suppositoire(s)
60755929	LANSOYL SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ADULTES	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3274471	3400932744718	sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 100 suppositoire(s)
60755929	LANSOYL SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ADULTES	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3274488	3400932744886	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 10 suppositoire(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
60755929	LANSOYL SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ADULTES	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3274494	3400932744947	plaquette(s) thermoformée(s) de 25 suppositoire(s)
60755929	LANSOYL SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ADULTES	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3274502	3400932745029	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 30 suppositoire(s)
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3546314	3400935463142	4 cartouche(s) en verre de 3 ml
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3546320	3400935463203	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3546337	3400935463371	10 cartouche(s) en verre de 3 ml
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3622340	3400936223400	1 cartouche(s) en verre de 3 ml
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3622357	3400936223578	3 cartouche(s) en verre de 3 ml
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3622363	3400936223639	6 cartouche(s) en verre de 3 ml
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3622386	3400936223868	8 cartouche(s) en verre de 3 ml
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3622392	3400936223929	9 cartouche(s) en verre de 3 ml
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3651465	3400936514652	1 cartouche(s) en verre de 3 ml pour OptiClick
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3651471	3400936514713	3 cartouche(s) en verre de 3 ml pour OptiClick
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3651488	3400936514881	4 cartouche(s) en verre de 3 ml pour OptiClick
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3651494	3400936514942	5 cartouche(s) en verre de 3 ml pour OptiClick
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3651502	3400936515024	6 cartouche(s) en verre de 3 ml pour OptiClick
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3651519	3400936515192	8 cartouche(s) en verre de 3 ml pour OptiClick
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3651525	3400936515253	9 cartouche(s) en verre de 3 ml pour OptiClick
61780458	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en cartouche	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3651531	3400936515314	10 cartouche(s) en verre de 3 ml pour OptiClick
64745003	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3546260	3400935462602	1 flacon(s) en verre de 5 ml
64745003	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3546277	3400935462770	2 flacon(s) en verre de 5 ml
64745003	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3546283	3400935462831	5 flacon(s) en verre de 5 ml
64745003	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3546308	3400935463081	10 flacon(s) en verre de 5 ml
64745003	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en flacon	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3594649	3400935946492	1 flacon(s) en verre de 10 ml
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3565174	3400935651747	3 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3565180	3400935651808	4 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3565197	3400935651976	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3565205	3400935652058	10 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3622400	3400936224001	1 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3622417	3400936224179	6 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3622423	3400936224230	8 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3622446	3400936224469	9 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3772269	3400937722698	1 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli SoloStar
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3772275	3400937722759	3 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli SoloStar
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3772281	3400937722810	4 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli SoloStar
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3772298	3400937722988	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli SoloStar
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3772306	3400937723060	6 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli SoloStar
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3772312	3400937723121	8 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli SoloStar
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3772329	3400937723299	9 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli SoloStar
65286898	LANTUS 100 Unités/ml, solution injectable en stylo prérempli	SANOFI- AVENTIS (ALLEMAGNE)	3772335	3400937723350	10 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli SoloStar
66827036	LANVIS 40 mg, comprimé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3692300	3400936923003	flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 25 comprimé(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3409600	3400934096006	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3454859	3400934548598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3454865	3400934548659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3454871	3400934548710	1 flacon(s) polyéthylène de 14 gélule(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3454888	3400934548888	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3454894	3400934548949	1 flacon(s) polyéthylène de 28 gélule(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3454902	3400934549021	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3588152	3400935881526	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3588169	3400935881694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 gélule(s)
66475001	LANZOR 15 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	5608605	3400956086054	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68143802	LANZOR 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3334115	3400933341152	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)
68143802	LANZOR 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3430333	3400934303333	1 flacon(s) polyéthylène de 14 gélule(s)
68143802	LANZOR 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3430356	3400934303562	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
68143802	LANZOR 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3447552	3400934475528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
68143802	LANZOR 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	3447569	3400934475696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68143802	LANZOR 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	AVENTIS	5585459	3400955854593	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
62816804	LARGACTIL 100 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3057124	3400930571248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62816804	LARGACTIL 100 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5500581	3400955005810	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65676987	LARGACTIL 25 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3057118	3400930571187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62184888	LARGACTIL 25 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3057093	3400930570937	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
62184888	LARGACTIL 25 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3272242	3400932722426	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
62184888	LARGACTIL 25 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	5506098	3400955060987	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
68513504	LARGACTIL 4 POUR CENT, solution buvable en gouttes	AVENTIS	3057130	3400930571309	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec compte-gouttes
68513504	LARGACTIL 4 POUR CENT, solution buvable en gouttes	AVENTIS	3057147	3400930571477	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes
68513504	LARGACTIL 4 POUR CENT, solution buvable en gouttes	AVENTIS	5500569	3400955005698	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec compte-gouttes
65999556	LARIAM 250 mg, comprimé sécable	ROCHE	3280595	3400932805952	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
65999556	LARIAM 250 mg, comprimé sécable	ROCHE	3287203	3400932872039	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 comprimé(s)
65999556	LARIAM 250 mg, comprimé sécable	ROCHE	3396168	3400933961688	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
65999556	LARIAM 250 mg, comprimé sécable	ROCHE	5550171	3400955501718	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
69622474	LARIAM 50 mg, comprimé	ROCHE	3280684	3400932806843	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
69622474	LARIAM 50 mg, comprimé	ROCHE	3287344	3400932873449	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 comprimé(s)
69622474	LARIAM 50 mg, comprimé	ROCHE	3396174	3400933961749	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 8 comprimé(s)
69622474	LARIAM 50 mg, comprimé	ROCHE	5551615	3400955516156	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67589506	LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre	THEA	3381793	3400933817930	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
65198590	LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre	TONIPHARM	3369651	3400933696511	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
66736095	LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 5,6 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	TONIPHARM	3690809	3400936908093	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
66736095	LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 5,6 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	TONIPHARM	3690815	3400936908154	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
66736095	LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 5,6 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	TONIPHARM	3690821	3400936908215	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64077536	LAROSCORBINE 0,5 g/5 ml, solution injectable IV en ampoule	BAYER SANTE FAMILIALE	3057259	3400930572597	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
64077536	LAROSCORBINE 0,5 g/5 ml, solution injectable IV en ampoule	BAYER SANTE FAMILIALE	5566203	3400955662037	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
64077536	LAROSCORBINE 0,5 g/5 ml, solution injectable IV en ampoule	BAYER SANTE FAMILIALE	5571658	3400955716587	30 ampoule(s) en verre de 5 ml
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3057271	3400930572719	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3294918	3400932949182	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3358802	3400933588021	12 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3506154	3400935061546	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3506160	3400935061607	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3544574	3400935445742	1 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3544580	3400935445803	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3544597	3400935445971	3 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3629856	3400936298569	1 film(s) thermosoudé(s) polypropylène de 1 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	5533445	3400955334453	10 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69435752	LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	5618727	3400956187270	20 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69959452	LAROSCORBINE 1 g/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule	BAYER SANTE FAMILIALE	3057288	3400930572887	3 ampoule(s) en verre de 5 ml
69959452	LAROSCORBINE 1 g/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule	BAYER SANTE FAMILIALE	3421357	3400934213571	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
69959452	LAROSCORBINE 1 g/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule	BAYER SANTE FAMILIALE	5566226	3400955662266	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
69959452	LAROSCORBINE 1 g/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule	BAYER SANTE FAMILIALE	5571606	3400955716068	30 ampoule(s) en verre de 5 ml
64690400	LAROSCORBINE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3324281	3400933242817	10 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 10 g
64690400	LAROSCORBINE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3324298	3400933242985	20 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 10 g
62158929	LAROSCORBINE 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam	BAYER SANTE FAMILIALE	3584846	3400935848468	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62158929	LAROSCORBINE 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam	BAYER SANTE FAMILIALE	3584852	3400935848529	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 40 comprimé(s)
62158929	LAROSCORBINE 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam	BAYER SANTE FAMILIALE	3584869	3400935848697	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
62158929	LAROSCORBINE 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam	BAYER SANTE FAMILIALE	3584875	3400935848758	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
66106940	LAROSCORBINE 500 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3057265	3400930572658	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66106940	LAROSCORBINE 500 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3294901	3400932949014	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66106940	LAROSCORBINE 500 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	5583176	3400955831761	6 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61701418	LAROSCORBINE ENFANTS 250 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3350077	3400933500771	1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61701418	LAROSCORBINE ENFANTS 250 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3350083	3400933500832	1 flacon(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
65444451	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3424539	3400934245398	tube(s) aluminium de 10 comprimé(s)
65444451	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3424545	3400934245459	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
65444451	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3436005	3400934360053	2 tube(s) aluminium de 10 comprimé(s)
65444451	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3436011	3400934360114	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
65444451	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3544605	3400935446053	tube(s) aluminium de 15 comprimé(s)
65444451	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3544611	3400935446114	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
65444451	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3544628	3400935446282	2 tube(s) aluminium de 15 comprimé(s)
65444451	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3544634	3400935446343	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
65444451	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3629862	3400936298620	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 1 comprimé(s)
69497800	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3318889	3400933188894	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2 g
69497800	LAROSCORBINE SANS SUCRE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3318895	3400933188955	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2 g
69758759	LAROSCORBINE SANS SUCRE 250 mg, comprimé à sucer édulcoré à la saccharine sodique	BAYER SANTE FAMILIALE	3456166	3400934561665	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 24 comprimé(s)
69758759	LAROSCORBINE SANS SUCRE 250 mg, comprimé à sucer édulcoré à la saccharine sodique	BAYER SANTE FAMILIALE	3456172	3400934561726	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 36 comprimé(s)
69758759	LAROSCORBINE SANS SUCRE 250 mg, comprimé à sucer édulcoré à la saccharine sodique	BAYER SANTE FAMILIALE	3460914	3400934609145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
69758759	LAROSCORBINE SANS SUCRE 250 mg, comprimé à sucer édulcoré à la saccharine sodique	BAYER SANTE FAMILIALE	3460920	3400934609206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69758759	LAROSCORBINE SANS SUCRE 250 mg, comprimé à sucer édulcoré à la saccharine sodique	BAYER SANTE FAMILIALE	3460937	3400934609374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
69758759	LAROSCORBINE SANS SUCRE 250 mg, comprimé à sucer édulcoré à la saccharine sodique	BAYER SANTE FAMILIALE	3460943	3400934609435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 48 comprimé(s)
65892928	LAROXYL ROCHE 25 mg, comprimé enrobé	ROCHE	3057302	3400930573020	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65892928	LAROXYL ROCHE 25 mg, comprimé enrobé	ROCHE	5553100	3400955531005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68969066	LAROXYL ROCHE 40 mg/ml, solution buvable	ROCHE	3057325	3400930573259	1 flacon(s) en verre brun de 20 ml avec compte-gouttes
62633436	LAROXYL ROCHE 50 mg, comprimé enrobé	ROCHE	3057319	3400930573198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62633436	LAROXYL ROCHE 50 mg, comprimé enrobé	ROCHE	5533391	3400955333913	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 250 comprimé(s)
68330257	LAROXYL ROCHE 50 mg/2 ml, solution injectable	ROCHE	3057294	3400930572948	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
63736250	LASILIX 10 mg/ml, solution buvable	AVENTIS	3300091	3400933000912	1 flacon(s) en verre brun avec pipette doseuse de 60 ml
66441419	LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3057331	3400930573310	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
66441419	LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	5531920	3400955319207	25 ampoule(s) en verre de 2 ml
66441419	LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	5592152	3400955921523	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
65606743	LASILIX 40 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3057348	3400930573488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65606743	LASILIX 40 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3528138	3400935281388	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65606743	LASILIX 40 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3723779	3400937237796	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65606743	LASILIX 40 mg, comprimé sécable	AVENTIS	5531937	3400955319375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69304938	LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé	AVENTIS	3210324	3400932103249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
69304938	LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé	AVENTIS	3210330	3400932103300	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69304938	LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé	AVENTIS	3215356	3400932153565	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69304938	LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé	AVENTIS	3723762	3400937237628	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69304938	LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé	AVENTIS	5566539	3400955665397	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67131583	LASILIX RETARD 60 mg, gélule	AVENTIS	3249220	3400932492206	plaquette(s) thermoformée(s) de 28 gélule(s)
67131583	LASILIX RETARD 60 mg, gélule	AVENTIS	3249237	3400932492374	plaquette(s) thermoformée(s) de 30 gélule(s)
67131583	LASILIX RETARD 60 mg, gélule	AVENTIS	3723785	3400937237857	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
67131583	LASILIX RETARD 60 mg, gélule	AVENTIS	5566522	3400955665229	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 gélule(s)
67537203	LASILIX SPECIAL 250 mg/25 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3213908	3400932139088	5 ampoule(s) en verre de 25 ml
61547571	LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3213914	3400932139149	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61547571	LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3384538	3400933845384	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69449086	LASOLTUSSIN 1 mg/ml ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3485133	3400934851339	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec gobelet doseur polypropylène
63760988	LASOLTUSSIN 2 mg/ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3485156	3400934851568	flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
63632223	LAURETTE, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3665786	3400936657861	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
63632223	LAURETTE, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3665792	3400936657922	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
65176213	LAUROMACROGOL 400 KREUSSLER 10 mg/2 ml (0,5 pour cent), solution injectable en ampoule (I.V.)	KREUSSLER & CO ALLEMAGNE	3422150	3400934221507	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
66867995	LAUROMACROGOL 400 KREUSSLER 40 mg/2 ml (2 pour cent), solution injectable en ampoule (I.V.)	KREUSSLER & CO ALLEMAGNE	3422167	3400934221675	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
62801898	LAUROMACROGOL 400 KREUSSLER 60 mg/2 ml (3 pour cent), solution injectable en ampoule (I.V.)	KREUSSLER & CO ALLEMAGNE	3422173	3400934221736	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
61627099	LAUVIR 0,5 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pressurisé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3329195	3400933291952	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 60 ml
65319088	LAVEMENT FLEET PRET A L'EMPLOI, lavement	EC DE WITT	3384544	3400933845445	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 133 ml avec valve avec embout EVA (éthylène vinyl acétate copolymère)
60880249	LAVEMENT PHOSPHATES ADULTES, solution rectale en récipient unidose	NORGINE PHARMA	3559819	3400935598196	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 130 ml avec canule copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle
63009564	LAVEMENT PHOSPHATES ENFANTS, solution rectale en récipient unidose	NORGINE PHARMA	3559825	3400935598257	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène dioxyde de titane de 60 ml avec canule(s)
65509881	LAXADOU, émulsion buvable	WYETH SANTE FAMILIALE	3252328	3400932523283	1 flacon(s) polypropylène de 200 ml
66187141	LAXAFIT ADULTES 5 g, solution buvable en sachet	ARKOPHARMA	3368025	3400933680251	7 sachet(s) polyester polyoléfine de 16,8 g
68285545	LAXAFIT ENFANTS 2,5 g, solution buvable en sachet	ARKOPHARMA	3371843	3400933718435	7 sachet(s) polyester polyoléfine de 8,4 g
66514397	LAXAMALT, poudre orale	BOUCHARA RECORDATI	3058833	3400930588338	1 boîte(s) de 150 g
66514397	LAXAMALT, poudre orale	BOUCHARA RECORDATI	3058856	3400930588567	1 boîte(s) de 300 g
66514397	LAXAMALT, poudre orale	BOUCHARA RECORDATI	3289478	3400932894789	1 boîte(s) de 400 g
68014679	LAXARON 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3419372	3400934193729	20 sachet(s)-dose(s) aluminium polyester polyéthylène de 15 ml
68014679	LAXARON 10 g/15 ml, solution buvable en sachet	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3475790	3400934757907	12 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
63458979	LAXARON 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	MERCK GENERIQUES	3419337	3400934193378	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63458979	LAXARON 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	MERCK GENERIQUES	3419343	3400934193439	1 flacon(s) en verre de 200 ml
63458979	LAXARON 66 POUR CENT, solution buvable en flacon	MERCK GENERIQUES	3419366	3400934193668	1 flacon(s) en verre de 500 ml
65197008	LAXASAN, comprimé enrobé	PLANTES ET MEDECINES	3361106	3400933611064	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 36 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
67870841	LAXATIF PACHAUT ADULTES 1 g, suppositoire	MEDIFLOR	3214144	3400932141449	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
60341102	LAXATIF PACHAUT ENFANTS 0,665 g, suppositoire	MEDIFLOR	3214150	3400932141500	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
67412331	LAXATIF RICHELET, gélule	MEDIFLOR	3410974	3400934109744	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61240017	LAXATISANE, plantes pour tisane en sachet dose	LESOURD	3419076	3400934190766	10 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
61612994	LAXILO, gélule	AMIDO	3415233	3400934152337	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
62132998	LECTIL 16 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3518068	3400935180681	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 15 comprimé(s)
62132998	LECTIL 16 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3518074	3400935180742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 24 comprimé(s)
62132998	LECTIL 16 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3518080	3400935180803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
62132998	LECTIL 16 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3518097	3400935180971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
62132998	LECTIL 16 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3520823	3400935208231	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 45 comprimé(s)
63024420	LECTIL 24 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3610182	3400936101821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63024420	LECTIL 24 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3610199	3400936101999	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63024420	LECTIL 24 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5646793	3400956467938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
63024420	LECTIL 24 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5646801	3400956468010	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
67849861	LECTIL 8 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3391805	3400933918057	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
67849861	LECTIL 8 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3398434	3400933984342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3313260	3400933132606	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3313277	3400933132774	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3313283	3400933132835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3325694	3400933256944	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3325702	3400933257026	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3326400	3400933264000	tube(s) polyéthylène de 10 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3326417	3400933264178	tube(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3326423	3400933264239	tube(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374155	3400933741556	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374161	3400933741617	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374178	3400933741785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374184	3400933741846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374190	3400933741907	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66335946	LEDERFOLINE 15 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475554	3400934755545	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3326162	3400933261627	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3326179	3400933261795	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3326185	3400933261856	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3326191	3400933261917	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374681	3400933746810	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374698	3400933746988	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374706	3400933747060	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374712	3400933747121	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 25 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475531	3400934755316	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475548	3400934755484	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66634770	LEDERFOLINE 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3479718	3400934797187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3300381	3400933003814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3300398	3400933003982	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3300406	3400933004064	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374126	3400933741266	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374132	3400933741327	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3374149	3400933741495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475494	3400934754944	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475502	3400934755026	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475519	3400934755194	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68549952	LEDERFOLINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475525	3400934755255	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64254310	LEDERFOLINE 5 mg/2 ml, solution buvable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3300524	3400933005245	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
61601617	LEDERFOLINE 50 mg, lyophilisat pour solution buvable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3306834	3400933068349	1 flacon(s) en verre de 50 mg
61601617	LEDERFOLINE 50 mg, lyophilisat pour solution buvable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3306840	3400933068400	10 flacon(s) en verre de 50 mg
61601617	LEDERFOLINE 50 mg, lyophilisat pour solution buvable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	5560608	3400955606086	100 flacon(s) en verre de 50 mg
63877443	LEDERMYCINE 150 mg, gélule	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3419248	3400934192487	1 flacon(s) polypropylène de 100 gélule(s)
66378125	LEDERNA, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3290949	3400932909490	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
66378125	LEDERNA, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3290955	3400932909551	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
66378125	LEDERNA, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3290961	3400932909612	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
66278477	LEDERTREXATE 1000 mg, lyophilisat pour usage parentéral	BIODIM	5581332	3400955813323	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
60353108	LEDERTREXATE 25 mg, solution injectable	BIODIM	3160218	3400931602187	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
67961853	LEDERTREXATE 5 mg, solution injectable	BIODIM	3150125	3400931501251	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
67917134	LEDERTREXATE 50 mg, solution injectable	BIODIM	3150148	3400931501480	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
60364026	LEDERTREXATE 500 mg, lyophilisat pour usage parentéral	BIODIM	5578867	3400955788676	1 flacon(s) en verre de 500 mg
64708624	LEDERTREXATE 5000 mg/ 200 ml, solution injectable en flacon	BIODIM	5574504	3400955745044	1 flacon(s) en verre de 200 ml
67013695	LEDUM COMPLEXE N°81, solution buvable	LEHNING	3060149	3400930601495	1 flacon(s) en verre de 20 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67013695	LEDUM COMPLEXE N°81, solution buvable	LEHNING	3370571	3400933705718	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) de 30 ml
60346843	LEGALON 140 mg, comprimé enrobé	MADAUS	3359718	3400933597184	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63251820	LEGALON 70 mg, comprimé enrobé	MADAUS	3164110	3400931641100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
63251820	LEGALON 70 mg, comprimé enrobé	MADAUS	3638536	3400936385368	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63251820	LEGALON 70 mg, comprimé enrobé	MADAUS	3638542	3400936385429	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62216389	LEGGER 600 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	3626740	3400936267404	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
62216389	LEGGER 600 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	3626757	3400936267572	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62530176	LEGGER 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	INNOTHERA	3633214	3400936332140	15 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 5 g
62530176	LEGGER 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	INNOTHERA	3633220	3400936332201	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 5 g
60165451	LELONG CONTUSIONS, mousse pour application locale en flacon pressurisé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3212033	3400932120338	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 20 g
60165451	LELONG CONTUSIONS, mousse pour application locale en flacon pressurisé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3235703	3400932357031	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 30 g
67240967	LELONG CONTUSIONS, pommade	ZAMBON FRANCE	3336350	3400933363505	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67240967	LELONG CONTUSIONS, pommade	ZAMBON FRANCE	3453363	3400934533631	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
69926299	LELONG IRRITATIONS, crème	ZAMBON FRANCE	3355258	3400933552589	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66460234	LEMONAI, granulé à croquer	MEDIFLOR	3061025	3400930610251	1 pot(s) polypropylène de 200 g
63434572	LENICALM, comprimé enrobé	BOIRON	3318369	3400933183691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
66589670	LENITRAL 2,5 mg, gélule	BESINS INTERNATIONAL	3118280	3400931182801	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
66589670	LENITRAL 2,5 mg, gélule	BESINS INTERNATIONAL	3192112	3400931921127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
66589670	LENITRAL 2,5 mg, gélule	BESINS INTERNATIONAL	3192129	3400931921295	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
66893157	LENITRAL 7,5 mg, gélule	BESINS INTERNATIONAL	3239026	3400932390267	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
66893157	LENITRAL 7,5 mg, gélule	BESINS INTERNATIONAL	3239032	3400932390328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
66893157	LENITRAL 7,5 mg, gélule	BESINS INTERNATIONAL	3239049	3400932390496	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
68800283	LENITRAL INJECTABLE 15 mg/10 ml, solution injectable	BESINS INTERNATIONAL	5524765	3400955247654	10 ampoule(s) de 10 ml
68800283	LENITRAL INJECTABLE 15 mg/10 ml, solution injectable	BESINS INTERNATIONAL	5540422	3400955404224	50 ampoule(s) de 10 ml
68800283	LENITRAL INJECTABLE 15 mg/10 ml, solution injectable	BESINS INTERNATIONAL	5554915	3400955549154	100 ampoule(s) de 10 ml
69151741	LENITRAL INJECTABLE 3 mg/2 ml, solution injectable pour perfusion I.V.	BESINS INTERNATIONAL	5524771	3400955247715	10 ampoule(s) de 2 ml
69151741	LENITRAL INJECTABLE 3 mg/2 ml, solution injectable pour perfusion I.V.	BESINS INTERNATIONAL	5540439	3400955404392	50 ampoule(s) de 2 ml
69151741	LENITRAL INJECTABLE 3 mg/2 ml, solution injectable pour perfusion I.V.	BESINS INTERNATIONAL	5554921	3400955549215	100 ampoule(s) de 2 ml
64794858	LENITRAL PERCUTANE, pommade	BESINS INTERNATIONAL	3240897	3400932408979	1 tube(s) aluminium de 30 g
64794858	LENITRAL PERCUTANE, pommade	BESINS INTERNATIONAL	3240905	3400932409051	1 tube(s) aluminium de 80 g
64794858	LENITRAL PERCUTANE, pommade	BESINS INTERNATIONAL	3240911	3400932409112	1 tube(s) aluminium de 100 g
65379886	LENTARON 250 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	NOVARTIS PHARMA	3372825	3400933728250	1 flacon(s) en verre de 425,175 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
65379886	LENTARON 250 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	NOVARTIS PHARMA	3372831	3400933728311	6 flacon(s) en verre de 425,175 mg - 6 ampoule(s) en verre de 2 ml
65379886	LENTARON 250 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	NOVARTIS PHARMA	3374037	3400933740375	2 flacon(s) en verre de 425,175 mg - 2 ampoule(s) en verre de 2 ml
61508853	LENTINOL, lotion pour application locale	COOPER	3061114	3400930611142	1 flacon(s) de 200 ml
62552920	LEPONEX 100 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3551396	3400935513960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
62552920	LEPONEX 100 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3551404	3400935514042	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
62552920	LEPONEX 100 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3551410	3400935514103	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62552920	LEPONEX 100 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3551427	3400935514271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67513540	LEPONEX 25 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3551344	3400935513441	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
67513540	LEPONEX 25 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3551350	3400935513502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
67513540	LEPONEX 25 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3551367	3400935513670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67513540	LEPONEX 25 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3551373	3400935513731	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66631817	LEPTICUR 10 mg, comprimé	AVENTIS	3140500	3400931405009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63531498	LEPTICUR 10 mg/2 ml, solution injectable	AVENTIS	3175616	3400931756163	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
63531498	LEPTICUR 10 mg/2 ml, solution injectable	AVENTIS	3231088	3400932310883	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
63055362	LEPTICUR PARK 5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3316910	3400933169107	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60483685	LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3494907	3400934949074	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s)
60483685	LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3494913	3400934949135	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
60483685	LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3494936	3400934949364	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 35 comprimé(s)
60483685	LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3494942	3400934949425	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
60483685	LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3494959	3400934949593	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
60483685	LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3712416	3400937124164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60483685	LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3712422	3400937124225	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
67143411	LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3599693	3400935996930	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
67143411	LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3599701	3400935997012	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67143411	LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3712439	3400937124393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67143411	LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3712445	3400937124454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67143411	LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5637191	3400956371914	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 35 comprimé(s)
67143411	LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5637216	3400956372164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
67143411	LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5637222	3400956372225	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60658234	LESCOL 20 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3395772	3400933957728	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
60658234	LESCOL 20 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3409818	3400934098185	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 18 gélule(s)
60658234	LESCOL 20 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3715449	3400937154499	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 gélule(s)
60658234	LESCOL 20 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3720812	3400937208123	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
60658234	LESCOL 20 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3720829	3400937208291	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
65169457	LESCOL 40 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3395789	3400933957896	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
65169457	LESCOL 40 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3409824	3400934098246	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
65169457	LESCOL 40 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3717684	3400937176842	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 gélule(s)
65169457	LESCOL 40 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3720775	3400937207751	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
65169457	LESCOL 40 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3720781	3400937207812	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
60852004	LESCOL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3561934	3400935619341	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60852004	LESCOL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3717690	3400937176903	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
60852004	LESCOL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3720798	3400937207980	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60852004	LESCOL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3720806	3400937208062	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60852004	LESCOL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	5670171	3400956701711	plaquette(s) thermoformée(s) unitaires aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65432698	LESPENEPHRYL, solution buvable	UCB HEALTHCARE	3061284	3400930612842	1 flacon(s) de 60 ml
65432698	LESPENEPHRYL, solution buvable	UCB HEALTHCARE	3061309	3400930613092	1 flacon(s) de 120 ml
65432698	LESPENEPHRYL, solution buvable	UCB HEALTHCARE	3409936	3400934099366	1 flacon(s) de 20 ml
65384207	LEUCO-4 30 mg, comprimé	EXPANSCIENCE	3061321	3400930613214	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
63381269	LEUCOCIANIDOL NP PHARM 60 mg, comprimé	NP PHARM	3368031	3400933680312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61249190	LEUCODININE B 10 POUR CENT, pommade	CLS PHARMA	3061344	3400930613443	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66258371	LEUCOMAX 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH	3497521	3400934975219	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 1 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)
67373227	LEUCOMAX 300 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH	3497509	3400934975097	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 1 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)
66190689	LEUCOMAX 400 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH	3497538	3400934975387	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s) avec seringue(s)
61576605	LEUCOMAX 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	NOVARTIS PHARMA/SCHERING PLOUGH	3497515	3400934975158	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 1 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)
66187216	LEUKOSCAN, lyophilisat pour solution injectable	IMMUNOMEDICS	5609792	3400956097920	5 flacon(s) en verre
60522572	LEUSTATINE 1 mg/ml, solution pour perfusion	JANSSEN CILAG	5584951	3400955849513	7 flacon(s) en verre de 10 ml
60522572	LEUSTATINE 1 mg/ml, solution pour perfusion	JANSSEN CILAG	5612423	3400956124237	1 flacon(s) en verre de 10 ml
64529525	LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml, solution injectable en stylo prérempli	NOVO NORDISK (DANEMARK)	3651198	3400936511989	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
66481292	LEVEMIR INNOLET 100 U/ml, solution injectable en stylo prérempli	NOVO NORDISK (DANEMARK)	3651206	3400936512061	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli jetable
66688750	LEVEMIR PENFILL 100 U/ml, solution injectable en cartouche	NOVO NORDISK (DANEMARK)	3651181	3400936511811	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
63498219	LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618315	3400936183155	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 2 comprimé(s)
63498219	LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618321	3400936183216	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 4 comprimé(s)
63498219	LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618338	3400936183384	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 8 comprimé(s)
63498219	LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618344	3400936183445	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 12 comprimé(s)
65649698	LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618350	3400936183506	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 2 comprimé(s)
65649698	LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618367	3400936183674	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 4 comprimé(s)
65649698	LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618373	3400936183735	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 8 comprimé(s)
65649698	LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618396	3400936183964	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 12 comprimé(s)
65167545	LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618278	3400936182783	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 2 comprimé(s)
65167545	LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618284	3400936182844	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 4 comprimé(s)
65167545	LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618290	3400936182905	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 8 comprimé(s)
65167545	LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618309	3400936183094	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 12 comprimé(s)
64247401	LEVOBUNOLOL ALCON 0,5 %, collyre en solution	ALCON	3510500	3400935105004	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml avec compte-gouttes (incorporé)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64247401	LEVOBUNOLOL ALCON 0,5 %, collyre en solution	ALCON	3510517	3400935105172	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml avec compte-gouttes (incorporé)
60016589	LEVOCARNIL 1 g/5 ml, solution injectable en ampoule	SIGMA TAU (FRANCE)	3657120	3400936571204	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
67578132	LEVOCARNIL 100 mg/ml, solution buvable	SIGMA TAU (FRANCE)	3657114	3400936571143	10 flacon(s) en verre de 10 ml
64035633	LEVOCARNITINE TURBODIET 300 mg, comprimé à croquer	ARKOMEDIKA	3412364	3400934123641	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 48 comprimé(s)
64035633	LEVOCARNITINE TURBODIET 300 mg, comprimé à croquer	ARKOMEDIKA	3636738	3400936367388	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 24 comprimé(s)
64035633	LEVOCARNITINE TURBODIET 300 mg, comprimé à croquer	ARKOMEDIKA	3636744	3400936367449	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 12 comprimé(s)
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638281	3400936382817	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638298	3400936382985	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638306	3400936383067	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638312	3400936383128	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638329	3400936383296	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638335	3400936383357	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638341	3400936383418	1 ampoule(s) en verre de 17,5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638358	3400936383586	5 ampoule(s) en verre de 17,5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638364	3400936383647	10 ampoule(s) en verre de 17,5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3695480	3400936954809	1 flacon(s) en verre de 5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3695497	3400936954977	5 flacon(s) en verre de 5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3695505	3400936955059	10 flacon(s) en verre de 5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3695511	3400936955110	1 flacon(s) en verre de 10 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3695528	3400936955288	5 flacon(s) en verre de 10 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3695534	3400936955349	10 flacon(s) en verre de 10 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3695540	3400936955400	1 flacon(s) en verre de 17,5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3695557	3400936955578	5 flacon(s) en verre de 17,5 ml
64127601	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3695563	3400936955639	10 flacon(s) en verre de 17,5 ml
67126522	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 100 mg, poudre pour solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638252	3400936382527	1 flacon(s) en verre de 100 mg
67126522	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 100 mg, poudre pour solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638269	3400936382695	5 flacon(s) en verre de 100 mg
67126522	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 100 mg, poudre pour solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3638275	3400936382756	10 flacon(s) en verre de 100 mg
69444559	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 175 mg, poudre pour solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3633065	3400936330658	1 flacon(s) en verre de 276,57 mg
69444559	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 175 mg, poudre pour solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3633071	3400936330719	5 flacon(s) en verre de 276,57 mg
69444559	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 175 mg, poudre pour solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3633088	3400936330887	10 flacon(s) en verre de 276,57 mg

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60140836	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg, poudre pour solution injectable (IM-IV)	DAKOTA PHARM	3633036	3400936330368	1 flacon(s) en verre de 39,51 mg
60140836	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg, poudre pour solution injectable (IM-IV)	DAKOTA PHARM	3633042	3400936330429	5 flacon(s) en verre de 39,51 mg
60140836	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg, poudre pour solution injectable (IM-IV)	DAKOTA PHARM	3633059	3400936330597	10 flacon(s) en verre de 39,51 mg
68634071	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg/2,5 ml, solution injectable (IM/IV)	DAKOTA PHARM	3638370	3400936383708	1 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
68634071	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg/2,5 ml, solution injectable (IM/IV)	DAKOTA PHARM	3638387	3400936383876	5 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
68634071	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg/2,5 ml, solution injectable (IM/IV)	DAKOTA PHARM	3638393	3400936383937	10 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
68634071	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg/2,5 ml, solution injectable (IM/IV)	DAKOTA PHARM	3695586	3400936955868	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68634071	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg/2,5 ml, solution injectable (IM/IV)	DAKOTA PHARM	3695592	3400936955929	5 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68634071	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg/2,5 ml, solution injectable (IM/IV)	DAKOTA PHARM	3695600	3400936956001	10 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68355004	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 50 mg, poudre pour solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3632999	3400936329997	1 flacon(s) en verre de 79,02 mg
68355004	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 50 mg, poudre pour solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3633007	3400936330078	5 flacon(s) en verre de 79,02 mg
68355004	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 50 mg, poudre pour solution injectable (IV)	DAKOTA PHARM	3633013	3400936330139	10 flacon(s) en verre de 79,02 mg
65357943	LEVONELLE 1500 microgrammes, comprimé	MEDIMPEX (ANGLETERRE)	3730756	3400937307567	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
60376929	LEVONELLE 750 microgrammes, comprimé	MEDIMPEX (ANGLETERRE)	3561710	3400935617101	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
67827861	LEVOPHTA 0,05 POUR CENT, collyre	CHAUVIN	3360756	3400933607562	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 3 ml
67827861	LEVOPHTA 0,05 POUR CENT, collyre	CHAUVIN	3473986	3400934739866	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
68416845	LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3253859	3400932538591	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
68416845	LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3478340	3400934783401	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
68416845	LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500737	3400935007377	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
68416845	LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500743	3400935007438	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
65379402	LEVOTHYROX 125 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490855	3400934908552	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
65379402	LEVOTHYROX 125 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490861	3400934908613	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
65379402	LEVOTHYROX 125 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490878	3400934908781	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
65379402	LEVOTHYROX 125 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490884	3400934908842	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
64067524	LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3304309	3400933043094	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
64067524	LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3319216	3400933192167	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
64067524	LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500766	3400935007667	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
64067524	LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500772	3400935007728	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
68283252	LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490890	3400934908903	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
68283252	LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490909	3400934909092	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
68283252	LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490915	3400934909153	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
68283252	LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490921	3400934909214	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
65315798	LEVOTHYROX 200 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490938	3400934909382	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
65315798	LEVOTHYROX 200 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490944	3400934909443	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
65315798	LEVOTHYROX 200 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490950	3400934909504	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
65315798	LEVOTHYROX 200 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3490967	3400934909672	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
68588503	LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3304284	3400933042844	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
68588503	LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3319185	3400933191856	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68588503	LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500660	3400935006608	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
68588503	LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500677	3400935006776	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
65143010	LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3237197	3400932371976	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
65143010	LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3478357	3400934783579	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
65143010	LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500683	3400935006837	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 28 comprimé(s)
65143010	LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500708	3400935007087	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
62080626	LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3304290	3400933042905	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
62080626	LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3319191	3400933191917	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
62080626	LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500714	3400935007148	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 28 comprimé(s)
62080626	LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3500720	3400935007209	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
62469022	LEVOTONINE, gélule	PANPHARMA	3243720	3400932437207	1 flacon(s) en verre de 10 gélule(s)
62469022	LEVOTONINE, gélule	PANPHARMA	3333802	3400933338022	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s)
69882205	LEVOVIST, granulés et solution pour suspension injectable (IV)	SCHERING (FRANCE)	3414386	3400934143861	1 flacon(s) en verre de 2,5 g - 1 ampoule(s) polyéthylène de 20 ml
69882205	LEVOVIST, granulés et solution pour suspension injectable (IV)	SCHERING (FRANCE)	3414392	3400934143922	1 flacon(s) en verre de 4 g - 1 ampoule(s) polyéthylène de 20 ml
68278604	LEVRIX 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3648658	3400936486584	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 10 comprimé(s)
68278604	LEVRIX 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3648664	3400936486645	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 14 comprimé(s)
68278604	LEVRIX 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3648670	3400936486706	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 15 comprimé(s)
68278604	LEVRIX 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3648687	3400936486874	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 20 comprimé(s)
68278604	LEVRIX 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3648693	3400936486935	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
68278604	LEVRIX 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3648701	3400936487017	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 30 comprimé(s)
68278604	LEVRIX 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3648718	3400936487185	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 40 comprimé(s)
64920666	LEVULOSE 10 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3493055	3400934930553	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
64920666	LEVULOSE 10 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3493061	3400934930614	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
64920666	LEVULOSE 10 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	5610772	3400956107728	20 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
64920666	LEVULOSE 10 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	5610789	3400956107896	10 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
61261253	LEVULOSE 5 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3493032	3400934930324	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
61261253	LEVULOSE 5 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3493049	3400934930492	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
61261253	LEVULOSE 5 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	5610743	3400956107438	20 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
61261253	LEVULOSE 5 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	5610766	3400956107667	10 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
66773898	LEVULOSE B.BRAUN 10 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3557401	3400935574015	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66773898	LEVULOSE B.BRAUN 10 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3557418	3400935574183	1 flacon(s) en verre de 500 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66773898	LEVULOSE B.BRAUN 10 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3557424	3400935574244	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66773898	LEVULOSE B.BRAUN 10 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5630786	3400956307869	12 flacon(s) en verre de 250 ml
66773898	LEVULOSE B.BRAUN 10 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5630792	3400956307920	12 flacon(s) en verre de 500 ml
66773898	LEVULOSE B.BRAUN 10 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5630800	3400956308002	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
67017327	LEVULOSE B.BRAUN 4,82 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3557430	3400935574305	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67017327	LEVULOSE B.BRAUN 4,82 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3557447	3400935574473	1 flacon(s) en verre de 500 ml
67017327	LEVULOSE B.BRAUN 4,82 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3557453	3400935574534	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
67017327	LEVULOSE B.BRAUN 4,82 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5630817	3400956308170	12 flacon(s) en verre de 250 ml
67017327	LEVULOSE B.BRAUN 4,82 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5630823	3400956308231	12 flacon(s) en verre de 500 ml
67017327	LEVULOSE B.BRAUN 4,82 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5630846	3400956308460	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
64216338	LEVULOSE BIOSEDRA 5 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3236424	3400932364244	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64216338	LEVULOSE BIOSEDRA 5 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3236430	3400932364305	1 flacon(s) en verre de 500 ml
64216338	LEVULOSE BIOSEDRA 5 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3236447	3400932364473	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
64216338	LEVULOSE BIOSEDRA 5 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3445872	3400934458729	1 flacon(s) en verre de 50 ml
64216338	LEVULOSE BIOSEDRA 5 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3445889	3400934458897	1 flacon(s) en verre de 100 ml
64458633	LEVULOSE HYPERTONIQUE BIOSEDRA 10 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3061456	3400930614563	1 flacon(s) en verre de 500 ml
64458633	LEVULOSE HYPERTONIQUE BIOSEDRA 10 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3236453	3400932364534	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64458633	LEVULOSE HYPERTONIQUE BIOSEDRA 10 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3236476	3400932364763	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
64458633	LEVULOSE HYPERTONIQUE BIOSEDRA 10 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3445895	3400934458958	1 flacon(s) en verre de 50 ml
64458633	LEVULOSE HYPERTONIQUE BIOSEDRA 10 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3445903	3400934459030	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67203762	LEVURES OR GRIMBERG, comprimé	GRIMBERG	3061628	3400930616284	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67203762	LEVURES OR GRIMBERG, comprimé	GRIMBERG	3462468	3400934624681	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67203762	LEVURES OR GRIMBERG, comprimé	GRIMBERG	3540978	3400935409782	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61364972	LEXOMIL 12 mg, comprimé	ROCHE	3174290	3400931742906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66796142	LEXOMIL ROCHE COMPRIME BAGUETTE, comprimé quadrisécable	ROCHE	3174284	3400931742845	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66796142	LEXOMIL ROCHE COMPRIME BAGUETTE, comprimé quadrisécable	ROCHE	5533379	3400955333791	tube(s) polypropylène de 300 comprimé(s)
66796142	LEXOMIL ROCHE COMPRIME BAGUETTE, comprimé quadrisécable	ROCHE	5619537	3400956195374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
65108536	LIBRADOL 500 mg, comprimé sécable	BAYER SANTE FAMILIALE	3304611	3400933046118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
65108536	LIBRADOL 500 mg, comprimé sécable	BAYER SANTE FAMILIALE	3304628	3400933046286	1 flacon(s) polyéthylène de 16 comprimé(s)
61285418	LIBRADOL CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé effervescent sécable	BAYER SANTE FAMILIALE	3368284	3400933682842	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 8 comprimé(s)
61285418	LIBRADOL CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé effervescent sécable	BAYER SANTE FAMILIALE	3368290	3400933682903	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 12 comprimé(s)
61285418	LIBRADOL CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé effervescent sécable	BAYER SANTE FAMILIALE	3368309	3400933683092	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 26 comprimé(s)
61100638	LIBRADOL CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé sécable	BAYER SANTE FAMILIALE	3368278	3400933682781	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 16 comprimé(s)
67627992	LIBRAX, comprimé enrobé	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3553952	3400935539526	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67296097	LIBRIUM 10 mg ROCHE, gélule	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3061893	3400930618936	tube(s) polyéthylène de 50 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63473924	LIBRIUM ROCHE 5 mg, comprimé enrobé	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3061901	3400930619018	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium polyéthylène PVC de 30 comprimé(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	3306231	3400933062316	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	3306248	3400933062484	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	3306254	3400933062545	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	3306260	3400933062606	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	3318518	3400933185183	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	3318524	3400933185244	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 120 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	3318530	3400933185305	1 flacon(s) polypropylène de 120 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	3435112	3400934351129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 12 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	3435129	3400934351297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 24 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	5560560	3400955605607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 gélule(s)
64284474	LICREASE, gélule	ZAMBON FRANCE	5560577	3400955605775	1 flacon(s) polypropylène de 120 gélule(s)
64881366	LIDENE 15 mg, comprimé pelliculé sécable	COOPER	3464266	3400934642661	1 flacon(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69490204	LIDOCAINE 1 % ADRENALINE AGUETTANT, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3397972	3400933979720	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69490204	LIDOCAINE 1 % ADRENALINE AGUETTANT, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3397995	3400933979959	25 flacon(s) en verre de 20 ml
69490204	LIDOCAINE 1 % ADRENALINE AGUETTANT, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3627248	3400936272484	10 flacon(s) en verre de 20 ml
65551161	LIDOCAINE 2 % ADRENALINE AGUETTANT, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3398003	3400933980030	1 flacon(s) en verre de 20 ml
65551161	LIDOCAINE 2 % ADRENALINE AGUETTANT, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3398032	3400933980320	25 flacon(s) en verre de 20 ml
65551161	LIDOCAINE 2 % ADRENALINE AGUETTANT, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3627277	3400936272774	10 flacon(s) en verre de 20 ml
62722155	LIDOCAINE A 1 POUR CENT B. BRAUN, solution injectable I.V. cartouche + seringue MIN-I-JET	B BRAUN MEDICAL	5549529	3400955495291	1 cartouche(s) en verre de 10 ml avec seringue(s) polyéthylène avec aiguille(s)
62722155	LIDOCAINE A 1 POUR CENT B. BRAUN, solution injectable I.V. cartouche + seringue MIN-I-JET	B BRAUN MEDICAL	5549535	3400955495352	10 cartouche(s) en verre de 10 ml avec seringue(s) polyéthylène avec aiguille(s)
69937299	LIDOCAINE AGUETTANT 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3398049	3400933980498	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69937299	LIDOCAINE AGUETTANT 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3398061	3400933980610	25 flacon(s) en verre de 20 ml
69937299	LIDOCAINE AGUETTANT 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3636721	3400936367210	10 flacon(s) en verre de 20 ml
63592070	LIDOCAINE AGUETTANT 1 %, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	3398144	3400933981440	10 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
63592070	LIDOCAINE AGUETTANT 1 %, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	3398167	3400933981679	50 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
63592070	LIDOCAINE AGUETTANT 1 %, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	3649787	3400936497870	100 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
68001023	LIDOCAINE AGUETTANT 1% SANS CONSERVATEUR, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3398078	3400933980788	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68001023	LIDOCAINE AGUETTANT 1% SANS CONSERVATEUR, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3398090	3400933980900	25 flacon(s) en verre de 20 ml
68001023	LIDOCAINE AGUETTANT 1% SANS CONSERVATEUR, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3627254	3400936272545	10 flacon(s) en verre de 20 ml
66290522	LIDOCAINE AGUETTANT 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3398109	3400933981099	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66290522	LIDOCAINE AGUETTANT 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3398121	3400933981211	25 flacon(s) en verre de 20 ml
66290522	LIDOCAINE AGUETTANT 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable en flacon	AGUETTANT	3627260	3400936272606	10 flacon(s) en verre de 20 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69190947	LIDOCAINE AGUETTANT 5 POUR CENT, solution pour pulvérisation buccale	AGUETTANT	3511698	3400935116987	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 1 g avec pompe(s) doseuse(s) avec canule(s) polypropylène avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène
69190947	LIDOCAINE AGUETTANT 5 POUR CENT, solution pour pulvérisation buccale	AGUETTANT	3511706	3400935117069	5 flacon(s) pressurisé(s) de 1 g en verre avec pompe(s) doseuse(s) avec canule(s) polypropylène avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène
64053510	LIDOCAINE PRILOCAINE BIOGARAN 5 %, crème	TONIPHARM	3771347	3400937713474	1 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 2 pansement(s)
64053510	LIDOCAINE PRILOCAINE BIOGARAN 5 %, crème	TONIPHARM	5675139	3400956751396	5 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 10 pansement(s)
64053510	LIDOCAINE PRILOCAINE BIOGARAN 5 %, crème	TONIPHARM	5675145	3400956751457	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
69036269	LIDOCAINE RENAUDIN 1 POUR CENT (50 mg/5 ml), solution injectable	RENAUDIN	3485794	3400934857942	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
69036269	LIDOCAINE RENAUDIN 1 POUR CENT (50 mg/5 ml), solution injectable	RENAUDIN	3485802	3400934858024	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
69036269	LIDOCAINE RENAUDIN 1 POUR CENT (50 mg/5 ml), solution injectable	RENAUDIN	3485819	3400934858192	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
69036269	LIDOCAINE RENAUDIN 1 POUR CENT (50 mg/5 ml), solution injectable	RENAUDIN	3485825	3400934858253	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
69036269	LIDOCAINE RENAUDIN 1 POUR CENT (50 mg/5 ml), solution injectable	RENAUDIN	3485831	3400934858314	30 ampoule(s) en verre de 5 ml
69036269	LIDOCAINE RENAUDIN 1 POUR CENT (50 mg/5 ml), solution injectable	RENAUDIN	5611754	3400956117543	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
69036269	LIDOCAINE RENAUDIN 1 POUR CENT (50 mg/5 ml), solution injectable	RENAUDIN	5611760	3400956117604	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
63085761	LIDOCAINE/PRILOCAINE AGUETTANT 5 %, crème	AGUETTANT	3699555	3400936995550	1 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 2 pansement(s)
63085761	LIDOCAINE/PRILOCAINE AGUETTANT 5 %, crème	AGUETTANT	5672916	3400956729166	5 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 10 pansement(s)
63085761	LIDOCAINE/PRILOCAINE AGUETTANT 5 %, crème	AGUETTANT	5675122	3400956751228	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
64746219	LIDOCAINE/PRILOCAINE IDD 5 %, crème	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3699578	3400936995789	1 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 2 pansement(s)
64746219	LIDOCAINE/PRILOCAINE IDD 5 %, crème	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5675151	3400956751518	5 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 10 pansement(s)
64746219	LIDOCAINE/PRILOCAINE IDD 5 %, crème	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5675168	3400956751686	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
69077725	LIDOCARSEN, pâte pour usage dentaire	DENTSPLY	3394488	3400933944889	1 pot(s) polypropylène polystyrène de 3,5 g
64642149	LIDOGEL, gel gingival	BIODICA	3446452	3400934464522	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
67225538	LIDRIAN 1 POUR CENT, solution injectable	BAXTER	5619721	3400956197217	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
67225538	LIDRIAN 1 POUR CENT, solution injectable	BAXTER	5619738	3400956197385	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
67225538	LIDRIAN 1 POUR CENT, solution injectable	BAXTER	5647350	3400956473502	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
62412854	LIDRIAN 2 POUR CENT, solution injectable	BAXTER	5619709	3400956197095	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
62412854	LIDRIAN 2 POUR CENT, solution injectable	BAXTER	5619715	3400956197156	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
62412854	LIDRIAN 2 POUR CENT, solution injectable	BAXTER	5631952	3400956319527	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
62255189	LIERRE TERRESTRE LES BONS PRODUCTEURS, plante pour tisane en sachet dose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3359747	3400933597474	24 sachet(s)-dose(s) de 1,8 g
62219499	LILLYPEN PROFIL 30.100 UI/1 ml (300 UI/3 ml), suspension injectable (SC, IM) en stylo pré-rempli jetable	LILLY FRANCE	3403951	3400934039515	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo jetable
60115231	LILLYPEN PROTAMINE ISOPHANE NPH 100 UI/1 ml (300 UI/3 ml), suspension injectable en stylo pré-rempli	LILLY FRANCE	3403885	3400934038853	5 stylo pré-rempli en verre dans stylo jetable de 3 ml
63341367	LILLYPEN RAPIDE 100 UI/ml, solution injectable en stylo pré-rempli	LILLY FRANCE	3403862	3400934038624	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo jetable
67544048	LINCOCINE 500 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3062065	3400930620656	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 4 gélule(s)
67544048	LINCOCINE 500 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3259081	3400932590810	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
67544048	LINCOCINE 500 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	5539436	3400955394365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
64380063	LINCOCINE, solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5539442	3400955394426	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
64380063	LINCOCINE, solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5616510	3400956165100	1 ampoule(s) en verre de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68457482	LINDILANE 400 mg/25 mg, comprimé	GRUNENTHAL (FRANCE)	3318085	3400933180850	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
68457482	LINDILANE 400 mg/25 mg, comprimé	GRUNENTHAL (FRANCE)	3588258	3400935882585	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63556170	LINDILANE 600 mg/38 mg, comprimé	GRUNENTHAL (FRANCE)	3416965	3400934169656	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 12 comprimé(s)
65845782	LINEA, gélules	PHARMEXOR	3339182	3400933391829	1 pilulier(s) polypropylène de 20 gélule(s)
61697838	LINIBON, liniment en flacon pressurisé	G GAM	3536586	3400935365866	1 flacon(s) pressurisé(s) de 100 ml aluminium verni avec tube plongeur polyéthylène
66214396	LINIMENT HOLL, solution pour application cutanée	IDERNE MICHEL	3276487	3400932764877	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
69375846	LIORESAL 0,05 mg/1 ml, solution injectable par voie intrathécale en ampoule	NOVARTIS PHARMA	5585376	3400955853763	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
60304050	LIORESAL 10 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3171618	3400931716181	5 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 10 comprimé(s)
62311182	LIORESAL 10 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion par voie intrathécale en ampoule	NOVARTIS PHARMA	5585399	3400955853992	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
65317023	LIORESAL 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion par voie intrathécale en ampoule	NOVARTIS PHARMA	5585382	3400955853824	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
66475325	LIPANOR 100 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3265851	3400932658510	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
66475325	LIPANOR 100 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3269671	3400932696710	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
66475325	LIPANOR 100 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3269688	3400932696888	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
66475325	LIPANOR 100 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3723911	3400937239110	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
62983600	LIPANTHYL 140 MICRONISE, gélule	FOURNIER	3478713	3400934787133	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69612398	LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3696410	3400936964105	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69612398	LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3696427	3400936964273	9 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69612398	LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	5671466	3400956714667	30 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64563132	LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3553739	3400935537393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64563132	LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3717804	3400937178044	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64563132	LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	5629369	3400956293698	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 300 comprimé(s)
65569444	LIPANTHYL 200 micronisé, gélule	FOURNIER	3326357	3400933263577	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
65569444	LIPANTHYL 200 micronisé, gélule	FOURNIER	3326363	3400933263638	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
65569444	LIPANTHYL 200 micronisé, gélule	FOURNIER	3717856	3400937178563	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
62016239	LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule	FOURNIER	3343031	3400933430313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62016239	LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule	FOURNIER	3352691	3400933526917	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 48 gélule(s)
62016239	LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule	FOURNIER	3352716	3400933527167	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
62016239	LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule	FOURNIER	3352722	3400933527228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 gélule(s)
62016239	LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule	FOURNIER	3364375	3400933643751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
62016239	LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule	FOURNIER	3364381	3400933643812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669181	3400936691810	10 flacon(s) en verre de 100 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669198	3400936691988	1 flacon(s) en verre de 250 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669206	3400936692060	10 flacon(s) en verre de 250 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669212	3400936692121	1 flacon(s) en verre de 500 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669229	3400936692299	10 flacon(s) en verre de 500 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669235	3400936692350	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669241	3400936692411	6 flacon(s) en verre de 1000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669258	3400936692589	1 poche(s) polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669264	3400936692640	10 poche(s) polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669270	3400936692701	1 poche(s) polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669287	3400936692879	10 poche(s) polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669293	3400936692930	1 poche(s) polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
65487851	LIPIDEM 20 %, émulsion pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3669301	3400936693012	10 poche(s) polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	3734553	3400937345538	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 10 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	3734576	3400937345767	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 20 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	3734582	3400937345828	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	3734599	3400937345996	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	3734607	3400937346078	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 50 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	3734613	3400937346139	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 84 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	3734636	3400937346368	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 90 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	5683334	3400956833344	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 98 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	5683340	3400956833405	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 100 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	5683357	3400956833573	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 280 comprimé(s)
67877152	LIPILO 160 mg, comprimé	ETHYPHARM	5683363	3400956833634	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 300 comprimé(s)
61251323	LIPILO 200 mg, gélule	ETHYPHARM	3555224	3400935552242	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61251323	LIPILO 200 mg, gélule	ETHYPHARM	3555230	3400935552303	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61251323	LIPILO 200 mg, gélule	ETHYPHARM	3555247	3400935552471	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
61251323	LIPILO 200 mg, gélule	ETHYPHARM	3555253	3400935552532	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
63014134	LIPILO 67 mg, gélule	ETHYPHARM	3555193	3400935551931	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
63014134	LIPILO 67 mg, gélule	ETHYPHARM	3555201	3400935552013	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63014134	LIPILO 67 mg, gélule	ETHYPHARM	3555218	3400935552181	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 gélule(s)
62900405	LIPIOCIS, solution injectable	CIS BIO INTERNATIONAL	5586766	3400955867661	1 flacon(s) en verre de 2 ml
65608908	LIPIODOL 190 mg, capsule molle	GUERBET	3476364	3400934763649	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 3 capsule(s)
65608908	LIPIODOL 190 mg, capsule molle	GUERBET	5610720	3400956107209	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 75 capsule(s)
65608908	LIPIODOL 190 mg, capsule molle	GUERBET	5610737	3400956107377	1 pot(s) polypropylène de 1500 capsule(s)
65000980	LIPIODOL ULTRA-FLUIDE 480 mg/ml, solution injectable	GUERBET	3062160	3400930621608	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
65000980	LIPIODOL ULTRA-FLUIDE 480 mg/ml, solution injectable	GUERBET	3062177	3400930621776	4 ampoule(s) en verre de 5 ml
65000980	LIPIODOL ULTRA-FLUIDE 480 mg/ml, solution injectable	GUERBET	5603507	3400956035076	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
65000980	LIPIODOL ULTRA-FLUIDE 480 mg/ml, solution injectable	GUERBET	5603513	3400956035137	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
61821702	LIPIREX 200 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3524703	3400935247032	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
64920958	LIPIREX 67 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3524695	3400935246950	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
64920958	LIPIREX 67 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3742191	3400937421911	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
64859213	LIPOFEINE 5 %, gel	ARKOPHARMA	3767216	3400937672160	1 tube(s) polyéthylène de 190 g
67143895	LIPOSIC, gel ophtalmique	CHAUVIN	3593087	3400935930873	1 tube(s) polyéthylène de 5 g
67143895	LIPOSIC, gel ophtalmique	CHAUVIN	3593093	3400935930934	3 tube(s) polyéthylène de 5 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67143895	LIPOSIC, gel ophtalmique	CHAUVIN	3593101	3400935931016	1 tube(s) polyéthylène de 10 g
67143895	LIPOSIC, gel ophtalmique	CHAUVIN	3593118	3400935931184	3 tube(s) polyéthylène de 10 g
65066603	LIPOTHYMAL, solution	SEPTODONT	5003256	3400950032569	12 ampoule(s) compresses de 1,5 ml
68696386	LIPUR 450 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3260635	3400932606351	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 60 comprimé(s)
68696386	LIPUR 450 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3263415	3400932634156	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
68696386	LIPUR 450 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3738893	3400937388931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 180 comprimé(s)
66282664	LIQUIFILM LARMES ARTIFICIELLES, collyre	ALLERGAN FRANCE	3237412	3400932374120	1 flacon(s) polyéthylène de 30 ml
66282664	LIQUIFILM LARMES ARTIFICIELLES, collyre	ALLERGAN FRANCE	3335362	3400933353629	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
68748491	LISINOPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3671137	3400936711372	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68748491	LISINOPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3671143	3400936711433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68748491	LISINOPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3739639	3400937396394	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
68748491	LISINOPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3739645	3400937396455	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68748491	LISINOPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5666488	3400956664887	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63100957	LISINOPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3742423	3400937424233	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63100957	LISINOPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3742446	3400937424462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63100957	LISINOPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3742452	3400937424523	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
63100957	LISINOPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3742469	3400937424691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
63100957	LISINOPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3742475	3400937424752	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62045486	LISINOPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3673099	3400936730991	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
62045486	LISINOPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3673107	3400936731073	flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
62045486	LISINOPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5662562	3400956625628	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
62045486	LISINOPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5662579	3400956625796	flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62968406	LISINOPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3673076	3400936730762	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
62968406	LISINOPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3673082	3400936730823	flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
62968406	LISINOPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5662533	3400956625338	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
62968406	LISINOPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5662556	3400956625567	flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
66003132	LISINOPRIL DEXO 5 mg, comprimé sécable	DEXO	3750262	3400937502627	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65370047	LISINOPRIL EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3602521	3400936025219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
65370047	LISINOPRIL EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739220	3400937392204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
65370047	LISINOPRIL EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739237	3400937392372	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68529686	LISINOPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3602515	3400936025158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68529686	LISINOPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739208	3400937392082	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
68529686	LISINOPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739214	3400937392143	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62536453	LISINOPRIL G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3631215	3400936312159	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62536453	LISINOPRIL G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3731632	3400937316323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62536453	LISINOPRIL G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3731649	3400937316491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
62536453	LISINOPRIL G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3731655	3400937316552	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62536453	LISINOPRIL G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	5650837	3400956508372	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62536453	LISINOPRIL G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	5650843	3400956508433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68443212	LISINOPRIL G GAM 20 mg, comprimé	G GAM	3631221	3400936312210	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68443212	LISINOPRIL G GAM 20 mg, comprimé	G GAM	3731827	3400937318273	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68443212	LISINOPRIL G GAM 20 mg, comprimé	G GAM	3731833	3400937318334	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
68443212	LISINOPRIL G GAM 20 mg, comprimé	G GAM	3731856	3400937318563	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68443212	LISINOPRIL G GAM 20 mg, comprimé	G GAM	5650866	3400956508662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68443212	LISINOPRIL G GAM 20 mg, comprimé	G GAM	5650872	3400956508723	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64500662	LISINOPRIL MEDIS 20 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745309	3400937453097	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
64500662	LISINOPRIL MEDIS 20 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745315	3400937453158	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)
64500662	LISINOPRIL MEDIS 20 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5685801	3400956858019	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
64500662	LISINOPRIL MEDIS 20 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5685818	3400956858187	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)
61614269	LISINOPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745261	3400937452618	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61614269	LISINOPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745278	3400937452786	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
61614269	LISINOPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745284	3400937452847	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)
61614269	LISINOPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745290	3400937452908	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)
69559554	LISINOPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3647854	3400936478541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69559554	LISINOPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3647860	3400936478602	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69559554	LISINOPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3724230	3400937242301	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
69559554	LISINOPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3724247	3400937242479	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69559554	LISINOPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5656283	3400956562831	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
69559554	LISINOPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5656308	3400956563081	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61299147	LISINOPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3744540	3400937445405	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61299147	LISINOPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3744557	3400937445573	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61299147	LISINOPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3744563	3400937445634	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61299147	LISINOPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3744586	3400937445863	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
61299147	LISINOPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3744592	3400937445924	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61299147	LISINOPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3744600	3400937446006	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66440915	LISINOPRIL NORDIC PHARMA 20 mg, comprimé sécable	NORDIC PHARMA	3665059	3400936650596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66440915	LISINOPRIL NORDIC PHARMA 20 mg, comprimé sécable	NORDIC PHARMA	5659956	3400956599561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66440915	LISINOPRIL NORDIC PHARMA 20 mg, comprimé sécable	NORDIC PHARMA	5659962	3400956599622	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63811571	LISINOPRIL NORDIC PHARMA 5 mg, comprimé sécable	NORDIC PHARMA	3665042	3400936650428	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63811571	LISINOPRIL NORDIC PHARMA 5 mg, comprimé sécable	NORDIC PHARMA	5659933	3400956599332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62399225	LISINOPRIL PREFARMEX 20 mg, comprimé sécable	PREFARMEX	3685636	3400936856363	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68044042	LISINOPRIL PREFARMEX 5 mg, comprimé sécable	PREFARMEX	3685642	3400936856424	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
62852437	LISINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3647877	3400936478770	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62852437	LISINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3647883	3400936478831	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62852437	LISINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3729150	3400937291507	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
62852437	LISINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3729167	3400937291675	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62852437	LISINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5656314	3400956563142	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62852437	LISINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5656320	3400956563203	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61476359	LISINOPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3743262	3400937432627	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61476359	LISINOPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3743279	3400937432795	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
61476359	LISINOPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3743285	3400937432856	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61476359	LISINOPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3743291	3400937432917	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
61476359	LISINOPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3743316	3400937433167	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61476359	LISINOPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3743322	3400937433228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69612188	LISINOPRIL RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3693966	3400936939660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69612188	LISINOPRIL RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3693972	3400936939721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69612188	LISINOPRIL RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3693989	3400936939899	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69612188	LISINOPRIL RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3693995	3400936939950	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69612188	LISINOPRIL RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694003	3400936940031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
69612188	LISINOPRIL RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694026	3400936940260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
69612188	LISINOPRIL RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694032	3400936940321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69612188	LISINOPRIL RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730590	3400937305907	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
69612188	LISINOPRIL RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730839	3400937308397	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694049	3400936940499	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694055	3400936940550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694061	3400936940611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694078	3400936940789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694084	3400936940840	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694090	3400936940901	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3694109	3400936941090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730561	3400937305617	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730578	3400937305785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
63758389	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730584	3400937305846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 180 comprimé(s)
64079708	LISINOPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3587945	3400935879455	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64079708	LISINOPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3588488	3400935884886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
64079708	LISINOPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3724046	3400937240468	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
64079708	LISINOPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3724052	3400937240529	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
64079708	LISINOPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5638948	3400956389483	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60782591	LISINOPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3588465	3400935884657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60782591	LISINOPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3588471	3400935884718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60782591	LISINOPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3720864	3400937208642	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
60782591	LISINOPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3720870	3400937208703	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60782591	LISINOPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5638931	3400956389315	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
68925244	LISINOPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3673142	3400936731424	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68925244	LISINOPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3673159	3400936731592	flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
68925244	LISINOPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730489	3400937304894	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 84 comprimé(s)
68925244	LISINOPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730495	3400937304955	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 90 comprimé(s)
68925244	LISINOPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5662616	3400956626168	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68925244	LISINOPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5662622	3400956626229	flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67325613	LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3673113	3400936731134	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
67325613	LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3673136	3400936731363	flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67325613	LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730443	3400937304436	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 84 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67325613	LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730466	3400937304665	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 90 comprimé(s)
67325613	LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730472	3400937304726	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 180 comprimé(s)
67325613	LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5662585	3400956625857	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
67325613	LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5662591	3400956625918	flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61789051	LISINOPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3641573	3400936415737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61789051	LISINOPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3641596	3400936415966	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61789051	LISINOPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729865	3400937298650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
61789051	LISINOPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729871	3400937298711	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61789051	LISINOPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5654019	3400956540198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61139452	LISINOPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3641550	3400936415508	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61139452	LISINOPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3641567	3400936415676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61139452	LISINOPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729842	3400937298421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 84 comprimé(s)
61139452	LISINOPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729859	3400937298599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
61139452	LISINOPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5654002	3400956540020	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64505061	LISINOPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3665071	3400936650718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64505061	LISINOPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3728914	3400937289146	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64505061	LISINOPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3728920	3400937289207	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64505061	LISINOPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3728937	3400937289375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64505061	LISINOPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5659985	3400956599851	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60697664	LISINOPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3665065	3400936650657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60697664	LISINOPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3728877	3400937288774	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60697664	LISINOPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3728883	3400937288835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60697664	LISINOPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3728908	3400937289085	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60697664	LISINOPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5659979	3400956599790	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62606357	LISINOPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3685777	3400936857773	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62606357	LISINOPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3720522	3400937205221	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62606357	LISINOPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3736084	3400937360845	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
62606357	LISINOPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3736090	3400937360906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62606357	LISINOPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5667832	3400956678327	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61415790	LISINOPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3685783	3400936857834	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61415790	LISINOPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3720516	3400937205160	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61415790	LISINOPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3749543	3400937495431	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
61415790	LISINOPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3749566	3400937495660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61415790	LISINOPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5667849	3400956678495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64195196	LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742481	3400937424813	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
64195196	LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742498	3400937424981	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64195196	LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742506	3400937425063	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 90 comprimé(s)
64195196	LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742512	3400937425124	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
64195196	LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742529	3400937425292	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)
64195196	LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742535	3400937425353	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)
64195196	LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742541	3400937425414	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 90 comprimé(s)
64195196	LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742558	3400937425582	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)
69128504	LISINOPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742564	3400937425643	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
69128504	LISINOPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742570	3400937425704	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
69128504	LISINOPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742587	3400937425872	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 90 comprimé(s)
69128504	LISINOPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742593	3400937425933	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
69128504	LISINOPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742601	3400937426015	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)
69128504	LISINOPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742618	3400937426183	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)
69128504	LISINOPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742624	3400937426244	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 90 comprimé(s)
69128504	LISINOPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3742630	3400937426305	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)
65835546	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3668187	3400936681873	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65835546	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3722780	3400937227803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65835546	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5666040	3400956660407	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67943809	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3668218	3400936682184	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67943809	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3780748	3400937807487	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
67943809	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3780754	3400937807548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67943809	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5666086	3400956660865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60916019	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3689025	3400936890251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60916019	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768279	3400937682794	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60916019	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768285	3400937682855	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60916019	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5668926	3400956689262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68823314	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3668201	3400936682016	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68823314	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3738456	3400937384568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68823314	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3738462	3400937384629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
68823314	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3738479	3400937384797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
68823314	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5666063	3400956660636	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60656055	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3668193	3400936681934	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60656055	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3738628	3400937386289	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60656055	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3738634	3400937386340	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
60656055	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3738640	3400937386401	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60656055	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5666057	3400956660575	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63032812	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3668170	3400936681705	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63032812	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730503	3400937305037	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
63032812	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730526	3400937305266	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63032812	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5666034	3400956660346	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68186383	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735185	3400937351850	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68186383	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3749678	3400937496780	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68186383	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5683624	3400956836246	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
66322824	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3705072	3400937050722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66322824	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729428	3400937294287	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66322824	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729434	3400937294348	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
66322824	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729440	3400937294409	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66322824	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5676127	3400956761272	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62159778	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3668164	3400936681644	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimé(s)
67874804	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3735162	3400937351621	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60427957	LITAK 2 mg/ml, solution injectable	LIPOMED	3640668	3400936406681	1 flacon(s) en verre de 5 ml
60427957	LITAK 2 mg/ml, solution injectable	LIPOMED	3640674	3400936406742	5 flacon(s) en verre de 5 ml
66353047	LITHIAGEL 5,8 g/ 100 g, suspension buvable	MARX	3062438	3400930624388	1 flacon(s) en verre de 480 ml
63602657	LITHINAL, granulés effervescents en sachet-dose	SORIN MAXIM	3117027	3400931170273	25 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 2 g
64598133	LITHIODERM 8 %, gel	LABCATAL	3595241	3400935952417	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
61197128	LITHIUM MICROSOL, solution buvable en récipient unidose	HERBAXT	3326305	3400933263058	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
61197128	LITHIUM MICROSOL, solution buvable en récipient unidose	HERBAXT	3333972	3400933339722	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
63672890	LITHIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3075151	3400930751510	14 ampoule(s) en verre de 2 ml
63672890	LITHIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3754662	3400937546621	28 ampoule(s) en verre de 2 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
63198588	LITHIUM OLIGOSOL, solution buvable en flacon pressurisé	LABCATAL	3445725	3400934457258	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 60 ml
60775091	LITHOL, solution buvable	LESOURD	3062450	3400930624500	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml
63001215	LITOSMIL 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	UCB PHARMA	3332056	3400933320560	15 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3,013 g
63001215	LITOSMIL 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	UCB PHARMA	3332062	3400933320621	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3,013 g
63001215	LITOSMIL 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	UCB PHARMA	3332079	3400933320799	60 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3,013 g
63001215	LITOSMIL 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	UCB PHARMA	3332300	3400933323004	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3,013 g
63001215	LITOSMIL 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	UCB PHARMA	3348703	3400933487034	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3,013 g
66339204	LITOXOL, comprimé	ZAMBON FRANCE	3217220	3400932172207	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66339204	LITOXOL, comprimé	ZAMBON FRANCE	3217237	3400932172375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66339204	LITOXOL, comprimé	ZAMBON FRANCE	3217243	3400932172436	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63140040	LIVENSA 300 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS GERMANY	3767185	3400937671859	2 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 dispositif(s)
63140040	LIVENSA 300 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS GERMANY	3767191	3400937671910	8 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 dispositif(s)
63140040	LIVENSA 300 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS GERMANY	5698755	3400956987559	24 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 dispositif(s)
66838520	LIVESAN 200 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3555141	3400935551412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66838520	LIVESAN 200 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3555158	3400935551580	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66838520	LIVESAN 200 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3555164	3400935551641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
66838520	LIVESAN 200 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3555170	3400935551702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
68364359	LIVESAN 67 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3555106	3400935551061	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68364359	LIVESAN 67 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3555112	3400935551122	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
68364359	LIVESAN 67 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3555129	3400935551290	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
68364359	LIVESAN 67 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3555135	3400935551351	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 gélule(s)
63449204	LIVIAL 2,5 mg, comprimé	ORGANON	3543586	3400935435866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
63449204	LIVIAL 2,5 mg, comprimé	ORGANON	3543592	3400935435927	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
63449204	LIVIAL 2,5 mg, comprimé	ORGANON	3609428	3400936094284	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63449204	LIVIAL 2,5 mg, comprimé	ORGANON	3609434	3400936094345	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64159499	LIVOSTIN 0,05 POUR CENT, collyre	MCNEIL	3347632	3400933476328	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml - avec compte-gouttes - polyéthylène
69896201	LOBAMINE CYSTEINE, gélule	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3062591	3400930625910	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
69896201	LOBAMINE CYSTEINE, gélule	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3062616	3400930626160	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
69896201	LOBAMINE CYSTEINE, gélule	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3646240	3400936462403	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 gélule(s)
69311021	LOBELIA COMPLEXE N°74, solution buvable	LEHNING	3060072	3400930600726	1 flacon(s) en verre de 20 ml
61699426	LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale	SERVIER	3653085	3400936530850	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 8 ml avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) avec embout(s) buccal(aux) avec embout(s) nasal(aux)
60893549	LOCACID, crème dermatologique	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3237292	3400932372928	1 tube(s) aluminium de 30 g
67711141	LOCACID, lotion	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3237300	3400932373000	1 flacon(s) en verre de 15 ml
67711141	LOCACID, lotion	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3394465	3400933944650	1 flacon(s) en verre de 30 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67393525	LOCACORTENE, crème	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3062786	3400930627860	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
67393525	LOCACORTENE, crème	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5536596	3400955365969	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
69986638	LOCACORTENE-VIOFORME, crème	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3062792	3400930627921	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
65476513	LOCALONE, lotion	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3239894	3400932398942	1 flacon(s) en verre de 125 ml
61243216	LOCAPRED 0,1 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3169030	3400931690306	1 tube(s) polyéthylène de 20 g
61243216	LOCAPRED 0,1 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3192773	3400931927730	1 tube(s) polyéthylène de 10 g
61243216	LOCAPRED 0,1 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3192796	3400931927969	1 tube(s) polyéthylène de 15 g
61243216	LOCAPRED 0,1 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3238328	3400932383283	1 tube(s) polyéthylène de 30 g
64147447	LOCASALENE, pommade	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3062800	3400930628003	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
62294181	LOCATOP 0,1 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3385118	3400933851187	1 tube(s) polyéthylène de 30 g avec canule
62294181	LOCATOP 0,1 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3385124	3400933851248	1 tube(s) polyéthylène de 30 g
62294181	LOCATOP 0,1 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3387502	3400933875022	1 tube(s) polyéthylène de 15 g avec canule
62294181	LOCATOP 0,1 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3387519	3400933875190	1 tube(s) polyéthylène de 15 g
66895425	LOCERYL 5 POUR CENT, solution filmogène pour application locale en flacon	GALDERMA INTERNATIONAL	3348873	3400933488734	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec spatule(s)
66895425	LOCERYL 5 POUR CENT, solution filmogène pour application locale en flacon	GALDERMA INTERNATIONAL	3597493	3400935974938	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec 20 spatule(s)
63947112	LOCOID 0,1 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale	ASTELLAS PHARMA	3368485	3400933684853	1 flacon(s) polyéthylène de 15 g
63947112	LOCOID 0,1 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale	ASTELLAS PHARMA	3368491	3400933684914	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
66841235	LOCOID 0,1%, crème	ASTELLAS PHARMA	3218952	3400932189526	1 tube(s) de 15 g
66841235	LOCOID 0,1%, crème	ASTELLAS PHARMA	3218969	3400932189694	1 tube(s) de 30 g
60676481	LOCOID POMMADE	ASTELLAS PHARMA	3219012	3400932190126	1 tube(s) de 15 g
60676481	LOCOID POMMADE	ASTELLAS PHARMA	3219029	3400932190294	1 tube(s) de 30 g
67369944	LOCOID, crème épaisse pour application locale	ASTELLAS PHARMA	3278517	3400932785179	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66423894	LOCOID, lotion	ASTELLAS PHARMA	3218923	3400932189236	1 flacon(s) de 15 ml
66423894	LOCOID, lotion	ASTELLAS PHARMA	3218946	3400932189465	1 flacon(s) de 30 ml
66423894	LOCOID, lotion	ASTELLAS PHARMA	3272489	3400932724895	1 flacon(s) de 100 ml
61946645	LOCOIDEN, crème	ASTELLAS PHARMA	3458142	3400934581427	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63845125	LODALES 10 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3317855	3400933178550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
63845125	LODALES 10 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3597895	3400935978950	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60679335	LODALES 20 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3317861	3400933178611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60679335	LODALES 20 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3320099	3400933200992	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60679335	LODALES 20 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3597903	3400935979032	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
60679335	LODALES 20 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3597926	3400935979261	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
60679335	LODALES 20 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3717767	3400937177672	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60679335	LODALES 20 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3717862	3400937178624	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3575706	3400935757067	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3575712	3400935757128	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3575729	3400935757296	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3611075	3400936110755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3611081	3400936110816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3611098	3400936110984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3715478	3400937154789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3722797	3400937227971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5635275	3400956352753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 49 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5635281	3400956352814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5646244	3400956462445	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 49 comprimé(s)
65787496	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5646250	3400956462506	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65393327	LODALES 5 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3350143	3400933501433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
65393327	LODALES 5 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3350166	3400933501662	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65393327	LODALES 5 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3597889	3400935978899	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62589922	LODALES 80 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3575675	3400935756756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
62589922	LODALES 80 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3575681	3400935756817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
62589922	LODALES 80 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3575698	3400935756985	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62589922	LODALES 80 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5635252	3400956352524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 49 comprimé(s)
62589922	LODALES 80 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5635269	3400956352692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65803477	LODIARID 2 mg, gélule	CLEMENT THEKAN	3411531	3400934115318	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
65803477	LODIARID 2 mg, gélule	CLEMENT THEKAN	3496697	3400934966972	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
61832613	LODINE 100 mg, comprimé pelliculé	DAIICHI SANKYO FRANCE	3285196	3400932851966	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68645185	LODINE 200 mg, comprimé pelliculé	DAIICHI SANKYO FRANCE	3285204	3400932852048	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68032346	LODINE 300 mg, comprimé pelliculé	DAIICHI SANKYO FRANCE	3348040	3400933480400	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60436803	LODINE LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3348057	3400933480578	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
68546034	LODIPINAM 10 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3755940	3400937559409	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68546034	LODIPINAM 10 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3755963	3400937559638	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66320225	LODIPINAM 5 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3755986	3400937559867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66320225	LODIPINAM 5 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3755992	3400937559928	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69404066	LODOXAL 0,1 POUR CENT, collyre	ALCON	3429927	3400934299278	flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
64867402	LODOXAL 0,1 POUR CENT, collyre en récipient unidose	ALCON	3412832	3400934128325	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64867402	LODOXAL 0,1 POUR CENT, collyre en récipient unidose	ALCON	3412849	3400934128493	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64867402	LODOXAL 0,1 POUR CENT, collyre en récipient unidose	ALCON	3412855	3400934128554	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64867402	LODOXAL 0,1 POUR CENT, collyre en récipient unidose	ALCON	3412861	3400934128615	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65118181	LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3459058	3400934590580	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
65118181	LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3459064	3400934590641	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
65118181	LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3459070	3400934590702	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
65118181	LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3567581	3400935675811	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
65118181	LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3567598	3400935675989	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
66845664	LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3458952	3400934589522	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
66845664	LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3458969	3400934589690	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
66845664	LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3458975	3400934589751	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
66845664	LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3567546	3400935675460	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
66845664	LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3567552	3400935675521	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
67460027	LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3459006	3400934590061	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
67460027	LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3459012	3400934590122	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
67460027	LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3459029	3400934590290	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
67460027	LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3567569	3400935675699	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
67460027	LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	MERCK SANTE	3567575	3400935675750	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
63130587	LOFTYL 150 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3465975	3400934659751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69399911	LOFTYL 50 mg/5 ml, solution injectable	ABBOTT FRANCE	3311456	3400933114565	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
69399911	LOFTYL 50 mg/5 ml, solution injectable	ABBOTT FRANCE	3465981	3400934659812	2 ampoule(s) en verre de 5 ml
68762733	LOGECINE 250 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ETHYPHARM	3357783	3400933577834	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
68762733	LOGECINE 250 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ETHYPHARM	3357808	3400933578084	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
68762733	LOGECINE 250 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ETHYPHARM	5583503	3400955835035	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
69340304	LOGIFLOX 400 mg, comprimé pelliculé sécable	BIODIPHAR	3345975	3400933459758	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 3 comprimé(s)
69340304	LOGIFLOX 400 mg, comprimé pelliculé sécable	BIODIPHAR	5585471	3400955854715	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61950444	LOGIMAX 5 mg/47,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3378845	3400933788452	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61950444	LOGIMAX 5 mg/47,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3378851	3400933788513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 28 comprimé(s)
61950444	LOGIMAX 5 mg/47,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3378868	3400933788681	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
61950444	LOGIMAX 5 mg/47,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3714409	3400937144094	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 30 comprimé(s)
61950444	LOGIMAX 5 mg/47,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3714415	3400937144155	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 84 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61950444	LOGIMAX 5 mg/47,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3714421	3400937144216	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 90 comprimé(s)
61950444	LOGIMAX 5 mg/47,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3714438	3400937144384	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 91 comprimé(s)
63824615	LOGIRENE, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3297578	3400932975785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62391673	LOGROTON, comprimé pelliculé sécable	DAIICHI SANKYO FRANCE	3264544	3400932645442	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62391673	LOGROTON, comprimé pelliculé sécable	DAIICHI SANKYO FRANCE	3748213	3400937482134	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3341730	3400933417307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3341753	3400933417536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3341776	3400933417765	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3381296	3400933812966	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3381304	3400933813048	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3381310	3400933813109	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3411637	3400934116377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3411643	3400934116438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3411666	3400934116667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66942711	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	TONIPHARM	3411672	3400934116728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63129108	LOGRYX 100 mg, microgranules en gélule	TONIPHARM	3361684	3400933616847	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 6 gélule(s)
63129108	LOGRYX 100 mg, microgranules en gélule	TONIPHARM	3361690	3400933616908	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 12 gélule(s)
63129108	LOGRYX 100 mg, microgranules en gélule	TONIPHARM	3361709	3400933617097	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
68332240	LOGRYX 50 mg, comprimé pelliculé	TONIPHARM	3339851	3400933398514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
68332240	LOGRYX 50 mg, comprimé pelliculé	TONIPHARM	3340280	3400933402808	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
68332240	LOGRYX 50 mg, comprimé pelliculé	TONIPHARM	3340297	3400933402976	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68332240	LOGRYX 50 mg, comprimé pelliculé	TONIPHARM	3340305	3400933403058	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 42 comprimé(s)
68332240	LOGRYX 50 mg, comprimé pelliculé	TONIPHARM	3381244	3400933812447	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
68332240	LOGRYX 50 mg, comprimé pelliculé	TONIPHARM	3381250	3400933812508	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
68332240	LOGRYX 50 mg, comprimé pelliculé	TONIPHARM	3381267	3400933812676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 comprimé(s)
68332240	LOGRYX 50 mg, comprimé pelliculé	TONIPHARM	3381273	3400933812737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60845554	LOGRYX 50 mg, microgranules en gélule	TONIPHARM	3361715	3400933617158	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 12 gélule(s)
60845554	LOGRYX 50 mg, microgranules en gélule	TONIPHARM	3361721	3400933617219	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 14 gélule(s)
60845554	LOGRYX 50 mg, microgranules en gélule	TONIPHARM	3361738	3400933617387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
63987103	LOMEXIN 2 POUR CENT, crème	EFFIK	3338308	3400933383084	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
63913505	LOMEXIN 2 pour cent, crème vaginale	EFFIK	3378354	3400933783549	1 tube(s) aluminium de 35 g - avec 7 applicateurs - polyéthylène - polypropylène
69960586	LOMEXIN 600 mg, capsule molle vaginale	EFFIK	3378348	3400933783488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium PVDC de 1 capsule(s)
69960586	LOMEXIN 600 mg, capsule molle vaginale	EFFIK	3690933	3400936909335	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium PVDC de 2 capsule(s)
65819150	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3514136	3400935141361	1 poche(s) PVC de 500 ml
67920041	LOMUDAL 20 mg, poudre pour inhalation en gélule	AVENTIS	3131228	3400931312284	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s) avec turbo-inhalateur
67920041	LOMUDAL 20 mg, poudre pour inhalation en gélule	AVENTIS	3131234	3400931312345	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
67920041	LOMUDAL 20 mg, poudre pour inhalation en gélule	AVENTIS	3211619	3400932116195	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s)
67920041	LOMUDAL 20 mg, poudre pour inhalation en gélule	AVENTIS	3252831	3400932528318	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s) avec turbo-inhalateur
63060320	LOMUDAL 5 mg/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	AVENTIS	3282950	3400932829507	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 56 dose(s)
63060320	LOMUDAL 5 mg/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	AVENTIS	3282967	3400932829675	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 112 dose(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63060320	LOMUDAL 5 mg/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	AVENTIS	3282973	3400932829736	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 200 dose(s)
64718579	LOMUDAL, solution pour nébulisation	AVENTIS	3241187	3400932411870	24 ampoule(s) de 2 ml
64718579	LOMUDAL, solution pour nébulisation	AVENTIS	3241193	3400932411931	48 ampoule(s) de 2 ml
62161583	LOMUSOL 4 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	AVENTIS	3375373	3400933753733	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 15 ml avec valve doseuse
62161583	LOMUSOL 4 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	AVENTIS	3375396	3400933753962	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 30 ml avec valve doseuse
60935927	LOMUSOL, solution pour pulvérisation nasale	AVENTIS	3221322	3400932213221	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène haute densité de 9,5 ml - avec pompe doseuse polyéthylène basse densité - avec embout nasal polypropylène
60935927	LOMUSOL, solution pour pulvérisation nasale	AVENTIS	3221339	3400932213399	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène haute densité de 13 ml - avec pompe doseuse polyéthylène basse densité - avec embout nasal polypropylène
60935927	LOMUSOL, solution pour pulvérisation nasale	AVENTIS	3221552	3400932215522	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre de 9,5 ml - avec pompe doseuse polyéthylène basse densité - avec embout nasal polypropylène
60935927	LOMUSOL, solution pour pulvérisation nasale	AVENTIS	3221569	3400932215690	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre de 13 ml - avec pompe doseuse polyéthylène basse densité - avec embout nasal polypropylène
60935927	LOMUSOL, solution pour pulvérisation nasale	AVENTIS	3270303	3400932703036	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène haute densité de 26 ml - avec pompe doseuse polyéthylène basse densité - avec embout nasal polypropylène
66813271	LONGALGIC 1 g, poudre orale en sachet	UCB PHARMA	3356482	3400933564827	8 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1,75 g
66813271	LONGALGIC 1 g, poudre orale en sachet	UCB PHARMA	3356499	3400933564995	12 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1,75 g
66813271	LONGALGIC 1 g, poudre orale en sachet	UCB PHARMA	3356507	3400933565077	16 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1,75 g
67395654	LONOTEN 10 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3261149	3400932611492	1 flacon(s) en verre de 40 comprimé(s)
67395654	LONOTEN 10 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3261155	3400932611553	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
67395654	LONOTEN 10 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3268281	3400932682812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
67395654	LONOTEN 10 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3268298	3400932682980	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67395654	LONOTEN 10 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5542237	3400955422372	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
61983729	LONOTEN 5 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3261126	3400932611263	1 flacon(s) en verre de 40 comprimé(s)
61983729	LONOTEN 5 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3261132	3400932611324	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
61983729	LONOTEN 5 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3268306	3400932683062	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
61983729	LONOTEN 5 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3268312	3400932683123	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61983729	LONOTEN 5 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5542220	3400955422204	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
62037703	LOPERAMIDE (CHLORHYDRATE) GIFRER 2 mg, gélule	GIFRER BARBEZAT	3420228	3400934202285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61303791	LOPERAMIDE ARROW 2 mg, gélule	ELAIAPHARM	3595471	3400935954718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66221775	LOPERAMIDE ARROW CONSEIL 2 mg, gélule	ELAIAPHARM	3456120	3400934561207	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
66221775	LOPERAMIDE ARROW CONSEIL 2 mg, gélule	ELAIAPHARM	3695250	3400936952508	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
67150352	LOPERAMIDE BIOGARAN 2 mg, gélule	BIOGARAN	3407541	3400934075414	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
67150352	LOPERAMIDE BIOGARAN 2 mg, gélule	BIOGARAN	3407558	3400934075582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
68276279	LOPERAMIDE CEPHALON 2 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3740826	3400937408264	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium suremballée(s)/surpochée(s) de 6 lyophilisat(s)
68276279	LOPERAMIDE CEPHALON 2 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3740832	3400937408325	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium suremballée(s)/surpochée(s) de 10 lyophilisat(s)
68276279	LOPERAMIDE CEPHALON 2 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3740849	3400937408493	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium suremballée(s)/surpochée(s) de 12 lyophilisat(s)
61499233	LOPERAMIDE CILFA 2 mg, gélule	CILFA DEVELOPPEMENT	3456841	3400934568411	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
68578473	LOPERAMIDE EG 2 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3456835	3400934568350	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
69119195	LOPERAMIDE G GAM 2 mg, gélule	G GAM	3430988	3400934309885	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 20 gélule(s)
64567839	LOPERAMIDE IVAX 2 mg, gélule	IVAX PHARMACEUTICALS	3661937	3400936619371	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61710577	LOPERAMIDE LYOC 2 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3450413	3400934504136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium suremballée(s)/surpochée(s) de 6 lyophilisat(s)
61710577	LOPERAMIDE LYOC 2 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3450436	3400934504365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium suremballée(s)/surpochée(s) de 20 lyophilisat(s)
61710577	LOPERAMIDE LYOC 2 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3514739	3400935147394	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium suremballée(s)/surpochée(s) de 10 lyophilisat(s)
61710577	LOPERAMIDE LYOC 2 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3676436	3400936764361	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium suremballée(s)/surpochée(s) de 12 lyophilisat(s)
63178870	LOPERAMIDE MERCK 2 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3482896	3400934828966	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
68668013	LOPERAMIDE QUALIMED 2 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3464088	3400934640889	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
68668013	LOPERAMIDE QUALIMED 2 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3464094	3400934640940	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
62179122	LOPERAMIDE RATIOPHARM 2 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3436169	3400934361692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
63663368	LOPERAMIDE RPG 2 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3377573	3400933775735	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
63663368	LOPERAMIDE RPG 2 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3377596	3400933775964	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63663368	LOPERAMIDE RPG 2 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3386106	3400933861063	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
63663368	LOPERAMIDE RPG 2 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3386112	3400933861124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63053571	LOPERAMIDE SANDOZ 2 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3549838	3400935498380	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65987714	LOPERAMIDE SANDOZ 2 mg, gélule	SANDOZ	3656793	3400936567931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
65987714	LOPERAMIDE SANDOZ 2 mg, gélule	SANDOZ	3656801	3400936568013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 gélule(s)
67504559	LOPERAMIDE SANDOZ CONSEIL 2 mg, gélule	SANDOZ	3506102	3400935061027	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 12 gélule(s)
67504559	LOPERAMIDE SANDOZ CONSEIL 2 mg, gélule	SANDOZ	3775380	3400937753807	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 6 gélule(s)
63283857	LOPERAMIDE SYNTHELABO OTC 2 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3524270	3400935242709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
64752147	LOPERAMIDE TEVA 2 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3423072	3400934230721	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 6 gélule(s)
64752147	LOPERAMIDE TEVA 2 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3616026	3400936160262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
66001291	LOPERAMIDE URGO 2 mg, gélule	URGO	3524933	3400935249333	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
66001291	LOPERAMIDE URGO 2 mg, gélule	URGO	3524956	3400935249562	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
68382147	LOPERAMIDE VIAREF 2 mg, gélule	G GAM	3474997	3400934749971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
68382147	LOPERAMIDE VIAREF 2 mg, gélule	G GAM	3475005	3400934750052	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
60551780	LOPERAMIDE WINTHROP 2 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3488261	3400934882616	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
63276510	LOPERAMIDE ZYDUS 2 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3556672	3400935566720	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
67211976	LOPRESSOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable	DAIICHI SANKYO FRANCE	3225030	3400932250301	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC de 60 comprimé(s)
67211976	LOPRESSOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable	DAIICHI SANKYO FRANCE	3225047	3400932250479	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC de 30 comprimé(s)
67211976	LOPRESSOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable	DAIICHI SANKYO FRANCE	3739355	3400937393553	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69283006	LOPRESSOR 50 mg, comprimé	DAIICHI SANKYO FRANCE	3225018	3400932250189	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69283006	LOPRESSOR 50 mg, comprimé	DAIICHI SANKYO FRANCE	3225024	3400932250240	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67946132	LOPRESSOR INJECTABLE 5 mg/5 ml, solution injectable	DAIICHI SANKYO FRANCE	3264739	3400932647392	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
62627650	LOPRESSOR L P 190 mg, comprimé osmotique à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3327285	3400933272852	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
65483760	LOPRESSOR L P 95 mg, comprimé osmotique à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3327279	3400933272791	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
69376930	LOPRESSOR L.P. 200 mg, comprimé sécable à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3230367	3400932303670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69376930	LOPRESSOR L.P. 200 mg, comprimé sécable à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3230373	3400932303731	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69376930	LOPRESSOR L.P. 200 mg, comprimé sécable à libération prolongée	DAIICHI SANKYO FRANCE	3739361	3400937393614	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68356259	LOPRIL 25 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3242809	3400932428090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 45 comprimé(s)
68356259	LOPRIL 25 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3268364	3400932683642	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68356259	LOPRIL 25 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3722840	3400937228404	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61837197	LOPRIL 50 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3242815	3400932428151	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 45 comprimé(s)
61837197	LOPRIL 50 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3268358	3400932683581	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61837197	LOPRIL 50 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3722857	3400937228572	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69980852	LORAMYC 50 mg, comprimé gingival muco-adhésif	BIOALLIANCE PHARMA	3772364	3400937723640	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3618077	3400936180772	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3618083	3400936180833	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3618108	3400936181083	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3618114	3400936181144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3618120	3400936181205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3618137	3400936181373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3618143	3400936181434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5648160	3400956481606	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5648177	3400956481774	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5648183	3400956481835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
62647090	LORATADINE ALPHARMA 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5648208	3400956482085	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64923897	LORATADINE EG 1 mg/ml, sirop	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3665102	3400936651029	1 flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 60 ml avec gobelet(s) doseur(s) polyéthylène basse densité (PEBD)
64923897	LORATADINE EG 1 mg/ml, sirop	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3665119	3400936651197	1 flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 120 ml avec gobelet(s) doseur(s) polyéthylène basse densité (PEBD)
67258709	LORATADINE EG 10 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3613364	3400936133648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
63283960	LORATADINE G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3701737	3400937017374	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 10 comprimé(s)
63283960	LORATADINE G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3701743	3400937017435	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 15 comprimé(s)
63283960	LORATADINE G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3701766	3400937017664	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 20 comprimé(s)
63283960	LORATADINE G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3701772	3400937017725	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
63283960	LORATADINE G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3702441	3400937024419	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
63283960	LORATADINE G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	5674080	3400956740802	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 50 comprimé(s)
63283960	LORATADINE G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	5674097	3400956740970	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
67432693	LORATADINE MEDIS 10 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3605867	3400936058675	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 15 comprimé(s)
67432693	LORATADINE MEDIS 10 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3609842	3400936098428	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
67432693	LORATADINE MEDIS 10 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3609859	3400936098596	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
67432693	LORATADINE MEDIS 10 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	5644185	3400956441853	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
69241103	LORATADINE MERCK 1 mg/ml, sirop	MERCK GENERIQUES	3675603	3400936756038	1 flacon(s) en verre de 120 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3608819	3400936088191	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3608825	3400936088252	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3608831	3400936088313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3608848	3400936088481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3608854	3400936088542	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3608860	3400936088603	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3608877	3400936088771	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3608883	3400936088832	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5644067	3400956440672	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61007493	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5644073	3400956440733	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68891863	LORATADINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3596743	3400935967435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
68891863	LORATADINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3596766	3400935967664	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68891863	LORATADINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3596772	3400935967725	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3621257	3400936212572	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3621263	3400936212633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3621286	3400936212862	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3621292	3400936212923	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3621300	3400936213005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3621317	3400936213173	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3626562	3400936265622	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3626579	3400936265790	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3626585	3400936265851	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3626591	3400936265912	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	3629891	3400936298910	flacon(s) polypropylène de 250 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	5643820	3400956438204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	5643837	3400956438372	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	5643843	3400956438433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 250 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	5643866	3400956438662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	5643872	3400956438723	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66281402	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé	SANDOZ	5643889	3400956438891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 250 comprimé(s)
68792114	LORATADINE SCHERING PLOUGH 10 mg, comprimé effervescent	SCHERING PLOUGH	3395973	3400933959739	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68792114	LORATADINE SCHERING PLOUGH 10 mg, comprimé effervescent	SCHERING PLOUGH	3396211	3400933962111	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68792114	LORATADINE SCHERING PLOUGH 10 mg, comprimé effervescent	SCHERING PLOUGH	3396228	3400933962289	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68792114	LORATADINE SCHERING PLOUGH 10 mg, comprimé effervescent	SCHERING PLOUGH	3396234	3400933962340	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
68792114	LORATADINE SCHERING PLOUGH 10 mg, comprimé effervescent	SCHERING PLOUGH	3396240	3400933962401	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
68792114	LORATADINE SCHERING PLOUGH 10 mg, comprimé effervescent	SCHERING PLOUGH	3396257	3400933962579	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
68792114	LORATADINE SCHERING PLOUGH 10 mg, comprimé effervescent	SCHERING PLOUGH	3396263	3400933962630	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62685447	LORATADINE SCHERING-PLOUGH 10 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3338432	3400933384326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
62685447	LORATADINE SCHERING-PLOUGH 10 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3338449	3400933384494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
62685447	LORATADINE SCHERING-PLOUGH 10 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3338455	3400933384555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62685447	LORATADINE SCHERING-PLOUGH 10 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3656741	3400936567412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
60949617	LORATADINE SCHERING-PLOUGH 1mg/ml, sirop	SCHERING PLOUGH	3371197	3400933711979	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml
60949617	LORATADINE SCHERING-PLOUGH 1mg/ml, sirop	SCHERING PLOUGH	3371205	3400933712051	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
68184973	LORATADINE TEVA 1 mg/ml, sirop	TEVA CLASSICS	3702033	3400937020336	1 flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 60 ml avec cuillère-mesure

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68184973	LORATADINE TEVA 1 mg/ml, sirop	TEVA CLASSICS	3702056	3400937020565	1 flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 100 ml avec cuillère-mesure
68184973	LORATADINE TEVA 1 mg/ml, sirop	TEVA CLASSICS	3702062	3400937020626	1 flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 150 ml avec cuillère-mesure
68184973	LORATADINE TEVA 1 mg/ml, sirop	TEVA CLASSICS	3702079	3400937020794	1 flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 200 ml avec cuillère-mesure
61010258	LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3632060	3400936320604	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
61010258	LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3632077	3400936320772	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
61010258	LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3632083	3400936320833	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61010258	LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3632108	3400936321083	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
61010258	LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3632114	3400936321144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61010258	LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3632120	3400936321205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61010258	LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3632137	3400936321373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61010258	LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5651481	3400956514816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61010258	LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5651498	3400956514984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61268671	LORATADINE/SULFATE DE PSEUDOEPHEDRINE SCHERING-PLOUGH 5mg/120 mg, comprimé enrobé à libération modifiée	SCHERING PLOUGH	3368226	3400933682262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
61268671	LORATADINE/SULFATE DE PSEUDOEPHEDRINE SCHERING-PLOUGH 5mg/120 mg, comprimé enrobé à libération modifiée	SCHERING PLOUGH	3368232	3400933682323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
61268671	LORATADINE/SULFATE DE PSEUDOEPHEDRINE SCHERING-PLOUGH 5mg/120 mg, comprimé enrobé à libération modifiée	SCHERING PLOUGH	3368249	3400933682491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61868890	LORAZEPAM AYERST 1 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3256496	3400932564965	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
61868890	LORAZEPAM AYERST 1 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3442649	3400934426490	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67894600	LORAZEPAM AYERST 2,5 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3256504	3400932565047	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68878086	LORAZEPAM BIOGARAN 1 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3417396	3400934173967	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
62505828	LORAZEPAM MERCK 1 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3365133	3400933651336	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
62505828	LORAZEPAM MERCK 1 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3404382	3400934043826	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63159891	LORAZEPAM MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3365156	3400933651565	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64039877	LOSARTAN ALTER 100 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3784901	3400937849012	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
64039877	LOSARTAN ALTER 100 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3784918	3400937849180	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64039877	LOSARTAN ALTER 100 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3784924	3400937849241	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64039877	LOSARTAN ALTER 100 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3787348	3400937873482	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64039877	LOSARTAN ALTER 100 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3787354	3400937873543	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64039877	LOSARTAN ALTER 100 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3787360	3400937873604	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69541912	LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3784930	3400937849302	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
69541912	LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3784947	3400937849470	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69541912	LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3784953	3400937849531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69541912	LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3787271	3400937872713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
69541912	LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3787288	3400937872881	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69541912	LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3787294	3400937872942	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69541912	LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3787302	3400937873024	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
69541912	LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3787319	3400937873192	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68761147	LOSEC 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633295	3400936332959	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
68761147	LOSEC 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633303	3400936333031	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
68761147	LOSEC 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633326	3400936333260	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
68761147	LOSEC 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633332	3400936333321	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
68761147	LOSEC 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633349	3400936333499	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635650	3400936356504	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635667	3400936356672	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635673	3400936356733	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635696	3400936356962	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635704	3400936357044	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635710	3400936357105	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635727	3400936357273	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635733	3400936357334	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635756	3400936357563	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
60886647	LOSEC 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635762	3400936357624	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69637469	LOTREVE L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3599173	3400935991737	1 flacon(s) polyéthylène de 7 comprimés avec fermeture de sécurité enfant
69637469	LOTREVE L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3599196	3400935991966	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimés avec fermeture de sécurité enfant
69637469	LOTREVE L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3599204	3400935992048	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimés avec fermeture de sécurité enfant
67437306	LOTREVE L.P. 15 mg, comprimé à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3599210	3400935992109	1 flacon(s) polyéthylène de 7 comprimés avec fermeture de sécurité enfant
67437306	LOTREVE L.P. 15 mg, comprimé à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3599227	3400935992277	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimés avec fermeture de sécurité enfant
67437306	LOTREVE L.P. 15 mg, comprimé à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3599233	3400935992338	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimés avec fermeture de sécurité enfant
69866304	LOTREVE L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3599144	3400935991447	1 flacon(s) polyéthylène de 7 comprimés avec fermeture de sécurité enfant
69866304	LOTREVE L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3599150	3400935991508	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimés avec fermeture de sécurité enfant
69866304	LOTREVE L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3599167	3400935991676	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimés avec fermeture de sécurité enfant
65231026	LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable (S.C.) en ampoule	AVENTIS	3342445	3400933424459	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
65231026	LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable (S.C.) en ampoule	AVENTIS	3343479	3400933434793	10 ampoule(s) en verre de 1 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67010731	LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	AVENTIS	3360615	3400933606152	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
67010731	LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	AVENTIS	3360621	3400933606213	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
67010731	LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	AVENTIS	3646889	3400936468894	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec système de sécurité
67010731	LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	AVENTIS	3646895	3400936468955	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec système de sécurité
65825477	LOVENOX 2 000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en cartouche	AVENTIS	3577639	3400935776396	0,2 ml de solution en cartouche(s) avec un corps en verre munie d'un piston (bromobutyl) : boite de 2
65825477	LOVENOX 2 000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en cartouche	AVENTIS	3577645	3400935776457	0,2 ml de solution en cartouche avec un corps en verre munie d'un piston (bromobutyl) : boite de 7
65825477	LOVENOX 2 000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en cartouche	AVENTIS	3577651	3400935776518	0,2 ml de solution en cartouche avec un corps en verre munie d'un piston (bromobutyl) : boite de 10
62453961	LOVENOX 200 mg/2 ml, solution injectable en flacon multidose	AVENTIS	5557061	3400955570615	1 flacon(s) multidose(s) en verre de 2 ml
61951425	LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3294887	3400932948871	2 ampoule(s) en verre de 0,2 ml
60755562	LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3294870	3400932948703	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml
60755562	LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3343516	3400933435165	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml
60755562	LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3646837	3400936468375	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml avec système de sécurité
60755562	LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3646843	3400936468436	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml avec système de sécurité
60755562	LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	5561424	3400955614241	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml
67753717	LOVENOX 30 000 UI Anti-Xa/3 ml, solution injectable en flacon multidose	AVENTIS	5610708	3400956107087	1 flacon(s) en verre de 3 ml
61038784	LOVENOX 4 000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en cartouche	AVENTIS	3577668	3400935776686	0,4 ml de solution en cartouche(s) avec un corps en verre munie d'un piston (bromobutyl) : boite de 2
61038784	LOVENOX 4 000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en cartouche	AVENTIS	3577674	3400935776747	0,4 ml de solution en cartouche(s) avec un corps en verre muni d'un piston (bromobutyl) : boite de 7
61038784	LOVENOX 4 000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en cartouche	AVENTIS	3577680	3400935776808	0,4 ml de slution en cartouche(s) avec un corps en verre muni d'un piston (bromobutyl) : boite de 10
60658323	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3295119	3400932951192	2 ampoule(s) en verre de 0,4 ml
60782303	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3294864	3400932948642	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml
60782303	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3343522	3400933435226	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml
60782303	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3485647	3400934856471	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml
60782303	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3646866	3400936468665	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml avec système de sécurité
60782303	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3646872	3400936468726	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml avec système de sécurité
60782303	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	3646955	3400936469556	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml avec système de sécurité
60782303	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	AVENTIS	5561418	3400955614180	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml
63588798	LOVENOX 500 mg/5 ml, solution injectable en flacon multidose	AVENTIS	5557078	3400955570783	1 flacon(s) en verre de 5 ml
63272608	LOVENOX 60 mg/ 0,6 ml, solution injectable (S.C.) en ampoule	AVENTIS	3342422	3400933424220	1 ampoule(s) en verre de 0,6 ml
63272608	LOVENOX 60 mg/ 0,6 ml, solution injectable (S.C.) en ampoule	AVENTIS	3343491	3400933434915	10 ampoule(s) en verre de 0,6 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61937233	LOVENOX 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	AVENTIS	3360578	3400933605780	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,6 ml
61937233	LOVENOX 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	AVENTIS	3360584	3400933605841	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,6 ml
61937233	LOVENOX 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	AVENTIS	3646903	3400936469037	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,6 ml avec système de sécurité
61937233	LOVENOX 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie	AVENTIS	3646926	3400936469266	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,6 ml avec système de sécurité
62260179	LOVENOX 8000 UI anti-Xa/ 0,8 ml, solution injectable (S.C.) en ampoule	AVENTIS	3342439	3400933424398	1 ampoule(s) en verre de 0,8 ml
62260179	LOVENOX 8000 UI anti-Xa/ 0,8 ml, solution injectable (S.C.) en ampoule	AVENTIS	3343485	3400933434854	10 ampoule(s) en verre de 0,8 ml
67464342	LOVENOX 8000 UI anti-Xa/0,8 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	AVENTIS	3360590	3400933605902	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml
67464342	LOVENOX 8000 UI anti-Xa/0,8 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	AVENTIS	3360609	3400933606091	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml
67464342	LOVENOX 8000 UI anti-Xa/0,8 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	AVENTIS	3646932	3400936469327	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec système de sécurité
67464342	LOVENOX 8000 UI anti-Xa/0,8 ml, solution injectable (S.C.) en seringue préremplie	AVENTIS	3646949	3400936469495	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec système de sécurité
69893582	LOXAPAC 100 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3392779	3400933927790	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69893582	LOXAPAC 100 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3398428	3400933984281	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64162292	LOXAPAC 25 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3222729	3400932227297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64162292	LOXAPAC 25 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3222770	3400932227709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64162292	LOXAPAC 25 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3400616	3400934006166	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64162292	LOXAPAC 25 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3400622	3400934006227	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
64162292	LOXAPAC 25 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	5538750	3400955387503	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 250 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3222712	3400932227129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3222758	3400932227587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3222764	3400932227648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3333819	3400933338190	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3333825	3400933338251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 48 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3343574	3400933435745	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3343580	3400933435806	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3400639	3400934006395	1 flacon(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3400645	3400934006456	1 flacon(s) polypropylène de 25 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3400651	3400934006517	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3400668	3400934006685	1 flacon(s) polypropylène de 24 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3400674	3400934006746	1 flacon(s) polypropylène de 48 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3400680	3400934006807	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	3400697	3400934006975	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
66002781	LOXAPAC 50 mg, comprimé pelliculé	EISAI SA	5538767	3400955387671	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 250 comprimé(s)
69485940	LOXAPAC 50 mg/2 ml, solution injectable en ampoule (IM)	EISAI SA	5538773	3400955387732	60 ampoule(s) de 2 ml
69485940	LOXAPAC 50 mg/2 ml, solution injectable en ampoule (IM)	EISAI SA	5633075	3400956330751	3 ampoule(s) de 2 ml
69485940	LOXAPAC 50 mg/2 ml, solution injectable en ampoule (IM)	EISAI SA	5633081	3400956330812	5 ampoule(s) de 2 ml
69485940	LOXAPAC 50 mg/2 ml, solution injectable en ampoule (IM)	EISAI SA	5633098	3400956330980	10 ampoule(s) de 2 ml
69700033	LOXAPAC, solution buvable	EISAI SA	3233420	3400932334209	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) pour administration orale de 30 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
69700033	LOXAPAC, solution buvable	EISAI SA	3695391	3400936953918	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) pour administration orale de 60 ml
69700033	LOXAPAC, solution buvable	EISAI SA	5538796	3400955387961	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) pour administration orale de 125 ml
60718902	LOXEN 10 mg/10 ml, solution injectable (I.V.)	NOVARTIS PHARMA	3311077	3400933110772	5 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
65984700	LOXEN 20 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3278173	3400932781737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65984700	LOXEN 20 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3278196	3400932781966	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65984700	LOXEN 20 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3278204	3400932782048	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65984700	LOXEN 20 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3722567	3400937225670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 270 comprimé(s)
69198890	LOXEN L P 50 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3295510	3400932955107	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 60 gélule(s)
69198890	LOXEN L P 50 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3719648	3400937196482	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 180 gélule(s)
65171910	LOZAPREM 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688391	3400936883918	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
65171910	LOZAPREM 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688416	3400936884168	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
65171910	LOZAPREM 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5668547	3400956685479	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
66060546	LOZAPREM 20 mg, gélule gastro-résistante	SUBSTIPHARM	3648256	3400936482562	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
66060546	LOZAPREM 20 mg, gélule gastro-résistante	SUBSTIPHARM	3648262	3400936482623	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
66060546	LOZAPREM 20 mg, gélule gastro-résistante	SUBSTIPHARM	3648279	3400936482791	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
66060546	LOZAPREM 20 mg, gélule gastro-résistante	SUBSTIPHARM	3648285	3400936482852	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
66060546	LOZAPREM 20 mg, gélule gastro-résistante	SUBSTIPHARM	3648291	3400936482913	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
66060546	LOZAPREM 20 mg, gélule gastro-résistante	SUBSTIPHARM	3648316	3400936483163	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
66060546	LOZAPREM 20 mg, gélule gastro-résistante	SUBSTIPHARM	5656544	3400956565443	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
66060546	LOZAPREM 20 mg, gélule gastro-résistante	SUBSTIPHARM	5656550	3400956565504	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
69622549	LUBENTYL A LA MAGNESIE, gelée orale en pot	SANOFI AVENTIS OTC	3062929	3400930629291	1 pot(s) en verre de 260 g
68906443	LUBENTYL, gelée orale en pot	SANOFI AVENTIS OTC	3062935	3400930629352	1 pot(s) en verre de 250 g
63629490	LUCENTIS 10 mg/ml, solution injectable	NOVARTIS EUROPHARM	3781015	3400937810159	1 flacon(s) en verre de 0,3 ml avec aiguille(s) avec seringue(s) polypropylène
60313448	LUCIDRIL 250 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3063047	3400930630471	6 film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 10 comprimé(s)
69108252	LUCRIN 1 mg/0,2 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	ABBOTT FRANCE	3295415	3400932954155	28 seringue(s) pré-remplie(s) en verre de 0,2 ml
69866165	LUCRIN 5 mg/ml, solution injectable pour voie sous cutanée	ABBOTT FRANCE	3282915	3400932829156	1 flacon(s) en verre de 1,6 ml
69866165	LUCRIN 5 mg/ml, solution injectable pour voie sous cutanée	ABBOTT FRANCE	3282921	3400932829217	1 flacon(s) en verre de 2,8 ml
69866165	LUCRIN 5 mg/ml, solution injectable pour voie sous cutanée	ABBOTT FRANCE	3282938	3400932829385	1 flacon(s) en verre de 4 ml
66595328	LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrobé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3567316	3400935673169	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 21 comprimé(s)
66595328	LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrobé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3567322	3400935673220	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 21 comprimé(s)
66595328	LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrobé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5634809	3400956348091	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 21 comprimé(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
65940636	LUDIOMIL 2 POUR CENT, suspension buvable	NOVARTIS PHARMA	3255918	3400932559183	1 flacon(s) PVC plastifié de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
65940636	LUDIOMIL 2 POUR CENT, suspension buvable	NOVARTIS PHARMA	3255924	3400932559244	1 flacon(s) PVC plastifié de 80 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
65940636	LUDIOMIL 2 POUR CENT, suspension buvable	NOVARTIS PHARMA	5541143	3400955411437	10 flacon(s) de 60 ml
65940636	LUDIOMIL 2 POUR CENT, suspension buvable	NOVARTIS PHARMA	5541166	3400955411666	10 flacon(s) de 80 ml
63912862	LUDIOMIL 25 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3140233	3400931402336	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
60223883	LUDIOMIL 25 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	3170978	3400931709787	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
60223883	LUDIOMIL 25 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	3170984	3400931709848	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
67798274	LUDIOMIL 75 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3210264	3400932102648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67798274	LUDIOMIL 75 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3222913	3400932229130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68810555	LUMALIA, comprimé enrobé	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3619674	3400936196742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
68810555	LUMALIA, comprimé enrobé	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3619680	3400936196803	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
68810555	LUMALIA, comprimé enrobé	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3619697	3400936196971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
68810555	LUMALIA, comprimé enrobé	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3619705	3400936197053	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
64590108	LUMBALGINE, crème	COOPER	3415807	3400934158070	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
64590108	LUMBALGINE, crème	COOPER	3415813	3400934158131	1 tube(s) aluminium verni de 90 g
65099560	LUMIFUREX 200 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3262746	3400932627462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
65099560	LUMIFUREX 200 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3262752	3400932627523	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 gélule(s)
65099560	LUMIFUREX 200 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3262769	3400932627691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 gélule(s)
65099560	LUMIFUREX 200 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3263355	3400932633555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
60135981	LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution	ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)	3592202	3400935922021	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml
62402002	LUMINITY 150 microlitres/ml, solution pour suspension injectable ou perfusable	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA BELGIUM	3774506	3400937745062	4 flacon(s) en verre de 1,5 ml
60845223	LUMIRELAX 10 POUR CENT, crème	ZYDUS FRANCE	3416155	3400934161551	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
60845223	LUMIRELAX 10 POUR CENT, crème	ZYDUS FRANCE	3416161	3400934161612	1 tube(s) aluminium verni de 80 g
67212035	LUMIRELAX 500 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3063219	3400930632192	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
67212035	LUMIRELAX 500 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3063225	3400930632253	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
67212035	LUMIRELAX 500 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3405364	3400934053641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60581542	LUMIREM 175 mg/l, suspension buvable et rectale	GUERBET	5580640	3400955806400	3 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 300 ml
60581542	LUMIREM 175 mg/l, suspension buvable et rectale	GUERBET	5605185	3400956051854	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 300 ml
67616405	LUMITENS 20 mg, comprimé sécable	SOLVAY PHARMA	3270102	3400932701025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67616405	LUMITENS 20 mg, comprimé sécable	SOLVAY PHARMA	3270119	3400932701193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67616405	LUMITENS 20 mg, comprimé sécable	SOLVAY PHARMA	3270125	3400932701254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67616405	LUMITENS 20 mg, comprimé sécable	SOLVAY PHARMA	3270131	3400932701315	1 flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
67616405	LUMITENS 20 mg, comprimé sécable	SOLVAY PHARMA	3270148	3400932701483	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
67616405	LUMITENS 20 mg, comprimé sécable	SOLVAY PHARMA	3270154	3400932701544	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
63443190	LUTENYL 3,75 mg, comprimé	THERAMEX	3655724	3400936557246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63408595	LUTENYL, comprimé sécable	THERAMEX	3266112	3400932661121	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63408595	LUTENYL, comprimé sécable	THERAMEX	3266129	3400932661299	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68054823	LUTERAN 10 mg, comprimé	AVENTIS	3394330	3400933943301	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68775129	LUTERAN 2 mg, comprimé	AVENTIS	3063314	3400930633144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65701038	LUTERAN 5 mg, comprimé	AVENTIS	3063320	3400930633205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65701038	LUTERAN 5 mg, comprimé	AVENTIS	3372274	3400933722746	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 12 comprimé(s)
65701038	LUTERAN 5 mg, comprimé	AVENTIS	3379951	3400933799519	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
69027964	LUTIONEX 0,5 mg, comprimé	AVENTIS	3178945	3400931789451	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
69027964	LUTIONEX 0,5 mg, comprimé	AVENTIS	3373109	3400933731090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 24 comprimé(s)
68361103	LUTRELEF 0,8 mg, poudre et solvant pour solution injectable	FERRING	3284386	3400932843862	1 flacon(s) en verre de 0,8 mg - 1 flacon(s) en verre de 10 ml
61731639	LUTRELEF 3,2 mg, poudre et solvant pour solution injectable	FERRING	3284363	3400932843633	1 flacon(s) en verre de 3,2 mg - 1 flacon(s) en verre de 10 ml
66457697	LUPERIS 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3549614	3400935496140	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
66457697	LUPERIS 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3549620	3400935496201	3 flacon(s) en verre - 3 ampoule(s) en verre de 1 ml
66457697	LUPERIS 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3549637	3400935496379	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 1 ml
66457697	LUPERIS 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3549643	3400935496430	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 1 ml
66457697	LUPERIS 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3549666	3400935496669	3 flacon(s) en verre - 3 flacon(s) en verre de 1 ml
66457697	LUPERIS 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3549672	3400935496720	10 flacon(s) en verre - 10 flacon(s) en verre de 1 ml
66738865	LYCAMED, granulés	UCB PHARMA	3233087	3400932330874	1 boîte(s) de 225 g
66738865	LYCAMED, granulés	UCB PHARMA	3239428	3400932394289	sachet(s) de 2,81 g
66738865	LYCAMED, granulés	UCB PHARMA	3239434	3400932394340	sachet(s) de 11,23 g
67141905	LYMPHOGLOBULINE 20 mg/ml, solution pour perfusion	GENZYME EUROPE	3291759	3400932917594	1 flacon(s) en verre de 5 ml
61612827	LYMPHOTELON 150 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3331878	3400933318789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61612827	LYMPHOTELON 150 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3380010	3400933800109	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
61612827	LYMPHOTELON 150 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3589097	3400935890979	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61612827	LYMPHOTELON 150 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3589105	3400935891051	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
64444943	LYO BIFIDUS, poudre orale en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	3153313	3400931533139	6 sachet(s)-dose(s) aluminium polyester polyéthylène de 1 g
64099988	LYODENAL, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3348525	3400933485252	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 8 lyophilisat(s)
64099988	LYODENAL, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3348531	3400933485313	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 16 lyophilisat(s)
61427230	LYOGINSENG, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3359753	3400933597535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 lyophilisat(s)
61427230	LYOGINSENG, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3359776	3400933597764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 lyophilisat(s)
67817956	LYOMIGRAL, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3394896	3400933948962	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 lyophilisat(s)
67817956	LYOMIGRAL, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3394904	3400933949044	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 lyophilisat(s)
67817956	LYOMIGRAL, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3394910	3400933949105	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 lyophilisat(s)
60638146	LYOMINCIL, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3348643	3400933486433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 lyophilisat(s)
60638146	LYOMINCIL, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3354945	3400933549459	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 lyophilisat(s)
61582259	LYOPHYTUM, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3348560	3400933485603	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 8 lyophilisat(s)
61582259	LYOPHYTUM, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3348577	3400933485771	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 16 lyophilisat(s)
69169725	LYOSALIX, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3348548	3400933485481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 lyophilisat(s)
69169725	LYOSALIX, lyophilisat oral	CHEFARO ARDEVAL	3348554	3400933485542	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 lyophilisat(s)
67855921	LYRICA 100 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3651301	3400936513013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
67855921	LYRICA 100 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	5658170	3400956581702	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 gélule(s)
64304546	LYRICA 150 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3651318	3400936513181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s)
64304546	LYRICA 150 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	5658187	3400956581870	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 gélule(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
65179437	LYRICA 200 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3651324	3400936513242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
65179437	LYRICA 200 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	5658193	3400956581931	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 gélule(s)
67928173	LYRICA 25 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3651270	3400936512702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s)
67928173	LYRICA 25 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3651353	3400936513532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
67928173	LYRICA 25 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	5658141	3400956581412	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 gélule(s)
60018088	LYRICA 300 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3651330	3400936513303	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s)
60018088	LYRICA 300 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	5658201	3400956582013	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 gélule(s)
64406647	LYRICA 50 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3651287	3400936512870	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
64406647	LYRICA 50 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	5658158	3400956581580	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 gélule(s)
63096099	LYRICA 75 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3651293	3400936512931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s)
63096099	LYRICA 75 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	5658164	3400956581641	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 gélule(s)
62949690	LYSANXIA 10 mg, comprimé	DEFIANTE FARMACEUTICA	3183662	3400931836629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
60534076	LYSANXIA 15 mg/ml, solution buvable en gouttes	DEFIANTE FARMACEUTICA	3311686	3400933116866	1 flacon(s) en verre brun de 20 ml avec compte-gouttes polyéthylène
60534076	LYSANXIA 15 mg/ml, solution buvable en gouttes	DEFIANTE FARMACEUTICA	5583377	3400955833772	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec mesurette graduée polyéthylène polystyrène
69434084	LYSANXIA 40 mg, comprimé sécable	DEFIANTE FARMACEUTICA	3261072	3400932610723	plaquette(s) thermoformée(s) de 20 comprimé(s)
68466759	LYSIMED, comprimé à sucer	UCB HEALTHCARE	3627538	3400936275386	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62305457	LYSO 6, comprimé sublingual	UCB HEALTHCARE	3281169	3400932811694	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
63995370	LYSOCALMSPRAY, solution pour pulvérisation buccale	UCB HEALTHCARE	3627515	3400936275157	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) en verre avec embout(s) buccal(aux) polypropylène avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène basse densité (PEBD) avec valve(s) polyéthylène de 30 ml
63995370	LYSOCALMSPRAY, solution pour pulvérisation buccale	UCB HEALTHCARE	3627521	3400936275218	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) en verre avec embout(s) buccal(aux) polypropylène avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène basse densité (PEBD) avec valve(s) polyéthylène de 20 ml
65807109	LYSOCLINE, gélule	TEOFARMA	3173072	3400931730729	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
66435544	LYSODREN 500 mg, comprimé	HRA PHARMA	5657940	3400956579402	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60014816	LYSOFON 0,1 POUR CENT, solution pour pulvérisation buccale	CEPHALON FRANCE	3117292	3400931172925	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 35 ml avec valve avec embout polyéthylène haute densité (PEHD) polypropylène polyacétal
67210148	LYSOFON, comprimé à sucer	CEPHALON FRANCE	3063745	3400930637456	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
67210148	LYSOFON, comprimé à sucer	CEPHALON FRANCE	3453529	3400934535291	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
63421272	LYSOPAÏNE, comprimé à sucer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3666780	3400936667808	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
63421272	LYSOPAÏNE, comprimé à sucer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3690382	3400936903821	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s) avec dessicant
63421272	LYSOPAÏNE, comprimé à sucer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3691223	3400936912236	1 tube(s) polypropylène de 12 comprimé(s) avec dessicant
63421272	LYSOPAÏNE, comprimé à sucer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3691246	3400936912465	1 tube(s) polypropylène de 24 comprimé(s) avec dessicant

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
68221489	LYTOS 300 mg/10 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	ROCHE	3501085	3400935010858	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
62536738	LYTOS 520 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3404241	3400934042416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)