

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61067985	OBEFLORINE, plantes pour tisane en sachet-dose	LEHNING	3527185	3400935271853	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
62320847	OCADRIK L.P., comprimé pelliculé à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3576278	3400935762788	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
64486682	OCADRIK L.P., gélule à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3482695	3400934826955	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
64108362	OCCIPOUX, lotion	MEDECINE VEGETALE	3305556	3400933055561	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 40 g
65456158	OCCIPOUX, shampooing	MEDECINE VEGETALE	3318671	3400933186715	1 flacon(s) polyéthylène de 120 g
66682886	OCCITUX 0,13 POUR CENT, sirop	AEROCID	3167373	3400931673736	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 300 ml avec cuillère-mesure polystyrène
66682886	OCCITUX 0,13 POUR CENT, sirop	AEROCID	3404620	3400934046209	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
66682886	OCCITUX 0,13 POUR CENT, sirop	AEROCID	3404637	3400934046377	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène
66682886	OCCITUX 0,13 POUR CENT, sirop	AEROCID	3418852	3400934188527	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
69128244	OCTAFIX 100 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	OCTAPHARMA France S.A.S.	5634146	3400956341467	1 flacon(s) en verre de 500 UI - 1 flacon(s) en verre de 5 ml avec nécessaire(s)
69128244	OCTAFIX 100 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	OCTAPHARMA France S.A.S.	5634152	3400956341528	1 flacon(s) en verre de 1000 UI - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec nécessaire(s)
65492097	OCTAGAM 50 mg/ml, solution pour perfusion	OCTAPHARMA France S.A.S.	5620581	3400956205813	1 flacon(s) en verre de 50 ml
65492097	OCTAGAM 50 mg/ml, solution pour perfusion	OCTAPHARMA France S.A.S.	5620598	3400956205981	1 flacon(s) en verre de 100 ml
65492097	OCTAGAM 50 mg/ml, solution pour perfusion	OCTAPHARMA France S.A.S.	5620606	3400956206063	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65492097	OCTAGAM 50 mg/ml, solution pour perfusion	OCTAPHARMA France S.A.S.	5621149	3400956211494	1 flacon(s) en verre de 20 ml
65492097	OCTAGAM 50 mg/ml, solution pour perfusion	OCTAPHARMA France S.A.S.	5657880	3400956578801	1 flacon(s) en verre de 120 ml
68197643	OCTALBINE 200 mg/ml, solution pour perfusion	OCTAPHARMA France S.A.S.	5634181	3400956341818	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68197643	OCTALBINE 200 mg/ml, solution pour perfusion	OCTAPHARMA France S.A.S.	5634198	3400956341986	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68993932	OCTALBINE 50 mg/ml, solution pour perfusion	OCTAPHARMA France S.A.S.	5634169	3400956341696	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68993932	OCTALBINE 50 mg/ml, solution pour perfusion	OCTAPHARMA France S.A.S.	5634175	3400956341757	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63356814	OCTANATE 100 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	OCTAPHARMA France S.A.S.	5657874	3400956578740	1 flacon(s) en verre de 1000 UI - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec seringue(s) avec aiguille(s) avec 2 tampon(s) alcoolisé(s)
64343816	OCTANATE 50 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	OCTAPHARMA France S.A.S.	5657851	3400956578511	1 flacon(s) en verre de 250 UI - 1 flacon(s) en verre de 5 ml
64343816	OCTANATE 50 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	OCTAPHARMA France S.A.S.	5657868	3400956578689	1 flacon(s) en verre de 500 UI - 1 flacon(s) en verre de 10 ml
60259993	OCTAPLEX, poudre et solvant pour solution injectable. Complexe prothrombique humain.	OCTAPHARMA France S.A.S.	5661060	3400956610600	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 20 ml avec nécessaire(s)
63059670	OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER HEALTHCARE AG	3575853	3400935758538	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s)
63059670	OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER HEALTHCARE AG	3575876	3400935758767	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 5 comprimé(s)
63059670	OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER HEALTHCARE AG	3575882	3400935758828	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 7 comprimé(s)
63059670	OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER HEALTHCARE AG	3575899	3400935758996	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 10 comprimé(s)
63059670	OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER HEALTHCARE AG	5635393	3400956353934	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 25 comprimé(s)
63059670	OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER HEALTHCARE AG	5635401	3400956354016	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
63059670	OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER HEALTHCARE AG	5635418	3400956354184	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 70 comprimé(s)
63059670	OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER HEALTHCARE AG	5635424	3400956354245	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 80 comprimé(s)
63059670	OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé	BAYER HEALTHCARE AG	5635430	3400956354306	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68863789	OCTIM 15 microgrammes/1 ml, solution injectable en ampoule	FERRING	5597356	3400955973560	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
68863789	OCTIM 15 microgrammes/1 ml, solution injectable en ampoule	FERRING	5597362	3400955973621	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
61396361	OCTIM 150 microgrammes/dose, solution pour pulvérisation nasale	FERRING	3547331	3400935473318	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre brun de 2,5 ml
62889478	OCTREOSCAN, poudre et solution pour injection	MALLINCKRODT FRANCE	5586772	3400955867722	1 flacon(s) en verre de 1,1 ml - 1 flacon(s) en verre de 18 mg
65676453	OCTREOTIDE CLIPA 100 microgrammes/1 ml, solution injectable	CRID	3774943	3400937749435	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
65676453	OCTREOTIDE CLIPA 100 microgrammes/1 ml, solution injectable	CRID	3774966	3400937749664	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
65378453	OCTREOTIDE CLIPA 50 microgrammes/1 ml, solution injectable	CRID	3774417	3400937744171	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
65378453	OCTREOTIDE CLIPA 50 microgrammes/1 ml, solution injectable	CRID	3774423	3400937744232	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
65079312	OCTREOTIDE CLIPA 500 microgrammes/1 ml, solution injectable	CRID	3774972	3400937749725	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
65079312	OCTREOTIDE CLIPA 500 microgrammes/1 ml, solution injectable	CRID	3774989	3400937749893	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
62632430	OCUFEN 0,03 POUR CENT, collyre	ALLERGAN FRANCE	3322164	3400933221645	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
66565705	OCUFEN 0,12 mg/ 0,4 ml, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3344332	3400933443320	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
66565705	OCUFEN 0,12 mg/ 0,4 ml, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3344349	3400933443498	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
66565705	OCUFEN 0,12 mg/ 0,4 ml, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3350261	3400933502614	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
63929826	OCUGEL 0,11 POUR CENT, solution ophtalmique	EUROPHTA	3491180	3400934911804	1 flacon(s) polyéthylène de 5 g
63929826	OCUGEL 0,11 POUR CENT, solution ophtalmique	EUROPHTA	3491197	3400934911972	1 flacon(s) polyéthylène de 10 g
65992654	ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé	COOPER	3074743	3400930747438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
68822568	ODRIK 0,5 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3347313	3400933473136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68822568	ODRIK 0,5 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3376119	3400933761196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68510337	ODRIK 2 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3347336	3400933473365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68510337	ODRIK 2 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3376102	3400933761028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
62481448	ODRIK 4 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3644123	3400936441231	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
62481448	ODRIK 4 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3713723	3400937137232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
62481448	ODRIK 4 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3713746	3400937137461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 gélule(s)
62481448	ODRIK 4 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3713752	3400937137522	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
67777668	OENANTHE CROCATI LEHNING COMPLEXE N°78, solution buvable	LEHNING	3060103	3400930601037	1 flacon(s) de 20 ml
62637790	OESCLIM 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381215	3400933812157	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
62637790	OESCLIM 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381221	3400933812218	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
62637790	OESCLIM 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381238	3400933812386	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
62637790	OESCLIM 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381698	3400933816988	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
62637790	OESCLIM 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381706	3400933817060	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
62637790	OESCLIM 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381712	3400933817121	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
62637790	OESCLIM 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3455132	3400934551321	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
62637790	OESCLIM 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3455149	3400934551499	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
68194451	OESCLIM 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381089	3400933810894	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
68194451	OESCLIM 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381095	3400933810955	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
68194451	OESCLIM 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381103	3400933811037	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
68194451	OESCLIM 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm <sup>2</sup> ), dispositif transdermique	FOURNIER	3381126	3400933811266	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68194451	OESCLIM 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3381132	3400933811327	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
68194451	OESCLIM 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3381149	3400933811495	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
68194451	OESCLIM 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3455103	3400934551031	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
68194451	OESCLIM 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3455126	3400934551260	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65708335	OESCLIM 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446647	3400934466472	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65708335	OESCLIM 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446653	3400934466533	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65708335	OESCLIM 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446676	3400934466762	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65708335	OESCLIM 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446682	3400934466823	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65708335	OESCLIM 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446699	3400934466991	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65708335	OESCLIM 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446707	3400934467073	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65708335	OESCLIM 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446788	3400934467882	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65708335	OESCLIM 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446794	3400934467943	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67517898	OESCLIM 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3381155	3400933811556	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67517898	OESCLIM 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3381161	3400933811617	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67517898	OESCLIM 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3381178	3400933811785	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67517898	OESCLIM 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3381184	3400933811846	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67517898	OESCLIM 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3381190	3400933811907	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67517898	OESCLIM 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3381209	3400933812096	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67517898	OESCLIM 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3455089	3400934550898	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67517898	OESCLIM 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3455095	3400934550959	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66291421	OESCLIM 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446713	3400934467134	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66291421	OESCLIM 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446736	3400934467363	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66291421	OESCLIM 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446742	3400934467424	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66291421	OESCLIM 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446759	3400934467592	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66291421	OESCLIM 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446765	3400934467653	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66291421	OESCLIM 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446771	3400934467714	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66291421	OESCLIM 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446802	3400934468025	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66291421	OESCLIM 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm2), dispositif transdermique	FOURNIER	3446819	3400934468193	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
62845528	OESOMAT NOURRISSON, suspension buvable en flacon	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ROYAUME-UNI)	3385147	3400933851477	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec mesurette graduée
62845528	OESOMAT NOURRISSON, suspension buvable en flacon	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ROYAUME-UNI)	3385153	3400933851538	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec mesurette graduée
60418641	OESTRADIOL RETARD THERAMEX, solution injectable (I.M.)	THERAMEX	3074855	3400930748558	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
63071975	OESTRODOSE 0,06 POUR CENT, gel pour application cutanée en flacon avec pompe doseuse	BESINS INTERNATIONAL	3382924	3400933829247	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 80 g avec pompe doseuse
63071975	OESTRODOSE 0,06 POUR CENT, gel pour application cutanée en flacon avec pompe doseuse	BESINS INTERNATIONAL	3643460	3400936434608	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 40 g avec pompe(s) doseuse(s)
66690363	OESTRODOSE 1 mg, comprimé	BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE	3665527	3400936655270	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64239461	OESTRODOSE 2 mg, comprimé	BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE	3665533	3400936655331	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65470528	OESTROGEL 0,06 POUR CENT, gel pour application cutanée en tube	BESINS INTERNATIONAL	3168929	3400931689294	1 tube(s) aluminium verni de 80 g avec applicateur polystyrène
68399214	OFLOCET 1,5 mg/0,5 ml, solution auriculaire en récipient unidose	AVENTIS	3398635	3400933986353	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
66484819	OFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3290323	3400932903238	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66484819	OFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5554298	3400955542988	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60228656	OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour perfusion	AVENTIS	5563446	3400955634461	1 flacon(s) en verre de 40 ml
60228656	OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour perfusion	AVENTIS	5563452	3400955634522	10 flacon(s) en verre de 40 ml
60228656	OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour perfusion	AVENTIS	5610915	3400956109159	10 poche(s) PVC de 40 ml
60228656	OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour perfusion	AVENTIS	5610921	3400956109210	20 poche(s) PVC de 40 ml
60228656	OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour perfusion	AVENTIS	5610938	3400956109388	30 poche(s) PVC de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667855	3400956678556	1 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667861	3400956678617	10 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667878	3400956678785	20 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667884	3400956678846	40 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667890	3400956678907	50 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667909	3400956679096	1 poche(s) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667915	3400956679157	10 poche(s) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667921	3400956679218	20 poche(s) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667938	3400956679386	40 poche(s) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67182916	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5667944	3400956679447	50 poche(s) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
68270924	OFLOXACINE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3623842	3400936238428	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
68270924	OFLOXACINE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3623859	3400936238596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68270924	OFLOXACINE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5641235	3400956412358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
68270924	OFLOXACINE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5641241	3400956412419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63286593	OFLOXACINE BIOGALENIQUE 200 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3767340	3400937673402	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63286593	OFLOXACINE BIOGALENIQUE 200 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5698838	3400956988389	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
60151697	OFLOXACINE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3617988	3400936179882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60151697	OFLOXACINE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3617994	3400936179943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
60151697	OFLOXACINE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5648088	3400956480883	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64979006	OFLOXACINE DAKOTA PHARM 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	5704562	3400957045623	1 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
64979006	OFLOXACINE DAKOTA PHARM 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	5704591	3400957045913	5 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
64979006	OFLOXACINE DAKOTA PHARM 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	5704616	3400957046163	10 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
64979006	OFLOXACINE DAKOTA PHARM 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	5704622	3400957046224	20 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
62038794	OFLOXACINE EG 200 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3635839	3400936358393	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 10 comprimé(s)
67107397	OFLOXACINE G GAM 200 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3671597	3400936715974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67107397	OFLOXACINE G GAM 200 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3671605	3400936716056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
67107397	OFLOXACINE G GAM 200 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5666726	3400956667260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64290616	OFLOXACINE IVAX 200 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3656250	3400936562509	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64290616	OFLOXACINE IVAX 200 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3656267	3400936562677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
64290616	OFLOXACINE IVAX 200 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5659258	3400956592586	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64290616	OFLOXACINE IVAX 200 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5659264	3400956592647	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61868157	OFLOXACINE MACOPHARMA 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	MACO PHARMA (HONGRIE)	5667743	3400956677436	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
61868157	OFLOXACINE MACOPHARMA 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	MACO PHARMA (HONGRIE)	5667766	3400956677665	1 poche(s) (MACOPERF) polyoléfine de 40 ml avec matériel(s) de perfusion PVC polyéthylène haute densité (PEHD) suremballée(s)/surpochée(s)
65080478	OFLOXACINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3603087	3400936030879	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
65080478	OFLOXACINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3603093	3400936030930	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65080478	OFLOXACINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3603118	3400936031180	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65080478	OFLOXACINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5642016	3400956420162	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65080478	OFLOXACINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5642022	3400956420223	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
65080478	OFLOXACINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5642039	3400956420391	1 flacon(s) polypropylène de 250 comprimé(s)
65080478	OFLOXACINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5642045	3400956420452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65080478	OFLOXACINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5642051	3400956420513	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61875707	OFLOXACINE MERCK 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5639669	3400956396696	10 poche(s) PVC de 40 ml
61875707	OFLOXACINE MERCK 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5639675	3400956396757	20 poche(s) PVC de 40 ml
65525298	OFLOXACINE MERCK GENERIQUES 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5663969	3400956639694	10 poche(s) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
65525298	OFLOXACINE MERCK GENERIQUES 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5663975	3400956639755	20 poche(s) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
65525298	OFLOXACINE MERCK GENERIQUES 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5667720	3400956677207	1 poche(s) polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
65525298	OFLOXACINE MERCK GENERIQUES 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5667737	3400956677375	1 poche(s) polyoléfine de 40 ml avec matériel(s) de perfusion PVC polyéthylène haute densité (PEHD) suremballée(s)/surpochée(s)
63262667	OFLOXACINE MERCK MONODOSE 200 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3644100	3400936441002	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
65376801	OFLOXACINE NOR 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3769356	3400937693561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
65376801	OFLOXACINE NOR 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5700009	3400957000097	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
65376801	OFLOXACINE NOR 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5700015	3400957000158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64319466	OFLOXACINE NORDIC PHARMA 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	NORDIC PHARMA	5699358	3400956993581	1 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
64319466	OFLOXACINE NORDIC PHARMA 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	NORDIC PHARMA	5699364	3400956993642	10 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
64319466	OFLOXACINE NORDIC PHARMA 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	NORDIC PHARMA	5699370	3400956993703	20 poche(s) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 40 ml
67629274	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable.	QUALIMED (LYON)	3603101	3400936031012	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67629274	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable.	QUALIMED (LYON)	3603124	3400936031241	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67629274	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable.	QUALIMED (LYON)	3603130	3400936031302	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67629274	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable.	QUALIMED (LYON)	5642068	3400956420681	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
67629274	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable.	QUALIMED (LYON)	5642074	3400956420742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67629274	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable.	QUALIMED (LYON)	5642080	3400956420803	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
67629274	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable.	QUALIMED (LYON)	5642097	3400956420971	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67629274	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable.	QUALIMED (LYON)	5642105	3400956421053	1 flacon(s) polypropylène de 250 comprimé(s)
61945002	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	QUALIMED (LYON)	5647025	3400956470259	10 poche(s) PVC de 40 ml
61945002	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg/40 ml, solution pour perfusion	QUALIMED (LYON)	5647031	3400956470310	20 poche(s) PVC de 40 ml
62485553	OFLOXACINE RANBAXY 200 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3767469	3400937674690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62485553	OFLOXACINE RANBAXY 200 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5699080	3400956990801	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63369135	OFLOXACINE RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3635779	3400936357792	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63369135	OFLOXACINE RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3635785	3400936357853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63369135	OFLOXACINE RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3635791	3400936357914	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63369135	OFLOXACINE RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3635816	3400936358164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63369135	OFLOXACINE RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3635822	3400936358225	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63369135	OFLOXACINE RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5652210	3400956522101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62461303	OFLOXACINE REF 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3769362	3400937693622	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62461303	OFLOXACINE REF 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5700021	3400957000219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
62461303	OFLOXACINE REF 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5700038	3400957000387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64635293	OFLOXACINE RPG 200 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3623836	3400936238367	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64635293	OFLOXACINE RPG 200 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5641229	3400956412297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65021031	OFLOXACINE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3645298	3400936452985	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65021031	OFLOXACINE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5655467	3400956554676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65021031	OFLOXACINE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5655473	3400956554737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65661202	OFLOXACINE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3618798	3400936187986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
65661202	OFLOXACINE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5643292	3400956432929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
65661202	OFLOXACINE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5643300	3400956433001	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69183600	OFLOXACINE SANDOZ MONODOSE 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3635331	3400936353312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
68955091	OFLOXACINE SET 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3769379	3400937693790	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
68955091	OFLOXACINE SET 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5700044	3400957000448	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
68955091	OFLOXACINE SET 200 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5700050	3400957000509	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61932026	OFLOXACINE TEVA 200 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3616670	3400936166707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61932026	OFLOXACINE TEVA 200 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	5647232	3400956472321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61768203	OFLOXACINE WINTHROP 200 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3671611	3400936716117	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61768203	OFLOXACINE WINTHROP 200 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3671628	3400936716285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
61768203	OFLOXACINE WINTHROP 200 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5666732	3400956667321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64581187	OFRAXID 100 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3331447	3400933314477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 10 comprimé(s)
65127440	OFRAXID ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	AVENTIS	3360348	3400933603489	1 flacon(s) en verre de 8,35 g - avec cuillère-mesure
65127440	OFRAXID ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	AVENTIS	3360354	3400933603540	1 flacon(s) en verre de 16,7 g - avec cuillère-mesure
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	3409592	3400934095924	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	3454782	3400934547829	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	3454799	3400934547997	1 flacon(s) polyéthylène de 14 gélule(s)
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	3454807	3400934548079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	3454813	3400934548130	1 flacon(s) polyéthylène de 28 gélule(s)
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	3454836	3400934548369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	3454842	3400934548420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	3584220	3400935842206	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	3584237	3400935842374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 gélule(s)
61527857	OGAST 15 mg, microgranule gastro-résistant en gélule	TAKEDA	5608580	3400956085804	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
63437077	OGAST 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	TAKEDA	3334121	3400933341213	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)
63437077	OGAST 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	TAKEDA	3430391	3400934303913	1 flacon(s) polyéthylène de 14 gélule(s)
63437077	OGAST 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	TAKEDA	3430416	3400934304163	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
63437077	OGAST 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	TAKEDA	3445518	3400934455186	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
63437077	OGAST 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	TAKEDA	3445524	3400934455247	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
65872594	OGAST 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	PHARMA LAB	4900083	3400949000838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
63437077	OGAST 30 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	TAKEDA	5585465	3400955854654	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
63059994	OGASTORO 15 mg, comprimé orodispersible	TAKEDA	3687150	3400936871502	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
63059994	OGASTORO 15 mg, comprimé orodispersible	TAKEDA	3687167	3400936871670	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63059994	OGASTORO 15 mg, comprimé orodispersible	TAKEDA	3687173	3400936871731	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68088245	OGASTORO 30 mg, comprimé orodispersible	TAKEDA	3687121	3400936871212	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68088245	OGASTORO 30 mg, comprimé orodispersible	TAKEDA	3687138	3400936871380	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68088245	OGASTORO 30 mg, comprimé orodispersible	TAKEDA	3687144	3400936871441	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68136035	OGENYX, solution pour application locale en flacon pressurisé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3290079	3400932900794	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 70 g
68455823	OGYLINE, comprimé	EFFIK	3235821	3400932358212	1 plaquette(s) thermoformée(s) de 28 comprimé(s)
68455823	OGYLINE, comprimé	EFFIK	3235838	3400932358380	3 plaquette(s) thermoformée(s) de 28 comprimé(s)
69582421	OLBETAM 250 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3315715	3400933157159	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
64980930	OLCAM 10 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3337711	3400933377113	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
69560898	OLCAM 20 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3337705	3400933377052	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60294834	OLFANOV 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur, avec pompe doseuse	PAUCOURT	3355867	3400933558673	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre brun de 16 g avec pompe doseuse
60294834	OLFANOV 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur, avec pompe doseuse	PAUCOURT	3356631	3400933566319	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre brun de 8 g avec pompe doseuse
67596034	OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560337	3400935603371	6 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
67596034	OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560343	3400935603432	4 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
67596034	OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560366	3400935603661	4 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
67596034	OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560372	3400935603722	2 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
67596034	OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695758	3400936957589	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
67596034	OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695764	3400936957640	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
67596034	OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695770	3400936957701	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
67596034	OLICLINOMEL N 4-550 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695787	3400936957879	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
60633423	OLICLINOMEL N 4-550, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560389	3400935603890	6 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
60633423	OLICLINOMEL N 4-550, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560395	3400935603951	4 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
60633423	OLICLINOMEL N 4-550, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560403	3400935604033	4 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
60633423	OLICLINOMEL N 4-550, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560426	3400935604262	2 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
60633423	OLICLINOMEL N 4-550, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3691720	3400936917200	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
60633423	OLICLINOMEL N 4-550, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3691737	3400936917378	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
60633423	OLICLINOMEL N 4-550, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3691743	3400936917439	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
60633423	OLICLINOMEL N 4-550, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3691766	3400936917668	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
66309894	OLICLINOMEL N 5-800 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560283	3400935602831	6 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
66309894	OLICLINOMEL N 5-800 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560308	3400935603081	4 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
66309894	OLICLINOMEL N 5-800 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560314	3400935603142	4 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
66309894	OLICLINOMEL N 5-800 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560320	3400935603203	2 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
66309894	OLICLINOMEL N 5-800 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695793	3400936957930	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
66309894	OLICLINOMEL N 5-800 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695801	3400936958012	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
66309894	OLICLINOMEL N 5-800 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695818	3400936958180	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
66309894	OLICLINOMEL N 5-800 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695824	3400936958241	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
61111734	OLICLINOMEL N 5-800, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560432	3400935604323	6 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
61111734	OLICLINOMEL N 5-800, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560449	3400935604491	4 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
61111734	OLICLINOMEL N 5-800, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560455	3400935604552	4 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
61111734	OLICLINOMEL N 5-800, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560461	3400935604613	2 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
61111734	OLICLINOMEL N 5-800, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695712	3400936957121	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
61111734	OLICLINOMEL N 5-800, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695729	3400936957299	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
61111734	OLICLINOMEL N 5-800, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695735	3400936957350	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
61111734	OLICLINOMEL N 5-800, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695741	3400936957411	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
60447372	OLICLINOMEL N 6-900 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560248	3400935602480	6 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
60447372	OLICLINOMEL N 6-900 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560254	3400935602541	4 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
60447372	OLICLINOMEL N 6-900 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560260	3400935602602	4 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
60447372	OLICLINOMEL N 6-900 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560277	3400935602770	2 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
60447372	OLICLINOMEL N 6-900 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3701128	3400937011280	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
60447372	OLICLINOMEL N 6-900 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3701134	3400937011341	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
60447372	OLICLINOMEL N 6-900 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3701140	3400937011402	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
60447372	OLICLINOMEL N 6-900 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3701157	3400937011570	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
61333126	OLICLINOMEL N 6-900, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560478	3400935604781	6 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
61333126	OLICLINOMEL N 6-900, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560484	3400935604842	4 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
61333126	OLICLINOMEL N 6-900, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560490	3400935604903	4 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61333126	OLICLINOMEL N 6-900, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560509	3400935605092	2 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
61333126	OLICLINOMEL N 6-900, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695623	3400936956230	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
61333126	OLICLINOMEL N 6-900, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695646	3400936956469	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
61333126	OLICLINOMEL N 6-900, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695652	3400936956520	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
61333126	OLICLINOMEL N 6-900, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695669	3400936956698	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
67425987	OLICLINOMEL N 7-1000, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560515	3400935605153	6 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
67425987	OLICLINOMEL N 7-1000, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560521	3400935605214	4 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
67425987	OLICLINOMEL N 7-1000, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560538	3400935605382	4 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
67425987	OLICLINOMEL N 7-1000, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3560544	3400935605443	2 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
67425987	OLICLINOMEL N 7-1000, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695675	3400936956759	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1000 ml à 3 compartiments
67425987	OLICLINOMEL N 7-1000, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695681	3400936956810	1 poche(s) éthylvinylacétate de 1500 ml à 3 compartiments
67425987	OLICLINOMEL N 7-1000, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695698	3400936956988	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2000 ml à 3 compartiments
67425987	OLICLINOMEL N 7-1000, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3695706	3400936957060	1 poche(s) éthylvinylacétate de 2500 ml à 3 compartiments
64714100	OLICLINOMEL N 8-800, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3600918	3400936009189	4 poche(s) de 2000 ml à 3 compartiments en copolymère polyoléfinique, EVA : éthylène vinyl acétate et copolyester, suremballées
68868590	OLICLINOMEL N7-1000 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3556548	3400935565488	6 poche(s) EVA suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml à 3 compartiments
68868590	OLICLINOMEL N7-1000 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3556554	3400935565549	4 poche(s) EVA suremballée(s)/surpochée(s) de 1500 ml à 3 compartiments
68868590	OLICLINOMEL N7-1000 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3556560	3400935565600	4 poche(s) EVA suremballée(s)/surpochée(s) de 2000 ml à 3 compartiments
68868590	OLICLINOMEL N7-1000 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3556577	3400935565778	2 poche(s) EVA suremballée(s)/surpochée(s) de 2500 ml à 3 compartiments
68868590	OLICLINOMEL N7-1000 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3735877	3400937358774	1 poche(s) EVA suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml à 3 compartiments
68868590	OLICLINOMEL N7-1000 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3735883	3400937358835	1poche(s) EVA suremballée(s)/surpochée(s) de 1500 ml à 3 compartiments
68868590	OLICLINOMEL N7-1000 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3735908	3400937359085	1 poche(s) EVA suremballée(s)/surpochée(s) de 2000 ml à 3 compartiments
68868590	OLICLINOMEL N7-1000 E, émulsion pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3735914	3400937359146	1 poche(s) EVA suremballée(s)/surpochée(s) de 2500 ml à 3 compartiments
64015659	OLIGO ESSENTIELS MAGNESIUM 3 POUR CENT, solution buvable en gouttes	MEDIFLOR	3416557	3400934165573	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec mesurette(s) graduée(s) polyéthylène
68495209	OLIGOCURE, solution buvable	LABCATAL	3220239	3400932202393	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) de 60 ml en verre avec valve doseuse
67002656	OLIGODERM, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	LABCATAL	3329255	3400933292553	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 60 ml
66428432	OLIGOGRANUL COBALT, comprimé	BOIRON	3336864	3400933368647	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
66730046	OLIGOGRANUL CUIVRE OR ARGENT, comprimé	BOIRON	3336841	3400933368418	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
63401647	OLIGOGRANUL CUIVRE, comprimé	BOIRON	3336870	3400933368708	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
64023702	OLIGOGRANUL FLUOR, comprimé	BOIRON	3336812	3400933368128	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
65100906	OLIGOGRANUL LITHIUM, comprimé	BOIRON	3336781	3400933367817	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
67746516	OLIGOGRANUL MAGNESIUM, comprimé	BOIRON	3336723	3400933367237	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
65866470	OLIGOGRANUL MANGANESE COBALT, comprimé	BOIRON	3336858	3400933368586	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
66836505	OLIGOGRANUL MANGANESE CUIVRE COBALT, comprimé	BOIRON	3336887	3400933368876	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
69664879	OLIGOGRANUL MANGANESE CUIVRE, comprimé	BOIRON	3336901	3400933369019	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
62151411	OLIGOGRANUL MANGANESE, comprimé	BOIRON	3336893	3400933368937	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
63165848	OLIGOGRANUL NICKEL-COBALT, comprimé	BOIRON	3336769	3400933367695	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
62721758	OLIGOGRANUL PHOSPHORE, comprimé	BOIRON	3336798	3400933367985	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67019132	OLIGOGRANUL POTASSIUM, comprimé	BOIRON	3336829	3400933368296	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
69682222	OLIGOGRANUL SELENIUM, comprimé enrobé	BOIRON	3336806	3400933368067	2 tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
62319421	OLIGOGRANUL SOUFRE, comprimé	BOIRON	3336835	3400933368357	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
68286120	OLIGOGRANUL ZINC, comprimé	BOIRON	3336752	3400933367527	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
64892373	OLIGOGRANUL ZINC-CUIVRE, comprimé	BOIRON	3336775	3400933367756	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
66333678	OLIGOGRANUL ZINC-NICKEL-COBALT, comprimé	BOIRON	3336746	3400933367466	2 tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
64833599	OLIGOSTIM ALUMINIUM 0,013 mg, comprimé	BOIRON	3353176	3400933531768	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
60053064	OLIGOSTIM COBALT, comprimé	BOIRON	3341859	3400933418595	1 flacon(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
65104897	OLIGOSTIM CUIVRE OR ARGENT, comprimé	BOIRON	3336657	3400933366575	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
62181301	OLIGOSTIM CUIVRE, comprimé	BOIRON	3327776	3400933277765	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
62554832	OLIGOSTIM FLUOR, comprimé	BOIRON	3342089	3400933420895	1 flacon(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
62217142	OLIGOSTIM LITHIUM, comprimé	BOIRON	3336002	3400933360023	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
60252447	OLIGOSTIM MAGNESIUM, comprimé	BOIRON	3335468	3400933354688	1 flacon(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
65792290	OLIGOSTIM MANGANESE COBALT, comprimé	BOIRON	3333222	3400933332228	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
61688928	OLIGOSTIM MANGANESE CUIVRE COBALT, comprimé	BOIRON	3336025	3400933360252	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
68329792	OLIGOSTIM MANGANESE CUIVRE, comprimé	BOIRON	3333216	3400933332167	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
61770204	OLIGOSTIM MANGANESE, comprimé	BOIRON	3333239	3400933332396	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
63601879	OLIGOSTIM PHOSPHORE, comprimé	BOIRON	3327753	3400933277536	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
69036696	OLIGOSTIM POTASSIUM, comprimé	BOIRON	3346147	3400933461478	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
69245190	OLIGOSTIM SELENIUM 19 microgrammes, comprimé	BOIRON	3419277	3400934192777	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
62212017	OLIGOSTIM SOUFRE, comprimé	BOIRON	3341670	3400933416706	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
61732342	OLIGOSTIM ZINC CUIVRE, comprimé	BOIRON	3336019	3400933360191	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
61703846	OLIGOSTIM ZINC NICKEL COBALT, comprimé	BOIRON	3335422	3400933354220	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
61292455	OLIGOSTIM ZINC, comprimé	BOIRON	3346153	3400933461539	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
62768633	OLIVALAX, capsule	TISANE PROVENCALE	3376378	3400933763787	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 capsule(s)
67801788	OLMES 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623345	3400936233454	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
67801788	OLMES 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623351	3400936233515	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67801788	OLMES 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623368	3400936233683	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
67801788	OLMES 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623374	3400936233744	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)
67801788	OLMES 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740252	3400937402521	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67801788	OLMES 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740269	3400937402699	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
67801788	OLMES 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740275	3400937402750	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67801788	OLMES 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	5653327	3400956533275	50 plaquette(s) thermoformée(s) individuelles polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
62696109	OLMES 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623380	3400936233805	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
62696109	OLMES 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623397	3400936233973	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62696109	OLMES 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623405	3400936234055	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62696109	OLMES 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623411	3400936234116	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)
62696109	OLMES 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3741599	3400937415996	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62696109	OLMES 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3741607	3400937416078	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
62696109	OLMES 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3741613	3400937416139	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62696109	OLMES 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	5653764	3400956537648	50 plaquette(s) thermoformée(s) individuelles polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
62640772	OLMES 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623428	3400936234284	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
62640772	OLMES 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623434	3400936234345	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62640772	OLMES 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623440	3400936234406	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
62640772	OLMES 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3624126	3400936241268	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)
62640772	OLMES 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3741636	3400937416368	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62640772	OLMES 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3741642	3400937416429	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
62640772	OLMES 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3741659	3400937416597	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62640772	OLMES 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	5653770	3400956537709	50 plaquette(s) thermoformée(s) individuelles polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
68573412	OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623204	3400936232044	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
68573412	OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623210	3400936232105	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68573412	OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623227	3400936232273	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
68573412	OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623233	3400936232334	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)
68573412	OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740140	3400937401401	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68573412	OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740157	3400937401579	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
68573412	OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740163	3400937401630	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68573412	OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	5653296	3400956532964	50 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
67258011	OLMETEC 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623256	3400936232563	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
67258011	OLMETEC 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623262	3400936232624	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67258011	OLMETEC 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623279	3400936232792	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
67258011	OLMETEC 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623285	3400936232853	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67258011	OLMETEC 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740186	3400937401869	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67258011	OLMETEC 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740192	3400937401920	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
67258011	OLMETEC 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740200	3400937402002	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67258011	OLMETEC 20 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	5653304	3400956533046	50 plaquette(s) thermoformée(s) individuelles polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
66152197	OLMETEC 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623291	3400936232914	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
66152197	OLMETEC 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623316	3400936233164	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66152197	OLMETEC 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623322	3400936233225	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
66152197	OLMETEC 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3623339	3400936233393	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)
66152197	OLMETEC 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740217	3400937402170	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66152197	OLMETEC 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740223	3400937402231	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
66152197	OLMETEC 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	3740246	3400937402460	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66152197	OLMETEC 40 mg, comprimé pelliculé	SANKYO PHARMA FRANCE	5653310	3400956533107	50 plaquette(s) thermoformée(s) individuelles polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
61119371	OLMIFON, comprimé pelliculé	CEPHALON FRANCE	3248752	3400932487523	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61119371	OLMIFON, comprimé pelliculé	CEPHALON FRANCE	3248769	3400932487691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
61119371	OLMIFON, comprimé pelliculé	CEPHALON FRANCE	3248775	3400932487752	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 80 comprimé(s)
69248521	OMACOR, capsule molle	PRONOVA BIOCARE	3394353	3400933943530	1 flacon(s) polyéthylène de 100 capsule(s)
69248521	OMACOR, capsule molle	PRONOVA BIOCARE	3570258	3400935702586	1 flacon(s) polyéthylène de 28 capsule(s)
69248521	OMACOR, capsule molle	PRONOVA BIOCARE	5639014	3400956390144	10 flacon(s) polyéthylène de 28 capsule(s)
65680455	OMEGAVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3486440	3400934864407	10 flacon(s) en verre de 50 ml
65680455	OMEGAVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3486457	3400934864575	10 flacon(s) en verre de 100 ml
62230773	OMEPIREX 10 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3686245	3400936862456	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
62230773	OMEPIREX 10 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3686251	3400936862517	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
62230773	OMEPIREX 10 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	5668010	3400956680108	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
65915394	OMEPIREX 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3648078	3400936480780	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
65915394	OMEPIREX 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3648084	3400936480841	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
65915394	OMEPIREX 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3648090	3400936480902	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
65915394	OMEPIREX 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3687888	3400936878884	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
65915394	OMEPIREX 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3687894	3400936878945	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
65915394	OMEPIREX 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3687902	3400936879027	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
65915394	OMEPIREX 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3687919	3400936879195	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
65915394	OMEPIREX 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	5656484	3400956564842	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
68101671	OMEPRAZOLE AGUETTANT 40 mg, poudre pour solution pour perfusion	AGUETTANT	3774386	3400937743860	1 flacon(s) en verre
68101671	OMEPRAZOLE AGUETTANT 40 mg, poudre pour solution pour perfusion	AGUETTANT	3774392	3400937743921	5 flacon(s) en verre
68101671	OMEPRAZOLE AGUETTANT 40 mg, poudre pour solution pour perfusion	AGUETTANT	3774400	3400937744003	10 flacon(s) en verre

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68101671	OMEPRAZOLE AGUETTANT 40 mg, poudre pour solution pour perfusion	AGUETTANT	3774653	3400937746533	1 flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert
68101671	OMEPRAZOLE AGUETTANT 40 mg, poudre pour solution pour perfusion	AGUETTANT	3774676	3400937746762	5 flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert
68101671	OMEPRAZOLE AGUETTANT 40 mg, poudre pour solution pour perfusion	AGUETTANT	3774682	3400937746823	10 flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert
68068748	OMEPRAZOLE ALMUS 10 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3666834	3400936668348	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
68068748	OMEPRAZOLE ALMUS 10 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3666840	3400936668409	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
68068748	OMEPRAZOLE ALMUS 10 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	5664845	3400956648450	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
69619581	OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3638849	3400936388499	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
69619581	OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3638855	3400936388550	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
69619581	OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3638861	3400936388611	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69619581	OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	5651848	3400956518487	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
69309166	OMEPRAZOLE ALTER 10 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	3688379	3400936883796	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
69309166	OMEPRAZOLE ALTER 10 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	3688385	3400936883857	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69309166	OMEPRAZOLE ALTER 10 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	5668530	3400956685301	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
61565950	OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	3680490	3400936804906	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
61565950	OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	3680509	3400936805095	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
61565950	OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	3680515	3400936805156	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
61565950	OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	3680521	3400936805217	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61565950	OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	3680538	3400936805385	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61565950	OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	3680544	3400936805446	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61565950	OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	5664756	3400956647569	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
61565950	OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante	ALTER	5664762	3400956647620	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
65665617	OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 10 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3666857	3400936668577	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
65665617	OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 10 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3666863	3400936668638	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
65665617	OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 10 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	5664851	3400956648511	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
60670215	OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3629000	3400936290006	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
60670215	OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3629017	3400936290174	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
60670215	OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	3629023	3400936290235	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
60670215	OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélule gastro-résistante	ARROW GENERIQUES	5650754	3400956507542	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
63333071	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633237	3400936332379	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
63333071	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633243	3400936332430	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
63333071	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633266	3400936332669	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
63333071	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633272	3400936332720	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
63333071	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 10 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633289	3400936332898	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633355	3400936333550	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3633361	3400936333611	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635578	3400936355781	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s)
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635584	3400936355842	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635590	3400936355903	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635609	3400936356092	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 gélule(s)
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635615	3400936356153	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635621	3400936356214	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635638	3400936356382	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
68851317	OMEPRAZOLE ASTRAZENECA 20 mg, gélule gastro-résistante	ASTRAZENECA	3635644	3400936356443	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67450136	OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3666811	3400936668119	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67450136	OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3666828	3400936668287	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67450136	OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	5664839	3400956648399	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
67995040	OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3628443	3400936284432	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
67995040	OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3628466	3400936284661	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67995040	OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3628621	3400936286214	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67995040	OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	5650582	3400956505821	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
62544585	OMEPRAZOLE BIOLID 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770916	3400937709163	flacon(s) en verre brun de 28 gélule(s)
62544585	OMEPRAZOLE BIOLID 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770922	3400937709224	flacon(s) en verre brun de 14 gélule(s)
62544585	OMEPRAZOLE BIOLID 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770939	3400937709392	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 14 gélule(s)
62544585	OMEPRAZOLE BIOLID 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770945	3400937709453	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 gélule(s)
62544585	OMEPRAZOLE BIOLID 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770951	3400937709514	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 gélule(s)
61975230	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712824	3400937128247	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
61975230	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712830	3400937128308	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
61975230	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712847	3400937128476	flacon(s) en verre brun de 14 gélule(s)
61975230	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712853	3400937128537	flacon(s) en verre brun de 28 gélule(s)
61975230	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	5678698	3400956786985	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
69244455	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712250	3400937122504	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
69244455	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712267	3400937122672	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
69244455	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712273	3400937122733	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
69244455	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712296	3400937122962	flacon(s) en verre brun de 7 gélule(s)
69244455	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712304	3400937123044	flacon(s) en verre brun de 14 gélule(s)
69244455	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712310	3400937123105	flacon(s) en verre brun de 28 gélule(s)
69244455	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	5678675	3400956786756	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66042039	OMEPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3667437	3400936674370	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
66042039	OMEPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3667443	3400936674431	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
66042039	OMEPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	5665129	3400956651290	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
63373386	OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3648322	3400936483224	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
63373386	OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3648339	3400936483392	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
63373386	OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3648345	3400936483453	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
63373386	OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3648351	3400936483514	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63373386	OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3648368	3400936483682	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63373386	OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3648374	3400936483743	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63373386	OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	5656567	3400956565672	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
63373386	OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	5656573	3400956565733	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
67234658	OMEPRAZOLE DCI PHARMA 40 mg, poudre pour solution pour perfusion	DCI PHARMA	3764755	3400937647557	5 flacon(s) en verre
68096313	OMEPRAZOLE EG 10 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3666805	3400936668058	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
68096313	OMEPRAZOLE EG 10 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3680662	3400936806627	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
68096313	OMEPRAZOLE EG 10 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5664822	3400956648221	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
60356346	OMEPRAZOLE EG 20 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3628093	3400936280939	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
60356346	OMEPRAZOLE EG 20 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3628118	3400936281189	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
60356346	OMEPRAZOLE EG 20 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3628124	3400936281240	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
60356346	OMEPRAZOLE EG 20 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5650530	3400956505302	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
61788063	OMEPRAZOLE EG LABO 20 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3648049	3400936480490	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
61788063	OMEPRAZOLE EG LABO 20 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3648055	3400936480551	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
61788063	OMEPRAZOLE EG LABO 20 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3648061	3400936480612	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
61788063	OMEPRAZOLE EG LABO 20 mg, gélule gastro-résistante	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5656478	3400956564781	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
62543615	OMEPRAZOLE ESTEVE 10 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE DR	3686268	3400936862685	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
62543615	OMEPRAZOLE ESTEVE 10 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE DR	3686274	3400936862746	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
62543615	OMEPRAZOLE ESTEVE 10 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE DR	5668027	3400956680276	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
69036504	OMEPRAZOLE ESTEVE QUIMICA 20 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE QUIMICA	3648109	3400936481091	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) à bouchon polypropylène
69036504	OMEPRAZOLE ESTEVE QUIMICA 20 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE QUIMICA	3648115	3400936481152	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) à bouchon polypropylène
69036504	OMEPRAZOLE ESTEVE QUIMICA 20 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE QUIMICA	3648121	3400936481213	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) à bouchon polypropylène
69036504	OMEPRAZOLE ESTEVE QUIMICA 20 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE QUIMICA	3687842	3400936878426	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) avec bouchon polyéthylène haute densité (PEHD)
69036504	OMEPRAZOLE ESTEVE QUIMICA 20 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE QUIMICA	3687859	3400936878594	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) avec bouchon polyéthylène haute densité (PEHD)
69036504	OMEPRAZOLE ESTEVE QUIMICA 20 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE QUIMICA	3687865	3400936878655	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) avec bouchon polyéthylène haute densité (PEHD)
69036504	OMEPRAZOLE ESTEVE QUIMICA 20 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE QUIMICA	3687871	3400936878716	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) avec bouchon polyéthylène haute densité (PEHD)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69036504	OMEPRAZOLE ESTEVE QUIMICA 20 mg, gélule gastro-résistante	ESTEVE QUIMICA	5656490	3400956564903	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) à bouchon polypropylène
67710783	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688422	3400936884229	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67710783	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688439	3400936884397	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67710783	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5668553	3400956685530	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
66772497	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3680432	3400936804326	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) avec capsule polypropylène aluminium
66772497	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3680449	3400936804494	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) avec capsule polypropylène aluminium
66772497	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3680455	3400936804555	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) avec capsule polypropylène aluminium
66772497	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3680461	3400936804616	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) avec capsule polypropylène
66772497	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3680478	3400936804784	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) avec capsule polypropylène
66772497	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3680484	3400936804845	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) avec capsule polypropylène
66772497	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5664727	3400956647279	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) avec capsule polypropylène aluminium
66772497	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5664733	3400956647330	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) avec capsule polypropylène
69982369	OMEPRAZOLE G GAM 10 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3667414	3400936674141	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
69982369	OMEPRAZOLE G GAM 10 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3667420	3400936674202	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69982369	OMEPRAZOLE G GAM 10 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	5665112	3400956651122	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
67401445	OMEPRAZOLE G GAM 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3632338	3400936323384	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
67401445	OMEPRAZOLE G GAM 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3632344	3400936323445	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
67401445	OMEPRAZOLE G GAM 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3632350	3400936323506	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
67401445	OMEPRAZOLE G GAM 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3632367	3400936323674	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
67401445	OMEPRAZOLE G GAM 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3632373	3400936323735	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
67401445	OMEPRAZOLE G GAM 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3632396	3400936323964	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
67401445	OMEPRAZOLE G GAM 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	5652049	3400956520497	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
67401445	OMEPRAZOLE G GAM 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	5652055	3400956520558	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
68668426	OMEPRAZOLE GeNeRes 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712876	3400937128766	flacon(s) en verre brun de 14 gélule(s)
68668426	OMEPRAZOLE GeNeRes 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712882	3400937128827	flacon(s) en verre brun de 28 gélule(s)
68668426	OMEPRAZOLE GeNeRes 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712899	3400937128995	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
68668426	OMEPRAZOLE GeNeRes 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712907	3400937129077	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
68668426	OMEPRAZOLE GeNeRes 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	5678706	3400956787067	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
65315054	OMEPRAZOLE GeNeRes 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712190	3400937121903	flacon(s) en verre brun de 7 gélule(s)
65315054	OMEPRAZOLE GeNeRes 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712209	3400937122092	flacon(s) en verre brun de 14 gélule(s)
65315054	OMEPRAZOLE GeNeRes 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712215	3400937122153	flacon(s) en verre brun de 28 gélule(s)
65315054	OMEPRAZOLE GeNeRes 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712221	3400937122214	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65315054	OMEPRAZOLE GeNeRes 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712238	3400937122382	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
65315054	OMEPRAZOLE GeNeRes 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712244	3400937122443	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
65315054	OMEPRAZOLE GeNeRes 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	5678669	3400956786695	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
68748071	OMEPRAZOLE GNR 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712913	3400937129138	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
68748071	OMEPRAZOLE GNR 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712936	3400937129367	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
68748071	OMEPRAZOLE GNR 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712942	3400937129428	flacon(s) en verre brun de 14 gélule(s)
68748071	OMEPRAZOLE GNR 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712959	3400937129596	flacon(s) en verre brun de 28 gélule(s)
68748071	OMEPRAZOLE GNR 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	5678712	3400956787128	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
62943125	OMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712327	3400937123273	flacon(s) en verre brun de 7 gélule(s)
62943125	OMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712333	3400937123334	flacon(s) en verre brun de 14 gélule(s)
62943125	OMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712787	3400937127875	flacon(s) en verre brun de 28 gélule(s)
62943125	OMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712793	3400937127936	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
62943125	OMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712801	3400937128018	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
62943125	OMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3712818	3400937128186	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
62943125	OMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	5678681	3400956786817	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
67548349	OMEPRAZOLE HEXAL 10 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3682023	3400936820234	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67548349	OMEPRAZOLE HEXAL 10 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3682046	3400936820463	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67548349	OMEPRAZOLE HEXAL 10 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3682052	3400936820524	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
67548349	OMEPRAZOLE HEXAL 10 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3682069	3400936820692	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67548349	OMEPRAZOLE HEXAL 10 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3682075	3400936820753	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
67548349	OMEPRAZOLE HEXAL 10 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	5672543	3400956725434	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
65387623	OMEPRAZOLE HEXAL 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3675419	3400936754195	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
65387623	OMEPRAZOLE HEXAL 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3675425	3400936754256	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
65387623	OMEPRAZOLE HEXAL 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3675431	3400936754317	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
65387623	OMEPRAZOLE HEXAL 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3675448	3400936754485	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
65387623	OMEPRAZOLE HEXAL 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	3675454	3400936754546	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
65387623	OMEPRAZOLE HEXAL 20 mg, gélule gastro-résistante	G GAM	5662711	3400956627110	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
68741785	OMEPRAZOLE INTSEL CHIMOS 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770750	3400937707503	flacon(s) en verre brun de 14 gélule(s)
68741785	OMEPRAZOLE INTSEL CHIMOS 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770767	3400937707671	flacon(s) en verre brun de 28 gélule(s)
68741785	OMEPRAZOLE INTSEL CHIMOS 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770773	3400937707732	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 14 gélule(s)
68741785	OMEPRAZOLE INTSEL CHIMOS 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770796	3400937707961	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 gélule(s)
68741785	OMEPRAZOLE INTSEL CHIMOS 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770804	3400937708043	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 gélule(s)
63976904	OMEPRAZOLE IVAX 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3667325	3400936673250	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
63976904	OMEPRAZOLE IVAX 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3667331	3400936673311	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
63976904	OMEPRAZOLE IVAX 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5665075	3400956650750	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
64702984	OMEPRAZOLE IVAX 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3628667	3400936286672	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
64702984	OMEPRAZOLE IVAX 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3628673	3400936286733	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
64702984	OMEPRAZOLE IVAX 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3628696	3400936286962	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
64702984	OMEPRAZOLE IVAX 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3628704	3400936287044	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
64702984	OMEPRAZOLE IVAX 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3628710	3400936287105	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
64702984	OMEPRAZOLE IVAX 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3628727	3400936287273	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
64702984	OMEPRAZOLE IVAX 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5650613	3400956506132	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
64702984	OMEPRAZOLE IVAX 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5650636	3400956506361	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
62548263	OMEPRAZOLE LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3667911	3400936679115	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
62548263	OMEPRAZOLE LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3667928	3400936679283	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
62548263	OMEPRAZOLE LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3667934	3400936679344	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
62548263	OMEPRAZOLE LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3667940	3400936679405	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
62548263	OMEPRAZOLE LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3667957	3400936679573	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
62548263	OMEPRAZOLE LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3667963	3400936679634	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
62548263	OMEPRAZOLE LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	5665879	3400956658794	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
62548263	OMEPRAZOLE LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	5665885	3400956658855	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
69138516	OMEPRAZOLE LBR 40 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3694730	3400936947306	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
69138516	OMEPRAZOLE LBR 40 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3694747	3400936947474	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
69138516	OMEPRAZOLE LBR 40 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	3694753	3400936947535	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69138516	OMEPRAZOLE LBR 40 mg, gélule gastro-résistante	BOUCHARA RECORDATI	5671147	3400956711475	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
68025526	OMEPRAZOLE MERCK 10 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3667348	3400936673489	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
68025526	OMEPRAZOLE MERCK 10 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3667354	3400936673540	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
68025526	OMEPRAZOLE MERCK 10 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	5665081	3400956650811	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
61955719	OMEPRAZOLE MERCK 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3632404	3400936324046	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
61955719	OMEPRAZOLE MERCK 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3632410	3400936324107	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
61955719	OMEPRAZOLE MERCK 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3632427	3400936324275	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
61955719	OMEPRAZOLE MERCK 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3632433	3400936324336	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61955719	OMEPRAZOLE MERCK 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3632456	3400936324565	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61955719	OMEPRAZOLE MERCK 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3632462	3400936324626	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61955719	OMEPRAZOLE MERCK 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	5652061	3400956520619	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
61955719	OMEPRAZOLE MERCK 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	5652078	3400956520787	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
69291960	OMEPRAZOLE MERCK GENERIQUES 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3628242	3400936282421	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
69291960	OMEPRAZOLE MERCK GENERIQUES 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3628288	3400936282889	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
69291960	OMEPRAZOLE MERCK GENERIQUES 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	3628294	3400936282940	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69291960	OMEPRAZOLE MERCK GENERIQUES 20 mg, gélule gastro-résistante	MERCK GENERIQUES	5650553	3400956505531	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
60542952	OMEPRAZOLE ORSADE 10 mg, gélule gastro-résistante	ORSADE	3686280	3400936862807	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
60542952	OMEPRAZOLE ORSADE 10 mg, gélule gastro-résistante	ORSADE	3686297	3400936862975	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60542952	OMEPRAZOLE ORSADE 10 mg, gélule gastro-résistante	ORSADE	5668033	3400956680337	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
65301535	OMEPRAZOLE ORTANOL 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770856	3400937708562	flacon(s) en verre brun de 14 gélule(s)
65301535	OMEPRAZOLE ORTANOL 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770862	3400937708623	flacon(s) en verre brun de 28 gélule(s)
65301535	OMEPRAZOLE ORTANOL 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770879	3400937708791	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 14 gélule(s)
65301535	OMEPRAZOLE ORTANOL 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770885	3400937708852	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 gélule(s)
65301535	OMEPRAZOLE ORTANOL 40 mg, gélule gastrorésistante	INTSEL CHIMOS	3770891	3400937708913	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 gélule(s)
67689047	OMEPRAZOLE QUALIHEALTH 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3628331	3400936283312	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
67689047	OMEPRAZOLE QUALIHEALTH 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3628348	3400936283480	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67689047	OMEPRAZOLE QUALIHEALTH 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3628383	3400936283831	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67689047	OMEPRAZOLE QUALIHEALTH 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	5650576	3400956505760	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
69756943	OMEPRAZOLE QUALIMED 10 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3667704	3400936677043	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
69756943	OMEPRAZOLE QUALIMED 10 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3667710	3400936677104	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69756943	OMEPRAZOLE QUALIMED 10 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	5665141	3400956651412	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
62166107	OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3632479	3400936324794	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
62166107	OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3632485	3400936324855	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
62166107	OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3632491	3400936324916	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
62166107	OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3632516	3400936325166	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
62166107	OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3632522	3400936325227	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
62166107	OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	3632539	3400936325395	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
62166107	OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	5652084	3400956520848	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
62166107	OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélule gastro-résistante	QUALIMED (LYON)	5652090	3400956520909	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63777845	OMEPRAZOLE RATIO 20 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3628733	3400936287334	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
63777845	OMEPRAZOLE RATIO 20 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3628756	3400936287563	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
63777845	OMEPRAZOLE RATIO 20 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3628762	3400936287624	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
63777845	OMEPRAZOLE RATIO 20 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3628779	3400936287792	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63777845	OMEPRAZOLE RATIO 20 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3628785	3400936287853	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63777845	OMEPRAZOLE RATIO 20 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3628791	3400936287914	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63777845	OMEPRAZOLE RATIO 20 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5650642	3400956506422	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
63777845	OMEPRAZOLE RATIO 20 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5650659	3400956506590	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63447267	OMEPRAZOLE RATIOPHARM 10 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3667360	3400936673601	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
63447267	OMEPRAZOLE RATIOPHARM 10 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3667377	3400936673779	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
63447267	OMEPRAZOLE RATIOPHARM 10 mg, gélule gastro-résistante	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5665098	3400956650989	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
61193553	OMEPRAZOLE REF 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3629075	3400936290754	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61193553	OMEPRAZOLE REF 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3629081	3400936290815	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
61193553	OMEPRAZOLE REF 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3629098	3400936290983	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
61193553	OMEPRAZOLE REF 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	5650777	3400956507771	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
67319674	OMEPRAZOLE RPG 10 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3667673	3400936676732	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67319674	OMEPRAZOLE RPG 10 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3667696	3400936676961	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67319674	OMEPRAZOLE RPG 10 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5665135	3400956651351	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
64823562	OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3628822	3400936288225	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
64823562	OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3628839	3400936288393	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
64823562	OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3628845	3400936288454	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
64823562	OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3628851	3400936288515	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
64823562	OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3628868	3400936288683	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
64823562	OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3628874	3400936288744	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
64823562	OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5650671	3400956506712	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
64823562	OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5650688	3400956506880	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
67383506	OMEPRAZOLE SANDOZ 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3667288	3400936672888	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67383506	OMEPRAZOLE SANDOZ 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3667294	3400936672949	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67383506	OMEPRAZOLE SANDOZ 10 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	5665052	3400956650521	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
65520244	OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3632278	3400936322783	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
65520244	OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3632284	3400936322844	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
65520244	OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3632290	3400936322905	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
65520244	OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3658349	3400936583498	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
65520244	OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3658355	3400936583559	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
65520244	OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	3658361	3400936583610	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
65520244	OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	5652026	3400956520268	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
65520244	OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante	SANDOZ	5652032	3400956520329	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63782842	OMEPRAZOLE SET 10 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3667302	3400936673021	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
63782842	OMEPRAZOLE SET 10 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3667319	3400936673199	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
63782842	OMEPRAZOLE SET 10 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	5665069	3400956650699	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
61865969	OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3632545	3400936325456	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
61865969	OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3632551	3400936325517	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
61865969	OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3632568	3400936325685	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
61865969	OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3632574	3400936325746	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61865969	OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3632580	3400936325807	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61865969	OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	3632597	3400936325975	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61865969	OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	5652109	3400956521098	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
61865969	OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélule gastro-résistante	BIOGARAN	5652115	3400956521159	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
67434947	OMEPRAZOLE TEVA 10 mg, gélule gastro-résistante	TEVA CLASSICS	3680389	3400936803893	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
67434947	OMEPRAZOLE TEVA 10 mg, gélule gastro-résistante	TEVA CLASSICS	3680395	3400936803954	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67434947	OMEPRAZOLE TEVA 10 mg, gélule gastro-résistante	TEVA CLASSICS	3680403	3400936804036	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67434947	OMEPRAZOLE TEVA 10 mg, gélule gastro-résistante	TEVA CLASSICS	3680426	3400936804265	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
67434947	OMEPRAZOLE TEVA 10 mg, gélule gastro-résistante	TEVA CLASSICS	5664710	3400956647101	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
63847628	OMEPRAZOLE TEVA 20 mg, gélule gastro-résistante	TEVA CLASSICS	3629046	3400936290464	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
63847628	OMEPRAZOLE TEVA 20 mg, gélule gastro-résistante	TEVA CLASSICS	3629052	3400936290525	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
63847628	OMEPRAZOLE TEVA 20 mg, gélule gastro-résistante	TEVA CLASSICS	3629069	3400936290693	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
63847628	OMEPRAZOLE TEVA 20 mg, gélule gastro-résistante	TEVA CLASSICS	5650760	3400956507603	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
66181042	OMEPRAZOLE TORLAN 10 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	3667265	3400936672659	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
66181042	OMEPRAZOLE TORLAN 10 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	3667271	3400936672710	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
66181042	OMEPRAZOLE TORLAN 10 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	5665046	3400956650460	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
61337968	OMEPRAZOLE TORLAN 20 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	3629129	3400936291294	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
61337968	OMEPRAZOLE TORLAN 20 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	3629135	3400936291355	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
61337968	OMEPRAZOLE TORLAN 20 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	3629141	3400936291416	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
61337968	OMEPRAZOLE TORLAN 20 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	3629158	3400936291584	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61337968	OMEPRAZOLE TORLAN 20 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	3629164	3400936291645	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61337968	OMEPRAZOLE TORLAN 20 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	3629170	3400936291706	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
61337968	OMEPRAZOLE TORLAN 20 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	5650814	3400956508143	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
61337968	OMEPRAZOLE TORLAN 20 mg, gélule gastro-résistante	TORLAN	5650820	3400956508204	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66229366	OMEPRAZOLE WINTHROP 10 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3680573	3400936805736	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
66229366	OMEPRAZOLE WINTHROP 10 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3680596	3400936805965	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
66229366	OMEPRAZOLE WINTHROP 10 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	5664785	3400956647859	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
67293756	OMEPRAZOLE WINTHROP 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3674727	3400936747272	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s)
67293756	OMEPRAZOLE WINTHROP 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3674733	3400936747333	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67293756	OMEPRAZOLE WINTHROP 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	3674756	3400936747562	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67293756	OMEPRAZOLE WINTHROP 20 mg, gélule gastro-résistante	WINTHROP MEDICAMENTS	5650547	3400956505470	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
62872742	OMEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	3667383	3400936673830	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
62872742	OMEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	3667408	3400936674080	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
62872742	OMEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	5665106	3400956651061	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
63115051	OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	3648380	3400936483804	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
63115051	OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	3648397	3400936483972	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
63115051	OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	3648405	3400936484054	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
63115051	OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	3648411	3400936484115	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63115051	OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	3648428	3400936484283	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63115051	OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	3648434	3400936484344	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
63115051	OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	5656596	3400956565962	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène/aluminium
63115051	OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante	ZYDUS FRANCE	5656604	3400956566044	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
62436474	OMERIS 1 mg/10 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3526458	3400935264589	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) blancs et 14 comprimé(s) gris
62436474	OMERIS 1 mg/10 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3526464	3400935264640	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimés blancs et 14 comprimés gris
62304960	OMERIS 2 mg/10 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3567279	3400935672797	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s) roses et 14 comprimé(s) jaunes
62304960	OMERIS 2 mg/10 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3567291	3400935672919	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s) roses et 14 comprimé(s) jaunes
65621955	OMEXEL L.P. 0,4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTELLAS PHARMA	3696249	3400936962491	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s)
63729537	OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	ASTELLAS PHARMA	3399818	3400933998189	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 30 gélule(s)
63688752	OMNIPAQUE 180 mg d'IODE/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268105	3400932681051	1 flacon(s) en verre de 10 ml
63688752	OMNIPAQUE 180 mg d'IODE/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268111	3400932681112	1 flacon(s) en verre de 15 ml
63688752	OMNIPAQUE 180 mg d'IODE/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3460133	3400934601330	1 flacon(s) polypropylène de 15 ml
63688752	OMNIPAQUE 180 mg d'IODE/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553169	3400955531692	10 flacon(s) en verre de 15 ml
63688752	OMNIPAQUE 180 mg d'IODE/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5614770	3400956147700	10 flacon(s) polypropylène de 15 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268128	3400932681280	1 flacon(s) en verre de 20 ml rempli à 15 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268134	3400932681341	1 flacon(s) en verre de 50 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268140	3400932681402	1 flacon(s) en verre de 200 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3276211	3400932762118	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3460044	3400934600449	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml rempli à 15 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'I/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3460050	3400934600500	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531376	3400935313768	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531382	3400935313829	1 flacon(s) polypropylène de 200 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3718927	3400937189279	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553175	3400955531753	10 flacon(s) en verre de 20 ml rempli à 15 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553181	3400955531814	10 flacon(s) en verre de 50 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553198	3400955531982	10 flacon(s) en verre de 100 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553206	3400955532064	6 flacon(s) en verre de 200 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5614712	3400956147120	10 flacon(s) polypropylène de 20 ml remplis à 15 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5614729	3400956147298	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5622686	3400956226863	10 flacon(s) polypropylène de 100 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5622692	3400956226924	10 flacon(s) polypropylène de 200 ml
66892062	OMNIPAQUE 240 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5681045	3400956810451	10 flacon(s) polypropylène de 20 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268157	3400932681570	1 flacon(s) en verre de 10 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268163	3400932681631	1 flacon(s) en verre de 50 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268186	3400932681860	1 flacon(s) en verre de 100 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3314466	3400933144661	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334983	3400933349837	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml avec seringue(s) microperfuseur
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3460067	3400934600678	1 flacon(s) polypropylène de 10 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3460073	3400934600739	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3460096	3400934600968	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec matériel pour injection
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531844	3400935318442	1 flacon(s) polypropylène de 75 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531850	3400935318503	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531867	3400935318671	1 flacon(s) polypropylène de 150 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531873	3400935318732	1 flacon(s) polypropylène de 175 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531896	3400935318961	1 flacon(s) polypropylène de 200 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553212	3400955532125	10 flacon(s) en verre de 10 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553229	3400955532293	10 flacon(s) en verre de 50 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553235	3400955532354	10 flacon(s) en verre de 100 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5577081	3400955770817	6 flacon(s) en verre de 200 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5614735	3400956147359	10 flacon(s) polypropylène de 10 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5614741	3400956147410	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623929	3400956239290	10 flacon(s) polypropylène de 75 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623935	3400956239351	10 flacon(s) polypropylène de 100 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623941	3400956239412	10 flacon(s) polypropylène de 150 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623958	3400956239580	10 flacon(s) polypropylène de 175 ml
65106581	OMNIPAQUE 300 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623964	3400956239641	10 flacon(s) polypropylène de 200 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268192	3400932681921	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268200	3400932682003	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3268217	3400932682171	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3314443	3400933144432	1 flacon(s) en verre de 200 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3334977	3400933349776	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml avec seringue(s) microperfuseur
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3460104	3400934601040	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3460110	3400934601101	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3460127	3400934601279	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec matériel pour injection
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531790	3400935317902	1 flacon(s) polypropylène de 75 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531809	3400935318091	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531815	3400935318152	1 flacon(s) polypropylène de 150 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531821	3400935318213	1 flacon(s) polypropylène de 175 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3531838	3400935318381	1 flacon(s) polypropylène de 200 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553241	3400955532415	6 flacon(s) en verre de 20 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553258	3400955532583	10 flacon(s) en verre de 50 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5553264	3400955532644	10 flacon(s) en verre de 100 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5577098	3400955770985	6 flacon(s) en verre de 200 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5614758	3400956147588	10 flacon(s) polypropylène de 20 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5614764	3400956147649	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623875	3400956238750	10 flacon(s) polypropylène de 75 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623881	3400956238811	10 flacon(s) polypropylène de 100 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623898	3400956238989	10 flacon(s) polypropylène de 150 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623906	3400956239061	10 flacon(s) polypropylène de 175 ml
67846776	OMNIPAQUE 350 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623912	3400956239122	10 flacon(s) polypropylène de 200 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3373032	3400933730321	1 flacon(s) en verre de 10 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3373049	3400933730499	1 flacon(s) en verre de 15 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3373055	3400933730550	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3400579	3400934005794	1 flacon(s) polypropylène de 10 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3400585	3400934005855	1 flacon(s) polypropylène de 15 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3400591	3400934005916	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3424278	3400934242786	1 flacon(s) en verre de 5 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3586762	3400935867629	1 flacon(s) polypropylène de 40 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3586779	3400935867797	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5584879	3400955848790	10 flacon(s) en verre de 10 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5584885	3400955848851	10 flacon(s) en verre de 15 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5584891	3400955848912	10 flacon(s) en verre de 20 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5594820	3400955948209	10 flacon(s) polypropylène de 10 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5594837	3400955948377	10 flacon(s) polypropylène de 15 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5594843	3400955948438	10 flacon(s) polypropylène de 20 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5602554	3400956025541	10 flacon(s) en verre de 5 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5631923	3400956319237	10 flacon(s) polypropylène de 40 ml
68088220	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5631946	3400956319466	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
66846645	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520964	3400935209641	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 10 ml
66846645	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520970	3400935209702	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 10 ml
66846645	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520987	3400935209870	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 15 ml
66846645	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520993	3400935209931	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 15 ml
66846645	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3521001	3400935210012	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 20 ml
66846645	OMNISCAN 0,5 mmol/ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3521018	3400935210180	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 20 ml
60792468	OMNITROPE 1,3 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SANDOZ (AUTRICHE)	3759211	3400937592116	1 flacon(s) en verre de 1,5 mg - 1 flacon(s) en verre de 1,13 ml
62670858	OMNITROPE 5 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SANDOZ (AUTRICHE)	3759228	3400937592284	1 flacon(s) en verre de 5,8 mg - 1 cartouche(s) en verre de 1,14 ml
62670858	OMNITROPE 5 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SANDOZ (AUTRICHE)	3759234	3400937592345	5 flacon(s) en verre de 5,8 mg - 5 cartouche(s) en verre de 1,14 ml
61429815	ONCELON L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705899	3400937058995	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
61429815	ONCELON L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705907	3400937059077	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
61429815	ONCELON L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705913	3400937059138	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
61429815	ONCELON L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705936	3400937059367	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
61429815	ONCELON L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705942	3400937059428	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61429815	ONCELON L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674619	3400956746194	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61429815	ONCELON L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674625	3400956746255	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
61429815	ONCELON L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674631	3400956746316	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
61429815	ONCELON L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674648	3400956746484	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
69545896	ONCELON L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699124	3400936991248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
69545896	ONCELON L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705741	3400937057417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
69545896	ONCELON L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705758	3400937057585	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
69545896	ONCELON L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705764	3400937057646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
69545896	ONCELON L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705770	3400937057707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
69545896	ONCELON L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674482	3400956744824	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69545896	ONCELON L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674499	3400956744992	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
69545896	ONCELON L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674507	3400956745074	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
69545896	ONCELON L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674513	3400956745135	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
69609014	ONCELON L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705959	3400937059596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
69609014	ONCELON L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705965	3400937059657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
69609014	ONCELON L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705971	3400937059718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
69609014	ONCELON L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705988	3400937059886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
69609014	ONCELON L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705994	3400937059947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
69609014	ONCELON L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674654	3400956746545	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69609014	ONCELON L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5676446	3400956764464	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
69609014	ONCELON L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5676452	3400956764525	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
69609014	ONCELON L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5676469	3400956764693	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
65193159	ONCELON L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705787	3400937057875	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
65193159	ONCELON L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705793	3400937057936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
65193159	ONCELON L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705801	3400937058018	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
65193159	ONCELON L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705818	3400937058186	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
65193159	ONCELON L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705824	3400937058247	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
65193159	ONCELON L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674536	3400956745364	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
65193159	ONCELON L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674542	3400956745425	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
65193159	ONCELON L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674559	3400956745593	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
65193159	ONCELON L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674565	3400956745654	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
62322175	ONCELON L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705830	3400937058308	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
62322175	ONCELON L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705847	3400937058476	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
62322175	ONCELON L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705853	3400937058537	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
62322175	ONCELON L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705876	3400937058766	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
62322175	ONCELON L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3705882	3400937058827	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
62322175	ONCELON L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674571	3400956745715	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
62322175	ONCELON L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674588	3400956745883	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
62322175	ONCELON L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674594	3400956745944	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
62322175	ONCELON L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674602	3400956746026	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
64131578	ONCOTAM 10 mg, comprimé pelliculé	MAYOLY-SPINDLER	3317944	3400933179441	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62658418	ONCOTAM 20 mg, comprimé pelliculé	MAYOLY-SPINDLER	3328830	3400933288303	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60368099	ONCOVIN 1 mg, solution injectable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3264998	3400932649983	1 flacon(s) en verre de 1 ml
63105203	ONCTOSE HYDROCORTISONE, crème	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3445754	3400934457548	1 tube(s) aluminium verni de 30 g



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60291795	ONCTOSE, crème	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3075458	3400930754580	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60291795	ONCTOSE, crème	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3171914	3400931719144	1 tube(s) aluminium verni de 48 g
60422426	ONDANSETRON ARROW 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	GAYRARD PASCALE	3781506	3400937815062	1 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
60422426	ONDANSETRON ARROW 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	GAYRARD PASCALE	5704295	3400957042950	5 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
64961378	ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3781512	3400937815123	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
64961378	ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3781529	3400937815291	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
64961378	ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3781535	3400937815352	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
64961378	ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3781541	3400937815413	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64961378	ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3781558	3400937815581	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
64961378	ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3781564	3400937815642	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
64961378	ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3781570	3400937815703	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 6 comprimé(s)
64961378	ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3781587	3400937815871	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
63782187	ONDANSETRON ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	GAYRARD PASCALE	3777870	3400937778701	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
63782187	ONDANSETRON ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	GAYRARD PASCALE	3777887	3400937778879	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
63782187	ONDANSETRON ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	GAYRARD PASCALE	3777893	3400937778930	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63782187	ONDANSETRON ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	GAYRARD PASCALE	3777918	3400937779180	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
63782187	ONDANSETRON ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	GAYRARD PASCALE	3777924	3400937779241	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
63782187	ONDANSETRON ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	GAYRARD PASCALE	3777930	3400937779302	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
63782187	ONDANSETRON ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	GAYRARD PASCALE	5703120	3400957031206	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
63782187	ONDANSETRON ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	GAYRARD PASCALE	5703137	3400957031374	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 15 comprimé(s)
66654374	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé orodispersible	BIOGARAN	3781848	3400937818483	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
66654374	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé orodispersible	BIOGARAN	3781854	3400937818544	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
66654374	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé orodispersible	BIOGARAN	3781860	3400937818605	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
66654374	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé orodispersible	BIOGARAN	3781877	3400937818773	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66654374	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé orodispersible	BIOGARAN	3781883	3400937818834	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
66654374	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé orodispersible	BIOGARAN	3781908	3400937819084	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
66654374	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé orodispersible	BIOGARAN	3781914	3400937819145	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 6 comprimé(s)
66654374	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé orodispersible	BIOGARAN	3781920	3400937819206	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
64589522	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3763514	3400937635141	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 2 comprimé(s)
64589522	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3763520	3400937635202	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 4 comprimé(s)
64589522	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3763537	3400937635370	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
64589522	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3763543	3400937635431	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64589522	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3763566	3400937635660	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
64589522	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3763572	3400937635721	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
64589522	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	5697655	3400956976553	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
64589522	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	5697661	3400956976614	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 15 comprimé(s)
66132020	ONDANSETRON CTRS 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	CTRS	3763715	3400937637152	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
66132020	ONDANSETRON CTRS 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	CTRS	3763721	3400937637213	1 ampoule(s) en verre de 4 ml
66132020	ONDANSETRON CTRS 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	CTRS	5697738	3400956977383	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
66132020	ONDANSETRON CTRS 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	CTRS	5697744	3400956977444	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
64079900	ONDANSETRON CTRS 4 mg, comprimé pelliculé	CTRS	3763678	3400937636780	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
64079900	ONDANSETRON CTRS 4 mg, comprimé pelliculé	CTRS	5697715	3400956977154	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
64079900	ONDANSETRON CTRS 4 mg, comprimé pelliculé	CTRS	5697721	3400956977215	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63346542	ONDANSETRON CTRS 8 mg, comprimé pelliculé	CTRS	3763655	3400937636551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
63346542	ONDANSETRON CTRS 8 mg, comprimé pelliculé	CTRS	3763661	3400937636612	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63346542	ONDANSETRON CTRS 8 mg, comprimé pelliculé	CTRS	5697690	3400956976904	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
63346542	ONDANSETRON CTRS 8 mg, comprimé pelliculé	CTRS	5697709	3400956977093	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61403140	ONDANSETRON DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	DAKOTA PHARM	3782629	3400937826297	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
61403140	ONDANSETRON DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	DAKOTA PHARM	3782635	3400937826358	1 ampoule(s) en verre de 4 ml
61403140	ONDANSETRON DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	DAKOTA PHARM	5704421	3400957044213	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
61403140	ONDANSETRON DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	DAKOTA PHARM	5704438	3400957044381	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
61403140	ONDANSETRON DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	DAKOTA PHARM	5704444	3400957044442	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
61403140	ONDANSETRON DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	DAKOTA PHARM	5704450	3400957044503	10 ampoule(s) en verre de 4 ml
69759583	ONDANSETRON EG 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3686328	3400936863286	1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
69759583	ONDANSETRON EG 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3686340	3400936863408	1 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
69759583	ONDANSETRON EG 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5668895	3400956688951	5 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
69759583	ONDANSETRON EG 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5668903	3400956689033	5 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
62202293	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3781937	3400937819374	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
62202293	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3781943	3400937819435	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
62202293	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3781966	3400937819664	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
62202293	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3781972	3400937819725	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62202293	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3781989	3400937819893	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
62202293	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3781995	3400937819954	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
62202293	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3782003	3400937820035	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 6 comprimé(s)
62202293	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3782026	3400937820264	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
65630096	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768687	3400937686877	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65630096	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768693	3400937686938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
65630096	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768701	3400937687010	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62927345	ONDANSETRON FAULDING 2 mg/ml, solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	5700699	3400957006990	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
62927345	ONDANSETRON FAULDING 2 mg/ml, solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	5700707	3400957007072	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
62315362	ONDANSETRON HOSPIRA 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5697750	3400956977505	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
62315362	ONDANSETRON HOSPIRA 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5697767	3400956977673	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
63988721	ONDANSETRON MERCK 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	MERCK GENERIQUES	3766926	3400937669269	1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
63988721	ONDANSETRON MERCK 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	MERCK GENERIQUES	3766932	3400937669320	1 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
63988721	ONDANSETRON MERCK 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	MERCK GENERIQUES	5698560	3400956985609	2 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
63988721	ONDANSETRON MERCK 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	MERCK GENERIQUES	5698577	3400956985777	5 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
63988721	ONDANSETRON MERCK 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	MERCK GENERIQUES	5698583	3400956985838	10 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
63988721	ONDANSETRON MERCK 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	MERCK GENERIQUES	5698608	3400956986088	2 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
63988721	ONDANSETRON MERCK 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	MERCK GENERIQUES	5698614	3400956986149	5 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
63988721	ONDANSETRON MERCK 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)	MERCK GENERIQUES	5698620	3400956986200	10 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
61092935	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3786225	3400937862257	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
61092935	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3786231	3400937862318	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
61092935	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3786248	3400937862486	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
61092935	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3786254	3400937862547	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61092935	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3786260	3400937862608	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
61092935	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3786277	3400937862776	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
61092935	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3786283	3400937862837	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 6 comprimé(s)
61092935	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3786308	3400937863087	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
66019147	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3776310	3400937763103	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
66019147	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3776327	3400937763271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
66019147	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3776333	3400937763332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3780240	3400937802406	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3780257	3400937802574	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3780263	3400937802635	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3780286	3400937802864	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 3 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3780292	3400937802925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5703930	3400957039301	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5703947	3400957039479	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5703953	3400957039530	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5703976	3400957039769	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5703982	3400957039820	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5703999	3400957039998	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5704007	3400957040079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5704013	3400957040130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5704036	3400957040369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5704042	3400957040420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 200 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5704059	3400957040598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 300 comprimé(s)
65964295	ONDANSETRON MERCK GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5704065	3400957040659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 comprimé(s)
60146401	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3786314	3400937863148	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
60146401	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3786320	3400937863209	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
60146401	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3786337	3400937863377	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
60146401	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3786343	3400937863438	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60146401	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3786366	3400937863667	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
60146401	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3786372	3400937863728	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
60146401	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3786389	3400937863896	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 6 comprimé(s)
60146401	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3786395	3400937863957	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
66488123	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3776273	3400937762731	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
66488123	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3776296	3400937762960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
66488123	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3776304	3400937763042	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761774	3400937617741	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 2 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761780	3400937617802	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 3 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761797	3400937617970	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 4 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761805	3400937618052	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 6 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761811	3400937618113	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761828	3400937618281	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761834	3400937618342	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 3 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761840	3400937618403	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761857	3400937618571	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 6 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761863	3400937618632	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696791	3400956967919	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696816	3400956968169	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696822	3400956968220	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696839	3400956968398	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 15 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696845	3400956968459	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64944973	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696851	3400956968510	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761662	3400937616621	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 2 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761679	3400937616799	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 3 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761685	3400937616850	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 4 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761691	3400937616911	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 6 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761716	3400937617161	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761722	3400937617222	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761739	3400937617390	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 3 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761745	3400937617451	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761751	3400937617512	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 6 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3761768	3400937617680	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696727	3400956967278	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696733	3400956967339	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696756	3400956967568	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696762	3400956967629	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 15 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696779	3400956967797	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67714130	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5696785	3400956967858	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67046097	ONDANSETRON RATIOPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3761610	3400937616102	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 2 comprimé(s)
67046097	ONDANSETRON RATIOPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3761627	3400937616270	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 4 comprimé(s)
67034465	ONDANSETRON SANDOZ 8 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3761567	3400937615679	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
67034465	ONDANSETRON SANDOZ 8 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3761596	3400937615969	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
67034465	ONDANSETRON SANDOZ 8 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3761604	3400937616041	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67034465	ONDANSETRON SANDOZ 8 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5696710	3400956967100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68368941	ONDANSETRON VENIPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	VENIPHARM	3763589	3400937635899	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 2 comprimé(s)
68368941	ONDANSETRON VENIPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	VENIPHARM	3763595	3400937635950	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 4 comprimé(s)
68368941	ONDANSETRON VENIPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	VENIPHARM	3763603	3400937636032	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
68368941	ONDANSETRON VENIPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	VENIPHARM	3763626	3400937636261	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
68368941	ONDANSETRON VENIPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	VENIPHARM	3763632	3400937636322	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
68368941	ONDANSETRON VENIPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	VENIPHARM	3763649	3400937636490	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68368941	ONDANSETRON VENIPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	VENIPHARM	5697678	3400956976782	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 15 comprimé(s)
68368941	ONDANSETRON VENIPHARM 8 mg, comprimé pelliculé	VENIPHARM	5697684	3400956976843	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
65110576	ONGUENT KLC, pommade	BOIRON	3055088	3400930550885	1 pot(s) polystyrène de 30 g
67550446	ONKOTRONE 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion	BAXTER	5615634	3400956156344	1 flacon(s) en verre de 5 ml
61307028	ONKOTRONE 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion	BAXTER	5615640	3400956156405	1 flacon(s) en verre de 10 ml
60072506	ONKOTRONE 25 mg/12,5 ml, solution à diluer pour perfusion	BAXTER	5615657	3400956156573	1 flacon(s) en verre de 12,5 ml
63013192	ONKOTRONE 30 mg/15 ml, solution à diluer pour perfusion	BAXTER	5615663	3400956156634	1 flacon(s) en verre de 15 ml
64224623	ONSENAL 200 mg, gélule	PHARMACIA PFIZER	3634490	3400936344907	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 60 gélule(s)
64764943	ONSENAL 400 mg, gélule	PHARMACIA PFIZER	3634509	3400936345096	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
65687211	OPALGYNE 0,1 POUR CENT, solution vaginale en récipient unidose	INNOTECH INTERNATIONAL	3284653	3400932846535	6 récipient(s) unidose(s) de 140 ml avec canule(s) polyéthylène
65687211	OPALGYNE 0,1 POUR CENT, solution vaginale en récipient unidose	INNOTECH INTERNATIONAL	3296627	3400932966271	2 récipient(s) unidose(s) de 140 ml avec canule(s) polyéthylène
66097007	OPATANOL 1 mg/ml, collyre en solution	ALCON LABORATORIES	3598972	3400935989727	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
66097007	OPATANOL 1 mg/ml, collyre en solution	ALCON LABORATORIES	3598989	3400935989895	3 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
66938773	OPERAL MAUX DE GORGE, gomme orale	CHEMINEAU	3511511	3400935115119	1 boîte(s) polypropylène de 30 gomme(s)
61657904	OPHTACALM 2 %, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3535670	3400935356703	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
61657904	OPHTACALM 2 %, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3535687	3400935356871	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61657904	OPHTACALM 2 %, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3535693	3400935356932	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
69814485	OPHTACALM, collyre en solution	CHAUVIN	3483571	3400934835711	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
61691372	OPHTACOLLYRE, collyre	PHOCEAL	3294373	3400932943739	1 flacon(s) de 5 ml
69214088	OPHTADIL, solution buvable en ampoule	CHAUVIN	3172457	3400931724575	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
67408735	OPHTADIL, solution buvable en sachet	CHAUVIN	3388559	3400933885595	20 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 5 ml
60459613	OPHTALEX 2 g/0,5 g, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	TONIPHARM	3453765	3400934537653	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 g
60459613	OPHTALEX 2 g/0,5 g, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	TONIPHARM	3453771	3400934537714	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 g
60459613	OPHTALEX 2 g/0,5 g, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	TONIPHARM	3453788	3400934537882	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 g
67197544	OPHTALMINE, collyre	COOPER	3075872	3400930758724	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 20 ml avec embout avec compte-gouttes PVC
62936757	OPHTANET 0,1 %, collyre en solution	THEA	3668230	3400936682306	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml avec stilligoutte
60742935	OPHTASILOXANE, collyre	ALCON	3075599	3400930755990	1 flacon(s) de 10 ml
69530531	OPHTASONE, collyre	CHAUVIN	3275720	3400932757206	1 flacon(s) de 5 ml avec compte-gouttes (stilli-goutte) polyéthylène basse densité (PEBD)
61081127	OPHTERGINE, pommade ophtalmique	ALLERGAN FRANCE	3308684	3400933086848	1 tube(s) aluminium verni de 5 g avec canule aluminium
69603171	OPHTIDINE 0,1 % (0,3 mg/0,3 ml), collyre en solution en récipient unidose	THEA	3605554	3400936055544	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,3 ml
69603171	OPHTIDINE 0,1 % (0,3 mg/0,3 ml), collyre en solution en récipient unidose	THEA	3605560	3400936055605	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,3 ml
69603171	OPHTIDINE 0,1 % (0,3 mg/0,3 ml), collyre en solution en récipient unidose	THEA	3614731	3400936147317	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,3 ml
69603171	OPHTIDINE 0,1 % (0,3 mg/0,3 ml), collyre en solution en récipient unidose	THEA	5647048	3400956470488	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,3 ml
66866523	OPHTILLERG, collyre en solution en récipient unidose	GILBERT	3558984	3400935589842	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml en sachet ; boîte de 4 sachets de 5 récipients unidoses
66866523	OPHTILLERG, collyre en solution en récipient unidose	GILBERT	3567339	3400935673398	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml en sachet ; boîte de 2 sachets de 5 récipients unidoses
66866523	OPHTILLERG, collyre en solution en récipient unidose	GILBERT	5634815	3400956348152	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml en sachet ; boîte de 20 sachets de 5 récipients unidoses
69512818	OPHTIM 0,25 POUR CENT (0,625 mg/0,25 ml), collyre en récipient unidose	THEA	3354632	3400933546328	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,25 ml
61165995	OPHTIM 0,25 POUR CENT, collyre	THEA	3351616	3400933516161	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
61165995	OPHTIM 0,25 POUR CENT, collyre	THEA	3364470	3400933644703	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 3 ml
66198255	OPHTIM 0,50 POUR CENT (1,25 mg/0,25 ml), collyre en récipient unidose	THEA	3354649	3400933546496	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,25 ml
64138918	OPHTIM 0,50 POUR CENT, collyre	THEA	3351622	3400933516222	1 flacon(s) polyéthylène compte-gouttes (incorporé) de 5 ml
64138918	OPHTIM 0,50 POUR CENT, collyre	THEA	3364487	3400933644871	1 flacon(s) polyéthylène compte-gouttes (incorporé) de 3 ml
66138991	OPO VEINOGENE, solution buvable	ZYDUS FRANCE	3281092	3400932810925	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec cuillère-mesure
66138991	OPO VEINOGENE, solution buvable	ZYDUS FRANCE	3320633	3400933206338	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure
61105756	OPOBYL, comprimé enrobé	BAILLY CREAT	3075642	3400930756423	tube(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60019101	OPTICRON 2 POUR CENT, collyre	COOPER	3202968	3400932029686	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml
60019101	OPTICRON 2 POUR CENT, collyre	COOPER	3202974	3400932029747	1 flacon(s) polyéthylène de 4 ml
60019101	OPTICRON 2 POUR CENT, collyre	COOPER	3202980	3400932029808	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67385005	OPTICRON UNIDOSE, collyre en récipient unidose	COOPER	3313550	3400933135508	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
67385005	OPTICRON UNIDOSE, collyre en récipient unidose	COOPER	3313567	3400933135676	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
67385005	OPTICRON UNIDOSE, collyre en récipient unidose	COOPER	3313573	3400933135737	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67385005	OPTICRON UNIDOSE, collyre en récipient unidose	COOPER	3689404	3400936894044	24 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml
67010432	OPTIJECT 160 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407788	3400934077883	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67010432	OPTIJECT 160 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407794	3400934077944	10 flacon(s) en verre de 50 ml
67010432	OPTIJECT 160 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407802	3400934078026	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67010432	OPTIJECT 160 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407819	3400934078194	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67010432	OPTIJECT 160 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407825	3400934078255	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
67010432	OPTIJECT 160 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407831	3400934078316	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407848	3400934078484	1 flacon(s) en verre de 50 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407854	3400934078545	10 flacon(s) en verre de 50 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407860	3400934078606	1 flacon(s) en verre de 100 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407877	3400934078774	10 flacon(s) en verre de 100 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407883	3400934078835	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407908	3400934079085	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407914	3400934079146	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407920	3400934079207	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3634337	3400936343375	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 75 ml
69078599	OPTIJECT 240 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3634343	3400936343436	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 75 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407937	3400934079375	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407943	3400934079436	10 flacon(s) en verre de 10 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407966	3400934079665	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407972	3400934079726	10 flacon(s) en verre de 20 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407989	3400934079894	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3407995	3400934079955	10 flacon(s) en verre de 50 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408003	3400934080036	1 flacon(s) en verre de 75 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408026	3400934080265	10 flacon(s) en verre de 75 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408032	3400934080326	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408049	3400934080494	10 flacon(s) en verre de 100 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408055	3400934080555	1 flacon(s) en verre de 150 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408061	3400934080616	10 flacon(s) en verre de 150 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408078	3400934080784	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 30 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408084	3400934080845	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 30 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408322	3400934083228	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408339	3400934083396	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408345	3400934083457	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408351	3400934083518	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408368	3400934083686	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 100 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408374	3400934083747	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 100 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408380	3400934083808	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408397	3400934083976	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3634366	3400936343665	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 75 ml
67470459	OPTIJECT 300 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3634372	3400936343726	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 75 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408405	3400934084058	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408411	3400934084119	10 flacon(s) en verre de 20 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408428	3400934084287	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408434	3400934084348	10 flacon(s) en verre de 50 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408440	3400934084409	1 flacon(s) en verre de 75 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408457	3400934084577	10 flacon(s) en verre de 75 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408463	3400934084638	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408486	3400934084867	10 flacon(s) en verre de 100 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408492	3400934084928	1 flacon(s) en verre de 200 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408500	3400934085000	10 flacon(s) en verre de 200 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408517	3400934085178	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408523	3400934085239	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408546	3400934085468	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408552	3400934085529	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408569	3400934085697	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 100 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408575	3400934085758	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 100 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408581	3400934085819	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
67668601	OPTIJECT 320 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408598	3400934085987	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408606	3400934086069	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 30 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408612	3400934086120	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 30 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408629	3400934086298	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408635	3400934086359	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408641	3400934086410	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408658	3400934086588	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 50 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408664	3400934086649	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 100 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408670	3400934086700	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 100 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408687	3400934086878	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408693	3400934086939	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408701	3400934087011	1 flacon(s) en verre de 30 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408718	3400934087189	10 flacon(s) en verre de 30 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408724	3400934087240	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408730	3400934087301	10 flacon(s) en verre de 50 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408747	3400934087479	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408753	3400934087530	10 flacon(s) en verre de 100 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408776	3400934087769	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3408782	3400934087820	10 flacon(s) en verre de 200 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3634389	3400936343894	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 75 ml
62823503	OPTIJECT 350 mg d'l/ml, solution injectable ou pour perfusion	GUERBET	3634395	3400936343955	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 75 ml
67531111	OPTILIX, collyre en solution	AMIDO	3194565	3400931945659	flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
65895130	OPTIRAY 160 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3324950	3400933249502	1 flacon(s) en verre de 20 ml
65895130	OPTIRAY 160 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3324967	3400933249670	1 flacon(s) en verre de 50 ml
65895130	OPTIRAY 160 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3324973	3400933249731	1 flacon(s) en verre de 100 ml
61174528	OPTIRAY 240 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3324996	3400933249960	1 flacon(s) en verre de 50 ml
61174528	OPTIRAY 240 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3325004	3400933250041	1 flacon(s) en verre de 100 ml
61174528	OPTIRAY 240 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3325010	3400933250102	1 flacon(s) en verre de 200 ml
61174528	OPTIRAY 240 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	5603393	3400956033935	25 flacon(s) en verre de 50 ml
61174528	OPTIRAY 240 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	5603401	3400956034017	10 flacon(s) en verre de 100 ml
67722465	OPTIRAY 300 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327598	3400933275983	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67722465	OPTIRAY 300 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327606	3400933276065	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67722465	OPTIRAY 300 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327612	3400933276126	1 flacon(s) en verre de 60 ml
67722465	OPTIRAY 300 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327629	3400933276294	1 flacon(s) en verre de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67722465	OPTIRAY 300 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327635	3400933276355	1 flacon(s) en verre de 200 ml
67722465	OPTIRAY 300 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327641	3400933276416	1 flacon(s) en verre de 60 ml - avec seringue(s) - polypropylène - avec matériel de perfusion
67722465	OPTIRAY 300 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	5601626	3400956016266	25 flacon(s) en verre de 50 ml
67722465	OPTIRAY 300 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	5601632	3400956016327	10 flacon(s) en verre de 100 ml
62584957	OPTIRAY 320 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3325027	3400933250270	1 flacon(s) en verre de 20 ml
62584957	OPTIRAY 320 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3325033	3400933250331	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62584957	OPTIRAY 320 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3325056	3400933250560	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62584957	OPTIRAY 320 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3325062	3400933250621	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65772900	OPTIRAY 350 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327658	3400933276584	1 flacon(s) en verre de 20 ml
65772900	OPTIRAY 350 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327664	3400933276645	1 flacon(s) en verre de 50 ml
65772900	OPTIRAY 350 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327670	3400933276706	1 flacon(s) en verre de 60 ml
65772900	OPTIRAY 350 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327687	3400933276874	1 flacon(s) en verre de 100 ml
65772900	OPTIRAY 350 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327693	3400933276935	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65772900	OPTIRAY 350 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	3327701	3400933277017	1 flacon(s) en verre de 50 ml - avec seringue(s) - polypropylène - avec matériel de perfusion
65772900	OPTIRAY 350 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	5603418	3400956034185	25 flacon(s) en verre de 50 ml
65772900	OPTIRAY 350 mg d'l/ml, solution injectable en flacon	GUERBET	5603424	3400956034246	10 flacon(s) en verre de 100 ml
67461741	OPTISON, suspension injectable	AMERSHAM HEALTH (NORVEGE)	3549353	3400935493538	1 flacon(s) en verre de 3 ml
67461741	OPTISON, suspension injectable	AMERSHAM HEALTH (NORVEGE)	3549376	3400935493767	5 flacon(s) en verre de 3 ml
63501213	OPTOQUINIDINE, comprimé à libération prolongée	ROCHE	3278492	3400932784929	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
63501213	OPTOQUINIDINE, comprimé à libération prolongée	ROCHE	3278500	3400932785001	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
63501213	OPTOQUINIDINE, comprimé à libération prolongée	ROCHE	5549630	3400955496304	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
63501213	OPTOQUINIDINE, comprimé à libération prolongée	ROCHE	5549647	3400955496472	1 flacon(s) en verre de 500 comprimé(s)
68089023	OPTOVIT 200 U.I., capsule molle	HERMES ARZNEIMITTEL	3432970	3400934329708	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
68089023	OPTOVIT 200 U.I., capsule molle	HERMES ARZNEIMITTEL	3432987	3400934329876	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 capsule(s)
68089023	OPTOVIT 200 U.I., capsule molle	HERMES ARZNEIMITTEL	3432993	3400934329937	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 capsule(s)
68089023	OPTOVIT 200 U.I., capsule molle	HERMES ARZNEIMITTEL	3433001	3400934330018	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 capsule(s)
68089023	OPTOVIT 200 U.I., capsule molle	HERMES ARZNEIMITTEL	3433018	3400934330186	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 240 capsule(s)
68089023	OPTOVIT 200 U.I., capsule molle	HERMES ARZNEIMITTEL	3433024	3400934330247	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 270 capsule(s)
65109780	OPTREX, solution pour lavage oculaire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3075926	3400930759264	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml avec embout polyéthylène basse densité (PEBD)
65109780	OPTREX, solution pour lavage oculaire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3220015	3400932200153	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 110 ml avec embout polyéthylène basse densité (PEBD)
65109780	OPTREX, solution pour lavage oculaire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3220021	3400932200214	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 20 ml avec embout polyéthylène basse densité (PEBD)
65109780	OPTREX, solution pour lavage oculaire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3415339	3400934153396	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 200 ml avec embout polyéthylène basse densité (PEBD)
65109780	OPTREX, solution pour lavage oculaire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3636690	3400936366909	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) avec embout(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 100 ml
69445593	OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3484837	3400934848377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 14 comprimé(s)
69445593	OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3484843	3400934848438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 28 comprimé(s)
69445593	OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3484866	3400934848667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 84 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
69445593	OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3486411	3400934864117	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62266716	OPVERO, suspension buvable en récipient multidose. Vaccin poliomyélitique oral (trivalent, vivant)	SANOFI PASTEUR	3636796	3400936367968	1 flacon(s) en verre de 1 ml
62266716	OPVERO, suspension buvable en récipient multidose. Vaccin poliomyélitique oral (trivalent, vivant)	SANOFI PASTEUR	3636804	3400936368040	1 flacon(s) en verre de 2 ml
62266716	OPVERO, suspension buvable en récipient multidose. Vaccin poliomyélitique oral (trivalent, vivant)	SANOFI PASTEUR	3636810	3400936368101	10 flacon(s) en verre de 1 ml
62266716	OPVERO, suspension buvable en récipient multidose. Vaccin poliomyélitique oral (trivalent, vivant)	SANOFI PASTEUR	3636827	3400936368279	10 flacon(s) en verre de 2 ml
62266716	OPVERO, suspension buvable en récipient multidose. Vaccin poliomyélitique oral (trivalent, vivant)	SANOFI PASTEUR	3636833	3400936368330	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 ml
62266716	OPVERO, suspension buvable en récipient multidose. Vaccin poliomyélitique oral (trivalent, vivant)	SANOFI PASTEUR	3636856	3400936368569	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2 ml
62266716	OPVERO, suspension buvable en récipient multidose. Vaccin poliomyélitique oral (trivalent, vivant)	SANOFI PASTEUR	3636862	3400936368620	100 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 1 ml
62266716	OPVERO, suspension buvable en récipient multidose. Vaccin poliomyélitique oral (trivalent, vivant)	SANOFI PASTEUR	3636879	3400936368798	100 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2 ml
60945348	ORACEFAL 1 g, comprimé dispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3290211	3400932902118	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
67480229	ORACEFAL 125 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3201880	3400932018802	1 flacon(s) en verre de 30 g
65398527	ORACEFAL 250 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3201851	3400932018512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
65398527	ORACEFAL 250 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3201868	3400932018680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
65398527	ORACEFAL 250 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3201874	3400932018741	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
64484293	ORACEFAL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3203123	3400932031238	1 flacon(s) en verre de 30 g
63871440	ORACEFAL 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3201822	3400932018222	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
63871440	ORACEFAL 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3201839	3400932018390	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
63871440	ORACEFAL 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3201845	3400932018451	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
63575007	ORACEFAL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3216054	3400932160549	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec cuillère-mesure
69751818	ORACILLINE 1 000 000 U.I./10 ml, suspension buvable	SCHWARZ PHARMA	3282683	3400932826834	1 flacon(s) en verre de 120 ml
69751818	ORACILLINE 1 000 000 U.I./10 ml, suspension buvable	SCHWARZ PHARMA	3282708	3400932827084	1 flacon(s) en verre de 180 ml
67151899	ORACILLINE 1 000 000 UI, comprimé sécable	SCHWARZ PHARMA	3194915	3400931949152	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
60270114	ORACILLINE 250 000 UI/5 ml, suspension buvable	SCHWARZ PHARMA	3075961	3400930759615	1 flacon(s) en verre de 60 ml
60270114	ORACILLINE 250 000 UI/5 ml, suspension buvable	SCHWARZ PHARMA	3181031	3400931810315	1 flacon(s) en verre de 120 ml
64422733	ORACILLINE 500 000 U.I./5 ml, suspension buvable	SCHWARZ PHARMA	3282660	3400932826605	1 flacon(s) en verre de 120 ml
64422733	ORACILLINE 500 000 U.I./5 ml, suspension buvable	SCHWARZ PHARMA	3282677	3400932826773	1 flacon(s) en verre de 180 ml
69215400	ORACILLINE 500 000 UI, poudre orale en sachet	SCHWARZ PHARMA	3230054	3400932300549	12 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 12 g
67806568	ORACLONE 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	CLL PHARMA	3498710	3400934987106	6 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7,25 g
67806568	ORACLONE 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	CLL PHARMA	3498727	3400934987274	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7,25 g
67472990	ORACLONE 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	CLL PHARMA	3498644	3400934986444	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 1,8125 g
68221471	ORACLONE 500 mg, gélule	CLL PHARMA	3498785	3400934987854	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 gélule(s)
69221613	ORACLONE 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	CLL PHARMA	3501659	3400935016591	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3,625 g
61243305	ORALFENE 200 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3335586	3400933355869	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61243305	ORALFENE 200 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3348324	3400933483241	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63681131	ORALGAN 125 mg/1,25 ml, solution buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3285285	3400932852857	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec mesurette(s) graduée(s) polystyrène
63681131	ORALGAN 125 mg/1,25 ml, solution buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3285291	3400932852918	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec mesurette(s) graduée(s) polystyrène



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63681131	ORALGAN 125 mg/1,25 ml, solution buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3285316	3400932853168	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml avec mesurette(s) graduée(s) polystyrène
68130790	ORALGAN 325 mg, capsule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3262551	3400932625512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 12 capsule(s)
68130790	ORALGAN 325 mg, capsule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3361023	3400933610234	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 24 capsule(s)
62643626	ORAMORPH 10 mg/5 ml, solution buvable	MOLTENI & ALITTI	3658763	3400936587632	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
62643626	ORAMORPH 10 mg/5 ml, solution buvable	MOLTENI & ALITTI	3658786	3400936587861	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
62643626	ORAMORPH 10 mg/5 ml, solution buvable	MOLTENI & ALITTI	3658792	3400936587922	2 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
65036909	ORAMORPH 10 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	3438725	3400934387258	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
65036909	ORAMORPH 10 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	3438731	3400934387319	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
65036909	ORAMORPH 10 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	5606575	3400956065752	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
65036909	ORAMORPH 10 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	5606581	3400956065813	300 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
65421189	ORAMORPH 100 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	3438760	3400934387609	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
65421189	ORAMORPH 100 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	3438777	3400934387777	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
65421189	ORAMORPH 100 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	5606612	3400956066124	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
65421189	ORAMORPH 100 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	5606629	3400956066292	300 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
66089989	ORAMORPH 20 mg/1 ml, solution buvable	MOLTENI & ALITTI	3658728	3400936587281	1 flacon(s) compte-gouttes en verre brun de 20 ml
66089989	ORAMORPH 20 mg/1 ml, solution buvable	MOLTENI & ALITTI	3658734	3400936587342	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec pipette(s) doseuse(s) de 1 ml
66089989	ORAMORPH 20 mg/1 ml, solution buvable	MOLTENI & ALITTI	3658740	3400936587403	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec pipette(s) doseuse(s) de 1 ml
66089989	ORAMORPH 20 mg/1 ml, solution buvable	MOLTENI & ALITTI	3658757	3400936587571	1 flacon(s) en verre brun de 120 ml avec pipette(s) doseuse(s) de 2,5 ml
67877743	ORAMORPH 30 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	3438748	3400934387487	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
67877743	ORAMORPH 30 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	3438754	3400934387548	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
67877743	ORAMORPH 30 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	5606598	3400956065981	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
67877743	ORAMORPH 30 mg/5 ml, solution buvable en récipient unidose	MOLTENI & ALITTI	5606606	3400956066063	300 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
67630586	ORANTINE L.P. 200 mg/25 mg, gélule à libération prolongée	PLURIPHARM	3474980	3400934749803	tube(s) polypropylène de 60 gélule(s)
67630586	ORANTINE L.P. 200 mg/25 mg, gélule à libération prolongée	PLURIPHARM	5610051	3400956100514	tube(s) polypropylène de 300 gélule(s)
62495939	ORAP 1 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	3130714	3400931307143	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60625647	ORAP 4 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	3130720	3400931307204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60355340	ORAQIX , gel periodontal	DENTSPLY	3678814	3400936788145	20 cartouche(s) en verre de 1,7 g avec applicateur(s) buccal(aux) acier avec embout(s) polypropylène ou polyéthylène haute densité (PEHD)
69092403	ORAVIR 125 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3523690	3400935236906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 10 comprimé(s)
62801318	ORAVIR 500 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3413814	3400934138140	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 3 comprimé(s)
62801318	ORAVIR 500 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3413820	3400934138201	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 21 comprimé(s)
62801318	ORAVIR 500 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	5604671	3400956046713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65692048	ORBEC 250 microgrammes, suspension pour inhalation buccale	SAINT GERMAIN	3296082	3400932960828	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) de 80 dose(s) avec valve(s) doseuse(s)
65692048	ORBEC 250 microgrammes, suspension pour inhalation buccale	SAINT GERMAIN	3296099	3400932960996	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) de 200 dose(s) avec valve(s) doseuse(s)
62931607	ORBENINE 1 g/5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IM)	ASTELLAS PHARMA	3266052	3400932660520	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
62931607	ORBENINE 1 g/5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IM)	ASTELLAS PHARMA	5545477	3400955454779	25 flacon(s) en verre - 25 ampoule(s) en verre de 5 ml
68215283	ORBENINE 1 g/5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IV)	ASTELLAS PHARMA	3193413	3400931934134	1 flacon(s) en verre de 1 g - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
68215283	ORBENINE 1 g/5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IV)	ASTELLAS PHARMA	5515967	3400955159674	25 flacon(s) en verre de 1 g - 25 ampoule(s) en verre de 5 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68215283	ORBENINE 1 g/5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IV)	ASTELLAS PHARMA	5564865	3400955648659	10 flacon(s) en verre de 1 g
66808114	ORBENINE 250 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3189972	3400931899723	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC de 16 gélule(s)
66808114	ORBENINE 250 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	5515944	3400955159445	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC de 100 gélule(s)
65627221	ORBENINE 250 mg/2,5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IV)	ASTELLAS PHARMA	3193407	3400931934073	1 flacon(s) en verre de 250 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
65627221	ORBENINE 250 mg/2,5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IV)	ASTELLAS PHARMA	5515996	3400955159964	25 flacon(s) en verre de 250 mg - 25 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
64139742	ORBENINE 500 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3193933	3400931939337	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 gélule(s)
64139742	ORBENINE 500 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3547012	3400935470126	film(s) thermosoudé(s) polyester aluminium polyéthylène de 16 gélule(s)
64139742	ORBENINE 500 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	5515950	3400955159506	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
61946378	ORBENINE 500 mg/5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IM)	ASTELLAS PHARMA	3266046	3400932660469	1 flacon(s) en verre de 500 mg - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
61946378	ORBENINE 500 mg/5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IM)	ASTELLAS PHARMA	5545460	3400955454601	25 flacon(s) en verre de 500 mg - 25 ampoule(s) en verre de 5 ml
65357758	ORBENINE 500 mg/5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IV)	ASTELLAS PHARMA	3193399	3400931933991	1 flacon(s) de 500 mg - 1 ampoule(s) de 5 ml
65357758	ORBENINE 500 mg/5 ml, poudre et solution pour solution injectable (IV)	ASTELLAS PHARMA	5515973	3400955159735	25 flacon(s) de 500 mg - 25 ampoule(s) de 5 ml
69102317	ORDINATOR 10 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3076021	3400930760215	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65528337	ORELOX 100 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3331424	3400933314248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 10 comprimé(s)
61923059	ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	AVENTIS	3360383	3400933603830	1 flacon(s) en verre de 8,35 g - avec cuillère-mesure
61923059	ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	AVENTIS	3360408	3400933604080	1 flacon(s) en verre de 16,7 g - avec cuillère-mesure
64147632	ORFADIN 10 mg, gélule	SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL	3659395	3400936593954	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
64748145	ORFADIN 2 mg, gélule	SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL	3659372	3400936593725	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
60459499	ORFADIN 5 mg, gélule	SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL	3659389	3400936593893	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
62225235	ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3553018	3400935530189	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62225235	ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3553024	3400935530240	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60785064	ORGAMETRIL 5 mg, comprimé	ORGANON	3090765	3400930907658	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
69449143	ORGARAN 750 U.I. anti Xa/0,6 ml, solution injectable en ampoule	ORGANON	5598568	3400955985686	10 ampoule(s) en verre de 0,6 ml
69449143	ORGARAN 750 U.I. anti Xa/0,6 ml, solution injectable en ampoule	ORGANON	5598574	3400955985747	20 ampoule(s) en verre de 0,6 ml
61061167	ORGASULINE 30/70 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3357843	3400933578435	5 cartouche(s) en verre de 1,5 ml
61061167	ORGASULINE 30/70 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3466087	3400934660870	6 cartouche(s) en verre de 1,5 ml
61061167	ORGASULINE 30/70 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3466093	3400934660931	20 cartouche(s) en verre de 1,5 ml
61061167	ORGASULINE 30/70 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3513964	3400935139641	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
61061167	ORGASULINE 30/70 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3513970	3400935139702	6 cartouche(s) en verre de 3 ml
61061167	ORGASULINE 30/70 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3513987	3400935139870	10 cartouche(s) en verre de 3 ml
67474945	ORGASULINE 30/70 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3513786	3400935137869	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67474945	ORGASULINE 30/70 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3513792	3400935137920	5 flacon(s) en verre de 10 ml
64372305	ORGASULINE 30/70 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3368315	3400933683153	1 flacon(s) en verre de 10 ml
64372305	ORGASULINE 30/70 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3467081	3400934670817	5 flacon(s) en verre de 10 ml
64372305	ORGASULINE 30/70 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3467098	3400934670985	10 flacon(s) en verre de 10 ml
66872348	ORGASULINE N.P.H. 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3357866	3400933578664	5 cartouche(s) en verre de 1,5 ml
66872348	ORGASULINE N.P.H. 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3467069	3400934670695	6 cartouche(s) en verre de 1,5 ml
66872348	ORGASULINE N.P.H. 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3467075	3400934670756	20 cartouche(s) en verre de 1,5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66872348	ORGASULINE N.P.H. 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3513935	3400935139351	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
66872348	ORGASULINE N.P.H. 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3513941	3400935139412	6 cartouche(s) en verre de 3 ml
66872348	ORGASULINE N.P.H. 100 U.I./ml, suspension injectable en cartouche	ORGANON	3513958	3400935139580	10 cartouche(s) en verre de 3 ml
65216711	ORGASULINE NPH 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3513823	3400935138231	1 flacon(s) en verre de 10 ml
65216711	ORGASULINE NPH 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3513846	3400935138460	5 flacon(s) en verre de 10 ml
63010794	ORGASULINE NPH 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3292032	3400932920327	1 flacon(s) en verre de 10 ml
63010794	ORGASULINE NPH 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3466147	3400934661471	5 flacon(s) en verre de 10 ml
63010794	ORGASULINE NPH 40 UI/ml, suspension injectable en flacon	ORGANON	3466153	3400934661532	10 flacon(s) en verre de 10 ml
63559049	ORGASULINE RAPIDE 100 U.I./ml, solution injectable en cartouche	ORGANON	3357837	3400933578374	5 cartouche(s) en verre de 1,5 ml
63559049	ORGASULINE RAPIDE 100 U.I./ml, solution injectable en cartouche	ORGANON	3466124	3400934661242	6 cartouche(s) en verre de 1,5 ml
63559049	ORGASULINE RAPIDE 100 U.I./ml, solution injectable en cartouche	ORGANON	3466130	3400934661303	20 cartouche(s) en verre de 1,5 ml
63559049	ORGASULINE RAPIDE 100 U.I./ml, solution injectable en cartouche	ORGANON	3513906	3400935139061	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
63559049	ORGASULINE RAPIDE 100 U.I./ml, solution injectable en cartouche	ORGANON	3513912	3400935139122	6 cartouche(s) en verre de 3 ml
63559049	ORGASULINE RAPIDE 100 U.I./ml, solution injectable en cartouche	ORGANON	3513929	3400935139290	10 cartouche(s) en verre de 3 ml
64781469	ORGASULINE RAPIDE 100 UI/ml, solution injectable en flacon	ORGANON	3513800	3400935138002	1 flacon(s) en verre de 10 ml
64781469	ORGASULINE RAPIDE 100 UI/ml, solution injectable en flacon	ORGANON	3513817	3400935138170	5 flacon(s) en verre de 10 ml
67003007	ORGASULINE RAPIDE 40 UI/ml, solution injectable en flacon	ORGANON	3371754	3400933717544	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67003007	ORGASULINE RAPIDE 40 UI/ml, solution injectable en flacon	ORGANON	3466101	3400934661013	5 flacon(s) en verre de 10 ml
67003007	ORGASULINE RAPIDE 40 UI/ml, solution injectable en flacon	ORGANON	3466118	3400934661181	10 flacon(s) en verre de 10 ml
60384897	ORIMETENE 250 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3254899	3400932548996	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène de 60 comprimé(s)
60384897	ORIMETENE 250 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3254907	3400932549078	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène de 100 comprimé(s)
60384897	ORIMETENE 250 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3268499	3400932684991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène de 40 comprimé(s)
60892931	ORLIZEN 15 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	PLURIPHARM	3375054	3400933750541	8 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
60892931	ORLIZEN 15 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	PLURIPHARM	3375060	3400933750602	12 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
60892931	ORLIZEN 15 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	PLURIPHARM	5584388	3400955843887	80 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
67354942	ORLIZEN 30 mg, comprimé	PLURIPHARM	3313047	3400933130473	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67354942	ORLIZEN 30 mg, comprimé	PLURIPHARM	3313053	3400933130534	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67354942	ORLIZEN 30 mg, comprimé	PLURIPHARM	3313076	3400933130763	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
67354942	ORLIZEN 30 mg, comprimé	PLURIPHARM	5564546	3400955645467	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 300 comprimé(s)
67354942	ORLIZEN 30 mg, comprimé	PLURIPHARM	5564552	3400955645528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 400 comprimé(s)
67354942	ORLIZEN 30 mg, comprimé	PLURIPHARM	5564569	3400955645696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 comprimé(s)
61054938	ORLIZEN 30 mg/4 ml, solution injectable en ampoule	PLURIPHARM	3375077	3400933750770	6 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
61054938	ORLIZEN 30 mg/4 ml, solution injectable en ampoule	PLURIPHARM	3375083	3400933750831	12 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
61961088	ORLIZEN ADULTES, solution buvable	PLURIPHARM	3313082	3400933130824	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml
61961088	ORLIZEN ADULTES, solution buvable	PLURIPHARM	3313099	3400933130992	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
61961088	ORLIZEN ADULTES, solution buvable	PLURIPHARM	3313107	3400933131074	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
60861505	ORNICETIL 5 g, poudre pour solution pour perfusion	CHIESI	3076216	3400930762165	1 flacon(s) en verre de 5 g
60861505	ORNICETIL 5 g, poudre pour solution pour perfusion	CHIESI	5540215	3400955402152	50 flacon(s) en verre de 5 g
65311337	ORNIDAZOLE SERB 1 g/200 ml, solution pour perfusion en flacon	SERB	5612587	3400956125876	1 flacon(s) en verre de 200 ml
64612871	ORNIDAZOLE SERB 1000 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SERB	5595110	3400955951100	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
64612871	ORNIDAZOLE SERB 1000 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SERB	5595127	3400955951278	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
64612871	ORNIDAZOLE SERB 1000 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SERB	5595133	3400955951339	50 ampoule(s) en verre de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64612871	ORNIDAZOLE SERB 1000 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SERB	5645351	3400956453511	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
66816869	ORNIDAZOLE SERB 125 mg/25 ml, solution pour perfusion en flacon	SERB	5645368	3400956453689	1 flacon(s) en verre de 25 ml
68087111	ORNIDAZOLE SERB 250 mg/50 ml, solution pour perfusion en flacon	SERB	5645374	3400956453740	1 flacon(s) en verre de 50 ml
65631294	ORNIDAZOLE SERB 500 mg/100 ml, solution pour perfusion en flacon	SERB	5645380	3400956453801	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68491043	ORNIDAZOLE SERB 500 mg/2,5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SERB	5595067	3400955950677	10 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
68491043	ORNIDAZOLE SERB 500 mg/2,5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SERB	5595073	3400955950738	20 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
68491043	ORNIDAZOLE SERB 500 mg/2,5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SERB	5595096	3400955950967	50 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
68491043	ORNIDAZOLE SERB 500 mg/2,5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SERB	5595104	3400955951049	100 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
60815372	ORNIDYL 2 g/20 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	MARION MERRELL	5573019	3400955730194	12 ampoule(s) en verre de 20 ml
66160094	ORNIDYL 20 g/100 ml, solution injectable pour perfusion en flacon	MARION MERRELL	5573002	3400955730026	12 flacon(s) en verre de 100 ml
66160094	ORNIDYL 20 g/100 ml, solution injectable pour perfusion en flacon	MARION MERRELL	5696377	3400956963775	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63103152	OROCAL 500 mg, comprimé	THERAMEX	3322916	3400933229160	tube(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
63103152	OROCAL 500 mg, comprimé	THERAMEX	3372647	3400933726478	tube(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
62256597	OROCAL D3, comprimé à sucer	THERAMEX	3383875	3400933838751	1 flacon(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
62256597	OROCAL D3, comprimé à sucer	THERAMEX	3442804	3400934428043	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
62256597	OROCAL D3, comprimé à sucer	THERAMEX	3720580	3400937205801	1 flacon(s) polyéthylène de 180 comprimé(s)
66119507	OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à sucer	THERAMEX	3695161	3400936951617	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
66119507	OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à sucer	THERAMEX	3695178	3400936951785	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
66119507	OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à sucer	THERAMEX	3696054	3400936960541	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
66119507	OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à sucer	THERAMEX	3696060	3400936960602	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
66119507	OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à sucer	THERAMEX	3696077	3400936960770	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
66119507	OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à sucer	THERAMEX	3696083	3400936960831	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
66119507	OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à sucer	THERAMEX	3738841	3400937388412	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 180 comprimé(s)
66119507	OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à sucer	THERAMEX	5671354	3400956713547	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 120 comprimé(s)
64117767	OROKEN 100 mg, granulé en sachet	AVENTIS	3329203	3400933292034	8 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2 g
64117767	OROKEN 100 mg, granulé en sachet	AVENTIS	5569041	3400955690412	40 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2 g
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3313113	3400933131135	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3313136	3400933131364	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3313142	3400933131425	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3313159	3400933131593	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3313165	3400933131654	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3313171	3400933131715	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3313188	3400933131883	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3321472	3400933214722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	5564606	3400955646068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	5564612	3400955646129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	5564629	3400955646297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 80 comprimé(s)
67393849	OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	5564635	3400955646358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61442086	OROKEN 40 mg, granulé en sachet	AVENTIS	3329226	3400933292263	8 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 0,8 g
61442086	OROKEN 40 mg, granulé en sachet	AVENTIS	5569058	3400955690580	40 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 0,8 g
66907450	OROKEN ENFANTS 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon	AVENTIS	3358989	3400933589899	1 flacon(s) en verre de 13,33 g avec mesurette(s) graduée(s) polyéthylène de 5 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
60705552	OROKEN NOURRISSONS 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon	AVENTIS	3358995	3400933589950	1 flacon(s) en verre de 13,3 g avec mesurette(s) graduée(s) polyéthylène de 5 ml
64033618	OROMAG, comprimé à sucer	THERAMEX	3385354	3400933853549	1 flacon(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
64033618	OROMAG, comprimé à sucer	THERAMEX	3385360	3400933853600	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
64033618	OROMAG, comprimé à sucer	THERAMEX	3411726	3400934117268	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
65706537	OROMEDINE APHTE, solution pour pulvérisation buccale	SANOFI AVENTIS OTC	3672958	3400936729582	1 flacon(s) en verre de 30 g avec pompe(s) doseuse(s) polypropylène avec embout(s) polyéthylène
69522253	OROMEDINE MAUX DE GORGE, solution pour pulvérisation buccale	SANOFI AVENTIS OTC	3617267	3400936172678	1 flacon(s) en verre de 30 g avec pompe(s) doseuse(s) polypropylène avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène
63235054	OROMONE 1 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3511675	3400935116758	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60071379	OROMONE 2 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3424367	3400934243677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66370438	OROMYLASE 1000 U.CEIP, comprimé à sucer	TOP PHARM	3699182	3400936991828	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
66370438	OROMYLASE 1000 U.CEIP, comprimé à sucer	TOP PHARM	3760591	3400937605915	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
66370438	OROMYLASE 1000 U.CEIP, comprimé à sucer	TOP PHARM	3760616	3400937606165	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
60734290	OROSEPTOL LYSOZYME, comprimé à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3229737	3400932297375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
60734290	OROSEPTOL LYSOZYME, comprimé à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3229743	3400932297436	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 comprimé(s)
60734290	OROSEPTOL LYSOZYME, comprimé à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3229766	3400932297665	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 48 comprimé(s)
60734290	OROSEPTOL LYSOZYME, comprimé à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3364257	3400933642570	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61858978	OROSEPTOL MAUX DE GORGE, comprimé à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3160307	3400931603078	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61858978	OROSEPTOL MAUX DE GORGE, comprimé à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3204157	3400932041572	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 32 comprimé(s)
61858978	OROSEPTOL MAUX DE GORGE, comprimé à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3204163	3400932041633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
61858978	OROSEPTOL MAUX DE GORGE, comprimé à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3206140	3400932061402	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69841468	OROSEPTOL MAUX DE GORGE, solution pour pulvérisation buccale	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3372417	3400933724177	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre avec embout polypropylène de 30 g
69841468	OROSEPTOL MAUX DE GORGE, solution pour pulvérisation buccale	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3372423	3400933724238	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre avec embout polypropylène de 15 g
64045143	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible	MEDA PHARMA (FRANCE)	3665125	3400936651258	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 10 comprimé(s)
64045143	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible	MEDA PHARMA (FRANCE)	3665131	3400936651319	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 20 comprimé(s)
64045143	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible	MEDA PHARMA (FRANCE)	3665148	3400936651487	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
64045143	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible	MEDA PHARMA (FRANCE)	3665154	3400936651548	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 30 comprimé(s)
64045143	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible	MEDA PHARMA (FRANCE)	5660008	3400956600083	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 40 comprimé(s)
64045143	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible	MEDA PHARMA (FRANCE)	5660014	3400956600144	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 comprimé(s)
64045143	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible	MEDA PHARMA (FRANCE)	5660020	3400956600205	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 56 comprimé(s)
64045143	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible	MEDA PHARMA (FRANCE)	5660037	3400956600373	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 60 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64045143	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible	MEDA PHARMA (FRANCE)	5660043	3400956600434	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 100 comprimé(s)
64287538	ORTHOCLONE OKT3 1 mg/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	5555843	3400955558439	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
64287538	ORTHOCLONE OKT3 1 mg/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	5612446	3400956124466	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
66100193	ORTHOGASTRINE, poudre orale en sachets	MCNEIL	3076311	3400930763117	30 sachet(s) papier de 0,8 g
62436435	ORTHO-NOVUM 1/35, comprimé	JANSSEN CILAG	3232722	3400932327225	1 plaquette(s) thermoformée(s) de 21 comprimé(s)
62436435	ORTHO-NOVUM 1/35, comprimé	JANSSEN CILAG	3237955	3400932379552	3 plaquette(s) thermoformée(s) de 21 comprimé(s)
61441689	ORTHOSIPHON BOIRON, gélule	BOIRON	3417278	3400934172786	1 pilulier(s) brun PVC de 50 gélule(s)
66021550	ORTHOSIPHON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3587342	3400935873422	pilulier(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
66021550	ORTHOSIPHON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3587359	3400935873590	pilulier(s) polyéthylène de 45 gélule(s)
66021550	ORTHOSIPHON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3587365	3400935873651	pilulier(s) polyéthylène de 50 gélule(s)
66021550	ORTHOSIPHON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3587371	3400935873712	pilulier(s) polyéthylène de 60 gélule(s)
66021550	ORTHOSIPHON ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3587388	3400935873880	pilulier(s) polyéthylène de 90 gélule(s)
60924457	ORTREL, comprimé	JANSSEN CILAG	3424054	3400934240546	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
60924457	ORTREL, comprimé	JANSSEN CILAG	3424060	3400934240607	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
64751216	OSAGIL, comprimé à croquer ou à sucer	CEPHALON FRANCE	3537255	3400935372550	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64751216	OSAGIL, comprimé à croquer ou à sucer	CEPHALON FRANCE	3537261	3400935372611	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
67947501	OSCILLOCOCCINUM, globule	BOIRON	3076392	3400930763926	1 dose(s) de 1 g
67947501	OSCILLOCOCCINUM, globule	BOIRON	3281100	3400932811007	1 boîte(s) de 6 UP
63587707	OSFOLATE 25 mg, gélule	BAXTER	3300501	3400933005016	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 gélule(s)
63587707	OSFOLATE 25 mg, gélule	BAXTER	3300518	3400933005184	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
63587707	OSFOLATE 25 mg, gélule	BAXTER	3609581	3400936095816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
69314811	OSFOLATE 5 mg, gélule	BAXTER	3300487	3400933004873	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 gélule(s)
69314811	OSFOLATE 5 mg, gélule	BAXTER	3300493	3400933004934	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
69314811	OSFOLATE 5 mg, gélule	BAXTER	3609575	3400936095755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
65101189	OSIGRAFT 3,5 mg, poudre pour suspension implantable	HOWMEDICA INTERNATIONAL	5649277	3400956492770	1 flacon(s) en verre de 1 g
69669723	OSMOGEL, gel pour application locale	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3076417	3400930764176	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 90 g
68425901	OSMOLAX, graines enrobées	WYETH SANTE FAMILIALE	3307437	3400933074371	1 boîte(s) aluminium carton de 250 g
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3424746	3400934247460	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3424752	3400934247521	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3551597	3400935515971	4 poche(s) PVC plastifié de 2000 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676531	3400936765313	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml avec embout(s) T-OFF
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676548	3400936765481	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml avec embout(s) T-OFF
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676554	3400936765542	4 poche(s) PVC plastifié de 2000 ml avec embout(s) T-OFF
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5549541	3400955495413	12 flacon(s) en verre de 250 ml
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5549558	3400955495581	12 flacon(s) en verre de 500 ml
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5549564	3400955495642	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5560324	3400955603245	20 poche(s) PVC plastifié de 250 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5560330	3400955603306	20 poche(s) PVC plastifié de 500 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5560347	3400955603474	10 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5658767	3400956587674	20 poche(s) PVC plastifié de 500 ml avec embout(s) T-OFF
62295109	OSMOTAN G 10 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5658773	3400956587735	10 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml avec embout(s) T-OFF
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3424769	3400934247699	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3424775	3400934247750	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3551580	3400935515803	4 poche(s) PVC plastifié de 2000 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676502	3400936765023	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml avec embout(s) T-OFF
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676519	3400936765191	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml avec embout(s) T-OFF
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676525	3400936765252	4 poche(s) PVC plastifié de 2000 ml avec embout(s) T-OFF
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5549802	3400955498025	12 flacon(s) en verre de 250 ml
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5549819	3400955498193	12 flacon(s) en verre de 500 ml
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5549825	3400955498254	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5560293	3400955602934	20 poche(s) PVC plastifié de 250 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5560301	3400955603016	20 poche(s) PVC plastifié de 500 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5560318	3400955603184	10 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml avec embout(s) trocardable(s) DAT
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5658744	3400956587445	20 poche(s) PVC plastifié de 500 ml avec embout(s) T-OFF
65311668	OSMOTAN G 5 %, solution pour perfusion	AGUETTANT	5658750	3400956587506	10 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml avec embout(s) T-OFF
67157560	OSMOTOL, solution pour instillation auriculaire	CHAUVIN	3413464	3400934134647	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec compte-gouttes PVC polypropylène
67327315	OSOMOL 3, solution pour usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	3290582	3400932905829	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 15 ml
65292075	OSOMOL 4, solution pour usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	3290553	3400932905539	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 14 ml
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3132162	3400931321620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3199143	3400931991434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 3 comprimé(s)
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3199166	3400931991663	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3199172	3400931991724	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3199189	3400931991892	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 9 comprimé(s)
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3199203	3400931992035	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3199226	3400931992264	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3199232	3400931992325	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3199249	3400931992493	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66838029	OSPEN 1 000 000 UI, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3199255	3400931992554	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62300385	OSSEANS VITAMINE D3 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3515615	3400935156150	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
64025016	OSSEOR 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	3651726	3400936517264	7 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
64025016	OSSEOR 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	3651732	3400936517325	14 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
64025016	OSSEOR 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	3651749	3400936517493	28 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
64025016	OSSEOR 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	5658342	3400956583423	56 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
64025016	OSSEOR 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	5658359	3400956583591	84 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
64025016	OSSEOR 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	5658365	3400956583652	100 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
69717303	OSSICUM VITAMINE D3, granulés pour suspension buvable en sachet-dose	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3566357	3400935663573	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
68182666	OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3239523	3400932395231	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69554703	OSTEOCAL 500 mg, comprimé à sucer	ALKOPHARM	3566067	3400935660671	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
63556373	OSTEOCAL D3 500 mg/400 UI, comprimé à sucer	ALKOPHARM	3564594	3400935645944	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
62723289	OSTEOCALCIDIA 0,6 g, granulé pour suspension buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3385294	3400933852948	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1,95 g
62723289	OSTEOCALCIDIA 0,6 g, granulé pour suspension buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3385302	3400933853020	60 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1,95 g
65638602	OSTEOCALCIDIA 1,20 g, granulé pour suspension buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3367379	3400933673796	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,9 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65638602	OSTEOCALCEDIA 1,20 g, granulé pour suspension buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3367385	3400933673857	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,9 g
63521034	OSTEOCIS. Trousse pour la préparation de la solution injectable d'oxidronate de technétium [99m Tc]	CIS BIO INTERNATIONAL	5542125	3400955421252	5 flacon(s) en verre de 14,2 mg
65306692	OSTEOCYNESINE, comprimé	BOIRON	3076512	3400930765128	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3615920	3400936159204	4 ampoule(s) en verre de 1 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3615937	3400936159372	12 ampoule(s) en verre de 1 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3615943	3400936159433	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3615966	3400936159662	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3615972	3400936159723	1 ampoule(s) en verre de 4 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3615989	3400936159891	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3618189	3400936181892	1 ampoule(s) en verre de 6 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3618195	3400936181953	5 ampoule(s) en verre de 6 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3668767	3400936687677	12 flacon(s) polyéthylène de 1 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3687954	3400936879546	1 flacon(s) polyéthylène de 1 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3687960	3400936879607	4 flacon(s) polyéthylène de 1 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3687977	3400936879775	1 flacon(s) polyéthylène de 2 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3687983	3400936879836	5 flacon(s) polyéthylène de 2 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3688008	3400936880085	1 flacon(s) polyéthylène de 4 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3688014	3400936880146	5 flacon(s) polyéthylène de 4 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3688020	3400936880207	1 flacon(s) polyéthylène de 6 ml
60117855	OSTEPAM 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORDIC PHARMA	3688037	3400936880375	5 flacon(s) polyéthylène de 6 ml
60358030	OSTONIC 0,5 g/15 ml, suspension buvable en sachet-dose	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3348212	3400933482121	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 15 ml
63556327	OSTONIC 8,33 POUR CENT, suspension buvable en flacon	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3348198	3400933481988	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66124632	OSTRAM 0,6 g, poudre pour suspension buvable en sachet	MERCK LIPHA SANTE	3302842	3400933028428	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 1,75 g
65700609	OSTRAM 1,2 g, poudre pour suspension buvable en sachet	MERCK LIPHA SANTE	3302859	3400933028596	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3,5 g
64739438	OSTRAM VITAMINE D3, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LIPHA SANTE	3488054	3400934880544	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 4,1 g
64739438	OSTRAM VITAMINE D3, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LIPHA SANTE	3488060	3400934880605	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 4,1 g
64739438	OSTRAM VITAMINE D3, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LIPHA SANTE	3488077	3400934880773	60 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 4,1 g
64739438	OSTRAM VITAMINE D3, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LIPHA SANTE	3488083	3400934880834	90 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 4,1 g
64739438	OSTRAM VITAMINE D3, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LIPHA SANTE	3488108	3400934881084	100 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 4,1 g
64739438	OSTRAM VITAMINE D3, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LIPHA SANTE	3515466	3400935154668	50 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 4,1 g
61750187	OTALGOL, solution pour instillation auriculaire	CHAUVIN	3413228	3400934132285	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
69668703	OTIPAX, solution pour instillation auriculaire	BIOCODEX	3279066	3400932790661	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 16 g avec embout(s) avec compte-gouttes polyéthylène acétate de polyvinyle
69394387	OTIPAX, solution pour pulvérisation auriculaire	BIOCODEX	3228666	3400932286669	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 16 g avec tube plongeur polyéthylène basse densité (PEBD) avec embout polyéthylène haute densité (PEHD)
62494470	OTOFA, solution auriculaire en gouttes	BOUCHARA RECORDATI	3280520	3400932805204	1 flacon(s) en verre de 10 ml avec compte-gouttes
60437385	OTOLYSINE 10 g/100 g, solution pour instillation auriculaire	CHAUVIN	3528658	3400935286581	1 flacon(s) polypropylène de 10 ml avec pompe doseuse avec embout auriculaire
61902392	OTOMIDE, solution pour instillation auriculaire	CHOLLET CLAUDE	3413197	3400934131974	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 20 ml avec compte-gouttes PVC
61463899	OTONOL, solution pour instillation auriculaire	SOREPHARM	3076587	3400930765876	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 9 ml avec compte-gouttes

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
62767111	OTORALGYL A LA PHENYLEPHRINE, solution pour instillation auriculaire	MCNEIL	3434822	3400934348228	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 15 ml avec embout avec compte-gouttes PVC
63035491	OTORALGYL A LA PHENYLEPHRINE, solution pour pulvérisation auriculaire	MCNEIL	3364168	3400933641689	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre jaune(brun) de 15 ml avec pompe doseuse
60512941	OTORALGYL, solution auriculaire	MCNEIL	3243594	3400932435944	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 15 ml avec pompe(s) doseuse(s)
60512941	OTORALGYL, solution auriculaire	MCNEIL	3284908	3400932849086	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 15 ml avec compte-gouttes
60869007	OTRASEL 1,25 mg, lyophilisat oral	ZENEUS PHARMA (ROYAUME-UNI)	3523170	3400935231703	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 lyophilisat(s)
62012810	OTRIFLU 12,5 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3553225	3400935532251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62012810	OTRIFLU 12,5 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3553231	3400935532312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62012810	OTRIFLU 12,5 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3594106	3400935941060	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63599951	OTYLOL, solution pour instillation auriculaire	BRIDOUX	3076699	3400930766996	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec compte-gouttes polypropylène PVC
63993031	OVITRELLE 250 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3552556	3400935525567	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre
63993031	OVITRELLE 250 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3552562	3400935525628	2 flacon(s) en verre - 2 ampoule(s) en verre
63993031	OVITRELLE 250 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3552579	3400935525796	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre
63993031	OVITRELLE 250 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3552585	3400935525857	2 flacon(s) en verre - 2 flacon(s) en verre
63993031	OVITRELLE 250 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	5621327	3400956213276	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre
63993031	OVITRELLE 250 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	5621333	3400956213337	10 flacon(s) en verre - 10 flacon(s) en verre
62616141	OVITRELLE 250 microgrammes/0,5 ml solution injectable en seringue pré-remplie	SERONO EUROPE	3622452	3400936224520	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62710313	OVULES SEDO-HEMOSTATIQUES DU DOCTEUR JOUVE, ovule	GERDA	3095461	3400930954614	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 6 ovule(s)
64323500	OXACILLINE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV)	PANPHARMA	3479931	3400934799310	1 flacon(s) en verre de 1 g
64323500	OXACILLINE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV)	PANPHARMA	3479948	3400934799488	25 flacon(s) en verre de 1 g
64323500	OXACILLINE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV)	PANPHARMA	3479954	3400934799549	50 flacon(s) en verre de 1 g
65801184	OXACILLINE PANPHARMA 500 mg, poudre pour solution injectable (IM, IV)	PANPHARMA	3479902	3400934799020	1 flacon(s) en verre de 500 mg
65801184	OXACILLINE PANPHARMA 500 mg, poudre pour solution injectable (IM, IV)	PANPHARMA	3479919	3400934799198	25 flacon(s) en verre de 500 mg
65801184	OXACILLINE PANPHARMA 500 mg, poudre pour solution injectable (IM, IV)	PANPHARMA	3479925	3400934799259	50 flacon(s) en verre de 500 mg
66358165	OXADILENE 100 mg, gélule	UCB PHARMA	3295094	3400932950942	2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène PVC de 15 gélule(s)
66375606	OXALIPLATINE DAKOTA PHARM 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5671207	3400956712076	1 flacon(s) en verre de 36 ml
66375606	OXALIPLATINE DAKOTA PHARM 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5671213	3400956712137	1 flacon(s) en verre de 50 ml
69335339	OXALIPLATINE DAKOTA PHARM 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5671236	3400956712366	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69335339	OXALIPLATINE DAKOTA PHARM 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5671242	3400956712427	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69335339	OXALIPLATINE DAKOTA PHARM 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5698169	3400956981694	1 flacon(s) en verre de 40 ml



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
68402653	OXALIPLATINE MAYNE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5701380	3400957013806	1 flacon(s) en verre de 50 mg
68402653	OXALIPLATINE MAYNE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5701397	3400957013974	1 flacon(s) en verre de 100 mg
68402653	OXALIPLATINE MAYNE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5702238	3400957022389	1 flacon(s) en verre de 50 mg recouvert d'un plastique protecteur ONCO-TAIN
68402653	OXALIPLATINE MAYNE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5702244	3400957022440	1 flacon(s) en verre de 100 mg recouvert d'un plastique protecteur ONCO-TAIN
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704734	3400957047344	1 flacon(s) en verre de 50 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704740	3400957047405	2 flacon(s) en verre de 50 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704757	3400957047573	3 flacon(s) en verre de 50 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704763	3400957047634	5 flacon(s) en verre de 50 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704786	3400957047863	10 flacon(s) en verre de 50 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704792	3400957047924	50 flacon(s) en verre de 50 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704800	3400957048006	1 flacon(s) en verre de 100 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704817	3400957048174	2 flacon(s) en verre de 100 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704823	3400957048235	3 flacon(s) en verre de 100 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704846	3400957048464	5 flacon(s) en verre de 100 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704852	3400957048525	10 flacon(s) en verre de 100 mg d'oxaliplatine
62345640	OXALIPLATINE MERCK 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5704869	3400957048693	50 flacon(s) en verre de 100 mg d'oxaliplatine
69699620	OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5671182	3400956711826	1 flacon(s) en verre de 36 ml
69699620	OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5671199	3400956711994	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68249976	OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5671153	3400956711536	1 flacon(s) en verre de 10 ml
68249976	OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5671176	3400956711765	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68249976	OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5698152	3400956981526	1 flacon(s) en verre de 40 ml
66624865	OXAZEPAM 10 mg AYERST, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3265058	3400932650583	1 flacon(s) polypropylène de 25 comprimé(s)
66624865	OXAZEPAM 10 mg AYERST, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3265064	3400932650644	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
64137143	OXAZEPAM AYERST 50 mg, comprimé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3265070	3400932650705	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68725005	OXEOL 10 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3371375	3400933713751	3 plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
68366940	OXEOL 20 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3371369	3400933713690	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
61357369	OXETIAN 100 mg, comprimé	HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS	3383504	3400933835040	3 plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69298054	OXETIAN 100 mg, granulés pour solution buvable en sachet	HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS	3383510	3400933835101	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 2 g
66086854	OXICONAZOLE ROCHE 1 POUR CENT, crème dermique	ROCHE	3324312	3400933243128	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
66086854	OXICONAZOLE ROCHE 1 POUR CENT, crème dermique	ROCHE	3324329	3400933243296	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66086854	OXICONAZOLE ROCHE 1 POUR CENT, crème dermique	ROCHE	3341641	3400933416416	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
65840618	OXICONAZOLE ROCHE 1 POUR CENT, poudre pour application locale	ROCHE	3324358	3400933243586	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 30 g
65840618	OXICONAZOLE ROCHE 1 POUR CENT, poudre pour application locale	ROCHE	3344651	3400933446512	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 15 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68270842	OXICONAZOLE ROCHE 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur	ROCHE	3324335	3400933243357	1 flacon(s) polyéthylène pulvérisateur(s) de 20 ml
68270842	OXICONAZOLE ROCHE 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur	ROCHE	3324341	3400933243418	1 flacon(s) polyéthylène pulvérisateur(s) de 50 ml
65967124	OXINATE D'INDIUM [111 In] MALLINCKRODT, solution pour marquage in vitro des éléments figurés du sang [Référence : DRN 4908	MALLINCKRODT FRANCE	5548429	3400955484295	1 flacon(s) en verre de 37 MBq - 3 ampoule(s) en verre de 1 ml
64901331	OXIS TURBUHALER 12 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635182	3400936351820	1 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
64901331	OXIS TURBUHALER 12 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635199	3400936351998	3 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
64901331	OXIS TURBUHALER 12 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635207	3400936352070	10 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
64901331	OXIS TURBUHALER 12 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635213	3400936352131	18 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
64901331	OXIS TURBUHALER 12 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635236	3400936352360	20 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
68535995	OXIS TURBUHALER 6 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635124	3400936351240	1 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
68535995	OXIS TURBUHALER 6 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635130	3400936351301	3 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
68535995	OXIS TURBUHALER 6 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635147	3400936351479	10 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
68535995	OXIS TURBUHALER 6 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635153	3400936351530	18 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
68535995	OXIS TURBUHALER 6 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3635176	3400936351769	20 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 doses avec embout(s) buccal(aux)
65954835	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3750888	3400937508889	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g
65954835	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3750894	3400937508940	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g
65954835	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3750902	3400937509022	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g
65954835	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	5686551	3400956865512	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g
65954835	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	5686568	3400956865680	500 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g
64349947	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3750753	3400937507530	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
64349947	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3750776	3400937507769	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
64349947	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3750782	3400937507820	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
64349947	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3750799	3400937507998	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
64349947	OXOGLURATE D'ORNITHINE MERCK 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	5686539	3400956865390	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
63678555	OXOGLURATE D'ORNITHINE NESTLE CLINICAL NUTRITION FRANCE 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	NESTLE CLINICAL NUTRITION FRANCE	3741116	3400937411165	50 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 10,81 g
69530022	OXOGLURATE D'ORNITHINE NESTLE CLINICAL NUTRITION FRANCE 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	NESTLE CLINICAL NUTRITION FRANCE	3741122	3400937411226	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 5,405 g
69766161	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	3750859	3400937508599	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69766161	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	3750865	3400937508650	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g
69766161	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	3750871	3400937508711	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g
69766161	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	5686574	3400956865741	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g
69766161	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 10 g, poudre pour solution buvable et solution gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	5686580	3400956865802	500 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10,38 g
68586438	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	3750807	3400937508070	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
68586438	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	3750813	3400937508131	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
68586438	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	3750836	3400937508360	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
68586438	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	3750842	3400937508421	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
68586438	OXOGLURATE D'ORNITHINE QUALIMED 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	5686545	3400956865451	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,19 g
61235109	OXYBOLDINE, comprimé effervescent	COOPER	3076972	3400930769720	2 tube(s) polypropylène de 18 comprimé(s)
61235109	OXYBOLDINE, comprimé effervescent	COOPER	3617103	3400936171039	2 tube(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
63309558	OXYBUTYNINE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3595933	3400935959331	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63309558	OXYBUTYNINE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3595956	3400935959560	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63309558	OXYBUTYNINE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5634459	3400956344598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60770144	OXYBUTYNINE DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	CLL PHARMA	3433142	3400934331428	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60770144	OXYBUTYNINE DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	CLL PHARMA	3433159	3400934331596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60770144	OXYBUTYNINE DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	CLL PHARMA	3433165	3400934331657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60620486	OXYBUTYNINE EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3433107	3400934331077	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60620486	OXYBUTYNINE EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3433113	3400934331138	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60620486	OXYBUTYNINE EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3433136	3400934331367	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64726572	OXYBUTYNINE GENEVRIER 5 mg, comprimé sécable	GENEVRIER	3532938	3400935329387	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 10 comprimé(s)
65431703	OXYBUTYNINE GNR 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3481827	3400934818271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65431703	OXYBUTYNINE GNR 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3481833	3400934818332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65431703	OXYBUTYNINE GNR 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3481856	3400934818561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
65431703	OXYBUTYNINE GNR 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3481862	3400934818622	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 150 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483393	3400934833939	1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483401	3400934834011	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483418	3400934834189	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483424	3400934834240	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483430	3400934834301	1 flacon(s) polypropylène de 84 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483447	3400934834479	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483453	3400934834530	1 flacon(s) polypropylène de 250 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483476	3400934834769	1 flacon(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483482	3400934834820	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483499	3400934834998	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483507	3400934835070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483513	3400934835131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483536	3400934835360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 84 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483542	3400934835421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3483559	3400934835599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3507277	3400935072771	1 flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
61716904	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3507283	3400935072832	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
64280159	OXYBUTYNINE RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3595962	3400935959621	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64280159	OXYBUTYNINE RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3595979	3400935959799	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64280159	OXYBUTYNINE RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5634465	3400956344659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68883208	OXYBUTYNINE RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3518393	3400935183934	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
64716418	OXYBUTYNINE SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3433171	3400934331718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64716418	OXYBUTYNINE SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3433194	3400934331947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64716418	OXYBUTYNINE SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3766702	3400937667029	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65748785	OXYBUTYNINE ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3491470	3400934914706	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65748785	OXYBUTYNINE ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3491487	3400934914874	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65748785	OXYBUTYNINE ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3491493	3400934914935	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
65748785	OXYBUTYNINE ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3491501	3400934915017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 150 comprimé(s)
69927636	OXYCALM, pommade	PHOCEAL	3243298	3400932432981	1 tube(s) de 80 g
63211085	OXYCARDIN 20 mg, comprimé sécable	SCHWARZ PHARMA	3267086	3400932670864	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68490105	OXYCONTIN L.P. 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3669034	3400936690349	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68490105	OXYCONTIN L.P. 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3669040	3400936690400	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
68490105	OXYCONTIN L.P. 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3669057	3400936690578	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 112 comprimé(s)
61200108	OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542061	3400935420619	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
61200108	OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542078	3400935420787	tube(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
61200108	OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542084	3400935420848	tube(s) polypropylène de 112 comprimé(s)
61200108	OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542090	3400935420909	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61200108	OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542109	3400935421098	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
61200108	OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542115	3400935421159	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 112 comprimé(s)
67467071	OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542121	3400935421210	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67467071	OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542138	3400935421388	tube(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
67467071	OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542144	3400935421449	tube(s) polypropylène de 112 comprimé(s)
67467071	OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542150	3400935421500	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67467071	OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542167	3400935421678	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
67467071	OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542173	3400935421739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 112 comprimé(s)
67619878	OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542196	3400935421968	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67619878	OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542204	3400935422040	tube(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
67619878	OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542210	3400935422101	tube(s) polypropylène de 112 comprimé(s)
67619878	OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542227	3400935422279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67619878	OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542233	3400935422330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
67619878	OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542256	3400935422569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 112 comprimé(s)
66424640	OXYCONTIN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542262	3400935422620	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66424640	OXYCONTIN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542279	3400935422798	tube(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
66424640	OXYCONTIN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542285	3400935422859	tube(s) polypropylène de 112 comprimé(s)
66424640	OXYCONTIN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542948	3400935429483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66424640	OXYCONTIN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542954	3400935429544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66424640	OXYCONTIN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3542960	3400935429605	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 112 comprimé(s)
63329518	OXYDE MERCURIQUE JAUNE 1 POUR CENT CHAUVIN, pommade ophtalmique	CHAUVIN	3013109	3400930131091	1 tube(s) aluminium verni de 5 g
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435342	3400934353420	1 bouteille aluminium ou acier de 2 l - robinet laiton avec raccord de sortie spécifique
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435359	3400934353598	1 bouteille aluminium ou aluminium fretté(e) de 2 l - robinet laiton avec monodétendeur-débitmètre de 0 à 5 L/min et prise normalisée
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435365	3400934353659	1 bouteille aluminium ou aluminium fretté(e) de 2 l - robinet laiton avec monodétendeur-débitmètre de 0 à 15 L/min et prise normalisées
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435402	3400934354021	1 bouteille aluminium ou acier de 5 l - robinet laiton avec raccord de sortie spécifique
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435419	3400934354199	1 bouteille aluminium ou aluminium fretté(e) de 5 l - robinet laiton avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 5 L/min et prises normalisées
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435425	3400934354250	1 bouteille aluminium ou aluminium fretté(e) de 5 l - robinet laiton avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 15 L/min et prises normalisées
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435448	3400934354489	1 bouteille aluminium ou acier de 15 l - robinet laiton avec raccord de sortie spécifique
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435454	3400934354540	1 bouteille aluminium ou aluminium fretté(e) de 15 l - robinet laiton avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 5 L/min et prises normalisées
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435460	3400934354601	1 bouteille aluminium ou aluminium fretté(e) de 15 l - robinet laiton avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 15 L/min et prises normalisées
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3435508	3400934355080	1 bouteille aluminium ou acier de 50 l - robinet laiton avec raccord de sortie spécifique
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3687664	3400936876644	1 bouteille(s) aluminium ou aluminium fretté(e) de 2 l - - robinet laiton avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 6 L/min et prise normalisée
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3687670	3400936876705	1 bouteille(s) aluminium ou aluminium fretté(e) de 5 l - - robinet laiton avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 6 L/min et prise normalisée
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	3687687	3400936876873	1 bouteille(s) aluminium ou aluminium fretté(e) de 15 l - - robinet laiton avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 6 L/min et prise normalisée
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5605742	3400956057429	8 bouteille acier de 50 l - lyres en cuivre recuit avec vannes laiton avec raccord de sortie spécifique
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5605771	3400956057719	16 bouteille acier de 50 l - lyres en cuivre recuit avec vannes laiton avec raccord de sortie spécifique
64314227	OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5605788	3400956057887	28 bouteille acier de 50 l - lyres en cuivre recuit avec vannes laiton avec raccord de sortie spécifique
68801150	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 150 bar, gaz pour inhalation, en bouteilles en cadre	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5605601	3400956056019	20 bouteille acier de 50 l
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435158	3400934351587	1 bouteille en aluminium ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435164	3400934351648	1 bouteille en aluminium de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435170	3400934351709	1 bouteille en aluminium ou en acier de 3,5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435187	3400934351877	1 bouteille en aluminium ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435193	3400934351938	1 bouteille en aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435201	3400934352010	1 bouteille en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435218	3400934352188	1 bouteille(s) en aluminium ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435224	3400934352249	1 bouteille en aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435230	3400934352300	1 bouteille en acier de 20 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3435247	3400934352478	1 bouteille en acier de 50 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3442862	3400934428623	1 bouteille en aluminium ou en acier de 1 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3442879	3400934428791	1 bouteille en aluminium ou en acier de 2,5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3477501	3400934775017	1 bouteille en aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3477518	3400934775185	1 bouteille en aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3757732	3400937577328	1 bouteille(s) en aluminium fretté(e) de 3 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3757749	3400937577496	1 bouteille(s) en aluminium de 4 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3757755	3400937577557	1 bouteille(s) en acier de 13,5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
67208154	OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5605593	3400956055937	9 bouteille en acier de 50 l maintenues en position verticale dans un cadre métallique, reliées par des lyres en cuivre recuit ou en acier inoxydable munies de vanne en laiton avec raccord de sortie spécifique
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435514	3400934355141	1 bouteille acier de 2 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435520	3400934355202	1 bouteille aluminium fretté(e) de 2 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435537	3400934355370	1 bouteille acier de 3,5 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435543	3400934355431	1 bouteille acier de 5 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435566	3400934355660	1 bouteille aluminium fretté(e) de 5 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435572	3400934355721	1 bouteille acier de 10 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435589	3400934355899	1 bouteille acier de 15 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435595	3400934355950	1 bouteille aluminium fretté(e) de 15 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435603	3400934356032	1 bouteille acier de 20 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435626	3400934356261	1 bouteille aluminium fretté(e) de 20 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435632	3400934356322	1 bouteille acier de 30 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435649	3400934356490	1 bouteille acier de 50 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3522271	3400935222718	1 bouteille acier de 2 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3522288	3400935222886	1 bouteille acier de 5 l

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3522294	3400935222947	1 bouteille acier de 15 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3522302	3400935223029	1 bouteille acier de 20 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3539484	3400935394842	1 bouteille aluminium fretté(e) de 2 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3539490	3400935394903	1 bouteille aluminium fretté(e) de 5 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3539509	3400935395092	1 bouteille aluminium fretté(e) de 15 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5605848	3400956058488	11 bouteille acier de 50 l
67656403	OXYGENE MEDICAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5605854	3400956058549	20 bouteille acier de 50 l
63658798	OXYGENE MEDICAL B.T.G. 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	BTG	3494327	3400934943270	1 bouteille acier de 2 l
63658798	OXYGENE MEDICAL B.T.G. 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	BTG	3494333	3400934943331	1 bouteille acier aluminium de 5 l
63658798	OXYGENE MEDICAL B.T.G. 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	BTG	3494356	3400934943560	1 bouteille acier aluminium de 5 l
63658798	OXYGENE MEDICAL B.T.G. 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	BTG	3494362	3400934943621	1 bouteille acier de 10 l
63658798	OXYGENE MEDICAL B.T.G. 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	BTG	3494379	3400934943799	1 bouteille acier de 10 l
63658798	OXYGENE MEDICAL B.T.G. 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	BTG	3494385	3400934943850	1 bouteille acier de 20 l
63658798	OXYGENE MEDICAL B.T.G. 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	BTG	3494391	3400934943911	1 bouteille acier de 20 l
63658798	OXYGENE MEDICAL B.T.G. 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	BTG	3494416	3400934944161	1 bouteille acier de 50 l
63658798	OXYGENE MEDICAL B.T.G. 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	BTG	5613078	3400956130788	16 bouteille acier de 50 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	3539449	3400935394491	1 récipient cryogénique acier de 160 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	3539455	3400935394552	1 récipient cryogénique acier de 210 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	3539461	3400935394613	1 récipient cryogénique acier de 450 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	3539478	3400935394781	1 récipient cryogénique acier de 600 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	3627633	3400936276338	1 récipient cryogénique acier de 240 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	3627656	3400936276567	1 récipient cryogénique acier de 660 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	5605802	3400956058020	1 évaporateur acier mobile de 160 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	5605819	3400956058198	1 évaporateur acier mobile de 210 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	5605825	3400956058259	1 évaporateur acier mobile de 450 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	5625408	3400956254088	1 évaporateur acier mobile de 600 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	5645173	3400956451739	1 évaporateur acier mobile de 240 l
66950590	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AGA MEDICAL	5645204	3400956452040	1 évaporateur acier mobile de 660 l
65242617	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe et pour récipient cryogénique fixe	AGA MEDICAL	3539432	3400935394323	1 récipient cryogénique fixe acier de 100 l
65242617	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe et pour récipient cryogénique fixe	AGA MEDICAL	5605831	3400956058310	1 évaporateur fixe acier de 100 l
67861550	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5605618	3400956056187	1 évaporateur acier mobile de 180 l

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67861550	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5605624	3400956056248	1 évaporateur acier mobile de 450 l
67861550	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5605630	3400956056309	1 évaporateur acier mobile de 630 l
67861550	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5611636	3400956116362	1 évaporateur acier mobile de 100 l
67018112	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5605647	3400956056477	1 évaporateur fixe acier de 100 l
61286445	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435655	3400934356551	1 récipient cryogénique acier de 180 l
61286445	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435661	3400934356612	1 récipient cryogénique acier de 600 l
61286445	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5605860	3400956058600	1 évaporateur acier de 180 l
63847724	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe et pour récipient cryogénique fixe	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	3435678	3400934356780	1 récipient cryogénique fixe acier de 100 l
63847724	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe et pour récipient cryogénique fixe	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5605877	3400956058778	1 évaporateur fixe acier de 100 l
66873603	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE S.O.L., gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe	SOL (BELGIQUE)	5625383	3400956253838	1 évaporateur fixe de 100 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	3435833	3400934358333	1 récipient cryogénique mobile acier de 120 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	3435856	3400934358562	1 récipient cryogénique mobile acier de 180 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	3435862	3400934358623	1 récipient cryogénique mobile acier de 200 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	3435879	3400934358791	1 récipient cryogénique mobile acier de 265 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	3435885	3400934358852	1 récipient cryogénique mobile acier de 425 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	3435891	3400934358913	1 récipient cryogénique mobile acier de 660 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	5605914	3400956059140	1 évaporateur mobile acier de 120 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	5605920	3400956059201	1 évaporateur mobile acier de 180 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	5605937	3400956059379	1 évaporateur mobile acier de 200 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	5605943	3400956059430	1 évaporateur mobile acier de 265 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	5605966	3400956059669	1 évaporateur mobile acier de 425 l
62439972	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en évaporateur mobile et en récipient cryogénique mobile	SAGA MEDICAL	5605972	3400956059720	1 évaporateur mobile acier de 660 l
64541292	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe et pour récipient cryogénique fixe	SAGA MEDICAL	3435916	3400934359163	1 récipient cryogénique de 100 l
64541292	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe et pour récipient cryogénique fixe	SAGA MEDICAL	5605989	3400956059898	1 évaporateur de 100 l
66966160	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SOL FRANCE, gaz pour inhalation en évaporateur mobile	SOL FRANCE	5614422	3400956144228	1 évaporateur mobile acier de 200 l
66966160	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SOL FRANCE, gaz pour inhalation en évaporateur mobile	SOL FRANCE	5614439	3400956144396	1 évaporateur mobile acier de 450 l
66966160	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SOL FRANCE, gaz pour inhalation en évaporateur mobile	SOL FRANCE	5614445	3400956144457	1 évaporateur mobile acier de 600 l
66966160	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SOL FRANCE, gaz pour inhalation en évaporateur mobile	SOL FRANCE	5614451	3400956144518	1 évaporateur mobile acier de 1000 l



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66966160	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SOL FRANCE, gaz pour inhalation en évaporateur mobile	SOL FRANCE	5614468	3400956144686	1 évaporateur mobile acier de 2000 l
63320540	OXYGENE MEDICAL LIQUIDE SOL FRANCE, gaz pour inhalation pour évaporateur fixe	SOL FRANCE	5614474	3400956144747	1 évaporateur fixe acier
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435684	3400934356841	1 bouteille aluminium acier de 0,5 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435690	3400934356902	1 bouteille aluminium acier de 1 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435709	3400934357091	1 bouteille aluminium acier de 2 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435715	3400934357152	1 bouteille aluminium acier de 2 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435721	3400934357213	1 bouteille aluminium acier de 3,5 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435738	3400934357381	1 bouteille aluminium acier de 3,5 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435744	3400934357442	1 bouteille aluminium acier de 4 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435750	3400934357503	1 bouteille aluminium acier de 5 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435767	3400934357671	1 bouteille aluminium acier de 5 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435773	3400934357732	1 bouteille aluminium acier de 15 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435796	3400934357961	1 bouteille aluminium acier de 15 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435804	3400934358043	1 bouteille aluminium acier de 20 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435810	3400934358104	1 bouteille acier aluminium de 20 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3435827	3400934358272	1 bouteille aluminium acier de 50 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	3442885	3400934428852	1 bouteille aluminium acier de 4 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	5605883	3400956058839	9 bouteille aluminium acier de 50 l
66977267	OXYGENE MEDICAL SAGA MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SAGA MEDICAL	5605908	3400956059089	16 bouteille aluminium acier de 50 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	3458478	3400934584787	1 bouteille acier de 2 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	3458484	3400934584848	1 bouteille acier de 5 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	3458490	3400934584909	1 bouteille aluminium ou aluminium fretté(e) ou acier de 5 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	3458509	3400934585098	1 bouteille acier ou aluminium de 15 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	3458515	3400934585159	1 bouteille acier ou aluminium de 15 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	3458521	3400934585210	1 bouteille acier de 50 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	3505982	3400935059826	1 bouteille acier de 0,4 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	3505999	3400935059994	1 bouteille aluminium fretté(e) de 2 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	3506007	3400935060075	1 bouteille acier de 3,5 l

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5614391	3400956143917	16 bouteille acier de 50 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5614416	3400956144167	20 bouteille acier de 50 l
64085433	OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5625414	3400956254149	9 bouteille acier de 50 l
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627751	3400936277519	1 bouteille(s) acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627768	3400936277687	1 bouteille(s) aluminium ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627774	3400936277748	1 bouteille(s) aluminium de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627780	3400936277809	1 bouteille(s) aluminium ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627797	3400936277977	1 bouteille(s) aluminium ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627805	3400936278059	1 bouteille(s) aluminium de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627811	3400936278110	1 bouteille(s) acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627828	3400936278288	1 bouteille(s) aluminium ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627834	3400936278349	1 bouteille(s) aluminium de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3627840	3400936278400	1 bouteille(s) acier de 20 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3639518	3400936395183	1 bouteille(s) acier de 20 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3639524	3400936395244	1 bouteille(s) acier de 50 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3639530	3400936395305	1 bouteille(s) acier de 50 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3757726	3400937577267	1 bouteille(s) en aluminium fretté(e) de 3 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
62077046	OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar, gaz pour inhalation en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5650955	3400956509553	27 bouteille(s) acier de 50 l munies d'une vanne en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
66730861	OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE AIR LIQUIDE REUNION, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5650961	3400956509614	1 évaporateur acier de 100 l
61157728	OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE SOGAL, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5661166	3400956611669	1 évaporateur acier de 100 l
68145835	OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE SOGIG, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5700653	3400957006532	évaporateur de 100 l
60061449	OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE SOMAL, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5700647	3400957006471	évaporateur de 100 l
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677915	3400936779150	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677921	3400936779211	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677938	3400936779389	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677944	3400936779440	1 bouteille(s) acier de 3,5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677950	3400936779501	1 bouteille(s) aluminium de 4 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677967	3400936779679	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677973	3400936779730	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677996	3400936779969	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3678004	3400936780040	1 bouteille(s) acier de 13,5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3678010	3400936780101	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3687279	3400936872790	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3687285	3400936872851	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3687291	3400936872912	1 bouteille(s) acier de 20 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3687316	3400936873162	1 bouteille(s) acier de 20 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3687322	3400936873223	1 bouteille(s) acier de 50 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3687339	3400936873391	1 bouteille(s) acier de 50 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3757778	3400937577786	1 bouteille(s) en aluminium frettée de 3 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
66863502	OXYGENE MEDICINAL SOGAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5661172	3400956611720	9 bouteille(s) acier de 50 l, maintenues en position verticale dans un cadre métallique, reliées par des lyres en cuivre recuit ou en acier munies d'une vanne en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677772	3400936777729	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677789	3400936777897	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677795	3400936777958	1 bouteille(s) en aluminium ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677803	3400936778030	1 bouteille(s) en aluminium frettée ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677826	3400936778269	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677832	3400936778320	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677849	3400936778498	1 bouteille(s) en aluminium frettée ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677855	3400936778559	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677861	3400936778610	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677878	3400936778788	1 bouteille(s) en acier de 20 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677884	3400936778849	1 bouteille(s) en acier de 20 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677890	3400936778900	1 bouteille(s) en acier de 50 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677909	3400936779099	1 bouteille(s) en acier de 50 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
69290844	OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5661143	3400956611430	20 bouteille(s) en acier de 50 l, maintenues en position horizontale dans un cadre métallique, reliées par des lyres en cuivre recuit ou en acier munies d'une vanne en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677594	3400936775947	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677602	3400936776029	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677619	3400936776197	1 bouteille(s) en aluminium ou en acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677625	3400936776258	1 bouteille(s) en acier de 3,5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677631	3400936776319	1 bouteille(s) en aluminium de 4 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677648	3400936776487	1 bouteille(s) en aluminium frettée ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677654	3400936776548	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677660	3400936776609	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677677	3400936776777	1 bouteille(s) en acier de 13,5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677683	3400936776838	1 bouteille(s) en aluminium frettée ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677708	3400936777088	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677714	3400936777149	1 bouteille(s) en aluminium, en aluminium frettée ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677720	3400936777200	1 bouteille(s) en acier de 20 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677737	3400936777378	1 bouteille(s) en acier de 20 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677743	3400936777439	1 bouteille(s) en acier de 50 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3677766	3400936777668	1 bouteille(s) en acier de 50 l munie d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	3757761	3400937577618	1 bouteille(s) en aluminium frettée de 3 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées
64606174	OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5661137	3400956611379	20 bouteille(s) en acier de 50 l, maintenues en position horizontale dans un cadre métallique, reliées par des lyres en cuivre recuit ou en acier munies d'une vanne en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
66343697	OXYMETAZOLINE BAYER 0,05 pour cent, solution pour pulvérisation nasale	BAYER SANTE FAMILIALE	3483938	3400934839382	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 10 ml
66343697	OXYMETAZOLINE BAYER 0,05 pour cent, solution pour pulvérisation nasale	BAYER SANTE FAMILIALE	3483944	3400934839443	1 flacon(s) pulvérisateur(s) aluminium verni de 15 ml
60007729	OXYMETAZOLINE URGO 0,05 %, solution pour pulvérisation nasale	URGO	3590290	3400935902900	1 flacon(s) polypropylène de 10 ml avec pompe(s) doseuse(s) avec embout(s) avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène
68127381	OXYNORM 10 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3618976	3400936189768	tube(s) polypropylène de 28 gélule(s)
68127381	OXYNORM 10 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3618982	3400936189829	tube(s) polypropylène de 56 gélule(s)
68127381	OXYNORM 10 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3618999	3400936189997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68127381	OXYNORM 10 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3619007	3400936190078	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 gélule(s)
68127381	OXYNORM 10 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3624209	3400936242098	tube(s) polypropylène de 14 gélule(s)
68127381	OXYNORM 10 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3624215	3400936242159	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
67565715	OXYNORM 10 mg/ml, solution buvable	MUNDIPHARMA	3669123	3400936691230	1 flacon(s) en verre de 30 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène polystyrène
67565715	OXYNORM 10 mg/ml, solution buvable	MUNDIPHARMA	3684588	3400936845886	1 flacon(s) en verre brun de 120 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène polystyrène
60209645	OXYNORM 10 mg/ml, solution injectable	MUNDIPHARMA	3669146	3400936691469	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
60209645	OXYNORM 10 mg/ml, solution injectable	MUNDIPHARMA	3669152	3400936691520	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
60629186	OXYNORM 20 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3619013	3400936190139	tube(s) polypropylène de 28 gélule(s)
60629186	OXYNORM 20 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3619036	3400936190368	tube(s) polypropylène de 56 gélule(s)
60629186	OXYNORM 20 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3619042	3400936190429	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
60629186	OXYNORM 20 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3619059	3400936190597	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 gélule(s)
60629186	OXYNORM 20 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3624221	3400936242210	tube(s) polypropylène de 14 gélule(s)
60629186	OXYNORM 20 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3624238	3400936242388	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
61613434	OXYNORM 5 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3618924	3400936189249	tube(s) polypropylène de 28 gélule(s)
61613434	OXYNORM 5 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3618930	3400936189300	tube(s) polypropylène de 56 gélule(s)
61613434	OXYNORM 5 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3618947	3400936189478	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
61613434	OXYNORM 5 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3618953	3400936189539	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 gélule(s)
61613434	OXYNORM 5 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3624184	3400936241848	tube(s) polypropylène de 14 gélule(s)
61613434	OXYNORM 5 mg, gélule	MUNDIPHARMA	3624190	3400936241909	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
65070135	OXYNOX 135, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5661025	3400956610259	1 bouteille(s) en acier, en aluminium ou en aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
65070135	OXYNOX 135, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5661031	3400956610310	1 bouteille(s) en acier, en aluminium ou en aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée
65070135	OXYNOX 135, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5661048	3400956610488	1 bouteille(s) en acier, en aluminium ou en aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
65070135	OXYNOX 135, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5661054	3400956610549	1 bouteille(s) en acier, en aluminium ou en aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée
62024848	OXYPEROL, pâte pour application locale	LEMOINE	3077032	3400930770320	1 tube(s) polyéthylène de 50 g
60715938	OXYPHAR, solution buvable	LABOMED	3355229	3400933552299	1 flacon(s) en verre brun de 50 ml
60756600	OXYPLASTINE 46 POUR CENT, pommade	CS	3077144	3400930771440	1 tube(s) aluminium de 135 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60756600	OXYPLASTINE 46 POUR CENT, pommade	CS	3077150	3400930771501	1 tube(s) aluminium de 65 g
60957471	OXYTHYOL, pâte pour application cutanée	RICHARD	3077173	3400930771730	1 pot(s) polypropylène de 160 g
60957471	OXYTHYOL, pâte pour application cutanée	RICHARD	3453340	3400934533402	1 tube(s) polyéthylène de 200 g
68538735	OZIDIA 10 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3395401	3400933954017	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
68538735	OZIDIA 10 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3395418	3400933954185	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
68538735	OZIDIA 10 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	5590360	3400955903604	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
64025272	OZIDIA 20 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3395424	3400933954246	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
64025272	OZIDIA 20 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3395430	3400933954307	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
64025272	OZIDIA 20 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	5590377	3400955903772	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
69026054	OZIDIA 5 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3395387	3400933953874	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
69026054	OZIDIA 5 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3395393	3400933953935	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
69026054	OZIDIA 5 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	5590354	3400955903543	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
69242326	OZOTHINE A LA DIPROPHYLLINE ADULTES, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3077339	3400930773390	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 suppositoire(s)
65794188	OZOTHINE A LA DIPROPHYLLINE ENFANTS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3077345	3400930773451	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 suppositoire(s)
64186998	OZOTHINE A LA DIPROPHYLLINE, comprimé enrobé	ZAMBON FRANCE	3077322	3400930773222	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65309140	OZOTHINE ADULTES 60 mg, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3077368	3400930773680	2 film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 5 suppositoire(s)
63672043	OZOTHINE ENFANTS 30 mg, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3077374	3400930773741	2 film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 5 suppositoire(s)
68472363	OZOTHINE NOURRISSONS 10 mg, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3077380	3400930773802	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 10 suppositoire(s)
62219563	OZOTHINE, sirop	ZAMBON FRANCE	3077351	3400930773512	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
62023123	PABAL 100 microgrammes/ml, solution injectable	FERRING	5696443	3400956964437	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
66973728	PABASUN 500 mg, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3293764	3400932937646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66973728	PABASUN 500 mg, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3293770	3400932937707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681625	3400956816255	1 flacon(s) en verre de 5 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681631	3400956816316	5 flacon(s) en verre de 5 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681648	3400956816484	10 flacon(s) en verre de 5 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681654	3400956816545	1 flacon(s) en verre de 16,7 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681660	3400956816606	5 flacon(s) en verre de 16,7 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681677	3400956816774	10 flacon(s) en verre de 16,7 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681683	3400956816835	1 flacon(s) en verre de 25 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681708	3400956817085	5 flacon(s) en verre de 25 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681714	3400956817146	10 flacon(s) en verre de 25 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681720	3400956817207	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681737	3400956817375	5 flacon(s) en verre de 50 ml
68230367	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5681743	3400956817436	10 flacon(s) en verre de 50 ml
64540361	PACLITAXEL EG 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5697164	3400956971640	1 flacon(s) en verre de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64540361	PACLITAXEL EG 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5697170	3400956971701	1 flacon(s) en verre de 16,7 ml
64540361	PACLITAXEL EG 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5697187	3400956971879	1 flacon(s) en verre de 25 ml
64540361	PACLITAXEL EG 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5697193	3400956971930	1 flacon(s) en verre de 50 ml
69161632	PACLITAXEL IBD3 PHARMA CONSULTING 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5685155	3400956851553	1 flacon(s) en verre de 5 ml
69161632	PACLITAXEL IBD3 PHARMA CONSULTING 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5685161	3400956851614	1 flacon(s) en verre de 16,7 ml
69161632	PACLITAXEL IBD3 PHARMA CONSULTING 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5685178	3400956851782	1 flacon(s) en verre de 50 ml
69161632	PACLITAXEL IBD3 PHARMA CONSULTING 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5689785	3400956897858	1 flacon(s) en verre de 25 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685008	3400956850082	1 flacon(s) en verre de 5 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685014	3400956850143	5 flacon(s) en verre de 5 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685020	3400956850204	10 flacon(s) en verre de 5 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685037	3400956850372	1 flacon(s) en verre de 16,7 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685043	3400956850433	5 flacon(s) en verre de 16,7 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685066	3400956850662	10 flacon(s) en verre de 16,7 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685072	3400956850723	1 flacon(s) en verre de 25 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685089	3400956850891	5 flacon(s) en verre de 25 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685095	3400956850952	10 flacon(s) en verre de 25 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685103	3400956851034	1 flacon(s) en verre de 50 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685126	3400956851263	5 flacon(s) en verre de 50 ml
61347058	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5685132	3400956851324	10 flacon(s) en verre de 50 ml
65984038	PACLITAXEL RATIOPHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5699594	3400956995943	1 flacon(s) en verre de 5 ml
65984038	PACLITAXEL RATIOPHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5699602	3400956996025	1 flacon(s) en verre de 16,7 ml
65984038	PACLITAXEL RATIOPHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5699619	3400956996193	10 flacon(s) en verre de 16,7 ml
65984038	PACLITAXEL RATIOPHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5699625	3400956996254	1 flacon(s) en verre de 50 ml
64711759	PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	5675174	3400956751747	1 flacon(s) en verre de 5 ml
64711759	PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	5675180	3400956751808	1 flacon(s) en verre de 16,7 ml
64711759	PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	5675197	3400956751976	1 flacon(s) en verre de 50 ml
64711759	PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	5699588	3400956995882	1 flacon(s) en verre de 25 ml
62582924	PADERYL 0,1 POUR CENT, sirop	GERDA	3077606	3400930776063	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml
60811833	PADERYL 19,5 mg, comprimé enrobé	GERDA	3077598	3400930775981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
64341092	PAEONIA BOIRON, pommade	BOIRON	3146879	3400931468790	1 tube(s) de 20 g
66127742	PAEONIA LEHNING COMPLEXE N 104, solution buvable	LEHNING	3059436	3400930594360	1 flacon(s) de 20 ml
66002322	PAIN RAMET ACIDE, savon	TRADIPHAR	3089526	3400930895269	1 boîte(s) carton de 1 savon de 100 g
66002322	PAIN RAMET ACIDE, savon	TRADIPHAR	3132185	3400931321859	1 boîte(s) carton de 2 savons de 100 g
68724348	PALFIUM 5 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3376591	3400933765910	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
60065821	PALFIUM 5 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3077747	3400930777473	7 ampoule(s) en verre de 1 ml
61953312	PALISON 100 mg, comprimé pelliculé	ALMIRALL PRODESFARMA	3456640	3400934566400	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61953312	PALISON 100 mg, comprimé pelliculé	ALMIRALL PRODESFARMA	3484636	3400934846366	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
61953312	PALISON 100 mg, comprimé pelliculé	ALMIRALL PRODESFARMA	5608930	3400956089307	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
61911808	PALIURYL 25 POUR CENT, solution buvable en gouttes	MEDIFLOR	3077776	3400930777763	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène
61911808	PALIURYL 25 POUR CENT, solution buvable en gouttes	MEDIFLOR	3244346	3400932443468	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec compte-gouttes polyéthylène

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
61425667	PALLADONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429666	3400934296666	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
61425667	PALLADONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429672	3400934296727	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
61425667	PALLADONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429689	3400934296895	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
61425667	PALLADONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429695	3400934296956	1 flacon(s) polypropylène de 60 gélule(s)
61425667	PALLADONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457906	3400934579066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
61425667	PALLADONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457912	3400934579127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
61425667	PALLADONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457929	3400934579295	1 flacon(s) polypropylène de 14 gélule(s)
61425667	PALLADONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457935	3400934579356	1 flacon(s) polypropylène de 28 gélule(s)
60119347	PALLADONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429703	3400934297038	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60119347	PALLADONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429726	3400934297267	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
60119347	PALLADONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429732	3400934297328	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
60119347	PALLADONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429749	3400934297496	1 flacon(s) polypropylène de 60 gélule(s)
60119347	PALLADONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457817	3400934578175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
60119347	PALLADONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457823	3400934578236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
60119347	PALLADONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457846	3400934578465	1 flacon(s) polypropylène de 14 gélule(s)
60119347	PALLADONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457852	3400934578526	1 flacon(s) polypropylène de 28 gélule(s)
65990945	PALLADONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429560	3400934295607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
65990945	PALLADONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429577	3400934295775	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
65990945	PALLADONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429583	3400934295836	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
65990945	PALLADONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429608	3400934296086	1 flacon(s) polypropylène de 60 gélule(s)
65990945	PALLADONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3456002	3400934560026	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
65990945	PALLADONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3456019	3400934560194	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
65990945	PALLADONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3456025	3400934560255	1 flacon(s) polypropylène de 14 gélule(s)
65990945	PALLADONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3456031	3400934560316	1 flacon(s) polypropylène de 28 gélule(s)
64789124	PALLADONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429614	3400934296147	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
64789124	PALLADONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429620	3400934296208	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
64789124	PALLADONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429637	3400934296376	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
64789124	PALLADONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3429643	3400934296437	1 flacon(s) polypropylène de 60 gélule(s)
64789124	PALLADONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457869	3400934578694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
64789124	PALLADONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457875	3400934578755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
64789124	PALLADONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457881	3400934578816	1 flacon(s) polypropylène de 14 gélule(s)
64789124	PALLADONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	NAPP LABORATORIES	3457898	3400934578984	1 flacon(s) polypropylène de 28 gélule(s)
66939163	PALMI, comprimé pelliculé	LEHNING	3077782	3400930777824	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65657061	PALUDRINE 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3320981	3400933209810	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
65657061	PALUDRINE 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3320998	3400933209988	1 boîte(s) aluminium de 1000 comprimé(s)
65334236	PAMIDRONATE DE SODIUM AGUETTANT 15 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	AGUETTANT	3627136	3400936271364	1 flacon(s) en verre de 15 mg - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
65334236	PAMIDRONATE DE SODIUM AGUETTANT 15 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	AGUETTANT	3631267	3400936312678	4 flacon(s) en verre de 15 mg - 4 ampoule(s) en verre de 5 ml
66152222	PAMIDRONATE DE SODIUM FAULDING 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	3597286	3400935972866	5 flacon(s) en verre de 5 ml
66152222	PAMIDRONATE DE SODIUM FAULDING 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	3597292	3400935972927	1 flacon(s) en verre de 10 ml
64027679	PAMIDRONATE DE SODIUM FAULDING 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	3597300	3400935973009	1 flacon(s) en verre de 10 ml
68566407	PAMIDRONATE DE SODIUM FAULDING 9 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	3597317	3400935973177	1 flacon(s) en verre de 10 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624244	3400936242449	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624250	3400936242500	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624267	3400936242678	4 ampoule(s) en verre de 1 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624273	3400936242739	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624296	3400936242968	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624304	3400936243040	2 ampoule(s) en verre de 2 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624310	3400936243101	4 ampoule(s) en verre de 2 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624327	3400936243279	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624333	3400936243330	1 ampoule(s) en verre de 4 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624356	3400936243569	2 ampoule(s) en verre de 4 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624362	3400936243620	4 ampoule(s) en verre de 4 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624379	3400936243798	10 ampoule(s) en verre de 4 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624385	3400936243859	1 ampoule(s) en verre de 6 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624391	3400936243910	2 ampoule(s) en verre de 6 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624416	3400936244160	4 ampoule(s) en verre de 6 ml
69243702	PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK 15 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3624422	3400936244221	10 ampoule(s) en verre de 6 ml
63209337	PAMIDRONATE DE SODIUM NOVARTIS PHARMA 15 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	NOVARTIS PHARMA	3573883	3400935738837	1 flacon(s) en verre de 15 mg - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
63209337	PAMIDRONATE DE SODIUM NOVARTIS PHARMA 15 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	NOVARTIS PHARMA	3573908	3400935739087	4 flacon(s) en verre de 15 mg - 4 ampoule(s) en verre de 5 ml
66789144	PAMIDRONATE DE SODIUM NOVARTIS PHARMA 60 mg/10 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	NOVARTIS PHARMA	3573914	3400935739148	1 flacon(s) en verre de 60 mg - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
64023467	PAMIDRONATE DE SODIUM NOVARTIS PHARMA 90 mg/10 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	NOVARTIS PHARMA	3573877	3400935738776	1 flacon(s) en verre de 90 mg - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712652	3400937126526	1 flacon(s) en verre de 5 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712669	3400937126694	4 flacon(s) en verre de 5 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712675	3400937126755	10 flacon(s) en verre de 5 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712681	3400937126816	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712698	3400937126984	4 flacon(s) en verre de 10 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712706	3400937127066	10 flacon(s) en verre de 10 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712712	3400937127127	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712729	3400937127295	4 flacon(s) en verre de 20 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712735	3400937127356	10 flacon(s) en verre de 20 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712741	3400937127417	1 flacon(s) en verre de 30 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712758	3400937127585	4 flacon(s) en verre de 30 ml
69108380	PAMIDRONATE DE SODIUM RATIOPHARM 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712764	3400937127646	10 flacon(s) en verre de 30 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3682945	3400936829459	1 flacon(s) en verre de 5 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3682951	3400936829510	4 flacon(s) en verre de 5 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3682968	3400936829688	10 flacon(s) en verre de 5 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3682974	3400936829749	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3682980	3400936829800	4 flacon(s) en verre de 10 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3682997	3400936829978	10 flacon(s) en verre de 10 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3683005	3400936830059	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3683011	3400936830110	4 flacon(s) en verre de 20 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3683028	3400936830288	10 flacon(s) en verre de 20 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3683034	3400936830349	1 flacon(s) en verre de 30 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3683040	3400936830400	4 flacon(s) en verre de 30 ml
69127092	PAMIDRONATE DE SODIUM TEVA 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA CLASSICS	3683057	3400936830578	10 flacon(s) en verre de 30 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650448	3400936504486	1 flacon(s) en verre de 5 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650454	3400936504547	4 flacon(s) en verre de 5 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650460	3400936504608	10 flacon(s) en verre de 5 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650477	3400936504776	1 flacon(s) en verre de 10 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650483	3400936504837	4 flacon(s) en verre de 10 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650508	3400936505087	10 flacon(s) en verre de 10 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650514	3400936505148	1 flacon(s) en verre de 20 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650520	3400936505209	4 flacon(s) en verre de 20 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650537	3400936505377	10 flacon(s) en verre de 20 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650543	3400936505438	1 flacon(s) en verre de 30 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650566	3400936505667	4 flacon(s) en verre de 30 ml
61747892	PAMIFOS 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MEDAC (ALLEMAGNE)	3650572	3400936505728	10 flacon(s) en verre de 30 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650313	3400936503137	1 flacon(s) en verre de 5 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650336	3400936503366	4 flacon(s) en verre de 5 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650342	3400936503427	10 flacon(s) en verre de 5 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650359	3400936503595	1 flacon(s) en verre de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650365	3400936503656	4 flacon(s) en verre de 10 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650371	3400936503717	10 flacon(s) en verre de 10 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650388	3400936503885	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650394	3400936503946	4 flacon(s) en verre de 20 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650402	3400936504028	10 flacon(s) en verre de 20 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650419	3400936504196	1 flacon(s) en verre de 30 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650425	3400936504257	4 flacon(s) en verre de 30 ml
66314197	PAMINJECT 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3650431	3400936504318	10 flacon(s) en verre de 30 ml
62177801	PANADOL 1000 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3556100	3400935561008	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
66985901	PANADOL 125 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3552875	3400935528759	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
63155633	PANADOL 250 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3552881	3400935528810	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
61099292	PANADOL 500 mg, comprimé effervescent sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3361514	3400933615147	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène papier de 12 comprimé(s)
61099292	PANADOL 500 mg, comprimé effervescent sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3361520	3400933615208	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène papier de 16 comprimé(s)
62426163	PANADOL 500 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3403282	3400934032820	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
62426163	PANADOL 500 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3403299	3400934032998	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
62426163	PANADOL 500 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3403307	3400934033070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
61093460	PANADOL CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé effervescent sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3403626	3400934036262	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène papier de 12 comprimé(s)
61093460	PANADOL CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé effervescent sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3403632	3400934036323	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène papier de 16 comprimé(s)
60922972	PANADOL CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3378176	3400933781767	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60922972	PANADOL CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3378182	3400933781828	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
60922972	PANADOL CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3378199	3400933781996	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
64293929	PANADOL CODEINE EFFERVESCENT, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3270326	3400932703265	plaquette(s) thermoformée(s) de 8 comprimé(s)
64293929	PANADOL CODEINE EFFERVESCENT, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3270332	3400932703326	plaquette(s) thermoformée(s) de 12 comprimé(s)
64293929	PANADOL CODEINE EFFERVESCENT, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3270349	3400932703494	plaquette(s) thermoformée(s) de 16 comprimé(s)
69357759	PANADOL SANS SUCRE 2,4 POUR CENT, suspension buvable édulcorée au maltitol et au sorbitol	SMITHKLINE BEECHAM PHARMACIE SANTE	3464208	3400934642081	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure polystyrène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69616539	PANAKO, gélule	PHARMATOP	3318398	3400933183981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
62535885	PANCRELEASE, comprimé enrobé	GALIEN PHARMA	3077919	3400930779194	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
62535885	PANCRELEASE, comprimé enrobé	GALIEN PHARMA	3077925	3400930779255	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 150 comprimé(s)
62535885	PANCRELEASE, comprimé enrobé	GALIEN PHARMA	3369970	3400933699703	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62535885	PANCRELEASE, comprimé enrobé	GALIEN PHARMA	3427472	3400934274725	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62535885	PANCRELEASE, comprimé enrobé	GALIEN PHARMA	3427489	3400934274893	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
68586395	PANCURONIUM FAULDING 4 mg/2 ml, solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	5614899	3400956148998	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
64183895	PANFUREX 100 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3275571	3400932755714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
64183895	PANFUREX 100 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3477470	3400934774706	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 gélule(s)
64183895	PANFUREX 100 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5549127	3400955491279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
60558682	PANFUREX 200 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3275588	3400932755882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
60558682	PANFUREX 200 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3477458	3400934774584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
60558682	PANFUREX 200 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5549156	3400955491569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 70 gélule(s)
61972227	PANFUREX 4 %, suspension buvable	BOUCHARA RECORDATI	3275594	3400932755943	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml avec cuillère-mesure
66816068	PANKRYPTON F, SOLUTION BUVABLE, GOUTTES	DOLISOS	3078161	3400930781616	1 flacon(s) de 15 ml
62668241	PANLIPAL 145 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3698716	3400936987166	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62668241	PANLIPAL 145 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3698722	3400936987227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62668241	PANLIPAL 145 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	5674269	3400956742691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 300 comprimé(s)
64966770	PANLIPAL 160 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3685665	3400936856653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64966770	PANLIPAL 160 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3717750	3400937177504	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64966770	PANLIPAL 160 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	5667789	3400956677894	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 300 comprimé(s)
60711555	PANNOGEL 10, gel pour application locale	CS	3433567	3400934335679	1 tube(s) polyéthylène de 40 g
64317757	PANNOGEL 5, gel pour application locale	CS	3433550	3400934335501	1 tube(s) polyéthylène de 40 g
64346335	PANOS 50 mg, comprimé pelliculé sécable	DAIICHI SANKYO FRANCE	3381936	3400933819361	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
68039248	PANOTILE, solution pour instillation auriculaire	ZAMBON FRANCE	3192253	3400931922537	1 flacon(s) compte-gouttes en verre jaune(brun) de 8 ml
68039248	PANOTILE, solution pour instillation auriculaire	ZAMBON FRANCE	3341569	3400933415693	1 flacon(s) compte-gouttes en verre jaune(brun) de 10 ml
62579771	PANOXYL 10 POUR CENT, gel pour application locale	STIEFEL	3250269	3400932502691	1 tube(s) aluminium de 40 g
69069397	PANOXYL 10 POUR CENT, savon	STIEFEL	3322170	3400933221706	1 boîte(s) carton de 100 g
69002644	PANOXYL 5 POUR CENT, gel pour application locale	STIEFEL	3250252	3400932502523	1 tube(s) aluminium de 40 g
67340437	PANRETIN 0,1 %, gel	LIGAND PHARMACEUTICALS	3580417	3400935804174	1 tube(s) époxy-aluminium verni de 60 g
65220446	PANSEMENT CORICIDE POUR CORS, emplâtre adhésif	SSL HEALTHCARE FRANCE	3338857	3400933388577	1 boîte(s) de 8 emplâtre(s) adhésifs avec 8 disque(s) protecteur(s)
66011780	PANSORAL, gel pour application buccale	PIERRE FABRE MÉDICAMENT	3248410	3400932484102	1 tube(s) polypropylène de 12 g
66011780	PANSORAL, gel pour application buccale	PIERRE FABRE MÉDICAMENT	3358742	3400933587420	1 tube(s) polypropylène de 3 g
66011780	PANSORAL, gel pour application buccale	PIERRE FABRE MÉDICAMENT	3358759	3400933587598	1 tube(s) polypropylène de 5 g
66011780	PANSORAL, gel pour application buccale	PIERRE FABRE MÉDICAMENT	3464510	3400934645105	1 tube(s) polypropylène de 15 g



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66011780	PANSORAL, gel pour application buccale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3544692	3400935446923	1 tube(s) polypropylène de 30 g
66011780	PANSORAL, gel pour application buccale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3607553	3400936075535	1 tube(s) polyéthylène de 3 g
66011780	PANSORAL, gel pour application buccale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3607576	3400936075764	1 tube(s) polyéthylène de 15 g
66011780	PANSORAL, gel pour application buccale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3607582	3400936075825	1 tube(s) polyéthylène de 30 g
65704632	PANTEC 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3496332	3400934963322	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
65704632	PANTEC 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3496349	3400934963490	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
65704632	PANTEC 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3500016	3400935000163	1 flacon(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
65704632	PANTEC 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3500022	3400935000224	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
65704632	PANTEC 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3558458	3400935584588	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65704632	PANTEC 20 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5619454	3400956194544	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 140 comprimé(s)
68454290	PANTEC 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3383964	3400933839642	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
68454290	PANTEC 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3383970	3400933839703	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
68454290	PANTEC 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3447598	3400934475986	1 flacon(s) polyéthylène de 7 comprimé(s)
68454290	PANTEC 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3447606	3400934476068	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68454290	PANTEC 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3558493	3400935584939	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68454290	PANTEC 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3558501	3400935585011	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68454290	PANTEC 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5586602	3400955866022	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
68454290	PANTEC 40 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5591419	3400955914198	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
68804011	PANTESTONE 40 mg, capsule molle	ORGANON	3482399	3400934823992	1 flacon(s) polyéthylène de 30 capsule(s)
68804011	PANTESTONE 40 mg, capsule molle	ORGANON	3482413	3400934824135	1 flacon(s) polyéthylène de 90 capsule(s)
66312214	PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3496355	3400934963551	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
66312214	PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3496361	3400934963612	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
66312214	PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3558547	3400935585479	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66312214	PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3594187	3400935941879	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66312214	PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5619460	3400956194605	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 140 comprimé(s)
66312214	PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5624627	3400956246274	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
69684885	PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3383941	3400933839413	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
69684885	PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3383958	3400933839581	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
69684885	PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3445599	3400934455595	1 flacon(s) polyéthylène de 7 comprimé(s)
69684885	PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3445607	3400934456077	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
69684885	PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3558412	3400935584120	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69684885	PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3558429	3400935584298	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69684885	PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5589658	3400955896586	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
69684885	PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5590331	3400955903314	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60054209	PANXEOL, comprimé enrobé	MONIN CHANTEAUD	3653062	3400936530621	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65614957	PAPAINE TROUETTE PERRET, sirop	DB PHARMA	3361230	3400933612306	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
68446767	PAPAINE TROUETTE PERRET, solution buvable	DB PHARMA	3336545	3400933365455	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
63425566	PAPAVERINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	3487379	3400934873799	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
63425566	PAPAVERINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	3487385	3400934873850	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
63425566	PAPAVERINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	3487391	3400934873911	20 ampoule(s) en verre de 1 ml
63425566	PAPAVERINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	3487416	3400934874161	30 ampoule(s) en verre de 1 ml
63425566	PAPAVERINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	3487422	3400934874222	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
63425566	PAPAVERINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	5618897	3400956188970	100 ampoule(s) en verre de 1 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65417881	PAPAVERINE SERB 40 mg/ml, solution injectable	SERB	3423988	3400934239885	10 ampoule(s) 2 pointes en verre de 1 ml
65417881	PAPAVERINE SERB 40 mg/ml, solution injectable	SERB	3701401	3400937014014	10 ampoule(s) bouteille en verre jaune(brun) de 1 ml
65417881	PAPAVERINE SERB 40 mg/ml, solution injectable	SERB	5653646	3400956536467	100 ampoule(s) 2 pointes en verre de 1 ml
65417881	PAPAVERINE SERB 40 mg/ml, solution injectable	SERB	5671733	3400956717330	100 ampoule(s) bouteille en verre jaune(brun) de 1 ml
63704060	PAPS, poudre pour application locale	RICHARD	3077434	3400930774342	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 g
65586803	PAR 0,025 mg, comprimé adhésif buccal	ROTTAPHARM	3371659	3400933716592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
65586803	PAR 0,025 mg, comprimé adhésif buccal	ROTTAPHARM	3371671	3400933716714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60041076	PARA 2 SPECIAL POUX, solution pour application locale en flacon pressurisé	PHOCEAL	3238819	3400932388196	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) de 90 g
61979759	PARA PLUS, solution pour pulvérisation cutanée en flacon pressurisé	OMEGA PHARMA FRANCE	3493836	3400934938368	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 175 ml
60399002	PARA SPECIAL POUX, shampooing	OMEGA PHARMA FRANCE	3322106	3400933221065	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
60399002	PARA SPECIAL POUX, shampooing	OMEGA PHARMA FRANCE	3322678	3400933226787	1 flacon(s) polyéthylène de 90 ml
60399002	PARA SPECIAL POUX, shampooing	OMEGA PHARMA FRANCE	3322684	3400933226848	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml
60399002	PARA SPECIAL POUX, shampooing	OMEGA PHARMA FRANCE	3373322	3400933733223	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
60399002	PARA SPECIAL POUX, shampooing	OMEGA PHARMA FRANCE	3373977	3400933739775	1 flacon(s) polyéthylène de 300 ml
63755592	PARA SPECIAL POUX, solution pour application locale en flacon pressurisé	OMEGA PHARMA FRANCE	3283010	3400932830107	25 flacon(s) pressurisé(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 1 g
63755592	PARA SPECIAL POUX, solution pour application locale en flacon pressurisé	OMEGA PHARMA FRANCE	3290530	3400932905300	1 flacon(s) pressurisé(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 50 g
63755592	PARA SPECIAL POUX, solution pour application locale en flacon pressurisé	OMEGA PHARMA FRANCE	3493842	3400934938429	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 100 g
66453478	PARACAMF, solution pour usage dentaire	ATO ZIZINE	5001694	3400950016941	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 45 ml
68925194	PARACETAMOL 100 mg CINEOLE 20 mg RECTOMARTIN, suppositoire	MCNEIL	3458260	3400934582608	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
62569962	PARACETAMOL 250 mg CINEOLE 30 mg RECTOMARTIN, suppositoire	MCNEIL	3458254	3400934582547	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
61158602	PARACETAMOL ALMUS 1 g, comprimé	ARROW GENERIQUES	3705238	3400937052382	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
61158602	PARACETAMOL ALMUS 1 g, comprimé	ARROW GENERIQUES	5676305	3400956763054	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63734096	PARACETAMOL ALMUS 500 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3574256	3400935742568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
63734096	PARACETAMOL ALMUS 500 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5635453	3400956354535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69767594	PARACETAMOL ARROW 1 g, comprimé	ARROW GENERIQUES	3638157	3400936381575	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
69767594	PARACETAMOL ARROW 1 g, comprimé	ARROW GENERIQUES	5654870	3400956548705	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66280930	PARACETAMOL ARROW 1 g, comprimé effervescent sécable	ARROW GENERIQUES	3633668	3400936336681	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
66123644	PARACETAMOL ARROW 500 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3581753	3400935817532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
66123644	PARACETAMOL ARROW 500 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5638032	3400956380329	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67356904	PARACETAMOL ARROW 500 mg, comprimé effervescent sécable	ARROW GENERIQUES	3574262	3400935742629	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
69971337	PARACETAMOL ARROW 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	ARROW GENERIQUES	3574233	3400935742339	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 500 mg
68585489	PARACETAMOL BIOFIDES 500 mg, comprimé	BIOFIDES	3710386	3400937103862	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
68585489	PARACETAMOL BIOFIDES 500 mg, comprimé	BIOFIDES	5677581	3400956775811	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66026348	PARACETAMOL BIOGALENIQUE 500 mg, granulés pour suspension buvable en sachet dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3527417	3400935274175	12 sachet(s) polyéthylène aluminium papier de 3000 mg
68787715	PARACETAMOL BIOGARAN 1 g, comprimé	BIOGARAN	3638186	3400936381865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
68787715	PARACETAMOL BIOGARAN 1 g, comprimé	BIOGARAN	5654893	3400956548934	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67217826	PARACETAMOL BIOGARAN 1 g, comprimé effervescent sécable	BIOGARAN	3599753	3400935997531	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
60738253	PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg, comprimé	BIOGARAN	3549927	3400935499271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
60738253	PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg, comprimé	BIOGARAN	5627169	3400956271696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60170046	PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg, comprimé effervescent	BIOGARAN	3613335	3400936133358	1 pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
65701216	PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg, gélule	BIOGARAN	3292227	3400932922277	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 gélule(s)
63264636	PARACETAMOL BMS 1 g, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3529103	3400935291035	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
63264636	PARACETAMOL BMS 1 g, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3529149	3400935291493	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 8 comprimé(s)
63264636	PARACETAMOL BMS 1 g, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	5622657	3400956226573	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
60025403	PARACETAMOL BMS 1 g, comprimé pelliculé	UPSA-GENERIQUES	3648546	3400936485464	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
60025403	PARACETAMOL BMS 1 g, comprimé pelliculé	UPSA-GENERIQUES	5656739	3400956567393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67721153	PARACETAMOL BMS 500 mg, comprimé	UPSA-GENERIQUES	3673047	3400936730472	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 16 comprimé(s)
67721153	PARACETAMOL BMS 500 mg, comprimé	UPSA-GENERIQUES	5662510	3400956625109	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
62815944	PARACETAMOL BMS 500 mg, comprimé effervescent sécable	UPSA-GENERIQUES	3622096	3400936220966	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62815944	PARACETAMOL BMS 500 mg, comprimé effervescent sécable	UPSA-GENERIQUES	3622104	3400936221048	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
62815944	PARACETAMOL BMS 500 mg, comprimé effervescent sécable	UPSA-GENERIQUES	3625657	3400936256576	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
62815944	PARACETAMOL BMS 500 mg, comprimé effervescent sécable	UPSA-GENERIQUES	5647628	3400956476282	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
66611978	PARACETAMOL BMS 500 mg, comprimé pelliculé	UPSA-GENERIQUES	3527943	3400935279439	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
64958898	PARACETAMOL CAFEINE THERAPLIX 500 mg/50 mg, comprimé effervescent	THERAPLIX	3473093	3400934730931	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène aluminium de 12 comprimé(s)
64958898	PARACETAMOL CAFEINE THERAPLIX 500 mg/50 mg, comprimé effervescent	THERAPLIX	3473101	3400934731013	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène aluminium de 16 comprimé(s)
64100547	PARACETAMOL CAFEINE THERAPLIX 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé	THERAPLIX	3473064	3400934730641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
64100547	PARACETAMOL CAFEINE THERAPLIX 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé	THERAPLIX	3473070	3400934730702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
64100547	PARACETAMOL CAFEINE THERAPLIX 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé	THERAPLIX	3473087	3400934730870	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
65562421	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 1 g, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3633645	3400936336452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
65562421	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 1 g, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3633651	3400936336513	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
65562421	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 1 g, comprimé à croquer	CLL PHARMA	5649828	3400956498284	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65562421	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 1 g, comprimé à croquer	CLL PHARMA	5649834	3400956498345	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
64922674	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 500 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3614820	3400936148208	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64922674	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 500 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3614837	3400936148376	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
64922674	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 500 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3614843	3400936148437	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
64922674	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 500 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3614866	3400936148666	1 pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64922674	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 500 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3614872	3400936148727	1 pilulier(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
64922674	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 500 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3614889	3400936148895	1 pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
64922674	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 500 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	5643062	3400956430628	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64922674	PARACETAMOL CEHEL PHARMA 500 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	5643079	3400956430796	1 pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
68194946	PARACETAMOL CLL PHARMA 500 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3605933	3400936059337	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
65451798	PARACETAMOL CODEINE ALMUS 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	BIOGARAN	3628897	3400936288973	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
65451798	PARACETAMOL CODEINE ALMUS 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	BIOGARAN	3628905	3400936289055	1 pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61784054	PARACETAMOL CODEINE ARROW 400 mg/20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3577007	3400935770073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
61784054	PARACETAMOL CODEINE ARROW 400 mg/20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5633804	3400956338047	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
62771825	PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	ARROW GENERIQUES	3628934	3400936289345	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
62771825	PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	ARROW GENERIQUES	3628940	3400936289406	pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
62771825	PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	ARROW GENERIQUES	5650694	3400956506941	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
62771825	PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	ARROW GENERIQUES	5650702	3400956507023	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
64319975	PARACETAMOL CODEINE BIOGALENIQUE 600 mg/50 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3351504	3400933515041	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
64319975	PARACETAMOL CODEINE BIOGALENIQUE 600 mg/50 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5575573	3400955755739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69355295	PARACETAMOL CODEINE BIOGARAN 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	BIOGARAN	3610495	3400936104952	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
69355295	PARACETAMOL CODEINE BIOGARAN 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	BIOGARAN	3610503	3400936105034	1 pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
66242399	PARACETAMOL CODEINE BMS 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	UPSA-GENERIQUES	3666432	3400936664326	pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
66242399	PARACETAMOL CODEINE BMS 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	UPSA-GENERIQUES	5660681	3400956606818	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 40 comprimé(s)
66242399	PARACETAMOL CODEINE BMS 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	UPSA-GENERIQUES	5660698	3400956606986	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
63147298	PARACETAMOL CODEINE BMS 500 mg/30 mg, comprimé pelliculé	UPSA-GENERIQUES	3673053	3400936730533	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 16 comprimé(s)
63147298	PARACETAMOL CODEINE BMS 500 mg/30 mg, comprimé pelliculé	UPSA-GENERIQUES	5662527	3400956625277	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68708034	PARACETAMOL CODEINE BRISTOL-MYERS SQUIBB 12 mg/0,6 mg/ml, suspension buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3633680	3400936336803	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml avec fermeture de sécurité enfant avec seringue(s) pour administration orale polypropylène
64228276	PARACETAMOL CODEINE BRISTOL-MYERS SQUIBB 25 mg/1,495 mg/ml, suspension buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3633674	3400936336742	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml avec fermeture de sécurité enfant avec seringue(s) pour administration orale polypropylène
62541023	PARACETAMOL CODEINE EG 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3628911	3400936289116	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
62541023	PARACETAMOL CODEINE EG 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3628928	3400936289284	pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
60987735	PARACETAMOL CODEINE G GAM 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	G GAM	3628957	3400936289574	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
60987735	PARACETAMOL CODEINE G GAM 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	G GAM	3628963	3400936289635	pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
60987735	PARACETAMOL CODEINE G GAM 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	G GAM	5650719	3400956507191	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
60987735	PARACETAMOL CODEINE G GAM 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	G GAM	5650725	3400956507252	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62113389	PARACETAMOL CODEINE GNR 400 mg/20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3453819	3400934538193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
64982689	PARACETAMOL CODEINE IVAX 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3628986	3400936289864	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
64982689	PARACETAMOL CODEINE IVAX 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3628992	3400936289925	pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
64982689	PARACETAMOL CODEINE IVAX 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5650731	3400956507313	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
64982689	PARACETAMOL CODEINE IVAX 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5650748	3400956507481	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
69549916	PARACETAMOL CODEINE MERCK 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	MERCK GENERIQUES	3610259	3400936102590	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69549916	PARACETAMOL CODEINE MERCK 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	MERCK GENERIQUES	3610265	3400936102651	1 pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61730170	PARACETAMOL CODEINE SANDOZ 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	SANDOZ	3610207	3400936102071	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
61730170	PARACETAMOL CODEINE SANDOZ 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	SANDOZ	3689456	3400936894563	1 pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61943097	PARACETAMOL CODEINE TEVA 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	TEVA CLASSICS	3610236	3400936102361	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
61943097	PARACETAMOL CODEINE TEVA 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	TEVA CLASSICS	3610242	3400936102422	1 pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
65326990	PARACETAMOL CODEINE THERAPLIX, comprimé	THERAPLIX	3368048	3400933680480	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 16 comprimé(s)
63432895	PARACETAMOL CODEINE U.P.S.A., comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3282306	3400932823062	1 flacon(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
63432895	PARACETAMOL CODEINE U.P.S.A., comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3283949	3400932839490	1 flacon(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3463976	3400934639760	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 2 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3463982	3400934639821	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 4 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3463999	3400934639999	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 6 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3464007	3400934640070	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 12 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3464013	3400934640131	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 2 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3464036	3400934640360	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 4 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3464042	3400934640421	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 6 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3464059	3400934640599	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 12 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3466383	3400934663833	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
61494332	PARACETAMOL DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé dispersible	DAKOTA PHARM	3466408	3400934664083	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 16 comprimé(s)
69845776	PARACETAMOL E PHARMA 500 mg, comprimé effervescent	CREAPHARM GANNAT	3571542	3400935715425	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
66497446	PARACETAMOL EFFERVESCENT UPSA 330 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3256970	3400932569700	plaque(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 10 comprimé(s)
66497446	PARACETAMOL EFFERVESCENT UPSA 330 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3256987	3400932569878	plaque(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 24 comprimé(s)
67648883	PARACETAMOL EFFERVESCENT UPSA 660 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3257018	3400932570188	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67648883	PARACETAMOL EFFERVESCENT UPSA 660 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3257024	3400932570249	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
62772966	PARACETAMOL EG 1 g, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3638192	3400936381926	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
62772966	PARACETAMOL EG 1 g, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5654901	3400956549016	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67755020	PARACETAMOL EG 1000 mg, comprimé effervescent sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3655718	3400936557185	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
62013136	PARACETAMOL EG 500 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3473058	3400934730580	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
69546215	PARACETAMOL EG 500 mg, comprimé effervescent	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3584817	3400935848178	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
65335982	PARACETAMOL EG 500 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3376668	3400933766689	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
65029131	PARACETAMOL ETHYPHARM 125 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406607	3400934066078	6 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 250 mg
65029131	PARACETAMOL ETHYPHARM 125 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406613	3400934066139	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 250 mg

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60711078	PARACETAMOL ETHYPHARM 250 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3406636	3400934066368	6 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 500 mg
60711078	PARACETAMOL ETHYPHARM 250 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3406642	3400934066429	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 500 mg
65375877	PARACETAMOL ETHYPHARM 500 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406659	3400934066597	6 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 g
65375877	PARACETAMOL ETHYPHARM 500 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406665	3400934066658	12 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 g
60266710	PARACETAMOL G GAM 1 g, comprimé effervescent sécable	G GAM	3648523	3400936485235	pilulier(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
67598149	PARACETAMOL G GAM 500 mg, comprimé	G GAM	3473041	3400934730412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
67598149	PARACETAMOL G GAM 500 mg, comprimé	G GAM	5653758	3400956537587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67849459	PARACETAMOL GATTEFOSSE 500 mg, comprimé à croquer	GATTEFOSSE	3605962	3400936059627	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
69117575	PARACETAMOL GNR 500 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3437424	3400934374241	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
63965377	PARACETAMOL GRUNENTHAL 1 g, comprimé	GRUNENTHAL (FRANCE)	3767334	3400937673341	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
63965377	PARACETAMOL GRUNENTHAL 1 g, comprimé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5698821	3400956988211	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66937792	PARACETAMOL IVAX 500 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3549933	3400935499332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
66937792	PARACETAMOL IVAX 500 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	5627175	3400956271757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65678689	PARACETAMOL MERCK 1000 mg, comprimé effervescent sécable	MERCK GENERIQUES	3610124	3400936101241	pilulier(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
63107752	PARACETAMOL MERCK 500 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3351639	3400933516390	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
65370563	PARACETAMOL MERCK 500 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3549910	3400935499103	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61858273	PARACETAMOL MERCK 500 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3627550	3400936275508	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
66648250	PARACETAMOL MERCK GENERICS FRANCE HOLDING 500 mg, comprimé sécable	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3475146	3400934751462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
66001035	PARACETAMOL MONOT ENFANTS 150 mg, granulé pour suspension buvable en sachet	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3337125	3400933371258	12 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1250 mg
66001035	PARACETAMOL MONOT ENFANTS 150 mg, granulé pour suspension buvable en sachet	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3337131	3400933371319	24 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1250 mg
64499943	PARACETAMOL MONOT NOURRISSONS 75 mg, granulé pour suspension buvable en sachet	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3337102	3400933371029	12 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 550 mg
64499943	PARACETAMOL MONOT NOURRISSONS 75 mg, granulé pour suspension buvable en sachet	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3337119	3400933371197	24 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 550 mg
63958571	PARACETAMOL PROGRAPHARM 125 mg, comprimé dispersible	ETHYPHARM	3463640	3400934636400	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
66826710	PARACETAMOL PROGRAPHARM 250 mg, comprimé dispersible	ETHYPHARM	3463657	3400934636578	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
69516058	PARACETAMOL QUALIMED 500 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3489303	3400934893032	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
69516058	PARACETAMOL QUALIMED 500 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3489326	3400934893261	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61134042	PARACETAMOL RANBAXY 1 g, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3740660	3400937406604	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
61134042	PARACETAMOL RANBAXY 1 g, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5683883	3400956838837	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65264460	PARACETAMOL RATIO 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3571393	3400935713933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
65264460	PARACETAMOL RATIO 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5635039	3400956350391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
65264460	PARACETAMOL RATIO 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5635045	3400956350452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
65264460	PARACETAMOL RATIO 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5635051	3400956350513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
65264460	PARACETAMOL RATIO 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5635068	3400956350681	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
65264460	PARACETAMOL RATIO 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5635074	3400956350742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
62721886	PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg, comprimé	RATIOPHARM	3638200	3400936382008	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
62721886	PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg, comprimé	RATIOPHARM	5654918	3400956549184	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62721886	PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg, comprimé	RATIOPHARM	5654924	3400956549245	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62721886	PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg, comprimé	RATIOPHARM	5654930	3400956549306	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62721886	PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg, comprimé	RATIOPHARM	5654947	3400956549474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62721886	PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg, comprimé	RATIOPHARM	5654953	3400956549535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62721886	PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg, comprimé	RATIOPHARM	5654976	3400956549764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
67266969	PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg, comprimé effervescent sécable	RATIOPHARM	3696479	3400936964792	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
62800006	PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg, comprimé effervescent	RATIOPHARM	3696462	3400936964624	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
62502166	PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3571387	3400935713872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
62502166	PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5634979	3400956349791	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
62502166	PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5634985	3400956349852	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
62502166	PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5634991	3400956349913	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
62502166	PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5635016	3400956350162	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
62502166	PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5635022	3400956350223	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
61960431	PARACETAMOL RPG 500 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3454322	3400934543227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
61960431	PARACETAMOL RPG 500 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3454339	3400934543395	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 12 comprimé(s)
61960431	PARACETAMOL RPG 500 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3454345	3400934543456	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
61960431	PARACETAMOL RPG 500 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5608410	3400956084104	film(s) thermosoudé(s) papier aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
61960431	PARACETAMOL RPG 500 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5608924	3400956089246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
60983295	PARACETAMOL RPG 500 mg, comprimé effervescent	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3513533	3400935135339	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
60983295	PARACETAMOL RPG 500 mg, comprimé effervescent	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3513556	3400935135568	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3454262	3400934542626	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 6 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3454279	3400934542794	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 8 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3454285	3400934542855	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 12 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3454291	3400934542916	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3778303	3400937783033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3778326	3400937783262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 8 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3778332	3400937783323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3778355	3400937783552	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5608396	3400956083961	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 40 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5608404	3400956084043	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5703203	3400957032036	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 gélule(s)
65418129	PARACETAMOL RPG 500 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5703226	3400957032265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
68312768	PARACETAMOL SANDOZ 1 g, comprimé effervescent sécable	SANDOZ	3634946	3400936349469	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
69252719	PARACETAMOL SANDOZ 1 g, comprimé sécable	SANDOZ	3694612	3400936946125	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
69252719	PARACETAMOL SANDOZ 1 g, comprimé sécable	SANDOZ	5670900	3400956709007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62688710	PARACETAMOL SANDOZ 500 mg, comprimé	SANDOZ	3656847	3400936568471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
66833384	PARACETAMOL SANDOZ 500 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3766719	3400937667197	pilulier(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
67034675	PARACETAMOL SANDOZ 500 mg, gélule	SANDOZ	3631824	3400936318243	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
67034675	PARACETAMOL SANDOZ 500 mg, gélule	SANDOZ	3631830	3400936318304	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
67034675	PARACETAMOL SANDOZ 500 mg, gélule	SANDOZ	3632261	3400936322615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
67034675	PARACETAMOL SANDOZ 500 mg, gélule	SANDOZ	5651529	3400956515295	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
67034675	PARACETAMOL SANDOZ 500 mg, gélule	SANDOZ	5651535	3400956515356	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
64207990	PARACETAMOL SANDOZ CONSEIL 500 mg, comprimé	ELAIAPHARM	3771117	3400937711173	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
60004779	PARACETAMOL SANOFI-SYNTHELABO OTC 125 mg, poudre effervescente en sachet-dose	SANOFI AVENTIS OTC	3575468	3400935754684	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 640 mg
64537027	PARACETAMOL SANOFI-SYNTHELABO OTC 250 mg, poudre effervescente en sachet-dose	SANOFI AVENTIS OTC	3575474	3400935754745	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1279 mg
60369646	PARACETAMOL SANOFI-SYNTHELABO OTC 50 mg, poudre effervescente en sachet-dose	SANOFI AVENTIS OTC	3575451	3400935754516	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 256 mg
61337014	PARACETAMOL SET 500 mg, comprimé	BIOGARAN	3774819	3400937748193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
66179461	PARACETAMOL SET 500 mg, comprimé effervescent	BIOGARAN	3368077	3400933680770	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
66543872	PARACETAMOL SMITHKLINE BEECHAM ENFANT ET NOURRISSON 2,4 POUR CENT, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3417350	3400934173509	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec cuillère-mesure de 5 ml en polystyrène
65621649	PARACETAMOL TEVA 1 g, comprimé	TEVA CLASSICS	3638163	3400936381636	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
65621649	PARACETAMOL TEVA 1 g, comprimé	TEVA CLASSICS	5654887	3400956548873	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60552722	PARACETAMOL TEVA 1 g, comprimé effervescent sécable	TEVA CLASSICS	3702458	3400937024587	pilulier(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
68249079	PARACETAMOL TEVA 500 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3611508	3400936115088	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
63308310	PARACETAMOL TEVA 500 mg, comprimé effervescent	TEVA CLASSICS	3611514	3400936115149	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
66400810	PARACETAMOL THERAPLIX 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3617362	3400936173620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66400810	PARACETAMOL THERAPLIX 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3617379	3400936173798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
66400810	PARACETAMOL THERAPLIX 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3617385	3400936173859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66400810	PARACETAMOL THERAPLIX 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3617793	3400936177932	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
66400810	PARACETAMOL THERAPLIX 500 mg, comprimé	THERAPLIX	5647870	3400956478705	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
66400810	PARACETAMOL THERAPLIX 500 mg, comprimé	THERAPLIX	5647953	3400956479535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65423247	PARACETAMOL THERAPLIX 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3638559	3400936385597	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 2,7 g
69831335	PARACETAMOL TORLAN 500 mg, comprimé	TORLAN	3705095	3400937050951	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
69831335	PARACETAMOL TORLAN 500 mg, comprimé	TORLAN	5676156	3400956761562	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62923158	PARACETAMOL VEYRON FROMENT 500 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3280075	3400932800759	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
68518362	PARACETAMOL WINTHROP 1 g, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3671048	3400936710481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
68518362	PARACETAMOL WINTHROP 1 g, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	5666436	3400956664368	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66268255	PARACETAMOL WINTHROP 1 g, comprimé effervescent sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3648517	3400936485174	pilulier(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
68957758	PARACETAMOL WINTHROP 500 mg, comprimé	DAKOTA PHARM	3673751	3400936737518	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 16 comprimé(s)
68957758	PARACETAMOL WINTHROP 500 mg, comprimé	DAKOTA PHARM	3673768	3400936737686	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 20 comprimé(s)
65881579	PARACETAMOL ZYDUS 1 g, comprimé	ZYDUS FRANCE	3740677	3400937406772	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
65881579	PARACETAMOL ZYDUS 1 g, comprimé	ZYDUS FRANCE	5684782	3400956847822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65827097	PARACETAMOL ZYDUS 500 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3558978	3400935589781	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
62732886	PARACETAMOL/CINEOLE MONOT 200 mg/70 mg, suppositoire	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3418711	3400934187117	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 4 suppositoire(s)
63446247	PARACETAMOL-CHLORPHENAMINE-PHENYLPROPANOLAMINE GNR, granulés pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3601094	3400936010949	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 4750 mg
63446247	PARACETAMOL-CHLORPHENAMINE-PHENYLPROPANOLAMINE GNR, granulés pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3601102	3400936011021	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 4750 mg
63446247	PARACETAMOL-CHLORPHENAMINE-PHENYLPROPANOLAMINE GNR, granulés pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3601119	3400936011199	16 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 4750 mg
67052577	PARADENTOSE FLUID, solution pour usage dentaire	DENTSPLY	3390450	3400933904500	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml
67052577	PARADENTOSE FLUID, solution pour usage dentaire	DENTSPLY	5000306	3400950003064	1 flacon(s) en verre brun de 25 ml
69418322	PARADENTOSE PASTE, pâte pour usage dentaire	DENTSPLY	3394494	3400933944940	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 2 g
69418322	PARADENTOSE PASTE, pâte pour usage dentaire	DENTSPLY	5000418	3400950004184	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 10 g
67658589	PARAGRIPPE, comprimé et/ou globule	BOIRON	3078385	3400930783856	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67658589	PARAGRIPPE, comprimé et/ou globule	BOIRON	3258986	3400932589869	1 dose(s) globule(s)
67658589	PARAGRIPPE, comprimé et/ou globule	BOIRON	3259595	3400932595952	3 dose(s) globule(s)
67658589	PARAGRIPPE, comprimé et/ou globule	BOIRON	3289082	3400932890828	6 dose(s) globule(s)
67658589	PARAGRIPPE, comprimé et/ou globule	BOIRON	3289099	3400932890996	9 dose(s) globule(s)
64509711	PARALYOC 125 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3312958	3400933129583	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 lyophilisat(s)
69323970	PARALYOC 250 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3312941	3400933129415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 lyophilisat(s)
60037665	PARALYOC 50 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3312935	3400933129354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 lyophilisat(s)
64169778	PARALYOC 500 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3290197	3400932901975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 lyophilisat(s)
64169778	PARALYOC 500 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3290205	3400932902057	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 lyophilisat(s)
60632638	PARAMINAN 500 mg, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3190277	3400931902775	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 120 comprimé(s)
60632638	PARAMINAN 500 mg, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3291481	3400932914814	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 40 comprimé(s)
60632638	PARAMINAN 500 mg, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3291498	3400932914982	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
60632638	PARAMINAN 500 mg, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3291506	3400932915064	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 80 comprimé(s)
65660965	PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5628594	3400956285945	1 flacon(s) en verre de 5 ml
65660965	PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5628602	3400956286027	1 flacon(s) en verre de 15 ml
65660965	PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5628619	3400956286195	1 flacon(s) en verre de 45 ml
65660965	PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5628625	3400956286256	1 flacon(s) en verre de 60 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66350072	PARAPOUX, crème pour application locale	OMEGA PHARMA FRANCE	3768842	3400937688420	1 flacon(s) polyéthylène de 56 g
60188375	PARAPSYLLIUM, poudre pour suspension buvable en pot	IPRAD	3309502	3400933095024	1 flacon(s) polypropylène de 100 g
67174823	PARAPSYLLIUM, poudre pour suspension buvable en sachet	IPRAD	3405594	3400934055942	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 10 g
67174823	PARAPSYLLIUM, poudre pour suspension buvable en sachet	IPRAD	3491688	3400934916885	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 10 g
67174823	PARAPSYLLIUM, poudre pour suspension buvable en sachet	IPRAD	5631219	3400956312191	200 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 10 g
63487233	PARASIDOSE MALATHION, lotion pour application locale	GILBERT	3361589	3400933615895	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 125 ml
63407301	PARASIDOSE, shampoing	GILBERT	3304700	3400933047009	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml
63075817	PAREGORINE 50 POUR CENT, solution buvable, flacon	ZAMBON FRANCE	3117412	3400931174127	1 flacon(s) en verre de 45 ml
61660569	PAREGORIQUE LAFRAN, comprimé	LAFRAN	3078592	3400930785928	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
64832999	PAREIRA BRAVA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146655	3400931466550	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
64832999	PAREIRA BRAVA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146661	3400931466611	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
65374597	PAREIRA BRAVA COMPOSE BOIRON, granulé	BOIRON	3146649	3400931466499	1 tube(s) de 80 UP
65521912	PAREIRA BRAVA COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146626	3400931466260	1 flacon(s) de 15 ml
65521912	PAREIRA BRAVA COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146632	3400931466321	1 flacon(s) de 30 ml
67780618	PAREIRA BRAVA COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3092037	3400930920374	tube(s) de 120 comprimé(s)
61264146	PAREIRA BRAVA COMPOSE DOLISOS, solution buvable, gouttes	BOIRON	3157920	3400931579205	1 flacon(s) de 15 ml
61264146	PAREIRA BRAVA COMPOSE DOLISOS, solution buvable, gouttes	BOIRON	3157937	3400931579373	1 flacon(s) de 30 ml
62556228	PARFENAC 5 POUR CENT, crème	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3171529	3400931715290	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
62556228	PARFENAC 5 POUR CENT, crème	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3171535	3400931715351	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
62556228	PARFENAC 5 POUR CENT, crème	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3171541	3400931715412	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
62556228	PARFENAC 5 POUR CENT, crème	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3262143	3400932621439	1 tube(s) aluminium verni de 45 g
64222049	PARFENOIDE, crème pour application locale	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3238162	3400932381623	1 tube(s) aluminium de 30 g - avec canule
64222049	PARFENOIDE, crème pour application locale	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3333854	3400933338541	1 tube(s) aluminium de 45 g - avec canule
66688184	PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules	MEDA PHARMA (FRANCE)	3270177	3400932701773	30 ampoule(s) de 10 ml
66688184	PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules	MEDA PHARMA (FRANCE)	3271662	3400932716623	20 ampoule(s) de 10 ml
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3567411	3400935674111	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3567428	3400935674289	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3567434	3400935674340	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3567440	3400935674401	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3567457	3400935674579	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3567463	3400935674630	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 56 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3567486	3400935674869	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 75 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3567492	3400935674920	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3579710	3400935797100	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3579727	3400935797278	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3690732	3400936907324	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)
66035518	PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3749649	3400937496490	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3551433	3400935514332	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3551456	3400935514561	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3551462	3400935514622	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3551479	3400935514790	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3551485	3400935514851	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3551491	3400935514912	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3551516	3400935515162	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 75 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3551522	3400935515223	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3579762	3400935797629	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3579779	3400935797797	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3690726	3400936907263	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)
62909137	PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant	JANSSEN CILAG	3749655	3400937496551	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
66238671	PARKINANE L P 5 mg, gélule à libération prolongée	EISAI SA	3174723	3400931747239	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66238671	PARKINANE L P 5 mg, gélule à libération prolongée	EISAI SA	5538951	3400955389514	1 flacon(s) en verre de 500 gélule(s)
68401010	PARKINANE LP 2 mg, gélule à libération prolongée	EISAI SA	3174717	3400931747178	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
63306195	PARKIPAN, pommade	BAILLY CREAT	3479799	3400934797996	1 tube(s) aluminium de 10 g
61384512	PARLAX COMPOSE, solution buvable	SERP	3078675	3400930786758	1 flacon(s) en verre de 500 ml
61384512	PARLAX COMPOSE, solution buvable	SERP	3078681	3400930786819	1 flacon(s) en verre de 125 ml
60543901	PARLAX, solution buvable	SERP	3078698	3400930786987	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66729097	PARLODEL 10 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3248108	3400932481088	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
66729097	PARLODEL 10 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3248114	3400932481149	1 flacon(s) en verre de 36 gélule(s)
66729097	PARLODEL 10 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3248120	3400932481200	1 flacon(s) en verre de 50 gélule(s)
66729097	PARLODEL 10 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3248137	3400932481378	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s)
66729097	PARLODEL 10 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3474230	3400934742309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66729097	PARLODEL 10 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3474247	3400934742477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 36 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66729097	PARLODEL 10 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3474253	3400934742538	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 gélule(s)
66729097	PARLODEL 10 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3474276	3400934742767	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
65539814	PARLODEL 2,5 mg inhibition de la lactation, comprimé sécable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3341575	3400933415754	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63369053	PARLODEL 2,5 mg, comprimé sécable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3202655	3400932026555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64141483	PARLODEL 5 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3319535	3400933195359	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
64141483	PARLODEL 5 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3474282	3400934742828	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66680127	PAROCLINE 2 %, gel pour usage dentaire	PHARMADENT	3391254	3400933912543	1 seringue(s) pré-remplie(s) polypropylène de 0,5 g
66680127	PAROCLINE 2 %, gel pour usage dentaire	PHARMADENT	3609405	3400936094055	3 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 0,5 g
69798127	PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche	PHARMADENT	3446400	3400934464003	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 50 ml
69798127	PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche	PHARMADENT	3446417	3400934464171	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 300 ml avec gobelet doseur polypropylène
69798127	PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche	PHARMADENT	3446423	3400934464232	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 500 ml
69798127	PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche	PHARMADENT	3563554	3400935635549	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) avec pompe doseuse de 5000 ml
69798127	PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche	PHARMADENT	3643431	3400936434318	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 100 ml
62200673	PAROMIL 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423497	3400934234972	1 flacon(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
62200673	PAROMIL 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423505	3400934235054	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
62200673	PAROMIL 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423511	3400934235115	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 20 comprimé(s)
62200673	PAROMIL 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423528	3400934235283	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62200673	PAROMIL 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3466006	3400934660061	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62200673	PAROMIL 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3467106	3400934671067	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62200673	PAROMIL 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5601690	3400956016907	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
62200673	PAROMIL 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5601709	3400956017096	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67872002	PAROMIL 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423534	3400934235344	1 flacon(s) polyéthylène de 12 comprimé(s)
67872002	PAROMIL 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423540	3400934235405	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
67872002	PAROMIL 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423557	3400934235573	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
67872002	PAROMIL 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423563	3400934235634	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 12 comprimé(s)
67872002	PAROMIL 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423586	3400934235863	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67872002	PAROMIL 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3423592	3400934235924	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67872002	PAROMIL 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3474796	3400934747960	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 14 comprimé(s)
67872002	PAROMIL 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5601715	3400956017157	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
67872002	PAROMIL 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5601721	3400956017218	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69188939	PAROSERT 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3742699	3400937426992	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69188939	PAROSERT 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3742707	3400937427074	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
69188939	PAROSERT 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3742713	3400937427135	piilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 14 comprimé(s)
69188939	PAROSERT 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3742736	3400937427364	piilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 50 comprimé(s)
66275029	PAROTADIX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3742742	3400937427425	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66275029	PAROTADIX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3742759	3400937427593	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66275029	PAROTADIX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3742765	3400937427654	piilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 14 comprimé(s)
66275029	PAROTADIX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ALTER	3742771	3400937427715	piilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 50 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3685470	3400936854703	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3685487	3400936854871	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3685493	3400936854932	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3685501	3400936855014	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3685518	3400936855182	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3685524	3400936855243	pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3685530	3400936855304	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3685547	3400936855472	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5667453	3400956674534	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5667476	3400956674763	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 56 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5667482	3400956674824	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5667499	3400956674992	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5667507	3400956675074	pilulier(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
65320578	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5667513	3400956675135	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
64854287	PAROXETINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3677246	3400936772465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
66176497	PAROXETINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697444	3400936974449	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide de 14 comprimé(s)
66176497	PAROXETINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697450	3400936974500	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide de 50 comprimé(s)
66176497	PAROXETINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697467	3400936974678	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 14 comprimé(s)
69722229	PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3641952	3400936419520	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69722229	PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3641969	3400936419698	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69722229	PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3641975	3400936419759	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69722229	PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3641998	3400936419988	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
69722229	PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3642006	3400936420069	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 50 comprimé(s)
69722229	PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3695379	3400936953796	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 comprimé(s)
69722229	PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	5654226	3400956542260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69722229	PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	5654232	3400956542321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
68446190	PAROXETINE GSK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3696373	3400936963733	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69511552	PAROXETINE GSK 20 mg/10 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3588643	3400935886439	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant polypropylène
65067527	PAROXETINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3689108	3400936891081	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65067527	PAROXETINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3689114	3400936891142	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65067527	PAROXETINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5668932	3400956689323	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
65067527	PAROXETINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5668949	3400956689491	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3605005	3400936050051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615392	3400936153929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615400	3400936154001	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615423	3400936154230	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615446	3400936154469	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615452	3400936154520	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615469	3400936154698	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615475	3400936154759	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615481	3400936154810	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615498	3400936154988	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615506	3400936155060	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615512	3400936155121	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615529	3400936155299	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	3615535	3400936155350	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	5646014	3400956460144	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 56 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	5646020	3400956460205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	5646037	3400956460373	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	5646043	3400956460434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	5646066	3400956460663	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69827739	PAROXETINE KIRON 20 mg, comprimé pelliculé sécable	KIRON PHARMACEUTICA	5646072	3400956460724	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
64941258	PAROXETINE MEDIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3742647	3400937426473	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
64941258	PAROXETINE MEDIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3742653	3400937426534	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
64941258	PAROXETINE MEDIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3742676	3400937426763	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 14 comprimé(s)
64941258	PAROXETINE MEDIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3742682	3400937426824	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 50 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3599871	3400935998712	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3599888	3400935998880	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3599894	3400935998941	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3599902	3400935999023	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3599919	3400935999191	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3599925	3400935999252	1 flacon(s) polyéthylène de 200 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3741731	3400937417310	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3741748	3400937417488	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3741754	3400937417549	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3741760	3400937417600	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3741777	3400937417778	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60546662	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3741783	3400937417839	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3745019	3400937450195	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 14 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3745025	3400937450256	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3745031	3400937450317	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3745048	3400937450485	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 50 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3765795	3400937657952	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3765803	3400937658034	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3765826	3400937658263	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3765832	3400937658324	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3765849	3400937658492	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5685706	3400956857067	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5685712	3400956857128	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 200 comprimé(s)
60075281	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5698235	3400956982356	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
61357522	PAROXETINE PAUCOURT 10 mg, comprimé pelliculé sécable	PAUCOURT	3696404	3400936964044	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65081854	PAROXETINE PAUCOURT 20 mg/10 ml, suspension buvable	PAUCOURT	3593064	3400935930644	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3745166	3400937451666	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 14 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3745172	3400937451727	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3745189	3400937451895	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3745195	3400937451956	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 50 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3766346	3400937663465	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3766352	3400937663526	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3766369	3400937663694	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3766375	3400937663755	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3766381	3400937663816	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5685787	3400956857876	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5685793	3400956857937	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 200 comprimé(s)
60166539	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5698494	3400956984947	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3598251	3400935982513	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3598268	3400935982681	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3598274	3400935982742	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3598280	3400935982803	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3598297	3400935982971	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3598305	3400935983053	1 flacon(s) polyéthylène de 200 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3741671	3400937416719	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3741688	3400937416887	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3741694	3400937416948	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3741702	3400937417020	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3741719	3400937417198	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60291165	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3741725	3400937417259	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60040608	PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3600083	3400936000834	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
60040608	PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3600108	3400936001084	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60040608	PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3600114	3400936001145	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60040608	PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3600120	3400936001206	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60040608	PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3779544	3400937795449	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60040608	PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3779567	3400937795678	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60040608	PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3779573	3400937795739	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60040608	PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3779596	3400937795968	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
64089435	PAROXETINE RPG 20 mg, comprimé pelliculé sécable	PAUCOURT	3639234	3400936392342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
64089435	PAROXETINE RPG 20 mg, comprimé pelliculé sécable	PAUCOURT	3639240	3400936392403	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63207959	PAROXETINE SAINT-GERMAIN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SAINT GERMAIN	3696396	3400936963962	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60917929	PAROXETINE SAINT-GERMAIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SAINT GERMAIN	3639211	3400936392113	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
60917929	PAROXETINE SAINT-GERMAIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SAINT GERMAIN	3639228	3400936392281	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61787431	PAROXETINE SAINT-GERMAIN 20 mg/10 ml, suspension buvable	SAINT GERMAIN	3593070	3400935930705	flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant polypropylène
60945451	PAROXETINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3599948	3400935999481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60945451	PAROXETINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3599954	3400935999542	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
60945451	PAROXETINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3599960	3400935999603	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
60945451	PAROXETINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3695385	3400936953857	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
65893994	PAROXETINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé quadrisécable	SANDOZ	3618203	3400936182035	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
65893994	PAROXETINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé quadrisécable	SANDOZ	3618226	3400936182264	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65893994	PAROXETINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé quadrisécable	SANDOZ	3618232	3400936182325	flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
65893994	PAROXETINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé quadrisécable	SANDOZ	3618249	3400936182493	flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
62859022	PAROXETINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3718732	3400937187329	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62859022	PAROXETINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3718749	3400937187497	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
69314170	PAROXETINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3648612	3400936486126	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
69314170	PAROXETINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3668750	3400936687509	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69314170	PAROXETINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5656745	3400956567454	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
69314170	PAROXETINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5656751	3400956567515	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
67218579	PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop	URGO	3411040	3400934110405	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
67218579	PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop	URGO	3411057	3400934110573	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
67218579	PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop	URGO	3411063	3400934110634	1 flacon(s) en verre brun de 180 ml
65935062	PASSIFLORA COMPLEXE N.57, solution buvable	LEHNING	3259738	3400932597383	1 flacon(s) de 30 ml
63196402	PASSIFLORA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146709	3400931467090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63196402	PASSIFLORA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146715	3400931467151	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
63196402	PASSIFLORA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3249728	3400932497287	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
61065201	PASSIFLORA COMPOSE BOIRON, granulé	BOIRON	3146690	3400931466901	1 flacon(s) de 80 UP
64085999	PASSIFLORA COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146678	3400931466789	1 flacon(s) de 15 ml
64085999	PASSIFLORA COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146684	3400931466840	1 flacon(s) de 30 ml
65386610	PASSIFLORA COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), comprimé	DOLISOS	3092043	3400930920435	tube(s) de 120 comprimé(s)
65366180	PASSIFLORA COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable, gouttes	DOLISOS	3157943	3400931579434	1 flacon(s) de 15 ml
65366180	PASSIFLORA COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable, gouttes	DOLISOS	3157966	3400931579663	1 flacon(s) de 30 ml
62264918	PASSIFLORA COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3148269	3400931482697	tube(s) en verre de 50 comprimé(s)
62739425	PASSIFLORA COMPOSE DOLISOS, granules	BOIRON	3148252	3400931482529	1 tube(s) en verre de 80 UP
62022053	PASSIFLORA COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3148223	3400931482239	1 flacon(s) de 15 ml
62022053	PASSIFLORA COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3148246	3400931482468	1 flacon(s) de 30 ml
69517174	PASSIFLORE BOIRON, gélule	BOIRON	3417261	3400934172618	1 pilulier(s) PVC brun de 50 gélule(s)
60933342	PASSIFLORE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564938	3400935649386	pilulier(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
60933342	PASSIFLORE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564944	3400935649447	pilulier(s) polyéthylène de 45 gélule(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
60933342	PASSIFLORE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564950	3400935649508	pilulier(s) polyéthylène de 50 gélule(s)
60933342	PASSIFLORE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564967	3400935649676	pilulier(s) polyéthylène de 60 gélule(s)
60933342	PASSIFLORE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564973	3400935649737	pilulier(s) polyéthylène de 90 gélule(s)
68029275	PASSIFLORE INFUSETTE LES BONS PRODUCTEURS, plante pour tisane en sachet dose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3318228	3400933182281	24 sachet(s)-dose(s) cellophane de 1,5 g
64018274	PASSIFLORE NATURA MEDICA 5 ml, solution buvable en ampoule de 5 ml	PLANTES ET MEDECINES	3329060	3400933290603	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
68779992	PASSIFLORE VALERIANE ARKOMEDIKA, gélule	ARKOMEDIKA	3594098	3400935940988	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
62562163	PASSIFLORINE, gélule	THERATECH	3496757	3400934967573	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 gélule(s)
66703316	PASSIFLORINE, solution buvable en flacon	THERATECH	3078818	3400930788189	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
66818603	PASSINEVRYL, comprimé enrobé	PHARMEURO	3415316	3400934153167	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
66818603	PASSINEVRYL, comprimé enrobé	PHARMEURO	3415322	3400934153228	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
66191353	PASSIONAL, gélule	PHARMATOP	3294083	3400932940837	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60202572	PAST AIL, comprimé pelliculé	MEDECINE VEGETALE	3422701	3400934227011	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61869280	PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS CITRON, pastille à sucer	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3220920	3400932209200	1 sachet(s) cellophane polyéthylène de 18 pastille(s)
61869280	PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS CITRON, pastille à sucer	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3308738	3400933087388	1 sachet(s) cellophane polyéthylène de 30 pastille(s)
67580464	PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3112679	3400931126799	1 sachet(s) cellophane polyéthylène de 18 pastille(s)
67580464	PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3308655	3400933086558	1 sachet(s) cellophane polyéthylène de 30 pastille(s)
60415008	PASTILLES MONLEON, pâte à sucer	TOULADE	3068412	3400930684122	1 boîte(s) fer de 50 pâte(s)
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3256817	3400932568178	1 boîte(s) métal de 80 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3261913	3400932619139	1 boîte(s) de 20 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3261936	3400932619368	1 boîte(s) de 40 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3261959	3400932619597	1 boîte(s) de 120 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3261965	3400932619658	1 sachet(s) de 100 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3261971	3400932619719	1 sachet(s) de 70 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3261988	3400932619887	1 sachet(s) de 10 pastille(s)
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3303706	3400933037062	1 boîte(s) métal de 180 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3303712	3400933037123	1 boîte(s) métal de 10 pastille(s)
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3326742	3400933267421	1 boîte(s) métal de 75 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3326759	3400933267599	1 boîte(s) métal de 70 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3373233	3400933732332	1 boîte(s) métal de 140 g
65918561	PASTILLES PULMOLL AU MENTHOL ET A L'EUCALYPTUS, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3452116	3400934521164	1 boîte(s) fer de 30 pastille(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63325014	PASTILLES SALMON 2,5 mg, pâte à sucer	COOPER	3415842	3400934158421	1 boîte(s) carton de 66 pâte(s)
67635409	PASTISEROL, pâte à sucer	BAILLY CREAT	3080117	3400930801178	1 sachet(s) polypropylène de 60 pâte(s)
63130740	PAT, poudre orale	SORIN MAXIM	3193927	3400931939276	1 boîte(s) aluminium verni de 100 g
60140761	PATE SUISSE, pâtes à sucer	LEHNING	3411086	3400934110863	1 boîte(s) polypropylène de 100 pâte(s)
63976199	PATENTEX, ovule	CCD- LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOThÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE	3275097	3400932750979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 ovule(s)
63976199	PATENTEX, ovule	CCD- LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOThÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE	3275542	3400932755424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 24 ovule(s)
63976199	PATENTEX, ovule	CCD- LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOThÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE	3276240	3400932762408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 6 ovule(s)
62833006	PATES BALSAMIQUES BOUCHARA RECORDATI, pâte orale	BOUCHARA RECORDATI	3415871	3400934158711	1 sachet(s) polypropylène polyester métallisé de 20 pâte(s)
67670627	PATES BAUDRY, pâte à sucer	BOIRON	3010022	3400930100226	1 boîte(s) polypropylène de 70 g
69238203	PATES DE REGLISSE AU SAMBUCUS DOLISOS TM A 1 %, pâte à sucer	DOLISOS	3033023	3400930330234	1 boîte(s) carton de 50 g
69238203	PATES DE REGLISSE AU SAMBUCUS DOLISOS TM A 1 %, pâte à sucer	DOLISOS	3259106	3400932591060	1 boîte(s) de 50 pâte(s)
61991829	PATES PECTORALES A LA REGLISSE BOIRON, pâte à sucer	BOIRON	3146721	3400931467212	1 boîte(s) polypropylène de 70 g
66434378	PATES PECTORALES A LA REGLISSE, pâte à sucer	BOIRON	3061775	3400930617755	1 boîte(s) de 70 g
65095099	PATES PECTORALES LHF, pâte à sucer	BOIRON	3061752	3400930617526	1 boîte(s) carton de 60 pâte(s)
64532496	PATES PECTORALES OBERLIN 2 mg, pâte orale	UPSA CONSEIL	3564677	3400935646774	1 sachet(s) polypropylène polytéréphtalate (PET) métallisé de 30 pâte(s)
61378655	PATES REGLISSE AU SAMBUCUS BOIRON, pâte à sucer	BOIRON	3146738	3400931467380	1 boîte(s) polypropylène de 70 g
62204337	PATREX 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484435	3400934844355	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 1 comprimé(s)
62204337	PATREX 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484441	3400934844416	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 4 comprimé(s)
62204337	PATREX 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484458	3400934844584	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 8 comprimé(s)
62204337	PATREX 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484464	3400934844645	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 12 comprimé(s)
60537275	PATREX 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484352	3400934843525	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 1 comprimé(s)
60537275	PATREX 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484369	3400934843693	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 4 comprimé(s)
60537275	PATREX 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484375	3400934843754	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 8 comprimé(s)
60537275	PATREX 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484381	3400934843815	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 12 comprimé(s)
67900042	PATREX 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484398	3400934843983	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 1 comprimé(s)
67900042	PATREX 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484406	3400934844065	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 4 comprimé(s)
67900042	PATREX 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484412	3400934844126	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 8 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67900042	PATREX 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484429	3400934844294	film(s) thermosoudé(s) aluminium-ACLAR de 12 comprimé(s)
63717983	PAVULON 4 mg/2 ml, solution injectable IV	ORGANON	5607416	3400956074167	25 ampoule(s) en verre de 2 ml
63717983	PAVULON 4 mg/2 ml, solution injectable IV	ORGANON	5681080	3400956810802	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
66856803	PAXELADINE 0,2 POUR CENT, sirop	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3288970	3400932889709	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63471923	PAXELADINE 40 mg, gélule à libération prolongée	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3080169	3400930801697	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 15 gélule(s)
63471923	PAXELADINE 40 mg, gélule à libération prolongée	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3125570	3400931255703	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 10 gélule(s)
63471923	PAXELADINE 40 mg, gélule à libération prolongée	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3418183	3400934181832	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 8 gélule(s)
64547085	PAXELADINE NOCTEE, sirop	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3294255	3400932942558	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 2,5 ml et 5 ml
69984555	PAXENE 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORTON HEALTHCARE	5628269	3400956282692	1 flacon(s) en verre de 5 ml
69984555	PAXENE 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORTON HEALTHCARE	5628275	3400956282753	1 flacon(s) en verre de 25 ml
69984555	PAXENE 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORTON HEALTHCARE	5649395	3400956493951	1 flacon(s) en verre de 16,7 ml
69984555	PAXENE 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	NORTON HEALTHCARE	5649403	3400956494033	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68588670	PAXISTOL 30 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3415055	3400934150555	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68588670	PAXISTOL 30 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3415061	3400934150616	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68588670	PAXISTOL 30 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3609291	3400936092914	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66421466	PAXISTOL 60 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3415078	3400934150784	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66421466	PAXISTOL 60 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3415084	3400934150845	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
66421466	PAXISTOL 60 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3609285	3400936092853	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
65544423	PAYNOCIL 500 mg, comprimé à sucer	ZAMBON FRANCE	3302173	3400933021733	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 16 comprimé(s)
65544423	PAYNOCIL 500 mg, comprimé à sucer	ZAMBON FRANCE	3302196	3400933021962	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 20 comprimé(s)
67122157	PECTIPAR, suspension buvable en sachet	COOPER	3193057	3400931930570	10 sachet(s) polyéthylène de 20 g
63236512	PECTO-BRONCOL ADULTES, sirop	PHOCEAL	3288964	3400932889648	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
64909755	PECTO-BRONCOL ADULTES, suppositoire	PHOCEAL	3418094	3400934180941	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 8 suppositoire(s)
65394219	PECTOBRONCOL ENFANTS, sirop	PHOCEAL	3259508	3400932595082	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml
67827199	PECTO-BRONCOL ENFANTS, suppositoire	PHOCEAL	3418088	3400934180880	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 8 suppositoire(s)
69490617	PECTO-BRONCOL NOURRISSONS, sirop	PHOCEAL	3259514	3400932595143	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
68307237	PECTO-BRONCOL NOURRISSONS, suppositoire	PHOCEAL	3131205	3400931312055	2 plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 4 suppositoire(s)
64368716	PECTOCALM ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré au Lycasin et à l'aspartam	PHARMASTRA	3246919	3400932469192	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
60676652	PECTOCALM ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré au Lycasin et à l'aspartam	PHARMASTRA	3413091	3400934130915	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
67876972	PECTODERME, pommade	PLANTES ET MEDECINES	3259626	3400932596263	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
67876972	PECTODERME, pommade	PLANTES ET MEDECINES	3434590	3400934345906	1 pot(s) en verre de 40 g
67876972	PECTODERME, pommade	PLANTES ET MEDECINES	3434609	3400934346095	1 pot(s) en verre de 90 g
65580412	PECTOFLOLINE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	LEHNING	3427147	3400934271472	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1 g
67423370	PECTOFLOLINE, mélange de plantes pour tisane en vrac	LEHNING	3427130	3400934271304	1 boîte(s) carton de 75 g
60180695	PECTOLEM, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3256823	3400932568239	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66357202	PECTOMUCIL 200 mg EXPECTORANT, poudre pour solution buvable en sachet-dose	GIFRER BARBEZAT	3489378	3400934893780	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3 g
66357202	PECTOMUCIL 200 mg EXPECTORANT, poudre pour solution buvable en sachet-dose	GIFRER BARBEZAT	3489384	3400934893841	15 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3 g
66357202	PECTOMUCIL 200 mg EXPECTORANT, poudre pour solution buvable en sachet-dose	GIFRER BARBEZAT	3489390	3400934893902	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66357202	PECTOMUCIL 200 mg EXPECTORANT, poudre pour solution buvable en sachet-dose	GIFRER BARBEZAT	3489409	3400934894091	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3 g
61878920	PECTOMUCIL 5 % EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée à la saccharine sodique	GIFRER BARBEZAT	3671025	3400936710252	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
61878920	PECTOMUCIL 5 % EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée à la saccharine sodique	GIFRER BARBEZAT	3671031	3400936710313	1 flacon(s) en verre brun de 300 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
66693427	PECTORAL RICHELET SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	MEDIFLOR	3091440	3400930914403	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
67726200	PECTOSAN ADULTES, gomme orale	COOPER	3434785	3400934347856	1 boite(s) polypropylène de 30 gomme(s)
67726200	PECTOSAN ADULTES, gomme orale	COOPER	3434791	3400934347917	1 boite(s) polypropylène de 40 gomme(s)
67726200	PECTOSAN ADULTES, gomme orale	COOPER	3434816	3400934348167	1 boite(s) polypropylène de 24 gomme(s)
68775531	PECTOSAN EXPECTORANT 2 POUR CENT ENFANTS, sirop	COOPER	3638482	3400936384828	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
63690162	PECTOSAN EXPECTORANT 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	COOPER	3606097	3400936060975	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63690162	PECTOSAN EXPECTORANT 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	COOPER	3606105	3400936061057	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63690162	PECTOSAN EXPECTORANT 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	COOPER	3606111	3400936061118	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63690162	PECTOSAN EXPECTORANT 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	COOPER	3606128	3400936061286	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63690162	PECTOSAN EXPECTORANT 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	COOPER	3606134	3400936061347	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 300 ml avec cuillère-mesure polystyrène
64146861	PECTOSAN EXPECTORANT 5 POUR CENT ADULTES, sirop	COOPER	3341411	3400933414115	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
64146861	PECTOSAN EXPECTORANT 5 POUR CENT ADULTES, sirop	COOPER	3430445	3400934304453	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
67025669	PECTOSAN TOUX SECHE ADULTES, sirop	COOPER	3183165	3400931831655	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
67025669	PECTOSAN TOUX SECHE ADULTES, sirop	COOPER	3442767	3400934427671	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml
67025669	PECTOSAN TOUX SECHE ADULTES, sirop	COOPER	3443502	3400934435027	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml
67901144	PECTOSAN TOUX SECHE ENFANTS, sirop	COOPER	3450011	3400934500114	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62606033	PECTOTUSSYL 100 mg, comprimé enrobé	ZAMBON FRANCE	3080494	3400930804940	1 boite(s) polypropylène de 24 comprimé(s)
62606033	PECTOTUSSYL 100 mg, comprimé enrobé	ZAMBON FRANCE	3178052	3400931780526	1 boite(s) polypropylène de 48 comprimé(s)
67747504	PEDEA 5 mg/ml, solution injectable	ORPHAN EUROPE	5658135	3400956581351	4 ampoule(s) en verre de 2 ml
67127841	PEDI FONGIC 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3412499	3400934124990	1 flacon(s) polyéthylène poudreur(se)(s) de 15 g
67127841	PEDI FONGIC 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3412507	3400934125072	1 flacon(s) polyéthylène poudreur(se)(s) de 30 g
61160254	PEDIAZOLE, granulés pour sirop en flacon	ABBOTT FRANCE	3302150	3400933021504	1 flacon(s) en verre de 40,08 g avec seringue doseuse polypropylène polyéthylène
61160254	PEDIAZOLE, granulés pour sirop en flacon	ABBOTT FRANCE	3302167	3400933021672	1 flacon(s) en verre de 66,8 g avec seringue doseuse polypropylène polyéthylène
61160254	PEDIAZOLE, granulés pour sirop en flacon	ABBOTT FRANCE	3368723	3400933687236	1 flacon(s) en verre de 133,6 g avec seringue doseuse polypropylène polyéthylène
67825910	PEDIFONGIC 1 %, crème	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3498839	3400934988394	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67825910	PEDIFONGIC 1 %, crème	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3498845	3400934988455	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
69101635	PEDIMYCOSE, crème	SSL HEALTHCARE FRANCE	3298974	3400932989744	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
62471151	PEDIMYCOSE, lotion	SSL HEALTHCARE FRANCE	3298951	3400932989515	1 flacon(s) polyéthylène de 25 ml
63436139	PEDIMYCOSE, poudre pour application locale	SSL HEALTHCARE FRANCE	3298968	3400932989683	1 flacon(s) polyéthylène poudreur(se)(s) de 30 g



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64963386	PEFLACINE 400 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3318168	3400933181680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64963386	PEFLACINE 400 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3319825	3400933198251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
64963386	PEFLACINE 400 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5548659	3400955486596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64963386	PEFLACINE 400 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5548665	3400955486657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68069437	PEFLACINE 400 mg, solution injectable IV en perfusion	AVENTIS	5548671	3400955486718	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
68069437	PEFLACINE 400 mg, solution injectable IV en perfusion	AVENTIS	5571701	3400955717010	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
68069437	PEFLACINE 400 mg, solution injectable IV en perfusion	AVENTIS	5571718	3400955717188	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
66757132	PEFLACINE 400 mg/125 ml, solution injectable pour perfusion en poche	AVENTIS	5578502	3400955785026	1 poche(s) PVC de 125 ml
66757132	PEFLACINE 400 mg/125 ml, solution injectable pour perfusion en poche	AVENTIS	5578519	3400955785194	5 poche(s) PVC de 125 ml
66757132	PEFLACINE 400 mg/125 ml, solution injectable pour perfusion en poche	AVENTIS	5578525	3400955785255	10 poche(s) PVC de 125 ml
60085578	PEFLACINE MONODOSE 400 mg, comprimé enrobé	AVENTIS	3298253	3400932982530	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
66885413	PEGA ADULTES 1000 mg, comprimé à croquer	THERICA	3413429	3400934134296	3 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62609862	PEGA ENFANTS 500 mg, comprimé à croquer	THERICA	3413470	3400934134708	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
67455966	PEGASYS 135 microgrammes, solution injectable	ROCHE REGISTRATION	3599546	3400935995469	1 flacon(s) en verre de 1 ml
67455966	PEGASYS 135 microgrammes, solution injectable	ROCHE REGISTRATION	3599552	3400935995520	4 flacon(s) en verre de 1 ml
67042907	PEGASYS 135 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie	ROCHE REGISTRATION	3599581	3400935995810	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
67042907	PEGASYS 135 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie	ROCHE REGISTRATION	3599598	3400935995988	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
61763957	PEGASYS 180 microgrammes, solution injectable	ROCHE REGISTRATION	3599569	3400935995698	1 flacon(s) en verre de 1 ml
61763957	PEGASYS 180 microgrammes, solution injectable	ROCHE REGISTRATION	3599575	3400935995759	4 flacon(s) en verre de 1 ml
67134227	PEGASYS 180 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie	ROCHE REGISTRATION	3599606	3400935996060	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
67134227	PEGASYS 180 microgrammes, solution injectable en seringue préremplie	ROCHE REGISTRATION	3599612	3400935996121	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
63578238	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552272	3400935522726	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
63578238	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552289	3400935522894	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
63578238	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552295	3400935522955	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
63578238	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552303	3400935523037	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
63578238	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552326	3400935523266	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
63578238	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552622	3400935526229	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
65823152	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594508	3400935945082	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)
65823152	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594514	3400935945143	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
65823152	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594520	3400935945204	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
65823152	PEGINTRON 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594537	3400935945372	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
65259673	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552332	3400935523327	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
65259673	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552349	3400935523495	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
65259673	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552355	3400935523556	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
65259673	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552361	3400935523617	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
65259673	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552378	3400935523785	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
65259673	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552728	3400935527288	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
66251989	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594543	3400935945433	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)
66251989	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594566	3400935945662	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
66251989	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594572	3400935945723	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
66251989	PEGINTRON 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594589	3400935945891	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
69710287	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552384	3400935523846	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
69710287	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552390	3400935523907	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
69710287	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552409	3400935524096	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
69710287	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552415	3400935524157	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
69710287	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552421	3400935524218	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
69710287	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552639	3400935526397	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
64164286	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594595	3400935945952	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)
64164286	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594603	3400935946034	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
64164286	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594626	3400935946263	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
64164286	PEGINTRON 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594632	3400935946324	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
61079806	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552154	3400935521545	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
61079806	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552160	3400935521606	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
61079806	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552177	3400935521774	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
61079806	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552183	3400935521835	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
61079806	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552208	3400935522085	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
61079806	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552591	3400935525918	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60491536	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594419	3400935944191	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)
60491536	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594425	3400935944252	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
60491536	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594431	3400935944313	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
60491536	PEGINTRON 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594448	3400935944481	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
68511574	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552214	3400935522146	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
68511574	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552220	3400935522207	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
68511574	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552237	3400935522375	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
68511574	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552243	3400935522436	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
68511574	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552266	3400935522665	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
68511574	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552616	3400935526168	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
68300869	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594454	3400935944542	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)
68300869	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594460	3400935944603	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
68300869	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594477	3400935944771	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
68300869	PEGINTRON 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594483	3400935944832	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
65213334	PENGLOBE 400 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3585998	3400935859983	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 4 comprimé(s)
65213334	PENGLOBE 400 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3586006	3400935860064	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 12 comprimé(s)
65213334	PENGLOBE 400 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3586012	3400935860125	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
65423076	PENGLOBE 600 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3586029	3400935860293	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 12 comprimé(s)
65423076	PENGLOBE 600 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3586035	3400935860354	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
62093100	PENICILLINE DIAMANT 1 000 000 UI, poudre pour préparation injectable	AVENTIS	3080850	3400930808504	1 flacon(s)
61240056	PENICILLINE G 5 000 000 UI SARBACH, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	3081074	3400930810743	1 flacon(s) de 5 000 000 UI
61240056	PENICILLINE G 5 000 000 UI SARBACH, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	5537147	3400955371472	50 flacon(s) de 5000000 UI
61240056	PENICILLINE G 5 000 000 UI SARBACH, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	5542496	3400955424963	50 flacon(s) de 5000000 UI
61240056	PENICILLINE G 5 000 000 UI SARBACH, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	5604530	3400956045303	10 flacon(s) de 5000000 UI
60243544	PENICILLINE G PANPHARMA 1 000 000 UI, poudre pour usage parentéral	PANPHARMA	3658208	3400936582088	25 flacon(s) en verre de 1000000 UI
60243544	PENICILLINE G PANPHARMA 1 000 000 UI, poudre pour usage parentéral	PANPHARMA	5597646	3400955976462	50 flacon(s) en verre de 1000000 UI
60243544	PENICILLINE G PANPHARMA 1 000 000 UI, poudre pour usage parentéral	PANPHARMA	5597652	3400955976523	100 flacon(s) en verre de 1000000 UI
65922570	PENICILLINE G PANPHARMA 5 000 000 UI, poudre pour usage parentéral	PANPHARMA	3656468	3400936564688	10 flacon(s) en verre de 5000000 UI

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65922570	PENICILLINE G PANPHARMA 5 000 000 UI, poudre pour usage parentéral	PANPHARMA	5597675	3400955976752	25 flacon(s) en verre de 5000000 UI
65922570	PENICILLINE G PANPHARMA 5 000 000 UI, poudre pour usage parentéral	PANPHARMA	5597681	3400955976813	50 flacon(s) en verre de 5000000 UI
65922570	PENICILLINE G PANPHARMA 5 000 000 UI, poudre pour usage parentéral	PANPHARMA	5597698	3400955976981	100 flacon(s) en verre de 5000000 UI
65922570	PENICILLINE G PANPHARMA 5 000 000 UI, poudre pour usage parentéral	PANPHARMA	5609237	3400956092376	1 flacon(s) en verre de 5000000 UI
63623562	PENICILLINE G POTASSIQUE SOLVAY PHARMA 1 000 000 U.I., poudre pour solution injectable	SOLVAY PHARMA	5505147	3400955051473	50 flacon(s) en verre de 625 mg
62568725	PENICILLINE G SARBACH 1 000 000 UI, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	5537130	3400955371304	50 flacon(s)
62568725	PENICILLINE G SARBACH 1 000 000 UI, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	5604576	3400956045761	1 flacon(s)
63854416	PENICILLINE G SARBACH 10.000.000 UI, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	3151099	3400931510994	1 flacon(s)
63854416	PENICILLINE G SARBACH 10.000.000 UI, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	5542527	3400955425274	50 flacon(s)
67384234	PENICILLINE G SARBACH 200 000 UI, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	3254221	3400932542215	1 flacon(s) de 200 000 UI
67384234	PENICILLINE G SARBACH 200 000 UI, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	5537118	3400955371182	50 flacon(s) de 200 000 UI
61090126	PENICILLINE G SARBACH 500 000 UI, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	3254238	3400932542383	1 flacon(s) de 500 000 UI
61090126	PENICILLINE G SARBACH 500 000 UI, poudre pour préparation injectable	SOLVAY PHARMA	5541580	3400955415800	50 flacon(s) de 500 000 UI
62654334	PENSEE SAUVAGE INFUSETTE LES BONS PRODUCTEURS, plante pour tisane en sachet-dose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3317683	3400933176839	24 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
65581667	PENT- HIBest, poudre et suspension pour suspension injectable (I.M., S.C.), en flacon et seringue pré-remplie. vaccin Haemophilus type b conjugué et vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3362353	3400933623531	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
65581667	PENT- HIBest, poudre et suspension pour suspension injectable (I.M., S.C.), en flacon et seringue pré-remplie. vaccin Haemophilus type b conjugué et vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	5580999	3400955809999	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66112516	PENTACARINAT 200 mg, poudre pour usage parentéral	AVENTIS	3314638	3400933146382	5 flacon(s) en verre de 200 mg
61423246	PENTACARINAT 300 mg, poudre pour aérosol et pour usage parentéral	AVENTIS	3314644	3400933146443	5 flacon(s) en verre de 300 mg
61423246	PENTACARINAT 300 mg, poudre pour aérosol et pour usage parentéral	AVENTIS	3322891	3400933228910	1 flacon(s) en verre de 300 mg
64241398	PENTACIS, trousse pour préparation de la solution injectable de pentétate de Technétium [99m Tc]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545632	3400955456322	5 flacon(s) en verre de 9,55 mg
60906295	PENTACOQ, poudre et suspension pour suspension injectable (I.M., S.C.), en flacon et seringue pré-remplie. vaccin Haemophilus type b conjugué et vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR	3360905	3400933609054	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60906295	PENTACOQ, poudre et suspension pour suspension injectable (I.M., S.C.), en flacon et seringue pré-remplie. vaccin Haemophilus type b conjugué et vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR	5583331	3400955833314	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69225227	PENTACOQ, poudre et suspension pour suspension injectable en multidoses vaccin diphtérique, tétanique, pertussique, poliomyélitique inactivé, adsorbé et vaccin haemophilus influenzae b	SANOFI PASTEUR	3516661	3400935166616	1 flacon(s) en verre de 10 microgrammes - 10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
66154593	PENTASA 1 g, granulés en sachet	FERRING	3442460	3400934424601	60 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 2 g
66154593	PENTASA 1 g, granulés en sachet	FERRING	3442477	3400934424779	120 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 2 g



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66154593	PENTASA 1 g, granulés en sachet	FERRING	3474862	3400934748622	30 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 2 g
69694541	PENTASA 1 g, suppositoire	FERRING	3350278	3400933502782	film(s) thermosoudé(s) aluminium PVC de 5 suppositoire(s)
69694541	PENTASA 1 g, suppositoire	FERRING	3350284	3400933502843	3 film(s) thermosoudé(s) aluminium PVC de 5 suppositoire(s)
61951546	PENTASA 1 g/100 ml, suspension rectale	FERRING	3293474	3400932934744	5 flacon(s) polyéthylène de 100 ml avec canule
62217530	PENTASA 2 g, granulés en sachet-dose	FERRING	3675879	3400936758797	60 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène
65376915	PENTASA 250 mg, comprimé	FERRING	3312906	3400933129064	1 flacon(s) en verre brun de 200 comprimé(s)
62289729	PENTASA 500 mg, comprimé	FERRING	3327871	3400933278717	1 flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
62289729	PENTASA 500 mg, comprimé	FERRING	3327888	3400933278885	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65301332	PENTASTARCH 6 %, solution pour perfusion	BAXTER	3597079	3400935970794	1 poche(s) polyoléfine de 250 ml
65301332	PENTASTARCH 6 %, solution pour perfusion	BAXTER	3597085	3400935970855	1 poche(s) polyoléfine de 500 ml
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3477441	3400934774416	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3482198	3400934821981	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3516678	3400935166784	10 flacon(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3606418	3400936064188	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3606424	3400936064249	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3606430	3400936064300	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3687411	3400936874114	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3687428	3400936874282	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3687434	3400936874343	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
69811279	PENTAVAC, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR MSD	3687440	3400936874404	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
68511072	PENTAXIM, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOFI PASTEUR	3478995	3400934789953	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
68511072	PENTAXIM, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOPI PASTEUR	3482206	3400934822063	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
68511072	PENTAXIM, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOPI PASTEUR	3596654	3400935966544	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap, sans aiguille
68511072	PENTAXIM, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOPI PASTEUR	3596660	3400935966605	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap, sans aiguille
68511072	PENTAXIM, poudre et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) et vaccin Haemophilus influenzae type b conjugué	SANOPI PASTEUR	3687457	3400936874572	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap avec 2 aiguille(s) séparées
62172971	PENTETATE D'INDIUM [111 In] CIS BIO INTERNATIONAL, solution injectable [Référence : IN-111-MM-2]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545649	3400955456490	1 flacon(s) en verre de 74 MBq/ml
60957852	PENTETATE D'INDIUM [111 In] MALLINCKRODT FRANCE, solution injectable	MALLINCKRODT FRANCE	5623421	3400956234219	1 flacon(s) en verre de 37 MBq/ml
65902799	PENTICORT, crème	PHARMA DEVELOPPEMENT	3225372	3400932253722	1 tube(s) aluminium de 15 g
65902799	PENTICORT, crème	PHARMA DEVELOPPEMENT	3225389	3400932253890	1 tube(s) aluminium de 20 g
65902799	PENTICORT, crème	PHARMA DEVELOPPEMENT	3225395	3400932253951	1 tube(s) aluminium de 30 g
65902799	PENTICORT, crème	PHARMA DEVELOPPEMENT	5538997	3400955389972	10 tube(s) aluminium de 30 g
60355867	PENTICORT, pommade	PHARMA DEVELOPPEMENT	3225337	3400932253371	1 tube(s) aluminium de 15 g
60355867	PENTICORT, pommade	PHARMA DEVELOPPEMENT	3225343	3400932253432	1 tube(s) aluminium de 20 g
60355867	PENTICORT, pommade	PHARMA DEVELOPPEMENT	3225366	3400932253661	1 tube(s) aluminium de 30 g
60355867	PENTICORT, pommade	PHARMA DEVELOPPEMENT	5539005	3400955390053	10 tube(s) aluminium de 30 g
65902500	PENTOFLUX LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	BOUCHARA RECORDATI	3345188	3400933451882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65902500	PENTOFLUX LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	BOUCHARA RECORDATI	3348732	3400933487324	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
64851992	PENTOTHAL 1 g, poudre pour solution injectable	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	3081393	3400930813935	1 flacon(s) en verre de 24 ml
64851992	PENTOTHAL 1 g, poudre pour solution injectable	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5557902	3400955579021	50 flacon(s) en verre de 24 ml
60295231	PENTOTHAL 500 mg, poudre pour solution injectable	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	3081387	3400930813874	1 flacon(s) en verre de 10 ml
60295231	PENTOTHAL 500 mg, poudre pour solution injectable	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5557894	3400955578949	25 flacon(s) en verre de 10 ml
67612570	PENTOXIFYLLINE APOTEX FRANCE LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	APOTEX FRANCE	3558866	3400935588661	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
67612570	PENTOXIFYLLINE APOTEX FRANCE LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	APOTEX FRANCE	3558872	3400935588722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
63331070	PENTOXIFYLLINE APOTEX LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	APOTEX FRANCE	3558889	3400935588890	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
63331070	PENTOXIFYLLINE APOTEX LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	APOTEX FRANCE	3558895	3400935588951	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
66315349	PENTOXIFYLLINE BIOGARAN LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3512835	3400935128355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66315349	PENTOXIFYLLINE BIOGARAN LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	BIOGARAN	3512841	3400935128416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68156358	PENTOXIFYLLINE EG LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3587916	3400935879165	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68156358	PENTOXIFYLLINE EG LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3587922	3400935879226	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
65795354	PENTOXIFYLLINE IVAX L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3664924	3400936649248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65795354	PENTOXIFYLLINE IVAX L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3664930	3400936649309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65795354	PENTOXIFYLLINE IVAX L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	5659330	3400956593309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66858302	PENTOXIFYLLINE MERCK L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3497662	3400934976629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
66858302	PENTOXIFYLLINE MERCK L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3497679	3400934976797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
69579578	PENTOXIFYLLINE QUALIMED LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3573943	3400935739438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
69579578	PENTOXIFYLLINE QUALIMED LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3573966	3400935739667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
65599932	PENTOXIFYLLINE RATIOPHARM LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3582818	3400935828187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
65599932	PENTOXIFYLLINE RATIOPHARM LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3582824	3400935828248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
65599932	PENTOXIFYLLINE RATIOPHARM LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3582830	3400935828309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
61479280	PENTOXIFYLLINE RPG L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3411347	3400934113475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61479280	PENTOXIFYLLINE RPG L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3570525	3400935705259	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62431954	PENTOXIFYLLINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé à libération prolongée	SANDOZ	3354661	3400933546618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62431954	PENTOXIFYLLINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé à libération prolongée	SANDOZ	3354684	3400933546847	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62431954	PENTOXIFYLLINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé à libération prolongée	SANDOZ	3354690	3400933546908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
62431954	PENTOXIFYLLINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé à libération prolongée	SANDOZ	3679618	3400936796188	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60620372	PENTOXIFYLLINE SET LP 400 mg, comprimé à libération prolongée	BIOGARAN	3341954	3400933419547	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60620372	PENTOXIFYLLINE SET LP 400 mg, comprimé à libération prolongée	BIOGARAN	3342037	3400933420376	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60620372	PENTOXIFYLLINE SET LP 400 mg, comprimé à libération prolongée	BIOGARAN	3357010	3400933570101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
60620372	PENTOXIFYLLINE SET LP 400 mg, comprimé à libération prolongée	BIOGARAN	3741381	3400937413817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
66514326	PENTOXIFYLLINE TEVA L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3498058	3400934980589	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66514326	PENTOXIFYLLINE TEVA L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3614429	3400936144293	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62032777	PENTOXHYVERINE THERAPLIX 0,15 POUR CENT ADULTES, sirop	THERAPLIX	3485245	3400934852459	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
62032777	PENTOXHYVERINE THERAPLIX 0,15 POUR CENT ADULTES, sirop	THERAPLIX	3485251	3400934852510	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml
62032777	PENTOXHYVERINE THERAPLIX 0,15 POUR CENT ADULTES, sirop	THERAPLIX	3485268	3400934852688	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 300 ml
66538124	PENTOXHYVERINE THERAPLIX 0,15 POUR CENT ENFANTS, sirop	THERAPLIX	3485239	3400934852398	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
60580807	PENTRYL 500 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3488841	3400934888410	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
61866252	PENTRYL 850 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3488893	3400934888939	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66655234	PEPCIDAC 10 mg, comprimé à croquer	MCNEIL	3405602	3400934056024	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polytéréphtalate (PET) de 2 comprimé(s)
66655234	PEPCIDAC 10 mg, comprimé à croquer	MCNEIL	3405619	3400934056192	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polytéréphtalate (PET) de 6 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66655234	PEPCIDAC 10 mg, comprimé à croquer	MCNEIL	3405625	3400934056253	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polytéréphtalate (PET) de 12 comprimé(s)
66655234	PEPCIDAC 10 mg, comprimé à croquer	MCNEIL	3442046	3400934420467	plaquette(s) thermoformée(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium de 6 comprimé(s)
66655234	PEPCIDAC 10 mg, comprimé à croquer	MCNEIL	3522331	3400935223319	plaquette(s) thermoformée(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium de 2 comprimé(s)
66655234	PEPCIDAC 10 mg, comprimé à croquer	MCNEIL	3522348	3400935223487	plaquette(s) thermoformée(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium de 12 comprimé(s)
68311794	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3405795	3400934057953	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
68311794	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3405803	3400934058035	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
68311794	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3405832	3400934058325	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polytéréphtalate (PET) de 2 comprimé(s)
68311794	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3405849	3400934058493	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polytéréphtalate (PET) de 6 comprimé(s)
68311794	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3405855	3400934058554	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polytéréphtalate (PET) de 12 comprimé(s)
68311794	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3424143	3400934241437	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
68311794	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3424166	3400934241666	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
68311794	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3424172	3400934241727	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
68311794	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3522354	3400935223548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3533582	3400935335821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 6 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3533599	3400935335999	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 12 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3533607	3400935336071	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène aluminium EAA : éthylène acrylique acide de 6 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3533613	3400935336132	film(s) thermosoudé(s) papier aluminium polyéthylène EAA : éthylène acrylique acide de 12 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3562833	3400935628336	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 18 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3562856	3400935628565	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 24 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3562862	3400935628626	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène aluminium EAA : éthylène acrylique acide de 18 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3562879	3400935628794	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène aluminium EAA : éthylène acrylique acide de 24 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3563502	3400935635020	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 2 comprimé(s)
65299269	PEPCIDDUO, comprimé à croquer	MCNEIL	3563519	3400935635198	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène aluminium EAA : éthylène acrylique acide de 2 comprimé(s)
67942333	PEPDINE 20 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3293273	3400932932733	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67942333	PEPDINE 20 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5564813	3400955648130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
68121033	PEPDINE 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3293327	3400932933273	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68121033	PEPDINE 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5564842	3400955648420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60127671	PEPSANE, capsule	ROSA PHYTOPHARMA	3411100	3400934111006	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 capsule(s)
60127671	PEPSANE, capsule	ROSA PHYTOPHARMA	3431798	3400934317989	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 capsule(s)
61391268	PEPSANE, gel buvable en sachet-dose	ROSA PHYTOPHARMA	3320515	3400933205157	12 sachet(s)-dose(s) papier kraft polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium
61391268	PEPSANE, gel buvable en sachet-dose	ROSA PHYTOPHARMA	3320521	3400933205218	30 sachet(s)-dose(s) papier kraft polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium
60806213	PEPSOVAL, suspension buvable de plantes fraîches en récipients unidoses	CHEFARO ARDEVAL	3339176	3400933391768	7 récipient(s) unidoses(s) matière plastique
69404924	PEPTAVLON, solution injectable	SERB	3250200	3400932502004	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
69404924	PEPTAVLON, solution injectable	SERB	3255605	3400932556052	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
63510721	PERACEL, gélule	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3396725	3400933967253	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
63510721	PERACEL, gélule	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3496639	3400934966392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
67437637	PERCLUSONE 5 POUR CENT, pommade	SERB	3115844	3400931158448	1 tube(s) aluminium de 30 g
63158775	PERCUTAFEINE, gel	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3252825	3400932528257	1 tube(s) aluminium de 80 g
63158775	PERCUTAFEINE, gel	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3257366	3400932573660	1 tube(s) aluminium de 150 g
63158775	PERCUTAFEINE, gel	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3322974	3400933229740	1 tube(s) polyéthylène de 72 g
63158775	PERCUTAFEINE, gel	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3322980	3400933229801	1 tube(s) polyéthylène de 144 g
63158775	PERCUTAFEINE, gel	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3462876	3400934628764	1 tube(s) polyéthylène de 96 g
63158775	PERCUTAFEINE, gel	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3462882	3400934628825	1 tube(s) polyéthylène de 192 g
63158775	PERCUTAFEINE, gel	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3557105	3400935571052	1 tube(s) polyéthylène de 20 g
64311448	PERCUTALGINE SPRAY, solution pour pulvérisation cutanée	BESINS INTERNATIONAL	3337585	3400933375850	1 flacon(s) polypropylène avec pompe(s) doseuse(s) de 40 ml
64311448	PERCUTALGINE SPRAY, solution pour pulvérisation cutanée	BESINS INTERNATIONAL	3337591	3400933375911	1 flacon(s) polypropylène avec pompe(s) doseuse(s) de 80 ml
69232606	PERCUTALGINE, gel	BESINS INTERNATIONAL	3117783	3400931177838	1 tube(s) aluminium de 30 g
69232606	PERCUTALGINE, gel	BESINS INTERNATIONAL	3588867	3400935888679	1 tube(s) aluminium de 60 g
61866277	PERCUTALGINE, solution pour application cutanée	BESINS INTERNATIONAL	3081720	3400930817209	10 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 2 ml
69428544	PERENAN, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3233012	3400932330126	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69428544	PERENAN, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3233029	3400932330294	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 45 gélule(s)
69428544	PERENAN, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3233035	3400932330355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
69428544	PERENAN, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3233041	3400932330416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
69141291	PERENAN, solution buvable en gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3245110	3400932451104	1 flacon(s) de 75 ml avec seringue doseuse
69141291	PERENAN, solution buvable en gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3251139	3400932511396	1 flacon(s) de 50 ml avec seringue doseuse
69387574	PERFALGAN 10 mg/ml, solution pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5630591	3400956305919	12 flacon(s) en verre de 100 ml
69387574	PERFALGAN 10 mg/ml, solution pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5654433	3400956544332	12 flacon(s) en verre de 50 ml
67562498	PERFALGAN NOURRISSONS ET ENFANTS 10 mg/ml, solution pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5636240	3400956362400	12 flacon(s) en verre de 50 ml
60938745	PERFANE 100 mg/20 ml, solution injectable à diluer pour voie I.V.	MYOGEN	5560264	3400955602644	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
60966972	PERFANE 125 mg/25 ml, solution injectable à diluer pour voie (IV)	MYOGEN	5561571	3400955615712	10 ampoule(s) en verre de 25 ml
62508265	PERFANE 50 mg/10 ml, solution injectable à diluer par voie I.V.	MYOGEN	5561588	3400955615880	10 ampoule(s) en verre de 10 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
62083622	PERFOLATE 50 mg, lyophilisat pour usage parentéral	BAXTER	3359084	3400933590840	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s)
69320287	PERFUSAN B, solution pour perfusion	BAXTER	3119747	3400931197478	1 flacon(s) en verre de 500 ml
69320287	PERFUSAN B, solution pour perfusion	BAXTER	3245564	3400932455645	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
60451513	PERGOLIDE TEVA 0,05 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3732560	3400937325608	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60451513	PERGOLIDE TEVA 0,05 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5683564	3400956835645	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
60451513	PERGOLIDE TEVA 0,05 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5683570	3400956835706	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
69122259	PERGOLIDE TEVA 0,25 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3732554	3400937325547	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69122259	PERGOLIDE TEVA 0,25 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5683558	3400956835584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62557974	PERGOTIME 50 mg, comprimé sécable	SERONO FRANCE	3280098	3400932800988	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
67231270	PERIACLINE 4 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3081789	3400930817896	2 plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 15 comprimé(s)
65647551	PERICAL 1000 mg, comprimé à sucer	BESINS INTERNATIONAL	3410371	3400934103711	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
67681716	PERICAL 500 mg, comprimé à sucer	BESINS INTERNATIONAL	3422090	3400934220906	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
61786646	PERIDAMOL 75 mg, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3191489	3400931914891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62717293	PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3286422	3400932864225	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec seringue pour administration orale et racleur
61402056	PERIDYS 10 mg, comprimé orodispersible	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3747780	3400937477802	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61339905	PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3286416	3400932864164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3553194	3400935531940	1 poche(s) polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 2400 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3553202	3400935532022	1 poche(s) polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 1920 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3553219	3400935532190	1 poche(s) polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 1440 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3553490	3400935534903	2 poche(s) polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 2400 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3553509	3400935535092	2 poche(s) polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 1920 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3553515	3400935535153	4 poche(s) polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 1440 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777433	3400937774338	1 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1400 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777456	3400937774567	4 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1400 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777462	3400937774628	1 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1920 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777479	3400937774796	4 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1920 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777485	3400937774857	1 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 2400 ml à 3 compartiments
60420681	PERIKABIVEN, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777491	3400937774918	3 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 2400 ml à 3 compartiments
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666254	3400936662544	pilulier(s) polypropylène de 5 comprimé(s)
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666260	3400936662605	pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666277	3400936662773	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666283	3400936662834	pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666308	3400936663084	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666314	3400936663145	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666320	3400936663206	pilulier(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666337	3400936663374	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5661806	3400956618064	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5661812	3400956618125	pilulier(s) polypropylène de 120 comprimé(s)
61206463	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 10 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5661829	3400956618293	pilulier(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666082	3400936660823	pilulier(s) polypropylène de 5 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666099	3400936660991	pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666107	3400936661073	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666113	3400936661134	pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666136	3400936661363	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666142	3400936661424	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666159	3400936661592	pilulier(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3666165	3400936661653	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5661746	3400956617463	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5661752	3400956617524	pilulier(s) polypropylène de 120 comprimé(s)
61947423	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 2,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5661769	3400956617692	pilulier(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3666171	3400936661714	pilulier(s) polypropylène de 5 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3666188	3400936661882	pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3666194	3400936661943	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3666202	3400936662025	pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3666219	3400936662193	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3666225	3400936662254	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3666231	3400936662315	pilulier(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3666248	3400936662483	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	5661775	3400956617753	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	5661781	3400956617814	pilulier(s) polypropylène de 120 comprimé(s)
68145550	PERINDOPRIL ARGININE SERVIER 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	5661798	3400956617982	pilulier(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
69905807	PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimé	BIOGARAN	3310528	3400933105280	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69905807	PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimé	BIOGARAN	3310534	3400933105341	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
69905807	PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimé	BIOGARAN	3310540	3400933105402	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69905807	PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimé	BIOGARAN	3310557	3400933105570	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69905807	PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimé	BIOGARAN	3310563	3400933105631	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69905807	PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimé	BIOGARAN	3310586	3400933105860	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69905807	PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimé	BIOGARAN	3310592	3400933105921	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
64502115	PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3310600	3400933106003	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64502115	PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3310617	3400933106171	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
64502115	PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3310623	3400933106232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64502115	PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3310646	3400933106461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64502115	PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3310652	3400933106522	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
64502115	PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3310669	3400933106690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
64502115	PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3310675	3400933106751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
65074411	PERINDOPRIL DCI PHARMA 2 mg, comprimé	DCI PHARMA	3764844	3400937648448	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
65074411	PERINDOPRIL DCI PHARMA 2 mg, comprimé	DCI PHARMA	3764850	3400937648509	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)
65074411	PERINDOPRIL DCI PHARMA 2 mg, comprimé	DCI PHARMA	3764867	3400937648677	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)
65074411	PERINDOPRIL DCI PHARMA 2 mg, comprimé	DCI PHARMA	3764873	3400937648738	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
65074411	PERINDOPRIL DCI PHARMA 2 mg, comprimé	DCI PHARMA	3764896	3400937648967	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
65074411	PERINDOPRIL DCI PHARMA 2 mg, comprimé	DCI PHARMA	3764904	3400937649049	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
65074411	PERINDOPRIL DCI PHARMA 2 mg, comprimé	DCI PHARMA	3764910	3400937649100	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
65074411	PERINDOPRIL DCI PHARMA 2 mg, comprimé	DCI PHARMA	3764927	3400937649278	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
60973618	PERINDOPRIL DCI PHARMA 4 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3764933	3400937649339	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)
60973618	PERINDOPRIL DCI PHARMA 4 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3764956	3400937649568	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)
60973618	PERINDOPRIL DCI PHARMA 4 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3764962	3400937649629	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)
60973618	PERINDOPRIL DCI PHARMA 4 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3764979	3400937649797	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
60973618	PERINDOPRIL DCI PHARMA 4 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3764985	3400937649858	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
60973618	PERINDOPRIL DCI PHARMA 4 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3764991	3400937649919	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
60973618	PERINDOPRIL DCI PHARMA 4 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3765016	3400937650168	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
60973618	PERINDOPRIL DCI PHARMA 4 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3765022	3400937650229	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
67157966	PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765039	3400937650397	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)
67157966	PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765045	3400937650458	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)
67157966	PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765051	3400937650519	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)
67157966	PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765068	3400937650687	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
67157966	PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765074	3400937650748	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
67157966	PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765080	3400937650809	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
67157966	PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765097	3400937650977	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
67157966	PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765105	3400937651059	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
68848246	PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765111	3400937651110	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)
68848246	PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765128	3400937651288	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68848246	PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765134	3400937651349	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)
68848246	PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765140	3400937651400	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
68848246	PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765157	3400937651578	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
68848246	PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765163	3400937651639	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
68848246	PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765186	3400937651868	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
68848246	PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3765192	3400937651929	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769586	3400937695862	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 4 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769592	3400937695923	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 7 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769600	3400937696005	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 14 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769617	3400937696173	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 15 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769623	3400937696234	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 28 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769646	3400937696463	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 30 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769652	3400937696524	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 50 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769669	3400937696692	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 56 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769675	3400937696753	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 60 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769681	3400937696814	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 90 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769698	3400937696982	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 120 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700216	3400957002169	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 100 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700222	3400957002220	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 112 comprimé(s)
67716291	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700239	3400957002398	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 500 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769706	3400937697064	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 4 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769712	3400937697125	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 7 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769729	3400937697293	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 14 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769735	3400937697354	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 15 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769741	3400937697415	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769758	3400937697583	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 30 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769764	3400937697644	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 50 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769770	3400937697705	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 56 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769787	3400937697873	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 60 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769793	3400937697934	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 90 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700245	3400957002459	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 100 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700251	3400957002510	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 112 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700268	3400957002688	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 120 comprimé(s)
69642587	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700274	3400957002749	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 500 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769801	3400937698016	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 4 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769818	3400937698184	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 7 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769824	3400937698245	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 14 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769830	3400937698306	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 15 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769847	3400937698474	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 28 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769853	3400937698535	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 30 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3769899	3400937698993	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 50 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700280	3400957002800	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 56 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700297	3400957002978	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 60 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700305	3400957003050	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 90 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700311	3400957003111	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 100 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700328	3400957003289	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 112 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700334	3400957003340	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 120 comprimé(s)
69523017	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5700340	3400957003401	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC acétate de polyvinyle de 500 comprimé(s)
61152649	PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765200	3400937652001	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)
61152649	PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765217	3400937652179	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61152649	PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765223	3400937652230	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)
61152649	PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765246	3400937652469	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
61152649	PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765252	3400937652520	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
61152649	PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765269	3400937652698	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
61152649	PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765275	3400937652759	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
61152649	PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765281	3400937652810	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
69821241	PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765298	3400937652988	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)
69821241	PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765306	3400937653060	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)
69821241	PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765312	3400937653121	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)
69821241	PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765329	3400937653299	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
69821241	PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765335	3400937653350	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
69821241	PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765341	3400937653411	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
69821241	PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765358	3400937653589	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
69821241	PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3765364	3400937653640	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
68155523	PERINDOPRIL TEVA 2 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3764666	3400937646666	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)
68155523	PERINDOPRIL TEVA 2 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3764672	3400937646727	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)
68155523	PERINDOPRIL TEVA 2 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3764689	3400937646895	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)
68155523	PERINDOPRIL TEVA 2 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3764695	3400937646956	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
68155523	PERINDOPRIL TEVA 2 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3764703	3400937647038	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
68155523	PERINDOPRIL TEVA 2 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3764726	3400937647267	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
68155523	PERINDOPRIL TEVA 2 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3764732	3400937647328	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
68155523	PERINDOPRIL TEVA 2 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3764749	3400937647496	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
63299975	PERINDOPRIL TEVA 4 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3764761	3400937647618	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)
63299975	PERINDOPRIL TEVA 4 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3764778	3400937647786	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)
63299975	PERINDOPRIL TEVA 4 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3764784	3400937647847	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63299975	PERINDOPRIL TEVA 4 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3764790	3400937647908	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
63299975	PERINDOPRIL TEVA 4 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3764809	3400937648097	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
63299975	PERINDOPRIL TEVA 4 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3764815	3400937648158	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
63299975	PERINDOPRIL TEVA 4 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3764821	3400937648219	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
63299975	PERINDOPRIL TEVA 4 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3764838	3400937648387	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
68303922	PERISTALTINE 100 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3081861	3400930818619	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65154252	PERLEANE, comprimé enrobé	BIOGARAN	3715811	3400937158114	1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 21 comprimé(s)
65154252	PERLEANE, comprimé enrobé	BIOGARAN	3715828	3400937158282	3 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 21 comprimé(s)
69135139	PERMANGANATE DE POTASSIUM LAFRAN 0,25 g, comprimé pour solution pour application locale	LAFRAN	3081944	3400930819449	tube(s) polypropylène de 25 comprimé(s)
60573773	PERMANGANATE DE POTASSIUM LAFRAN 0,50 g, comprimé pour solution pour application locale	LAFRAN	3081950	3400930819500	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
62086732	PERMANGANATE DE POTASSIUM LAFRAN 1 g, comprimé pour solution pour application locale	LAFRAN	3081938	3400930819388	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
63398507	PERMIXON 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3344504	3400933445041	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63398507	PERMIXON 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3344958	3400933449582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63398507	PERMIXON 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3358699	3400933586997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
63398507	PERMIXON 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3600367	3400936003675	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
63398507	PERMIXON 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3600373	3400936003736	1 flacon(s) polypropylène de 60 gélule(s)
63398507	PERMIXON 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3722432	3400937224321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 gélule(s)
63398507	PERMIXON 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3722449	3400937224499	flacon(s) polypropylène de 180 gélule(s)
67201409	PERMIXON 160 mg, gélule	PHARMA LAB	4900019	3400949000197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
63398507	PERMIXON 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5577017	3400955770176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
62857466	PERMIXON, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3248060	3400932480609	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
62857466	PERMIXON, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3248077	3400932480777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62857466	PERMIXON, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3248083	3400932480838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65639939	PERNAZENE 0,05 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	CILFA DEVELOPPEMENT	3081996	3400930819968	1 flacon(s) polyéthylène de 12 ml
62220163	PEROXYDE DE BENZOYLE LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE 2,5 %, gel	ROCHE POSAY	3767966	3400937679664	1 tube(s) polyéthylène de 40 g
62850571	PEROXYDE DE BENZOYLE LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE 5 %, gel	ROCHE POSAY	3768500	3400937685009	1 tube(s) polyéthylène de 40 g



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68572748	PERSANTINE 10 mg/2 ml, solution injectable, ampoule	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5552715	3400955527152	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
68572748	PERSANTINE 10 mg/2 ml, solution injectable, ampoule	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5623409	3400956234097	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
60021216	PERSANTINE 75 mg, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3082033	3400930820339	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60021216	PERSANTINE 75 mg, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3199829	3400931998297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60021216	PERSANTINE 75 mg, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5529981	3400955299813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 300 comprimé(s)
60021216	PERSANTINE 75 mg, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5529998	3400955299981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1000 comprimé(s)
60021216	PERSANTINE 75 mg, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5595535	3400955955351	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
68327414	PERTOFRAN 25 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3082062	3400930820629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
63664299	PERTUDORON, solution buvable	WELEDA	3119782	3400931197829	1 flacon(s) de 30 ml
66603579	PERUBORE MAL DE GORGE, collutoire pour flacon pressurisé	MAYOLY-SPINDLER	3300978	3400933009786	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 30 ml
66603579	PERUBORE MAL DE GORGE, collutoire pour flacon pressurisé	MAYOLY-SPINDLER	3340044	3400933400446	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 15 ml
66603579	PERUBORE MAL DE GORGE, collutoire pour flacon pressurisé	MAYOLY-SPINDLER	3340050	3400933400507	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 20 ml
66603579	PERUBORE MAL DE GORGE, collutoire pour flacon pressurisé	MAYOLY-SPINDLER	3340067	3400933400675	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 25 ml
64565674	PERUBORE MAL DE GORGE, comprimé à sucer	MAYOLY-SPINDLER	3046089	3400930460894	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
69606299	PERUBORE RHINITE, poudre pour solution buvable en sachet-dose	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3338633	3400933386337	8 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 12,18 g
63722286	PERUBORE, comprimé pour inhalation par fumigation	MAYOLY-SPINDLER	3082139	3400930821398	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3405424	3400934054242	5 ampoule(s) 2 pointes en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3405430	3400934054303	10 ampoule(s) 2 pointes en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3405447	3400934054471	20 ampoule(s) 2 pointes en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3620298	3400936202986	5 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3620306	3400936203068	10 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3620312	3400936203129	20 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3687925	3400936879256	5 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3687931	3400936879317	10 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3687948	3400936879485	20 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5595831	3400955958314	50 ampoule(s) 2 pointes en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5595848	3400955958482	100 ampoule(s) 2 pointes en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5647574	3400956475742	50 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5647580	3400956475803	100 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5663254	3400956632541	50 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67051009	PETHIDINE RENAUDIN 100 mg/2 ml (5 POUR CENT), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5663260	3400956632602	100 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
66301221	PETIT HOUX BOIRON, gélule	BOIRON	3420429	3400934204296	1 pilulier(s) brun PVC de 50 gélule(s)
67302283	PETITES PILULES CARTERS, comprimé enrobé	SOFIBEL	3019081	3400930190814	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
62126550	PEVADERM DEMANGEAISONS 0,5 POUR CENT, crème	MCNEIL	3427377	3400934273773	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
61685323	PEVARYL 1 POUR CENT, crème	MCNEIL	3185224	3400931852247	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
65063233	PEVARYL 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale	MCNEIL	3202253	3400932022533	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
66977744	PEVARYL 1 POUR CENT, poudre pour application locale en flacon poudreux	MCNEIL	3342362	3400933423629	1 flacon(s) polyéthylène poudreux(se)(s) de 30 g
62326387	PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur	MCNEIL	3357694	3400933576943	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 30 g - aluminium - avec pompe doseuse
62719942	PEVARYL, lotion pour application locale	MCNEIL	3243950	3400932439508	1 flacon(s) en verre de 30 ml
62719942	PEVARYL, lotion pour application locale	MCNEIL	3243967	3400932439676	1 flacon(s) en verre de 70 ml
62719942	PEVARYL, lotion pour application locale	MCNEIL	3243973	3400932439737	1 flacon(s) en verre de 140 ml
62719942	PEVARYL, lotion pour application locale	MCNEIL	3264314	3400932643141	1 flacon(s) de 90 ml
62719942	PEVARYL, lotion pour application locale	MCNEIL	3294309	3400932943098	1 flacon(s) polyéthylène de 70 ml
66108628	PEVISONNE, crème	JANSSSEN CILAG	3221954	3400932219544	1 tube(s) aluminium de 10 g
66108628	PEVISONNE, crème	JANSSSEN CILAG	3221960	3400932219605	1 tube(s) aluminium de 30 g
68291007	PHAEVA, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3305088	3400933050887	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s) (6 beige, 5 marron, 10 blanc)
68291007	PHAEVA, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3305094	3400933050948	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s) (6 beige, 5 marron, 10 blanc)
60187152	PHAKAN, gélule et gélule gastro-résistante	CHAUVIN	3283719	3400932837199	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s) blanches et 20 gélules bleues gastro-résistantes
60187152	PHAKAN, gélule et gélule gastro-résistante	CHAUVIN	3285718	3400932857180	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 gélule(s) blanches et 40 gélules bleues gastro-résistantes
60483176	PHAKAN, solution buvable et gélule gastro-résistante	CHAUVIN	3117398	3400931173984	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml - plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
61907891	PHALGINE ADULTES, sirop	WINTHROP MEDICAMENTS	3226242	3400932262427	1 flacon(s) de 125 ml
69313759	PHAPAX, solution buvable	LEHNING	3060095	3400930600955	1 flacon(s) de 20 ml
69313759	PHAPAX, solution buvable	LEHNING	3288941	3400932889419	1 flacon(s) de 30 ml
69313759	PHAPAX, solution buvable	LEHNING	3336338	3400933363383	1 flacon(s) de 30 ml
65378663	PHARMADOSE ALCOOL 0,5 ml, compresse imprégnée	GILBERT	3386589	3400933865894	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 compresse(s)
65386717	PHARMADOSE ALCOOL 2,5 ml, compresse imprégnée	GILBERT	3186525	3400931865254	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 compresse(s)
65386717	PHARMADOSE ALCOOL 2,5 ml, compresse imprégnée	GILBERT	5608195	3400956081950	200 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 compresse(s)
69739171	PHARMADOSE MERCURESCEINE 2 POUR CENT, compresse imprégnée	GILBERT	3186548	3400931865483	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 1 compresse(s) imprégnée à 2,5 ml
62739172	PHARMADOSE TEINTURE D'ARNICA, compresse imprégnée	GILBERT	3186531	3400931865315	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 compresse(s)
65878953	PHARMAKOD 0,12 % ADULTES TOUX SECHE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3613447	3400936134478	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
65878953	PHARMAKOD 0,12 % ADULTES TOUX SECHE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3613453	3400936134539	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
65878953	PHARMAKOD 0,12 % ADULTES TOUX SECHE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3613476	3400936134768	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
68965801	PHARMAKOD 5 % ADULTES EXPECTORANT, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3617310	3400936173101	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
68965801	PHARMAKOD 5 % ADULTES EXPECTORANT, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3617327	3400936173279	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
68965801	PHARMAKOD 5 % ADULTES EXPECTORANT, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3617333	3400936173330	1 flacon(s) en verre de 300 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
66220036	PHARMALGEN, EXTRAIT ALLERGENIQUE DE VENIN D'ABEILLE, poudre et solvant pour préparation injectable	ALK ABELLO	3264627	3400932646272	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 4,5 ml
66220036	PHARMALGEN, EXTRAIT ALLERGENIQUE DE VENIN D'ABEILLE, poudre et solvant pour préparation injectable	ALK ABELLO	3264633	3400932646333	4 flacon(s) en verre - 4 flacon(s) en verre de 4,5 ml
66220036	PHARMALGEN, EXTRAIT ALLERGENIQUE DE VENIN D'ABEILLE, poudre et solvant pour préparation injectable	ALK ABELLO	3264656	3400932646562	10 flacon(s) en verre de 4,5 ml
60447212	PHARMALGEN, EXTRAIT ALLERGENIQUE DE VENIN DE GUEPE, poudre et solvant pour préparation injectable	ALK ABELLO	3264662	3400932646623	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 4,5 ml
60447212	PHARMALGEN, EXTRAIT ALLERGENIQUE DE VENIN DE GUEPE, poudre et solvant pour préparation injectable	ALK ABELLO	3264679	3400932646791	4 flacon(s) en verre - 4 flacon(s) en verre de 4,5 ml
60447212	PHARMALGEN, EXTRAIT ALLERGENIQUE DE VENIN DE GUEPE, poudre et solvant pour préparation injectable	ALK ABELLO	3264685	3400932646852	10 flacon(s) en verre de 4,5 ml
67402668	PHARMASTIM, gélule	BIOES	3394927	3400933949273	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
67402668	PHARMASTIM, gélule	BIOES	3420613	3400934206139	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
65147126	PHARMATEX 1,2 POUR CENT, crème vaginale	INNOTECH INTERNATIONAL	3129757	3400931297574	1 tube(s) aluminium verni de 72 g avec applicateur polyéthylène basse densité (PEBD)
65147126	PHARMATEX 1,2 POUR CENT, crème vaginale	INNOTECH INTERNATIONAL	3129763	3400931297635	1 tube(s) aluminium verni de 72 g
63094632	PHARMATEX 18,9 mg, capsule molle vaginale	INNOTECH INTERNATIONAL	3543801	3400935438010	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 capsule(s)
63094632	PHARMATEX 18,9 mg, capsule molle vaginale	INNOTECH INTERNATIONAL	3543818	3400935438188	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 capsule(s)
63094632	PHARMATEX 18,9 mg, capsule molle vaginale	INNOTECH INTERNATIONAL	3545378	3400935453785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 capsule(s)
69026168	PHARMATEX 18,9 mg, ovule	INNOTECH INTERNATIONAL	3205501	3400932055012	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 20 ovule(s)
69026168	PHARMATEX 18,9 mg, ovule	INNOTECH INTERNATIONAL	3224912	3400932249121	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 10 ovule(s)
69639267	PHARMATEX 54 mg, crème vaginale en récipient unidose	INNOTECH INTERNATIONAL	3231711	3400932317110	6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 4,5 g
65805371	PHARMATON, capsule molle	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3229602	3400932296026	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 capsule(s)
65805371	PHARMATON, capsule molle	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3232248	3400932322480	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 capsule(s)
65805371	PHARMATON, capsule molle	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3268341	3400932683413	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 15 capsule(s)
65805371	PHARMATON, capsule molle	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3346561	3400933465612	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 capsule(s)
65805371	PHARMATON, capsule molle	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3346578	3400933465780	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 capsule(s)
65182668	PHENERGAN 0,1 POUR CENT, sirop	UCB PHARMA	3253523	3400932535231	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène
68921769	PHENERGAN 2 POUR CENT, crème	UCB PHARMA	3082263	3400930822630	1 tube(s) aluminium de 30 g
69646945	PHENERGAN 2,5 POUR CENT, solution injectable	UCB PHARMA	3082240	3400930822401	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
69646945	PHENERGAN 2,5 POUR CENT, solution injectable	UCB PHARMA	5525279	3400955252795	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
69764032	PHENERGAN 25 mg, comprimé enrobé	UCB PHARMA	3082286	3400930822869	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
69764032	PHENERGAN 25 mg, comprimé enrobé	UCB PHARMA	5500658	3400955006589	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
69764032	PHENERGAN 25 mg, comprimé enrobé	UCB PHARMA	5500664	3400955006640	50 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
60323481	PHENOBARBITAL RICHARD 100 mg, comprimé sécable	RICHARD	5601336	3400956013364	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 1000 comprimé(s)
67988334	PHENORO, gélule	ROCHE	3240526	3400932405268	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
67988334	PHENORO, gélule	ROCHE	3240532	3400932405329	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 gélule(s)
65958837	PHENYLBUTAZONE NOVARTIS PHARMA 200 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3082412	3400930824122	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
67566030	PHENYLBUTAZONE NOVARTIS PHARMA 250 mg, suppositoire	NOVARTIS PHARMA	3082429	3400930824290	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène basse densité (PEBD) polypropylène aluminium de 10 suppositoire(s)
69690781	PHENYLEPHRINE BLEU DE METHYLENE SMITHKLINE BEECHAM SANTE ET HYGIENE 0,15 %/0,02 %, collyre en solution	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3206541	3400932065417	1 flacon(s) polyéthylène de 7 ml
69690781	PHENYLEPHRINE BLEU DE METHYLENE SMITHKLINE BEECHAM SANTE ET HYGIENE 0,15 %/0,02 %, collyre en solution	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3206558	3400932065585	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69690781	PHENYLEPHRINE BLEU DE METHYLENE SMITHKLINE BEECHAM SANTE ET HYGIENE 0,15 %/0,02 %, collyre en solution	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3565079	3400935650795	1 flacon(s) polyéthylène de 6 ml
68292486	PHISODERM 0,1 POUR CENT, solution pour application locale	S ET M FRANCE	3304640	3400933046408	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
68292486	PHISODERM 0,1 POUR CENT, solution pour application locale	S ET M FRANCE	3304657	3400933046576	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml
68292486	PHISODERM 0,1 POUR CENT, solution pour application locale	S ET M FRANCE	3304663	3400933046637	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
68292486	PHISODERM 0,1 POUR CENT, solution pour application locale	S ET M FRANCE	3304686	3400933046866	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
66659389	PHISOMAIN 0,1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	S ET M FRANCE	3341150	3400933411503	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
66659389	PHISOMAIN 0,1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	S ET M FRANCE	3341167	3400933411671	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml
66659389	PHISOMAIN 0,1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	S ET M FRANCE	3341173	3400933411732	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
66659389	PHISOMAIN 0,1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	S ET M FRANCE	3341196	3400933411961	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
66659389	PHISOMAIN 0,1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	S ET M FRANCE	3494681	3400934946813	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
66659389	PHISOMAIN 0,1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	S ET M FRANCE	3494698	3400934946981	1 flacon(s) polyéthylène de 450 ml
66659389	PHISOMAIN 0,1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	S ET M FRANCE	5612481	3400956124817	1 flacon(s) polyéthylène de 5000 ml
65474188	PHLEBOCREME, crème rectale	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3131493	3400931314936	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
62580713	PHLEBOGEL, gel pour application locale	MERCK LIPHA SANTE	3198793	3400931987932	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
69579959	PHLEBOGENINE, pommade	BOIRON	3082524	3400930825242	1 tube(s) de 40 g
63976822	PHLEBOSUP, suppositoires	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3205843	3400932058433	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
66105571	PHLOROGLUCINOL ARROW 80 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3785993	3400937859936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
66105571	PHLOROGLUCINOL ARROW 80 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3786001	3400937860017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
66105571	PHLOROGLUCINOL ARROW 80 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3786018	3400937860185	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
66105571	PHLOROGLUCINOL ARROW 80 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3786024	3400937860246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
66105571	PHLOROGLUCINOL ARROW 80 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3786030	3400937860307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 18 comprimé(s)
66105571	PHLOROGLUCINOL ARROW 80 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3786047	3400937860475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66105571	PHLOROGLUCINOL ARROW 80 mg, comprimé orodispersible	ARROW GENERIQUES	3786053	3400937860536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63917076	PHLOROGLUCINOL BIOGARAN 80 mg, comprimé à libération modifiée	BIOGARAN	3497952	3400934979521	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
66323812	PHLOROGLUCINOL CHEMICAL FARMA 80 mg, comprimé orodispersible	CHEMICAL FARMA	3785906	3400937859066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
66323812	PHLOROGLUCINOL CHEMICAL FARMA 80 mg, comprimé orodispersible	CHEMICAL FARMA	3785912	3400937859127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
66323812	PHLOROGLUCINOL CHEMICAL FARMA 80 mg, comprimé orodispersible	CHEMICAL FARMA	3785929	3400937859295	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
66323812	PHLOROGLUCINOL CHEMICAL FARMA 80 mg, comprimé orodispersible	CHEMICAL FARMA	3785935	3400937859356	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
66323812	PHLOROGLUCINOL CHEMICAL FARMA 80 mg, comprimé orodispersible	CHEMICAL FARMA	3785941	3400937859417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 18 comprimé(s)
66323812	PHLOROGLUCINOL CHEMICAL FARMA 80 mg, comprimé orodispersible	CHEMICAL FARMA	3785958	3400937859585	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66323812	PHLOROGLUCINOL CHEMICAL FARMA 80 mg, comprimé orodispersible	CHEMICAL FARMA	3785964	3400937859646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60399956	PHLOROGLUCINOL EG 80 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697272	3400936972728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60399956	PHLOROGLUCINOL EG 80 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697289	3400936972896	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
60399956	PHLOROGLUCINOL EG 80 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697295	3400936972957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60399956	PHLOROGLUCINOL EG 80 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697303	3400936973039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
60399956	PHLOROGLUCINOL EG 80 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697326	3400936973268	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 18 comprimé(s)
60399956	PHLOROGLUCINOL EG 80 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697332	3400936973329	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60399956	PHLOROGLUCINOL EG 80 mg, comprimé orodispersible	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697349	3400936973497	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62460906	PHLOROGLUCINOL G GAM 80 mg, comprimé orodispersible	G GAM	3697237	3400936972377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62460906	PHLOROGLUCINOL G GAM 80 mg, comprimé orodispersible	G GAM	3697243	3400936972438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62460906	PHLOROGLUCINOL G GAM 80 mg, comprimé orodispersible	G GAM	3697266	3400936972667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62460906	PHLOROGLUCINOL G GAM 80 mg, comprimé orodispersible	G GAM	5672394	3400956723942	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63324243	PHLOROGLUCINOL HORUS PHARMA 80 mg, comprimé orodispersible	HORUS PHARMA	3697355	3400936973558	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
63324243	PHLOROGLUCINOL HORUS PHARMA 80 mg, comprimé orodispersible	HORUS PHARMA	3697361	3400936973619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
63324243	PHLOROGLUCINOL HORUS PHARMA 80 mg, comprimé orodispersible	HORUS PHARMA	3697378	3400936973787	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
63324243	PHLOROGLUCINOL HORUS PHARMA 80 mg, comprimé orodispersible	HORUS PHARMA	3697384	3400936973848	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
63324243	PHLOROGLUCINOL HORUS PHARMA 80 mg, comprimé orodispersible	HORUS PHARMA	3697390	3400936973909	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 18 comprimé(s)
63324243	PHLOROGLUCINOL HORUS PHARMA 80 mg, comprimé orodispersible	HORUS PHARMA	3697409	3400936974098	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63324243	PHLOROGLUCINOL HORUS PHARMA 80 mg, comprimé orodispersible	HORUS PHARMA	3697415	3400936974159	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65632624	PHLOROGLUCINOL MERCK 80 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3697088	3400936970885	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
65632624	PHLOROGLUCINOL MERCK 80 mg, comprimé orodispersible	MERCK GENERIQUES	3697094	3400936970946	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66550112	PHLOROGLUCINOL QUALIMED 80 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3697065	3400936970656	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
66550112	PHLOROGLUCINOL QUALIMED 80 mg, comprimé orodispersible	QUALIMED (LYON)	3697071	3400936970717	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60193123	PHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 62,25 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3367215	3400933672157	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 lyophilisat(s)
60193123	PHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 62,25 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3367221	3400933672218	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 lyophilisat(s)
60193123	PHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 62,25 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3705505	3400937055055	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 lyophilisat(s)
69765814	PHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 80 mg, comprimé orodispersible	RATIOPHARM	3697208	3400936972087	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69765814	PHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 80 mg, comprimé orodispersible	RATIOPHARM	3697214	3400936972148	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69765814	PHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 80 mg, comprimé orodispersible	RATIOPHARM	3697220	3400936972209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63603613	PHLOROGLUCINOL RPG 80 mg, comprimé orodispersible	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3697102	3400936971028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
63603613	PHLOROGLUCINOL RPG 80 mg, comprimé orodispersible	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3697119	3400936971196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67462494	PHLOROGLUCINOL SANDOZ 80 mg, comprimé orodispersible	SANDOZ	3697421	3400936974210	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67462494	PHLOROGLUCINOL SANDOZ 80 mg, comprimé orodispersible	SANDOZ	3697438	3400936974388	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68097340	PHLOROGLUCINOL SANDOZ CONSEIL 80 mg, comprimé orodispersible	SANDOZ	3711121	3400937111218	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
68097340	PHLOROGLUCINOL SANDOZ CONSEIL 80 mg, comprimé orodispersible	SANDOZ	3711138	3400937111386	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68097340	PHLOROGLUCINOL SANDOZ CONSEIL 80 mg, comprimé orodispersible	SANDOZ	3711144	3400937111447	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64052764	PHLOROGLUCINOL TEVA 80 mg, comprimé orodispersible	TEVA CLASSICS	3697125	3400936971257	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
64052764	PHLOROGLUCINOL TEVA 80 mg, comprimé orodispersible	TEVA CLASSICS	3697131	3400936971318	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
64052764	PHLOROGLUCINOL TEVA 80 mg, comprimé orodispersible	TEVA CLASSICS	3697148	3400936971486	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64052764	PHLOROGLUCINOL TEVA 80 mg, comprimé orodispersible	TEVA CLASSICS	3697154	3400936971547	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
64052764	PHLOROGLUCINOL TEVA 80 mg, comprimé orodispersible	TEVA CLASSICS	3697160	3400936971608	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 18 comprimé(s)
64052764	PHLOROGLUCINOL TEVA 80 mg, comprimé orodispersible	TEVA CLASSICS	3697177	3400936971776	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
64052764	PHLOROGLUCINOL TEVA 80 mg, comprimé orodispersible	TEVA CLASSICS	3697183	3400936971837	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64619182	PHLOROGLUCINOL/TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 116,7 mg/150 mg, suppositoire	CEPHALON FRANCE	3367273	3400933672737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 10 suppositoire(s)
60389054	PHLOROGLUCINOL/TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 31,12 mg/0,04 mg/4 ml, solution injectable en ampoule	CEPHALON FRANCE	3367238	3400933672386	6 ampoule(s) en verre de 4 ml
60389054	PHLOROGLUCINOL/TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 31,12 mg/0,04 mg/4 ml, solution injectable en ampoule	CEPHALON FRANCE	3367244	3400933672447	12 ampoule(s) en verre de 4 ml
60389054	PHLOROGLUCINOL/TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 31,12 mg/0,04 mg/4 ml, solution injectable en ampoule	CEPHALON FRANCE	3367250	3400933672508	18 ampoule(s) en verre de 4 ml
67272566	PHLOROGLUCINOL/TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 62,233 mg/80 mg, comprimé enrobé	CEPHALON FRANCE	3367267	3400933672676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61756101	PHOCYTAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3233259	3400932332595	100 ampoule(s) 2 pointes en verre de 10 ml
61756101	PHOCYTAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3233265	3400932332656	50 ampoule(s) 2 pointes en verre de 20 ml
61756101	PHOCYTAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3233271	3400932332717	20 flacon(s) de 50 ml
61756101	PHOCYTAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3233288	3400932332885	20 flacon(s) de 100 ml
61756101	PHOCYTAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3642868	3400936428683	10 flacon(s) bouteille en verre de 20 ml
61756101	PHOCYTAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3642874	3400936428744	25 flacon(s) bouteille en verre de 20 ml
61756101	PHOCYTAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3642880	3400936428805	50 flacon(s) bouteille en verre de 20 ml
63597929	PHOLCODINE CENTRAPHARM, solution buvable	ZAMBON FRANCE	3293356	3400932933563	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml
63597929	PHOLCODINE CENTRAPHARM, solution buvable	ZAMBON FRANCE	3340009	3400933400095	1 flacon(s) en verre de 150 ml
65488412	PHOLCODINE DELALANDE ADULTES 0,12 %, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3613482	3400936134829	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
65488412	PHOLCODINE DELALANDE ADULTES 0,12 %, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3613499	3400936134997	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
65488412	PHOLCODINE DELALANDE ADULTES 0,12 %, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3613507	3400936135079	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
67281871	PHOLCODINE WINTHROP ADULTES 0,12 %, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3613513	3400936135130	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
67281871	PHOLCODINE WINTHROP ADULTES 0,12 %, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3613536	3400936135369	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
67281871	PHOLCODINE WINTHROP ADULTES 0,12 %, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3674762	3400936747623	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
68289860	PHOLCODYL SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide et au cyclamate de sodium	UCB PHARMA	3460156	3400934601569	1 flacon(s) de 200 ml en verre brun avec 1 cuillère-mesure en polystyrène
68289860	PHOLCODYL SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide et au cyclamate de sodium	UCB PHARMA	3460162	3400934601620	1 flacon(s) de 250 ml en verre brun avec 1 cuillère-mesure en polystyrène
68940164	PHOLCODYL, sirop	ZAMBON FRANCE	3473472	3400934734724	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68940164	PHOLCODYL, sirop	ZAMBON FRANCE	3473489	3400934734892	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
63154264	PHOLCONES ADULTES, suppositoire	COOPER	3082659	3400930826591	2 film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 4 suppositoire(s)
64378475	PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoire	COOPER	3082607	3400930826072	2 film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 4 suppositoire(s)
63477424	PHOLCONES BISMUTH ENFANTS, suppositoire	COOPER	3231094	3400932310944	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 4 suppositoire(s)
68791101	PHOLCONES ENFANTS, suppositoire	COOPER	3082665	3400930826652	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
60299660	PHOLCOSEDAL ADULTES, sirop	SANDOZ	3288757	3400932887576	1 flacon(s) en verre brun de 180 ml
62872525	PHOSCLEINE 500 mg, comprimé à sucer	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3082725	3400930827253	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
62872525	PHOSCLEINE 500 mg, comprimé à sucer	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3395298	3400933952983	3 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
68385442	PHOSEX 1000 mg, comprimé	VITALINE PHARMACEUTICALS	3572731	3400935727312	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 180 comprimé(s)
68385442	PHOSEX 1000 mg, comprimé	VITALINE PHARMACEUTICALS	3620074	3400936200746	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
68385442	PHOSEX 1000 mg, comprimé	VITALINE PHARMACEUTICALS	3620080	3400936200807	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
68385442	PHOSEX 1000 mg, comprimé	VITALINE PHARMACEUTICALS	3620097	3400936200975	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 comprimé(s)
68385442	PHOSEX 1000 mg, comprimé	VITALINE PHARMACEUTICALS	3620105	3400936201057	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 comprimé(s)
60913788	PHOSOFORME, solution buvable	MONIN CHANTEAUD	3082837	3400930828373	1 flacon(s) en verre avec seringue pour administration orale polystyrène polyéthylène basse densité (PEBD) de 90 ml
69360335	PHOSPHALUGEL, comprimé	ASTELLAS PHARMA	3320656	3400933206567	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 36 comprimé(s)
69360335	PHOSPHALUGEL, comprimé	ASTELLAS PHARMA	3320662	3400933206628	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
68031874	PHOSPHALUGEL, suspension buvable en flacon	ASTELLAS PHARMA/BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3246262	3400932462629	1 flacon(s) en verre de 250 g
61421786	PHOSPHALUGEL, suspension buvable en sachet dose	ASTELLAS PHARMA/BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3219756	3400932197569	26 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 20 g
60383806	PHOSPHAROME, sirop	PLANTES ET MEDECINES	3082694	3400930826942	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
65791135	PHOSPHATE [32 P] DE SODIUM, solution injectable. [Référence : P-32-S-2]	CIS BIO INTERNATIONAL	5570860	3400955708605	1 flacon(s) en verre de 185 MBq
65791135	PHOSPHATE [32 P] DE SODIUM, solution injectable. [Référence : P-32-S-2]	CIS BIO INTERNATIONAL	5570877	3400955708773	1 flacon(s) en verre de 370 MBq
65791135	PHOSPHATE [32 P] DE SODIUM, solution injectable. [Référence : P-32-S-2]	CIS BIO INTERNATIONAL	5570883	3400955708834	1 flacon(s) en verre de 740 MBq
61493903	PHOSPHATE DIPOTASSIQUE RENAUDIN 174,20 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	3605063	3400936050631	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
61493903	PHOSPHATE DIPOTASSIQUE RENAUDIN 174,20 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	3605086	3400936050860	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
61493903	PHOSPHATE DIPOTASSIQUE RENAUDIN 174,20 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	3605092	3400936050921	20 ampoule(s) en verre de 10 ml
61493903	PHOSPHATE DIPOTASSIQUE RENAUDIN 174,20 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	3605100	3400936051003	30 ampoule(s) en verre de 10 ml
61493903	PHOSPHATE DIPOTASSIQUE RENAUDIN 174,20 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5642619	3400956426195	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
61493903	PHOSPHATE DIPOTASSIQUE RENAUDIN 174,20 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5642625	3400956426256	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
63961902	PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE RENAUDIN 136,10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	3605028	3400936050280	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
63961902	PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE RENAUDIN 136,10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	3605034	3400936050341	10 ampoule(s) en verre de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63961902	PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE RENAUDIN 136,10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	3605040	3400936050402	20 ampoule(s) en verre de 10 ml
63961902	PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE RENAUDIN 136,10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	3605057	3400936050570	30 ampoule(s) en verre de 10 ml
63961902	PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE RENAUDIN 136,10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5642594	3400956425945	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
63961902	PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE RENAUDIN 136,10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5642602	3400956426027	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
65822036	PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MERCK 20 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	MERCK GENERIQUES	5582107	3400955821076	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
65822036	PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MERCK 20 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	MERCK GENERIQUES	5582136	3400955821366	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
65822036	PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MERCK 20 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	MERCK GENERIQUES	5630757	3400956307579	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
62365493	PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MERCK 4 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	MERCK GENERIQUES	5581823	3400955818236	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
62365493	PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MERCK 4 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	MERCK GENERIQUES	5581846	3400955818465	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
62365493	PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MERCK 4 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	MERCK GENERIQUES	5630763	3400956307630	20 ampoule(s) en verre de 1 ml
62335532	PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE QUALIMED 8 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	5582076	3400955820765	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
62335532	PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE QUALIMED 8 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	5582082	3400955820826	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
62335532	PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE QUALIMED 8 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	5582099	3400955820994	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
68404227	PHOSPHAZYL, comprimé à croquer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3350031	3400933500313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
68404227	PHOSPHAZYL, comprimé à croquer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3350048	3400933500481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68404227	PHOSPHAZYL, comprimé à croquer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3350054	3400933500542	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 80 comprimé(s)
68404227	PHOSPHAZYL, comprimé à croquer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3355086	3400933550868	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
68404227	PHOSPHAZYL, comprimé à croquer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3355092	3400933550929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 18 comprimé(s)
68404227	PHOSPHAZYL, comprimé à croquer	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3355100	3400933551001	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
65572312	PHOSPHOCHOLINE, granulé effervescent, flacon	PONROY PHARMA	3082990	3400930829905	1 flacon(s) en verre brun de 125 g
65687535	PHOSPHOLINE IODIDE 0,03 POUR CENT, lyophilisat et solution pour collyre	CHIESI	3172291	3400931722915	1 flacon(s) en verre jaune(brun) avec compte-gouttes - 1 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 3 ml
68213528	PHOSPHONEUROS, solution buvable en gouttes	BOUCHARA RECORDATI	3355169	3400933551698	1 flacon(s) en verre de 30 ml avec pipette doseuse
68213528	PHOSPHONEUROS, solution buvable en gouttes	BOUCHARA RECORDATI	3355175	3400933551759	1 flacon(s) en verre de 120 ml avec seringue doseuse
60410712	PHOSPHORE ALKO 750 mg, comprimé effervescent	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3705327	3400937053273	tube(s) polypropylène papier aluminium de 20 comprimé(s)
67499763	PHOSPHORE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3075205	3400930752050	14 ampoule(s) en verre de 2 ml
65380543	PHOSPHORE OLIGOSOL, solution buvable en flacon pressurisé	LABCATAL	3418390	3400934183904	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 60 ml
63097450	PHOTOBARR 15 mg, poudre pour solution injectable	AXCAN PHARMA INTERNATIONAL (HOLLANDE)	5658112	3400956581122	1 flacon(s) en verre



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67985594	PHOTOBARR 75 mg, poudre pour solution injectable	AXCAN PHARMA INTERNATIONAL (HOLLANDE)	5658129	3400956581290	1 flacon(s) en verre
65810660	PHOTOFRIN 15 mg, poudre pour solution injectable	AXCAN PHARMA INTERNATIONAL (HOLLANDE)	5594903	3400955949039	1 flacon(s) en verre
67956379	PHOTOFRIN 75 mg, poudre pour solution injectable	AXCAN PHARMA INTERNATIONAL (HOLLANDE)	5594926	3400955949268	1 flacon(s) en verre
68174324	PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale	ORGANON	3296917	3400932969173	1 tube(s) aluminium verni de 15 g avec applicateur(s) styrène acrylonitrile
60239706	PHYSIOGINE 0,5 mg, ovule	ORGANON	3296900	3400932969005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 15 ovule(s)
66771751	PHYSIOGINE 1 mg, comprimé sécable	ORGANON	3382634	3400933826345	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65655224	PHYSIOMYCINE, gélule	ZAMBON FRANCE	3223166	3400932231669	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 gélule(s)
65655224	PHYSIOMYCINE, gélule	ZAMBON FRANCE	3404471	3400934044717	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 gélule(s)
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3655902	3400936559028	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3655919	3400936559196	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3655925	3400936559257	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3655931	3400936559318	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3655948	3400936559486	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3655954	3400936559547	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3655960	3400936559608	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3655977	3400936559776	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3655983	3400936559837	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3656008	3400936560086	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659768	3400936597686	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659774	3400936597747	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659780	3400936597808	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659797	3400936597976	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659805	3400936598058	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659811	3400936598119	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659828	3400936598287	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659834	3400936598348	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659840	3400936598409	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659857	3400936598577	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659863	3400936598638	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Connecteur Lineo
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659886	3400936598867	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 4,5 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659892	3400936598928	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659900	3400936599000	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec connecteur Lineo
68509057	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659917	3400936599178	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l + Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec raccord Luer+coquille bétadinée+minicap
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3629589	3400936295896	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3629595	3400936295957	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3629603	3400936296039	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3629626	3400936296268	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630078	3400936300781	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630084	3400936300842	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630090	3400936300903	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630109	3400936301092	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630115	3400936301153	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630121	3400936301214	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630138	3400936301382	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630144	3400936301443	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630150	3400936301504	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630167	3400936301672	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630173	3400936301733	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630196	3400936301962	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630204	3400936302044	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630210	3400936302105	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630227	3400936302273	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630233	3400936302334	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630256	3400936302563	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630262	3400936302624	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630279	3400936302792	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630285	3400936302853	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676703	3400936767034	5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 544 ml - 5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 956 ml
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676726	3400936767263	6 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 544 ml - 6 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 956 ml
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676732	3400936767324	4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 725 ml - 4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1275 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676749	3400936767492	5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 725 ml - 5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1275 ml
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676755	3400936767553	4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 906 ml - 4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1594 ml
65573834	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676761	3400936767614	5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 906 ml - 5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1594 ml
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630291	3400936302914	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630316	3400936303164	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630322	3400936303225	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630339	3400936303393	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630345	3400936303454	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630351	3400936303515	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630368	3400936303683	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630374	3400936303744	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630380	3400936303805	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630397	3400936303973	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630405	3400936304055	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630411	3400936304116	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630428	3400936304284	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630434	3400936304345	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630440	3400936304406	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630457	3400936304574	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630463	3400936304635	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630486	3400936304864	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630492	3400936304925	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630500	3400936305007	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630517	3400936305175	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630523	3400936305236	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630546	3400936305465	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630552	3400936305526	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676778	3400936767782	5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 544 ml - 5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 956 ml
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676784	3400936767843	6 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 544 ml - 6 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 956 ml
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676790	3400936767904	4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 725 ml - 4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1275 ml
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676809	3400936768093	5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 725 ml - 5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1275 ml
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676815	3400936768154	4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 906 ml - 4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1594 ml
68120650	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676821	3400936768215	5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 906 ml - 5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1594 ml
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660205	3400936602052	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660211	3400936602113	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660228	3400936602281	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660234	3400936602342	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660240	3400936602403	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660257	3400936602571	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660263	3400936602632	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660286	3400936602861	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660292	3400936602922	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660300	3400936603004	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660317	3400936603172	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660323	3400936603233	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660346	3400936603462	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660352	3400936603523	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660369	3400936603691	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660375	3400936603752	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660381	3400936603813	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660398	3400936603981	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660406	3400936604063	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660412	3400936604124	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660429	3400936604292	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Connecteur Lineo
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660435	3400936604353	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 4,5 l avec Raccord Luer
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660441	3400936604414	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660458	3400936604582	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec connecteur Lineo
61387280	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660464	3400936604643	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l + Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec raccord Luer+coquille bétadinée+minicap
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630569	3400936305694	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630575	3400936305755	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630581	3400936305816	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630598	3400936305984	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630606	3400936306066	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630612	3400936306127	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630629	3400936306295	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630635	3400936306356	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630641	3400936306417	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630658	3400936306585	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630664	3400936306646	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630670	3400936306707	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630687	3400936306875	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630693	3400936306936	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630701	3400936307018	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630718	3400936307186	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630724	3400936307247	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630730	3400936307308	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630747	3400936307476	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630753	3400936307537	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630776	3400936307766	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630782	3400936307827	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec perforateur suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630799	3400936307995	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3630807	3400936308077	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord luer suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 l
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676838	3400936768383	5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 544 ml - 5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 956 ml
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676844	3400936768444	6 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 544 ml - 6 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 956 ml
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676850	3400936768505	4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 725 ml - 4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1275 ml
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676867	3400936768673	5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 725 ml - 5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1275 ml
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676873	3400936768734	4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 906 ml - 4 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1594 ml
67998759	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676896	3400936768963	5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 906 ml - 5 poche(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC avec raccord Lineo suremballée(s)/surpochée(s) de 1594 ml
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659923	3400936599239	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659946	3400936599468	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659952	3400936599529	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659969	3400936599697	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659975	3400936599758	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659981	3400936599819	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3659998	3400936599987	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660004	3400936600041	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660010	3400936600102	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660027	3400936600270	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660033	3400936600331	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660056	3400936600560	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660062	3400936600621	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660079	3400936600799	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660085	3400936600850	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660091	3400936600911	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660116	3400936601161	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660122	3400936601222	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660139	3400936601390	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660145	3400936601451	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660151	3400936601512	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Connecteur Lineo
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660168	3400936601680	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 4,5 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660174	3400936601741	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660180	3400936601802	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec connecteur Lineo

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69540251	PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEARFLEX 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660197	3400936601970	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l + Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec raccord Luer+coquille bétadinée+minicap
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661021	3400936610217	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661038	3400936610385	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661044	3400936610446	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661050	3400936610507	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661067	3400936610675	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661073	3400936610736	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661096	3400936610965	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661104	3400936611047	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661110	3400936611108	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661127	3400936611276	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661133	3400936611337	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661156	3400936611566	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661162	3400936611627	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661179	3400936611795	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661185	3400936611856	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661191	3400936611917	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661216	3400936612167	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661222	3400936612228	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661239	3400936612396	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661245	3400936612457	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661251	3400936612518	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Connecteur Lineo
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661268	3400936612686	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 4,5 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661274	3400936612747	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661280	3400936612808	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec connecteur Lineo
65047243	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661297	3400936612976	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l + Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec raccord Luer+coquille bétadinée+minicap
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3526576	3400935265760	5 poche(s) doubles PVC bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Luer)
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3526582	3400935265821	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec perforateur
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3526599	3400935265999	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Luer)
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3526607	3400935266071	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec perforateur
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3526613	3400935266132	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Luer)
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3526636	3400935266361	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec perforateur
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3526642	3400935266422	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Luer)
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3526659	3400935266590	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec perforateur
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3526665	3400935266651	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Luer)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676904	3400936769045	1 poche(s) double PVC bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Lineo)
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676910	3400936769106	5 poche(s) double PVC bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Lineo)
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676927	3400936769274	1 poche(s) double PVC bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Lineo)
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676933	3400936769335	4 poche(s) double PVC bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Lineo)
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676956	3400936769564	1 poche(s) double PVC bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Lineo)
61274635	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676962	3400936769625	4 poche(s) double PVC bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Lineo)
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660470	3400936604704	5 poche(s) simples bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660487	3400936604872	6 poche(s) simples bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660493	3400936604933	5 poche(s) doubles bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660501	3400936605015	6 poche(s) doubles bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660518	3400936605183	5 poche(s) doubles bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660524	3400936605244	6 poche(s) doubles bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660530	3400936605305	4 poche(s) simples bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660547	3400936605473	5 poche(s) simples bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660553	3400936605534	4 poche(s) doubles bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660576	3400936605763	5 poche(s) doubles bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660582	3400936605824	4 poche(s) doubles bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660599	3400936605992	5 poche(s) doubles bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660607	3400936606074	3 poche(s) simples bicompartmenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660613	3400936606135	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660636	3400936606364	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660642	3400936606425	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660659	3400936606593	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660665	3400936606654	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660671	3400936606715	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660688	3400936606883	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660694	3400936606944	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Connecteur Lineo
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660702	3400936607026	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 4,5 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660719	3400936607194	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660725	3400936607255	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec connecteur Lineo
68874789	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660731	3400936607316	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l + Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec raccord Luer+coquille bétadinée+minicap
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527558	3400935275585	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Luer)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527564	3400935275646	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec perforateur
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527570	3400935275707	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Luer)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527587	3400935275875	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec perforateur
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527593	3400935275936	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Luer)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527601	3400935276018	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec perforateur

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527618	3400935276186	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Luer)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527624	3400935276247	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec perforateur
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527630	3400935276308	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Luer)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676979	3400936769793	1 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Lineo)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676985	3400936769854	5 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Lineo)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3676991	3400936769915	1 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Lineo)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677016	3400936770164	4 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Lineo)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677022	3400936770225	1 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Lineo)
69123770	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677039	3400936770393	4 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Lineo)
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660748	3400936607484	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660754	3400936607545	6 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660760	3400936607606	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660777	3400936607774	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660783	3400936607835	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660808	3400936608085	6 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 1,5 l avec Connecteur Lineo
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660814	3400936608146	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660820	3400936608207	5 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660837	3400936608375	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660843	3400936608436	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660866	3400936608665	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660872	3400936608726	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,0 l avec Connecteur Lineo
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660889	3400936608894	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660895	3400936608955	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660903	3400936609037	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660926	3400936609266	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660932	3400936609327	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660949	3400936609495	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 2,5 l avec Connecteur Lineo
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660955	3400936609556	3 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660961	3400936609617	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660978	3400936609785	3 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 3,0 l avec Connecteur Lineo
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660984	3400936609846	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 4,5 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3660990	3400936609907	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661009	3400936610095	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l avec Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec connecteur Lineo
65810824	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 % CLEARFLEX, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3661015	3400936610156	2 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments polypropylène polyamide SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène polyéthylène (CLEARFLEX) de 5,0 l + Raccord Luer + Ligne de branchement pour HomeChoice avec raccord Luer+coquille bétadinée+minicap
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527647	3400935276476	5 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Luer)
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527653	3400935276537	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec perforateur
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527676	3400935276766	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Luer)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527682	3400935276827	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec perforateur
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527699	3400935276995	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Luer)
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527707	3400935277077	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec perforateur
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527713	3400935277138	4 poche(s) simples bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Luer)
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527736	3400935277367	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec perforateur
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3527742	3400935277428	4 poche(s) doubles bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Luer)
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677045	3400936770454	1 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Lineo)
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677051	3400936770515	5 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 1,5 litres avec système à vis (Lineo)
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677068	3400936770683	1 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Lineo)
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677074	3400936770744	4 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2 litres avec système à vis (Lineo)
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677080	3400936770805	1 poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Lineo)
67320527	PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677097	3400936770973	4poche(s) double bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 2,5 litres avec système à vis (Lineo)
64442344	PHYSIOS 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet	GENEVRIER	3429117	3400934291173	60 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 8 g
60993898	PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3377828	3400933778286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60993898	PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3377834	3400933778347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
60993898	PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3377840	3400933778408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60993898	PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3383131	3400933831318	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60993898	PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3714852	3400937148528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60993898	PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	5585264	3400955852643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 600 comprimé(s)
66390825	PHYSIOTENS 0,3 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3377857	3400933778576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66390825	PHYSIOTENS 0,3 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3377863	3400933778637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
66390825	PHYSIOTENS 0,3 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3377886	3400933778866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66390825	PHYSIOTENS 0,3 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3384840	3400933848408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66390825	PHYSIOTENS 0,3 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	5585270	3400955852704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 600 comprimé(s)
68782718	PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3377892	3400933778927	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68782718	PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3377900	3400933779009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
68782718	PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3377917	3400933779177	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68782718	PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3384834	3400933848347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68782718	PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3714869	3400937148696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68782718	PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	5585287	3400955852872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 600 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69485869	PHYSIOTOP, solution buvable en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3513504	3400935135049	10 flacon(s) en verre brun de 15 ml
69485869	PHYSIOTOP, solution buvable en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3513510	3400935135100	20 flacon(s) en verre brun de 15 ml
69485869	PHYSIOTOP, solution buvable en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3513527	3400935135278	30 flacon(s) en verre brun de 15 ml
60408405	PHYTACIS. Trousse pour la préparation de la solution injectable de phytate de technétium [99m Tc]	CIS BIO INTERNATIONAL	5530429	3400955304296	5 flacon(s) en verre de 22,46 mg
65807949	PHYTAT DB, sirop	MARX	3083127	3400930831274	1 flacon(s) en verre de 250 ml
69094030	PHYTELIA DIGESTION, comprimé enrobé	PLANTES ET MEDECINES	3574925	3400935749253	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 comprimé(s)
63000095	PHYTELIA DOULEURS ARTICULAIRES, comprimé enrobé	PLANTES ET MEDECINES	3536712	3400935367129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 36 comprimé(s)
69424827	PHYTELIA JAMBES LOURDES, comprimé enrobé	PLANTES ET MEDECINES	3536706	3400935367068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 36 comprimé(s)
61521772	PHYTELIA NERVOSITE, comprimé enrobé	PLANTES ET MEDECINES	3536652	3400935366528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 36 comprimé(s)
67871911	PHYTELIA SOMMEIL, comprimé enrobé	PLANTES ET MEDECINES	3536675	3400935366757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 36 comprimé(s)
68054652	PHYTELIA TONIQUE, comprimé enrobé	PLANTES ET MEDECINES	3574931	3400935749314	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 36 comprimé(s)
61384455	PHYTEMAG, gélule	LESOURD	3336321	3400933363215	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
68204080	PHYTOFLUIDE GINSENG solution buvable, gouttes	ARKOPHARMA	3358475	3400933584757	1 flacon(s) compte-gouttes en verre de 50 ml
62740609	PHYTOGARGARISME, solution pour gargarisme et bain de bouche	BOIRON	3083222	3400930832226	1 flacon(s) de 30 ml
63087812	PHYTOLACCA CALENDULA BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146744	3400931467441	1 flacon(s) de 15 ml
68853923	PHYTOMELIS, solution buvable en flacon	LEHNING	3083239	3400930832394	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml - avec compte-gouttes - en verre - PVC - polypropylène
65691074	PHYTOPHOR, solution buvable en gouttes	ARKOPHARMA	3348672	3400933486723	1 flacon(s) compte-gouttes en verre coloré de 50 ml
69930917	PHYTOTUX, sirop	LEHNING	3276501	3400932765010	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml
65125261	PIASCLEDINE 300 mg, gélule	EXPANSCIENCE	3214954	3400932149544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
65125261	PIASCLEDINE 300 mg, gélule	EXPANSCIENCE	3594135	3400935941350	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69020350	PIDOLATE DE MAGNESIUM RATIOPHARM 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3281471	3400932814718	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 2,17 g
60192555	PIDOLATE DE MAGNESIUM RATIOPHARM 1,5 g, poudre pour solution buvable en sachet	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3281488	3400932814886	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 2,433 g
60971656	PIDOLATE DE MAGNESIUM RATIOPHARM 1,5 g, solution buvable en ampoule de 10 ml	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3281465	3400932814657	30 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
64200227	PIENETT CORICIDE, pommade + pansement adhésif	FUCA	3238860	3400932388608	1 tube(s) aluminium de 10 g avec pansement(s)
67538287	PILO 1 POUR CENT, collyre en solution	CHAUVIN	3457355	3400934573552	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
67675777	PILO 2 POUR CENT, collyre en solution	CHAUVIN	3457361	3400934573613	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
69510685	PILOBLOQ, collyre	SANTEN OY	3405536	3400934055362	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
66758647	PILOCARPINE 1 POUR CENT FAURE, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3241939	3400932419395	20 récipient(s) unidose(s) matière plastique de 0,4 ml
66758647	PILOCARPINE 1 POUR CENT FAURE, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3241945	3400932419456	100 récipient(s) unidose(s) matière plastique de 0,4 ml
60175972	PILOCARPINE 2 POUR CENT FAURE, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3241951	3400932419517	20 récipient(s) unidose(s) matière plastique de 0,4 ml
60175972	PILOCARPINE 2 POUR CENT FAURE, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3241968	3400932419685	100 récipient(s) unidose(s) matière plastique de 0,4 ml
67556164	PILOCARPINE CHIBRET 1 POUR CENT, collyre	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3138638	3400931386384	1 flacon(s) de 10 ml polyéthylène basse densité (PEBD) avec compte-gouttes polyéthylène
67807951	PILOCARPINE CHIBRET 2 POUR CENT, collyre	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3138561	3400931385615	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66329651	PILOGEL 4 POUR CENT, gel ophtalmique	ALCON	3350309	3400933503093	1 tube(s) étain de 5 g
68448056	PILOSELLE BOIRON, gélule	BOIRON	3328043	3400933280437	1 pilulier(s) PVC brun de 200 gélule(s)
68448056	PILOSELLE BOIRON, gélule	BOIRON	3420412	3400934204128	1 pilulier(s) PVC brun de 50 gélule(s)
62655596	PILOSURYL, solution buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3083311	3400930833117	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec cuillère-mesure
60049831	PILULES PINK 50 mg, comprimé pelliculé	SCHWARZ PHARMA	3083423	3400930834237	tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
61818407	PINAVERIUM ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3705008	3400937050081	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
61818407	PINAVERIUM ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3705014	3400937050142	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61818407	PINAVERIUM ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3705020	3400937050203	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61818407	PINAVERIUM ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3705037	3400937050371	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65010526	PINAVERIUM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3689249	3400936892491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65010526	PINAVERIUM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3693216	3400936932166	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65010526	PINAVERIUM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3693222	3400936932227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
67803141	PINAVERIUM BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3705623	3400937056236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67803141	PINAVERIUM BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3760421	3400937604215	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67771462	PINAVERIUM EG 100 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3745255	3400937452557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65466316	PINAVERIUM MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3705600	3400937056007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60077026	PINAVERIUM QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3705592	3400937055925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68161572	PINAVERIUM RANBAXY 100 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3705586	3400937055864	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67907108	PINAVERIUM RATIOPHARM 100 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM	3705617	3400937056175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67458161	PINAVERIUM SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3710363	3400937103633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68658880	PINAVERIUM TEVA 100 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3757330	3400937573306	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65401432	PINAVERIUM WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3750256	3400937502566	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65153474	PINDIONE 50 mg, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3083386	3400930833865	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
65153474	PINDIONE 50 mg, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	5536900	3400955369004	1 flacon(s) en verre brun de 250 comprimé(s)
63190698	PIPERACILLINE DAKOTA PHARM 1 g, lyophilisat pour usage parentéral	DAKOTA PHARM	3413582	3400934135828	1 flacon(s) en verre de 1 g
66947480	PIPERACILLINE DAKOTA PHARM 2 g, lyophilisat pour usage parentéral	DAKOTA PHARM	3413599	3400934135996	1 flacon(s) en verre de 2 g
64031033	PIPERACILLINE DAKOTA PHARM 4 g, lyophilisat pour usage parentéral	DAKOTA PHARM	3413607	3400934136078	1 flacon(s) en verre de 4 g
66531578	PIPERACILLINE G GAM 1 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	3659521	3400936595217	1 flacon(s) en verre de 1,042 g
66531578	PIPERACILLINE G GAM 1 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	5641471	3400956414710	5 flacon(s) en verre de 1,042 g
66531578	PIPERACILLINE G GAM 1 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	5641488	3400956414888	10 flacon(s) en verre de 1,042 g
66531578	PIPERACILLINE G GAM 1 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	5641494	3400956414949	50 flacon(s) en verre de 1,042 g
68950361	PIPERACILLINE G GAM 2 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	3691967	3400936919679	1 flacon(s) en verre de 2,084 g
68950361	PIPERACILLINE G GAM 2 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	5641519	3400956415199	5 flacon(s) en verre de 2,084 g
68950361	PIPERACILLINE G GAM 2 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	5641525	3400956415250	10 flacon(s) en verre de 2,084 g
68950361	PIPERACILLINE G GAM 2 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	5641531	3400956415311	50 flacon(s) en verre de 2,084 g
67686439	PIPERACILLINE G GAM 4 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	3691973	3400936919730	1 flacon(s) en verre de 4,168 g
67686439	PIPERACILLINE G GAM 4 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	5641554	3400956415540	5 flacon(s) en verre de 4,168 g
67686439	PIPERACILLINE G GAM 4 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	5641560	3400956415601	10 flacon(s) en verre de 4,168 g
67686439	PIPERACILLINE G GAM 4 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	ACS DOBFAR GENERICS	5641577	3400956415779	50 flacon(s) en verre de 4,168 g
68636720	PIPERACILLINE MEDIFA -K24 1 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	K24 PHARMACEUTICALS	5633678	3400956336784	1 flacon(s) en verre de 1 g

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
68994557	PIPERACILLINE MEDIFA -K24 2 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	K24 PHARMACEUTICALS	5633684	3400956336845	1 flacon(s) en verre de 2 g
63277021	PIPERACILLINE MEDIFA -K24 4 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	K24 PHARMACEUTICALS	5633690	3400956336906	1 flacon(s) en verre de 4 g
63853830	PIPERACILLINE MERCK 1 g, poudre pour solution injectable (I.M./ I.V.)	MERCK GENERIQUES	5614480	3400956144808	1 flacon(s) en verre de 1,042 g
63853830	PIPERACILLINE MERCK 1 g, poudre pour solution injectable (I.M./ I.V.)	MERCK GENERIQUES	5614497	3400956144976	10 flacon(s) en verre de 1,042 g
63293431	PIPERACILLINE MERCK 2 g, poudre pour solution injectable (I.M.- I.V.)	MERCK GENERIQUES	5614505	3400956145058	1 flacon(s) en verre de 20 ml de 2,085 g
63293431	PIPERACILLINE MERCK 2 g, poudre pour solution injectable (I.M.- I.V.)	MERCK GENERIQUES	5614511	3400956145119	10 flacon(s) en verre de 20 ml de 2,085 g
68163954	PIPERACILLINE MERCK 4 g, poudre pour solution injectable (I.M.-I.V.)	MERCK GENERIQUES	5614528	3400956145287	1 flacon(s) en verre de 4,17 g
68163954	PIPERACILLINE MERCK 4 g, poudre pour solution injectable (I.M.-I.V.)	MERCK GENERIQUES	5614534	3400956145348	10 flacon(s) en verre de 4,17 g
60251352	PIPERACILLINE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	PANPHARMA	5608309	3400956083091	1 flacon(s) en verre de 1 g
60251352	PIPERACILLINE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	PANPHARMA	5608315	3400956083152	20 flacon(s) en verre de 1 g
67770677	PIPERACILLINE PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	PANPHARMA	5608321	3400956083213	1 flacon(s) en verre de 2 g
67770677	PIPERACILLINE PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	PANPHARMA	5608338	3400956083381	20 flacon(s) en verre de 2 g
60284142	PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	PANPHARMA	5608344	3400956083442	1 flacon(s) en verre de 4 g
60284142	PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	PANPHARMA	5608350	3400956083503	20 flacon(s) en verre de 4 g
60284142	PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	PANPHARMA	5645397	3400956453979	10 flacon(s) en verre de 4 g
69287652	PIPERAZINE GIFRER BARBEZAT 15 POUR CENT, sirop	GIFRER BARBEZAT	3122442	3400931224426	1 flacon(s) en verre de 150 ml
69287652	PIPERAZINE GIFRER BARBEZAT 15 POUR CENT, sirop	GIFRER BARBEZAT	3418786	3400934187865	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60443420	PIPIOL, solution pour application cutanée	ZAMBON FRANCE	3083587	3400930835876	1 flacon(s) en verre de 25 ml avec applicateur polyéthylène basse densité (PEBD)
60443420	PIPIOL, solution pour application cutanée	ZAMBON FRANCE	3320573	3400933205737	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre de 15 ml avec tube plongeur polyéthylène basse densité (PEBD) avec valve polypropylène
62057517	PIPORTIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3141913	3400931419136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62057517	PIPORTIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3141936	3400931419365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62057517	PIPORTIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3141942	3400931419426	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
62057517	PIPORTIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3141959	3400931419594	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69610283	PIPORTIL 4 POUR CENT, solution buvable	AVENTIS	3141971	3400931419716	1 flacon(s) en verre de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène
69610283	PIPORTIL 4 POUR CENT, solution buvable	AVENTIS	3141988	3400931419884	1 flacon(s) en verre de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène
69069251	PIPORTIL L4 100 mg/4 ml, solution injectable IM en ampoule	AVENTIS	3140486	3400931404866	1 ampoule(s) en verre de 4 ml
62000861	PIPORTIL L4 25 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.M.)	AVENTIS	3137231	3400931372318	3 ampoule(s) en verre de 1 ml
64347049	PIPRAM FORT 400 mg, comprimé enrobé	AVENTIS	3266069	3400932660698	plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
64347049	PIPRAM FORT 400 mg, comprimé enrobé	AVENTIS	3266075	3400932660759	plaquette(s) thermoformée(s) de 20 comprimé(s)
64347049	PIPRAM FORT 400 mg, comprimé enrobé	AVENTIS	5545483	3400955454830	plaquette(s) thermoformée(s) de 50 comprimé(s)
64347049	PIPRAM FORT 400 mg, comprimé enrobé	AVENTIS	5545508	3400955455080	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 comprimé(s)
62393891	PIRACETAM ARROW 20 %, solution buvable	ARROW GENERIQUES	3577042	3400935770424	1 flacon(s) en verre avec seringue pour administration orale de 125 ml
67502234	PIRACETAM ARROW 400 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3596186	3400935961860	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67502234	PIRACETAM ARROW 400 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3596192	3400935961921	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67502234	PIRACETAM ARROW 400 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3596200	3400935962003	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
67502234	PIRACETAM ARROW 400 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5639474	3400956394746	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60950103	PIRACETAM ARROW 800 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3596217	3400935962171	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60950103	PIRACETAM ARROW 800 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3596223	3400935962232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
60950103	PIRACETAM ARROW 800 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3596246	3400935962461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
60950103	PIRACETAM ARROW 800 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3596252	3400935962522	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
60950103	PIRACETAM ARROW 800 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5639480	3400956394807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61732118	PIRACETAM BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3497254	3400934972546	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
61732118	PIRACETAM BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3497260	3400934972607	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)
61732118	PIRACETAM BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3497277	3400934972775	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
61732118	PIRACETAM BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3497283	3400934972836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
61732118	PIRACETAM BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3497308	3400934973086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
61732118	PIRACETAM BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3497314	3400934973147	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62287735	PIRACETAM BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3497320	3400934973208	1 flacon(s) en verre brun de 45 comprimé(s)
62287735	PIRACETAM BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3497337	3400934973376	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)
62287735	PIRACETAM BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3497343	3400934973437	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
62287735	PIRACETAM BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3497366	3400934973666	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 45 comprimé(s)
62287735	PIRACETAM BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3497372	3400934973727	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
62287735	PIRACETAM BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3497389	3400934973895	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64273136	PIRACETAM EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497136	3400934971365	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
64273136	PIRACETAM EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497142	3400934971426	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)
64273136	PIRACETAM EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497159	3400934971594	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
64273136	PIRACETAM EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497165	3400934971655	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
64273136	PIRACETAM EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497171	3400934971716	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 84 comprimé(s)
64273136	PIRACETAM EG 400 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497188	3400934971884	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
66986355	PIRACETAM EG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497194	3400934971945	1 flacon(s) en verre brun de 45 comprimé(s)
66986355	PIRACETAM EG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497202	3400934972027	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)
66986355	PIRACETAM EG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497219	3400934972195	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
66986355	PIRACETAM EG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497225	3400934972256	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 45 comprimé(s)
66986355	PIRACETAM EG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497231	3400934972317	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 84 comprimé(s)
66986355	PIRACETAM EG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3497248	3400934972485	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
62302920	PIRACETAM GNR 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3595040	3400935950406	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62302920	PIRACETAM GNR 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3595057	3400935950574	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62302920	PIRACETAM GNR 400 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3595063	3400935950635	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
65450002	PIRACETAM GNR 800 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3595092	3400935950925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65450002	PIRACETAM GNR 800 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3595100	3400935951007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
65450002	PIRACETAM GNR 800 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3766493	3400937664936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 45 comprimé(s)
63456031	PIRACETAM IVAX 20 %, solution buvable	IVAX PHARMACEUTICALS	3623747	3400936237476	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec pipette(s) graduée(s) polyéthylène basse densité (PEBD) polystyrène
60476858	PIRACETAM IVAX 400 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3621116	3400936211162	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
60476858	PIRACETAM IVAX 400 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3621122	3400936211223	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
60476858	PIRACETAM IVAX 400 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3621139	3400936211391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66472133	PIRACETAM IVAX 800 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3621079	3400936210790	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 45 comprimé(s)
66472133	PIRACETAM IVAX 800 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3621085	3400936210851	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
66472133	PIRACETAM IVAX 800 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3621091	3400936210912	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67370590	PIRACETAM MERCK 20 %, solution buvable	MERCK GENERIQUES	3602544	3400936025448	flacon(s) en verre brun de 125 ml avec seringue pour administration orale polyéthylène polystyrène
66992917	PIRACETAM MERCK 400 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3595117	3400935951175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66992917	PIRACETAM MERCK 400 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3595123	3400935951236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66992917	PIRACETAM MERCK 400 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3595146	3400935951465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
69774158	PIRACETAM MERCK 800 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3595152	3400935951526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69774158	PIRACETAM MERCK 800 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3595169	3400935951694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
69774158	PIRACETAM MERCK 800 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3595175	3400935951755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69774158	PIRACETAM MERCK 800 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3595181	3400935951816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
62099434	PIRACETAM QUALIMED 20 %, solution buvable	QUALIMED (LYON)	3602538	3400936025387	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec seringue pour administration orale polyéthylène polystyrène
62547923	PIRACETAM QUALIMED 400 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3595198	3400935951984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62547923	PIRACETAM QUALIMED 400 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3595206	3400935952066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62547923	PIRACETAM QUALIMED 400 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3595212	3400935952127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
69865145	PIRACETAM QUALIMED 800 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3593130	3400935931306	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69865145	PIRACETAM QUALIMED 800 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3595229	3400935952295	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69865145	PIRACETAM QUALIMED 800 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3595235	3400935952356	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
69865145	PIRACETAM QUALIMED 800 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3595867	3400935958679	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
64477295	PIRACETAM RATIOPHARM 800 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617534	3400936175341	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 45 comprimé(s)
64477295	PIRACETAM RATIOPHARM 800 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617540	3400936175402	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69895195	PIRACETAM RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512597	3400935125972	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
69895195	PIRACETAM RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512605	3400935126054	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)
69895195	PIRACETAM RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512611	3400935126115	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
69895195	PIRACETAM RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512628	3400935126283	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 60 comprimé(s)
69895195	PIRACETAM RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512634	3400935126344	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 84 comprimé(s)
69895195	PIRACETAM RPG 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512640	3400935126405	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s)
63587479	PIRACETAM RPG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512657	3400935126573	1 flacon(s) en verre brun de 45 comprimé(s)
63587479	PIRACETAM RPG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512663	3400935126634	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63587479	PIRACETAM RPG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512686	3400935126863	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
63587479	PIRACETAM RPG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512692	3400935126924	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 45 comprimé(s)
63587479	PIRACETAM RPG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512700	3400935127006	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 84 comprimé(s)
63587479	PIRACETAM RPG 800 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3512717	3400935127174	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s)
68603880	PIRACETAM SANDOZ 20 POUR CENT, solution buvable	SANDOZ	3680840	3400936808409	flacon(s) en verre de 125 ml avec pipette(s) doseuse(s) polyéthylène polystyrène
60608548	PIRACETAM SANDOZ 800 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3766814	3400937668149	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 45 comprimé(s)
66837265	PIRACETAM TEVA 800 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3596737	3400935967374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
62658845	PIRACETAM UCB 1,2 g/6 ml, solution buvable en ampoule	VEDIM PHARMA	3353265	3400933532659	10 ampoule(s) en verre de 6 ml
62658845	PIRACETAM UCB 1,2 g/6 ml, solution buvable en ampoule	VEDIM PHARMA	3353271	3400933532710	30 ampoule(s) en verre de 6 ml
64977674	PIRACETAM UCB 20 %, solution buvable en flacon	VEDIM PHARMA	3638476	3400936384767	1 flacon(s) en verre brun avec mesurette(s) graduée(s) de 125 ml
65044795	PIRACETAM UCB 800 mg, comprimé pelliculé	VEDIM PHARMA	3299407	3400932994076	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
65044795	PIRACETAM UCB 800 mg, comprimé pelliculé	VEDIM PHARMA	3299413	3400932994137	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
66385917	PIRACETAM WINTHROP 400 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3596269	3400935962690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66385917	PIRACETAM WINTHROP 400 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3596275	3400935962751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66385917	PIRACETAM WINTHROP 400 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3596281	3400935962812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
64768030	PIRACETAM WINTHROP 800 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3596708	3400935967084	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
64768030	PIRACETAM WINTHROP 800 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3596714	3400935967145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64768030	PIRACETAM WINTHROP 800 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3596720	3400935967206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
64145371	PIRACETAM ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3541191	3400935411914	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
64145371	PIRACETAM ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3541541	3400935415417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
64145371	PIRACETAM ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3541558	3400935415585	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 84 comprimé(s)
64145371	PIRACETAM ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3541564	3400935415646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
64145371	PIRACETAM ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3541601	3400935416018	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
64145371	PIRACETAM ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3541618	3400935416186	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)
68024470	PIRACETAM ZYDUS 800 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3541216	3400935412164	1 flacon(s) en verre brun de 45 comprimé(s)
68024470	PIRACETAM ZYDUS 800 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3541222	3400935412225	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)
68024470	PIRACETAM ZYDUS 800 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3541239	3400935412393	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
68024470	PIRACETAM ZYDUS 800 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3541570	3400935415707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 45 comprimé(s)
68024470	PIRACETAM ZYDUS 800 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3541587	3400935415875	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 84 comprimé(s)
68024470	PIRACETAM ZYDUS 800 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3541593	3400935415936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
64769709	PIRIBUTEROL 3M SANTE AUTOHALER 200 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3404258	3400934042584	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 200 dose(s)
60865642	PIRIBEDIL ARDIX 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3485653	3400934856532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60865642	PIRIBEDIL ARDIX 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3485676	3400934856761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60865642	PIRIBEDIL ARDIX 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3485682	3400934856822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60865642	PIRIBEDIL ARDIX 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3485699	3400934856990	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
60865642	PIRIBEDIL ARDIX 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3485707	3400934857072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60865642	PIRIBEDIL ARDIX 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3485713	3400934857133	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60865642	PIRIBEDIL ARDIX 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3485736	3400934857362	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66158620	PIRIBEDIL BIOGARAN 20 mg, comprimé enrobé	BIOGARAN	3308230	3400933082307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65270709	PIRIBEDIL BIOGARAN 3 mg/1 ml, solution injectable	BIOGARAN	3308773	3400933087739	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
65270709	PIRIBEDIL BIOGARAN 3 mg/1 ml, solution injectable	BIOGARAN	3308796	3400933087968	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
65270709	PIRIBEDIL BIOGARAN 3 mg/1 ml, solution injectable	BIOGARAN	3308804	3400933088040	12 ampoule(s) en verre de 1 ml
65270709	PIRIBEDIL BIOGARAN 3 mg/1 ml, solution injectable	BIOGARAN	3308810	3400933088101	18 ampoule(s) en verre de 1 ml
65270709	PIRIBEDIL BIOGARAN 3 mg/1 ml, solution injectable	BIOGARAN	3308827	3400933088279	24 ampoule(s) en verre de 1 ml
65270709	PIRIBEDIL BIOGARAN 3 mg/1 ml, solution injectable	BIOGARAN	5560726	3400955607267	60 ampoule(s) en verre de 1 ml
65270709	PIRIBEDIL BIOGARAN 3 mg/1 ml, solution injectable	BIOGARAN	5560732	3400955607328	120 ampoule(s) en verre de 1 ml
66567656	PIRIBEDIL BIOGARAN 50 mg LP, comprimé enrobé à libération prolongée	BIOGARAN	3308247	3400933082475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66567656	PIRIBEDIL BIOGARAN 50 mg LP, comprimé enrobé à libération prolongée	BIOGARAN	3308253	3400933082536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66567656	PIRIBEDIL BIOGARAN 50 mg LP, comprimé enrobé à libération prolongée	BIOGARAN	3308299	3400933082994	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66567656	PIRIBEDIL BIOGARAN 50 mg LP, comprimé enrobé à libération prolongée	BIOGARAN	3308307	3400933083076	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
66567656	PIRIBEDIL BIOGARAN 50 mg LP, comprimé enrobé à libération prolongée	BIOGARAN	3308520	3400933085209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66567656	PIRIBEDIL BIOGARAN 50 mg LP, comprimé enrobé à libération prolongée	BIOGARAN	3308750	3400933087500	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
66567656	PIRIBEDIL BIOGARAN 50 mg LP, comprimé enrobé à libération prolongée	BIOGARAN	3308767	3400933087678	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66454982	PIRILENE 500 mg, comprimé	MARION MERRELL	3238707	3400932387076	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68645648	PIROTEC 20 mg, suppositoire	INNOTECH INTERNATIONAL	3450086	3400934500862	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
60155699	PIROTEC 20 mg/1 ml, solution injectable	INNOTECH INTERNATIONAL	3456462	3400934564628	1 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
60155699	PIROTEC 20 mg/1 ml, solution injectable	INNOTECH INTERNATIONAL	3456479	3400934564796	2 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
65588341	PIROXICAM BERAL 0,5 POUR CENT, gel	PFIZER HOLDING FRANCE	3497018	3400934970184	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
65523393	PIROXICAM BERAL 10 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3396895	3400933968953	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
61241731	PIROXICAM BERAL 20 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3396903	3400933969035	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
60085795	PIROXICAM BERAL 20 mg, suppositoire	PFIZER HOLDING FRANCE	3473130	3400934731303	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 15 suppositoire(s)
62408891	PIROXICAM BERAL 20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule (IM)	PFIZER HOLDING FRANCE	3396748	3400933967482	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
62408891	PIROXICAM BERAL 20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule (IM)	PFIZER HOLDING FRANCE	3396754	3400933967543	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
62290603	PIROXICAM BERAL DISPERSIBLE 20 mg, comprimé dispersible sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3396866	3400933968663	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
62290603	PIROXICAM BERAL DISPERSIBLE 20 mg, comprimé dispersible sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3396872	3400933968724	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
62290603	PIROXICAM BERAL DISPERSIBLE 20 mg, comprimé dispersible sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3396889	3400933968892	1 flacon(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
68659391	PIROXICAM BIOGARAN 10 mg, gélule	BIOGARAN	3430132	3400934301322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69052120	PIROXICAM BIOGARAN 20 mg, gélule	BIOGARAN	3430149	3400934301490	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 gélule(s)
66401990	PIROXICAM EG 10 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3456901	3400934569012	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
62096096	PIROXICAM EG 20 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3456918	3400934569180	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 gélule(s)
69901011	PIROXICAM EXPANPHARM 10 mg, gélule	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3473176	3400934731761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
64904473	PIROXICAM EXPANPHARM 20 mg, gélule	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3473182	3400934731822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
67580012	PIROXICAM FOURNIER 20 mg/ml, solution injectable (IM)	FOURNIER	3534558	3400935345585	1 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
67580012	PIROXICAM FOURNIER 20 mg/ml, solution injectable (IM)	FOURNIER	3534564	3400935345646	2 ampoule(s) en verre brun de 1 ml



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
61355254	PIROXICAM G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3407529	3400934075292	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 20 comprimé(s)
61355254	PIROXICAM G GAM 10 mg, comprimé	G GAM	3432533	3400934325335	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 30 comprimé(s)
60699156	PIROXICAM G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3407535	3400934075353	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 20 comprimé(s)
60699156	PIROXICAM G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3432556	3400934325564	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 15 comprimé(s)
63887042	PIROXICAM GNR 10 mg, gélule	SANDOZ	3383674	3400933836740	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67303937	PIROXICAM INNOTECH INTERNATIONAL 10 mg, gélule	INNOTECH INTERNATIONAL	3450028	3400934500282	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 gélule(s)
66172506	PIROXICAM INNOTECH INTERNATIONAL 20 mg, gélule	INNOTECH INTERNATIONAL	3450034	3400934500343	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 gélule(s)
62739350	PIROXICAM INNOTECH INTERNATIONAL 20 mg/1 ml, solution injectable	INNOTECH INTERNATIONAL	3456485	3400934564857	1 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
62739350	PIROXICAM INNOTECH INTERNATIONAL 20 mg/1 ml, solution injectable	INNOTECH INTERNATIONAL	3456491	3400934564918	2 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
69707686	PIROXICAM INNOTHERA 20 mg, suppositoire	INNOTECH INTERNATIONAL	3450040	3400934500404	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
62593130	PIROXICAM IVAX 10 mg, gélule	IVAX PHARMACEUTICALS	3603986	3400936039865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62179115	PIROXICAM IVAX 20 mg, gélule	IVAX PHARMACEUTICALS	3603963	3400936039636	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
69546795	PIROXICAM IVAX 20 mg, suppositoire	IVAX PHARMACEUTICALS	3459319	3400934593192	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 15 suppositoire(s)
61297908	PIROXICAM IVAX 20 mg/1 ml, solution injectable (IM)	IVAX PHARMACEUTICALS	3459271	3400934592713	1 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
61297908	PIROXICAM IVAX 20 mg/1 ml, solution injectable (IM)	IVAX PHARMACEUTICALS	3459288	3400934592881	2 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
60288614	PIROXICAM MERCK 10 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3404123	3400934041235	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
60288614	PIROXICAM MERCK 10 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3607429	3400936074293	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	3498880	3400934988806	1 flacon(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	3498897	3400934988974	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	3498905	3400934989056	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	3498934	3400934989346	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	3501808	3400935018083	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	3501814	3400935018144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	5620351	3400956203512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	5620368	3400956203680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 150 comprimé(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	5620374	3400956203741	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67785736	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable	MERCK GENERIQUES	5620380	3400956203802	1 flacon(s) polypropylène de 150 comprimé(s)
69482905	PIROXICAM MERCK 20 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3404146	3400934041464	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)
69482905	PIROXICAM MERCK 20 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3607613	3400936076136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 gélule(s)
69405104	PIROXICAM MERCK 20 mg, suppositoire	MERCK GENERIQUES	3473124	3400934731242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 15 suppositoire(s)
67671558	PIROXICAM MERCK 20 mg/1 ml, solution injectable (IM)	MERCK GENERIQUES	3473147	3400934731471	1 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
67671558	PIROXICAM MERCK 20 mg/1 ml, solution injectable (IM)	MERCK GENERIQUES	3473153	3400934731532	2 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
62718872	PIROXICAM PALBIAN 10 mg, gélule	PALBIAN	3506786	3400935067869	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
64068003	PIROXICAM PALBIAN 20 mg, gélule	PALBIAN	3506792	3400935067920	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 gélule(s)
62560543	PIROXICAM RATIOPHARM 20 mg, suppositoire	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3380925	3400933809256	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 15 suppositoire(s)
67667289	PIROXICAM RATIOPHARM 20 mg/1 ml, solution injectable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3486724	3400934867248	1 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
67667289	PIROXICAM RATIOPHARM 20 mg/1 ml, solution injectable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3486730	3400934867309	2 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
62651719	PIROXICAM RPG 10 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3363022	3400933630225	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62651719	PIROXICAM RPG 10 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3363039	3400933630393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
62651719	PIROXICAM RPG 10 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3363045	3400933630454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62651719	PIROXICAM RPG 10 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3363051	3400933630515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
61388069	PIROXICAM RPG 20 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3363068	3400933630683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
61388069	PIROXICAM RPG 20 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3363074	3400933630744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61388069	PIROXICAM RPG 20 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3363080	3400933630805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61388069	PIROXICAM RPG 20 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3363097	3400933630973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
63579500	PIROXICAM SANDOZ 20 mg, gélule	SANDOZ	3679593	3400936795938	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 15 gélule(s)
64515931	PIROXICAM TEVA 10 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3611543	3400936115439	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
65592763	PIROXICAM TEVA 20 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3611566	3400936115668	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 gélule(s)
69721369	PIROXICAM TEVA 20 mg/1 ml, solution injectable (IM)	TEVA CLASSICS	3473199	3400934731990	1 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
69721369	PIROXICAM TEVA 20 mg/1 ml, solution injectable (IM)	TEVA CLASSICS	3611537	3400936115378	2 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
67769721	PIROXICAM TEVA PHARMA 10 mg, gélule	TEVA PHARMA BV	3416882	3400934168826	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67769721	PIROXICAM TEVA PHARMA 10 mg, gélule	TEVA PHARMA BV	3416899	3400934168994	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
61013998	PIROXICAM TEVA PHARMA 20 mg, gélule	TEVA PHARMA BV	3416907	3400934169076	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
61013998	PIROXICAM TEVA PHARMA 20 mg, gélule	TEVA PHARMA BV	3416913	3400934169137	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)
63484333	PIROXICAM WINTHROP 10 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3674779	3400936747791	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
62196004	PIROXICAM WINTHROP 20 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3674785	3400936747852	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)
67358008	PIROXICAM ZYDUS 10 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3643135	3400936431355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
62486915	PIROXICAM ZYDUS 20 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3643106	3400936431065	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 gélule(s)
62236299	PIROXICAM-RATIOPHARM 10 mg, gélule	RATIOPHARM	3450057	3400934500572	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 gélule(s)
62236299	PIROXICAM-RATIOPHARM 10 mg, gélule	RATIOPHARM	3477582	3400934775826	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
62236299	PIROXICAM-RATIOPHARM 10 mg, gélule	RATIOPHARM	3477599	3400934775994	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
67634588	PIROXICAM-RATIOPHARM 20 mg, gélule	RATIOPHARM	3450063	3400934500633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 gélule(s)
66905563	PISSENLIT BOIRON, gélule	BOIRON	3332211	3400933322113	1 pilulier(s) PVC brun de 200 gélule(s)
66905563	PISSENLIT BOIRON, gélule	BOIRON	3417315	3400934173158	1 pilulier(s) PVC brun de 50 gélule(s)
69386173	PISSENLIT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3652878	3400936528789	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 30 gélule(s)
69386173	PISSENLIT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3652884	3400936528840	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 45 gélule(s)
69386173	PISSENLIT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3652890	3400936528901	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 50 gélule(s)
69386173	PISSENLIT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3652909	3400936529090	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 60 gélule(s)
69386173	PISSENLIT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3652915	3400936529151	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 90 gélule(s)
64779564	PIVALATE DE TIXOCORTOL/DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE PARKE DAVIS, suspension pour pulvérisation buccale	PFIZER	3534966	3400935349668	1 flacon(s) polyéthylène de 12 ml avec pompe doseuse avec embout buccal en polyéthylène
65832411	PIVALONE 1 POUR CENT, suspension nasale	PFIZER	3206110	3400932061105	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67476031	PLANOR, comprimé	EFFIK	3083788	3400930837887	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
62937161	PLANPHYLLINE 300 mg, comprimé sécable à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3269122	3400932691227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 30 comprimé(s)
63223543	PLAQUENIL 200 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3083819	3400930838198	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
67767535	PLAQUENIL 200 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3644146	3400936441460	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63765106	PLASMACAIR, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	5561536	3400955615361	1 flacon(s) en verre de 125 ml
63765106	PLASMACAIR, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	5561542	3400955615422	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63765106	PLASMACAIR, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	5561559	3400955615590	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63765106	PLASMACAIR, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	5561565	3400955615651	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
62376290	PLASMALYTE 1 G 5 BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	5549245	3400955492450	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
62376290	PLASMALYTE 1 G 5 BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	5549251	3400955492511	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
66517888	PLASMALYTE 3 G10, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5561080	3400955610809	1 poche(s) PVC plastifié de 250 ml
66517888	PLASMALYTE 3 G10, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5561097	3400955610977	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
66517888	PLASMALYTE 3 G10, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5561105	3400955611059	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
62412669	PLASMALYTE 3 G5, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3375108	3400933751081	1 poche(s) PVC plastifié de 250 ml
62412669	PLASMALYTE 3 G5, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3375114	3400933751142	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
62412669	PLASMALYTE 3 G5, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3375120	3400933751203	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
66549291	PLASMALYTE 4 G10, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5561111	3400955611110	1 poche(s) PVC plastifié de 250 ml
66549291	PLASMALYTE 4 G10, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5561128	3400955611288	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
66549291	PLASMALYTE 4 G10, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5561134	3400955611349	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
66776549	PLASMALYTE 4 G5, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5561186	3400955611868	1 poche(s) PVC plastifié de 250 ml
66776549	PLASMALYTE 4 G5, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5561192	3400955611929	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
66776549	PLASMALYTE 4 G5, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5561200	3400955612001	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
68265215	PLASMALYTE ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3706640	3400937066402	30 poche(s) (VIAFLO) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
68265215	PLASMALYTE ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3706657	3400937066570	20 poche(s) (VIAFLO) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
68265215	PLASMALYTE ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3706663	3400937066631	10 poche(s) (VIAFLO) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
64090327	PLASMALYTE VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3706551	3400937065511	50 poche(s) (VIAFLO) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
64090327	PLASMALYTE VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3706568	3400937065689	50 poche(s) (VIAFLO) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml
64090327	PLASMALYTE VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3706574	3400937065740	35 poche(s) (VIAFLO) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 150 ml
64090327	PLASMALYTE VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3706580	3400937065801	30 poche(s) (VIAFLO) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
64090327	PLASMALYTE VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3706597	3400937065979	20 poche(s) (VIAFLO) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
64090327	PLASMALYTE VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3706605	3400937066051	10 poche(s) (VIAFLO) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
69077294	PLASMION, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5583615	3400955836155	1 poche(s) PVC matière plastique de 500 ml
62632537	PLASMOHES 10 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514159	3400935141590	12 flacon(s) en verre de 250 ml
62632537	PLASMOHES 10 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514165	3400935141651	12 flacon(s) en verre de 500 ml
62632537	PLASMOHES 10 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514171	3400935141712	20 poche(s) PVC de 250 ml suremballée/surpochée polyéthylène polypropylène
62632537	PLASMOHES 10 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514188	3400935141880	30 poche(s) PVC de 250 ml suremballée/surpochée polyéthylène polypropylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62632537	PLASMOHES 10 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514194	3400935141941	20 poche(s) PVC de 500 ml suremballée/surpochée polyéthylène polypropylène
68912827	PLASMOHES 6 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514202	3400935142023	20 poche(s) PVC suremballée/surpochée polyéthylène polypropylène de 250 ml
68912827	PLASMOHES 6 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514219	3400935142191	30 poche(s) PVC suremballée/surpochée polyéthylène polypropylène de 250 ml
68912827	PLASMOHES 6 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514225	3400935142252	20 poche(s) PVC suremballée/surpochée polyéthylène polypropylène de 500 ml
68912827	PLASMOHES 6 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514231	3400935142313	12 flacon(s) en verre de 250 ml
68912827	PLASMOHES 6 POUR CENT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3514248	3400935142481	12 flacon(s) en verre de 500 ml
68102816	PLASTENAN, pommade	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE	3083937	3400930839379	1 tube(s) aluminium de 40 g
63564053	PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé	SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB SNC	3506444	3400935064448	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63564053	PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé	SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB SNC	3506450	3400935064509	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
63564053	PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé	SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB SNC	5620204	3400956202041	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62206181	PLEGISOL, SOLUTION CARDIOPLEGIQUE POUR VOIE INTRACORONAIRE EN POCHE	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5559769	3400955597698	1 poche(s) PVC de 1000 ml
60803822	PLENESIA, comprimé enrobé	MEDIFLOR	3652967	3400936529670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60803822	PLENESIA, comprimé enrobé	MEDIFLOR	3652973	3400936529731	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
60803822	PLENESIA, comprimé enrobé	MEDIFLOR	3780317	3400937803175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63089642	PLENYL, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3326558	3400933265588	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63089642	PLENYL, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3326564	3400933265649	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
63089642	PLENYL, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3326570	3400933265700	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
61346974	PLEXIUM LEHNING 50 microgrammes, gélule	LEHNING	3407570	3400934075704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63707099	PLITICAN ENFANTS ET NOURRISSONS, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3243269	3400932432691	1 flacon(s) de 60 ml avec compte-gouttes
63707099	PLITICAN ENFANTS ET NOURRISSONS, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3251240	3400932512409	1 flacon(s) de 30 ml avec compte-gouttes
61412919	PLITICAN, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3243246	3400932432462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61412919	PLITICAN, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3248640	3400932486403	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
61412919	PLITICAN, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3268335	3400932683352	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68650684	PLITICAN, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3224148	3400932241484	6 ampoule(s) de 2 ml
62760565	PLUREXID 1,5 POUR CENT, solution pour application cutanée	UCB PHARMA	3202939	3400932029396	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 ml avec embout polyéthylène basse densité (PEBD)
62760565	PLUREXID 1,5 POUR CENT, solution pour application cutanée	UCB PHARMA	3202945	3400932029457	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 400 ml avec embout polyéthylène basse densité (PEBD)
62760565	PLUREXID 1,5 POUR CENT, solution pour application cutanée	UCB PHARMA	3202951	3400932029518	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 ml avec embout polyéthylène basse densité (PEBD)
61961323	PLURIBIASE, comprimé enrobé	BOUCHARA RECORDATI	3352053	3400933520533	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 3 comprimé(s)
68129471	PLURIFACTOR, comprimé enrobé	GOMENOL	3084078	3400930840788	tube(s) aluminium verni de 30 comprimé(s)
68986172	PLURINATRYL, poudre orale en sachet-dose	GIFRER BARBEZAT	3187536	3400931875369	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 5 g
66154052	PNEUMASEPTIC ADULTES, sirop	TRADIPHAR	3084121	3400930841211	1 flacon(s) en verre de 200 ml
66154052	PNEUMASEPTIC ADULTES, sirop	TRADIPHAR	3276464	3400932764648	1 flacon(s) en verre de 150 ml
68819650	PNEUMO 23, solution injectable en récipient multidose, vaccin pneumococcique polysidique	SANOFI PASTEUR	3687345	3400936873452	10 flacon(s) en verre de 2,5 ml
65861879	PNEUMO 23, solution injectable en seringue pré-remplie, vaccin pneumococcique polysidique	SANOFI PASTEUR	3243482	3400932434824	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65861879	PNEUMO 23, solution injectable en seringue pré-remplie. vaccin pneumococcique polysidique	SANOPI PASTEUR	3423327	3400934233272	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69392201	PNEUMOCLAR ENFANTS, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3248893	3400932488933	1 flacon(s) en verre de 125 ml
69392201	PNEUMOCLAR ENFANTS, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3253368	3400932533688	1 flacon(s) en verre de 150 ml
69392201	PNEUMOCLAR ENFANTS, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3253374	3400932533749	1 flacon(s) en verre de 200 ml
68312871	PNEUMOGEINE 1 POUR CENT, sirop	SERP	3084150	3400930841501	1 flacon(s) PVC de 200 ml avec cuillère-mesure polypropylène de 10 ml
67956799	PNEUMOGENOL, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3084173	3400930841730	1 flacon(s) en verre brun de 180 ml
67956799	PNEUMOGENOL, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3496846	3400934968464	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
69676949	PNEUMOPAN, sirop	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3117429	3400931174295	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
69676949	PNEUMOPAN, sirop	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3279126	3400932791262	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
64029331	PNEUMOPLASME A L'HISTAMINE, sinapisme	NATUR & PHARM	3084210	3400930842102	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 sinapisme(s)
68500108	PNEUMOPLASME GRAND MODELE, sinapisme	NATUR & PHARM	3084204	3400930842041	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 sinapisme(s) de 1600 cm2
65887009	PNEUMOPLASME PETIT MODELE, sinapisme	NATUR & PHARM	3084196	3400930841969	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 sinapisme(s) de 1200 cm2
64986431	PNEUMOREL 0,2 POUR CENT, sirop	SERVIER	3137975	3400931379751	1 flacon(s) PVC brun de 60 ml
64986431	PNEUMOREL 0,2 POUR CENT, sirop	SERVIER	3137981	3400931379812	1 flacon(s) PVC brun de 150 ml
64986431	PNEUMOREL 0,2 POUR CENT, sirop	SERVIER	3137998	3400931379980	1 flacon(s) PVC brun de 300 ml
68865904	PNEUMOREL 80 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3192945	3400931929451	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
68865904	PNEUMOREL 80 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3192951	3400931929512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68865904	PNEUMOREL 80 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3192968	3400931929680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
68865904	PNEUMOREL 80 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3192974	3400931929741	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68865904	PNEUMOREL 80 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3192980	3400931929802	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
68865904	PNEUMOREL 80 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3192997	3400931929970	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
68865904	PNEUMOREL 80 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3193005	3400931930051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68865904	PNEUMOREL 80 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3193011	3400931930112	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66229252	PNEUMOVAX en flacon, vaccin pneumococcique polysidique	SANOPI PASTEUR MSD	3552800	3400935528001	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
66229252	PNEUMOVAX en flacon, vaccin pneumococcique polysidique	SANOPI PASTEUR MSD	3552817	3400935528179	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
66229252	PNEUMOVAX en flacon, vaccin pneumococcique polysidique	SANOPI PASTEUR MSD	3552823	3400935528230	20 flacon(s) en verre de 0,5 ml
64593595	PO 12 2 POUR CENT, crème	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3402124	3400934021244	1 tube(s) aluminium de 15 g
64593595	PO 12 2 POUR CENT, crème	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3527995	3400935279958	1 tube(s) aluminium de 40 g
63192628	PO 12 30 mg, suppositoire	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3077500	3400930775004	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 10 suppositoire(s)
69948580	POCONEOL N.1, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084233	3400930842331	1 flacon(s) de 15 ml
60411287	POCONEOL N.10, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084256	3400930842560	1 flacon(s) de 15 ml
69931990	POCONEOL N.11, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084262	3400930842621	1 flacon(s) de 15 ml
68227435	POCONEOL N.12, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084279	3400930842799	1 flacon(s) de 15 ml
60645781	POCONEOL N.13, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084285	3400930842850	1 flacon(s) de 15 ml
60202227	POCONEOL N.14, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084291	3400930842911	1 flacon(s) de 15 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69308687	POCONEOL N.15, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084322	3400930843222	1 flacon(s) de 15 ml
65578621	POCONEOL N.16, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084316	3400930843161	1 flacon(s) de 15 ml
64411690	POCONEOL N.17, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084339	3400930843390	1 flacon(s) de 15 ml
61698580	POCONEOL N.18, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084345	3400930843451	1 flacon(s) de 15 ml
69174245	POCONEOL N.19, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084351	3400930843512	1 flacon(s) de 15 ml
62882640	POCONEOL N.2, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084368	3400930843680	1 flacon(s) de 15 ml
61220089	POCONEOL N.20, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084374	3400930843741	1 flacon(s) de 15 ml
67197291	POCONEOL N.21, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084380	3400930843802	1 flacon(s) de 15 ml
68729929	POCONEOL N.22, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084397	3400930843970	1 flacon(s) de 15 ml
65897373	POCONEOL N.23, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084405	3400930844052	1 flacon(s) de 15 ml
63417861	POCONEOL N.24, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084411	3400930844113	1 flacon(s) de 15 ml
69639114	POCONEOL N.25, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084227	3400930842270	1 flacon(s) de 15 ml
69150080	POCONEOL N.26, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084428	3400930844281	1 flacon(s) de 15 ml
69943252	POCONEOL N.27, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084434	3400930844342	1 flacon(s) de 15 ml
63140485	POCONEOL N.28, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084440	3400930844403	1 flacon(s) de 15 ml
60297054	POCONEOL N.3, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084457	3400930844571	1 flacon(s) de 15 ml
64487186	POCONEOL N.31, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084463	3400930844632	1 flacon(s) de 15 ml
67989564	POCONEOL N.32, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084486	3400930844861	1 flacon(s) de 15 ml
69519307	POCONEOL N.34, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084492	3400930844922	1 flacon(s) de 15 ml
60924966	POCONEOL N.35, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084500	3400930845004	1 flacon(s) de 15 ml
68255541	POCONEOL N.37, solution buvable(gouttes)	PLANTES ET MEDECINES	3084517	3400930845172	1 flacon(s) de 15 ml
60020993	POCONEOL N.4, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084523	3400930845233	1 flacon(s) de 15 ml
66130254	POCONEOL N.43, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084546	3400930845462	1 flacon(s) de 15 ml
61602929	POCONEOL N.44, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084552	3400930845523	1 flacon(s) de 15 ml
63677122	POCONEOL N.48, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084569	3400930845691	1 flacon(s) de 15 ml
68116431	POCONEOL N.5, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084575	3400930845752	1 flacon(s) de 15 ml
67150181	POCONEOL N.50, solution buvable gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084581	3400930845813	1 flacon(s) de 15 ml
69991005	POCONEOL N.51, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084598	3400930845981	1 flacon(s) de 15 ml
61843563	POCONEOL N.53, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084606	3400930846063	1 flacon(s) de 15 ml
64447291	POCONEOL N.54, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084612	3400930846124	1 flacon(s) de 15 ml
66482654	POCONEOL N.55, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084629	3400930846292	1 flacon(s) de 15 ml
62804296	POCONEOL N.56, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084635	3400930846353	1 flacon(s) de 15 ml
63847140	POCONEOL N.57, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084641	3400930846414	1 flacon(s) de 15 ml
62696582	POCONEOL N.58, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084658	3400930846582	1 flacon(s) de 15 ml
60569846	POCONEOL N.59, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084664	3400930846643	1 flacon(s) de 15 ml
64302050	POCONEOL N.6, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084670	3400930846704	1 flacon(s) de 15 ml
66233471	POCONEOL N.61, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084687	3400930846872	1 flacon(s) de 15 ml
62317096	POCONEOL N.63, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084693	3400930846933	1 flacon(s) de 15 ml
60716794	POCONEOL N.65, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084701	3400930847015	1 flacon(s) de 15 ml
63975193	POCONEOL N.66, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084718	3400930847183	1 flacon(s) de 15 ml
66914092	POCONEOL N.67, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084724	3400930847244	1 flacon(s) de 15 ml
60757951	POCONEOL N.69, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084730	3400930847305	1 flacon(s) de 15 ml
62871494	POCONEOL N.7, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084747	3400930847473	1 flacon(s) de 15 ml
62356163	POCONEOL N.71, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084753	3400930847534	1 flacon(s) de 15 ml
60795208	POCONEOL N.73, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084776	3400930847763	1 flacon(s) de 15 ml
61223288	POCONEOL N.74, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084782	3400930847824	1 flacon(s) de 15 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65798261	POCONEOL N.75, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084799	3400930847992	1 flacon(s) de 15 ml
68193029	POCONEOL N.76, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084807	3400930848074	1 flacon(s) de 15 ml
65770290	POCONEOL N.77, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084813	3400930848135	1 flacon(s) de 15 ml
65297122	POCONEOL N.79, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084836	3400930848364	1 flacon(s) de 15 ml
61093581	POCONEOL N.8, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084842	3400930848425	1 flacon(s) de 15 ml
62090307	POCONEOL N.81, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084859	3400930848593	1 flacon(s) de 15 ml
69708585	POCONEOL N.82, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084865	3400930848654	1 flacon(s) de 15 ml
68496446	POCONEOL N.9, solution buvable, gouttes	PLANTES ET MEDECINES	3084871	3400930848715	1 flacon(s) de 15 ml
61988466	POLARAMINE 0,01 POUR CENT, sirop	SCHERING PLOUGH	3084919	3400930849194	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
61988466	POLARAMINE 0,01 POUR CENT, sirop	SCHERING PLOUGH	3418964	3400934189647	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec cuillère-mesure polystyrène
65570749	POLARAMINE 2 mg, comprimé sécable	SCHERING PLOUGH	3084894	3400930848944	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
65570749	POLARAMINE 2 mg, comprimé sécable	SCHERING PLOUGH	3422730	3400934227301	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
65570749	POLARAMINE 2 mg, comprimé sécable	SCHERING PLOUGH	3422747	3400934227479	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s)
65227405	POLARAMINE 5 mg/1 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH	3084925	3400930849255	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
60188350	POLARAMINE PECTORAL, sirop	SCHERING PLOUGH	3084902	3400930849026	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68956617	POLARAMINE REPETABS 6 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	SCHERING PLOUGH	3084888	3400930848883	plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
68956617	POLARAMINE REPETABS 6 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	SCHERING PLOUGH	3422753	3400934227530	plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 10 comprimé(s)
68956617	POLARAMINE REPETABS 6 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	SCHERING PLOUGH	3422776	3400934227769	plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 14 comprimé(s)
68956617	POLARAMINE REPETABS 6 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	SCHERING PLOUGH	3422782	3400934227820	plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 15 comprimé(s)
69575220	POLERY ADULTES, sirop	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3084931	3400930849316	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
68286871	POLERY ENFANTS, sirop	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3506616	3400935066169	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml avec seringue pour administration orale polyéthylène polystyrène
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3432496	3400934324963	8 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3432504	3400934325045	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3432734	3400934327346	32 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3432740	3400934327407	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 45 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3432757	3400934327575	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 45 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3432763	3400934327636	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 100 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3432786	3400934327865	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 100 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3445547	3400934455476	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 45 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3445553	3400934455537	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 100 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3524206	3400935242068	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3524212	3400935242129	40 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
67887100	POLIODINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3553834	3400935538345	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61528076	POLIODINE SCRUB 4 %, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3525424	3400935254245	1 flacon(s) polyéthylène de 45 ml
61528076	POLIODINE SCRUB 4 %, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3525430	3400935254306	1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
61528076	POLIODINE SCRUB 4 %, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3525447	3400935254474	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
61528076	POLIODINE SCRUB 4 %, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3525453	3400935254535	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
61528076	POLIODINE SCRUB 4 %, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	5617952	3400956179527	30 flacon(s) polyéthylène de 45 ml
61528076	POLIODINE SCRUB 4 %, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	5617969	3400956179695	30 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3324536	3400933245368	1 flacon(s) en verre brun de 45 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3324542	3400933245429	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3324559	3400933245597	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3324565	3400933245658	1 flacon(s) en verre brun de 1000 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3324588	3400933245887	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3324594	3400933245948	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3324602	3400933246020	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 1000 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3386193	3400933861933	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 125 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3386201	3400933862015	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3425065	3400934250651	1 flacon(s) polyéthylène de 45 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3474218	3400934742187	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) polyéthylène haute densité (PEHD) de 45 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3474224	3400934742248	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	5583147	3400955831471	30 flacon(s) polyéthylène de 45 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	5608203	3400956082032	30 flacon(s) polyéthylène de 45 ml
65665193	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	5608226	3400956082261	30 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
67932346	POLIODINE, solution gynécologique	GIFRER BARBEZAT	3309554	3400933095543	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
67932346	POLIODINE, solution gynécologique	GIFRER BARBEZAT	3309560	3400933095604	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
67932346	POLIODINE, solution gynécologique	GIFRER BARBEZAT	5561068	3400955610687	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
67932346	POLIODINE, solution gynécologique	GIFRER BARBEZAT	5561074	3400955610748	1 flacon(s) polyéthylène de 5000 ml
67932346	POLIODINE, solution gynécologique	GIFRER BARBEZAT	5585672	3400955856726	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
69479617	POLMINOL 2,5 POUR CENT, sirop	IDERNE MICHEL	3418881	3400934188817	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
67509905	POLYCARBON 140 mg/45 mg, gélule	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3460802	3400934608025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 48 gélules bleues et 48 gélules noires
67509905	POLYCARBON 140 mg/45 mg, gélule	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3460819	3400934608193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 gélules bleues et 24 gélules noires
66129490	POLYDEXA, solution auriculaire, gouttes	BOUCHARA RECORDATI	3153342	3400931533429	1 flacon(s) de 10,5 ml avec compte-gouttes
64998330	POLYFRA, collyre	ALCON	3085008	3400930850084	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml - avec compte-gouttes
60596843	POLYFRA, collyre en solution	ALCON	3572702	3400935727022	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml avec compte-gouttes
62665359	POLYFRA, pommade ophtalmique	ALCON	3085014	3400930850145	1 tube(s) aluminium de 5 g
62642111	POLYGASTRYL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3259744	3400932597444	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
68739115	POLYGYNAX VIRGO, capsule vaginale	INNOTECH INTERNATIONAL	3143237	3400931432371	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 6 capsule(s)
66085108	POLYGYNAX, capsule vaginale	INNOTECH INTERNATIONAL	3085020	3400930850206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 6 capsule(s)
66085108	POLYGYNAX, capsule vaginale	INNOTECH INTERNATIONAL	3360265	3400933602659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 12 capsule(s)
66085108	POLYGYNAX, capsule vaginale	INNOTECH INTERNATIONAL	5534203	3400955342038	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 capsule(s)
64478333	POLYIONIQUE B 27 FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3618806	3400936188068	1 poche(s) (PERFUFLEX) PVC de 250 ml
64478333	POLYIONIQUE B 27 FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3618812	3400936188129	1 poche(s) (PERFUFLEX) PVC de 500 ml
64642291	POLYIONIQUE B 45 FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3618829	3400936188297	1 poche(s) PVC de 500 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62762826	POLYIONIQUE B46 AP-HP, solution pour perfusion	ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS - AP-HP	3566452	3400935664525	12 flacon(s) en verre de 250 ml
62762826	POLYIONIQUE B46 AP-HP, solution pour perfusion	ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS - AP-HP	3566469	3400935664693	12 flacon(s) en verre de 500 ml
68528253	POLYIONIQUE B66 AP-HP, solution pour perfusion	ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS - AP-HP	3561986	3400935619860	12 flacon(s) en verre de 250 ml
65535851	POLYIONIQUE FORMULE 1A G5 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551752	3400935517524	1 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
65535851	POLYIONIQUE FORMULE 1A G5 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551769	3400935517692	1 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
65535851	POLYIONIQUE FORMULE 1A G5 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551775	3400935517753	1 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
65535851	POLYIONIQUE FORMULE 1A G5 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551781	3400935517814	1 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
65535851	POLYIONIQUE FORMULE 1A G5 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551798	3400935517982	1 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
65535851	POLYIONIQUE FORMULE 1A G5 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551806	3400935518064	1 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
69828061	POLYIONIQUE FORMULE 2A G10 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551812	3400935518125	30 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
69828061	POLYIONIQUE FORMULE 2A G10 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551829	3400935518293	20 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
69828061	POLYIONIQUE FORMULE 2A G10 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551835	3400935518354	10 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
69828061	POLYIONIQUE FORMULE 2A G10 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551841	3400935518415	36 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 250 ml
69828061	POLYIONIQUE FORMULE 2A G10 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551858	3400935518583	20 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 500 ml
69828061	POLYIONIQUE FORMULE 2A G10 BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3551864	3400935518644	12 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 1000 ml
63262927	POLYIONIQUE G 10 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3598854	3400935988546	20 poche(s) PVC de 250 ml avec embout(s) DAT suremballée(s)/surpochée(s) polytéréphtalate (PET) polypropylène
63262927	POLYIONIQUE G 10 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3598860	3400935988607	1 poche(s) PVC de 500 ml avec embout(s) DAT suremballée(s)/surpochée(s) polytéréphtalate (PET) polypropylène
63262927	POLYIONIQUE G 10 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3598877	3400935988775	12 poche(s) PVC de 500 ml avec embout(s) DAT suremballée(s)/surpochée(s) polytéréphtalate (PET) polypropylène
63262927	POLYIONIQUE G 10 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3598883	3400935988836	20 poche(s) PVC de 500 ml avec embout(s) DAT suremballée(s)/surpochée(s) polytéréphtalate (PET) polypropylène
63262927	POLYIONIQUE G 10 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3598908	3400935989086	1 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout(s) DAT suremballée(s)/surpochée(s) polytéréphtalate (PET) polypropylène
63262927	POLYIONIQUE G 10 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3598914	3400935989147	6 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout(s) DAT suremballée(s)/surpochée(s) polytéréphtalate (PET) polypropylène
63262927	POLYIONIQUE G 10 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3598920	3400935989208	10 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout(s) DAT suremballée(s)/surpochée(s) polytéréphtalate (PET) polypropylène
63262927	POLYIONIQUE G 10 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3598937	3400935989376	4 poche(s) PVC de 2000 ml avec embout(s) DAT suremballée(s)/surpochée(s) polytéréphtalate (PET) polypropylène
63571101	POLYIONIQUE G 10 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3562804	3400935628046	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 250 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63571101	POLYIONIQUE G 10 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3562810	3400935628107	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 500 ml
63571101	POLYIONIQUE G 10 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3562827	3400935628275	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 1000 ml
64702817	POLYIONIQUE G 5 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591384	3400935913845	20 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout trocardable DAT
64702817	POLYIONIQUE G 5 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591390	3400935913906	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout trocardable DAT
64702817	POLYIONIQUE G 5 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591409	3400935914095	12 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout trocardable DAT
64702817	POLYIONIQUE G 5 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591415	3400935914156	20 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout trocardable DAT
64702817	POLYIONIQUE G 5 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591421	3400935914217	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout trocardable DAT
64702817	POLYIONIQUE G 5 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591438	3400935914385	6 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout trocardable DAT
64702817	POLYIONIQUE G 5 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591444	3400935914446	10 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout trocardable DAT
64702817	POLYIONIQUE G 5 % PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591450	3400935914507	4 poche(s) PVC surembalée(s) de 2000 ml avec embout trocardable DAT
68377958	POLYIONIQUE G 5 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3562738	3400935627384	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 250 ml
68377958	POLYIONIQUE G 5 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3562744	3400935627445	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 500 ml
68377958	POLYIONIQUE G 5 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3562750	3400935627506	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 1000 ml
68377958	POLYIONIQUE G 5 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3562767	3400935627674	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC avec matériel de perfusion avec nécessaire DEPH de 250 ml
68377958	POLYIONIQUE G 5 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3562773	3400935627735	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC avec matériel de perfusion avec nécessaire DEPH de 500 ml
68377958	POLYIONIQUE G 5 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3562796	3400935627964	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC avec matériel de perfusion avec nécessaire DEPH de 1000 ml
68377958	POLYIONIQUE G 5 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3604342	3400936043428	1 poche(s) (MACOFLEX N) polyoléfine de 250 ml
68377958	POLYIONIQUE G 5 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3604359	3400936043596	1 poche(s) (MACOFLEX N) polyoléfine de 500 ml
68377958	POLYIONIQUE G 5 MACO-PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3604365	3400936043657	1 poche(s) (MACOFLEX N) polyoléfine de 1000 ml
64563011	POLY-KARAYA, granulé	SANOFI AVENTIS OTC	3227046	3400932270460	30 sachet(s) de 10 g
66180403	POLYPIRINE, gélule	LEHNING	3233414	3400932334148	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
67424675	POLYRHINIUM, comprimé sublingual	FERRIER	3609635	3400936096356	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
68931884	POLYSILANE DELALANDE, comprimé à croquer ou à sucer	SANOFI AVENTIS OTC	3415687	3400934156878	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
68931884	POLYSILANE DELALANDE, comprimé à croquer ou à sucer	SANOFI AVENTIS OTC	3431686	3400934316869	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 32 comprimé(s)
68744984	POLYSILANE NOURRISSONS JOULLIE, granulés	SANOFI AVENTIS FRANCE	3085126	3400930851265	1 sachet(s) polyéthylène de 50 g avec cuillère-mesure
69242130	POLYSILANE UPSA, gel oral en sachet-dose	BRISTOL MYERS SQUIBB	3365759	3400933657598	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 15 g
69242130	POLYSILANE UPSA, gel oral en sachet-dose	BRISTOL MYERS SQUIBB	3559972	3400935599728	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 15 g
63103939	POLYSILANE UPSA, gel oral en tube	BRISTOL MYERS SQUIBB	3483016	3400934830167	1 tube(s) aluminium de 170 g
63103939	POLYSILANE UPSA, gel oral en tube	BRISTOL MYERS SQUIBB	5536521	3400955365211	500 tube(s) aluminium de 170 g
68514378	POLYTONYL ADULTES, poudre pour solution buvable en sachet-dose	UPSA CONSEIL	3416221	3400934162213	18 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3 g
66137569	POLYTONYL ENFANTS, poudre pour solution buvable en sachet-dose	UPSA CONSEIL	3416238	3400934162381	18 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 1,5 g
66570442	POLYVIDONE IODEE 10 POUR CENT GIFRER, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3291357	3400932913572	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
66570442	POLYVIDONE IODEE 10 POUR CENT GIFRER, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3292049	3400932920495	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
66570442	POLYVIDONE IODEE 10 POUR CENT GIFRER, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3292055	3400932920556	1 flacon(s) polyéthylène de 5000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66570442	POLYVIDONE IODEE 10 POUR CENT GIFRER, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3383065	3400933830656	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
66570442	POLYVIDONE IODEE 10 POUR CENT GIFRER, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3383071	3400933830717	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
62089493	POLYVITAMINES ET OLIGOELEMENTS LEDERLE, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3283263	3400932832637	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
62089493	POLYVITAMINES ET OLIGOELEMENTS LEDERLE, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3283286	3400932832866	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
62089493	POLYVITAMINES ET OLIGOELEMENTS LEDERLE, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3283292	3400932832927	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
68891201	POLYVITAMINES ET OLIGOELEMENTS VITAMINE C 600 LEDERLE, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3283406	3400932834068	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
68891201	POLYVITAMINES ET OLIGOELEMENTS VITAMINE C 600 LEDERLE, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3283412	3400932834129	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
68891201	POLYVITAMINES ET OLIGOELEMENTS VITAMINE C 600 LEDERLE, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3283429	3400932834297	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
61972832	POMMADE A L'ARGENT COLLOIDAL A 15 POUR CENT COOPER, pommade	COOPER	3047309	3400930473092	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
68549482	POMMADE AU CALENDULA PAR DIGESTION, pommade	BOIRON	3156659	3400931566595	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
67922715	POMMADE GALLA, pommade	MEDIFLOR	3042163	3400930421635	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
64297062	POMMADE LELONG, pommade	ZAMBON FRANCE	3336344	3400933363444	1 tube(s) aluminium de 30 g
63985038	POMMADE M.O. COCHON 50 POUR CENT, pommade	TRADIPHAR	3024001	3400930240014	1 pot(s) polystyrène de 10 g
69471499	POMMADE MAURICE 2,5 POUR CENT, pommade ophtalmique	COOPER	3065187	3400930651872	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
63136519	POMMADE SOCA, pommade	GERDA	3096851	3400930968512	1 tube(s) aluminium verni de 25 g
63136519	POMMADE SOCA, pommade	GERDA	3096868	3400930968680	1 tube(s) aluminium verni de 45 g
68232126	PONDOCIL 500 mg, comprimé pelliculé	SHIRE FRANCE	3395631	3400933956318	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
69565621	PONSTYL 250 mg, gélule	PFIZER	3085244	3400930852446	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
67237266	PONSTYL 500 mg, suppositoire	PFIZER	3132328	3400931323280	2 film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 4 suppositoire(s)
67568953	POSICYCLINE 1 POUR CENT, collyre en solution	ALCON	3247126	3400932471263	1 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml avec embout compte-gouttes PVC
64379634	POSICYCLINE 1 POUR CENT, pommade ophtalmique	ALCON	3247103	3400932471034	1 tube(s) aluminium de 5 g avec canule polyéthylène haute densité (PEHD)
65195523	POSINE, collyre en solution	ALCON	3085511	3400930855119	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
67320922	POST-PENGHA, pâte pour usage dentaire	ATO ZIZINE	5001352	3400950013520	1 pot(s) en verre avec obturateur polyéthylène basse densité (PEBD) de 12 g
67664065	POTASSION, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3085528	3400930855287	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml
67627960	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion à diluer	AGUETTANT	3196044	3400931960447	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
67627960	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion à diluer	AGUETTANT	3196050	3400931960508	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
67627960	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion à diluer	AGUETTANT	3196067	3400931960676	50 ampoule(s) en verre de 20 ml
67500016	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable	BIOLUZ	3263042	3400932630424	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
67500016	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable	BIOLUZ	3263059	3400932630592	50 ampoule(s) en verre de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67500016	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable	BIOLUZ	3263065	3400932630653	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3120532	3400931205326	12 ampoule(s) à deux pointes en verre de 10 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3125618	3400931256182	12 ampoule(s) à deux pointes en verre de 20 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3331743	3400933317430	10 ampoule(s) à deux pointes en verre de 10 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3331766	3400933317669	10 ampoule(s) à deux pointes en verre de 20 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3630032	3400936300323	10 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3630049	3400936300491	10 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5535220	3400955352204	100 ampoule(s) à deux pointes en verre de 5 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5535237	3400955352372	100 ampoule(s) à deux pointes en verre de 10 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5535243	3400955352433	50 ampoule(s) à deux pointes en verre de 20 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5653362	3400956533626	100 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
63662572	POTASSIUM CHLORURE 10 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5653379	3400956533794	50 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	3305467	3400933054670	12 ampoule(s) à deux pointes en verre de 10 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	3305473	3400933054731	12 ampoule(s) à deux pointes en verre de 20 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	3331720	3400933317201	10 ampoule(s) à deux pointes en verre de 10 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	3331737	3400933317379	10 ampoule(s) à deux pointes en verre de 20 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	3630003	3400936300033	10 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	3630026	3400936300262	10 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	5560519	3400955605195	100 ampoule(s) à deux pointes en verre de 10 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	5560525	3400955605256	50 ampoule(s) à deux pointes en verre de 20 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	5653333	3400956533336	100 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
68081197	POTASSIUM CHLORURE 7,46 POUR CENT LAVOISIER, solution injectable pour perfusion en ampoule	CHAIX ET DU MARAIS	5653356	3400956533356	50 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
61291531	POTASSIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3075211	3400930752111	14 ampoule(s) en verre de 2 ml
63347352	POTASSIUM OLIGOSOL, solution buvable en flacon pressurisé	LABCATAL	3418473	3400934184734	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 60 ml avec valve doseuse et avec tube plongeur en polyéthylène
68393396	POTASSIUM RICHARD 3 POUR CENT, sirop	RICHARD	3130418	3400931304180	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66678546	POTASSIUM RICHARD 440 mg/15 ml, sirop en sachet-dose	RICHARD	3293669	3400932936694	20 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium polyester de 15 ml
66678546	POTASSIUM RICHARD 440 mg/15 ml, sirop en sachet-dose	RICHARD	5556972	3400955569725	100 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium polyester de 15 ml
67186971	POVANYL 1 POUR CENT, suspension buvable	OMEGA PHARMA FRANCE	3085646	3400930856468	1 flacon(s) en verre brun de 35 ml
67012643	POVANYL 50 mg, comprimé enrobé	OMEGA PHARMA FRANCE	3076794	3400930767948	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 8 comprimé(s)
67012643	POVANYL 50 mg, comprimé enrobé	OMEGA PHARMA FRANCE	5517044	3400955170440	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 80 comprimé(s)
64060825	POVIDONE IODEE CAIR LGL 10 POUR CENT, solution pour application cutanée	CAIR LGL	3479517	3400934795176	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
64060825	POVIDONE IODEE CAIR LGL 10 POUR CENT, solution pour application cutanée	CAIR LGL	5611010	3400956110100	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
64060825	POVIDONE IODEE CAIR LGL 10 POUR CENT, solution pour application cutanée	CAIR LGL	5611027	3400956110278	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
68502422	POVIDONE IODEE CAIR LGL 10 POUR CENT, solution vaginale	CAIR LGL	3479546	3400934795466	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
68502422	POVIDONE IODEE CAIR LGL 10 POUR CENT, solution vaginale	CAIR LGL	5611062	3400956110629	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
68502422	POVIDONE IODEE CAIR LGL 10 POUR CENT, solution vaginale	CAIR LGL	5611079	3400956110797	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
61693658	POVIDONE IODEE CAIR LGL MOUSSANTE 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	CAIR LGL	3479523	3400934795237	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
61693658	POVIDONE IODEE CAIR LGL MOUSSANTE 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	CAIR LGL	5611033	3400956110339	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
61693658	POVIDONE IODEE CAIR LGL MOUSSANTE 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	CAIR LGL	5611056	3400956110568	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642118	3400936421189	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642124	3400936421240	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642130	3400936421301	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642147	3400936421479	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642153	3400936421530	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642176	3400936421769	40 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642182	3400936421820	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642199	3400936421998	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642207	3400936422070	80 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
65937825	POVIDONE IODEE MERCK 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3642213	3400936422131	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
66415164	POVIDONE IODEE MERCK 10 POUR CENT, solution pour application cutanée	MERCK GENERIQUES	3506881	3400935068811	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
66415164	POVIDONE IODEE MERCK 10 POUR CENT, solution pour application cutanée	MERCK GENERIQUES	5612966	3400956129669	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
66415164	POVIDONE IODEE MERCK 10 POUR CENT, solution pour application cutanée	MERCK GENERIQUES	5612972	3400956129720	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
66039776	POVIDONE IODEE MERCK 10 POUR CENT, solution vaginale	MERCK GENERIQUES	3510380	3400935103802	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
66039776	POVIDONE IODEE MERCK 10 POUR CENT, solution vaginale	MERCK GENERIQUES	5617260	3400956172603	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
66039776	POVIDONE IODEE MERCK 10 POUR CENT, solution vaginale	MERCK GENERIQUES	5617277	3400956172771	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
66199695	POVIDONE IODEE MERCK MOUSSANTE 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	MERCK GENERIQUES	3506898	3400935068989	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
66199695	POVIDONE IODEE MERCK MOUSSANTE 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	MERCK GENERIQUES	5612989	3400956129898	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
66199695	POVIDONE IODEE MERCK MOUSSANTE 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	MERCK GENERIQUES	5612995	3400956129959	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
64414601	POVIDONE IODEE TEVA 10 % DERMIQUE, solution pour application cutanée	TEVA CLASSICS	3533010	3400935330109	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
64414601	POVIDONE IODEE TEVA 10 % DERMIQUE, solution pour application cutanée	TEVA CLASSICS	5622195	3400956221950	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
64414601	POVIDONE IODEE TEVA 10 % DERMIQUE, solution pour application cutanée	TEVA CLASSICS	5622203	3400956222032	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
67504107	POVIDONE IODEE TEVA 10 %, solution vaginale	TEVA CLASSICS	3534587	3400935345875	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67504107	POVIDONE IODÉE TEVA 10 %, solution vaginale	TEVA CLASSICS	5624314	3400956243143	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
67504107	POVIDONE IODÉE TEVA 10 %, solution vaginale	TEVA CLASSICS	5624320	3400956243204	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
65124960	POVIDONE IODÉE TEVA 4 % SCRUB, solution pour application cutanée	TEVA CLASSICS	3533027	3400935330277	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
65124960	POVIDONE IODÉE TEVA 4 % SCRUB, solution pour application cutanée	TEVA CLASSICS	5622226	3400956222261	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
65124960	POVIDONE IODÉE TEVA 4 % SCRUB, solution pour application cutanée	TEVA CLASSICS	5622232	3400956222322	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642012	3400936420120	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642029	3400936420298	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642035	3400936420359	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642041	3400936420410	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642058	3400936420588	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642064	3400936420649	40 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642070	3400936420700	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642087	3400936420878	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642093	3400936420939	80 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
64014411	POVIDONE IODÉE UNITHER 10 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3642101	3400936421011	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
68755571	POVIDONE MERCK MEDICATION FAMILIALE 10 %, solution pour application cutanée	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3588614	3400935886149	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
68755571	POVIDONE MERCK MEDICATION FAMILIALE 10 %, solution pour application cutanée	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3588620	3400935886200	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
68755571	POVIDONE MERCK MEDICATION FAMILIALE 10 %, solution pour application cutanée	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3588637	3400935886378	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
66253335	PRACTALIX, gélule	CARDEL	3442313	3400934423130	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
67623353	PRACTAZIN, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3485475	3400934854750	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67623353	PRACTAZIN, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3485481	3400934854811	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67623353	PRACTAZIN, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3544284	3400935442840	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
67623353	PRACTAZIN, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3729693	3400937296939	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61457558	PRACTON 50 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3467046	3400934670466	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61457558	PRACTON 50 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3467052	3400934670527	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61457558	PRACTON 50 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3729670	3400937296700	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62673263	PRACTON 75 mg, comprimé pelliculé	CARDEL	3403187	3400934031878	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62673263	PRACTON 75 mg, comprimé pelliculé	CARDEL	3431806	3400934318061	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62673263	PRACTON 75 mg, comprimé pelliculé	CARDEL	3729687	3400937296878	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66313184	PRAGMAREL 100 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3273856	3400932738564	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66313184	PRAGMAREL 100 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3273862	3400932738625	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
69277747	PRAGMAREL 25 mg, gélule	UPSA	3209605	3400932096053	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69277747	PRAGMAREL 25 mg, gélule	UPSA	3225171	3400932251711	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 gélule(s)
69277747	PRAGMAREL 25 mg, gélule	UPSA	5535875	3400955358756	10 boîte(s) de 20 gélule(s)
60716876	PRAGMAREL, solution buvable en gouttes	BRISTOL MYERS SQUIBB	3273069	3400932730698	1 flacon(s) en verre de 40 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66601090	PRANDILEX, comprimé pelliculé gastro-résistant	IPRAD	3085669	3400930856697	tube(s) polypropylène de 120 comprimé(s)
66601090	PRANDILEX, comprimé pelliculé gastro-résistant	IPRAD	3085675	3400930856758	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
66601090	PRANDILEX, comprimé pelliculé gastro-résistant	IPRAD	3314472	3400933144722	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62406125	PRAVADUAL, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3698739	3400936987395	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62406125	PRAVADUAL, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3737698	3400937376983	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746680	3400937466806	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746697	3400937466974	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746705	3400937467056	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746711	3400937467117	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746728	3400937467285	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746734	3400937467346	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746740	3400937467407	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746757	3400937467575	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746763	3400937467636	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746786	3400937467865	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746792	3400937467926	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746800	3400937468008	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746817	3400937468176	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746823	3400937468237	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 84 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3746846	3400937468466	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5689851	3400956898510	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5689868	3400956898688	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5689874	3400956898749	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5689880	3400956898800	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5689897	3400956898978	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
68053493	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5689905	3400956899050	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3746852	3400937468527	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3746869	3400937468695	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3746875	3400937468756	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749738	3400937497381	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749744	3400937497442	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749750	3400937497503	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749767	3400937497671	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749773	3400937497732	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749796	3400937497961	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749804	3400937498043	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749810	3400937498104	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749827	3400937498272	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749833	3400937498333	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749856	3400937498562	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 84 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3749862	3400937498623	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5689911	3400956899111	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5689928	3400956899289	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5689934	3400956899340	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5689940	3400956899401	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5689957	3400956899579	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
61088335	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5689963	3400956899630	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
60387808	PRAVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé	ALTER	3762957	3400937629577	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60387808	PRAVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé	ALTER	3762963	3400937629638	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62046798	PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé	ALTER	3762986	3400937629867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62046798	PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé	ALTER	3762992	3400937629928	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61696953	PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimé	ALTER	3763000	3400937630009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61696953	PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimé	ALTER	5697431	3400956974313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
64894552	PRAVASTATINE APOTEX 10 mg, comprimé	APOTEX EUROPE	3697527	3400936975279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 28 comprimé(s)
64894552	PRAVASTATINE APOTEX 10 mg, comprimé	APOTEX EUROPE	3697533	3400936975330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
63570992	PRAVASTATINE APOTEX 20 mg, comprimé	APOTEX EUROPE	3697473	3400936974739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 28 comprimé(s)
63570992	PRAVASTATINE APOTEX 20 mg, comprimé	APOTEX EUROPE	3697496	3400936974968	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
61985064	PRAVASTATINE APOTEX 40 mg, comprimé	APOTEX EUROPE	3697504	3400936975040	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 28 comprimé(s)
61985064	PRAVASTATINE APOTEX 40 mg, comprimé	APOTEX EUROPE	3697510	3400936975101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756566	3400937565660	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756572	3400937565721	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756589	3400937565899	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756595	3400937565950	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756603	3400937566032	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756626	3400937566261	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756632	3400937566322	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756649	3400937566490	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756655	3400937566551	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756661	3400937566612	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756678	3400937566780	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756684	3400937566841	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756690	3400937566902	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756709	3400937567091	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756715	3400937567152	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 10 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756721	3400937567213	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756738	3400937567381	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756744	3400937567442	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756750	3400937567503	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756767	3400937567671	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 84 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756773	3400937567732	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5695509	3400956955091	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5695515	3400956955152	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
67210689	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5695521	3400956955213	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
62046218	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704730	3400937047302	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
62046218	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704747	3400937047470	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
62046218	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704753	3400937047531	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
62046218	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3739674	3400937396745	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
62046218	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3739680	3400937396806	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
62046218	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675808	3400956758081	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
62046218	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675814	3400956758142	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62046218	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675820	3400956758203	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
64398855	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704776	3400937047760	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
64398855	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704782	3400937047821	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
64398855	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704799	3400937047999	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
64398855	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3739817	3400937398176	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
64398855	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3739823	3400937398237	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
64398855	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675837	3400956758371	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
64398855	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675843	3400956758432	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
64398855	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675866	3400956758661	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
63186251	PRAVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3701861	3400937018616	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
63186251	PRAVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3701878	3400937018784	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
63186251	PRAVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3749684	3400937496841	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
63186251	PRAVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3749690	3400937496902	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
69511004	PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3701884	3400937018845	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
69511004	PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3701890	3400937018906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
69511004	PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3735920	3400937359207	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
69511004	PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3735937	3400937359375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
62610754	PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3701909	3400937019095	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
62610754	PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3701915	3400937019156	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
62610754	PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3735943	3400937359436	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
62610754	PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3736032	3400937360326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
62812268	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755696	3400937556965	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
62812268	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755704	3400937557047	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62812268	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755710	3400937557108	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62812268	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755727	3400937557276	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62812268	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755733	3400937557337	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
62812268	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755756	3400937557566	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
62812268	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5695426	3400956954261	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 98 comprimé(s)
62812268	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5695432	3400956954322	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67130474	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755561	3400937555616	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67130474	PRAVASTATINE BIODSTABLEX 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755578	3400937555784	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67130474	PRAVASTATINE BIODSTABLEX 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755584	3400937555845	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67130474	PRAVASTATINE BIODSTABLEX 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755590	3400937555906	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
67130474	PRAVASTATINE BIODSTABLEX 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755609	3400937556095	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
67130474	PRAVASTATINE BIODSTABLEX 40 mg, comprimé	SANDOZ	5695343	3400956953431	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 98 comprimé(s)
67130474	PRAVASTATINE BIODSTABLEX 40 mg, comprimé	SANDOZ	5695366	3400956953660	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67130474	PRAVASTATINE BIODSTABLEX 40 mg, comprimé	SANDOZ	5695372	3400956953721	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757063	3400937570633	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757086	3400937570862	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757092	3400937570923	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757100	3400937571005	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757117	3400937571173	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757123	3400937571234	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757146	3400937571463	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757152	3400937571524	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757169	3400937571692	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757175	3400937571753	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757181	3400937571814	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757198	3400937571982	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757206	3400937572064	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757212	3400937572125	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757229	3400937572293	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 10 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757235	3400937572354	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757241	3400937572415	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757258	3400937572583	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757264	3400937572644	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757270	3400937572705	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 84 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3757287	3400937572873	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5695567	3400956955671	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5695573	3400956955732	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
69054858	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5695596	3400956955961	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3704670	3400937046701	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3704687	3400937046879	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3704693	3400937046930	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3723615	3400937236157	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3723621	3400937236218	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3723638	3400937236386	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3723644	3400937236447	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3739326	3400937393263	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5675731	3400956757312	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5675748	3400956757480	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
62288520	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5675754	3400956757541	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3704701	3400937047012	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3704718	3400937047180	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3704724	3400937047241	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3723578	3400937235785	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3723584	3400937235846	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3723590	3400937235907	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3723609	3400937236096	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3739303	3400937393034	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5675760	3400956757602	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5675777	3400956757770	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
65603156	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5675783	3400956757831	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
66605249	PRAVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3668247	3400936682474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
69481162	PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3668253	3400936682535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
69481162	PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774222	3400937742221	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
69481162	PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774239	3400937742399	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
62182990	PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3668276	3400936682764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
62182990	PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774245	3400937742450	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62182990	PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774251	3400937742511	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
68493418	PRAVASTATINE ENIREX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3701921	3400937019217	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
68493418	PRAVASTATINE ENIREX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3701938	3400937019385	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
60896424	PRAVASTATINE ENIREX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3701944	3400937019446	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
60896424	PRAVASTATINE ENIREX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3701950	3400937019507	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
66364570	PRAVASTATINE ENIREX 40 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3701967	3400937019675	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
66364570	PRAVASTATINE ENIREX 40 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3701973	3400937019736	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3699489	3400936994898	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3699495	3400936994959	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3699503	3400936995031	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3737876	3400937378765	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3737882	3400937378826	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5672856	3400956728565	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5672862	3400956728626	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5672879	3400956728794	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5672885	3400956728855	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 98 comprimé(s)
67149186	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5672891	3400956728916	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	3699414	3400936994140	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	3699420	3400936994201	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	3699437	3400936994379	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	3737899	3400937378994	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	3737907	3400937379076	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672767	3400956727674	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672773	3400956727735	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672796	3400956727964	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672804	3400956728046	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 98 comprimé(s)
65460555	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672810	3400956728107	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69937908	PRAVASTATINE GENERES 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755762	3400937557627	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
69937908	PRAVASTATINE GENERES 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755779	3400937557795	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69937908	PRAVASTATINE GENERES 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755785	3400937557856	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69937908	PRAVASTATINE GENERES 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755791	3400937557917	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
69937908	PRAVASTATINE GENERES 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755816	3400937558167	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
69937908	PRAVASTATINE GENERES 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3755822	3400937558228	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
69937908	PRAVASTATINE GENERES 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5695449	3400956954490	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 98 comprimé(s)
69937908	PRAVASTATINE GENERES 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5695455	3400956954551	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68700938	PRAVASTATINE GENERES 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755638	3400937556385	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
68700938	PRAVASTATINE GENERES 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755644	3400937556446	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68700938	PRAVASTATINE GENERES 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755650	3400937556507	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68700938	PRAVASTATINE GENERES 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755667	3400937556675	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
68700938	PRAVASTATINE GENERES 40 mg, comprimé	SANDOZ	3755673	3400937556736	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68700938	PRAVASTATINE GENERES 40 mg, comprimé	SANDOZ	5695389	3400956953899	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
68700938	PRAVASTATINE GENERES 40 mg, comprimé	SANDOZ	5695395	3400956953950	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 98 comprimé(s)
68700938	PRAVASTATINE GENERES 40 mg, comprimé	SANDOZ	5695403	3400956954032	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67512029	PRAVASTATINE GNR 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3773033	3400937730334	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67512029	PRAVASTATINE GNR 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3773056	3400937730563	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
67512029	PRAVASTATINE GNR 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3775262	3400937752626	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67512029	PRAVASTATINE GNR 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3775279	3400937752794	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
63392301	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 10 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3766949	3400937669498	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
63392301	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 10 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3766955	3400937669559	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 50 comprimé(s)
65313092	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 20 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3766961	3400937669610	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
65313092	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 20 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3766978	3400937669788	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 50 comprimé(s)
66471729	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 40 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	3766984	3400937669849	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
66471729	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 40 mg, comprimé	INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	5698637	3400956986378	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 50 comprimé(s)
65628540	PRAVASTATINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3701795	3400937017954	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
65628540	PRAVASTATINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3701803	3400937018036	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
65628540	PRAVASTATINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3742222	3400937422222	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
65628540	PRAVASTATINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3742239	3400937422390	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
61823920	PRAVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3701826	3400937018265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
61823920	PRAVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3701832	3400937018326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
61823920	PRAVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3742245	3400937422451	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
61823920	PRAVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3742251	3400937422512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
62145725	PRAVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3701849	3400937018494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
62145725	PRAVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3701855	3400937018555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
62145725	PRAVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3748199	3400937481991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
62145725	PRAVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3748207	3400937482073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756336	3400937563369	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756342	3400937563420	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756359	3400937563598	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756365	3400937563659	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756371	3400937563710	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756388	3400937563888	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756394	3400937563949	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756402	3400937564021	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756419	3400937564199	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756425	3400937564250	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756431	3400937564311	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756448	3400937564489	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756454	3400937564540	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756460	3400937564601	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756477	3400937564779	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 10 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756483	3400937564830	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756508	3400937565080	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756514	3400937565141	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756520	3400937565202	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756537	3400937565370	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 84 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756543	3400937565431	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5695478	3400956954780	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5695484	3400956954841	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
67166495	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5695490	3400956954902	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704055	3400937040556	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704061	3400937040617	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704078	3400937040785	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704084	3400937040846	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704090	3400937040907	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704109	3400937041096	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704115	3400937041157	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704121	3400937041218	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3704138	3400937041386	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675524	3400956755240	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675530	3400956755301	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675547	3400956755479	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675553	3400956755530	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675576	3400956755769	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
63662558	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675582	3400956755820	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704144	3400937041447	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704150	3400937041508	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704167	3400937041676	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704173	3400937041737	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704196	3400937041966	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704204	3400937042048	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704210	3400937042109	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704227	3400937042277	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3704233	3400937042338	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675599	3400956755998	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675607	3400956756070	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675613	3400956756131	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675636	3400956756360	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675642	3400956756421	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
63158412	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675659	3400956756599	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
60787485	PRAVASTATINE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755466	3400937554664	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
60787485	PRAVASTATINE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755472	3400937554725	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
60787485	PRAVASTATINE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755489	3400937554893	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 50 comprimé(s)
60787485	PRAVASTATINE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755495	3400937554954	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
60787485	PRAVASTATINE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755503	3400937555036	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
66407018	PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755408	3400937554084	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
66407018	PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755414	3400937554145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66407018	PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755420	3400937554206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
66407018	PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755437	3400937554374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
66407018	PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3755443	3400937554435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 50 comprimé(s)
61983227	PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3755526	3400937555265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
61983227	PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3755532	3400937555326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
61983227	PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3755549	3400937555494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
61983227	PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3755555	3400937555555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 90 comprimé(s)
61983227	PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	5695337	3400956953370	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 50 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756833	3400937568333	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756856	3400937568562	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756862	3400937568623	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756879	3400937568791	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756885	3400937568852	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756891	3400937568913	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756916	3400937569163	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756922	3400937569224	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756939	3400937569392	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756945	3400937569453	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756951	3400937569514	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756968	3400937569682	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756974	3400937569743	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756980	3400937569804	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3756997	3400937569972	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 10 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3757005	3400937570053	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3757011	3400937570114	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3757028	3400937570282	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3757034	3400937570343	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3757040	3400937570404	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 84 comprimé(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3757057	3400937570572	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5695538	3400956955381	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5695544	3400956955442	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
64686131	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5695550	3400956955503	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3702866	3400937028660	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3702872	3400937028721	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3702889	3400937028899	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3702895	3400937028950	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3702903	3400937029032	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3702926	3400937029261	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3702932	3400937029322	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3702949	3400937029490	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	3702955	3400937029551	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5673525	3400956735259	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5673531	3400956735310	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5674200	3400956742004	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5674217	3400956742172	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5674223	3400956742233	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
68923656	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable	GAYRARD PASCALE	5675116	3400956751167	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3702961	3400937029612	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3702978	3400937029780	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3702984	3400937029841	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3702990	3400937029902	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3703009	3400937030090	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3703015	3400937030151	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3703021	3400937030212	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3703038	3400937030380	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	3703044	3400937030441	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5673548	3400956735488	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5673554	3400956735549	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5674890	3400956748907	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5674909	3400956749096	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5674915	3400956749157	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
60467371	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé	GAYRARD PASCALE	5675352	3400956753529	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755176	3400937551762	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755182	3400937551823	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755199	3400937551991	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755207	3400937552073	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755213	3400937552134	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755236	3400937552363	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755242	3400937552424	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755259	3400937552592	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755265	3400937552653	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755271	3400937552714	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755288	3400937552882	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755294	3400937552943	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755302	3400937553025	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755319	3400937553193	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755325	3400937553254	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 10 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755331	3400937553315	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755348	3400937553483	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755354	3400937553544	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755360	3400937553605	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755377	3400937553773	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 84 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755383	3400937553834	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695308	3400956953080	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695314	3400956953141	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
67006512	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695320	3400956953202	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754834	3400937548342	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754840	3400937548403	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754857	3400937548571	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754863	3400937548632	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754886	3400937548861	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754892	3400937548922	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754900	3400937549004	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754917	3400937549172	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754923	3400937549233	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754946	3400937549462	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754952	3400937549523	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754969	3400937549691	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754975	3400937549752	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754981	3400937549813	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 84 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754998	3400937549981	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695171	3400956951710	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695188	3400956951888	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695194	3400956951949	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695202	3400956952021	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695219	3400956952199	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)
64160398	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695225	3400956952250	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755006	3400937550062	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755012	3400937550123	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755029	3400937550291	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755035	3400937550352	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755041	3400937550413	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755058	3400937550581	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755064	3400937550642	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755070	3400937550703	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755087	3400937550871	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755093	3400937550932	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755101	3400937551014	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 20 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755118	3400937551182	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 28 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755124	3400937551243	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 30 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755130	3400937551304	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 84 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3755147	3400937551472	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 90 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695231	3400956952311	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695248	3400956952489	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695254	3400956952540	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695260	3400956952601	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695277	3400956952779	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65374017	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5695283	3400956952830	film(s) thermosoudé(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 100 comprimé(s)
69032370	PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3705646	3400937056465	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69032370	PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3705652	3400937056526	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69032370	PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3711925	3400937119252	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
69032370	PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3711931	3400937119313	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
69032370	PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5677026	3400956770267	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
63394544	PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3705669	3400937056694	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63394544	PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3705675	3400937056755	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63394544	PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3711902	3400937119023	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
63394544	PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3711919	3400937119191	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
63394544	PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5677032	3400956770328	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66794846	PRAVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3775285	3400937752855	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66794846	PRAVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3775291	3400937752916	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
66794846	PRAVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3775316	3400937753166	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66794846	PRAVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3775322	3400937753227	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3699443	3400936994430	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3699466	3400936994669	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3699472	3400936994720	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3737824	3400937378246	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3737830	3400937378307	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5672827	3400956728275	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5672833	3400956728336	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5674022	3400956740222	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5674039	3400956740390	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60201844	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5674045	3400956740451	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 98 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	3699377	3400936993778	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	3699383	3400936993839	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	3699408	3400936994089	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	3737847	3400937378475	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	3737853	3400937378536	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672715	3400956727155	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672721	3400956727216	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672738	3400956727384	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672744	3400956727445	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 98 comprimé(s)
67614354	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé	SANDOZ	5672750	3400956727506	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
62164533	PRAVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3686311	3400936863118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62164533	PRAVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3736581	3400937365819	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
62164533	PRAVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5668056	3400956680566	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65663922	PRAVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3686334	3400936863347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65663922	PRAVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3736598	3400937365987	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65663922	PRAVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5668062	3400956680627	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61353972	PRAVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3686357	3400936863576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61353972	PRAVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3736606	3400937366069	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
61353972	PRAVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5668501	3400956685011	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69605628	PRAVASTATINE UPSA CONSEIL 10 mg, comprimé sécable	UPSA CONSEIL	3745580	3400937455800	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69605628	PRAVASTATINE UPSA CONSEIL 10 mg, comprimé sécable	UPSA CONSEIL	3745597	3400937455978	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67623129	PRAVASTATINE WINTHROP 10 mg, comprimé sécable	UPSA-GENERIQUES	3745522	3400937455220	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67623129	PRAVASTATINE WINTHROP 10 mg, comprimé sécable	UPSA-GENERIQUES	3745539	3400937455398	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
63964916	PRAVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	UPSA-GENERIQUES	3745491	3400937454919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63964916	PRAVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	UPSA-GENERIQUES	3745516	3400937455169	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
63964916	PRAVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	UPSA-GENERIQUES	5689727	3400956897278	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
60270452	PRAVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé	UPSA-GENERIQUES	3745479	3400937454797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60270452	PRAVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé	UPSA-GENERIQUES	3745485	3400937454858	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60270452	PRAVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé	UPSA-GENERIQUES	5689710	3400956897100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64059342	PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	UPSA CONSEIL	3745568	3400937455688	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64059342	PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	UPSA CONSEIL	3745574	3400937455749	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64059342	PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	UPSA CONSEIL	5689762	3400956897629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
63738721	PRAVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé	UPSA CONSEIL	3745545	3400937455459	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63738721	PRAVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé	UPSA CONSEIL	3745551	3400937455510	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
63738721	PRAVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé	UPSA CONSEIL	5689756	3400956897568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66410968	PRAXILENE 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3186241	3400931862413	1 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
66410968	PRAXILENE 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3328793	3400933287931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66410968	PRAXILENE 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3491895	3400934918957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66410968	PRAXILENE 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3516336	3400935163363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 gélule(s)
66410968	PRAXILENE 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	5536917	3400955369172	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
66410968	PRAXILENE 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	5592318	3400955923183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
67890616	PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3242643	3400932426430	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67890616	PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3420547	3400934205477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67890616	PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3420553	3400934205538	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67890616	PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	5528065	3400955280651	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67890616	PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	5592376	3400955923763	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
65660157	PRAXINOR, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3085741	3400930857410	flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
65660157	PRAXINOR, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	5572095	3400955720959	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65660157	PRAXINOR, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	5592347	3400955923473	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
63400132	PRAZINIL 50 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3204370	3400932043705	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
66627345	PRE PAR 40 mg, gélule à libération prolongée	SOLVAY PHARMA	3293586	3400932935864	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
66627345	PRE PAR 40 mg, gélule à libération prolongée	SOLVAY PHARMA	3293592	3400932935925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
66627345	PRE PAR 40 mg, gélule à libération prolongée	SOLVAY PHARMA	3293600	3400932936007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
63253312	PRECALIDE 125 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	PAUCOURT	3367646	3400933676469	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 60 dose(s) avec embout buccal avec valve doseuse
63253312	PRECALIDE 125 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	PAUCOURT	3367652	3400933676520	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 120 dose(s) avec valve doseuse avec embout buccal
62720108	PRECALIDE 250 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	PAUCOURT	3367669	3400933676698	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse avec embout buccal de 60 dose(s)
62720108	PRECALIDE 250 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	PAUCOURT	3367675	3400933676759	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec embout buccal avec valve doseuse de 120 dose(s)
67778802	PRECALIDE 50 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	PAUCOURT	3367600	3400933676001	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 60 dose(s) avec valve doseuse avec embout buccal
67778802	PRECALIDE 50 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	PAUCOURT	3367623	3400933676230	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 120 dose(s) avec valve doseuse avec embout buccal
61101131	PRECALIDE DISKUS 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	PAUCOURT	3393661	3400933936617	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 28 dose(s)
61101131	PRECALIDE DISKUS 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	PAUCOURT	3393678	3400933936785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
64733271	PRECALIDE DISKUS 250 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	PAUCOURT	3393684	3400933936846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 28 dose(s)
64733271	PRECALIDE DISKUS 250 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	PAUCOURT	3393690	3400933936907	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
62681000	PRECALIDE DISKUS 500 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	PAUCOURT	3393709	3400933937096	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 28 dose(s)
62681000	PRECALIDE DISKUS 500 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	PAUCOURT	3393715	3400933937157	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
62800974	PRECORAN L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3306277	3400933062774	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
62800974	PRECORAN L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3306283	3400933062835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
60612653	PRECORAN L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3306768	3400933067687	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60612653	PRECORAN L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3306774	3400933067748	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
61690263	PRECORAN L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3306745	3400933067458	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61690263	PRECORAN L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3306751	3400933067519	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
62397320	PRECYCLAN, comprimé	LISA PHARM	3517525	3400935175250	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
60596633	PREDALGIC 50 mg, comprimé effervescent	EXPANSCIENCE	3480213	3400934802133	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
66545179	PREDESIC ADRENALINE 1/100 000, solution injectable à usage dentaire	PRED	3494853	3400934948534	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67468771	PREDERIC ADRENALINE 1/200 000, solution injectable à usage dentaire	PRED	3494876	3400934948763	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
61335351	PREDNISOLONE ARROW 20 mg, comprimé effervescent sécable	ARROW GENERIQUES	3605531	3400936055315	1 flacon(s) en verre brun de 28 comprimé(s)
61335351	PREDNISOLONE ARROW 20 mg, comprimé effervescent sécable	ARROW GENERIQUES	3605548	3400936055483	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
61335351	PREDNISOLONE ARROW 20 mg, comprimé effervescent sécable	ARROW GENERIQUES	3608788	3400936087880	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
62597050	PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg, comprimé effervescent sécable	BIOGARAN	3574055	3400935740557	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
61539350	PREDNISOLONE EG 20 mg, comprimé effervescent sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3574032	3400935740328	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
69666976	PREDNISOLONE G GAM 20 mg, comprimé effervescent sécable	G GAM	3613708	3400936137080	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
66167523	PREDNISOLONE IVAX 20 mg, comprimé effervescent sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3613683	3400936136830	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
67537107	PREDNISOLONE MERCK 20 mg, comprimé effervescent sécable	MERCK GENERIQUES	3608742	3400936087422	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
67346290	PREDNISOLONE QUALIMED 20 mg, comprimé effervescent sécable	QUALIMED (LYON)	3613714	3400936137141	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
63713248	PREDNISOLONE RATIOPHARM 20 mg, comprimé effervescent sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3608765	3400936087651	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
60496533	PREDNISOLONE RPG 20 mg, comprimé effervescent sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3613677	3400936136779	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
65398438	PREDNISOLONE RPG 20 mg, comprimé orodispersible	AVENTIS	3619645	3400936196452	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65962821	PREDNISOLONE RPG 5 mg, comprimé effervescent	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3685760	3400936857605	flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
60022485	PREDNISOLONE RPG 5 mg, comprimé orodispersible	AVENTIS	3619651	3400936196513	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69864424	PREDNISOLONE SANDOZ 20 mg, comprimé effervescent sécable	SANDOZ	3680679	3400936806795	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
64949002	PREDNISOLONE TEVA 20 mg, comprimé effervescent sécable	TEVA CLASSICS	3611738	3400936117389	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
69200035	PREDNISOLONE TEVA 5 mg, comprimé effervescent	TEVA CLASSICS	3648173	3400936481732	flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
62743861	PREDNISOLONE WINTHROP 20 mg, comprimé effervescent sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3674791	3400936747913	flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
63401615	PREDNISONE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3666538	3400936665385	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63401615	PREDNISONE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3666544	3400936665446	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63401615	PREDNISONE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3666550	3400936665507	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63401615	PREDNISONE ALMUS 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5660787	3400956607877	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63527667	PREDNISONE ALMUS 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3666490	3400936664906	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63527667	PREDNISONE ALMUS 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3666509	3400936665095	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63527667	PREDNISONE ALMUS 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5660729	3400956607297	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63527667	PREDNISONE ALMUS 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5660735	3400956607358	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
63527667	PREDNISONE ALMUS 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5660741	3400956607419	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64233693	PREDNISONE ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3652341	3400936523418	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
64233693	PREDNISONE ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3652358	3400936523586	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64233693	PREDNISONE ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3652364	3400936523647	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64233693	PREDNISONE ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5659175	3400956591756	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66640556	PREDNISONE ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3651985	3400936519855	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66640556	PREDNISONE ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3651991	3400936519916	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66640556	PREDNISONE ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5659011	3400956590117	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
66640556	PREDNISONE ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5659028	3400956590285	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66640556	PREDNISONE ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5659034	3400956590346	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64793934	PREDNISONNE BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3652252	3400936522527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
64793934	PREDNISONNE BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3652269	3400936522695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64793934	PREDNISONNE BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3652275	3400936522756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64793934	PREDNISONNE BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5659146	3400956591466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66297189	PREDNISONNE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3651910	3400936519107	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66297189	PREDNISONNE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3651927	3400936519275	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66297189	PREDNISONNE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5658922	3400956589227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
66297189	PREDNISONNE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5658939	3400956589395	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66297189	PREDNISONNE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5658945	3400956589456	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60779182	PREDNISONNE EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3652080	3400936520806	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60779182	PREDNISONNE EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3652097	3400936520974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60779182	PREDNISONNE EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3652105	3400936521056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60779182	PREDNISONNE EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5659086	3400956590865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65163486	PREDNISONNE EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3648724	3400936487246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65163486	PREDNISONNE EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3648730	3400936487307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65163486	PREDNISONNE EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5656768	3400956567683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
65163486	PREDNISONNE EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5656774	3400956567744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65163486	PREDNISONNE EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5656780	3400956567805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61093421	PREDNISONNE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3652111	3400936521117	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61093421	PREDNISONNE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3652128	3400936521285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61093421	PREDNISONNE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3652134	3400936521346	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61093421	PREDNISONNE G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	5659092	3400956590926	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65373285	PREDNISONNE G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3648747	3400936487475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65373285	PREDNISONNE G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3651838	3400936518384	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65373285	PREDNISONNE G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	5656797	3400956567973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
65373285	PREDNISONNE G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	5656805	3400956568055	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65373285	PREDNISONNE G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	5656811	3400956568116	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62989973	PREDNISONNE IREX 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3652217	3400936522176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62989973	PREDNISONNE IREX 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3652223	3400936522237	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62989973	PREDNISONNE IREX 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3652246	3400936522466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62989973	PREDNISONNE IREX 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5659123	3400956591237	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69033159	PREDNISONNE IREX 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3651896	3400936518964	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69033159	PREDNISONNE IREX 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3651904	3400936519046	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69033159	PREDNISONNE IREX 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5658885	3400956588855	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69033159	PREDNISON IREX 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5658891	3400956588916	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69033159	PREDNISON IREX 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5658916	3400956589166	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66087689	PREDNISON IVAX 20 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3652281	3400936522817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66087689	PREDNISON IVAX 20 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3652298	3400936522985	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66087689	PREDNISON IVAX 20 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3652306	3400936523067	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66087689	PREDNISON IVAX 20 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5659152	3400956591527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66065931	PREDNISON IVAX 5 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3651933	3400936519336	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66065931	PREDNISON IVAX 5 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3651956	3400936519565	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66065931	PREDNISON IVAX 5 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5658951	3400956589517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
66065931	PREDNISON IVAX 5 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5658968	3400956589685	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66065931	PREDNISON IVAX 5 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5658974	3400956589746	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62171435	PREDNISON MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3652140	3400936521407	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62171435	PREDNISON MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3652157	3400936521575	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62171435	PREDNISON MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3652163	3400936521636	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62171435	PREDNISON MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5659100	3400956591008	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62440298	PREDNISON MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3651844	3400936518445	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62440298	PREDNISON MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3651850	3400936518506	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62440298	PREDNISON MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5656828	3400956568284	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
62440298	PREDNISON MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5656834	3400956568345	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62440298	PREDNISON MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5658833	3400956588336	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67580037	PREDNISON QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3652186	3400936521865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67580037	PREDNISON QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3652192	3400936521926	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67580037	PREDNISON QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3652200	3400936522008	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67580037	PREDNISON QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5659117	3400956591176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69474075	PREDNISON QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3651867	3400936518674	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69474075	PREDNISON QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3651873	3400936518735	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69474075	PREDNISON QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5658856	3400956588565	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69474075	PREDNISON QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5658862	3400956588626	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69474075	PREDNISON QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5658879	3400956588794	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68420904	PREDNISON RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3666567	3400936665675	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68420904	PREDNISON RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3672094	3400936720947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68420904	PREDNISON RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3672102	3400936721029	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68420904	PREDNISON RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	5660793	3400956607938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62190122	PREDNISON RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3666515	3400936665156	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62190122	PREDNISON RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3666521	3400936665217	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62190122	PREDNISON RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	5660758	3400956607587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
62190122	PREDNISON RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	5660764	3400956607648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62190122	PREDNISON RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	5660770	3400956607709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68537366	PREDNISONNE RICHARD 5 mg, comprimé	RICHARD	5516955	3400955169550	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 50 comprimé(s)
68537366	PREDNISONNE RICHARD 5 mg, comprimé	RICHARD	5516961	3400955169611	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
61162248	PREDNISONNE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3652370	3400936523708	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61162248	PREDNISONNE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3652387	3400936523876	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61162248	PREDNISONNE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3652393	3400936523937	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61162248	PREDNISONNE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5659181	3400956591817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67187799	PREDNISONNE SANDOZ 5 mg, comprime sécable	SANDOZ	3675767	3400936757677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67187799	PREDNISONNE SANDOZ 5 mg, comprime sécable	SANDOZ	3675773	3400936757738	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67187799	PREDNISONNE SANDOZ 5 mg, comprime sécable	SANDOZ	3678062	3400936780620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
67187799	PREDNISONNE SANDOZ 5 mg, comprime sécable	SANDOZ	3678079	3400936780798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
67187799	PREDNISONNE SANDOZ 5 mg, comprime sécable	SANDOZ	5663076	3400956630769	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65502933	PREDNISONNE TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3652312	3400936523128	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65502933	PREDNISONNE TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3652329	3400936523296	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65502933	PREDNISONNE TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3652335	3400936523357	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65502933	PREDNISONNE TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5659169	3400956591695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65149629	PREDNISONNE TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3651962	3400936519626	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65149629	PREDNISONNE TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3651979	3400936519794	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65149629	PREDNISONNE TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5658980	3400956589807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
65149629	PREDNISONNE TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5658997	3400956589975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65149629	PREDNISONNE TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5659005	3400956590056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63552695	PREDNISONNE WINTHROP 1 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3464125	3400934641251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65537934	PREDNISONNE WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3464102	3400934641022	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68830198	PREDNISONNE WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3464119	3400934641190	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67947056	PREDUX 20 mg/ml, solution buvable en flacon	BIOGARAN	3414417	3400934144172	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène
69389194	PREFINE 5,6 g, granulés en sachet-dose	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3402064	3400934020643	22 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier kraft PVDC de 7 g
69389194	PREFINE 5,6 g, granulés en sachet-dose	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3484754	3400934847547	30 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier kraft PVDC de 7 g
69389194	PREFINE 5,6 g, granulés en sachet-dose	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3484760	3400934847608	40 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier kraft PVDC de 7 g
64101193	PRELE DES CHAMPS BOIRON, gélule	BOIRON	3417309	3400934173097	1 flacon(s) en verre de 50 gélule(s)
64629842	PRELE DES CHAMPS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3626214	3400936262140	piilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 30 gélule(s)
64629842	PRELE DES CHAMPS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3626220	3400936262201	piilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 45 gélule(s)
64629842	PRELE DES CHAMPS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3626237	3400936262379	piilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 50 gélule(s)
64629842	PRELE DES CHAMPS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3626243	3400936262430	piilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 60 gélule(s)
64629842	PRELE DES CHAMPS ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3626266	3400936262669	piilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 90 gélule(s)
62069327	PRELE INFUSETTE LES BONS PRODUCTEURS, plante pour tisane en sachet-dose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3325174	3400933251741	24 sachet(s)-dose(s) papier
63075137	PRELE NATURA MEDICA, solution buvable en ampoule	PLANTES ET MEDECINES	3333558	3400933335588	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3450850	3400934508509	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 28 comprimé(s)
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3450867	3400934508677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 30 comprimé(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3450896	3400934508967	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 90 comprimé(s)
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3473549	3400934735493	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 14 comprimé(s)
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3473555	3400934735554	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 20 comprimé(s)
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3473561	3400934735615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 50 comprimé(s)
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3473578	3400934735783	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 56 comprimé(s)
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3473584	3400934735844	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 60 comprimé(s)
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	5608284	3400956082841	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 100 comprimé(s)
67727640	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	5663231	3400956632312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium suremballée(s)/surpochée(s) de 500 comprimé(s)
60439169	PREMARIN 0,625 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3270183	3400932701834	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60439169	PREMARIN 0,625 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3364346	3400933643461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
60439169	PREMARIN 0,625 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3365825	3400933658250	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60439169	PREMARIN 0,625 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465001	3400934650017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61235002	PREMARIN 1,25 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3150088	3400931500889	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61235002	PREMARIN 1,25 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3464993	3400934649936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63372932	PREMARIN 20 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3085853	3400930858530	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
63372932	PREMARIN 20 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	5535929	3400955359296	20 flacon(s) en verre - 20 ampoule(s) en verre de 5 ml
61320552	PREMELLA 0,625 mg/2,5 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3429933	3400934299339	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
67928401	PREMELLA 0,625 mg/5 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3429956	3400934299568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
64115474	PREMELLA CYCLE, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3429962	3400934299629	14 comprimés rouges + 14 comprimés bleu clair sous plaquette thermoformée (PVC/aluminium)
64359126	PREMIDAN ADULTES, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3122471	3400931224716	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66170380	PREMIDAN ENFANTS, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3122488	3400931224884	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène
60306959	PREMIQUE 0,625 mg/2,5 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3429979	3400934299797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
65232021	PREMIQUE 0,625 mg/5 mg, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3429985	3400934299858	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
68533325	PREMIQUE CYCLE, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3429991	3400934299919	14 comprimés rouges + 14 comprimés bleu clair sous plaquette thermoformée (PVC/aluminium)
62897959	PRENESSA 2 mg, comprimé	KRKA POLSKA	3764465	3400937644655	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)
62897959	PRENESSA 2 mg, comprimé	KRKA POLSKA	3764494	3400937644945	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)
62897959	PRENESSA 2 mg, comprimé	KRKA POLSKA	3764502	3400937645027	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)
62897959	PRENESSA 2 mg, comprimé	KRKA POLSKA	3764519	3400937645195	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
62897959	PRENESSA 2 mg, comprimé	KRKA POLSKA	3764525	3400937645256	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
62897959	PRENESSA 2 mg, comprimé	KRKA POLSKA	3764531	3400937645317	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
62897959	PRENESSA 2 mg, comprimé	KRKA POLSKA	3764548	3400937645485	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
62897959	PRENESSA 2 mg, comprimé	KRKA POLSKA	3764554	3400937645546	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
63237361	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable	KRKA POLSKA	3764560	3400937645607	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 7 comprimé(s)
63237361	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable	KRKA POLSKA	3764577	3400937645775	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 14 comprimé(s)
63237361	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable	KRKA POLSKA	3764583	3400937645836	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s)
63237361	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable	KRKA POLSKA	3764608	3400937646086	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
63237361	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable	KRKA POLSKA	3764614	3400937646147	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
63237361	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable	KRKA POLSKA	3764620	3400937646208	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
63237361	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable	KRKA POLSKA	3764637	3400937646376	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 90 comprimé(s)
63237361	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable	KRKA POLSKA	3764643	3400937646437	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
63201027	PREOTACT 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	NYCOMED DANMARK	3761544	3400937615440	2 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre de 1,61 mg et de 1,13 ml
63201027	PREOTACT 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	NYCOMED DANMARK	3761550	3400937615501	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre de 1,61 mg et de 1,13 ml
64492482	PREPACOL, solution buvable et comprimé pelliculé	GUERBET	3263651	3400932636518	1 flacon(s) en verre de 30 ml - plaquette(s) thermoformée(s) de 4 comprimé(s) - avec nécessaire(s) de lavement
64492482	PREPACOL, solution buvable et comprimé pelliculé	GUERBET	3269642	3400932696420	flacon(s) en verre de 30 ml - 1 plaquette(s) thermoformée(s) de 4 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61001775	PRE-PAR 10 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3162016	3400931620167	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
61001775	PRE-PAR 10 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3162022	3400931620228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
61001775	PRE-PAR 10 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3162039	3400931620396	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
69300060	PRE-PAR 50 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SOLVAY PHARMA	3162045	3400931620457	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
69300060	PRE-PAR 50 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	SOLVAY PHARMA	3314710	3400933147105	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
65385501	PREPARATION H VEINOTONIC 300 mg, comprimé	WYETH SANTE FAMILIALE	3372185	3400933721855	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61993844	PREPARATION H, crème rectale	WYETH SANTE FAMILIALE	3047019	3400930470190	1 tube(s) aluminium verni de 25 g avec canule polystyrène
61993844	PREPARATION H, crème rectale	WYETH SANTE FAMILIALE	3047048	3400930470480	1 tube(s) aluminium verni de 50 g avec canule polystyrène
63981068	PREPARATION H, suppositoire	WYETH SANTE FAMILIALE	3047054	3400930470541	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 12 suppositoire(s)
63981068	PREPARATION H, suppositoire	WYETH SANTE FAMILIALE	3153218	3400931532187	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 24 suppositoire(s)
64421236	PREPIDIL INTRACERVICAL, gel stérile intracervical	PFIZER HOLDING FRANCE	5559114	3400955591146	1 seringue(s) pré-remplie(s) polyéthylène de 2,5 ml
64421236	PREPIDIL INTRACERVICAL, gel stérile intracervical	PFIZER HOLDING FRANCE	5559120	3400955591207	1 seringue(s) pré-remplie(s) polyéthylène de 2,5 ml - avec cathéter
61032183	PREPULSID ENFANTS ET NOURRISSONS 1 mg/ml, suspension buvable en flacon	JANSSSEN CILAG	3308945	3400933089450	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec seringue(s) pour administration orale graduée polyéthylène
61244396	PRESSICAINE A SANS VASOCONSTRICTEUR 3 %, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	3267258	3400932672585	50 cartouche(s) en verre de 1,75 ml
61244396	PRESSICAINE A SANS VASOCONSTRICTEUR 3 %, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5000217	3400950002173	100 cartouche(s) en verre de 1,75 ml
69530008	PRESSICAINE FLUID 12,5 g/100 g, solution pour usage dentaire	DENTSPLY	3291676	3400932916764	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre PVC de 40 ml avec embout buccal polyéthylène résine(s)
69530008	PRESSICAINE FLUID 12,5 g/100 g, solution pour usage dentaire	DENTSPLY	3390444	3400933904449	1 flacon(s) en verre de 15 ml avec embout avec compte-gouttes élastomère
67305742	PRESSICAINE N, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	3267241	3400932672417	50 cartouche(s) en verre de 1,75 ml
67305742	PRESSICAINE N, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5000252	3400950002524	100 cartouche(s) en verre de 1,75 ml
63870751	PRESTOLE, gélule	ALMIRALL	3185135	3400931851356	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3450695	3400934506956	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3450703	3400934507038	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3465024	3400934650246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3465030	3400934650307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3465047	3400934650475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3465053	3400934650536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 comprimé(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3465745	3400934657450	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	3562885	3400935628855	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	5606983	3400956069835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
61782427	PRETERAX 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable	SERVIER	5609183	3400956091836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 500 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782279	3400937822794	1 pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782285	3400937822855	1 pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782291	3400937822916	1 pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782316	3400937823166	2 pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782322	3400937823227	1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782339	3400937823395	2 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782345	3400937823456	3 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782351	3400937823517	1 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5704349	3400957043490	2 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63423024	PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5704355	3400957043551	10 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782368	3400937823685	1 pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782374	3400937823746	1 pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782380	3400937823807	1 pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782397	3400937823975	2 pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782405	3400937824057	1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782411	3400937824118	2 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782428	3400937824286	3 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782434	3400937824347	1 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5704361	3400957043612	2 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61276216	PRETERIAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5704378	3400957043780	10 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782440	3400937824408	1 pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782457	3400937824576	1 pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782463	3400937824637	1 pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782486	3400937824866	2 pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782492	3400937824927	1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782500	3400937825009	2 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782517	3400937825177	3 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782523	3400937825238	1 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5704384	3400957043841	2 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60375930	PRETERVAL 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5704390	3400957043902	10 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782546	3400937825467	1 pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782552	3400937825528	1 pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782569	3400937825696	1 pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782575	3400937825757	2 pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782581	3400937825818	1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782598	3400937825986	2 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782606	3400937826068	3 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3782612	3400937826129	1 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5704409	3400957044091	2 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60222009	PRETERVAL 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5704415	3400957044152	10 pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
64178243	PREVENAR, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin pneumococcique osidique conjugué adsorbé	WYETH LEDERLE VACCINES SA	3552705	3400935527059	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64178243	PREVENAR, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin pneumococcique osidique conjugué adsorbé	WYETH LEDERLE VACCINES SA	3552711	3400935527110	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64178243	PREVENAR, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin pneumococcique osidique conjugué adsorbé	WYETH LEDERLE VACCINES SA	3594804	3400935948045	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
64178243	PREVENAR, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin pneumococcique osidique conjugué adsorbé	WYETH LEDERLE VACCINES SA	3594810	3400935948106	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
65598079	PREVENAR, suspension injectable. Vaccin pneumococcique osidique conjugué adsorbé	WYETH LEDERLE VACCINES SA	3552680	3400935526809	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
65598079	PREVENAR, suspension injectable. Vaccin pneumococcique osidique conjugué adsorbé	WYETH LEDERLE VACCINES SA	3552697	3400935526977	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
65598079	PREVENAR, suspension injectable. Vaccin pneumococcique osidique conjugué adsorbé	WYETH LEDERLE VACCINES SA	3568184	3400935681843	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 1 seringue et 2 aiguilles
68587814	PREVIGRIP, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	CHIRON BEHRING (ALLEMAGNE)	3338722	3400933387228	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
68133651	PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3118311	3400931183112	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
68133651	PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3118328	3400931183280	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
68133651	PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3348413	3400933484132	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62633767	PREXIDINE 0,12 POUR CENT, bain de bouche	EXPANSCIENCE	3372848	3400933728489	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s)
62633767	PREXIDINE 0,12 POUR CENT, bain de bouche	EXPANSCIENCE	3512137	3400935121370	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 500 ml
62633767	PREXIDINE 0,12 POUR CENT, bain de bouche	EXPANSCIENCE	3620051	3400936200517	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 55 ml
66495139	PRIALT 100 microgrammes/ml, solution pour perfusion	EISAI (ANGLETERRE)	5697276	3400956972760	1 flacon(s) en verre de 1 ml
66495139	PRIALT 100 microgrammes/ml, solution pour perfusion	EISAI (ANGLETERRE)	5697282	3400956972821	1 flacon(s) en verre de 2 ml
66495139	PRIALT 100 microgrammes/ml, solution pour perfusion	EISAI (ANGLETERRE)	5697299	3400956972999	1 flacon(s) en verre de 5 ml
61790744	PRIALT 25 microgrammes/ml, solution pour perfusion	EISAI (ANGLETERRE)	5697307	3400956973071	1 flacon(s) en verre de 20 ml
63164504	PRIDAX 200 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655546	3400936555464	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
63164504	PRIDAX 200 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655552	3400936555525	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63164504	PRIDAX 200 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655569	3400936555693	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63164504	PRIDAX 200 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655575	3400936555754	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
63164504	PRIDAX 200 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655581	3400936555815	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63164504	PRIDAX 200 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659689	3400956596898	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63164504	PRIDAX 200 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659695	3400956596959	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655598	3400936555983	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655606	3400936556065	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655612	3400936556126	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655629	3400936556294	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655635	3400936556355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655641	3400936556416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659703	3400956597031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659726	3400956597260	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659732	3400956597321	500 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
62185004	PRIDAX 300 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659749	3400956597499	flacon(s) polyéthylène de 150 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655658	3400936556584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655664	3400936556645	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655670	3400936556706	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655687	3400936556874	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655693	3400936556935	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3655701	3400936557017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659755	3400956597550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659761	3400956597611	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659778	3400956597789	500 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
67521195	PRIDAX 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	5659784	3400956597840	flacon(s) polyéthylène de 150 comprimé(s)
61306809	PRIMACAINE ADRENALINE 1/100000, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5646965	3400956469659	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
65983107	PRIMACAINE ADRENALINE 1/200000, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5646971	3400956469710	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69730496	PRIMADRILL, solution pour pulvérisation buccale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3600551	3400936005518	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec pompe(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux) polyéthylène
66854318	PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3395826	3400933958268	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
66854318	PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3395832	3400933958329	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
66854318	PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3395849	3400933958497	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
66854318	PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3395855	3400933958558	20 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
66854318	PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3395861	3400933958619	1 flacon(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
66854318	PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3395878	3400933958787	1 flacon(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
66854318	PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3395884	3400933958848	1 flacon(s) polypropylène de 70 comprimé(s)
66854318	PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3395890	3400933958909	1 flacon(s) polypropylène de 140 comprimé(s)
63209974	PRIMALAN 5 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3181568	3400931815686	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s)
63209974	PRIMALAN 5 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3364694	3400933646943	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s)
63036718	PRIMALAN, sirop	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3263680	3400932636808	1 flacon(s) en verre teinté de 60 ml avec cuillère-mesure
63036718	PRIMALAN, sirop	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3473466	3400934734663	1 flacon(s) en verre teinté de 120 ml avec cuillère-mesure
63036718	PRIMALAN, sirop	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3627308	3400936273085	1 flacon(s) en verre teinté de 125 ml avec cuillère-mesure
62789435	PRIMENE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285411	3400932854110	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62789435	PRIMENE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285428	3400932854288	1 flacon(s) en verre de 125 ml
62789435	PRIMENE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285434	3400932854349	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62789435	PRIMENE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285440	3400932854400	1 flacon(s) en verre de 250 ml
62789435	PRIMENE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285457	3400932854578	1 flacon(s) en verre de 500 ml
62789435	PRIMENE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285463	3400932854639	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
62789435	PRIMENE 10 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285486	3400932854868	1 flacon(s) en verre de 2000 ml
62508906	PRIMENE 5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285345	3400932853458	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62508906	PRIMENE 5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285351	3400932853519	1 flacon(s) en verre de 125 ml
62508906	PRIMENE 5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285368	3400932853687	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62508906	PRIMENE 5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285374	3400932853748	1 flacon(s) en verre de 250 ml
62508906	PRIMENE 5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285380	3400932853809	1 flacon(s) en verre de 500 ml
62508906	PRIMENE 5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285397	3400932853977	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
62508906	PRIMENE 5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3285405	3400932854059	1 flacon(s) en verre de 2000 ml
61910923	PRIMOLINE LP 200 mg, comprimé quadrisécable à libération prolongée	CRINEX	3279310	3400932793105	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61910923	PRIMOLINE LP 200 mg, comprimé quadrisécable à libération prolongée	CRINEX	5549423	3400955494232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62695046	PRIMOLUT-NOR 10 mg, comprimé sécable	SCHERING (FRANCE)	3086108	3400930861080	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
68968199	PRIMPERAN 0,1 % ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique	SANOFI AVENTIS FRANCE	3086143	3400930861431	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
68968199	PRIMPERAN 0,1 % ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220297	3400932202973	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
66623418	PRIMPERAN 0,1 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	SANOFI AVENTIS FRANCE	3216947	3400932169474	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
66623418	PRIMPERAN 0,1 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	SANOFI AVENTIS FRANCE	3216953	3400932169535	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
62684103	PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3086120	3400930861202	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62684103	PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220251	3400932202515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62684103	PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5566574	3400955665748	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 150 comprimé(s)
65529325	PRIMPERAN 10 mg, suppositoire sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3169538	3400931695387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 6 suppositoire(s)
65529325	PRIMPERAN 10 mg, suppositoire sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3231792	3400932317929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
65529325	PRIMPERAN 10 mg, suppositoire sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5510444	3400955104445	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
61729093	PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3086166	3400930861660	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
61729093	PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3182579	3400931825791	3 ampoule(s) en verre de 2 ml
61729093	PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220268	3400932202683	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
61729093	PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5517535	3400955175353	60 ampoule(s) en verre de 2 ml
67653535	PRIMPERAN 100 mg, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3279161	3400932791613	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
64885336	PRIMPERAN 2,6 mg/ml ENFANTS NOURRISSONS, solution buvable en gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3592840	3400935928405	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec pipette(s) doseuse(s) polyéthylène PVC
68828286	PRIMPERAN 20 mg, suppositoire	SANOFI AVENTIS FRANCE	3169679	3400931696797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 6 suppositoire(s)
68828286	PRIMPERAN 20 mg, suppositoire	SANOFI AVENTIS FRANCE	3231800	3400932318001	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
68828286	PRIMPERAN 20 mg, suppositoire	SANOFI AVENTIS FRANCE	5510438	3400955104384	20 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
60544704	PRIMPERAN ENFANTS ET NOURRISSONS, solution buvable en gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3086137	3400930861370	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène PVC
61965186	PRIMPEROXANE, comprimé à croquer	SANOFI AVENTIS FRANCE	3250789	3400932507894	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 18 comprimé(s)
60381919	PRIMYXINE, pommade	ZYDUS FRANCE	3086172	3400930861721	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
63511524	PRINACTIZIDE, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3513148	3400935131485	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
63511524	PRINACTIZIDE, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3513154	3400935131546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
63511524	PRINACTIZIDE, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3513160	3400935131607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
63511524	PRINACTIZIDE, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5617320	3400956173204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
66824638	PRINCI B, comprimé pelliculé	SERP	3418869	3400934188695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
68717439	PRINIVIL 20 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3299896	3400932998968	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68717439	PRINIVIL 20 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3717632	3400937176323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
68717439	PRINIVIL 20 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3717649	3400937176491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68717439	PRINIVIL 20 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5564807	3400955648079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68370390	PRINIVIL 5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3299873	3400932998739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68370390	PRINIVIL 5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3715627	3400937156271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
68370390	PRINIVIL 5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3715633	3400937156332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68370390	PRINIVIL 5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5564799	3400955647997	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65614455	PRINZIDE 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3317329	3400933173296	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65614455	PRINZIDE 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3717655	3400937176552	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
65614455	PRINZIDE 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3717661	3400937176613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65614455	PRINZIDE 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5566479	3400955664796	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63534843	PRIODERM 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3410388	3400934103889	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) de 100 ml - aluminium - avec valve
63036351	PRIODERM, lotion	MEDA PHARMA (FRANCE)	3255427	3400932554270	1 flacon(s) PVC de 110 ml
63036351	PRIODERM, lotion	MEDA PHARMA (FRANCE)	3255433	3400932554331	1 flacon(s) PVC de 55 ml
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3508130	3400935081308	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3508147	3400935081476	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3508153	3400935081537	25 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 25 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3508176	3400935081766	100 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 100 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3513697	3400935136978	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3513705	3400935137050	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3513711	3400935137111	25 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 25 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3513728	3400935137289	100 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 100 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3513734	3400935137340	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3513740	3400935137401	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3513757	3400935137579	25 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 25 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
61896473	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3513763	3400935137630	100 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 100 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
69869147	PRISMASOL 2 mmol/l POTASSIUM, solution pour hémofiltration et hémodialyse	GAMBRO LUNDIA	3595608	3400935956088	2 poche(s) PVC de 5000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s)
62278056	PRISMASOL 4 mmol/l POTASSIUM, solution pour hémofiltration et hémodialyse	GAMBRO LUNDIA	3595614	3400935956149	2 poche(s) PVC de 5000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s)
60452558	PRISTAM 500 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3389990	3400933899905	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
60452558	PRISTAM 500 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5588297	3400955882978	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60593039	PRISTINAMYCINE RPG 250 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3393744	3400933937447	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
60593039	PRISTINAMYCINE RPG 250 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3393750	3400933937508	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
68369993	PRITOR 20 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3526381	3400935263810	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
68369993	PRITOR 20 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3526398	3400935263988	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68369993	PRITOR 20 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3526406	3400935264060	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 56 comprimé(s)
68369993	PRITOR 20 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3716704	3400937167048	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
68369993	PRITOR 20 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3777700	3400937777001	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
68369993	PRITOR 20 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	5622597	3400956225972	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 98 comprimé(s)
60560224	PRITOR 40 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3495841	3400934958410	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
60560224	PRITOR 40 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3716710	3400937167109	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
60560224	PRITOR 40 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3777717	3400937777179	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
60560224	PRITOR 40 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	5619514	3400956195145	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 98 comprimé(s)
61842988	PRITOR 80 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3495858	3400934958588	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61842988	PRITOR 80 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3716727	3400937167277	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61842988	PRITOR 80 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3777723	3400937777230	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61842988	PRITOR 80 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	5619520	3400956195206	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 98 comprimé(s)
61217495	PRITORPLUS 40/12,5 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3595502	3400935955029	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61217495	PRITORPLUS 40/12,5 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3716673	3400937166737	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
61217495	PRITORPLUS 40/12,5 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3777746	3400937777469	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
69467344	PRITORPLUS 80/12,5 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3595519	3400935955197	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
69467344	PRITORPLUS 80/12,5 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3716696	3400937166966	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
69467344	PRITORPLUS 80/12,5 mg, comprimé	BAYER HEALTHCARE AG	3777752	3400937777520	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
63671977	PRIVATUX ADULTES 15 mg/5 ml, sirop en flacon	SOLVAY PHARMA	3344071	3400933440718	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml
63671977	PRIVATUX ADULTES 15 mg/5 ml, sirop en flacon	SOLVAY PHARMA	3353006	3400933530068	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure de 5 ml
64914300	PRIVATUX ENFANTS 7,5 mg/5 ml, sirop en flacon	SOLVAY PHARMA	3344088	3400933440886	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure
64914300	PRIVATUX ENFANTS 7,5 mg/5 ml, sirop en flacon	SOLVAY PHARMA	3352998	3400933529987	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec cuillère-mesure
69379524	PRO DAFALGAN 0,5 g/2,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	UPSA	3416959	3400934169595	8 flacon(s) en verre de 0,5 g - 8 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
69379524	PRO DAFALGAN 0,5 g/2,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	UPSA	3459354	3400934593543	2 flacon(s) en verre de 0,5 g - 2 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
69379524	PRO DAFALGAN 0,5 g/2,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	UPSA	3459360	3400934593604	5 flacon(s) en verre de 0,5 g - 5 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
69123311	PROAMPI 350 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3191549	3400931915492	plaquette(s) thermoformée(s) de 16 comprimé(s)
66672422	PROAMPI 500 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3189469	3400931894698	plaquette(s) thermoformée(s) de 12 comprimé(s)
66672422	PROAMPI 500 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	5522602	3400955226024	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 comprimé(s)
60178712	PROCAINE BIOSTABILEX 2 POUR CENT, solution injectable	PHARMY II	3086350	3400930863503	6 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
61945618	PROCALMIL, comprimé	ARKOPHARMA	3587394	3400935873941	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67607160	PROCAPTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629282	3400936292826	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67607160	PROCAPTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629299	3400936292994	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67607160	PROCAPTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629307	3400936293076	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67607160	PROCAPTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629313	3400936293137	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67607160	PROCAPTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629336	3400936293366	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67607160	PROCAPTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629342	3400936293427	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67607160	PROCAPTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629359	3400936293595	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67607160	PROCAPTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629365	3400936293656	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
61952527	PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3716733	3400937167338	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 14 comprimé(s)
61952527	PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3716756	3400937167567	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61952527	PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3716762	3400937167628	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 56 comprimé(s)
61952527	PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5672081	3400956720811	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
63501124	PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3716779	3400937167796	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 14 comprimé(s)
63501124	PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3716785	3400937167857	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
63501124	PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3716791	3400937167918	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 56 comprimé(s)
63501124	PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5672098	3400956720989	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
61861821	PROCTOCORT, mousse rectale	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3260606	3400932606061	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium avec applicateur(s) avec valve(s) doseuse(s)
66818966	PROCTOLOG, crème rectale	PFIZER	3140724	3400931407249	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
61913620	PROCTOLOG, suppositoire	PFIZER	3140730	3400931407300	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
65698581	PROCTYL, gel rectal, récipient unidose	BOUCHARA RECORDATI	3336491	3400933364915	6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 8 g avec canule
65250375	PROCUTA 10 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3578389	3400935783899	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 30 capsule(s)
65250375	PROCUTA 10 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3578395	3400935783950	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 60 capsule(s)
65250375	PROCUTA 10 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3581078	3400935810786	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 28 capsule(s)
65250375	PROCUTA 10 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3581084	3400935810847	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 50 capsule(s)
65250375	PROCUTA 10 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3581090	3400935810908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 56 capsule(s)
67952249	PROCUTA 20 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3578366	3400935783660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 30 capsule(s)
67952249	PROCUTA 20 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3578372	3400935783721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 60 capsule(s)
67952249	PROCUTA 20 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3581049	3400935810496	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 28 capsule(s)
67952249	PROCUTA 20 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3581055	3400935810557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 50 capsule(s)
67952249	PROCUTA 20 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3581061	3400935810618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 56 capsule(s)
67682298	PROCUTA 40 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3678808	3400936788084	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 capsule(s)
69316449	PROCUTA 5 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3578403	3400935784032	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 30 capsule(s)
69316449	PROCUTA 5 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3578426	3400935784261	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 60 capsule(s)
69316449	PROCUTA 5 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3581109	3400935811097	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 28 capsule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69316449	PROCURTA 5 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3581115	3400935811158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 50 capsule(s)
69316449	PROCURTA 5 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE	3581121	3400935811219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 56 capsule(s)
66729909	PRODASONE 200 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3275105	3400932751051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
66729909	PRODASONE 200 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3275111	3400932751112	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 40 comprimé(s)
66729909	PRODASONE 200 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3275128	3400932751280	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66729909	PRODASONE 200 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3275134	3400932751341	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60771794	PRODILANTIN 75 mg/ml, solution injectable	PFIZER	5610944	3400956109449	25 flacon(s) en verre de 2 ml
60771794	PRODILANTIN 75 mg/ml, solution injectable	PFIZER	5610950	3400956109500	10 flacon(s) en verre de 10 ml
60771794	PRODILANTIN 75 mg/ml, solution injectable	PFIZER	5620256	3400956202560	5 flacon(s) en verre de 2 ml
60771794	PRODILANTIN 75 mg/ml, solution injectable	PFIZER	5620262	3400956202621	10 flacon(s) en verre de 2 ml
60771794	PRODILANTIN 75 mg/ml, solution injectable	PFIZER	5620279	3400956202799	50 flacon(s) en verre de 2 ml
60771794	PRODILANTIN 75 mg/ml, solution injectable	PFIZER	5620285	3400956202850	5 flacon(s) en verre de 10 ml
60771794	PRODILANTIN 75 mg/ml, solution injectable	PFIZER	5620291	3400956202911	25 flacon(s) en verre de 10 ml
66771790	PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3330206	3400933302061	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66771790	PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	5573456	3400955734567	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
62444802	PROFENID 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.)	AVENTIS	3233070	3400932330706	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) de 5 ml
62444802	PROFENID 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.)	AVENTIS	3267755	3400932677559	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) de 5 ml
62444802	PROFENID 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.)	AVENTIS	5547223	3400955472230	50 flacon(s) en verre
62960085	PROFENID 100 mg, poudre pour solution injectable (I.V.) en flacon	AVENTIS	5574668	3400955746683	50 flacon(s) en verre
65146412	PROFENID 100 mg, suppositoire	AVENTIS	3179293	3400931792932	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène PVC de 12 suppositoire(s)
68566033	PROFENID 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)	AVENTIS	3429212	3400934292125	6 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
68566033	PROFENID 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)	AVENTIS	3466035	3400934660351	2 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
68566033	PROFENID 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)	AVENTIS	5602790	3400956027903	50 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
60509468	PROFENID 2,5 POUR CENT, gel en tube	AVENTIS	3300085	3400933000851	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
67225100	PROFENID 50 mg, gélule	AVENTIS	3138905	3400931389057	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
68592067	PROFENID L P 200 mg, gélule à libération prolongée	AVENTIS	3315833	3400933158330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
65310178	PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	AVENTIS	3282594	3400932825943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
68672129	PROFLUINE, solution buvable, gouttes	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3259856	3400932598564	1 flacon(s) en verre brun avec compte-gouttes de 30 ml
63393104	PROGESTAN 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620878	3400936208780	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 capsule(s)
63393104	PROGESTAN 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620884	3400936208841	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
63393104	PROGESTAN 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620890	3400936208902	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 capsule(s)
63393104	PROGESTAN 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	5648823	3400956488230	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 capsule(s)
68025857	PROGESTAN 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620832	3400936208322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 capsule(s)
68025857	PROGESTAN 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620849	3400936208490	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 capsule(s)
68025857	PROGESTAN 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620855	3400936208551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
68025857	PROGESTAN 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620861	3400936208612	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 capsule(s)
62075038	PROGESTERONE BIOGARAN 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BIOGARAN	3580498	3400935804983	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 capsule(s)
66426680	PROGESTERONE BIOGARAN 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BIOGARAN	3582505	3400935825056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 15 capsule(s)
66156975	PROGESTERONE MERCK 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	MERCK GENERIQUES	3617899	3400936178991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
66156975	PROGESTERONE MERCK 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	MERCK GENERIQUES	3617907	3400936179073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 capsule(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
66156975	PROGESTERONE MERCK 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	MERCK GENERIQUES	5648013	3400956480135	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 capsule(s)
66156975	PROGESTERONE MERCK 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	MERCK GENERIQUES	5648036	3400956480364	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 capsule(s)
67954620	PROGESTERONE QUALIMED 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	QUALIMED (LYON)	3647104	3400936471047	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
67954620	PROGESTERONE QUALIMED 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	QUALIMED (LYON)	3647110	3400936471108	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 capsule(s)
67954620	PROGESTERONE QUALIMED 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	QUALIMED (LYON)	3647127	3400936471276	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 capsule(s)
67954620	PROGESTERONE QUALIMED 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	QUALIMED (LYON)	3647133	3400936471337	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 capsule(s)
68357247	PROGESTERONE RATIOPHARM 100 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3436896	3400934368967	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 capsule(s)
68357247	PROGESTERONE RATIOPHARM 100 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3619875	3400936198753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 capsule(s)
61539496	PROGESTERONE RATIOPHARM 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620909	3400936209091	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 capsule(s)
61539496	PROGESTERONE RATIOPHARM 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620915	3400936209152	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 capsule(s)
61539496	PROGESTERONE RATIOPHARM 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620921	3400936209213	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
61539496	PROGESTERONE RATIOPHARM 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3620938	3400936209381	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 capsule(s)
64454720	PROGESTERONE RETARD PHARLON 250 mg/1 ml, solution injectable I.M. en ampoule	SCHERING (FRANCE)	3086580	3400930865804	3 ampoule(s) en verre de 1 ml
64454720	PROGESTERONE RETARD PHARLON 250 mg/1 ml, solution injectable I.M. en ampoule	SCHERING (FRANCE)	3086628	3400930866283	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
63907395	PROGESTERONE RETARD PHARLON 500 mg/2 ml, solution injectable IM en ampoule	SCHERING (FRANCE)	3086597	3400930865972	3 ampoule(s) en verre de 2 ml
63907395	PROGESTERONE RETARD PHARLON 500 mg/2 ml, solution injectable IM en ampoule	SCHERING (FRANCE)	3086605	3400930866054	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
62767549	PROGESTERONE SANDOZ 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	SANDOZ	3680739	3400936807396	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
68461687	PROGESTERONE TEVA 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	TEVA CLASSICS	3603733	3400936037335	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 capsule(s)
67407099	PROGESTOCEL 1 POUR CENT, gel pour application locale	BESINS INTERNATIONAL	3131412	3400931314127	1 tube(s) aluminium verni de 80 g
67407099	PROGESTOCEL 1 POUR CENT, gel pour application locale	BESINS INTERNATIONAL	3676643	3400936766433	flacon(s) polyéthylène polypropylène avec pompe(s) doseuse(s) de 75 g
69284841	PROGESTOSOL 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	BESINS INTERNATIONAL	3173132	3400931731320	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 30 ml avec seringue doseuse polystyrène
69284841	PROGESTOSOL 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	BESINS INTERNATIONAL	3173149	3400931731498	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 90 ml avec seringue doseuse polystyrène
66800719	PROGLICEM 100 mg, gélule	SCHERING PLOUGH	5518374	3400955183747	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s)
62678246	PROGLICEM 25 mg, gélule	SCHERING PLOUGH	5522157	3400955221579	1 flacon(s) en verre de 200 gélule(s)
68330403	PROGRAF 0,5 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3587537	3400935875372	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68330403	PROGRAF 0,5 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3587543	3400935875433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
68330403	PROGRAF 0,5 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3589588	3400935895882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 gélule(s)
61217812	PROGRAF 1 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3589559	3400935895592	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 gélule(s)
61217812	PROGRAF 1 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3589565	3400935895653	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61217812	PROGRAF 1 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3589571	3400935895714	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
63395596	PROGRAF 5 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3587566	3400935875662	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63395596	PROGRAF 5 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3587572	3400935875723	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 50 gélule(s)



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
63395596	PROGRAF 5 mg, gélule	ASTELLAS PHARMA	3587589	3400935875891	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 gélule(s)
66737795	PROGRAF 5 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion	ASTELLAS PHARMA	5588742	3400955887423	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
62512491	PROGYNOVA 1 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3189156	3400931891567	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62512491	PROGYNOVA 1 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3189162	3400931891628	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62512491	PROGYNOVA 1 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3516537	3400935165374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
62512491	PROGYNOVA 1 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3517436	3400935174369	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60940721	PROGYNOVA 2 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3189222	3400931892229	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
60940721	PROGYNOVA 2 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3189239	3400931892397	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
60940721	PROGYNOVA 2 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3516514	3400935165145	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
60940721	PROGYNOVA 2 mg, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3516520	3400935165206	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
69537216	PROHANCE 1396,5 mg/5 ml, solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3378503	3400933785031	1 flacon(s) en verre de 5 ml
64339515	PROHANCE 1396,5 mg/5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	BRACCO ALTANA PHARMA	3508265	3400935082657	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 5 ml
69155907	PROHANCE 2793 mg/10 ml, solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3378526	3400933785260	1 flacon(s) en verre de 10 ml
61258225	PROHANCE 2793 mg/10 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	BRACCO ALTANA PHARMA	3508271	3400935082718	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
69190210	PROHANCE 4189,5 mg/15 ml, solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3378532	3400933785321	1 flacon(s) en verre de 15 ml
63800055	PROHANCE 4189,5 mg/15 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	BRACCO ALTANA PHARMA	3508288	3400935082886	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 15 ml
67511393	PROHANCE 4748,10 mg/17 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	BRACCO ALTANA PHARMA	3508294	3400935082947	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 17 ml
67472606	PROHANCE 5586 mg/20 ml, solution injectable	BRACCO ALTANA PHARMA	3378549	3400933785499	1 flacon(s) en verre de 20 ml
60307242	PROINULINE SERB 25 POUR CENT, solution injectable (I.V.)	SERB	3434650	3400934346507	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
63845762	PROKINYL L.P. 15 mg, gélule à libération prolongée	TECHNI-PHARMA	3297584	3400932975846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62087478	PROLAIR AUTOHALER 250 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3366693	3400933666934	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 200 dose(s) avec valve doseuse avec embout buccal
61637983	PROLEUKIN 18 millions U.I., poudre pour solution injectable	NOVARTIS PHARMA	5621586	3400956215867	1 flacon(s) en verre
61637983	PROLEUKIN 18 millions U.I., poudre pour solution injectable	NOVARTIS PHARMA	5621592	3400956215928	10 flacon(s) en verre
68745374	PROLEUKIN 18 millions U.I., poudre pour solution pour perfusion	NOVARTIS PHARMA	5621557	3400956215577	1 flacon(s) en verre
68745374	PROLEUKIN 18 millions U.I., poudre pour solution pour perfusion	NOVARTIS PHARMA	5621563	3400956215638	10 flacon(s) en verre
60822979	PROMEGESTONE RPG 125 microgrammes, comprimé	AVENTIS	3330436	3400933304362	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66188720	PROMEGESTONE RPG 250 microgrammes, comprimé	AVENTIS	3330442	3400933304423	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69099700	PROMEGESTONE RPG 500 microgrammes, comprimé	AVENTIS	3330459	3400933304591	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69099700	PROMEGESTONE RPG 500 microgrammes, comprimé	AVENTIS	3372587	3400933725877	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
62245864	PROMETHAZINE (CHLORHYDRATE DE)/GUAIFENESINE EVANS MEDICAL FRANCE 0,113 g/1,000 g POUR CENT, sirop	UCB PHARMA	3254422	3400932544226	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène
60950644	PROMINCIL, gel	CHEFARO ARDEVAL	3508673	3400935086730	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec pompe doseuse de 140 g
63838636	PROMINCIL, gélule	CHEFARO ARDEVAL	3458834	3400934588341	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
63359187	PROMINCIL, suspension buvable de plante fraîche en récipients unidoses	CHEFARO ARDEVAL	3332168	3400933321680	7 récipient(s) unidoses en résine polymérique de 10 ml
63359187	PROMINCIL, suspension buvable de plante fraîche en récipients unidoses	CHEFARO ARDEVAL	3345478	3400933454784	14 récipient(s) unidoses en résine polymérique de 10 ml
62952576	PROMIT 3 g/20 ml, solution injectable IV	PHARMALINK	5560005	3400955600053	10 flacon(s) en verre de 20 ml
65189100	PRONTALFEN 200 mg, comprimé pelliculé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3637330	3400936373303	flacon(s) polypropylène de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65189100	PRONTALFEN 200 mg, comprimé pelliculé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3637347	3400936373471	flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65189100	PRONTALFEN 200 mg, comprimé pelliculé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3637353	3400936373532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
65189100	PRONTALFEN 200 mg, comprimé pelliculé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3637376	3400936373761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
69795241	PRONTALFEN 400 mg, comprimé pelliculé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3637519	3400936375192	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69795241	PRONTALFEN 400 mg, comprimé pelliculé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3637525	3400936375253	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61644230	PRONTALGINE, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3197606	3400931976066	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 5 comprimé(s)
61644230	PRONTALGINE, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3240130	3400932401307	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 5 comprimé(s)
61644230	PRONTALGINE, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3240147	3400932401475	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 6 comprimé(s)
61644230	PRONTALGINE, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3617149	3400936171497	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 18 comprimé(s)
69517046	PRONTALGINE, comprimé effervescent	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3436672	3400934366727	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69517046	PRONTALGINE, comprimé effervescent	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3436689	3400934366895	tube(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
69517046	PRONTALGINE, comprimé effervescent	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3436695	3400934366956	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
68012468	PROPACETAMOL MERCK 1 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3606200	3400936062009	1 flacon(s) en verre de 1 g avec dispositif(s) de transfert
68012468	PROPACETAMOL MERCK 1 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3606217	3400936062177	5 flacon(s) en verre de 1 g avec dispositif(s) de transfert
68012468	PROPACETAMOL MERCK 1 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3606223	3400936062238	10 flacon(s) en verre de 1 g avec dispositif(s) de transfert
60389677	PROPACETAMOL MERCK 2 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3606246	3400936062467	1 flacon(s) en verre de 2 g avec dispositif(s) de transfert
60389677	PROPACETAMOL MERCK 2 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3606252	3400936062528	5 flacon(s) en verre de 2 g avec dispositif(s) de transfert
60389677	PROPACETAMOL MERCK 2 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	3606269	3400936062696	10 flacon(s) en verre de 2 g avec dispositif(s) de transfert
69443927	PROPACETAMOL QUALIMED 1 g, poudre pour solution pour perfusion	QUALIMED (LYON)	3605614	3400936056145	1 flacon(s) en verre de 1 g avec dispositif(s) de transfert
69443927	PROPACETAMOL QUALIMED 1 g, poudre pour solution pour perfusion	QUALIMED (LYON)	3605620	3400936056206	5 flacon(s) en verre de 1 g avec dispositif(s) de transfert
69443927	PROPACETAMOL QUALIMED 1 g, poudre pour solution pour perfusion	QUALIMED (LYON)	3605637	3400936056374	10 flacon(s) en verre de 1 g avec dispositif(s) de transfert
60580369	PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3490654	3400934906541	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
60580369	PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3490660	3400934906602	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
60580369	PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3490677	3400934906770	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60580369	PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3490683	3400934906831	12 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
60580369	PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3490708	3400934907081	14 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
60297517	PROPESS 10 mg, système de diffusion vaginal	FERRING	5619744	3400956197446	5 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
64499142	PROPINE 0,1 POUR CENT, collyre	ALLERGAN FRANCE	3272992	3400932729920	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
64499142	PROPINE 0,1 POUR CENT, collyre	ALLERGAN FRANCE	3273000	3400932730001	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
65802133	PROPIOCINE 500 mg, comprimé	AVENTIS	3205004	3400932050048	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65802133	PROPIOCINE 500 mg, comprimé	AVENTIS	3222907	3400932229079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
68992111	PROPOFAN, comprimé	THERAPLIX	3372446	3400933724467	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63303249	PROPOFOL DAKOTA PHARM 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	DAKOTA PHARM	5625176	3400956251766	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
63303249	PROPOFOL DAKOTA PHARM 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	DAKOTA PHARM	5625182	3400956251827	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
63303249	PROPOFOL DAKOTA PHARM 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	DAKOTA PHARM	5625199	3400956251995	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
63303249	PROPOFOL DAKOTA PHARM 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	DAKOTA PHARM	5625207	3400956252077	1 flacon(s) en verre de 50 ml
63303249	PROPOFOL DAKOTA PHARM 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	DAKOTA PHARM	5625213	3400956252138	5 flacon(s) en verre de 50 ml
63303249	PROPOFOL DAKOTA PHARM 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	DAKOTA PHARM	5625236	3400956252367	10 flacon(s) en verre de 50 ml
63303249	PROPOFOL DAKOTA PHARM 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	DAKOTA PHARM	5625242	3400956252428	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63303249	PROPOFOL DAKOTA PHARM 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	DAKOTA PHARM	5625259	3400956252596	5 flacon(s) en verre de 100 ml
63303249	PROPOFOL DAKOTA PHARM 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	DAKOTA PHARM	5625265	3400956252657	10 flacon(s) en verre de 100 ml
65407232	PROPOFOL FRESENIUS 1 %, émulsion injectable et pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5609993	3400956099931	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
65407232	PROPOFOL FRESENIUS 1 %, émulsion injectable et pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5610016	3400956100163	10 flacon(s) en verre de 50 ml
65407232	PROPOFOL FRESENIUS 1 %, émulsion injectable et pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5610022	3400956100224	1 flacon(s) en verre de 50 ml
65407232	PROPOFOL FRESENIUS 1 %, émulsion injectable et pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5610039	3400956100392	1 flacon(s) en verre de 100 ml
65407232	PROPOFOL FRESENIUS 1 %, émulsion injectable et pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5610045	3400956100453	10 flacon(s) en verre de 100 ml
65407232	PROPOFOL FRESENIUS 1 %, émulsion injectable et pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5653132	3400956531325	15 flacon(s) en verre de 50 ml
65407232	PROPOFOL FRESENIUS 1 %, émulsion injectable et pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5653149	3400956531493	15 flacon(s) en verre de 100 ml
62540042	PROPOFOL LIPURO 1 % (10 mg/ml), émulsion injectable ou pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	5636079	3400956360796	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
62540042	PROPOFOL LIPURO 1 % (10 mg/ml), émulsion injectable ou pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	5636085	3400956360857	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62540042	PROPOFOL LIPURO 1 % (10 mg/ml), émulsion injectable ou pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	5636091	3400956360918	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67789300	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5639528	3400956395286	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
67789300	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5639534	3400956395347	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
67789300	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5639540	3400956395408	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
67789300	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5639557	3400956395576	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67789300	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5639563	3400956395637	5 flacon(s) en verre de 50 ml
67789300	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5639586	3400956395866	10 flacon(s) en verre de 50 ml
67789300	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5639592	3400956395927	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67789300	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5639600	3400956396009	5 flacon(s) en verre de 100 ml
67789300	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5639617	3400956396177	10 flacon(s) en verre de 100 ml
69092620	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable en seringue préremplie	MERCK GENERIQUES	5659620	3400956596201	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
69092620	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable en seringue préremplie	MERCK GENERIQUES	5659637	3400956596379	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
69092620	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable en seringue préremplie	MERCK GENERIQUES	5659643	3400956596430	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
69092620	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable en seringue préremplie	MERCK GENERIQUES	5659666	3400956596669	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
69092620	PROPOFOL MERCK 10 mg/ml, émulsion injectable en seringue préremplie	MERCK GENERIQUES	5659672	3400956596720	30 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
66617123	PROPOFOL MERCK 20 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5641063	3400956410637	1 flacon(s) en verre de 50 ml
66617123	PROPOFOL MERCK 20 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5643205	3400956432059	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
66617123	PROPOFOL MERCK 20 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5643211	3400956432110	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
66617123	PROPOFOL MERCK 20 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5643228	3400956432288	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
66617123	PROPOFOL MERCK 20 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5643234	3400956432349	5 flacon(s) en verre de 50 ml
66617123	PROPOFOL MERCK 20 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5643240	3400956432400	10 flacon(s) en verre de 50 ml
66617123	PROPOFOL MERCK 20 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5643257	3400956432578	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66617123	PROPOFOL MERCK 20 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5643263	3400956432639	5 flacon(s) en verre de 100 ml

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
66617123	PROPOFOL MERCK 20 mg/ml, émulsion injectable (IV)	MERCK GENERIQUES	5643286	3400956432868	10 flacon(s) en verre de 100 ml
66415335	PROPRANOLOL EG 40 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3656764	3400936567641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66415335	PROPRANOLOL EG 40 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3759240	3400937592406	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67954061	PROPRANOLOL RATIOPHARM 40 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3356996	3400933569969	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67954061	PROPRANOLOL RATIOPHARM 40 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3720887	3400937208871	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67954061	PROPRANOLOL RATIOPHARM 40 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3720893	3400937208932	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
67954061	PROPRANOLOL RATIOPHARM 40 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3720901	3400937209014	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67954061	PROPRANOLOL RATIOPHARM 40 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3720918	3400937209182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67954061	PROPRANOLOL RATIOPHARM 40 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM	3722248	3400937222488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
63077978	PROPRANOLOL RATIOPHARM L P 160 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM	3356973	3400933569730	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
63077978	PROPRANOLOL RATIOPHARM L P 160 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM	3723093	3400937230933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
63077978	PROPRANOLOL RATIOPHARM L P 160 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM	3723101	3400937231015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 84 gélule(s)
63077978	PROPRANOLOL RATIOPHARM L P 160 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM	3723118	3400937231183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 gélule(s)
65667550	PROPRANOLOL RATIOPHARM L P 80 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM	3322589	3400933225896	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
65667550	PROPRANOLOL RATIOPHARM L P 80 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM	3723414	3400937234146	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
65667550	PROPRANOLOL RATIOPHARM L P 80 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM	3723420	3400937234207	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
65667550	PROPRANOLOL RATIOPHARM L P 80 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM	3723437	3400937234375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
61397883	PROPYLTHIOURACILE AP-HP 50 mg, comprimé	ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS - AP-HP	3566630	3400935666307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61397883	PROPYLTHIOURACILE AP-HP 50 mg, comprimé	ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS - AP-HP	3566647	3400935666475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
65767967	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3717135	3400937171359	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) avec protège-aiguille
65767967	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3717141	3400937171410	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre
65767967	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3717158	3400937171588	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s)
65767967	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3717164	3400937171649	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s)
65767967	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5672135	3400956721351	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) avec protège-aiguille
65767967	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5672141	3400956721412	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre
65767967	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5672158	3400956721580	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre



<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
65767967	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5672164	3400956721641	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s)
65767967	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5672170	3400956721702	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s)
60250909	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3717129	3400937171298	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre
60250909	PROQUAD, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5672129	3400956721290	10 flacon(s) en verre - 10 flacon(s) en verre
61162999	PRORHINEL MAL DE GORGE, capsule molle	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3608653	3400936086531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 capsule(s)
61162999	PRORHINEL MAL DE GORGE, capsule molle	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3608676	3400936086760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 capsule(s)
61162999	PRORHINEL MAL DE GORGE, capsule molle	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3608682	3400936086821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 capsule(s)
63520562	PRORHINEL, solution nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3086930	3400930869307	10 ampoule(s) en verre brun de 10 ml avec flacon(s) pipette(s) polyéthylène de 20 ml
63520562	PRORHINEL, solution nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3320679	3400933206796	2 ampoule(s) en verre brun de 10 ml avec flacon(s) pulvérisateur(s) en verre brun de 20 ml avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène
63520562	PRORHINEL, solution nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3336551	3400933365516	18 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
63520562	PRORHINEL, solution nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3370068	3400933700683	4 ampoule(s) en verre brun de 10 ml avec flacon(s) pulvérisateur(s) en verre brun de 20 ml avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène
63520562	PRORHINEL, solution nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3370074	3400933700744	10 ampoule(s) polyéthylène de 10 ml
63520562	PRORHINEL, solution nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3413174	3400934131745	12 ampoule(s) polyéthylène de 10 ml
63520562	PRORHINEL, solution nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3494534	3400934945342	15 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
63520562	PRORHINEL, solution nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3496763	3400934967634	20 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
65350938	PRORHINEL, solution pour pulvérisation nasale en flacon pressurisé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3521254	3400935212542	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 100 ml
65502634	PRORHINITE 0,127 mg/dose, solution pour pulvérisation nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3455043	3400934550430	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml avec pompe doseuse polyéthylène polypropylène
65502634	PRORHINITE 0,127 mg/dose, solution pour pulvérisation nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3455066	3400934550669	1 flacon(s) en verre de 10 ml avec pompe doseuse polyéthylène polypropylène
65502634	PRORHINITE 0,127 mg/dose, solution pour pulvérisation nasale	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3593584	3400935935847	1 flacon(s) en verre brun de 5 ml avec pompe(s) doseuse(s) polyéthylène polypropylène
67857477	PROSOFT, comprimé enrobé	R&D PHARMA	3653010	3400936530102	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67857477	PROSOFT, comprimé enrobé	R&D PHARMA	3653027	3400936530270	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 45 comprimé(s)
68980582	PROSPAN 65 mg, comprimé effervescent	ENGELHARD ARZNEIMITTEL	3565033	3400935650337	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68980582	PROSPAN 65 mg, comprimé effervescent	ENGELHARD ARZNEIMITTEL	3587307	3400935873071	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68980582	PROSPAN 65 mg, comprimé effervescent	ENGELHARD ARZNEIMITTEL	3587313	3400935873132	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
63775876	PROSPAN SANS SUCRE, sirop	MEDIFLOR	3421274	3400934212741	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
63775876	PROSPAN SANS SUCRE, sirop	MEDIFLOR	3508696	3400935086969	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
63775876	PROSPAN SANS SUCRE, sirop	MEDIFLOR	3597352	3400935973528	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61224867	PROSPAN, solution buvable en gouttes	ENGELHARD ARZNEIMITTEL	3421280	3400934212802	1 flacon(s) en verre brun de 20 ml avec compte-gouttes polyéthylène
63683221	PROSPIRIL TWISTHALER 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	SCHERING PLOUGH	3592515	3400935925152	1 inhalateur(s) multidose(s) de 30 dose(s)
63683221	PROSPIRIL TWISTHALER 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	SCHERING PLOUGH	3592521	3400935925213	1 inhalateur(s) multidose(s) de 60 dose(s)
63977995	PROSPIRIL TWISTHALER 400 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	SCHERING PLOUGH	3592538	3400935925381	inhalateur(s) multidose(s) de 30 dose(s)
63977995	PROSPIRIL TWISTHALER 400 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	SCHERING PLOUGH	3592544	3400935925442	inhalateur(s) multidose(s) de 60 dose(s)
64919265	PROSTADIREX 250 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	3477754	3400934777547	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64919265	PROSTADIREX 250 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	5610111	3400956101115	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 45 comprimé(s)
64919265	PROSTADIREX 250 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	5610128	3400956101283	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66273544	PROSTANORM 50 mg, capsule	URGO	3359138	3400933591380	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 capsule(s)
61601542	PROSTIGMINE 0,5 mg/1 ml, solution injectable	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3087036	3400930870365	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
61601542	PROSTIGMINE 0,5 mg/1 ml, solution injectable	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	5533296	3400955332961	60 ampoule(s) en verre de 1 ml
60621264	PROSTINE E2 1 mg/3 g, gel vaginal	PFIZER HOLDING FRANCE	5577483	3400955774839	1 seringue(s) pré-remplie(s) polyéthylène de 3 g
60876293	PROSTINE E2 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5548435	3400955484356	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
64252302	PROSTINE E2 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5548441	3400955484417	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
63145144	PROSTINE E2 2 mg/3 g, gel vaginal	PFIZER HOLDING FRANCE	5577508	3400955775089	1 seringue(s) pré-remplie(s) polyéthylène de 3 g
68103252	PROSTINE VR, solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5541551	3400955415510	1 ampoule(s) en verre
68103252	PROSTINE VR, solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5541568	3400955415688	1 ampoule(s) en verre - ampoule(s) en verre de 9 ml
60956330	PROTAMINE CHLORHYDRATE 1200 UI/ml, solution injectable pour perfusion en flacon	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3165339	3400931653394	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67035243	PROTAMINE CHLORHYDRATE 5000 UI/5 ml, solution injectable en ampoule	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3101196	3400931011965	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
64028037	PROTAMINE CHLORHYDRATE 600 UI/ml, solution injectable pour perfusion en flacon	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3165322	3400931653226	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60037327	PROTAMINE CHOAY 1000 U.A.H./ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3101173	3400931011736	1 flacon(s) en verre de 10 ml
62700251	PROTANGIX 60 mg, capsule	BIOETHIC	3233176	3400932331765	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
62700251	PROTANGIX 60 mg, capsule	BIOETHIC	3233182	3400932331826	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 capsule(s)
62700251	PROTANGIX 60 mg, capsule	BIOETHIC	5527717	3400955277170	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 capsule(s)
65618140	PROTELOS 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	3651689	3400936516892	7 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
65618140	PROTELOS 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	3651695	3400936516953	14 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
65618140	PROTELOS 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	3651703	3400936517035	28 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
65618140	PROTELOS 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	5658307	3400956583072	56 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
65618140	PROTELOS 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	5658313	3400956583133	84 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
65618140	PROTELOS 2 g, granulés pour suspension buvable	SERVIER	5658336	3400956583362	100 sachet(s) papier polyéthylène aluminium
61716295	PROTEXEL 50 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	LFB-BIOMEDICAMENTS	5633885	3400956338856	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre avec dispositif de transfert avec aiguille(s) de 10 ml
61962852	PROTHIADEN 25 mg, gélule	TEOFARMA	3190886	3400931908869	1 flacon(s) polypropylène de 50 gélule(s)
61962852	PROTHIADEN 25 mg, gélule	TEOFARMA	3640154	3400936401549	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
69699339	PROTHIADEN 75 mg, comprimé enrobé	TEOFARMA	3250097	3400932500970	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
67541066	PROTHYL 9 POUR CENT, pâte pour usage dentaire	SEPTODONT	3087160	3400930871607	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
67798840	PROTOPIC 0,03 %, pommade	ASTELLAS PHARMA (ALLEMAGNE)	3592219	3400935922199	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
67798840	PROTOPIC 0,03 %, pommade	ASTELLAS PHARMA (ALLEMAGNE)	3592225	3400935922250	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 60 g
67798840	PROTOPIC 0,03 %, pommade	ASTELLAS PHARMA (ALLEMAGNE)	3622133	3400936221338	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 g
63213392	PROTOPIC 0,1 %, pommade	ASTELLAS PHARMA (ALLEMAGNE)	3592231	3400935922311	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
63213392	PROTOPIC 0,1 %, pommade	ASTELLAS PHARMA (ALLEMAGNE)	3592248	3400935922489	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 60 g
63213392	PROTOPIC 0,1 %, pommade	ASTELLAS PHARMA (ALLEMAGNE)	3622156	3400936221567	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 g
60628390	PROTOVIT ENFANTS, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3492848	3400934928482	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
60628390	PROTOVIT ENFANTS, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3492854	3400934928543	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 30 comprimé(s)
68838985	PROTOVIT, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3529066	3400935290663	tube(s) aluminium verni de 10 comprimé(s)
68838985	PROTOVIT, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3529072	3400935290724	2 tube(s) aluminium verni de 10 comprimé(s)
68838985	PROTOVIT, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3529089	3400935290892	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68838985	PROTOVIT, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3529095	3400935290953	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64959847	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5625420	3400956254200	1 bouteille en aluminium de 2 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
64959847	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5625437	3400956254378	1 bouteille en aluminium ou en acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique ou d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
64959847	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5625443	3400956254439	1 bouteille en aluminium ou en acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique ou d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
64959847	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5625466	3400956254668	1 bouteille en acier de 47 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique ou d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
64959847	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5625472	3400956254729	1 bouteille sphérique en acier de 450 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique
64959847	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5625489	3400956254897	8 bouteilles en acier de 47 l maintenues en position horizontale dans un cadre métallique, reliées par des lyres en cuivre munie de robinets en laiton avec raccord de sortie spécifique
64959847	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AGA MEDICAL	5650978	3400956509782	1 bouteille(s) en acier de 50 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie spécifique ou d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie spécifique
66745781	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5625578	3400956255788	1 bouteille aluminium ou en acier de 5 l
66745781	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5625584	3400956255849	1 bouteille aluminium ou en acier de 15 l
66745781	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5625590	3400956255900	1 bouteille en acier de 47 l
66745781	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5625609	3400956256099	9 bouteilles en acier de 47 l
63729455	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe	AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL	5621439	3400956214396	1 évaporateur fixe, par litre (soit 0,66 m3 de gaz sous pression de 1 bar à 15°C)
61607132	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621445	3400956214457	1 bouteille acier de 2 l

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Presentation</b>
61607132	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621451	3400956214518	1 bouteille acier de 3,5 l
61607132	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621468	3400956214686	1 bouteille acier de 5 l
61607132	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621474	3400956214747	1 bouteille acier de 6,7 l
61607132	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621480	3400956214808	1 bouteille acier de 15 l
61607132	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621497	3400956214976	1 bouteille acier de 20 l
61607132	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621505	3400956215058	1 bouteille acier de 50 l
61607132	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621511	3400956215119	9 bouteilles acier de 50 l
67831361	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteilles en cadre avec tube plongeur	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621528	3400956215287	11 bouteilles en acier de 50 l avec tube plongeur
60194175	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5621534	3400956215348	1 évaporateur fixe, par litre (soit 0,66 m3 de gaz sous pression de 1 bar à 15 °C)
66892450	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5644280	3400956442805	1 bouteille(s) acier de 15 l
66892450	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5644297	3400956442973	1 bouteille(s) acier de 50 l
66892450	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SAGA MEDICAL, gaz pour inhalation, en bouteille	AIR PRODUCTS INDUSTRIE	5644305	3400956443055	9 bouteille(s) acier de 50 l
66210572	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5625495	3400956254958	1 bouteille acier de 2 l
66210572	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5625503	3400956255030	1 bouteille acier de 5 l
66210572	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5625526	3400956255269	1 bouteille acier de 20 l
66210572	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5625532	3400956255320	1 bouteille acier de 40 l
66210572	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5625549	3400956255498	1 bouteille acier de 50 l
66210572	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5625555	3400956255559	9 bouteille acier de 50 l
66210572	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE, gaz pour inhalation en bouteille	SOL FRANCE	5634092	3400956340927	1 bouteille(s) acier de 15 l
60408330	PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE, gaz pour inhalation, pour évaporateur fixe	SOL FRANCE	5625561	3400956255610	1 évaporateur fixe acier
65281285	PROVAMES 1 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3466644	3400934666445	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
65281285	PROVAMES 1 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3466650	3400934666506	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
65281285	PROVAMES 1 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3466667	3400934666674	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65421374	PROVAMES 2 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3373411	3400933734114	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
65421374	PROVAMES 2 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3547934	3400935479341	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
65421374	PROVAMES 2 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3547940	3400935479402	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60095615	PROVENCALE N° 2, gélule	TISANE PROVENCALE	3390059	3400933900595	1 flacon(s) polypropylène de 50 gélule(s)
64400377	PROVENCALE N°4, gélule	TISANE PROVENCALE	3376237	3400933762377	1 flacon(s) polypropylène de 50 gélule(s)
64795465	PROVENOL 15 mg, suppositoire	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3276441	3400932764419	plaque(s) thermoformée(s) PVC de 15 suppositoire(s)
61894807	PROVENOL, pommade	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3276435	3400932764358	1 tube(s) aluminium verni de 60 g avec canule(s) polyéthylène
61894807	PROVENOL, pommade	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3390527	3400933905279	1 tube(s) aluminium verni de 35 g avec canule(s) polyéthylène



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69927312	PROVERA 10 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3393017	3400933930172	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
69927312	PROVERA 10 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3393023	3400933930233	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
64044550	PROVISACOR 10 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3620720	3400936207202	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64044550	PROVISACOR 10 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3620737	3400936207370	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
61128025	PROVISACOR 20 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3620772	3400936207721	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61128025	PROVISACOR 20 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3620789	3400936207899	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67624665	PROVISACOR 5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3698923	3400936989238	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67624665	PROVISACOR 5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3698946	3400936989467	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67624665	PROVISACOR 5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3698952	3400936989528	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67624665	PROVISACOR 5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3698969	3400936989696	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
67981998	PROXALYOC 10 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3436175	3400934361753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 lyophilisat(s)
67981998	PROXALYOC 10 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3436181	3400934361814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 lyophilisat(s)
67981998	PROXALYOC 10 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3436198	3400934361982	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 lyophilisat(s)
65873792	PROXALYOC 20 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3436206	3400934362064	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 lyophilisat(s)
65873792	PROXALYOC 20 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3436212	3400934362125	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 lyophilisat(s)
65873792	PROXALYOC 20 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3436229	3400934362293	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 lyophilisat(s)
65873792	PROXALYOC 20 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3448103	3400934481031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 lyophilisat(s)
60935279	PROZAC 20 mg, comprimé dispersible sécable	LILLY FRANCE	3450525	3400934505256	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ULTRX) aluminium de 14 comprimé(s)
60935279	PROZAC 20 mg, comprimé dispersible sécable	LILLY FRANCE	3450531	3400934505317	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ULTRX) aluminium de 28 comprimé(s)
60935279	PROZAC 20 mg, comprimé dispersible sécable	LILLY FRANCE	5631142	3400956311422	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ULTRX) aluminium de 70 comprimé(s)
61885224	PROZAC 20 mg, gélule	LILLY FRANCE	3310089	3400933100896	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
61885224	PROZAC 20 mg, gélule	LILLY FRANCE	3310095	3400933100957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
61885224	PROZAC 20 mg, gélule	LILLY FRANCE	5562843	3400955628439	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 70 gélule(s)
61956187	PROZAC 20 mg/5 ml, solution buvable en flacon	LILLY FRANCE	3360420	3400933604202	1 flacon(s) en verre brun de 70 ml avec pipette doseuse polyéthylène polystyrène
63837064	PRUNINE, gelée orale en pot	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3087332	3400930873328	1 pot(s) en verre de 275 g
64725666	PRUNOMUCIL, poudre orale en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3343769	3400933437695	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 6,5 g
61763117	PSEUDOPHAGE, granulé pour solution buvable en sachet-dose	SERVIER	3087355	3400930873557	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10 g
61763117	PSEUDOPHAGE, granulé pour solution buvable en sachet-dose	SERVIER	3619846	3400936198463	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10 g
61763117	PSEUDOPHAGE, granulé pour solution buvable en sachet-dose	SERVIER	3619852	3400936198524	60 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 10 g
66747871	PSOCORTENE, pommade	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3149932	3400931499329	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
66747871	PSOCORTENE, pommade	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3185508	3400931855088	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
60638566	PSORADERM 5 20 mg, comprimé sécable	GOUPIL JEAN-JACQUES	3253747	3400932537471	1 flacon(s) en verre brun de 50 comprimé(s)
60638566	PSORADERM 5 20 mg, comprimé sécable	GOUPIL JEAN-JACQUES	3253753	3400932537532	1 flacon(s) en verre brun de 75 comprimé(s)
60638566	PSORADERM 5 20 mg, comprimé sécable	GOUPIL JEAN-JACQUES	3253776	3400932537761	1 flacon(s) en verre brun de 150 comprimé(s)
68520477	PSYLIA, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet	TECHNI-PHARMA	3302204	3400933022044	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 6,9 g
68520477	PSYLIA, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet	TECHNI-PHARMA	3302210	3400933022105	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 6,9 g
68520477	PSYLIA, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet	TECHNI-PHARMA	3302227	3400933022273	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 6,9 g
68679006	PSYLLIUM FUCA, SEMENCE BROYEE, poudre orale en sachet	FUCA	3260167	3400932601677	20 sachet(s) complexe papier PVDC de 10 g
68740295	PSYLLIUM LANGLEBERT, graines	BAILLEUL	3087467	3400930874677	1 sachet(s) polyéthylène de 250 g
66343779	PULMADOL ENFANTS, sirop	AMIDO	3203784	3400932037841	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène

<b>CIS</b>	<b>Dénomination de la spécialité</b>	<b>Titulaire de l'AMM</b>	<b>CIP 7</b>	<b>CIP13</b>	<b>Nom de la Présentation</b>
61831269	PULMADOL ENFANTS, suppositoire	AMIDO	3416445	3400934164453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 suppositoire(s)
61831269	PULMADOL ENFANTS, suppositoire	AMIDO	3418415	3400934184154	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 8 suppositoire(s)
62233374	PULMADOL NOURRISSONS, sirop	AMIDO	3417999	3400934179990	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62267476	PULMADOL NOURRISSONS, suppositoire	AMIDO	3417982	3400934179822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 suppositoire(s)
62267476	PULMADOL NOURRISSONS, suppositoire	AMIDO	3418421	3400934184215	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 8 suppositoire(s)
65773258	PULMICORT 0,50 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ASTRAZENECA	3372713	3400933727130	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
66664532	PULMICORT 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ASTRAZENECA	3373569	3400933735692	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
66045957	PULMICORT 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	ASTRAZENECA	3334836	3400933348366	flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 200 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux) polyéthylène
63416040	PULMICORT 200 ug/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	ASTRAZENECA	3334842	3400933348427	flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 100 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux) polyéthylène
63416040	PULMICORT 200 ug/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	ASTRAZENECA	3334859	3400933348595	flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 100 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux) polypropylène téréphtalate
63416040	PULMICORT 200 ug/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	ASTRAZENECA	3334865	3400933348656	flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 200 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux) polyéthylène
63416040	PULMICORT 200 ug/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	ASTRAZENECA	3334871	3400933348717	flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 200 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux) polypropylène téréphtalate
68441909	PULMICORT TURBUHALER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3364961	3400933649616	1 inhalateur(s) multidose(s) polyéthylène de 200 dose(s) avec embout(s) buccal(aux) polyéthylène polypropylène
65036357	PULMICORT TURBUHALER 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3332754	3400933327545	1 flacon(s) polyéthylène de 200 dose(s) avec embout(s) buccal(aux) polypropylène
65546488	PULMICORT TURBUHALER 400 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3332760	3400933327606	1 inhalateur(s) multidose(s) polyéthylène de 200 doses avec embout(s) buccal(aux) polypropylène
65546488	PULMICORT TURBUHALER 400 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3374787	3400933747879	1 inhalateur(s) multidose(s) polyéthylène de 100 doses avec embout(s) buccal(aux) polypropylène
66428012	PULMO DRAINOL, solution buvable, gouttes	BOIRON	3191791	3400931917915	1 flacon(s) de 30 ml
68000996	PULMOBAILLY, solution buvable en flacon	BAILLY CREAT	3437016	3400934370168	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml
62319446	PULMOCALM 2 % ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol	SOREPHARM	3547578	3400935475787	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml avec cuillère-mesure (polystyrène) de 5 ml
69645836	PULMOCALM 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol	SOREPHARM	3547584	3400935475848	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml
69645836	PULMOCALM 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol	SOREPHARM	3547590	3400935475909	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 180 ml
69645836	PULMOCALM 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol	SOREPHARM	3547609	3400935476098	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
69645836	PULMOCALM 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol	SOREPHARM	3547615	3400935476159	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml
69645836	PULMOCALM 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol	SOREPHARM	3547621	3400935476210	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 300 ml
67986283	PULMOCIS. Trousse pour la préparation de macroagrégats d'albumine humaine technétisés [99mTc]MAA	CIS BIO INTERNATIONAL	5599792	3400955997924	5 flacon(s) en verre de 17,9 mg
66367100	PULMODEXANE 300 mg/100 ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique	BAILLY CREAT	3550907	3400935509079	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
66367100	PULMODEXANE 300 mg/100 ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique	BAILLY CREAT	3550913	3400935509130	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64482812	PULMOFLUIDE SIMPLE, solution buvable	ACTION INNOVATION MARKETING	3087852	3400930878521	1 flacon(s) en verre de 180 ml
64482812	PULMOFLUIDE SIMPLE, solution buvable	ACTION INNOVATION MARKETING	3268542	3400932685424	1 flacon(s) en verre de 150 ml
66516761	PULMOLL MELANGE INHALANT, SOLUTION POUR INHALATION	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3262858	3400932628582	1 flacon(s) en verre de 90 ml
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3087881	3400930878811	1 boîte(s) fer de 80 g
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3213647	3400932136476	1 boîte(s) fer de 40 g
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3213653	3400932136537	1 boîte(s) fer de 160 g
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3213676	3400932136766	1 boîte(s) polystyrène de 140 g
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3214813	3400932148134	1 boîte(s) fer de 120 g
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3227299	3400932272990	1 boîte(s) fer de 10 pastille(s)
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3227307	3400932273072	1 sachet(s) polyéthylène de 10 pastille(s)
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3255367	3400932553679	1 sachet(s) polyéthylène de 100 g
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3255373	3400932553730	1 sachet(s) polyéthylène de 120 g
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3293913	3400932939138	1 boîte(s) fer de 180 g avec une boîte ambulatoire pour 10 pastilles
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3326765	3400933267650	1 boîte(s) fer de 75 g
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3326771	3400933267711	1 boîte(s) fer de 70 g
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3384774	3400933847746	1 sachet(s) polyéthylène de 32 pastille(s)
60476527	PULMOLL, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3452091	3400934520914	1 boîte(s) fer de 30 pastille(s)
60206154	PULMOSERUM, solution buvable	BAILLY CREAT	3288993	3400932889938	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
64790660	PULMOSODYL ADULTE, sirop	BRIDOUX	3088082	3400930880821	1 flacon(s) en verre de 200 ml
60424605	PULMOTEC, Creuset de graphite pour la préparation de Technegas pour inhalation	VITAMEDICA EUROPE	5599734	3400955997344	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC carton de 10 creuset(s)
60866491	PULMOZYME 2500 U/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en ampoule	ROCHE	3646748	3400936467484	6 ampoule(s) polyéthylène de 2,5 ml
60866491	PULMOZYME 2500 U/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en ampoule	ROCHE	3646754	3400936467545	30 ampoule(s) polyéthylène de 2,5 ml
69003828	PULPARTHROL, solution pour usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002498	3400950024984	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 14 ml
65469593	PULPERYL, solution pour usage dentaire	SEPTODONT	5000861	3400950008618	1 flacon(s) en verre brun de 13 ml
65469593	PULPERYL, solution pour usage dentaire	SEPTODONT	5000878	3400950008786	1 flacon(s) en verre brun de 45 ml
69787198	PULPISEDOL, solution pour usage dentaire	DENTSPLY	3268482	3400932684823	1 flacon(s) en verre de 15 ml avec embout avec compte-gouttes élastomère
66660352	PULPOMIXINE, pâte pour usage dentaire	SEPTODONT	5000884	3400950008847	1 tube(s) aluminium verni de 5 g
62625838	PULSATILLA COMPLEXE N°60, solution buvable	LEHNING	3059956	3400930599563	1 flacon(s) en verre de 20 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69959598	PULVIPLASMINÉ, solution nasale	BOIRON	3088142	3400930881422	1 flacon(s) de 15 ml
62791735	PULVIS NIGER BOIRON, poudre orale	BOIRON	3146891	3400931468912	1 tube(s) de 15 g
60632549	PULVO 47, poudre pour application cutanée	FOURNIER	3088573	3400930885734	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 4 g
60632549	PULVO 47, poudre pour application cutanée	FOURNIER	3175763	3400931757634	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 8 g
62537879	PURAYA, granulés en sachet	SANOFI AVENTIS FRANCE	3282387	3400932823871	30 sachet(s) aluminium polyéthylène kraft de 5 g
65396202	PURCASCYL, gélule	PHARMATOP	3339029	3400933390297	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
66465306	PUREGON 100 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414162	3400934141621	1 ampoule(s) en verre de 100 UI - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
66465306	PUREGON 100 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414179	3400934141799	3 ampoule(s) en verre de 100 UI - 3 ampoule(s) en verre de 1 ml
66465306	PUREGON 100 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414185	3400934141850	5 ampoule(s) en verre de 100 UI - 5 ampoule(s) en verre de 1 ml
66465306	PUREGON 100 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414191	3400934141911	10 ampoule(s) en verre de 100 UI - 10 ampoule(s) en verre de 1 ml
62637559	PUREGON 100 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514053	3400935140531	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
62637559	PUREGON 100 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514076	3400935140760	5 flacon(s) en verre de 0,5 ml
62637559	PUREGON 100 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514082	3400935140821	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
67892802	PUREGON 150 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414216	3400934142161	1 ampoule(s) en verre de 150 UI - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
67892802	PUREGON 150 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414222	3400934142222	3 ampoule(s) en verre de 150 UI - 3 ampoule(s) en verre de 1 ml
67892802	PUREGON 150 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414239	3400934142390	5 ampoule(s) en verre de 150 UI - 5 ampoule(s) en verre de 1 ml
67892802	PUREGON 150 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414245	3400934142451	10 ampoule(s) en verre de 150 UI - 10 ampoule(s) en verre de 1 ml
64508602	PUREGON 150 UI/0,18 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3651407	3400936514072	1 cartouche(s) en verre de 0,27 ml avec 3 aiguille(s)
63689021	PUREGON 150 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514099	3400935140999	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
63689021	PUREGON 150 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514107	3400935141071	5 flacon(s) en verre de 0,5 ml
63689021	PUREGON 150 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514113	3400935141132	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
63096487	PUREGON 200 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3516543	3400935165435	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
63096487	PUREGON 200 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3516566	3400935165664	5 flacon(s) en verre de 0,5 ml
63096487	PUREGON 200 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3516572	3400935165725	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
66899345	PUREGON 225 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3516589	3400935165893	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
66899345	PUREGON 225 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3516595	3400935165954	5 flacon(s) en verre de 0,5 ml
66899345	PUREGON 225 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3516603	3400935166036	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
68017230	PUREGON 250 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3516626	3400935166265	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
68017230	PUREGON 250 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3516632	3400935166326	5 flacon(s) en verre de 0,5 ml
68017230	PUREGON 250 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3516649	3400935166494	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
62448341	PUREGON 300 UI/0,36 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3530974	3400935309747	1 cartouche(s) en verre de 0,48 ml avec 6 aiguille(s)
68316154	PUREGON 50 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414067	3400934140679	1 ampoule(s) en verre de 50 UI - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
68316154	PUREGON 50 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414073	3400934140730	3 ampoule(s) en verre de 50 UI - 3 ampoule(s) en verre de 1 ml
68316154	PUREGON 50 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414096	3400934140969	5 ampoule(s) en verre de 50 UI - 5 ampoule(s) en verre de 1 ml
68316154	PUREGON 50 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414104	3400934141041	10 ampoule(s) en verre de 50 UI - 10 ampoule(s) en verre de 1 ml
65393373	PUREGON 50 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3513993	3400935139931	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
65393373	PUREGON 50 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514001	3400935140012	5 flacon(s) en verre de 0,5 ml
65393373	PUREGON 50 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514018	3400935140180	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
65214799	PUREGON 600 UI/0,72 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3530980	3400935309808	1 cartouche(s) en verre de 0,84 ml avec 6 aiguille(s)
62423352	PUREGON 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414110	3400934141102	1 flacon(s) en verre de 75 UI - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
62423352	PUREGON 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414127	3400934141270	3 flacon(s) en verre de 75 UI - 3 ampoule(s) en verre de 1 ml
62423352	PUREGON 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414133	3400934141331	5 flacon(s) en verre de 75 UI - 5 ampoule(s) en verre de 1 ml
62423352	PUREGON 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3414156	3400934141560	10 flacon(s) en verre de 75 UI - 10 ampoule(s) en verre de 1 ml
61358503	PUREGON 75 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514024	3400935140241	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
61358503	PUREGON 75 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514030	3400935140302	5 flacon(s) en verre de 0,5 ml
61358503	PUREGON 75 UI/0,5 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3514047	3400935140470	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml



<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60727755	PUREGON 900 UI/1,08 ml, solution injectable	ORGANON (HOLLANDE)	3651413	3400936514133	1 cartouche(s) en verre de 1,23 ml avec 9 aiguille(s)
63377491	PURINETHOL 50 mg, comprimé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3088194	3400930881941	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 25 comprimé(s)
63377491	PURINETHOL 50 mg, comprimé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3643112	3400936431126	flacon(s) en verre brun de 25 comprimé(s)
61662851	PURIVIST 0,5 mg/ml, collyre en solution	ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)	3622653	3400936226531	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
69149943	PURSENNIDE 20 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3088219	3400930882191	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium verni de 40 comprimé(s)
69149943	PURSENNIDE 20 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3320082	3400933200824	1 flacon(s) en verre de 40 comprimé(s)
69149943	PURSENNIDE 20 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3365788	3400933657888	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 20 comprimé(s)
69149943	PURSENNIDE 20 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3365794	3400933657949	1 flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
62852729	P-VEINOS, solution buvable en gouttes	NATUR & PHARM	3415782	3400934157820	1 flacon(s) en verre jaune(brun) avec compte-gouttes de 60 ml
69865540	PYOCEFAL 1 g I.V., poudre pour préparation injectable	TAKEDA	3240696	3400932406968	1 flacon(s) en verre de 1 g
69865540	PYOCEFAL 1 g I.V., poudre pour préparation injectable	TAKEDA	5544087	3400955440871	20 flacon(s) en verre de 1 g
66917697	PYOREX, pâte dentifrice	BAILLY CREAT	3160514	3400931605140	1 tube(s) aluminium verni de 90 g
66917697	PYOREX, pâte dentifrice	BAILLY CREAT	3307503	3400933075033	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
69494932	PYOSTACINE 250 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3393721	3400933937218	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
69494932	PYOSTACINE 250 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3393738	3400933937386	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63728481	PYOSTACINE 500 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3135858	3400931358589	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
63728481	PYOSTACINE 500 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5525291	3400955252917	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 80 comprimé(s)
63728481	PYOSTACINE 500 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5583325	3400955833253	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
63311840	PYRADOL 12 POUR CENT, crème	ZYDUS FRANCE	3117903	3400931179030	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63311840	PYRADOL 12 POUR CENT, crème	ZYDUS FRANCE	3286304	3400932863044	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
63311840	PYRADOL 12 POUR CENT, crème	ZYDUS FRANCE	3295013	3400932950133	1 tube(s) aluminium verni de 80 g
63938387	PYRALVEX, gel buccal et gingival	NORGINE PHARMA	3197813	3400931978138	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
63378561	PYRALVEX, solution buccale et gingivale	NORGINE PHARMA	3088283	3400930882832	1 flacon(s) en verre brun de 25 ml - avec pinceau applicateur - nylon - polypropylène
63378561	PYRALVEX, solution buccale et gingivale	NORGINE PHARMA	3369852	3400933698522	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml - avec pinceau applicateur - nylon - polypropylène
63378561	PYRALVEX, solution buccale et gingivale	NORGINE PHARMA	3406352	3400934063527	1 flacon(s) en verre brun de 50 ml - avec pinceau applicateur - nylon - acrylonitrile
64625331	PYRAX 100 mg, suppositoire	AMIDO	3273218	3400932732180	2 plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène basse densité (PEBD) PVC dioxyde de titane de 4 suppositoire(s)
69447523	PYRAX 250 mg, suppositoire	AMIDO	3273224	3400932732241	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène basse densité (PEBD) PVC de 8 suppositoire(s)
64093227	PYRAX 600 mg, suppositoire	AMIDO	3273230	3400932732302	2 plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène basse densité (PEBD) PVC dioxyde de titane de 4 suppositoire(s)
68200139	PYREFLOR, lotion	FERLUX	3283694	3400932836949	1 flacon(s) polyéthylène de 125/134 ml - partiellement rempli(e)(s)
68200139	PYREFLOR, lotion	FERLUX	3283702	3400932837021	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 100/110 ml - aluminium verni - partiellement rempli(e)(s)
62851940	PYREFLOR, shampooing	FERLUX	3283688	3400932836888	1 flacon(s) polypropylène de 125 ml
62851940	PYREFLOR, shampooing	FERLUX	3368700	3400933687007	1 tube(s) polypropylène de 40 ml
66389940	PYRIDOXINE CHLORHYDRATE 50 mg/1 ml RENAUDIN, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5550490	3400955504900	100 ampoule(s) en verre de 1 ml